

Evetric® Bond

[cs] Návod k použití

Světlem tuhnoucí jednosložkové
dentální adhezivum

Rx ONLY

CE 0123

Date information prepared:
2024-10-08 / Rev.1



Manufacturer:
Ivoclar Vivadent AG
Benderstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
www.ivoclar.com

ivoclar

Česky

1 Určené použití

Určený účel

Vazební prostředek pro zubní výplně k tvrdým zubním tkáním,
pečetění dentinových lézí.

Cílová skupina pacientů

- Pacienti s trvalým chrupem
- Pacienti s mléčným chrupem

Určení uživatelé / speciální školení

- Zubní lékaři
- Bez požadavku na speciální školení

Použití

Pouze pro použití ve stomatologii.

Popis

Evetric® Bond je světlem tuhnoucí, samoleptací jednosložkové dentální adhezivum na sklovinu a dentin. Evetric Bond lze vytvrzovat světlem po dobu 10 s při intenzitě světla 500 až 1300 mW/cm².

Indikace

Chybějící struktura zubu ve frontálním a distálním úseku chrupu

Oblasti použití:

- Přímé výplně stálého chrupu s použitím světlem tuhnoucích kompozit.
- Přímé dostavby jádra zubu trvalého chrupu s využitím světlem, samotuhnoucích a duálně tuhnoucích kompozitů.
- Opravy odlomených kompozitních výplní stálého chrupu.
- Desenzibilizace hypersenzitivních krčkových oblastí u stálého chrupu.
- Výplně mléčných zubů.

Je třeba dodržovat omezení použití.

Kontraindikace

- Použití produktu je kontraindikováno, pokud je u pacienta známa alergie na kteroukoliv z jeho složek
- Přímé uzavření pulpy

Omezení použití

- Evetric Bond nepoužívejte jako primer pro náhrady zhotovené z keramiky. Musí se použít vhodný keramický primer.
- Nepoužívejte Evetric Bond pro aplikace, při kterých není možné dostatečné osvětlení (např. upevňování kořenových čepů).
- Přípravek Evetric Bond nesmí být použit, pokud není možná předepsaná technika aplikace.
- Jednorázové aplikátory se nesmí používat opakovaně.
- Intenzita světla > 1300 mW/cm² se nesmí používat pro mléčné zuby.

Vedlejší účinky

Ve vzácných případech mohou složky Evetric Bond vést k sensibilizaci. V takových případech by Evetric Bond již neměl být používán.

Interakce

- Bělicí prostředky na bázi peroxidu a dezinfekční prostředky mohou zabránit vytvrzení adheziva. Tyto materiály se nesmí používat po dobu ≤ 14 dní před aplikací Evetric Bond.
- Fenolické přípravky (například Eugenol) mohou zabránit vytvrzení Evetric Bond.
- Prostředky na zastavení krvácení na bázi železa a hliníku se před ošetřením s Evetric Bond musí beze zbytku odstranit důkladným opláchnutím vodou.
- Před aplikací Evetric Bond nepoužívejte žádné prostředky na fluoridaci.

Klinický přínos

- Obnovení žvýkací funkce
- Obnova estetiky

Složení

HEMA, Bis-GMA, etanol, voda, D3MA, MDP, polyakrylová kyselina modifikovaná metakryláty, oxid křemičitý, camphorquinone, etyl-p-dimethylaminobenzoát, 2-dimethylaminoethylmetakrylát.

2 Použití

2.1 Izolace

Přiměřená relativní nebo absolutní izolace pomocí vhodných pomůcek podle potřeby.

2.2 Ochrana pulpy / podložka

U velmi hlubokých kavit a kavit v blízkosti pulpy tuto oblast selektivně pokryjte přípravkem obsahujícím hydroxid vápenatý a následně překryjte vrstvou z cementu odolného vůči tlaku (např. skloionomerní cement).

2.3 Použití adheziva

- Nadávkujte požadované množství Evetric Bond do míchací podložky a naneste jednorázovým aplikátorem.
- Adhezivum chraňte před světlem.
- Po použití lahvičku opět pečlivě uzavřete.
- Začněte povrchem skloviny a přípravkem Evetric Bond důkladně pokryjte všechny povrchy zubů.
- Adhezivum vtírejte do ošetřovaného povrchu zubu nejméně 20 vteřin. Tato doba se nesmí zkracovat. Prosté rozetření adheziva na povrch zubu nestačí.
- Zbytky Evetric Bond rozfoukejte proudem suchého stlačeného vzduchu bez obsahu oleje, až vznikne hladký, nepohyblivý tekutý film.
-  Při každém novém použití je třeba použít nový aplikátor na jedno použití.

Poznámky k použití

Lahvičku nepoužívejte intraorálně. Z hygienických důvodů používejte vhodnou aplikační pomůcku.

Důležité informace

- Během aplikace je třeba zamezit vystavení materiálu intenzivnímu světlu.
- Přecházejte jakékoliv kontaminaci aplikátoru krví, slinami, sulkulární tekutinou nebo vodou během aplikace. V případě kontaminace je třeba kavitu znovu vypláchnout a postup zopakovat s novým aplikátorem.

2.4 Světlem tuhnoucí adhezivum

Evetric Bond lze vytvrzovat světlem po dobu 10 s při intenzitě světla 500 až 1300 mW/cm².

Pokud je průměr světlovodného hrotu menší než průměr náhrady, proveďte překrývající polymeraci, abyste zajistili pokrytí všech oblastí náhrady.

 Musí se dodržet návod k použití polymerační lampy.

Bezpečnostní upozornění

Vyhnete se přímému kontaktu polymeračního světla s gingivou, ústní sliznicí nebo kůží.

2.5 Aplikace výplňových kompozitních materiálů

 Další postup podle návodu k použití výplňových kompozitních materiálů.

2.6 Postup při intraorální opravě prasklých kompozitních výplní / kompozitních náhrad pomocí světlem tuhneoucích materiálů

- Opravovaný povrch náhrady zdrsňte diamantovým brouskem, důkladně opláchněte proudem vody a osušte stlačeným vzduchem bez obsahu oleje a vody.
- Další pracovní kroky jsou stejné jako při přímém použití Evetric Bond.

3 Bezpečnostní informace

- Evetric Bond je dráždivý. Zamezte zasažení kůže, sliznic a vniknutí do očí.
- Při zasažení kůže ihned opláchněte proudem vody.
- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékaře nebo oftalmologa.
- Ve vzácných případech může zasažení kůže vést k senzibilizaci na obsažené látky.
- Běžně dostupné lékařské rukavice nechrání před senzibilizujícími účinky metakrylátů.
- V případě vážných nehod souvisejících s produktem kontaktujte společnost Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/ Liechtenštejnsko, webové stránky: www.ivoclar.com, a své místní veřejné zdravotnické úřady.
- Aktuální návod k použití je k dispozici v části s dokumenty ke stažení na webových stránkách společnosti Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclar.com).
- Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkci (Summary of Safety and Clinical Performance – SSCP) je k dispozici v Evropské databázi zdravotnických zařízení (European Database on Medical Devices) (EUDAMED) na webu <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.
- Základní UDI-DI: 76152082ABOND005HS

Varování

Dodržujte bezpečnostní list (SDS) (je k dispozici v části s dokumenty ke stažení na webových stránkách společnosti Ivoclar Vivadent AG www.ivoclar.com).