



ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ UBROUSKY PRO ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

WIP'ANIOS EXCEL

ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ UBROUSKY S RYCHLÝM ÚČINKEM K PŘÍMÉMU POUŽITÍ

Dezinfekční ubrousky s rychlým účinkem k přímému použití na dezinfekci a čištění povrchů lékařských neinvazivních nástrojů a zdravotnických pomůcek, které nelze dezinfikovat ponorem do roztoku a na čištění pouzder endoskopů během přípravy před dezinfekcí a čištěním ponorem.

Kombinace širokého spektra účinnosti, krátkých expozičních časů, vynikající materiálové kompatibility (včetně povrchů citlivých na alkohol) a vlastností jemného čistícího prostředku.

Produkt je vhodný pro široké spektrum povrchů zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních a ideální pro oddělení intenzivní péče a ostatní oddělení s vysokým rizikem. To umožňuje, že produkt je v souladu s protokolem a zároveň zajišťuje účinnou dezinfekci, která zabraňuje šíření patogenů.

- Účinné složení bez parfemace a barviv
- Čištění a dezinfekce v jednom kroku, zanechává povrch viditelně čistý
- Ubrousky z viskózy, 100% biologicky odbouratelného materiálu.



WIP'ANIOS EXCEL

Dezinfekční ubrousky s rychlým účinkem k přímému použití na dezinfekci a čištění povrchů lékařských neinvazivních nástrojů a zdravotnických pomůcek, které nelze dezinfikovat ponorem do roztoku a na čištění pouzder endoskopů během přípravy před dezinfekcí a čištěním ponorem.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- Čistí a dezinfikuje v jednom kroku
- Bez alkoholu, parfemace a barviv
- Široké spektrum účinnosti a optimální doba působení
- Kompatibilita se širokou škálou materiálů, včetně polymerů (např. polykarbonát, plexisklo)
- pH: 6
- WIP'ANIOS EXCEL JE ZE 100% VISKÓZY

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOST

PODMÍNKY	DOBA EXPOZICE
Baktericidní účinnost podle EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Účinnost proti kvasinkám podle EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Tuberkulocidní účinnost podle EN 14348*	60 min
Účinnost proti obaleným virům podle EN 14476*	1 min
EN 14476* Polyomavirus SV 40	5 min
EN 14476* Rotavirus	30 sec
Omezeně virucidní účinnost podle EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenovirus	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	15 min

* nečisté podmínky

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

PRODUKT	BALENÍ	OBJEDNACÍ KÓD
WIP'ANIOS EXCEL	6 x 100 wipes	3135361

OBLAST POUŽITÍ

Dezinfekční ubrousky s rychlým účinkem k přímému použití na dezinfekci a čištění povrchů lékařských neinvazivních nástrojů a zdravotnických pomůcek, které nelze dezinfikovat ponorem do roztoku a na čištění pouzder endoskopů během přípravy před dezinfekcí a čištěním ponorem.

NÁVOD K POUŽITÍ

Dezinfekční ubrousky k přímému použití. Aplikujte na celý povrch ošetřené místo, použijte tolik ubrousků, kolik je potřeba. Po každém použití obal řádně uzavřete. Ubrousek nepoužívejte opakovaně, účinnost již nelze zaručit. Dodržujte uvedený čas expozice pro požadovanou antimikrobiální účinnost. Důkladně opláchněte pitnou vodou ošetřené místo, která mají přijít do styku s pokožkou nebo sliznicí. Aplikujte tak často, jak je nutné, nebo se řiďte platným hygienickým plánem. Při ošetření povrchů zdravotnických prostředků postupujte v souladu s návodem výrobce těchto zdravotnických prostředků. Po otevření doba použitelnosti podle EN 16615: 3 měsíce.

SLOŽENÍ

Impregnační roztok obsahuje: Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid (CAS 7173-51-5) 3 mg/g, neiontové povrchové aktivní látky, komplexotvorné látky, pomocné látky.

CERTIFIKÁTY

Zdravotnický prostředek. Plná antimikrobiální účinnost přípravku WIP'ANIOS EXCEL je zahrnuta ve vědecké dokumentaci, která je k dispozici na vyžádání.

SKLADOVÁNÍ

Skladování: +5°C až +25°C.

POUŽÍVEJTE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK BEZPEČNĚ

Přečtěte si etiketu a informace o výrobku.



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

DISTRIBUTOR PRO ČR:

ECOLAB GESELLSCHAFT mbH
Rivergate D1/4OG
Handelskai 92
1200 Wien
Austria

ECOLAB GESELLSCHAFT MBH

Odštěpný závod
Vocťářova 2449/5
Praha 8, 180 00
Česká republika



www.ecolab.com