

Plaque Test

EN Instructions for Use

- Disclosing liquid to make bacterial biofilm visible

CS Návod k použití

- Zvýrazňující tekutina zviditelňující bakteriální biofilm

Date information prepared
2014-09/Rev. 2
555092/WE3

Ivoclar Vivadent AG
FL-9494 Schaan/Liechtenstein
www.ivoclarvivadent.com

ivoclar
vivadent®
clinical

English

Description

Plaque Test is a disclosing liquid used to reveal plaque on the surfaces of natural and restored teeth as well as implants. Under a polymerization light, e.g. Bluephase®, plaque appears fluorescent yellow after Plaque Test has been applied.

Composition

Glycerin, Aqua, CI 45350, Potassium Phosphate, Ethylparaben, Sodium Hydroxide

Indication

Exposure of plaque on tooth surfaces

Contraindication

The application of Plaque Test is contraindicated if a person is known to be allergic to any of its ingredients.

Side effects

None known to date

Application

Use Plaque Test to selectively stain biofilm on teeth. This measure is particularly recommended to reveal retention niches for plaque during orthodontic treatment or if restorations or implants are present. The fluorescent pigment does not stain teeth, soft tissue and restorations. Only the plaque-coated areas glow under the light of a polymerization unit. This method can also be used in the determination of plaque indices.

Step by Step

1. Apply Plaque Test generously on all tooth surfaces using a cotton swab.
2. The mouth should be rinsed so that Plaque Test adheres only to areas covered with plaque.
3. Shine a polymerization light, e.g. Bluephase® on the teeth. Plaque covered with the disclosing liquid has a fluorescent yellow appearance.
4. Remove plaque by brushing the teeth or by professional tooth cleaning using Proxyl® pastes.

Note

The glycerine gives Plaque Test a sweet taste. The disclosing liquid is sugarless.

Storage

- Close bottle immediately after use.
- Shelf life: see label / packaging.
- Do not use Plaque Test after the indicated date of expiration.
- Storage temperature: 2–28 °C/36–82 °F.

Store out of the reach of children!

This material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be carried out strictly according to the Instructions for Use. Liability cannot be accepted for damages resulting from failure to observe the Instructions or the stipulated area of application. The user is responsible for testing the material for its suitability and use for any purpose not explicitly stated in the Instructions. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

Česky

Popis

Plaque Test je zvýrazňující tekutina, která se používá k odhalení plaku na povrchu přirozených a umělých zubů i implantátů. Pod polymerizačním světlem, např. lampy Bluephase®, vypadá plak po nanesení přípravku Plaque Test zářivě žlutý.

Složení

Glycerin, voda, CI 45350, fosforečnan draselný, ethylparaben, hydroxid sodný

Indikace

Zvýraznění plaku na povrchu zubů

Kontraindikace

Nanesení přípravku Plaque Test je kontraindikováno v případě známé alergie na některou z jeho složek.

Vedlejší účinky

K dnešnímu dni nejsou žádné známy.

Použití

Přípravek Plaque Test se používá k selektivnímu zbarvení biofilmu na zubech. Toto opatření se zvláště doporučuje za účelem odhalení míst retence plaku při ortodontické léčbě nebo jsou-li v ústech umělé zuby nebo implantáty. Zářivá barva neobarvuje zuby, měkké tkáně a výplně. Pod světlem polymerizační lampy vynikají pouze oblasti zanesené plakem. Tuto metodu je také možné použít ke stanovení indexu plaku.

Krok za krokem

1. Naneste hojné množství Plaque Test na všechny povrchy zubů pomocí vatového tamponu.
2. Ústa by se měla vypláchnout, aby Plaque Test uplěl pouze na oblastech zanesených plakem.
3. Posvětte na zuby polymerizační lampou, např. Bluephase®. Plak pokrytý zvýrazňující tekutinou má zářivě žlutý vzhled.

4. Odstraňte plak vyčištěním zubním kartáčkem nebo v rámci odborného čištění zubů za použití past Proxyl®.

Poznámka

Glycerin dodává přípravku Plaque Test sladkou chuť. Zvýrazňující tekutina neobsahuje cukr.

Skladování

- Lahvičku ihned po použití uzavřete.
- Nepoužívejte Plaque Test po datu uvedené expirace.
- Teplota skladování: 2 –8 °C.

Uchovávejte materiál mimo dosah dětí!

Tento materiál byl vyvinut výlučně pro použití v zubním lékařství. Zpracování je nutné provádět výhradně podle návodu k použití. Nelze přijmout odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním pokynů nebo stanovené oblasti použití. Uživatel odpovídá za ozkoušení výrobků z hlediska jejich vhodnosti a použití pro jakékoliv účely výslovně neuvedené v návodu. Popisy a údaje nepředstavují žádnou záruku vlastností a nejsou závazné.