

## Bieliace zubné pasty

### Opalescence Original

### Opalescence Sensitivity Relief pre citlivé zuby

- Jedinečná zmes tri-oxidu kremičitého aktívne odstraňuje povrchové škvrny
- Bezpečná pre každodenné, dlhodobé použitie, vhodná pre celú rodinu
- Odstránením povrchových škvŕn zosvetlí zuby o dva odtiene len za jeden mesiac<sup>1</sup>
- Výnimočné vstrebávanie fluoridu sodného<sup>2</sup>, pomáha lepšie chrániť pred kavitami a posilňuje sklovinu
- Sladidlo Xylitol pomáha znižovať riziko zubného kazu
- 78 RDA zaisťuje maximálnu ochranu skloviny, dentínu a výplní<sup>3</sup>
- Vhodná aj pre nebielené zuby
- Neobsahuje Triclosan
- Neobsahuje oxid titaničitý

**15%  
ZĽAVA**

500401	Bieliaca pasta Opalescence 100 ml	<b>8,5 €</b>	40,0 €
503470	Bieliaca pasta Opalescence Sensitive 100 ml	<b>9,1 €</b>	40,7 €

## Opalescence™ whitening toothpaste



## Opalescence® PF 10% denné bielenie

## Opalescence® PF 10% denné bielenie

- 20% vody chráni pred dehydratáciou zubov a návratom k pôvodnému odtieňu
- formula PF chráni pred citlivosťou zubov pri a aj po bielení
- jediný viskózný lepkavý gél s postupným uvoľňovaním peroxidu vodíka pre trvalé bielenie
- príchuť: mäta, melón, bez príchute
- doba bieliaceho cyklu: 5-10 aplikácií

**25%  
ZĽAVA**



Opalescence PF 10%	pac.kit mäta, melón, regular	<b>57,8 €</b>	77,0 €
Opalescence PF 10%	40x1,2ml mäta, melón, regular	<b>237,8 €</b>	317,0 €
Opalescence PF 10%	Dr.kit mäta, melón, regular	<b>63,0 €</b>	84,0 €
Opalescence PF 16%	pac.kit mäta, melón, regular	<b>57,8 €</b>	77,0 €
Opalescence PF 16%	40x1,2ml mäta, melón, regular	<b>237,8 €</b>	317,0 €
Opalescence PF 16%	Dr.kit mäta, melón, regular	<b>63,0 €</b>	84,0 €



# Ponuka Q2/2024

## Opalescence BOOST™

ordinačné bielenie na liečbu medicínskych zmien odtieňov zubov

- bieliaci gél s 40% peroxidom vodíka
- chemicky aktivovaný – na aktiváciu nepotrebuje lampu ani laser
- unikátne patentované zloženie PF (dusičnan draselný + fluoridy)
- minimalizuje citlivosť pri a aj po bielení
- iba na 2 × 20 min pri jednej návšteve
- pH 6,9 po zmiešaní – šetrný k sklovine
- 20% vody-minimálna dehydratácia pri bielení
- po správnom zmiešaní je červená farba na zuboch dobre viditeľná

## Umbrella™

retraktor úst, pier a jazyka

- Spoľahlivý rozvierač úst a pier, ktorý vás nesklame:
- Dobro roztvorí ústa a dásňá pacienta, chráni jazyk
- Umožní vám dobre vidieť aj v distálnom úseku chrupu
- Spoľahlivo drží, zvyšuje bezpečnosť ošetrenia
- Pre pacienta je veľmi pohodlný, netlačí ani pri dlhšom ošetrení

504750	Opalescence Boost PF 40% Intro kit	+ Umbrella 20ks	<b>219,0 €</b>	292,0€
504750	Opalescence Boost PF 40% Intro kit	+ Umbrella 40ks	<b>258,8 €</b>	345,0€
504751	Opalescence Boost PF 40% Pacient kit	+ Umbrella 20ks	<b>129,8 €</b>	173,0€
504751	Opalescence Boost PF 40% Pacient kit	+ Umbrella 40ks	<b>169,5 €</b>	226,0€

**25%\***  
**ZĽAVA**




## GEMINI EVO™ diodový laser

- superpulzný výkon v špičke 100 W (peak)
- tri vlnové dĺžky 810 nm, 980 nm, duálne 810 – 980 nm pre optimálnu absorpciu melanínu a vody
- rýchlejší hladký rez, vysoká termálna relaxácia
- Gemini špičky iniciované 5 mm (rezacie) a neiniciované 7 mm (dezinfekčné) rovnaké ako pri predchádzajúcom laseri Gemini
- podsvietenie špičky pre lepšiu viditeľnosť v mieste zákroku
- bezdrôtový nožný pedál a prevádzka na batérie
- 16 predvolených procedúr v 3 kategóriách zákrokov
- 3 fotiomodulačné adaptéry PBM
- bezdrôtové aktualizácie a vyhradená technická podpora cez Wi-Fi pripojenie
- mobilná aplikácia a Gemini EVO Dashboard

509121	Gemini EVO laser kit	<b>10 768,0 €</b>	13 460,0€
--------	----------------------	-------------------	-----------

**20%**  
**ZĽAVA**



## PermaShade LC Veneer

kompozitný živicový cement pre permanentnú fixáciu estetických protetických prác

- Ideálne pre porcelánové, zirkónové, živicové a iné fazety vo frontálnom úseku.
- Nízka polymeračná zmršivosť - podstatne znižuje možnosť deformácie faziet pri polymerizácii a ich prasknutie.
- Svetlom tuhúce (2 sekundy na usadenie + 20 sekúnd polymerizácia VALO lampou).
- Odtiene: A2 (29), B1 (30), Translucent (28) a Opákná biela (27).

505xxx	PermaShade LC Veneer 4 × 1 g	<b>82,5 €</b>	110,0€
--------	------------------------------	---------------	--------

**20%**  
**ZĽAVA**



# Ponuka Q2/2024

## HALO™ sekčné matrice original

### Nitinolové krúžky

- Super-elastická zliatina niklu a titánu udržuje prítlak počas ošetrenia a redukuje cyklické namáhanie
- Krúžky vydržia viac ako 1000 použití
- Nylonové hroty plnené sklom sa nezlámu ľahko a nezbortia sa počas preparácie
- Obrysy krúžku bezpečne držia matricový pásik v prirodzenom anatomickom tvare
- Prevedenie dovoľuje použitie pri výplniach MOD a iných dostavieb II. tr.
- Umožnia ideálnu separáciu pri susediacich dostavbách

### Matricové pásiky

- Anatomicky tvarované na dosiahnutie ideálneho bodu kontaktu
- Zakrivenie okrajovej línie redukuje nutnosť dokončovacích operácií
- Jednoduché nasadenie, umiestnenie a odstránenie pri zachovaní prehľadnosti operačného poľa

### Klinky

- Stlačiteľný stred umožní anatomické prispôsobenie matrice
- Pevný klin: lepšia separácia pri menej traumatickom podráždení papily
- Jednoduché zavedenie klinu vďaka dutému dizajnu, v prípade potreby je možné použiť niekoľko
- Farebné značenie uľahčuje rozpoznanie veľkosti klinov

### Karuselový zásobník:

- prehľadný, šetrí čas
- ľahko sa dezinfikuje dezinfekciou na povrchy

# HALO™

SECTIONAL MATRIX SYSTEM



505042	Halo klinky malé 100 ks	<b>44,0 €</b>	55,0€
505043	Halo klinky stredné 100 ks	<b>44,0 €</b>	55,0€
505044	Halo klinky veľké 100 ks	<b>44,0 €</b>	55,0€
505049	Halo matrice firm non-stick 3,5mm 50 ks	<b>64,8 €</b>	81,0€
505052	Halo matrice firm non-stick 4,5mm 100 ks	<b>124,0 €</b>	155,0€
505053	Halo matrice firm non-stick 5,5mm 50 ks	<b>64,8 €</b>	81,0€
505056	Halo matrice firm non-stick 6,5mm 100 ks	<b>124,0 €</b>	155,0€
505059	Halo matrice firm 3,5mm 50 ks	<b>52,8 €</b>	66,0€
505063	Halo matrice firm 4,5mm 100 ks	<b>99,2 €</b>	124,0€
505065	Halo matrice firm 5,5mm 100 ks	<b>99,2 €</b>	124,0€
505064	Halo matrice firm 5,5mm 50 ks	<b>52,8 €</b>	66,0€
505449	Halo matrice original 3,5mm 100 ks	<b>99,2 €</b>	124,0€
505448	Halo matrice original 3,5mm 50 ks	<b>52,8 €</b>	66,0€
505048	Halo pinzeta	<b>77,6 €</b>	97,0€
504833	Halo sekčné matrice firm non-stick set bez nástrojov	<b>340,0 €</b>	425,0€
504834	Halo sekčné matrice firm set bez nástrojov	<b>340,0 €</b>	425,0€
504835	Halo sekčné matrice original mini kit	<b>250,4 €</b>	313,0€
504832	Halo sekčné matrice original set bez nástrojov	<b>340,0 €</b>	425,0€
504831	Halo sekčné matrice original set s nástrojmi	<b>500,0 €</b>	625,0€
505008	Halo universal molar krúžok 1 ks	<b>116,0 €</b>	145,0€
505009	Halo universal molar krúžok 2 ks	<b>217,6 €</b>	272,0€

Všetky ceny sú uvedené vr. DPH

Platná od 2. 4. do 30. 6. 2024

Váš dodávateľ