



# Jarný špeciál 2024



## Fit® Rubberdam Starter Kit I

Základná sada pre Rubberdam techniku

- 1 nerezový napínací rám, veľký (1)
- 1 kompletná sada spôn (2)
- 1 aplikačné kliešte (3)
- 1 dierkovací kliešte (4)
- 1 návod na použitie

Kit I €  
**429<sup>00</sup>**

## Fit® Rubberdam Starter Kit II

Základná sada pre Rubberdam techniku

- 1 kompletná sada spôn (2)
- 1 aplikačné kliešte (3)
- 1 dierkovací kliešte (4)
- 1 balenie latexových blán, stredných (7)
- 1 plastový napínací rám (5)
- 1 dierkovaná šablóna (6)
- 1 návod na použitie

Kit II €  
**479<sup>00</sup>**

Produkt	Obj. č.	€
Fit Rubberdam Starter Kit I	591050	<b>429,00</b>
Fit Rubberdam Starter Kit II	591054	<b>479,00</b>

€  
**114<sup>00</sup>**



## Fit® Rubberdam dierovacie kliešte

Fit dierovacie kliešte - pre perfektné perforácie bez rozštiepených okrajov

- pohyblivý dierovací čap neustále uzatvárajúci celý opracovaný okraj
- z nerezovej ocele
- dĺžka: 16 cm

Produkt	Obj. č.	€
Fit Rubberdam kliešte na spony	591044	<b>114,00</b>

€  
**17<sup>40</sup>**



## Fit® Rubberdam spony

Spony Ivory (labiálne)

Produkt	Obj. č.	€
Fit Rubberdam spony 210	591154210	<b>17,40</b>

€  
**26<sup>90</sup>**



## mirafleur®-gel



Fluoridový gél pre intenzívnu profylaxiu kazu

- zvyšuje kyselinovú odolnosť skloviny
- znižuje tvorbu plaku
- zrýchľuje remineralizáciu
- obsahuje 1,23 % fluoridu

Produkt	Obj. č.	€
mirafleur-gel jahoda, 250 ml	4001261	<b>26,90</b>
mirafleur-gel mäta, 250 ml	4001260	<b>26,90</b>



€  
**17<sup>40</sup>**



## Fit® Rubberdam spony


Spony na premoláre s krídelkami

Produkt	Obj. č.	€
Fit Rubberdam spony 206	591154206	<b>17,40</b>
Fit Rubberdam spony 2	5911542	<b>17,40</b>
Fit Rubberdam spony 207	591154207	<b>17,40</b>

€  
**17<sup>40</sup>**

## Fit® Rubberdam spony

Spony na moláre s krídelkami



Produkt	Obj. č.	€
Fit Rubberdam spony 5	5911545	<b>17,40</b>
Fit Rubberdam spony 7	5911547	<b>17,40</b>





€  
**21<sup>00</sup>**

## Xylitol Drops

Pastilky bez cukru so sladidlami

- sladené xylitolom
- zachováva mineralizáciu zubov \*
- bez aspartámu, sorbitolu, laktózy
- bezpečkové
- osviežujúca chuť



Produkt	Obj. č.	€
Xylitol Drops, melón, 60 g	5980461	<b>5,20</b>
Xylitol Drops, višňa, 60 g	5980462	<b>5,20</b>
Xylitol Drops, mäta, 60 g	5980463	<b>5,20</b>
Zásobník so 100 ks pastiliek, rôzne druhy, 230 g	598045	<b>21,00</b>

\* Konzumácia potravín, ktoré obsahujú xylitol namiesto cukru, pomáhajú udržiavať mineralizáciu zubov.

€  
**5<sup>20</sup>**



€  
**3<sup>99</sup>**



## Xylitol Chewing Gum

Xylitolové žuvačky bez cukru

- 100% sladené xylitolom
- neobsahujú aspartám ani sorbitol
- prispievajú k mineralizácii zubov<sup>2</sup>
- znižujú tvorbu plaku<sup>3</sup>
- znižujú riziko zubného kazu u detí<sup>3</sup>
- predajný OTC stojan z plastu na vyžiadanie

€  
**25<sup>70</sup>**



€  
**38<sup>90</sup>**



Produkt	Obj. č.	€
Mäta	30 dražé (30 g)	5980260 <b>3,99</b>
Pepermint	30 dražé (30 g)	5980261 <b>3,99</b>
Škorica	30 dražé (30 g)	5980262 <b>3,99</b>
Ovocie	30 dražé (30 g)	5980263 <b>3,99</b>
Brusnice	30 dražé (30 g)	5980264 <b>3,99</b>
Zelený čaj	30 dražé (30 g)	5980265 <b>3,99</b>
Melón	30 dražé (30 g)	5980268 <b>3,99</b>
Jabĺko	30 dražé (30 g)	5980270 <b>3,99</b>
Jahoda	30 dražé (30 g)	5980271 <b>3,99</b>
Mix Jabĺko/Jahoda	2 x 200 dražé (400 g)	5980241 <b>40,90</b>
Mäta doplnkové balenie	200 dražé (200 g)	5980266 <b>25,70</b>
Ovocie doplnkové balenie	200 dražé (200 g)	5980267 <b>25,70</b>
Škorica	200 dražé (200 g)	5980251 <b>25,70</b>
Sortiment (200 balení s 2 dražé/400 g), kombinácia príchuť	5980240	<b>38,90</b>

<sup>2</sup> Pozitívny účinok nastáva, keď žujeme xylitolovú žuvačku po dobu aspoň 20 minút po jedle alebo pití. Konzumácia jedla, ktoré obsahuje xylitol miesto cukru, pomáha udržiavať mineralizáciu zubov. <sup>3</sup> Žuvačka je 100% sladená xylitolom, bolo preukázané, že znižuje tvorbu plaku. Ťažký zubný povlak je rizikovým faktorom pre vznik zubného kazu u detí. Pozitívny účinok je dosiahnuteľný, ak sa 2 - 3 žuvačky - osadené 100% xylitolom - konzumujú najmenej 3-krát denne po jedle.



€  
27<sup>90</sup>

### Miratoi® č. 4

ZOO zvieratká

- rôzne druhy ZOO zvieratiek

Produkt	Obj. č.	€
Miratoi č. 4, balenie 100 ks (mix)	598004	<b>27,90</b>



€  
24<sup>90</sup>

### Miratoi® č. 6

Prstienky

- detské prstienky v rôznych veľkostiach

Produkt	Obj. č.	€
Miratoi č. 6, balenie 100 ks, rôzne farby	598005	<b>24,90</b>



€  
38<sup>90</sup>

### Miratoi® č. 8

Flummy Ball

- farebné, veľmi vysoko skákajúce guľôčky urobia radosť malým pacientom

Produkt	Obj. č.	€
Miratoi č. 8, balenie 100 ks (mix)	598013	<b>38,90</b>



€  
32<sup>90</sup>

### Miratoi® č. 22

Náramky s perličkami

- ozdobné náramky s perličkami (Ø 7 mm)
- s prívieskom jednorozčca
- elastická gumička

Produkt	Obj. č.	€
Miratoi č. 22, balení 50 ks (30 x ružová, 20 x biela)	598074	<b>32,90</b>



€  
29<sup>90</sup>

### Miratoi® č. 3

Zvieratká na farme

- rôzne druhy zvieratiek z farmy

Produkt	Obj. č.	€
Miratoi č. 3, balenie 100 ks (mix)	598010	<b>29,90</b>



### Mara Expert Plaque Checker

Profesionálna zubná pasta s indikáciou povlaku

- účinné čistenie zubov vďaka vizualizácii povlaku
- s obsahom fluoridu sodného (1,450 ppm)
- ideálny pre motiváciu detí a mládeže
- ekonomická spotreba, guľôčka o veľkosti hrášku je dostatočná
- špeciálna príchuť himalájskej máty

€  
7<sup>90</sup>

Produkt	Obj. č.	€
Mara Expert Plaque Checker, 75 ml	4507429	<b>7,90</b>



## Miraject® Endo Luer

Endodontické výplachové kanyly s tupým koncom

- aplikácia tekutiny a pasty do koreňového kanálika v najmenej kontrolovateľnej
- tenké, ľahko sa zasúvajú do koreňového kanálika
- pre striekačky s Luer špičkou

€  
**12<sup>80</sup>**

Produkt	ø	Priemer	Dĺžka	Balenie	Obj. č.	€
Miraject Endo Luer, stredné	0,5 mm	25	40 mm	100 ks	300312	<b>12,80</b>
Miraject Endo Luer, malé	0,3 mm	30	40 mm	100 ks	300317	<b>12,80</b>



## Miraject® PL Super

Krátka tupá aplikačná kanyla Luer

- na nanášanie tekutín, gélov a vyplachovanie širokých koreňových kanálikov
- sterilne balené
- ohybné
- určené pre striekačky Luer
- farebne kódované

€  
**14<sup>80</sup>**

Produkt	ø	Priemer	Dĺžka	Balenie	Obj. č.	€
Miraject PL Super	0,9 mm	20	22 mm	100 ks	300318	<b>14,80</b>

€  
**118<sup>90</sup>**



## Blue-Flame 1500

Ľahko ovládateľný kahan pre ordináciu aj laboratórium

- jednoduché, praktické ovládanie jednou rukou
- spofahlivé zapálenie
- stabilný stojanový kahan, iba 15 cm vysoký
- možnosť regulovať teplotu plameňa od 800 °C do 1300 °C, maximálna doba horenia cca 35 minút
- doplniteľný plynom APT – plyn do zapaľovačov (nie je súčasťou balenia)
- rozmanité použitie aj v domácnosti

Produkt	Obj. č.	€
Blue-Flame 1500	910113	<b>118,90</b>

Set €  
**64<sup>90</sup>**



## Endo N2®

Cement pre koreňové kanáliky na zinkovo oxidovej/eugenolovej báze

- lacná a rýchla alternatíva už viac ako 50 rokov
- možné používať samostatne alebo ako koreňovú výplň v spojení s gutaperčovými čapmi
- jednoduchá aplikácia do kanálika
- dobrá adhézia ku stenám kanálika
- definitívna, neabsorbovatelná výplň s tvrdosťou kriedy (po vytvrdnutí)
- antimikrobiálny efekt znižovania vytvrdzovaním
- obsahuje prášok a tekutinu pre miešanie

Produkt	Obj. č.	€
Endo N2, Set: 10 g prášku, 6 g tekutiny	530503	<b>64,90</b>
Endo N2, 10 g samostatný prášok	530510	<b>46,90</b>
Endo N2, 6 g samostatná tekutina	530258	<b>27,50</b>



**Hu-Fa Dental s.r.o.**  
Ľ. Podjavorinskej 1500  
022 01 Čadca  
Tel: 041/433 10 16-17  
Email: hufa@hufa.sk

Platnosť letáku je od 04.03. do 30.06.2024. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Právo zmeny a tlačových chýb vyhradené.