

VOCOAKCIA

Zubná ordinácia

Rebilda® DC fluorescent

Viditeľná pre lekára –

**NEVIDITEĽNÁ
PRE PACIENTA**

AlignerFlow® LC

Perfektný pre zhotovenie attachmentov

**RÝCHLY A PRECÍZNY
Z VÝROBY
NA ODSTRÁNENIE**

Nová generácia – Admira® Fusion 5

Biokompatibilný univerzálny kompozit

**SO ZJEDNODUŠENÝM
SYSTÉMOM ODTIEŇOV**

fluorescent

Rebilda® DC fluorescent

Prvý dostavbový materiál a materiál na tmelenie čapov s aktivovateľnou fluorescenciou

Admira® Fusion 5

Univerzálny nanohybridný ORMOCER® výplňový materiál so zjednodušeným systémom odtieňov

AlignerFlow® LC

Nanohybridný kompozit pre vytvorenie attachmentov

Rebilda® DC fluorescent

S duálne tuhúcim, na kompozitnej báze založeným dostavbovým materiálom a systémom na tmelenie čapov Rebilda DC fluorescent, VOCO prináša na trh nového člena rodiny Rebilda. Produkty Rebilda sa už dekády celosvetovo úspešne využívajú pre svoje dentínu podobné vlastnosti. Teraz sa pridáva fluorescentná verzia k existujúcim odtieňom- dentin, biela a modrá. VOCO tak demonštruje zas a znova schopnosť inovovať svoje produkty.

Dostupné
v ručnej QuickMix
striekačke 10 g
a tiež v
kartuša 50 g



Rebilda DC fluorescent to jediný materiál pre dostavbu jadra a tmelenie koreňových čapov viditeľný pod UV-A svetlom.

To znamená, že prebytok materiálu dostavby je ľahko rozoznateľný, obzvlášť v hlbokých subgingiválnych oblastiach. Vďaka tomu je dostavba zuba pre lekára

výrazne jednoduchšia. Je dosiahnutá bez akéhokoľvek estetického kompromisu pre pacienta.

Rebilda DC fluorescent je dentinovej farby pod prirodzeným svetlom, takže je ideálna pre vysoko estetické rekonštrukcie.

Prvý dostavbový
materiál a materiál
na tmelenie čapov
s aktivovateľnou
fluorescenciou

Rebilda DC fluorescent

Kartuša 50 g,
fluorescentný dentin,
+ príslušenstvo

REF 1399

210,30 €

Rebilda DC fluorescent

QuickMix striekačka 10 g,
fluorescentný dentin,
+ príslušenstvo

REF 1406

87,30 €



Fluorescentná pod UV-A svetlom:

Výborná viditeľnosť prebytkov a okrajov dostavby aj v hlbokých subgingiválnych oblastiach

Lahké spracovanie:

Brúsiteľnosť ako dentín

Tečúca konzistencia –
perfektné adaptovanie

Excelentná estetika:

Dentinový odtieň pod prirodzeným svetlom sa ideálne hodí pre vysoko estetické rekonštrukcie

Duálne tuhnutie:

Použiteľný v kanáliku na tmelenie čapov- napríklad Rebilda Post

Rýchla polymerizácia svetlom a spoľahlivosť vďaka prídavnému chemickému tuhnutiu

Admira® Fusion 5

Chcete najmodernejší univerzálny výplňový materiál, ktorý spĺňa vysoké estetické nároky vašich pacientov a extrémne zjednoduší vašu každodennú rutinnú prax? Admira Fusion 5 je efektívne riešenie. So zjednodušeným výberom odtieňu s iba 5 klastrovými (skupinovými) odtieňmi. Viacodtieňové vrstvenie a použitie blokeru/opakeru nie je potrebné. Len s 5 odtieňmi ste optimálne vybavení pre všetky prípady vašej každodennej praxe. Pritom významne redukovujete svoje zásoby.

Ušetríte
28%*
pri kúpe skúšobného balenia



Skúšobné balenie

10 × 0,2 g Kapsule
(po 2 ks z A1, A2, A3, A3.5, A4),
10 × Futurabond U SingleDose
+ vzorkovník farieb

REF 6243

56,90 € ~~79,10 €**~~

Cluster-Shade-System

Kombinuje 16 Vita® classical odtieňov s iba piatimi Admira Fusion 5 farbami

Iba
10 sekúnd
svetelnej
polymerizácie u
všetkých piatich
odtieňov



Ušetríte
20%*
pri kúpe balenia!

Súprava striekačiek

5 × 3 g striekačka
(A1, A2, A3, A3.5, A4),
+ vzorkovník farieb

REF 6225

321,20 € ~~401,50 €**~~

Súprava kapslí

75 × 0,2 g kapsula
(po 15 kusov z A1, A2, A3, A3.5, A4),
+ vzorkovník farieb

REF 6235

321,20 € ~~401,50 €**~~

Inovatívna kombinácia nano-hybridnej a Ormocer®ovej technológie, v ktorej sú obe zložky, plnivo a živicová matrica založené na oxide kremičitom, prináša enormné výhody: Čisto na keramike založené plnivo materiálu bez klasických

monomérov s excelentnými fyzikálnymi vlastnosťami. Admira Fusion 5 je vysoko stabilný materiál s ďaleko najnižším polymerizačným zmrštením (1,25 obj.%) v porovnaní s konvenčnými kompozitnými materiálmi. Vyskúšajte ho!

Admira Fusion 5

VITA® classical

A1				A2		A3			A3.5					A4	
A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4


Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé odtiene môžete nájsť na www.voco.dental, alebo v hlavnom katalógu.

“Pre moje vysoké estetické nároky som bol spočiatku skeptický, či je možné všetky kavity plniť esteticky len s 5 odtieňmi. Bol som však nadšený z výsledku. Materiál je neviditeľný. Navyše, sa veľmi dobre adaptuje k stene kavity, má nízku lepivosť k povrchu nástroja.”

Dr. Hanke Faust, Nemecko

Prehľad výhod:

- Všetkých 16 VITA® classical odtieňov kryje len 5 klastrových farieb
- Iba 10 sekundová svetelná polymerizácia všetkých odtieňov
- Excelentná biokompatibilita, neobsahuje žiadne klasické monoméry
- Zďaleka najnižšie polymerizačné zmrštenie (1,25 obj.%)
- Kompatibilný so všetkými konvenčnými väzobnými systémami.



*V porovnaní so zakúpením jedného balenia **Súčet jednotlivých cien

Admira® Fusion

- Celosvetovo prvý výplňový materiál čisto na keramickej báze
- Zďaleka najnižšie polymerizačné zmrštenie (1,25 obj.%) a obzvlášť nízke polymerizačné prnutie v porovnaní so všetkými konvenčnými výplňovými kompozitmi
- Inertná, excelentne biokompatibilná a extrémne odolná proti zafarbeniu
- Vynikajúcu spracovateľnosť, a jednoduché leštenie do vysokého lesku dopĺňa vysoká povrchová odolnosť garantujúca prvotiedne dlhodobé výsledky

Univerzálny
nano hybridný
výplňový materiál
ORMOCER®



4+1
doplňujúce
balenia¹

Admira Fusion	Univerzálny nano hybridný výplňový materiál ORMOCER®	Refill: Kapsule	Kapsule 15 × 0,2 g	rôzne odtiene ²		80,30 €
		Refill: striekačka	striekačka 3 g	rôzne odtiene ²		80,30 €
		Súprava striekačiek + bondovací prípravok	striekačka 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra) + farebný kľúč + Futurabond U SingleDose 20 ks + príslušenstvo	REF 2750	385,50 €	269,50 €
		Súprava kapslí + bondovací prípravok	Kapsule 75 × 0,2 g (po 15 z A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra) + farebný kľúč + Futurabond U SingleDose 20 ks + príslušenstvo	REF 2780	385,50 €	269,50 €
Admira Fusion Flow	Tekutý svetlom tuhnutí nano hybridný výplňový materiál ORMOCER®	Refill: striekačka	striekačka 2 × 2 g	rôzne odtiene ²		92,00 €
		Súprava striekačka	striekačka 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO) + farebný kľúč + príslušenstvo	REF 2816	240,40 €	163,90 €
Admira Fusion x-tra	Nano hybridný výplňový materiál typu ORMOCER®, 4 mm	Refill: striekačka	striekačka 3 g (univerzálna)	REF 2810		80,30 €
		Refill: Kapsule	Kapsule 15 × 0,2 g (univerzálna)	REF 2811		80,30 €
Admira Fusion x-base	Zatekavý nano hybridný výplňový materiál na báze ORMOCER® ov, 4 mm	Refill: striekačka	striekačka 2 × 2 g (univerzálna)	REF 2812		92,00 €

²Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé odtiene môžete nájsť na www.voco.dental, alebo v hlavnom katalógu.

ORMOCER® = excelentná biokompatibilita

Admira Fusion neobsahuje klasické monoméry- ako bisGMA(BPA), TEGDMA či HEMA, a tak eliminuje potenciál uvoľnenia takýchto látok po polymerizácii. Ormocery (organicky modifikovaná keramika) ktoré sa používajú namiesto nich, pozostávajú z veľkých pre-kondenzovaných molekúl anorganickej matrice vo vysokom stupni zosieťovania. Celkové hodnotenie: Admira Fusion je materiál s excelentnou biokompatibilitou¹.


[1] Leyhausen et al., Hannover Medical School, report to VOCO, 2015

*V porovnaní so zakúpením jedného balenia **Súčet jednotlivých cien ¹Ak si objednáte štyri balenia prípravku prostredníctvom dentálneho konzultanta VOCO, ďalšie balenie dostanete zdarma. Toto balenie vám bezplatne zašle spoločnosť VOCO.

Grandio®SO Flowables

S kondenzovateľným GrandioSO VOCO vytvorilo zubu najpodobnejšiu výplň na trhu. Na rovnakom technologickom základe vám ponúkame tri rôzne viskozity našich flow materiálov:

- **Light Flow – nízko viskózný**
Presná aplikácia vďaka extra jemnej kanyle a preto je optimálne vhodný pre ťažko prístupné oblasti a malé kavity
- **Flow – stredne viskózný**
Vynikajúca zatekavosť, univerzálne použitie a presná aplikácia
- **Heavy Flow – vysoko viskózný**
Zvýšená stabilita, inak povedané, žiadne neželané stekanie a univerzálne použitie



Ušetríte viac ako
35%
pri kúpe setu!

Súprava striekačiek Light Flow	5 × 2 g striekačka (A1, A2, A3, A3.5, WO) + farebný kľúč + príslušenstvo	REF 2585	280,00 €**	180,00 €
Súprava striekačiek Flow	5 × 2 g striekačka (A1, A2, A3, A3.5, WO) + farebný kľúč + príslušenstvo	REF 2720	280,00 €**	180,00 €
Súprava striekačiek Heavy Flow	5 × 2 g striekačka (A2, A3, A3.5, WO, GA5) + farebný kľúč + príslušenstvo	REF 2680	280,00 €**	180,00 €

Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé odtiene môžete nájsť na www.voco.dental, alebo v hlavnom katalógu.



Futurabond® U je dostupný v praktickom **SingleDose** balení

Futurabond® U

Za **Futurabondom U** je rozsiahly výskum a vývojový proces, ktorý mal za cieľ ponúknuť univerzálne adhezívum prinášajúce lekárovi spoľahlivosť, a tak eliminovať potrebu iného adhezívneho systému v zubnej praxi. **Futurabond U** nastavuje nový štandard z pohľadu väzobnej sily, flexibility a všetrannosti použitia.

50 SingleDose

50 × Futurabond U SingleDose + príslušenstvo

REF 1571

126,80 €

200 SingleDose

200 × Futurabond U SingleDose + príslušenstvo

REF 1572

443,20 €

~~507,20 €**~~

Ušetríte do
12%*



VisCalor® bulk

VisCalor bulk sleduje úplne nový prístup: Material kombinuje zatekavosť flow kompozitu pri aplikácii s modelovateľnosťou kondenzovateľného kompozitu. VisCalor bulk sa tak dá aplikovať do veľkých aj úzkych kavit, bez ohrozenia adaptácie a odolnosti výplne.

Prvý kompozit na svete s termo-viskóznou technológiou

Prehľad výhod:

- **Inovačný materiál**
Vďaka predhriatiu je materiál zatekavý pri nanášaní a hneď potom sa dá tvarovať (termo-viskózna technológia)
- **Časovo úsporný**
Efektívne rekonštrukcie len s jedným materiálom
- **Vynikajúca manipulácia**
Nanášanie bez vzduchových bublín vďaka úzkej a dlhej kanyle

... zahrejte

... naneste

... vytvarujte

VisCalor bulk

Thermoviskózne Bulk-Fill Kompozit
Thermoviscous Bulk-Fill Composite

VOCO

VisCalor bulk A2 20 ml

VOCO

Súprava Kapsule Warmer

80 × 0,25 g Kapsule (16 × univerzálne, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3)
1 × Kapsule Warmer

REF 6063

599,50 €

~~1016,00 €~~ **

Súprava Kapsule Dispenser

80 × 0,25 g Kapsule (16 × univerzálne, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3)
1 × VisCalor Dispenser

REF 6062

768,90 €

~~1462,00 €~~ **

Ušetríte do

47%*

keď kúpite set

Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé odtiene môžete nájsť na www.voco.dental, alebo v hlavnom katalógu.

Profluorid® Varnish

Hypersenzitivita je spôsobená obnaženými dentínovými tubulmi. Cieľom liečby je preto tubuly uzavrieť. Profluorid Varnish je fluoridový lak efektívne uzatvárajúci dentínové tubuly exponované na krčku zubu, alebo pri preparácii kavity.

Prehľad výhod:

- Rýchla desenzibilizácia a uvoľňovanie fluoridov (5 % NaF \approx 22.600 ppm fluorid)
- Jednoduché nanášanie – tolerantný voči vlhkosti
- Dostupný v siedmich príjemných príchuťach
- Úsporná aplikácia v tenkej vrstve, vysoká efektivita

10 ml Tuba

Melón	REF 1267	Karamel	REF 2232
Mäta	REF 2234	Čerešňa	REF 2233
Pina Colada	REF 2237	Cola s limetkou	REF 2236

36,80 €

200 × 0,40 ml SingleDose

Melón	REF 1271	Žuvačka	REF 2239
Mäta	REF 2231	Čerešňa	REF 2230
Pina Colada	REF 2243	Cola s limetkou	REF 2241
Karamel	REF 2229		

389,90 € ~~520,00 €~~ **

Mixed Flavour

4 × 10 ml tuba
Rozdelené: mäta, melón, čerešňa a karamel

REF 2971

110,40 € ~~147,20 €~~ **

Celalux® 3

s rukoväťou, nabíjacou stanicou, sieťovým káblom s vymeniteľnými sieťovými adaptérmí, 2 lítiovo-polymérovými batériami, 8 mm svetlovodom, štít proti oslneniu, návod na použitie

REF 9090

1.712,20 €



Lak s obsahom fluoridu

na desenzibilizáciu zubov (5 % NaF)

Ušetríte do **25%***



AlignerFlow® LC

Alignerova terapia je bežná súčasť dentálneho a ortodontického spektra výkonov, pri nich atachmenty zohrávajú dôležitú úlohu. Pre vyrobenie a precízne vytváranie atachmentov sú potrebné špeciálne kompozity. S AlignerFlow LC Vám VOCO prináša nanohybridný kompozit s fluorescentným efektom. Obzvlášť pre tento účel. Pod UV-A svetlom sa môžu atachmenty kontrolovať, alebo pri ich odstraňovaní precízne identifikovať a odstrániť akékoľvek zvyšky.

Perfektná
vizuálna kontrola
pod UV-A
svetlom



fluorescent

AlignerFlow LC



Stručný prehľad výhod:

- Bezpečné brúsenie a odstránenie pod UV-A svetlom
- Precízna aplikácia s perfektným zatekaním
- Svetelná polymerizácia cez prehľadnú šablónu
- Stabilita a odolnosť voči abrázii počas celej liečby
- Prijemná estetika v odtieni zubu

AlignerFlow LC

- 2 × 2 g striekačka A1 REF 1526
- 2 × 2 g striekačka A2 REF 1527
- 2 × 2 g striekačka A3 REF 1528

86,50 €

VOCO Retraction Paste

VOCO rekrakčná pasta je váš nenahraditeľný pomocník pri efektívnom dočasnom rozšírení ďasnového sulku. To vytvára predpoklad úspešného konvenčného aj digitálneho odtlačku. VOCO rekrakčná pasta sa môže ľahko a hygienicky aplikovať do sulku priamo z jednorázovej kapsle, inovácie inžinierov VOCO, postačí pre tri zuby.

Ušetríte
25%*
pri kúpe 100
kusového balenia.

Prehľad výhod:

- **Tenká kanyla s ohybnou špičkou** – jednoduchá a presná aplikácia do sulku
- **Zmena viskozity** – konzistencia pasty sa mení počas aplikácie a pri rozširovaní sulku
- **Dobrá viditeľnosť** – je kontrastná ku gingíve
- **Čistá práca** – rýchlo a ľahko sa odstráni vodným sprejom.



Vlákno z
kapsule

Jednoduchá
aplikácia do
sulku

Súprava 25

25 × 0,3 g Kapsule
REF 1012
76,10 €

Súprava 100

100 × 0,3 g Kapsule
REF 1013
228,30 €
~~304,40 €**~~



Ionolux®

Ionolux je skloionomerný výplňový materiál, ktorý sa používa bez bondovania a bez kondicionéru. Po namiešaní má Ionolux tvarovateľnú konzistenciu, ktorá umožňuje okamžité nanášanie do kavity a rýchle dokončenie. Ionolux nanesený v 2mm vrstvách sa vytvrdzuje len 20 sekúnd. Jeho fyzikálne vlastnosti sú tiež presvedčivé. Ionolux pokrýva veľkú časť indikácií amalgámu a predstavuje tak jeho možnú alternatívu.

Prehľad výhod:

- Estetické, rýchle použitie bez kondicionovania a bondovania
- Individuálna doba spracovania – vytvrdnutie svetlom a možné okamžité dokončovanie
- Prvotriedne fyzikálne hodnoty – odolné a intaktné výplne

Ušetríte do
16%*



Aplikačná kapsula	20 ks	150 ks
A1	2117	-
A2	2118	2122
A3	2119	2123
A3.5	2120	-
B1	2121	-

100,00 € 624,00 €
~~750,00 €**~~

IonoStar® Plus

IonoStar Plus je skloionomerný výplňový materiál s množstvom výhod. Materiál sa ľahko vytlačá z kapsle, veľmi dobre zateká a optimálne sa adaptuje k okrajom. Následne mení viskozitu a môže byť minimálne 1 minútu modelovaný bez lepidosti na nástroj. Poskytuje tak ideálnu viskozitu v každej fáze použitia.

Ušetríte do
11%*



Aplikačná kapsula	20 ks	150 ks
A1	2548	-
A2	2543	2546
A3	2544	2547
A3.5	2545	-


67,70 € 448,80 €
~~507,5 €**~~

*V porovnaní so zakúpením jedného balenia **Súčet jednotlivých cien

VAŠA OBJEDNÁVKA

VOCO Akcie, ktoré sme Vám predstavili, si môžete objednať u Vášho dentálneho distribútora alebo u dentálneho konzultanta VOCO. Ponuky platia len u zúčastnených maloobchodných partnerov. Ceny vášho dentálneho distribútora budú vždy zohľadnené. Všetky uvedené ceny sú odporúčané ceny vrátane DPH. Chyby a opomenutia sú očakávateľné. Nezodpovedáme za chyby tlače.

Túto brožúrku poskytol:



VC 84_001240 SK 0424