

SONICflex

Úžasný univerzální instrument pro téměř jakoukoliv indikaci

Díky své univerzálnosti se KaVo SONICflex brzy stane jedním z Vašich nejčastěji používaných nástrojů. S více než 50 hroty, které lze rychle a jednoduše vyměnit pouhým otočením, se přizpůsobí Vašim požadavkům v celé řadě aplikací.

Jemná oscilace, ideální pro pacienty citlivé na bolest

Velmi široký rozsah indikací a použití pro šetrný přístup k ošetření

Nevyžaduje žádná další zařízení, stačí nasadit spojku KaVo MULTIflex nebo Sirona

SONICflex 2000 N

Násadec SONICflex 2000 N, s hrotem č. 5, bez světla
č. mat. 0.571.5020

SONICflex 2003

Sada SONICflex 2003 L s hroty č. 5/6/7, se světlem č. mat. 1.000.8333

Násadec SONICflex 2003 L, se světlem č. mat. 1.000.4243

Sada SONICflex 2003 s hroty č. 5/6/7, bez světla č. mat. 1.000.8334

Násadec SONICflex 2003, bez světla č. mat. 1.000.4246

SONICflex quick 2008

Sada SONICflex quick 2008 L, s hroty č. 5A/6A/7A, se světlem č. mat. 1.007.1604

Násadec SONICflex quick 2008 L, se světlem
č. mat. 1.005.9310

Sada SONICflex quick 2008 LS*, s hroty 5A/6A/7A, se světlem č. mat. 1.007.1605

Násadec SONICflex quick 2008 LS*, se světlem č. mat. 1.007.0540

Sada SONICflex quick 2008, s hroty 5A/6A/7A, bez světla č. mat. 1.007.1606

Násadec SONICflex quick 2008, bez světla č. mat. 1.005.9311

Násadec SONICflex quick 2008 S*, bez světla č. mat. 1.007.0541






*Hodí se na spojku Sirona click&go – registrovaná ochranná známka společnosti Sirona


Hroty SONICflex

Profylaxe

Odstranění velkých ploch zubního kamene:

-  Hrot pro odstraňování zubního kamene č. 5 | univerzální / 5: 0.571.5171 / 5A: 1.005.8949
-  Hrot pro odstraňování zubního kamene č. 6 | srpkový / 6: 0.571.5181 / 6A: 1.005.8950
-  Hrot pro odstraňování zubního kamene č. 7 | parodontální 7: 0.571.5191 / 7A: 1.005.8951

Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene:





-  Hrot pro odstraňování zubního kamene č. 8 | parodontální, extra dlouhý. 8: 0.571.5371 / 8A: 1.006.1953

Důležité informace o číslech materiálů:

XX: Hrot pro SONICflex 2003/2000 (dlouhý závit)





XXA: Hrot pro SONICflex 2008 (krátký závit)

Odstranění plaku, čištění fisur, čištění dutin a příprava korunek:



-  Čistící hrot č. 48 48 0.571.0401 / 48A: 1.006.1982
-  Čistící kartáček č. 1 (5 ks): 0.571.0402
-  Čistící kartáček č. 2 (5 ks): 0.571.0412
-  Čistící kartáček č. 3 (5 ks): 0.571.0422
-  Čistící kartáček č. 4 (5 ks): 0.571.0432
-  Čistící kartáček č. 5 (5 ks): 0.571.0472
-  Čistící kartáček č. 6 (5 ks): 0.571.0482
-  Sada kartáčků: 0.571.0001 / A: 1.006.2026

Parodontologie



Jemné čištění kapes až do hloubky 9 mm:

-  **Pro oblast předních zubů, hladké povrchy:**
Paro (parodontální) hrot č. 60 | dlouhý, rovný hrot, zaoblený povrch
60: 0.571.7402 / 60A: 1.006.1934
-  **Pro premoláry, stoličky:**
Paro hrot č. 61 | šikmý hrot, levý, zaoblený povrch 61: 0.571.7412 / 61A: 1.006.1935
-  Paro hrot č. 62 | šikmý hrot, pravý, zaoblený povrch
62: 0.571.7422 / 62A: 1.006.1936
-  Sada parodontálních hrotů č. 60 / 61 / 62
Sada: 0.571.0371 / sada A: 1.006.2020


Pro těžko přístupné furkace, umožňují přístup k aproximálním furkacím i v případě neporušených linií chrupu:

-  Hrot pro identifikaci kořenů č. 24 | kolénkový pupen, malý, levý, diamantová vrstva D25 24: 0.571.5621 / 24A: 1.006.1957
-  Hrot pro identifikaci kořenů č. 25 | kolénkový pupen, malý, levý, diamantová vrstva D25 25: 0.571.5631 / 25A: 1.006.1959

Čištění hladkých ploch a dutin:





-  Hrot pro identifikaci kořenů č. 26 | univerzální, pupen, malý, diamantová vrstva D25 26: 0.571.5641 / 26A: 1.006.1961
-  Hrot pro identifikaci kořenů č. 27 | univerzální, pupen, malý, diamantová vrstva D25 27: 0.571.5651 / 27A: 1.006.1963

Odstranění subgingiválního plaku a zubního kamene kolem implantátů:



-  Sada pro implantáty | klínové hroty, jednorázová plastová hlavička
Sada: 1.003.8167 / sada A: 1.006.2027
Implantační výplně (30 ks): 1.003.8168

Minimálně invazivní


Minimálně invazivní ošetření, pro vznikající kazы:

-  Mikro hrot č. 30 | malá polokoule, meziální, diamantová vrstva D46 30: 0.571.6811 / 30A: 1.006.1969
-  Mikro hrot č. 31 | malá polokoule, meziální, diamantová vrstva D46 31: 0.571.6801 / 31A: 1.006.1971
-  Mikro hrot č. 32 | velká polokoule, meziální, diamantová vrstva D46 32: 0.571.6831 / 32A: 1.006.1973
-  Mikro hrot č. 33 | velká polokoule, meziální, diamantová vrstva D46 33: 0.571.6821 / 33A: 1.006.1975
-  Sada mikro hrotů č. 30 / 31 / 32 / 33 Sada: 0.571.0421 / sada A: 1.006.2023



Zkosení aproximálních hran dutiny:

-  Hrot pro zkosení hran č. 58 | meziální, diamantová vrstva D46 58: 0.571.7392 / 58A: 1.006.1988
-  Hrot pro zkosení hran č. 59 | meziální, diamantová vrstva D46 59: 0.571.7382 / 59A: 1.006.1990



Minimálně invazivní příprava fisur, bezbolestné otevírání štěrbin:

-  Uzavírací hrot č. 45 | kuželový, rovný hrot, průměr 0,5 mm, diamantová vrstva D46 45: 1.000.8323 / 45A: 1.007.1506

Velmi konzervativní, odstranění zubního kazu ultrazvukem, jemné:

-  Hrot Cariex D č. 42 | kulička, průměr 0,8 mm, diamantová vrstva D64 42: 1.000.7105 / 42A: 1.006.1980
-  Hrot Cariex D č. 43 | kulička, průměr 1,2 mm, diamantová vrstva D64 43: 1.000.7167 / 43A: 1.006.1981

Odstranění nejvíce kariózní tkáně vrstvu po vrstvě:

-  Hrot Cariex TC č. 71 | kulička, průměr 1,0 mm, tvrdý kov 71: 1.000.7362 / 71A: 1.006.2002
-  Hrot Cariex TC č. 72 | kulička, průměr 1,4 mm, tvrdý kov 72: 1.006.2004 / 72A: 1.000.7363

Výplně

Přesná preparace různých úhlů zkosení kolem okrajů po „hrubé preparaci“ rotačním instrumentem; to umožňuje kvalitnější zubní výplň:



Preparační zlatý hrot č. 49 | meziální, hroty s definovanými úhly sklonu: boční 60°, cervikální 30°, diamantová vrstva D46 49: 0.571.7212 / 49A: 1.006.1983



Preparační zlatý hrot č. 50 | distální, hroty s definovanými úhly sklonu: boční 60°, cervikální 30°, diamantová vrstva D46 50: 0.571.7222 / 50A: 1.006.1984

Přesná preparace různých úhlů zkosení kolem okrajů s postupnými úhlovými přechody z cervikálních do bočních okrajů:



Preparační keramický hrot č. 51 | meziální, hroty s definovanými úhly sklonu: boční 60°, cervikální 75°, diamantová vrstva D46 51: 0.571.7262 / 51A: 1.006.1985



Preparační keramický hrot č. 52 | distální, hroty s definovanými úhly sklonu: boční 60°, cervikální 75°, diamantová vrstva D46 52: 0.571.7272 / 52A: 1.006.1986

Dokonalé přizpůsobení dutinových příprav pro specifické procesy systémů CAD/CAM:



Preparační hrot CAM/CAD č. 34 | meziální, boční 30°, cervikální 90°, diamantová vrstva D46 34: 1.002.1984 / 34A: 1.006.1977



Preparační hrot CAM/CAD č. 35 | distální, boční 30°, cervikální 90°, diamantová vrstva D46 35: 1.002.1986 / 35A: 1.006.1979

Oddělení před preparací korunky, zaoblení ostrých přechodů s aproximální hranou při preparaci dutiny, anatomické tvarování aproximálních ploch kompozitních výplní, aproximální redukce skloviny při ortodoncii:



Čistící hrot č. 73 | plochý, meziální, diamantová vrstva D25 73: 1.011.2993 / 73A: 1.011.2994



Čistící hrot č. 74 | plochý, distální, diamantová vrstva D25 74: 1.011.2995 / 74A: 1.011.2996



Tvarovací hrot č. 75 | konvexní, meziální, diamantová vrstva D25 75: 1.011.2997 / 75A: 1.011.2998



Tvarovací hrot č. 76 | konvexní, distální, diamantová vrstva D25 76: 1.011.2999 / 76A: 1.011.3000

Šetrné umístění inleji:



Sada hrotů CEM č. 12 | s kulatou plastovou krytkou
12: 0.571.5431 / 12A: 1.006.2021
Nástavec CEM: 0.571.7142

Preparace korunky, ideální kombinace rotačních instrumentů pro preparaci korunky s ultrazvukovými vibračními hroty podobného designu:



Preparace zkosení:
Hrot pro preparaci korunky č. 97 | poloměr, diamantová vrstva D46
97: 1.008.6383 / 97A: 1.008.6384



Preparace ramena:
Hrot pro preparaci korunky č. 98 | plochý, diamantová vrstva D46
98: 1.008.6385 / 98A: 1.008.6386

Hrot pro resekci kořenů

Vyhledání/lokalizace kořenového kanálku. Uspadňuje práci v souvislosti s přípravou retrográdní dutiny:



Retro (retrográdní) hrot č. 56 | extrémně úzký, válcovitý hrot, levý, diamantová vrstva D46 56: 0.571.7322 / 56A: 1.006.2040



Retro hrot č. 57 | extrémně úzký, válcovitý hrot, levý, diamantová vrstva D46 57: 0.571.7332 / 57A: 1.006.2041

Příprava kořenového kanálku, výrazně zjednodušený přístup i u vysoce zakřivených kořenů:



Retro hrot č. 16 | levý, malý válec, diamantová vrstva D64 16: 0.571.5541 / 16A: 1.006.2036



Retro hrot č. 17 | levý, malý válec, diamantová vrstva D64 17: 0.571.5581 / 17A: 1.006.2035

Preparace podříznutí; osově vyrovnaný preparace kořenového kanálku s minimálními kostními defekty:



Retro hrot č. 20 | hruškovitý, malý, levý, diamantová vrstva D64 20: 0.571.5521 / 20A: 1.006.2037



Retro hrot č. 21 | hruškovitý, malý, levý, diamantová vrstva D64
21: 0.571.5561 / 21A: 1.006.2038

Pro kořeny s výrazně zahnutými apexy směrem bukálním:



Retro hrot č. 55 | diamantová vrstva D46
55: 0.571.7342 / 55A: 1.006.2039

Důležité informace o číslech materiálů:

XX: Hrot pro SONICflex 2003/2000 (dlouhý závit)

XXA: Hrot pro SONICflex 2008 (krátký závit)

Chirurgie

Chirurgické prodloužení bez vytvoření záhybu k obnově biologické šířky, pro případy zahrnující asymetrické klenutí, bezzubý úsměv nebo ztrátu biologické šířky:



Hrot pro prodloužení korunky 020 č. 90 | malý, rovný, s diamantovým povrchem (D46)
90: 1.011.3001 / 90A: 1.011.3002



Hrot pro prodloužení korunky 020 č. 91 | malý, šikmý, s diamantovým povrchem (D46)
91: 1.011.3003 / 91A: 1.011.3004



Hrot pro prodloužení korunky 020 č. 92 | malý, šikmý, s diamantovým povrchem (D46) 92:
1.011.3005 / 92A: 1.011.3006



Hrot pro prodloužení korunky 030 č. 93 | velký, rovný, s diamantovým povrchem (D46)
93: 1.011.3007 / 93A: 1.011.3008



Hrot pro prodloužení korunky 030 č. 94 | velký, šikmý, s diamantovým povrchem (D46)
94: 1.011.3009 / 94A: 1.011.3010



Hrot pro prodloužení korunky 030 č. 95 | velký, šikmý, s diamantovým povrchem (D46)
95: 1.011.3011 / 95A: 1.011.3012

Oddělení Sharpeyových vláken, prodloužení alveol, odstranění zbytků kořene, jemná extrakce před implantací, rozdělení kosti:



Kostní hrot č. 80 | čtvercový, řezání 80:
1.004.3875 / 80A: 1.006.2006

Preparace kostního okna pro sinusový zdvih. U velmi kompaktní kosti, případně rotace a rozdělení kortikální kosti a odstranění zbývající kosti hrotem s diamantovým povrchem:



Kostní hrot č. 81 | kulička, velký, diamantová vrstva D46 81: 1.004.3876 / 81A: 1.006.2008

Odstranění bloků kostí, osteotomie (narušení, rozdělení kosti). S extrémně silnou kortikální kostí, případně rotace a příprava:



Kostní hrot č. 83 | pilový sagitální 83:
1.004.3878 / 83A: 1.006.2012



Kostní hrot č. 84 | pilový osový 84: 1.004.3879 / 84A: 1.006.2014

Kotoučový tvar pro bezpečný přesun Schneiderovy membrány při sinusovém zdvihu:



Kostní hrot č. 85 | tvar sloní nohy 85:
1.006.0645 / 85A: 1.007.1624

Snadná a rychlá odstranění velkého objemu kosti, užitečné zejména pro zvětšení kosti:



Kostní hrot č. 86 | odstraňovač kosti 86:
1.006.0741 / 86A: 1.007.1625

Pro úzké řezy při řezání vazů:



Kostní hrot č. 87 | pilový axiální, vyměnitelné pilové listy, tloušťka pilového listu: 0,15 mm
87: 1.006.1406 / 87A: 1.007.1627
Pilové listy (6 ks): 1.006.1405

Endodoncie

Tvarování přístupové dutiny, odstranění výčnělků:



Endo (endodontický) hrot č. 66 | pupen, velký, diamantová vrstva D46
66: 1.000.5825 / 66A: 1.006.1992

Rozšíření větších kanálků:



Endo hrot č. 67 | kuželový 125°, diamantová vrstva D46 67: 1.000.5822 / 67A: 1.006.1994



Endo hrot č. 68 | kuželový 112°, diamantová vrstva D46 68: 1.000.5823 / 68A: 1.006.1996

Odstranění zbytků z výplní kořenového kanálku:



Endo hrot č. 69 | pupen, malý, diamantová vrstva D46 69: 1.000.5827 / 69A: 1.006.1998

Pro zvláště dlouhé a široké kanálky:



Endo hrot č. 70 | kuželový 117°, diamantová vrstva D25, přední plocha nemá diamantový povrch 70: 1.000.5821 / 70A: 1.006.2000

Pro vypláchnutí kořenového kanálku, pro odstranění úlomků, stěrové vrstvy a zesílení účinku antibakteriálního výplachového roztoku:



Endo čistící sada | úhel 105 nebo 75°, 1x držák č. 96/96A a 6x endodontické čistící jehly 015, 020 a 025:

Sada: 1.006.2045 / Set A: 1.007.1142

Endo čistící držák č. 96

96: 1.008.5163 / 96A: 1.008.5164

Endo čistící jehly (po 6 ks) pro všechny hroty SONICflex:

015 bílá: 1.006.2042

020 žlutá: 1.006.2043

025 červená: 1.006.2044

Příslušenství



Momentový klíč: 1.000.4887



Adaptér pro podávání kapalných léčiv:
1.000.6296, A: 1.006.5966



Sterilizační kazeta pro až 6 hrotů:
0.411.9101



Klíč 0.411.0892

SONICflex, profylaktické hroty

Důležité informace o číslech materiálů:

XX: Hrot pro SONICflex 2003/2000 (dlouhý závit) **XXA:** Hrot pro SONICflex 2008 (krátký závit)



SONICflex pro profylaxi

Díky velkému počtu hrotů je SONICflex ideálním partnerem pro účely profylaxe. Všechny dostupné hroty, které lze použít pro celou řadu indikací, naleznete na straně 38–41.



Hrot pro odstraňování zubního kamene č. 5 | univerzální

5: 0.571.5171 / 5A: 1.005.8949



Hrot pro odstraňování zubního kamene č. 6 | srpkový

6: 0.571.5181 / 6A: 1.005.8950



Paro hrot č. 60 | dlouhý, rovný hrot, zaoblený povrch

60: 0.571.7402 / 60A: 1.006.1934



Paro hrot č. 61 | šikmý hrot, levý, zaoblený povrch 61:

61: 0.571.7412 / 61A: 1.006.1935



Hrot pro odstraňování zubního kamene č. 7 | parodontální

7: 0.571.5191 / 7A: 1.005.8951



Hrot pro odstraňování zubního kamene č. 8 | parodontální, extra dlouhý

8: 0.571.5371 / 8A: 1.006.1953



Paro hrot č. 62 | šikmý hrot, pravý, zaoblený povrch

62: 0.571.7422 / 62A: 1.006.1936



Sada pro implantáty | klínové hroty, jednorázová plastová hlavička

Sada: 1.003.8167 / Set A: 1.006.2027

Implant Refill (30 pcs): 1.003.8168

PiezoLED, profylaktické hroty



PiezoLED pro profylaxi

PiezoLED je plně nastavitelný podle individuálních požadavků, díky čemuž je ideální také pro účely profylaxe. Přehled různých hrotů souvisejících s jeho širokou škálou aplikací naleznete na straně 42–43.



PIEZO hrot pro odstraňování zubního kamene 201

Pro odstraňování supragingiválního zubního kamene ve všech kvadrantech č. mat. 1.007.4024



PIEZO hrot pro odstraňování zubního kamene 202

Pro odstraňování supra- a subgingiválního zubního kamene ve všech kvadrantech do hloubky kapsy až 4 mm č. mat. 1.007.4026



PIEZO hrot pro odstraňování zubního kamene 203

Pro odstraňování subgingiválních usazenin na povrchu kořenů. Vhodný také pro hluboké parodontální kapsy a ošetření/kontroly č. mat. 1.007.4028

SONICflex, chirurgické hroty

Důležité informace o číslech materiálů:

XX: Hrot pro SONICflex 2003/2000 (dlouhý závit) **XXA:** Hrot pro SONICflex 2008 (krátký závit)

SONICflex pro chirurgii

Díky velkému počtu hrotů je SONICflex ideálním partnerem pro chirurgii.

Všechny dostupné hroty, které lze použít pro celou řadu indikací, naleznete na straně 38–41.



Hrot pro prodloužení korunky 020 č. 90 | malý, rovný, s diamantovým povrchem (D46)
90: 1.011.3001 / 90A: 1.011.3002



Kostní hrot č. 80 | čtvercový, řezání 80:
1.004.3875 / 80A: 1.006.2006



Hrot pro prodloužení korunky 020 č. 91 | malý, šikmý, s diamantovým povrchem (D46)
91: 1.011.3003 / 91A: 1.011.300



Kostní hrot č. 81 | kulička, velký, diamantová vrstva D46 81: 1.004.3876 / 81A: 1.006.2008



Hrot pro prodloužení korunky 020 č. 92 | malý, šikmý, s diamantovým povrchem (D46) 92: 1.011.3005 / 92A: 1.011.3006



Kostní hrot č. 83 | pilový sagitální 83: 1.004.3878 / 83A: 1.006.2012



Hrot pro prodloužení korunky 030 č. 93 | velký, rovný, s diamantovým povrchem (D46)
93: 1.011.3007 / 93A: 1.011.3008



Kostní hrot č. 84 | pilový osový 84:
1.004.3879 / 84A: 1.006.2014



Hrot pro prodloužení korunky 030 č. 94 | velký, šikmý, s diamantovým povrchem (D46)
94: 1.011.3009 / 94A: 1.011.3010



Kostní hrot č. 85 | tvar sloní nohy 85:
1.006.0645 / 85A: 1.007.1624



Hrot pro prodloužení korunky 030 č. 95 | velký, šikmý, s diamantovým povrchem (D46)
95: 1.011.3011 / 95A: 1.011.3012



Kostní hrot č. 86 | odstraňovač kosti 86: 1.006.0741 / 86A: 1.007.1625



Kostní hrot č. 87 | pilový axiální, vyměnitelné pilové listy, tloušťka pilového listu: 0,15 mm
87: 1.006.1406 / 87A: 1.007.1627
Pilové listy (6 ks): 1.006.1405