


MERCATOR

Katalog oděvů pro jednorázové použití

www.mercatormedical.eu



Pro více informací
naskenujte kód fotoaparátem
ve Vašem chytrém telefonu



KATALOG ODĚVŮ PRO JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ

ČEPICE A ROUŠKY 4-7

- 5 Čepice typu CLIP z netkané textilie
- 5 OPERO čepice typu BARET z netkané textilie
- 6 OPERO chirurgická rouška z netkané textilie se šňůrkami, třívrstvá
- 7 OPERO chirurgická rouška z netkané textilie s gumičkami, třívrstvá

NESTERILNÍ PLÁŠTĚ 8-13

- 8 Lékařský plášť z netkané textilie (gumička)
- 9 Lékařský plášť z netkané textilie (manžeta)
- 10 Ochranný plášť z netkané textilie (gumička)
- 11 Ochranný plášť z netkané textilie (manžeta)
- 12 Laboratorní plášť z netkané textilie (suchý zip/druk)
- 13 PE zástěra

CHIRURGICKÉ KOMPLETY 14-17

- 15 OPERO chirurgický komplet z netkané textilie SMMS
- 17 OPERO chirurgický komplet z netkané textilie SMS

STERILNÍ PLÁŠTĚ 18-23

- 20 OPERO chirurgický plášť z netkané textilie SMMMS, sterilní
- 21 OPERO chirurgický plášť z netkané textilie SMMMS – zesílený, sterilní
- 22 OPERO chirurgický plášť z netkané textilie SMS, sterilní
- 23 OPERO chirurgický plášť z netkané textilie SMS – sterilní, zesílený

NÁVLEKY NA OBUV 24-25

- 24 Návleky na obuv z netkané textilie
- 24 Protiskluzové návleky na obuv z netkané textilie
- 25 CPE návleky na obuv

OSTATNÍ 26

- 26 PE rukávničky

PRŮVODCE NORMAMI 27

- 27 Průvodce normami – chirurgické pláště



Čepice typu CLIP z netkané textilie

Vlastnosti:










- kulatá čepice opatřená elastickou gumičkou, která netlačí
- skládaná do harmoniky
- prostředek pro jednorázové použití
- nesterilní
- neobsahuje latex
- velikost: univerzální (21" = 52,5 cm)

Materiál:

 polypropylenová netkaná textilie (Spunbond) 11 g/m²

Klasifikace výrobku:

 Zdravotnický prostředek – třída I nesterilní

| BARVY: | KÓD: | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|--|-----------------|--|---|
|  bílá | W123300000_0028 |  100 ks |  10 x 100 ks |
|  modrá | W123100000_0028 |  100 ks |  10 x 100 ks |
|  zelená | W123200000_0028 |  100 ks |  10 x 100 ks |



OPERO čepice typu BARET z netkané textilie

Vlastnosti:










- kulatá čepice typu baret opatřená jemnou gumičkou
- umožňuje také ochránit dlouhé vlasy
- prostředek pro jednorázové použití
- nesterilní
- neobsahuje latex
- velikost: univerzální (průměr 55 cm)

Materiál:

 polypropylenová netkaná textilie (Spunbond) 13 g/m²

Klasifikace výrobku:

 Zdravotnický prostředek – třída I nesterilní

| BARVY: | KÓD: | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|--|-----------------|--|---|
|  bílá | W133300000_0028 |  100 ks |  10 x 100 ks |
|  modrá | W133100000_0028 |  100 ks |  10 x 100 ks |
|  zelená | W133200000_0028 |  100 ks |  10 x 100 ks |



OPERO chirurgická rouška z netkané textilie se šňůrkami, třívrstvá

Vlastnosti:










- chirurgická rouška z netkané textilie třívrstvá typu II EN 14683
- zavazování na šňůrky
- vnitřní vrstva je vyrobena z netkané textilie, která se netrhá a nepráší a díky tomu rouška nedráždí operátora
- uvnitř se nachází speciální filtr, který tvoří bariéru proti bakteriím
- na delším horním okraji – **tvarovací díl** pro usnadnění správného přizpůsobení roušky obličeji
- ultrazvukově šitý výrobek
- prostředek pro jednorázové použití
- velikost: univerzální – 17,5 cm x 9,5 cm

Materiál:

 Třívrstvá polypropylenová netkaná textilie (Spunbond-Meltblown-Spunbond)

Klasifikace výrobku:

 Zdravotnický prostředek – třída I nesterilní Nařízení (EU) 2017/745

| BARVY: | KÓD: | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|--|-----------------|---|--|
|  bílá | W411300030_0028 |  50 ks |  40 x 50 ks |
|  modrá | W411100030_0028 |  50 ks |  40 x 50 ks |
|  zelená | W411200030_0028 |  50 ks |  40 x 50 ks |




OPERO chirurgická rouška z netkané textilie s gumičkami, třívrstvá

Vlastnosti:










- třívrstvá chirurgická rouška z netkané textilie EN 14683 (typ II)
- upevnění na gumičky
- gumičky neobsahují latex
- vnitřní vrstva je vyrobena z netkané textilie, která se netrhá a nepráší a díky tomu rouška nedráždí operátora
- uvnitř se nachází speciální filtr, který tvoří bariéru proti bakteriím
- na delším horním okraji – **tvarovací díl** pro usnadnění správného přizpůsobení roušky obličeji
- ultrazvukově šitý výrobek
- prostředek pro jednorázové použití
- velikost: univerzální – 17,5 cm x 9,5 cm


Materiál:

 Třívrstvá polypropylenová netkaná textilie (Spunbond-Meltblown-Spunbond) – PP 20 g/m² + filtrační vrstva 20 g/m² + PP 20 g/m² = 60 g/m²

Klasifikace výrobku:

 Zdravotnický prostředek – třída I nesterilní Nařízení (EU) 2017/745

| BARVY: | KÓD: | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|--|-----------------|---|--|
|  bílá | W413300130_0028 |  50 ks |  40 x 50 ks |
|  modrá | W413100130_0028 |  50 ks |  40 x 50 ks |
|  zelená | W413200130_0028 |  50 ks |  40 x 50 ks |



polypropylenová netkaná textilie typu Spunbond – v modré, bílé nebo zelené barvě

filtrační netkaná textilie typu Meltblown

polypropylenová netkaná textilie typu Spunbond – v bílé barvě




Lékařský plášť z netkané textilie (gumička)

Vlastnosti:

- plášť z polypropylenové netkané textilie
- zavazování na krku a v pase na šňůrky
- rukávy zakončené elastickou gumičkou, která netlačí
- prostředek pro jednorázové použití, nesterilní
- velikosti: M, L, XL, XXL

Materiál:

 polypropylenová netkaná textilie – 22 g/m²

Klasifikace výrobku:

 Zdravotnický prostředek – třída I nesterilní
Nařízení (EU) 2017/745



Lékařský plášť z netkané textilie (manžeta)

Vlastnosti:

- plášť z polypropylenové netkané textilie
- zavazování na krku a v pase na šňůrky
- rukávy zakončené elastickou manžetou
- prostředek pro jednorázové použití, nesterilní
- velikosti: M, L, XL, XXL

Materiál:

 polypropylenová netkaná textilie – 22 g/m²

Klasifikace výrobku:

 Zdravotnický prostředek – třída I nesterilní
Nařízení (EU) 2017/745



| BARVY: | KÓD: | VELIKOST: | D | Š | D RUKÁVU | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|--|-----------------|-----------|--------|--------|----------|---|--|
|  modrá | W267100230_0028 | M | 120 cm | 140 cm | 60 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  modrá | W267100240_0028 | L | 124 cm | 146 cm | 62 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  modrá | W267100250_0028 | XL | 128 cm | 150 cm | 64 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  modrá | W267100260_0028 | XXL | 132 cm | 156 cm | 66 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W267200230_0028 | M | 120 cm | 140 cm | 60 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W267200240_0028 | L | 124 cm | 146 cm | 62 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W267200250_0028 | XL | 128 cm | 150 cm | 64 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W267200260_0028 | XXL | 132 cm | 156 cm | 66 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |


| BARVY: | KÓD: | VELIKOST: | D | Š | D RUKÁVU | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|--|-----------------|-----------|--------|--------|----------|---|--|
|  modrá | W267100130_0028 | M | 120 cm | 140 cm | 60 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  modrá | W267100140_0028 | L | 124 cm | 146 cm | 62 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  modrá | W267100150_0028 | XL | 128 cm | 150 cm | 64 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  modrá | W267100160_0028 | XXL | 132 cm | 156 cm | 66 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W267200130_0028 | M | 120 cm | 140 cm | 60 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W267200140_0028 | L | 124 cm | 146 cm | 62 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W267200150_0028 | XL | 128 cm | 150 cm | 64 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W267200160_0028 | XXL | 132 cm | 156 cm | 66 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |

Ochranný plášť z netkané textilie (gumička)


Vlastnosti:

- ochranný plášť z polypropylenové netkané textilie
- zavazování na krku a v pase na šňůrky
- rukávy zakončené elastickou gumičkou, která netlačí
- jednorázový, nesterilní
- velikosti: M, L, XL, XXL

Materiál:

 polypropylenová netkaná textilie – 22 g/m²

Klasifikace výrobku:

 Osobní ochranný prostředek:
Kategorie I
(podle nařízení (EU) 2016/425)




Ochranný plášť z netkané textilie (manžeta)


Vlastnosti:

- ochranný plášť z polypropylenové netkané textilie
- zavazování na krku a v pase na šňůrky
- rukávy zakončené elastickou manžetou z polyesterového úpletu
- jednorázový, nesterilní
- velikosti: M, L, XL, XXL


Materiál:

 polypropylenová netkaná textilie – 22 g/m²

Klasifikace výrobku:

 Osobní ochranný prostředek:
Kategorie I
(podle nařízení (EU) 2016/425)



| BARVY: | KÓD: | VELIKOST: | D | Š | D RUKÁVU | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|--|-----------------|-----------|--------|--------|----------|---|--|
|  modrá | W247100230_0028 | M | 120 cm | 140 cm | 60 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  modrá | W247100240_0028 | L | 124 cm | 146 cm | 62 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  modrá | W247100250_0028 | XL | 128 cm | 150 cm | 64 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  modrá | W247100260_0028 | XXL | 132 cm | 156 cm | 66 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W247200230_0028 | M | 120 cm | 140 cm | 60 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W247200240_0028 | L | 124 cm | 146 cm | 62 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W247200250_0028 | XL | 128 cm | 150 cm | 64 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W247200260_0028 | XXL | 132 cm | 156 cm | 66 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |


| BARVY: | KÓD: | VELIKOST: | D | Š | D RUKÁVU | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|--|-----------------|-----------|--------|--------|----------|---|--|
|  modrá | W247100130_0028 | M | 120 cm | 140 cm | 60 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  modrá | W247100140_0028 | L | 124 cm | 146 cm | 62 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  modrá | W247100150_0028 | XL | 128 cm | 150 cm | 64 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  modrá | W247100160_0028 | XXL | 132 cm | 156 cm | 66 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W247200130_0028 | M | 120 cm | 140 cm | 60 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W247200140_0028 | L | 124 cm | 146 cm | 62 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W247200150_0028 | XL | 128 cm | 150 cm | 64 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  zelená | W247200160_0028 | XXL | 132 cm | 156 cm | 66 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |

Laboratorní plášť z netkané textilie (suchý zip/druk)


Vlastnosti:

- laboratorní plášť z polypropylenové netkané textilie
- zapínání na 4 suché zipy nebo plastové druky
- košilový límec
- rukávy zakončené elastickou gumičkou, která netlačí
- jednorázový, nesterilní
- velikosti: M, L, XL, XXL

Materiál:

 polypropylenová netkaná textilie – 23 g/m²

Klasifikace výrobku:

 Osobní ochranný prostředek:
Kategorie I
(podle nařízení (EU) 2016/425)



Laboratorní plášť z netkané textilie suchý zip

| BARVY: | KÓD: | VELIKOST: | D | Š | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|--|-----------------|-----------|--------|--------|---|--|
|  bílá | W277311030_0028 | M | 104 cm | 135 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  bílá | W277311040_0028 | L | 108 cm | 140 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  bílá | W277311050_0028 | XL | 112 cm | 145 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  bílá | W277311060_0028 | XXL | 116 cm | 150 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |

Laboratorní plášť z netkané textilie patentky

| BARVY: | KÓD: | VELIKOST: | D | Š | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|--|-----------------|-----------|--------|--------|---|--|
|  bílá | W277301030_0028 | M | 104 cm | 135 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  bílá | W277301040_0028 | L | 108 cm | 140 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  bílá | W277301050_0028 | XL | 112 cm | 145 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  bílá | W277301060_0028 | XXL | 116 cm | 150 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |

PE zástěra


Vlastnosti:

- přední polyetylenová zástěra
- zavazování v pase
- obléká se přes hlavu
- nesterilní
- jednorázová
- velikost: univerzální

Materiál:

 polyetylen / tloušťka 0,02 mm (20 mikronů)

Klasifikace výrobku:

 Osobní ochranný prostředek:
Kategorie I
(podle nařízení (EU) 2016/425)



| BARVY: | KÓD: | D | Š | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|---|-----------------|--------|-------|---|--|
|  modrá | W254100100_0028 | 130 cm | 80 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |
|  bílá | W254300100_0028 | 130 cm | 80 cm |  10 ks |  10 x 10 ks |

OPERO chirurgický komplet z netkané textilie SMMS, nesterilní



PRÉMIOVÝ VÝROBEK

OPERO chirurgický komplet z netkané textilie SMMS

Vlastnosti:

- nesterilní, jednorázový operační oděv pro pracovníky na operačním sále, používá se jako ochranný oděv,
- chirurgický komplet se skládá z haleny s krátkým rukávem, s lemovaným výstřihem ve tvaru V a třemi kapsami, a z kalhot se šňůrkami v pase,
- antistatický výrobek.

Materiál:

prodyšná antistatická polypropylenová netkaná textilie SMMS – 45 g/m²

Klasifikace výrobku:

Zdravotnický prostředek – třída I nesterilní
Nařízení (EU) 2017/745; vyhovuje normě EN 13795-2

antistatický výrobek

široká nabídka velikostí
(XS – XXXL)

Dostupný ve čtyřech barevných variantách:



| VELIKOST: | BARVY: | KÓD: | BARVY: | KÓD: | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|-----------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| XS | modrá | W31100010_1605 | zelená | W311200010_1605 | 1 ks | 50 x 1 ks |
| S | modrá | W31100020_1605 | zelená | W311200020_1605 | 1 ks | 50 x 1 ks |
| M | modrá | W31100030_1605 | zelená | W311200030_1605 | 1 ks | 50 x 1 ks |
| L | modrá | W31100040_1605 | zelená | W311200040_1605 | 1 ks | 50 x 1 ks |
| XL | modrá | W31100050_1605 | zelená | W311200050_1605 | 1 ks | 50 x 1 ks |
| XXL | modrá | W31100060_1605 | zelená | W311200060_1605 | 1 ks | 50 x 1 ks |
| XXXL | modrá | W31100070_1605 | zelená | W311200070_1605 | 1 ks | 50 x 1 ks |

| VELIKOST: | BARVY: | KÓD: | BARVY: | KÓD: | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|-----------|---------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| XS | fialová | W311700010_1605 | růžová | W311400010_1605 | 1 ks | 50 x 1 ks |
| S | fialová | W311700020_1605 | růžová | W311400020_1605 | 1 ks | 50 x 1 ks |
| M | fialová | W311700030_1605 | růžová | W311400030_1605 | 1 ks | 50 x 1 ks |
| L | fialová | W311700040_1605 | růžová | W311400040_1605 | 1 ks | 50 x 1 ks |
| XL | fialová | W311700050_1605 | růžová | W311400050_1605 | 1 ks | 50 x 1 ks |
| XXL | fialová | W311700060_1605 | růžová | W311400060_1605 | 1 ks | 50 x 1 ks |
| XXXL | fialová | W311700070_1605 | růžová | W311400070_1605 | 1 ks | 50 x 1 ks |



STANDARDNÍ VÝROBEK

OPERO chirurgický komplet z netkané textilie SMS

Vlastnosti:

- **nesterilní, jednorázový** operační oděv pro pracovníky na operačním sále, používá se jako ochranný oděv,
- chirurgický komplet se skládá z haleny s krátkým rukávem, **s lemovaným výstřihem ve tvaru V a třemi kapsami, a z kalhot se šňůrkami v pase,**
- antistatický výrobek.


Materiál:

 prodyšná antistatická polypropylenová netkaná textilie SMS – 35 g/m²

Klasifikace výrobku:

 Zdravotnický prostředek – třída I nesterilní
Nařízení (EU) 2017/745; vyhovuje normě EN 13795-2

 **antistatický** výrobek





























 **široká nabídka velikostí**
(XS – XXXL)

Dostupný ve dvou barevných variantách:

modrá

zelená




| VELIKOST: | BARVY: | KÓD: | BARVY: | KÓD: | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|-----------|---|-----------------|--|-----------------|--|---|
| XS |  modrá | W312100010_1605 |  zelená | W312200010_1605 |  1 ks |  50 x 1 ks |
| S |  modrá | W312100020_1605 |  zelená | W312200020_1605 |  1 ks |  50 x 1 ks |
| M |  modrá | W312100030_1605 |  zelená | W312200030_1605 |  1 ks |  50 x 1 ks |
| L |  modrá | W312100040_1605 |  zelená | W312200040_1605 |  1 ks |  50 x 1 ks |
| XL |  modrá | W312100050_1605 |  zelená | W312200050_1605 |  1 ks |  50 x 1 ks |
| XXL |  modrá | W312100060_1605 |  zelená | W312200060_1605 |  1 ks |  50 x 1 ks |
| XXXL |  modrá | W312100070_1605 |  zelená | W312200070_1605 |  1 ks |  50 x 1 ks |

OPERO chirurgický plášť z netkané textilie SMMMS, sterilní



**Plášť je k dispozici ve dvou variantách:
standardní a zesílený**
(pro delší výkony s větším množstvím tekutin).



PRÉMIOVÝ VÝROBEK

OPERO chirurgický plášť z netkané textilie SMMMS, sterilní

Vlastnosti:

- chirurgický plášť plně bariérový, **sterilní**, s raglánovými rukávy a manžetami z elastického polyesterového úpletu,
- **zapínání na dvojité vázání** (vnitřní a vnější) a suchý zip vzadu; vnější vázání chráněné lepenkovou etiketou,
- skládání „jako kniha“ umožňuje zachovat sterilitu pláště při oblékání,
- **k plášti jsou přiloženy 2 ručníky na ruce** (30 x 40 cm) a navíc je **ovinutý obalem z netkané textilie Spunbond** (60 x 60 cm),
- plášť je balený jednotlivě do sáčku z papíru a polyethylenu s dvěma transferovými etiketami typu TAG a indikátorem sterilizace,
- vyhovuje normě EN 13795-1:2019.


Materiál:

 polypropylenová netkaná textilie SMMMS 35 g/m²

Klasifikace výrobku:

 Zdravotnický prostředek – třída I nesterilní
Nařízení (EU) 2017/745

 v kompletu s **2 ručníky na ruce a ovíjecím obalem**

 **široká nabídka velikostí**
(M – XXXL)



Kódování velikostí pomocí barevného obalu:



PRÉMIOVÝ VÝROBEK

OPERO chirurgický plášť z netkané textilie SMMMS – zesílený, sterilní

Vlastnosti:


- chirurgický plášť plně bariérový, **sterilní**, s raglánovými rukávy a manžetami z elastického polyesterového úpletu,
- **zapínání na dvojité vázání** (vnitřní a vnější) a suchý zip vzadu; vnější vázání chráněné lepenkovou etiketou,
- skládání „jako kniha“ umožňuje zachovat sterilitu pláště při oblékání,
- **zesílený** ve výšce hrudníku a rukávů,
- **k plášti jsou přiloženy 2 ručníky na ruce** (30 x 40 cm) a navíc je **ovinutý obalem z netkané textilie Spunbond** (60 x 60 cm),
- plášť je balený jednotlivě do sáčku z papíru a polyethylenu s dvěma transferovými etiketami typu TAG a indikátorem sterilizace,
- vyhovuje normě EN 13795-1:2019.


Materiál:

 polypropylenová netkaná textilie SMMMS 35 g/m²
Zesílení: vnitřní PP+PE laminát (polypropylen + polyetylen) 40 g/m²

Klasifikace výrobku:

 Zdravotnický prostředek – třída I nesterilní
Nařízení (EU) 2017/745

 v kompletu s **2 ručníky na ruce a ovíjecím obalem**

 **široká nabídka velikostí**
(M – XXXL)



Kódování velikostí pomocí barevného obalu:



Vizualizace zesílení na vnitřní straně pláště.

| BARVY: | KÓD: | VELIKOST: | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|---------------|-----------------|-----------|------------|----------------|
| ● tmavě modrá | W218100030_2080 | M | 1 ks 25 ks | 50 ks |
| ● tmavě modrá | W218100040_2080 | L | 1 ks 25 ks | 50 ks |
| ● tmavě modrá | W218100050_2080 | XL | 1 ks 25 ks | 50 ks |
| ● tmavě modrá | W218100060_2080 | XXL | 1 ks 25 ks | 50 ks |
| ● tmavě modrá | W218100070_2080 | XXXL | 1 ks 25 ks | 50 ks |

| BARVY: | KÓD: | VELIKOST: | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|---------------|-----------------|-----------|------------|----------------|
| ● tmavě modrá | W219100030_2080 | M | 1 ks 25 ks | 50 ks |
| ● tmavě modrá | W219100040_2080 | L | 1 ks 25 ks | 50 ks |
| ● tmavě modrá | W219100050_2080 | XL | 1 ks 25 ks | 50 ks |
| ● tmavě modrá | W219100060_2080 | XXL | 1 ks 25 ks | 50 ks |
| ● tmavě modrá | W219100070_2080 | XXXL | 1 ks 25 ks | 50 ks |

STANDARDNÍ VÝROBEK

OPERO chirurgický plášť z netkané textilie SMS, sterilní

Vlastnosti:

- chirurgický plášť **sterilní, plně bariérový**, s rovnými rukávy a **zavazováním vzadu na šňůrky a suchý zip**. Vnější šňůrky jsou spojené kartonem pro zachování sterility. S vnitřním i vnějším zavazováním.
- s úpletovými polyesterovými manžetami.
- plášť je balený jednotlivě do sáčku z papíru a polyethylenu s dvěma transferovými etiketami typu TAG a indikátorem sterilizace,
- vyhovuje normě EN 13795-1:2019.


Materiál:

 Spolypropylenová netkaná textilie SMS 35 g/m²

Klasifikace výrobku:

 Zdravotnický prostředek – třída I nesterilní
Nařízení (EU) 2017/745

 nkomplet neobsahuje **ručníky na ruce ani ovíjecí obal**

 **široká nabídka velikostí (M – XXXL)**



STANDARDNÍ VÝROBEK

OPERO chirurgický plášť z netkané textilie SMS – sterilní, zesílený

Vlastnosti:

- chirurgický plášť **sterilní, plně bariérový**, s rovnými rukávy a **zavazováním vzadu na šňůrky a suchý zip**. Vnější šňůrky jsou spojené kartonem pro zachování sterility. S vnitřním i vnějším zavazováním,
- s úpletovými polyesterovými manžetami,
- **zesílený** ve výšce hrudníku a rukávů
- plášť je balený jednotlivě do sáčku z papíru a polyethylenu s dvěma transferovými etiketami typu TAG a indikátorem sterilizace,
- vyhovuje normě EN 13795-1:2019


Materiál:

 polypropylenová netkaná textilie SMS 35 g/m²
zesílen: vnitřní PP+PE laminát (polypropylen + polyetylen) 40 g/m²

Klasifikace výrobku:















 Zdravotnický prostředek – třída I nesterilní
Nařízení (EU) 2017/745



 nkomplet neobsahuje **ručníky na ruce ani ovíjecí obal**

 **široká nabídka velikostí (M – XXXL)**



Vizualizace zesílení na vnitřní straně pláště.

| BARVY: | KÓD: | VELIKOST: | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|---|------------------|-----------|--|---|
|  modrá | W2121100030_2080 | M |  1 ks |  50 ks |
|  modrá | W2121100040_2080 | L |  1 ks |  50 ks |
|  modrá | W2121100050_2080 | XL |  1 ks |  50 ks |
|  modrá | W2121100060_2080 | XXL |  1 ks |  50 ks |
|  modrá | W2121100070_2080 | XXXL |  1 ks |  50 ks |


| BARVY: | KÓD: | VELIKOST: | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|---|------------------|-----------|--|---|
|  modrá | W2131100030_2080 | M |  1 ks |  50 ks |
|  modrá | W2131100040_2080 | L |  1 ks |  50 ks |
|  modrá | W2131100050_2080 | XL |  1 ks |  50 ks |
|  modrá | W2131100060_2080 | XXL |  1 ks |  50 ks |
|  modrá | W2131100070_2080 | XXXL |  1 ks |  50 ks |

Návleky na obuv z netkané textilie


Vlastnosti:







- návleky z netkané textilie
- jednorázové
- nesterilní
- opatřené elastickou gumičkou
- velikost: univerzální (45 cm x 17 cm)

Materiál:

 polypropylenová netkaná textilie (Spunbond) – 30 g/m²

Klasifikace výrobku:

 Osobní ochranný prostředek:
Kategorie I (nařízení (EU) 2016/425)

| BARVY: | KÓD: | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|--|-----------------|--|---|
|  modrá | W501100100_0028 |  100 ks |  10 x 100 ks |
|  zelená | W501200100_0028 |  100 ks |  10 x 100 ks |



CPE návleky na obuv


Vlastnosti:










- návleky z chlorovaného polyetylenu
- jednorázové
- nesterilní
- opatřené elastickou gumičkou
- velikost: univerzální (43 cm x 15 cm)

Materiál:

 chlorovaná polyetylenová CPE fólie – 0,02 mm

Klasifikace výrobku:

 Osobní ochranný prostředek:
Kategorie I (nařízení (EU) 2016/425)

| BARVY: | KÓD: | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|--|-----------------|--|---|
|  bílá | W503300100_0028 |  100 ks |  10 x 100 ks |
|  modrá | W503100100_0028 |  100 ks |  10 x 100 ks |
|  zelená | W503200100_0028 |  100 ks |  10 x 100 ks |




Protiskluzové návleky na obuv z netkané textilie


Vlastnosti:







- návleky z netkané textilie
- s protiskluzovou podrážkou
- nesterilní
- opatřené elastickou gumičkou
- jednorázové
- velikost: univerzální (45 cm x 17 cm)

Materiál:

 polypropylenová netkaná textilie (Spunbond) – 30 g/m²

Klasifikace výrobku:

 Osobní ochranný prostředek:
Kategorie I (nařízení (EU) 2016/425)

| BARVY: | KÓD: | POČET: | HROMADNÝ OBAL: |
|--|-----------------|--|---|
|  modrá | W502100100_0028 |  100 ks |  10 x 100 ks |
|  zelená | W502200100_0028 |  100 ks |  10 x 100 ks |



PE rukávniky


Vlastnosti:

- rukávniky z polyethylenu
- ze dvou stran opatřené stahovacími gumičkami
- jednorázové
- nesterilní
- velikost: univerzální (40 cm x 20 cm)




Materiál:




 polyetylen PE – 0,02 mm

Klasifikace výrobku:

 Osobní ochranný prostředek:
Kategorie I (nařízení (EU) 2016/425)

BARVY: KÓD: POČET: HROMADNÝ OBAL:

 bílá W804300000_0028  100 ks  10 x 100 ks

 modrá W804100000_0028  100 ks  10 x 100 ks



Norma EN 13795-1:2019

Chirurgické pláště

| VLASTNOST | ZKUŠEBNÍ METODA | JEDNOTKA | POŽADAVEK | | | |
|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | STANDARDNÍ POŽADAVEK | | VYSOKÝ POŽADAVEK | |
| | | | KRITICKÁ OBLAST VÝROBKU | MÉNĚ KRITICKÁ OBLAST VÝROBKU | KRITICKÁ OBLAST VÝROBKU | MÉNĚ KRITICKÁ OBLAST VÝROBKU |
| odolnost proti mikrobiální penetraci – za sucha | EN ISO 22612 | CFU | není vyžadováno | ≤ 300 | není vyžadováno | ≤ 300 |
| odolnost proti mikrobiální penetraci – za mokra | EN ISO 22610 | IB | ≥ 2,8 | není vyžadováno | 6,0 | není vyžadováno |
| mikrobiální čistota | EN ISO 11737-1 | CFU/ 100 cm ² | ≤ 300 | ≤ 300 | ≤ 300 | ≤ 300 |
| čistota z hlediska pevných částic | EN ISO 9073-10 | log ₁₀ | ≤ 4,0 | ≤ 4,0 | ≤ 4,0 | ≤ 4,0 |
| odolnost proti pronikání tekutin | EN ISO 811 | cm H ₂ O | ≥ 20 | ≥ 10 | ≥ 100 | ≥ 10 |
| vlastnosti při protlačení – za sucha | EN ISO 13938-1 | kPa | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 |
| vlastnosti při protlačení – za mokra | EN ISO 13938-1 | kPa | ≥ 40 | není vyžadováno | ≥ 40 | není vyžadováno |
| pevnost v tahu – za sucha | EN 29073-3 | N | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| pevnost v tahu – za mokra | EN 29073-3 | N | ≥ 20 | není vyžadováno | ≥ 20 | není vyžadováno |



**Čepice typu CLIP
z netkané textilie**
str. 5

**Ochranný plášť
z netkané textilie
(manžeta)**
str. 11

PE rukávniky
str. 26

PE zástěra
str. 13

**Návleky na obuv
z netkané textilie**
str. 24

Adresa sídla:

Mercator Medical s.r.o.
Vídeňská 153/119b
619 00 Brno, Česká republika
office@cz.mercatormedical.eu
Tel.: +420 544 509 091
www.mercatormedical.eu/cz


Kancelář a korespondenční adresa:

Mercator Medical S.A.
ul. Fabryczna 1A (budynek B)
31-553 Kraków, Polsko

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte obchodního zástupce
nebo navštivte

www.mercatormedical.eu



Pro více informací
naskenujte kód
fotoaparátem ve
Vašem chytrém telefonu