

MIRAJECT ENDO LUER

Pevná, ohýbatelná kanyla určená pro endodoncii.

- Pro aplikaci tekutin a past do kanálku v co nejmenších dávkách kontrolovanou formou
- 40 mm dlouhá, tupá a ohýbatelná, sterilně zabalená
- Ve 2 průměrech 0,3mm a 0,5mm pro snadné zavedení do kořenového kanálku
- Pro stříkačky s Luer nasazením

Obsah balení : 100 kanyl

HAGER-WERKEN GmbH & Co.KG

Ackerstrasse 1

47269 Duisburg

Německo