

ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK SE ŠIROKÝM SPEKTRUM

Incidin™ OxyWipe S

ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK SE ŠIROKÝM SPEKTRUM

Složení přípravku Incidin OxyWipe S tvoří patentovaná* forma peroxidu vodíku s širokým spektrem účinnosti.

Účinné proti širokému spektru mikroorganismů, nezanechávají žádná aktivní rezidua díky rychlému odpařování.

- Aktivní složka se rozkládá na vodu a kyslík
- Virucidní účinnost
- Vynikající materiálová kompatibilita
- Účinnost byla potvrzena testováním tekutiny vymačkané z utěrky



*Evropský patent EP1987121

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™



Incidin™ OxyWipe S

ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK SE ŠIROKÝM SPEKTRUM

ÚČINNOST

- Dezinfekce s virucidní účinností

BEZPEČNOST

- Aktivní složka se rozkládá na vodu a kyslík
- Vynikající materiálová kompatibilita

PRAKTIČNOST

- Čistí a dezinfikuje
- K okamžitému použití

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ÚČINNOST (NEŘEDĚNÝ ROZTOK)	DOBA PŮBOENÍ
Baktericidní účinnost podle EN 13727 (2 min) / EN 16615 (2 min*)	2 min*
Účinnost proti kvasinkám podle EN 13624 (15 min) / EN 16615 (1min*)	15 min*
Fungicidní účinnost podle EN 13624 (30 min) / EN 16615 metoda (5 min*)	30 min*
Tuberkulocidní účinnost podle EN 14348 (30 min) / EN 16615 metoda (5 min*)	30 min*
Mykobaktericidní účinnost podle EN 14348 (30 min) / EN 16615 metoda (5 min*)</	