



Pearl Dent

PEARL DENT CO., LTD.

No.III – 15B, Street No.13 Tan Binh Industrial Park – Ho Chi Minh City Vietnam

Tel: (84) 8 3 815 2864~6

Fax: (84) 8 3 815 2863

Email: pearldent@hcm.vnn.vn

Website: <http://www.pearldent.com.vn>

[NÁVOD K POUŽITÍ]

1. Výrobek: Absorpční papírové čepy „Pearl Dent“

- Ručně rolované sterilní endodontické klíny.
- Používají se při ošetření zubních kanálků k odstranění vlhkosti z kanálku nebo zavedení léků.
- Balení v zasouvací krabičce, čtvercové lahvičce atd.
- Nevkládejte do sterilizačního aparátu.
- Pouze pro profesionální účely.
- Pouze pro jedno použití.