



Hu-Fa

úsmevy

Informačný časopis pre stomatologickú prax

1

15. 1. - 16. 3. 2026

ODTLAČKOVANIE

UNIVET

ITA

Zaostrené na detail

Elegancia tvaru. Dokonalosť optiky.

Ďalšie informácie nájdete vo vnútri časopisu na strane 3.



041 433 10 16 -17



hufa@hufa.sk



www.hufa.sk

STOMATOLÓGIA BUDÚCNOSTI

Diódové lasery

Prakticky zameraná konferencia pre lekárov aj študentov.
Predstavíme Vám využitie diódového lasera v každodennom ošetrovaní.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

- Okrem základných informácií o laseroch a bezpečnosti práce s nimi, budete oboznámení s kazuistikou, videami a tipmi na praktické použitie dekontaminácie, odstránenie tkanív a **fotobiomodulácie (PBM)** z praxe Dr. Velasqueza a jeho kolegov.
- Ako účastník konferencie budete mať možnosť pripojiť sa k WhatsApp skupine s priamym kontaktom na Dr. Velasqueza a v reálnom čase dostanete odpovede na otázky a rady týkajúce sa ošetrovania laserom u konkrétnych pacientov.
- Budete mať možnosť vyskúšať si prácu s laserom.
- Nechajte sa inšpirovať od svojho kolegu, pre ktorého je práca s lasermi skutočnou vášňou!

Kedy: utorok 19. mája 2026
Kde: Praha 5



bit.ly/4ek1Arj

Kedy: streda 20. mája 2026
Kde: Košice




bit.ly/3VfwkRH

Prednášajúci:




Dr. Sergio A. Velasquez


prezenčne



1. úľava od bolesti po extrakciu tretieho moláru



2. podpora hojenia, úľava od bolesti u vredov, áft, herpesov



3. prevencia a liečba zápalov sliznice



PBM adaptéry



Stále pracujeme na ďalších prednáškach a praktických kurzoch. Sledujte náš web:
www.hufa.sk/vzdelavani/
 a vyberte si z aktuálnej ponuky!

Kirgizsko – krajina hôr, koní a slobody

Vydajte sa na dobrodružnú cestu do Kirgizska a Kazachstanu – z pohodlia domova. Otec a syn, Filip a Dávid Slobodovi, spoločne prešli legendárnym vozidlom UAZ Buchanka trasu od Bishkeku až po Almaty. Spali v jurte vo výške 3 000 m n. m., kúpali sa v horských jazerách, pili čaj s pastiermi a objavovali miesta, kde končí cesta, ale začína sloboda. Čakajú vás originálne fotografie, príbehy z ciest stepí, horských sediel a trhovísk voňajúcich exotikou. Bez víz, bez batohu - stačí sa pripojiť. Pridajte sa, ak milujete cestovanie, príbehy s dušou a dobrodružstvo, ktoré mení pohľad na svet.

webinár

Prednášajúci:



Filip a David Svobodovi

ZADARMO

Zjednodušené priame rekonštrukcie: techniky pre efektívne estetické výsledky

Webinár sa zameria na moderné a klinicky overené postupy priamych rekonštrukcií s využitím kompozitných materiálov a univerzálnych odtieňov, ktoré umožňujú dosiahnuť vynikajúce estetiky s minimálnou zložitou a časovou náročnosťou. Počas prednášky sa budeme venovať indikáciám, limitom aj praktickým aspektom aplikácie v oblasti frontálnych aj distálnych zubov, rovnako ako technikám, ktoré možno okamžite previesť do každodennej klinickej praxe.

webinár

Prednášajúci:




Prof. Dr. Esra Uzer Celik

Manažment ordinácie dentálnej hygieny – fluoridácia, prevencia, domáce bieleenie a liečba sensitivity.

Čaká Vás komplexný program zameraný na efektívne riadenie prevádzky ordinácie dentálnej hygieničky. Prepojíme odborné klinické postupy s každodennou praxou – od správneho nastavenia workflow, práca s pacientmi a plánovanie návštev až po voľbu vhodných terapeutických postupov a vybavenia ordinácie. Zameriame sa na optimalizáciu práce dentálnej hygieničky tak, aby bola jej ordinácia efektívna, ekonomicky stabilná a pacientsky priateľivá. Súčasťou prednášky budú tiež praktické ukážky moderných postupov starostlivosti, možnosti riešenia citlivosti zubov a práca s prostriedkami

Prednášajúci:



Bc. Petronela Dovalovská

prezenčne

Injectable moulding technique (IMT) krok za krokom

Kurz vás prevedie Injectable moulding technique (IMT) od teoretických základov až po praktické zvládnutie celého postupu. Naučíte sa správne indikovať IMT vo frontálnom i distálnom úseku, plánovať ošetrovanie digitálne aj analógovo, pripraviť model, mock-up aj prenosový kľúč z transparentného silikónu. Pod vedením MUDr. Tomáša Lenfelda si vyskúšate krok za krokom zhotovenia fotokompozitnej dostavby vrátane finishingu a polishingu, osvojíte si nové trendy (Two holes system, využitie / nahradenie teflónu) a získate tipy a triky z každodennej praxe.

Prednášajúci:



MUDr. Tomáš Lenfeld, MBA, LL.M.

prezenčne

Ochorenie parodontu a sliznic dutiny ústnej

Odborné školenie zamerané na najčastejšie ochorenie parodontu a sliznic dutiny ústnej, s ktorými sa v ordinácii stretávate každý deň. Čakajú Vás reálne kazuistiky, diskusia nad klinickými postupmi aj ukážky, kedy a ako môže jednoduché použitie diódového lasera prácu uľahčiť. Získate praktické, ihneď využiteľné znalosti pre istejšiu diagnostiku aj efektívnejšiu terapiu. Naučíte sa lepšie rozlišovať klinické obrazy, vhodne plánovať liečbu a správne vyhodnotiť situácie, kedy je vhodné pacienta odoslať k špecialistovi.

Prednášajúci:



MUDr. Markéta Harakaľová

prezenčne

Kedy: 22. januára 2026
Kde: on-line



bit.ly/3KpVDi6

Kedy: 24. februára 2026
Kde: on-line



bit.ly/4oRTKsN

Kedy: 24. apríla 2026
Kde: Ostrava



bit.ly/46j1qNr

Kedy: 15. mája 2026
Kde: Brno



bit.ly/44I4QZN

Kedy: 22. mája 2026
Kde: Praha



bit.ly/4iLx211



JEDINÁ

antivírusová a antibakteriálna
ústna voda
S PREUKÁZANOU ÚČINNOSŤOU



- Redukuje až 99,99% vírusov a baktérií v ústach.
- Účinný proti chrípkovým vírusom vr. H1N1, SARS-CoV-2 a tiež proti Herpes Simplex typu 1.
- Praktické použitie, nízke náklady.
- Znižuje vírusovú nálož v ústach na dobu 3 až 5 hodín, má schopnosť viazať sa na rôzne miesta v ústach, pomaly sa uvoľňovať a udržiavať terapeutickú hladinu účinných látok.
- Vyrobené z prírodných produktov.
- Zvyšuje biologickú bezpečnosť populácie.
- Klinická účinnosť lepšia ako u väčšiny súčasných antibakteriálnych a antivírusových látok.
- Neobsahuje alkohol, peroxid vodíka ani chlórhexidín, jemná mäťová príchuť.

AKCIA
5+1
ZADARMO



1. Odmerajte 10 ml.



2. Požiadajte pacienta, aby 30 s. prevažoval Xyntrus v ústach.



3. Až potom začnite s ošetrovaním.

Obj. kód: 4506621
mint, fľaša 500 ml
1 ks = 10,10 €

12,20 € 6 × 500 ml 60,80 € 74,40 €



bit.ly/XynS



ZADARMO

Ku každým 3 fľašiam
získate 50 ks
objednávacích
kartičiek
pre pacientov

UNIVET®

ITA

Štýl, ktorý prekonáva módné trendy a nestarne. Mäkké línie nadväzujú na historické štýly a nanovo ich interpretujú pomocou moderných materiálov a drahých exkluzívnych úprav. Sofistikovaný dizajn teraz v nových farebných prevedeniach: zelená Vespa, moderná hnedá a poľnočná modrá. Dostupné aj v exkluzívnom Black Edition prevedení.



Galilejské teleskopy

Prinášajú vylepšenú svetelnosť, špičkové optické vlastnosti a podporujú prirodzenú ergonómiu práce. Sklá umožňujú individuálnu úpravu dioptrií. Dostupné zväčšenia: 2,0× - 3,5×

Prizmatické teleskopy

Vylepšené optické vlastnosti ocenia všetci praktickí stomatológovia a obzvlášť špecialisti na endodonciu. Sklá umožňujú individuálnu úpravu dioptrií. Dostupné zväčšenia: 3,5× - 5,0×

Ergo Advanced

Ponúkajú dokonalý zážitok pri sledovaní najmenších detailov a uhol pohľadu, ktorý umožňuje čo najprirodzenejšie držanie tela. Lupové okuliare s vlastnosťami podobnými mikroskopom. Prizmatické ergonomické binokuláre so špeciálnou konštrukciou a ľahším plášťom. Sklá umožňujú individuálnu úpravu dioptrií. Dostupné vo zväčšeníach – 3,5×, 4,5× alebo 5,7×.



cena odm 1 979,00 €

Pre výber lupových okuliarov a vhodného zväčšenia s osvetlením presne pre vás, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo nášho produktového špecialistu:

Andrea Vojvodíková, 0948 335 190, vojvodikova@hufa.sk

Vybielené zuby
pomôžu rozžiariť
váš svet



25%
zľava

Opalescence® PF

Bezpečné bielenie bez rizika poškodenia zubov:

- Opalescence má pH 6,9
- Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (až niekoľko rokov)
- Zaručený bieliaci výkon po celú dobu životnosti gélu = predvídateľná doba bielenia a výsledky u väčšiny pacientov
- **20% vody** chráni pred dehydratáciou zubov a návratom k pôvodnému odtieňu
- **Formula PF** (fluorid sodný a dusičnan draselný) minimalizuje citlivosť pri a po bielení

Príchut': mäta, melón, bez príchute.

Doba bieliaceho cyklu: v priemere **5-10 aplikácií**.

1/3–1/2 striekačky na 1 nosič.

Nočné bielenie Opalescence® PF 10%
10% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: **8-10 hodín/ noc**

Denné bielenie Opalescence® PF 16%
16% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: **4-6 hodín/ deň**

Vybielené zuby s úžasne dlhou výdržou odtieňa (až niekoľko rokov) – nie je potrebné prebieľovať každý mesiac!

Pacient Kit

8×1,2 ml striekačka Opalescence® PF,
1× 25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence, 1× krabička na nosiče,
1× kartička vzorkovník odtieňov

76,50 € 102,00 €

Doktor Kit

8× 1,2 ml striekačka Opalescence® PF, 2× fólia Soft Tray,
1× 1,2 ml LC Block-Out Resin, 1× 25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence,
1× krabička na nosiče, 1× kartička vzorkovník odtieňov

83,30 € 111,00 €

Refill 40×1,2 ml striekačka Opalescence® PF

267,80 € 357,00 €

TIP

Bielenie doplňte Bieliacou zubnou
pastou Opalescence Original
alebo Opalescence Sensitivity Relief.
Na výrobu bieliaceho nosiča používajte
fólie s hrúbkou 0,9 mm, hrubšie fólie môžu
byť príčinou citlivosti zubov pri bielení.
Bieliaci nosič **MUSÍ MAŤ** rezervoáre!
Bez nich je významne znížený
účinnok bielenia a predlžuje sa
celková doba bielenia.



opalescence_czech_and_slovakia

Opalescence



- **jednoducho**
- **pohodlne**
- **s krátkou dobou aplikácie**

15%
zľava

Opalescence GO® 6 %

- univerzálny nosič so 6% peroxidu vodíka
okamžite na použitie

„Bielenie za pochodu“: bez odtlačkovania, bez laboratórnej práce,
bez čakania na zhotovenie bieliaceho nosiča.

Nosič na jedno použitie sa po nasadení prispôsobí tvaru pacientovho chrupu tak,
že gél zostáva v nosiči a nevyteká.

Profesionálne vybielenie zubov vo frontálnom aj distálnom úseku chrupu.

Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (v priemere niekoľko rokov).

Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) znižujú citlivosť.

20% vody znižuje dehydratáciu v priebehu bielenia a relaps k pôvodnému odtieňu.

Doba 1 aplikácie: 60-90 minút/ deň.

Doba bieliaceho cyklu: 5-10 aplikácií.

Vhodné aj na oživenie a predĺženie trvanlivosti odtieňa po predchádzajúcom ordinačnom bielení alebo po profesionálnom čistení zubov.
Vhodné aj pre pacientov so strojčekom.



Pacient kit 81,60 € 96,00 €
(10× dolný + 10× horný nosič
+ Opalescence zubná pasta 30 ml),
príchut': máta, melón

Mini kit 38,30 € 45,00 €
(4× dolný + 4× horný nosič)
príchut': máta

Opalescence™
whitening toothpaste



**ZUBNÁ PASTA OPALESCENCE™ CHRÁNI ZUBY PRED KAZOM
A PIGMENTÁCIOU. SKVELO UDRŽÍ BIELY ODTIEŇ. SKVELO CHUTÍ.**

- Jedinečná zmes tri-oxidu kremičitého aktívne odstraňuje povrchové škvrny.
- Odstránením povrchových škvŕn zosvetlí zuby o dva odtiene len za jeden mesiac¹.
- Bezpečná na každodenné, dlhodobé použitie, vhodná pre celú rodinu.
- Výnimočné vstrebávanie fluoridu sodného, pomáha lepšie chrániť pred kavitami a posilňuje sklovinu.
- Sladidlo Xylitol pomáha znižovať riziko zubného kazu.
- Nízkoabrazívne. 78 RDA zaisťuje maximálnu ochranu skloviny, dentínu a výplní³.
- Vhodná aj na nebielené zuby.
- Neobsahuje Triclosan ani oxid titaničitý.

Bieliaca zubná pasta Opalescence™ Original
4,8× väčšia absorpcia fluoridov sklovinou (spĺňa špecifikácie ADA)

500401 100 ml **9,40 €** 11,00 €

Bieliaca zubná pasta Opalescence™ Sensitivity Relief

5% dusičnanu draselného na zníženie citlivosti
znižuje citlivosť zubov – napr. pri a po bielení

503470 100 ml **10,20 €** 12,00 €

15%
zľava



Tip:

Chcete bieliť a máte citlivé zuby?
Začnite používať Bieliacu zubnú
pastu Opalescence™
už 14 dní pred bielením.
Pomôže vám znížiť alebo
odstrániť citlivosť.



opalescence_czech_and_slovakia

UltraEZ™

Desensitizing Gel

STOP citlivosti zubov: s úsmevom aj po ordinačnom bielení

Jedinečný gél pre rýchlu úľavu pri citlivosti zubov.

Gél s 3% dusičnanu dreselného a 0,25% fluoridu sodného s postupným uvoľňovaním KNO₃.

Okamžitý účinok.

Nosiče naplnené gélom sa v ústach prispôbia individuálnemu zubnému oblúku pacienta.

Dostupný aj v striekačkách - plnenie do individuálnych nosičov.

Použite pri citlivosti a obnažení zubných krčkov:

- pri citlivosti na zmeny tepla a chladu
- pri odstraňovaní zubného kameňa
- pred bielením (aj 1/2 hodiny bezprostredne pred bielením), v priebehu a po bielení

UltraEZ™ Combo Kit 10× horný a 10× dolný nosič	72,00 €	90,00 €
UltraEZ™ Mini Kit 4× horný a 4× dolný nosič	32,00 €	40,00 €
UltraEZ™ striekačka: 4× 1,2 ml	32,00 €	40,00 €

Tip:

Použite ako záverečné ošetrenie pri citlivosti po ordinačnom bielení.

20%
zl'ava



UltraSeal XT hydro™

Jediné hydrofilné živicové pečatidlo fisúr a jamiek.

- tixotropné pečatidlo na báze živice Bis-GMA s ideálnou viskozitou a tekutosťou
- hydrofilný pred polymerizáciou - **nevaďí vlhkosť na oklúzii**
- hydrofóbny po polymerizácii
- pokročilá adhezívna technológia-zvýšená retencia
- **fluorescenčné** - viditeľné pod UV svetlom pri každej kontrole
- plnenie 53% - odolné voči oteru
- uvoľňuje/ prepúšťa fluoridy
- rádiopákne



Pred aplikáciou

Po aplikácii

Fluorescenčné pod UV svetlom




Kit:
1× 1,2 ml striekačka UltraSeal XT hydro™
1× 1,2 ml striekačka Ultra-Etch™
20× kanyla Blue Micro
20× kanyla Inspirál Brush
Farba: natural, opákná biela

Refill: 4× 1,2 ml

10%
zl'ava*

*Zľava platí pri objednaní ďalších 2 produktov Ultradent.

baktérie spôsobujúce zubný kaz



Peak™ Universal Bond – svetlom tuhnúce adhesívum s 0,2% chlórhexidínu

Peak™ SE Primer – samoleptací primer s pH 1,2

- Pre všetky dentálne materiály (dentín, sklovina, kov, keramika, kompozit aj zirkón).
- Najvyššia pevnosť väzby k dentínu (71,3 MPa) a ku sklovine (51,7 MPa)
- Pre techniku Total-Etch, aj Self-Etch.
- Nízky obsah plniva (7,5 %) a minimálna hrúbka filmu 2µm
- Na priame aj nepriame rekonštrukcie, bondovanie koreňových čapov a endodontických ošetrení
- Etylalkohol ako rozpúšťadlo

25%
zľava

504553 Peak Universal Bond Refill 4× 1,2ml striekačka	93,80 €	93,80 €
504543 Peak Universal Bond 1× 4 ml fľaštička 4 ml	69,00 €	69,00 €
505135 Peak SE Primer 4× 1,2ml striekačka	77,30 €	103,00 €

ULTRA-ETCH™

Samolimitujúce leptadlo pre minimalizáciu citlivosti

Leptadlo s 35% kyselinou fosforečnou

- samolimitujúca chémia leptá len do hl. **1,9µm**
- penetruje do najmenších fisúr, ale nesteká na vertikálnych povrchoch
- neobsahuje polyméry, nezanecháva rezíduá
- tixotropné, ľahko pretečie kanylou
- expiračná doba **48 mesiacov**

20%
zľava

500685 Ultra-Etch Indispense 30 ml	83,20 €	104,00 €
500163 Ultra-Etch Intro Kit 4× 1,2 ml + 20× kanyla	49,60 €	62,00 €
500167 Ultra-Etch Econo kit 20× 1,2 ml + 40× kanyla	125,60 €	157,00 €
500164 Ultra-Etch Refill 4× 1,2 ml	42,40 €	53,00 €
500168 Ultra-Etch Refill 20× 1,2 ml	104,00 €	130,00 €



bit.ly/48ili4F

Teraz aj v nových farebných variáciách



506539	VALO X Onyx Black
506519	VALO X Twilight Blue
506499	VALO X Nebula Green
506498	VALO X Stardust Gray
506497	VALO X Aurora Pink
506496	VALO X Horizon Red
506538	VALO X Galaxy Purple

Kit 506xxx: **2 039,00 €** 2 265,00 €

1 × VALO X LED COLOR lampa
1 × externá difúzna šošovka
2 × nabíjacia batéria
1 × nabíjačka batérií
1 × el. kábel pre napájanie nabíjačky
alebo šnúrového adaptéra
(adaptér nie je súčasťou balenia)
držačik na lampu
1 × oranžový ochranný štítok proti
modrému svetlu
1 × vzorkové balenie ochranných návlakov.
NEOBSAHUJE 4 × externú šošovku.

VALO™ X

Širokospektrálna LED polymerizačná lampa.



**10%
zľava**

Kit 505973: **2 331,00 €** 2 590,00 €

1 × VALO X LED lampa (klasická)
5 × externá šošovka (polymerizačná
bodová,
polymerizačná ProxiBall,
diagnostická interproximálna,
diagnostická transluminačná,
diagnostické UV svetlo)
2 × nabíjacia batéria
1 × nabíjačka batérií
1 × el. kábel pre napájanie nabíjačky
alebo šnúrového adaptéra
1 × šnúrový adaptér
držačik na lampu
1 × oranžový ochranný štítok proti
modrému svetlu
1 × vzorkové balenie ochranných
návlakov

- Priemer šošovky 12,5 mm.
- Výkonné **špeciálne LED diódy** (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo).
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm.
- Na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov vrátane bulk-fill materiálov.
- Horné a spodné podsvietené tlačidlo s farebnou indikáciou režimu.
- Štíhlejšie telo z leteckého hliníka vysoko odolné proti poškodeniu.
- Ergonomický dizajn s plochou hlavičkou s výborným dosahom do všetkých častí úst.
- **Funkcia Akcelerometer**-prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia.
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra, (adaptér **NIE JE** súčasťou balenia).

2 polymerizačné a 2 diagnostické režimy

Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy
2 polymerizačné výkony:
štandard (1100 mW/cm², 10 sekúnd),
extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm²,
5 sekúnd 3 × pulz s oneskorením)

Diagnostické režimy:

UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov (napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory plaku a i.).
Biele svetlo pre presnejší odpočet farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.
Kompatibilný s externými polymerizačnými a diagnostickými šošovkami VALO X (**NIE SÚ** súčasťou balenia).

**10%
zľava**

**ZÁRUKA
5 ROKOV!!**

Tip:

Pri polymerizácii používajte ochranné návlaky VALO X/ VALO Grand: chránite šošovku polymerizačnej lampy pred znečistením. Znečistená alebo poškodená šošovka = nižší polymerizačný výkon.

- Priemer šošovky 12,5 mm.
- Výkonné **špeciálne LED diódy** (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo).
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm.
- **Funkcia Akcelerometer**-prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia.
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra (**JE** súčasťou balenia).

2 polymerizačné a 2 diagnostické režimy

Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy
2 polymerizačné výkony: štandard (1100 mW/cm², 10 sekúnd),
extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm², 5 sekúnd 3 × pulz
s oneskorením).

Diagnostické režimy:

UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov (napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory povlaku a i.).
Biele svetlo pre presnejší odpočet farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.
Externé polymerizačné a diagnostické šošovky VALO X, (**SÚ** súčasťou balenia - 5 ks celkom).

PRE HLBOKÚ HEMOSTÁZU

ViscoStat™

- viskózný **hemostatický** koagulačný gél s **20% síranu železitého**
- hĺbková aktívna hemostáza v priebehu niekoľkých sekúnd pre stredne silné krvácanie
- bráni kontaminácii sulkulárnou tekutinou počas bondovania
- veľmi šetrný ku tkanivám
- na každodenné použitie pri operatívnych zákrokoch, periodontálnom ošetrovaní, gingivektómii
- vynikajúci ako fixátor pri pulpotómii – alternatíva Formocresolu, šetrnejší ku tkanivám

500647 Indispense Kit:	1× 30 ml ViscoStat + 20× kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub+ 20× 1,2 ml prázdne striekačky	90,00 €	100,00 €
500645 Indispense:	1× 30 ml ViscoStat	63,00 €	70,00 €
503093 Intro Kit:	4× 1,2 ml + 20 kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub+	33,30 €	37,00 €

ViscoStat Clear™

- Transparentný gél **pre slabé krvácanie v estetických zónach.**
- **Nezafarbuje tkanivá**, zostáva v sulku, nezanecháva rezíduá.
- Nesteká.

506409 Intro Kit:	4×1,2ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub	37,80 €	42,00 €
506407 Indispense Kit:	1×30 ml ViscoStat Clear + 20× kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub + 20×1,2ml prázdne striekačky	103,50 €	115,00 €
506408 Indispense:	1×30 ml ViscoStat Clear	72,90 €	81,00 €

Astringedent X™

- **Hemostatický roztok s 12,7 % síranu železnatého a subsulfátov.**
- Pre špeciálne prípady ťažkého krvácania (pre hemofilikov, pacientov s Coumadinom a i.).
- Menej kyslý ako iné preparáty subsulfátov železa.

500690 Astringedent X Indispense:	1× 30ml	61,20 €	68,00 €
500112 Astringedent X fľaštička 30 ml		63,00 €	70,00 €
505881 Novinka: Astringedent X 20× 1,2 ml striekačky		135,90 €	151,00 €

Kanyla Metal Dento-Infusor™ Comfort Hub:

- Tupá, zahnutá kanyla s chumáčikom na kefke umožňuje jemne pritlačiť do sulku.
- Precízna aplikácia hemostatík, účinné odstraňovanie povrchového koagula.
- Dôkladná a rýchle hemostáza bez poranenia sulku. Vyvinie vyšší tlak.
- **Kanyla Blue Mini Dento – Infusor™**
- Je vhodnejšia pri aplikáciách na zabránenie tvorby sulkulárnych tekutín, pri väčšom tlaku, ľahko pruží.

Použitie: ViscoStat, ViscoStat Clear, Astringedent, Astringedent X


504954 kanyla MDI Comfort Hub 20 ks	23,40 €	26,00 €
504955 kanyla MDI Comfort Hub 100 ks	99,00 €	110,00 €

Ultrapak™ **splietané vlákno**

- **Jednoduché zavedenie.**
- **Vynikajúca absorpcia.**
- **Bezkonkurenčná retrakcia.**



K dispozícii v šiestich univerzálnych veľkostiach a bez adrenalínu



Vlákno zo 100% bavlny, prepletené do tvaru uzavretého tubulu sa počas zavádzania stlačí, takže sa dobre natlačí do sulku. Potom vďaka riadenej expanzii optimálne odtiahne tkanivá.

509330 Ultrapak sada 4 ks - č.00, 0, 1, 2 + stojan	79,20 €	88,00 €
509331 Ultrapak vlákno č.000 (čierné)	24,30 €	27,00 €
509332 Ultrapak vlákno č.00 (žlté)	21,60 €	24,00 €
5093xx Ultrapak vlákno č. 0 (fialové), č.1 (modré), č. 2 (zelené), č. 3 (červené)	19,80 €	22,00 €



RETRAKTOR ÚST, PIER A JAZYKA
Umbrella™

- Dobre roztvorí pery pacienta, chráni jazyk.
- Umožní vám dobre vidieť aj v distálnom úseku chrupu.
- Spofahlivo drží, zvyšuje bezpečnosť ošetrovania.
- Pre pacienta je veľmi pohodlný, netlačí ani pri dlhšom ošetrovaní.

Ako zvoliť veľkosť Umbrelly?

- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 2-3, zvolte Umbrellu Medium.
- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 4-6, zvolte Umbrellu Large.
- Ak si nie ste veľkosťou istí, zvolte Umbrellu Large.


TIP

Bezpečný pri
ordinačnom
bielení, neskľáva,
neprekáža.

Umbrella M/L, 40 ks obj. č. 505162 122,40 €**	136 €
Umbrella M/L, 20 ks obj. č. 504871 64,80 €**	72 €
Umbrella M/L, 5 ks obj. č. 504870 18 €**	20 €



Skontrolujte, či jazyk pacienta pohodlne leží za chráničom, čo zaisťuje ľahký prístup.



Nedávajte chránič jazyka na hornú stranu jazyka pacienta.

FLUORIDOVÝ LAK PRE DETI, DOSPIEVAJÚCICH AJ DOSPELYCH
Fluoridový lak Enamelast™

- 5% fluoridu sodného (22 000ppm fluoridových iónov).
- Zvýšená retencia.
- Dlhodobé uvoľňovanie a nadpriemerné vstrebávanie fluoridových iónov.
- Hladká textúra po aplikácii, na zuboch takmer neviditeľný.
- Nedávivé zloženie.
- Jednoduchá a rýchla aplikácia príjemná pre všetky typy pacientov.
- Príchute: lesné ovocie pána Waltera, pomarančový krém, žuvačka, chladivá mäta a karamel, **bez príchute**.
- **Jediný fluoridačný lak vhodný aj pre deti mladšie ako 1 rok: chráňte zuby detí od samého začiatku.**

TIP

Výborný pre
remineralizáciu skloviny
pri začínajúcich kazoch.



blister - 200x 0,4 ml obj. č. 504528 452,70 €**	503 €
blister - 50x 0,4 ml obj. č. 504518 128,70 €**	143 €
striekačky 20x 1,2 ml obj. č. 504523 117 €**	130 €
striekačky Walterberry 2x 1,2 ml obj. č. 504521 14,40 €**	16 €



NA DLHODOBÉ ZNÍŽENIE CITLIVOSTI
Universal Dentin Sealant

- Blokátor dentínových tubulov.
- Vytvorí dočasnú bariéru proti baktériám, kyselinám, cementom, živiciam, a i.
- Rýchle použitie: nanieť a osušiť, NEPOLYMERIZUJE SA.
- Dlhodobý účinok (týždne až mesiace).


Ideálne na:

- pokrytie citlivých koreňov po root planingu
- obmedzenie postoperačnej citlivosti po výkone
- po parodontologickom ošetrovaní
- **pečatenie citlivých krčkov pred bielením**

- Balenie: kit 4x1,2ml striekačka + 20 kanýl
- Expiračná doba: 60 mesiacov.



Pred aplikáciou kyseliny fosforečnej bol povrch ošetrovaný Universal Dentin Sealantom.



Na obidva povrchy aplikovaná kyselina fosforečná na 20 sec.



refill - 4x 1,2 ml obj. č. 500266 86,40 €**	96 €
---	------

KOMPLETNÁ SADA NA OPRAVU KERAMIKY PRE INTRAORÁLNE AJ EXTRAORÁLNE POUŽITIE

Porcelain Repair kit

- **Porcelain Etch:** Pufrovaná 9% kyselina fluorovodíková.
- **Silane:** silan po leptaní keramiky.
- Na intraorálne aj extraorálne leptanie keramiky.
- Nesteká, nezafarbuje kompozity ani živcové cementy.
- 90 sekúnd leptanie, oplach, 60 sekúnd Ultradent® Silane.
- Vhodné aj na lítium-disilikátovú protetikú (IPS e.max®).



Povrch keramiky pred leptaním



Po 90 sekundách leptania Porcelain Etch a 5 sekundách leptania - čistenie kyselinou fosforečnou



Porcelain Repair Kit obj. č. 501108	239,40 €**	266 €
Porcelain Etch Kit obj. č. 500405	117 €**	130 €
Porcelain Etch + Silane - 2x 1,2 ml + 20 kanýl obj. č. 501019	61,20 €**	68 €
Porcelain Etch refill - 2x 1,2 ml obj. č. 500406	43,20 €**	48 €
Silane refill - 2x 1,2 ml obj. č. 500410	35,10 €**	39 €

Zvlhčovací živica pre ľahšiu prácu s kompozitmi

Composite Wetting Resin

- Svetlom tuhnúca hydrofóbná živica plnená zo 45%.
- Neobsahuje rozpúšťadlá.
- Uľahčuje modeláciu tuhších kompozitov, zabraňuje lepeniu na nástroj.
- Nezoslabuje oteruvzdornosť a pevnosť kompozitu.
- **Extrémne dlhá expiračná doba 40 mesiacov.**

TIP

Nepoužívajte na zvlhčenie kompozitov bondy. Bondy sú plnené z cca 7%, obsahujú rozpúšťadlá a/alebo leptaciu zložku a ich použitie na zvlhčenie vedie k oslabeniu kompozitnej výplne.



2x 1,2 ml | obj. č. 503059 | **72,90 €****

81 €

UNIVERZÁLNY KOMPOZIT - LEN JEDEN ODTIEŇ STAČÍ - UNIVERZÁLNY KOMPOZIT VÝDZ PRE KAŽDÚ VÝPLŇ.

Transcend

- Nanohybridný kompozit na báze Bis - GMA,
- Naplnený z 60-61% objemovo (71% váhovo).
- Unikátny Ultradent's RPM technológia-chameleón efekt s vynikajúcimi optickými a fyzikálnymi vlastnosťami.
- Odtieň **Universal Body** splynie s okolitým zubom/zubmi. Umožňuje použiť **iba 1 odtieň**. Presne vyvážená translucencia a opacita. Výborný na rekonštrukciu bielených zubov.
- Výborne lešiteľný s dlhodobou výdržou lesku.
- Fluorescencia blížiaci sa prirodzenému zubu.
- Možnosť ďalších dentínových a sklovinných odtieňov (napr. pre výplne tr. III a tr. IV)

TIP

Na zmäkčenie a lepšiu modelovateľnosť akéhokoľvek kompozitu použite Composite Wetting Resin.



Prvý kompozit, ktorý sa po vybielení zubov nemusí nahradiť svetlejšim kompozitom. Splynie s odtieňom okolitých zubov. Ak pacient bude bieliť bieliacimi gémi Opalescence™, výplne sa prispôbia svetlejšiemu odtieňu.

striekačka 4 g obj. č. 504733	78,30 €**	87 €
komple, 10x 0,2g obj. č. 504744	45 €**	50 €
Econo Kit - striekačky 4x 4 g, exp. 31.05.2026 obj. č. 504734	294 €	123,50 €*
Intro Kit - striekačky 7x 4 g, exp. 28.02.2026	487 € obj. č. 504726	175,30 €*

PEČATIDLO KOMPOZITNÝCH VÝPLŇÍ

PermaSeal™

- Svetlom tuhnúca metakrylátová neplnená živica.
- Viazie sa ku kompozitu a naleptanej sklovine.
- Utesňuje mikroškáry a nepravidelnosti kompozitných výplní.
- Zabraňuje mikropriesakom, znižuje možnosť zafarbenia okrajov výplní.
- Chráni a revitalizuje provizórne živcové náhrady, vytvára vysoký lesk.
- Služi na zvlhčenie Ribbond vlákna.



Pred aplikáciou



Spolymerizovaný PermaSeal

TIP



refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500631 | **113,40 €****

126 €

mini kit 2x 1,2 ml | obj. č. 501013 | **73,80 €****

82 €

* Ponuka platí do vypredania zásob.

CHCETE PORADIť S PRODUKTMI ULTRADENT?

Kontaktujte našu produktovú špecialistku,
Ing. Janu Smilkovú
+420 777 779 705, jsilkova@hufa.cz

ULTRADENT v Hu-Fa
ÚSMEVOCH VÝHODNEJŠIE!

**Vždy získate minimálne
ZĽAVU 10%
pri nákupe aspoň troch výrobkov

DENTÍNOVÝ LINER A BÁZA
Ultra-Blend™ Plus

- Svetlom aktivovaný, RTG kontrastný liner s hydroxidom vápenatým v uretan-dimetakrylátovej (UDMA) báze.
- Dokonalý materiál na prekrytie drene.
- Vynikajúce uvoľňovanie vápnika.
- Nerozpustí sa časom.
- Vysoko plnený.

TIP

Použite na prekrytie MTAFlow pri prekrytí pulpy pred zhotovením výplne.



kit | obj. č. 500415 | **108,90 €****

121 €

mini kit 2x 1,2 ml + kanyly | obj. č. 501016 | **59,40 €****

66 €

refill 4x 1,2 ml | obj. č. 500417 | **96,30 €****

107 €

KOMPOZIT NA ESTETICKÉ NÁHRADY ĎASIEŇ
PermaFlo™ Pink

- Vynikajúca alternatíva ku gingivoplastikám.
- Maskovací prípravok pri výplniach triedy V, kde je obnažená štruktúra koreňa.
- Maskovanie ústupu ďasná od korunky.



Rýchlo sa šíriace kazy u 3-ročného dieťaťa.



PermaFlo Pink: zamaskuje úbytok gingivy okolo cervikálnej výplne.



O jeden rok neskôr:



Pink - 2x 1,2 ml | obj. č. 500963 | **93,60 €****

104 €

NAJZATEKAVEJŠÍ FLOW KOMPOZIT NA TRHU
PermaFlo™

- Prvá vrstva pri zhotovení kompozitných výplní na dno kavity.
- Ideálny na **dostavby chrupu v pediatrii** a ošetrovanie mikrokavít.
- Na upevnenie transparentných inlejší, onlejší a faziet, priame fazety a výplne I.- V. triedy.
- Svetlom tuhnúci, rádiopákny.
- Plnený zo 68 % nanočasticami o veľkosti 7 µm.



Dentin Opaquer - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 501005 | **66,60 €****

74 €

A1, A2, A3, B1, - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 500947 | **68,40 €****

76 €

KOMPOZIT NA UTESNENIE A ĽAHKÚ INDIKÁCIU VSTUPU DO ENDODONTICKY OŠETRENÝCH KOREŇOVÝCH KANALÍKOV
PermaFlo™ Purple

- Flow kompozit fialovej farby.
- Na zapečatenie a identifikáciu endodonticky ošetrovaných kanálikov alebo dna pulpy.
- Bráni mikropriesakom.
- **Nepresvitá cez výplne**



1. Ošetrovaný zaplnený kanálik.



2. Aplikácia bondu.



3. Aplikácia PermaFlo Purple.

TIP

Na aplikáciu použite kanylu Micro 20ga (katalóg UD str. 125).




Purple - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 500962 | **92,70 €****

103 €

JEDNORAZOVÉ MATRICE
Omni-Matrix™

- Rýchle, bezpečné, hygienické.
- Jednoduché nasadenie, jednoduché zloženie.
- Lepšia viditeľnosť v mieste zákroku a väčšie pohodlie pacienta.
- Matrica s krídelkami – lepšia fixácia pozície.
- Matrica bez krídeliek – ľahké zavedenie klinku.
- Univerzálne, úzke s kovovým alebo s mylarovým pásikom.

- Kovové matrice s krídelkami/bez krídeliek: 48 ks v balení:
- oranžové - 6,5 x 0,025 mm
- zelené - 6,5 x 0,038 mm
- fialové - 5,2 x 0,038 mm
- červené - 6 x 0,064 mm




kovové - 48 ks | obj. č. 507701 | **125,10 €****

139 €

PROVIZORNÁ SVETLOM TUHNÚCA ŽIVICA

J-Temp™

- Rádiopákná, svetlom tuhnúca, zatekavá provizórna živica na metakrylátovej báze.



Dočasné výplne (endodontické, inlaye / onlaye, dostavba hrboľčiek, bielenie walking bleach).

Doplnenie zubnej štruktúry na upevnenie kofferdamovej spony a ako bariéry proti endodontickým irigantom.

Dlahovanie medzi viacerými kapkami implantátu, pri odtlačkoch na zamedzenie deformácií odtlačkovacieho materiálu.

Frontálne zhryzy a dočasné zhryzové valy počas ortodontickej liečby, dočasné oklúzne dostavby v ortodontii.



kit 4x 1,2 ml + 20 kanýl |
obj. č. 504897 | **48,60 €****

54 €

PROVIZÓRNY HYDROFILNÝ CEMENT BEZ EUGENOLU NA ŽIVICOVEJ BÁZE

UltraTemp™ REZ II FAST SET

- Dočasné strednodobé fixácie protetiky na implantáty a protetiky s dlhšou retenciou (2-4 týždne).
- RTG kontrastný, fluorescenčný pod UV svetlom.
- Výborne tesní.
- Pohodlné dávkovanie zloženia „pasta-pasta“ duálnou striekačkou s miešacou kanylou.
- Nevhodný v kombinácii s peroxidovými prípravkami!



UltraTemp REZ II Fast Set Kit | obj. č. 506061 | **97,20 €****

108 €

TESNENIE A TMEL POD KOFFERDAM

OraSeal™

1. zvyšuje ochranu pred baktériami a priesakmi pri endodoncii
 2. spoľahlivo utesňuje Dermadam **aj pri pretrhnutí počas výkonu**, prilne pod slinami či kvapalinami
 3. vyblokuje podbiehavé miesta pri odtlačkovaní
 4. nutné utesnenie kofferdamu pri ordinačnom bielení (ak sa namiesto živicovej gingiválnej bariéry používa kofferdam)
- Nie je potrebné polymerizovať, ľahko ho odstránite.**



OraSeal kit | obj. č. 500352 | **61,20 €****

68 €

OraSeal tesnenie - 4x 1,2 ml | obj. č. 500351 | **49,50 €****

55 €

OraSeal tmel - 4x 1,2 ml | obj. č. 500353 | **49,50 €****

55 €

POLYKARBOXYLÁTOVÝ PROVIZÓRNY CEMENT BEZ EUGENOLU

UltraTemp™

- Hydrofilný, skvelo tesní, nespôsobuje citlivosť.
- Možno ho ľahko odstrániť vodou pred stuhnutím.
- Pre 1–2 týždennú dočasnú fixáciu náhrad - výborne drží, výborne sa dáva dole, pahýle nie je potrebné dlho čistiť.
- Na uzavretie kavity **pri bielení nevitálnych zubov metódou walking bleach** (neobsahuje živice).



1x 5 ml + 20 kanýl | obj. č. 505916 | **97,20 €****

108 €

IZOLÁCIA PRI DENTÁLNYCH VÝKONOCH

DermaDam™

- Kofferdam na izoláciu, nepudrovaný, vysoko odolný proti pretrhnutiu.
- DermaDam medium 0,20 mm 15 x 15 cm, 36 ks.
- DermaDam heavy 0,25 mm 15 x 15 cm, 36 ks.



medium - 36 ks | obj. č. 500311 | **58,50 €****

65 €

heavy - 36 ks | ~~77 €~~ | obj. č. 500314

36,90 €*

ZAVÁDZAČ RETRAKČNÉHO VLÁKNA

Fischers Ultrapak™ Packer

- Špeciálne navrhnutý na zavádzanie spletených retrakčných vlákien Ultrapack.
- Tenké vrúbkované ostrie bráni zošmyknutiu vlákna.
- Menšia pravdepodobnosť poranenia mäkkých tkanív pri zavádzaní vlákna.
 - prevedenie 45° k rukoväti - najčastejšie používané
 - prevedenie 90° k rukoväti
- 2 veľkosti.

Balenie:

- Fischer´s Ultrapak Packer malý 45°
- Fischer´s Ultrapak Packer veľký 45°
- Fischer´s Ultrapak Packer malý 90°
- Fischer´s Ultrapak Packer veľký 90°



1 ks | obj. č. 500171 | **79,20 €****

88 €

1 ks, stredný 90° | obj. č. 500172 | **79,20 €****

88 €*

* Ponuka platí do vypredania zásob.

**CHCETE PORADIť S PRODUKTMI
ULTRADENT?**

Kontaktujte našu produktovú špecialistku,
Ing. Janu Smilkovú
+420 777 779 705, jsmilkova@hufa.cz

**ULTRADENT v Hu-Fa
ÚSMEVOCH VÝHODNEJŠIE!**

**Vždy získate minimálne
ZĽAVU 10%
pri nákupe aspoň troch výrobkov

Splní všetky želania



UNIVERZÁLNY KOMPOZIT DO 4MM V PIATICH ODTIEŇOCH CLUSTER-SHADES

- **Univerzálny:** Pre frontálnu a distálnu oblasť
- **Žiadne vrstvenie:** Až 4mm v jednej vrstve
- **Maximálna stabilita a pevnosť:** 91% obsah plniva
- **Excelentná estetika:** Vynikajúca leštitelnosť
- **5 Cluster odtieňov:** Pokrýva všetkých 16 VITA® farieb

GrandiSO
Unlimited



Admira Fusion

- Nanohybridný výplňový materiál na báze keramiky.
- Výborná estetika, jednoduché leštenie do vysokého lesku a vysoká povrchová tvrdosť.
- Kompatibilný so všetkými konvenčnými väzobnými prostriedkami.
- K dispozícii v odtieňoch: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3.5, BL, 2x Incizálna mixed, GA3.25 a GA5.

- **Sady obsahujú:** striekačky 5x 3 g alebo kompule 75x 0,2 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion X-tra Univerzálny odtieň), Futurabond U SingleDose 20x a vzorkovník odtieňov.



ZADARMO

Pri zakúpení striekačiek 5x 3 g alebo kompúl 75x 0,2 g získate **ZADARMO** refill balenie striekačiek/kompúl podľa vlastného výberu

AF sada striekačky - 5x 3 g 367,90 € obj. č. 52221S	257 €
AF sada kompule - 75x 0,2 g 367,90 € obj. č. 52222S	257 €
AF striekačka - 3 g obj. č. 52222A2	76,70 €
AF kompule 15x 0,2 g obj. č. 52222A1	76,70 €

Admira Fusion 5

- Univerzálny nanohybridný výplňový materiál (ormocer) so zjednodušeným systémom odtieňov.
- Inovatívny, čisto keramický výplňový materiál ORMOCER® Admira Fusion.
- Teraz je možné pokryť všetky klasické odtiene VITA® iba 5 odtieňmi Cluster Shades.

Balenie Trial pack obsahuje:

- 10x 0,2 g materiálu v kompuliach (2 ks od každého odtieňa - A1, A2, A3, A3.5, A4),
- 10x Futurabond U SingleDose a vzorkovník odtieňov.

Balenie set v striekačkách obsahuje:

- 5x 3 g (A1, A2, A3, A3.5, A4) a vzorkovník odtieňov.

Balenie set v kompuliach obsahuje:

- 75x 0,2 g (15 ks od každého odtieňa - A1, A2, A3, A3.5, A4) a vzorkovník odtieňov.

set striekačky 5x 3 g obj. č. 52223KS	306,60 €
striekačka 3 g obj. č. 52223A1	76,70 €
set kompule 75x 0,2 g obj. č. 52223KK	306,60 €
kompule 15x 0,2 g obj. č. 52224A1	76,70 €

ZADARMO

Pri zakúpení striekačiek 5x 3 g alebo kompúl 75x 0,2 g získate **ZADARMO** refill balenie striekačiek/kompúl podľa vlastného výberu.



GrandioSO Unlimited

- GrandioSO, univerzálny nano-hybridný výplňový materiál pre kavity všetkých tried, rekonštrukcie frontálnych zubov poškodených úrazom, imobilizáciu a dlahovanie uvoľnených zubov, úpravy tvaru a odtieňa z dôvodu zlepšenia estetiky, dostavby pahýľov a zhotovovania kompozitných inlejí. Vhodný pre bulkfill techniku, je možné polymerizovať do 4mm.
- 5 odtieňov, obsah plniva 91%.
- Dodáva sa v ľahko použiteľných otočných striekačkách aj v obzvlášť ekonomických kompuliach.



NEW

Set striekačky - 5x 4 g 469 € obj. č. 52283S	375,20 €
Set kompule 75x 0,3g 469 € obj. č. 52284S	375,20 €
Kompule 15x 0,3 g obj. č. 52284A1	93,80 €
Striekačka, 4 g obj. č. 5228A1	93,80 €

FuturaBond U

- Duálne tuhnúce univerzálne adhezívum v jednotlivých dávkach určené pre všetky techniky leptania, univerzálne pre všetky druhy kompozít.



50 ks obj. č. 530356U	124,80 €
200 ks 499,20 € obj. č. 530355U	436 €

MTA vpt

- Moderných bioaktívny materiál. Rozsah klinických indikácií tohto materiálu zahŕňa procedúry priameho aj nepriameho krytia drene, zhotovovanie retrográdnych výplní, ošetrovanie vitálnej drene, apexifikácia a ošetrovanie perforácií koreňa.



Vpt prášok 10 g + tekutina 10 ml obj. č. 522212	173,30 €
Vpt kompule 25 ks obj. č. 522213	188 €

Flexibilita a žiarivý lesk

Enhance Flex

- Enhance® Flex spája jednoduchosť a prispôsobivosť.
- Vďaka jedinečnému univerzálnemu tvaru dosahuje vynikajúce leštiace výsledky na všetkých povrchoch – frontálnych aj distálnych – zakaždým.
- Adaptívna lamelová konštrukcia**
- Špeciálne zaoblené pružné lamely sa dokonale prispôbia prirodzenej morfológii akéhokolvek zubného povrchu bez toho, aby narušili jeho štruktúru. Pre všetky kompozitné výplne vám postačí jediný tvar.
- Výnimočná životnosť**
- Enhance® Flex je možné znovu použiť a sterilizovať až **10x**, čo prináša výrazné úspory nákladov a znižuje produkciu odpadu – bez kompromisov v kvalite práce.
- Vynikajúce leštiace výsledky**
- Zaisťuje prirodzene vyzerajúcu estetiku, ktorá zvyšuje spokojnosť pacienta. Intuitívne použitie zjednodušuje pracovný postup a prináša konzistentne špičkové výsledky.
- Univerzálna kompatibilita**
- Vhodné pre **všetky kompozitné materiály**. Konštrukcia je navrhnutá tak, aby zachovala integritu zubnej štruktúry a zároveň poskytla dlhotrvajúci, vysoko lesklý povrch.

Intro Kit 6ks | obj. č. 5650044

77 €

Finishing Kit 6ks | obj. č. 5650045

80 €

Polishing Kit 6ks | obj. č. 5650046

80 €

AKCIA

3 + 1
pre Intro kit

Neo Spectra ST

- Univerzálny výplňový materiál.
- Dostupné odtiene: **A1** (zodpovedá A1, B1, C1), **A2** (pre A2, B2, D2), **A3** (pre A3, C2, D3, D4), **A3.5** (pre A3.5, B3, B4, C3), **A4** (pre A4, C4), **BW** (pre bielené zuby), **D1** (opákný dentín), **D3** (opákný dentín) a **E1** (translucentná sklovina).



LV / HV / Effects striekačka, 3 g | obj. č. 52406A1

53 €

LV / HV / Effects kompule, 16x 0,25 g | obj. č. 52403A1

57 €

ZADARMO

3 + 1
odtieň **A2** zadarmo

Neo Spectra ST Flow

- Zatekavý výplňový materiál.
- Dostupné odtiene: **A1** (zodpovedá A1, B1, C1), **A2** (pre A2, B2, D2), **A3** (pre A3, C2, D3, D4), **A3.5** (pre A3.5, B3, B4, C3), **A4** (pre A4, C4), **BW** (pre bielené zuby), **D1** (opákný dentín), **D3** (opákný dentín) a **E1** (translucentná sklovina).



ZADARMO

3 + 1
odtieň **A2** zadarmo

ST Flow striekačky, 2x 1,8 g | obj. č. 52408A1

53 €

Neo Spectra ST Flow úvodné balenie - kompule | obj. č. 52409KIK

133 €

SDR Plus

- Zatekavý materiál typu bulk-fil.
- Odtiene: Universal, A1, A2 a A3.



15x 0,25 g | obj. č. 527404A2

61 €

ZADARMO

3 + 1
Zadarmo odtieň
Universal

Aquasil Ultra+

- A-silikónový materiál s vynikajúcimi hydrofilnými vlastnosťami.
- Výborná rozmerová presnosť a stabilita s vysokou odolnosťou voči roztrhnutiu a trvalej deformácii.
- Vhodný pre všetky odtlačkové techniky a indikácie.
- K dispozícii vo forme tmelu pre ručné (Soft Putty/Putty) a strojové miešanie (Soft Putty).
- Krémy k dispozícii v dvoch viskozitách LV a XLV a v dvoch rýchlostiach tuhnutia (štandardné a rýchle).

ZADARMO

 Pri nákupe
1 balenia získate
zadarmo
krém.


2x 250 ml Soft Putty + LV 50 ml | obj. č. 5200624

137 €

ProTaper Ultimate

- Najnovší systém koreňových nástrojov z rodiny ProTaper.
- Sekvencia strojových nástrojov – 21, 25 alebo 31 cm.

ZADARMO

 Pri nákupe 3 ks balení ProTaper (6ks / 5ks)
Ultimate získate 1 x balenie ProTaper Ultimate
sekvencia 25 mm (56212550)
zadarmo.

ProTaper Ultimate sekvencia, 5 ks | obj. č. 5621215

71,90 €

ProTaper Ultimate refill, 6 ks | obj. č. 562121FX

86,30 €

ImpressPLUS-5 Alginate

- Vysoko presný alginát s päťdňovou rozmerovou stabilitou, ktorý umožňuje zakaždým zhotoviť rýchly a precízny odtlačok.
- 120-hodinová rozmerová stabilita poskytuje užívateľovi maximálnu flexibilitu po zhotovení odtlačku.
- Mimoriadne rýchla doba tuhnutia 30 sekúnd v ústach je ideálna pre rýchle obstaranie odtlačku bez vzniku nepresností.
- Výnimočná presnosť až 20 mikróv.
- Ľahko sa mieša a zachováva si vysokú elasticitu.

ZĽAVA
17%

450 g | **15,80 €** | obj. č. 3002599

13,10 €


Tropicalgin

- Alginátová odtlačková hmota s ovocnou príchuťou a farebným indikátorom tuhnutia.


ZĽAVA
29%

Tropicalgin, 453 g | **16,70 €** | obj. č. 540168

11,80 €

Hydrogum 5

- Bezprašný alginát s vysokou objemovou stálosťou 5 dní.
- Ovocná chuť, fialová farba, antitvádivá zložka.

ZĽAVA
31%

Hydrogum 5, 453 g | **18,90 €** | obj. č. 540169

14,60 €

Hydrogum 5, 12x 453 g | 1 ks = 11,97 € | **209,30 €** | obj. č. 540169x

143,70 €


Elastic Cromo

- Alginátová, elastická odtlačková hmota s fázovým farebným indikátorom a možnosťou odliatia odtlačku až za 120 hodín.



450 g | obj. č. 100121

9,50 €

Alligat Chroma fast

- Bezprašná, rýchlo tuhúca alginátová odtlačková hmota s farebným indikátorom tuhnutia.

ZĽAVA
16%

453 g | **16,50 €** | obj. č. 540005

13,80 €


Elite H-D+

- Korekčná hmota pre Elite H-D+ putty pre dokonalú reprodukciu detailov.
- Odolná proti vlhkosti, tixotropná, s vynikajúcou objemovou stálosťou.
- Dve rýchlosti tuhnutia: fast pre dvojkovú techniku a normal pre metódu dvojitého miešania.
- Monophase: pre jednorazové odtlačky s jedným typom materiálu.
- Regular: pre jednokrové odtlačovanie v individuálnej lyžici, ideálny pre fixnú protetiku alebo čiastočné aj totálne snímacie náhrady, bežná stekavosť, modrá farba.
- Light: pre dvojkovú metódu odtlačovania, zvýšená zatekavosť, zelená farba.
- SuperLight: pre dvojkovú metódu odtlačovania, ideálna pre fixnú protetiku, extrémne zatekavá, fialová farba.

Light Flow Fast, 2x 50 ml | **65 €**
obj. č. 540175

47,40 €

Putty soft - 2 x 250 ml | **85,60 €**
obj. č. 540073

69,20 €

ZĽAVA
19% / 27%
ZADARMO

Pri zakúpení 2 balení Putty Fast získate krém **Light Flow Fast zadarmo.**

Alginate mixer MX-300

- Automatická digitálna miešačka alginátových odtlačkových hmôt.
- V novom v elegantnom čiernom odtieni.
- Hmota namiešaná za 8 sekúnd.
- Rozmery: 205 x 245 x 300 mm, váha: 17 kg.
- Rýchlosť miešania: 3 600 ot/min.
- Predĺžená záruka 24 mesiacov.

• **Balenie MX-300 obsahuje:** miešací prístroj, 4 miešacie misky s viečkom, plastovú špachtľu, čistiacu tyčinku, magnetický košík na uloženie príslušenstva a dávkovaciu fľašu na vodu.



MX-300 | **1 219,40 €** | obj. č. 540063

1 019 €

Miešacia miska + viečko | **17,10 €** | obj. č. 540063M

13,40 €

Pentamix 3

Pentamix™ 3

- Automatický miešací prístroj kompatibilný aj s konkurenčnými odtlačkovými materiálmi.
- Všetky súčiastky vo vnútri prístroja sú kovové a zaisťujú dlhú životnosť prístroja.
- **Jeden z najmenších** prístrojov na trhu.

Rozmery: 28,3 cm x 22,5 cm x 28 cm,
• hmotnosť 9,8 kg.



Pentamix 3

Pentamix 3 | **2 094,40 €** | obj. č. 540155

1 780 €

Pentamix Lite

Pentamix™ Lite

- Automatický miešací prístroj, ktorý je ľahko prenosný medzi ordináciami vďaka svojej ľahkosti a integrovanému madlu.
- Len pre 3M odtlačkovacie hmoty.
- Niektoré súčiastky vo vnútri prístroja sú plastové, preto je ľahší a určený na prenášanie.
- **Jeden z najľahších** prístrojov na trhu – hmotnosť len 6,7 kg!
- Rozmery: 39,5 cm x 26,5 cm x 30,5 cm.



Pentamix Lite


Pentamix Lite | **1 253,60 €** | obj. č. 540152

1 099 €

Miešacia miska, špachtle a podložky

- Silikónová miska pre miešanie sadry, zatmelovacej hmoty a pod.
- Plastové špachtle na nabieranie a pohodlné miešanie.
- Podložky na miešanie odtlačkových hmôt – veľkosť 11 x 19 cm.

Miešacia podložka



Miešacie špachtle



miska - 1 ks | **11,40 €** | obj. č. 540266

10,10 €

podložky - 20 ks | **6,60 €** | obj. č. 540118

5,70 €

špachtle sada - 6 ks | **17 €** | obj. č. 540265

14,60 €



Miešacia miska

Odtlačkové lyžice plastové Border-Lock

- Odtlačkové lyžice určené pre najbežnejšie tvary zubných oblúkov.
- V mnohých ohľadoch prekonávajú tradičné konfekčné odtlačkové lyžice, pretože poskytujú presnosť a stabilitu odtlačku, ktorá sa vyrovná individuálne zhotoveným lyžiciam, a to za zlomok ceny.
- K dispozícii sú vo viacerých veľkostiach a dvoch variantoch - pre ozubenú a pre bezzubú čelist.



Border-Lock
bezzub. čelist



Border-Lock
plné D set

Set pre bezzubú čelist, 10 ks | **357 €** | obj. č. 521127

320,80 €

Set pre ozub. čelist D set, 8 ks | **300,50 €** | obj. č. 521128D

202,90 €*

Dynamické koncovky

- **Kettenbach:** Nové dynamické koncovky na použitie s odtlačkovými hmotami Kettenbach.
- **3M (Solventum):** Červené miešacie kanyly pre miešací prístroj Pentamix.
- **Kulzer:** Rýchle, jednoduché a bezpečné plnenie lyžice v iba 15-tich sekundách.



Kettenbach - 45 ks 70,70 € obj. č. 540087	63,70 €
3M (solventum) - 50 ks 83,60 € obj. č. 540069	78,60 €
Kulzer - 50 ks 96,70 € obj. č. 5401201	92 €
Medistock, Penta červené - 50 ks obj. č. 5400681	30,50 €

Miešacie kanyly a špičky

- Ujšie žlté miešacie kanyly (70 mm) a intraorálne špičky pre kartuše v pomere 1:1.
- Širšie zelené miešacie kanyly (88 mm) a intraorálne špičky pre kartuše v pomere 1:1.



miešacie kanyly žlté - 50 ks 34,70 € obj. č. 5400620	27,70 €
miešacie kanyly zelené - 50 ks 34,70 € obj. č. 5400621	27,70 €
intra oral špičky žlté - 50 ks 18,90 € obj. č. 5400630	14,10 €
Kettenbach - biele, 50 ks 72,10 € obj. č. 5401410	61,10 €
Kettenbach - šedé, 50 ks 72,10 € obj. č. 5401420	61,10 €
Zhermack - biele, 48 ks 48,30 € obj. č. 5401781	43,90 €
Zhermack - šedé, 48 ks 48,30 € obj. č. 5401782	43,90 €

Pistoľ na kartuše

- Univerzálna aplikačná pistoľ pre všetky nové typy kartuší (okrúhle zakončenie).
- Pistoľ 1:1 je pre všetky typy A-silikonových odtlačkových a rebazovacích hmôt s pomerom bázy: katalyzátor 1:1

ZĽAVA
25%


Pistoľ na kartuše 80,90 € obj. č. 540060	60,60 €
---	----------------

Odtlačkové lyžice ozubené/perforované ASA

- Perforované lyžice bez retenčného okraja z nerezovej ocele.
- **Horné - XXS, XS, S, M, L, XL**
- **Dolné - XXS, XS, S, M, L, XL**



1 ks 6,90 € obj. č. 2219DM	6,10 €
---------------------------------------	---------------



Variotime Bite

- A-silikónová odtlačková hmota na registráciu zhryzu.
- Ponúka vynikajúcu presnosť pre dokonalú registráciu zhryzu.
- Vysoká konečná tvrdosť - viac ako 94 Shore A.
- Výrazne tixotropná, rýchlo tuhne a ľahko sa upravuje bez rizika prasknutia.


 Variotime Bite - 2x 50 ml | **43,90 €** | obj. č. 540410

ZĽAVA

20% zľava pri kúpe 2 ks


33,30 €

Variotime

- A-silikónový odtlačkový materiál pre všetky indikácie.
- Vynikajúca reprodukcia detailov a dlhá objemová stabilita.
- Umožňuje variabilný pracovný čas na prípravu materiálu (1 - 2,5 minúty) pri zachovaní vždy rovnako krátkej doby tuhnutia (2,5 minúty).
- Ponúka široké spektrum viskozít krémov - medium flow, light flow a extra light flow.

ZĽAVA

 20% zľava
pri kúpe 2 ks

 Light flow - 2x 50 ml | **43,90 €** | obj. č. 540403

31,60 €

 Medium Flow 2x 50 ml | **43,90 €** | obj. č. 540402

31,60 €

Variotime Easy Putty

- Easy Putty - na ručné miešanie alebo pomocou stroja Dynamix (v troch konzistenciách - putty, monophasa a heavy tray).

ZADARMO

 Pri nákupe 2 ks 300 ml Easy putty získate
Variotime Medium Flow zadarmo

 Easy putty - 2x 300 ml | **70,30 €** | obj. č. 540401

63,30 €

Gluma Universal Bond

- GLUMA Bond Universal je účinná vďaka jednoduchej manipulácii a spoľahlivej pevnosti väzby.
- Vďaka exkluzívnemu kvapátku si môžete byť istí, že naniesiete práve toľko bondu, koľko potrebujete.
- S bondom GLUMA Bond Universal fixujete efektívne a hospodárne a máte istotu, že ste vytvorili potrebný predpoklad pre dlhotrvajúcu náhradu.
- Pre akúkoľvek techniku lepenia: totálne leptanie, selektívne leptanie a samoleptanie.
- Pre všetky dentálne materiály.


ZĽAVA

20%

 Gluma Bond Universal 4 ml | **73,10 €** | obj. č. 5210610

58,50 €

Charisma Bulk Flow ONE

- Jednodotieňový bulk fill flow kompozit na každodenné použitie.
- Nízka kontrakcia, vysoká pevnosť v ohybe a odolnosť proti opotrebovaniu zaisťujú dlhú životnosť náhrad, ktoré vydržia záťaž v distálnom úseku.
- V balení ku každej striekačke dostanete 5 aplikačných kanýľ.


ZADARMO

 Pri kúpe setu CHBFO získate
zadarmo Gluma2Bond

10x 2 g kit + 2Bond 4 ml | obj. č. 528014

322,50 €

 2 g + 5 kanýľ | **39,40 €** | obj. č. 528013

29,90 €

Charisma Opal

- Sub-mikrohybridné univerzálne kompozitum pre výplne vo frontálnom aj laterálnom úseku nadväzujúce na veľmi obľúbený materiál Charisma.
- Vylepšená opalescencia a translucencia na dosiahnutie dokonalého tzv. chameleón efektu.
- Jemnejšia štruktúra umožňuje príjemnejšie spracovanie a jednoduchšiu modeláciu.
- **Odtiene:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.

ZĽAVA

18%


 Opal - 4 g | **41,30 €** | obj. č. 5267A1

33,70 €

PRECÍZNY VÝKON PRE STOMATOLÓGIU – IDEÁLNY PRE MÄKKÉ TKANIVÁ V OBLASTI ÚSTNA CHIRURGIA, PARODONTOLÓGIA ČI IMPLANTOLÓGIA.



Široké spektrum použitia - nepostrádateľný pomocník pre rôzne indikácie.
Kompaktné rozmery a jednoduchá obsluha – ľahké začlenenie do každej zubnej ordinácie.
Bezpečnosť a spoľahlivosť – automatická kontrola kontaktu pacientovej neutrálnej elektródy, indikátory porúch.
Multifunkčné režimy - rezanie (cut), koagulácia (coag), kombinovaný režim pre rôzne typy tkanív.
Nízke poškodenie okolitých tkanív - urýchľuje hojenie a komfort pacienta.
Výber z 10 rôznych typov elektród.

SURTRON 50D

Mechanické ovládanie výkonu pomocou otočných ovládačov
– jednoduché a rýchle nastavenie.

Tradičná konštrukcia bez dotykového displeja
– vhodný pre užívateľov preferujúcich klasické rozhranie.

Nižšia obstarávacía cena
– ideálny pomer cena/výkon pre bežnú prax.

Kompaktný a ľahký prístroj
– ľahko prenosný medzi ordináciami.

9910671 850,00 € 930,00 €



SURTRON TOUCH HP 50D

Moderný dotykový displej
– intuitívne a prehľadné ovládanie s vizuálnym prehľadom parametrov.

Možnosť uloženia prednastavených programov
– ideálny pre opakujúce sa zákroky.

Ergonomické a elegantné prevedenie
– reprezentatívny vzhľad pre modernú ordináciu.

Detailné zobrazenie režimov a nastavení
– lepšia kontrola nad výkonom a bezpečnosťou.

Možnosť jemnejšieho ladenia parametrov vďaka elektronickému riadeniu
– vhodné pre náročnejšie zákroky alebo citlivé tkanivá.

9910681 1 419,00 €



Coltosol F

- Jednozložkový, provizórny výplňový cement tuhnucci vo vlhkom prostredí.
- Bez eugenolu, s obsahom fluoridov.

ZĽAVA

24% / 27%



38 g | 16,50 € | obj. č. 530060

12,20 €

3x 38 g | 47,20 € | obj. č. 530064

34,30 €

WaveOne Gold

- ROTAČNÉ NÁSTROJE WAVE ONE GOLD - Jedinečný rotačný pohyb nástroja je odvodený z konceptu a techniky vyváženej sily a je určený na rezanie pri pohybe proti smeru hodinových ručičiek.
- WAVEONE GOLD - Nová NiTi zliatina gold má o 50% vyššiu rezistenciu proti únave materiálu.
- Vo väčšine klinických prípadov postačí použitie jedného nástroja.
- K dostaniu v 4 veľkostiach a 3 dĺžkach (21, 25 a 31 mm)

AKCIA

4 + 2
(25 mm)



3 ks | 82,20 € | obj. č. 5922240

78 €

VDW Reciprokačné Blue nástroje

- Strojové koreňové nástroje k recipročnému opracovaniu koreňového kanálika.
- Vďaka tepelnej úprave (modrá farba) Ni-Ti zliatiny sú 2,3x odolnejšie proti cyklickej únave ako pôvodné nástroje Reciproc a o 40 % flexibilnejšie.
- Dodávajú sa v troch dĺžkach - 21 mm, 25 mm a 31 mm. A v troch veľkostiach - R25, R40 a R50.

AKCIA

4 + 2
(25 mm)



6 ks | 190,20 € | obj. č. 57149R25

171,30 €

Occlufast rock

- Thixotropný, rýchlo tuhnúci (60 sekúnd), vysoko presný (20 µm).
- A-silikón pre registráciu zhryzu.

ZĽAVA
25%

 2x 50 ml + 12 kanýl | **63,70 €** | obj. č. 540167

42,70 €

Tenatex Eco

- Pružný a výborne tvarovateľný mäkký ružový platničkový vosk.
- Primárna teplota pre zmäkčenie: 36 - 42 °C.
- Veľkosť - 187 x 88 mm, hrúbka - 1,5 mm.


 500 g | **19,90 €** | obj. č. 820041

17,10 €

Zetaplus

- Osvedčený C-silikónový odtlačkový materiál s výbornou zatekavosťou a ľahkou manipulovateľnosťou.
- Perfektné prilne k povrchu a zachytí aj jemné detaily, po zatuhnutí dosahuje vysokú tvrdosť.

• Zetaplus Intro kit obsahuje:

1.53 kg putty, 140 ml Oranwash L, 60 ml indurent gél a miešaciu podložku.

ZADARMO

Pri nákupe ZetaPlus L úvodného balenia získate Indurent gél

zadarmo (540106).

 intro kit | **53,60 €** | obj. č. 540205

43,30 €

 Indurent gel - 60 ml | **20,20 €** | obj. č. 540106

13,80 €

Zeta 7

- Bezaldehydový dezinfekčný prípravok na odtlačky so širokým spektrom účinnosti.
- Účinnosť - baktericídny, fungicídny, virucídny.
- Solution - nesmierne ekonomická dezinfekcia, z jedného kanistra pripravíte 100 l dezinfekčného roztoku.
- Spray - pripravený na okamžité použitie – vo forme spreja, príjemná citrónová vôňa.


 spray - 750 ml | **19,50 €** | obj. č. 410355

13,80 €

 solution - 1 l | **58,90 €** | obj. č. 410295

47,50 €

Panasil Putty / Initial Contact

- **Putty:** univerzálna pre všetky odtlačkové techniky, štandardná doba tuhnutia. Piesková farba.
- **Initial Contact:** korekčná forma v zatekavostiach v regular, light a x-light.
- Špičková A-silikónová základná odtlačková hmota (tmel).
- Flexibilná pre všetky odtlačkové techniky.
- Bez chuti a zápachu – príjemný pre pacientov.


 Putty - 900 ml | **138,80 €** | obj. č. 540382

118,90 €

 Panasil Initial, 2x 50 ml + kanyly | **72,90 €** | obj. č. 540189

62,40 €

Speedex

- Povrchovo aktivovaný, veľmi dobre zateká a vykreslí aj jemné detaily.
- C-silikónová odtlačková hmota vhodná pre obe metódy odtlačkovania.
- Snap Set tuhnutie, možná regulácia rýchlosti tuhnutia.

ZADARMO

Pri kúpe balenia setu Speedex, získate balenie Hanel artikul. papierov 200my (červených 4000051B alebo modrých 4000052B)

zadarmo.

 Speedex set + Hanel 200my | **71,10 €** | obj. č. 5400340


55,30 €*

Septodont ihly

Pri bezbolestných zákrokoch sa počíta všetko,
počnúc výberom **tej najkvalitnejšej zubnej ihly**



Septodent




- Vysokokvalitná chirurgická ihla na zníženie rizika zlomenia
- Označenie úkosu na zabezpečenie dobrej orientácie úkosu

Septodent XL

Štandardná ihla



Ihla Septodent XL




- Väčší otvor pre väčšie pohodlie: vyžaduje menej námahy pri vstrekaní aj do hustých tkanív ⁽¹⁾
- Zvýšená flexibilita vďaka tenším stenám ⁽¹⁾

Septodent Evolution

Jednoduchšia aplikácia ⁽²⁾



Menšia odchýlka ⁽²⁾



- Precízne navrhnutý úkos pre hladší prienik pri nižšom posune tkaniva ⁽²⁾
- Vyšší komfort pre vašich pacientov ⁽³⁾
- Lepšia kontrola a presnosť pre vás

1. Internal Septodont tests vs Septodent. 2. Steele AC et al. An in vitro investigation of the effect of bevel design on the penetration and withdrawal forces of dental needles. Journal of Dentistry 2013 Feb;41(2):164-9. 3. Dau M et al. Influence of needle bevel design on injection pain and needle deformation in dental local infiltration anaesthesia. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017 Nov;46(11):1484-1489.

Septodont

58 rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

www.septodont.com

MANAGING
PAIN FOR
YOUR
PRACTICE



Biodentine

- **Biodentine** je prvá biokompatibilná a bioaktívna náhrada dentínu v korunkovej aj koreňovej časti.
- Prináša množstvo klinických výhod:
 - zachovanie vitality pulpy,
 - ošetrovanie klinických chýb (via falsa, perforácia cavum pulpae),
 - definitívna náhrada dentínu.
- Balenie: 5 x 0,7 g a 15 x 0,7 g.


ZĽAVA
28-33%

 5x 0,7 g - exp. 30.05.2026 | **138,- €** | obj. č. 530395

91,90 €*

 15x 0,7 g | **355,90,- €** | obj. č. 530387

257,90 €

Hemocollagene

- Sterilné hubky s kolagénom na zastavenie krvácania po chirurgických zákrokoch.
- Kompletne vstrebateľné, na prirodzenú regeneráciu tkanív.
- Možno implantovať a uložiť do lôžka.
- Kolagén zvyšuje priľnavosť trombocytov a agregáciu.
- Balené jednotlivo v sterilných blistroch.
- Rozmer: 15x15x8 mm.


ZĽAVA
23%

 24 ks | **106,90,- €** | obj. č. 530240

82,70 €

Septoject ihly

- Tradičné ihly pre karpulové striekačky alebo intraligamentárnu anestéziu.
- Rozmery: 27G – 21, 25, 35 a 42 mm, 30G – 10, 12, 16, 21 a 25 mm.


ZĽAVA
22%

 Septoject, 100 ks | **22,90,- €** | obj. č. 300320

17,80 €

Endostar E3 Azure

- Ponúka efektívne a jednoduché použitie, rýchle a bezpečné opracovanie kanálíka.
- Sú veľmi flexibilné - sledujú aj najkrivšiu cestu kanálíkom a minimalizujú tým riziko perforácie alebo via falsa.


ZADARMO
2 + 1

3 ks | obj. č. 59112100

46,40 €

6 ks | obj. č. 59112125

68,30 €


Endostar gutaperčové čapy (2% 4% a 6%)

- Kalibrované gutaperčové čapy z kvalitnej gutaperči.
- Balenie: 120 ks (2 %) a 60 ks (4 %, 6 %).


ZĽAVA
20%

 Gutaperčové čapy 2%, 120 ks | **7,50,- €** | obj. č. 57170214

6 €

 Gutaperčové čapy 4 % / 6 %, 60 ks | **9,40,- €** | obj. č. 57170414

7,50 €

Endostar papierové čapy (2%, 4% a 6%)

- Endostar kalibrované papierové čapy.
- Balenie: 200 ks (2 %) a 100 ks (4 %, 6 %).


ZĽAVA
20%

 papierové čapy 2%, 200 ks | **6,- €** | obj. č. 59160220

4,90 €

 papierové čapy 4% / 6%, 100 ks | **6,80,- €** | obj. č. 59160400

5,40 €

Univerzálnejší ako kedykoľvek predtým. Prvý VivaPen® s duálnym tuhnutím

Adhese® 2

- Univerzálne adhezívum s duálne tuhnúcimi vlastnosťami – spoľahlivé aj pri obmedzenom prístupe svetla.
- Trvalo vysoká pevnosť adhézie (>25 MPa) na sklovinu a dentín^[1]
- Efektívne využitie materiálu a pohodlná aplikácia vďaka VivaPen

[1] V kombinácii s Tetric plus Fill, Tetric plus Flow a Variolink Esthetic DC.

NOVINKA

ivoclar.com
Making People Smile

ivoclar



Tetric EvoFlow

- Nová generácia najpredávanejšieho tekutého kompozita Európy.
- Obsahuje zložku kontrolujúcu viskozitu, tá spôsobuje, že materiál zateká a následne sa ustáli.
- Aplikácia extra tenkými hrotmi - vhodné aj pre tých najmenších a zle prístupné kavity.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, T, bielený - XL, L a M, dentín - A2, A3.5 a B2.



A2, A3 - 2 g | **48,30 €** | obj. č. 5216A2D

43,50 €

Ostatné odtiene - 2 g | **51,30 €** | obj. č. 5216B2D

46,20 €

B3 - 2 g | **55,10 €** | obj. č. 5216B3

49,60 €

AKCIA

4 + 1

Tetric Prime

- Tetric Prime je kompozitný materiál s krémovou konzistenciou (možno ľahko tvarovať) pre výplne III. triedy, IV. triedy a V. triedy.
- Znížená lepiivosť Tetric Prime uľahčuje vytváranie anatomických štruktúr.
- Má len **12 odtieňov** - Univerzálne: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2



A2, A3 - 3 g | **67,10 €** | obj. č. 52127A2

60,40 €

Ostatné odtiene - 3 g | **77,20 €** | obj. č. 52127A1

69,50 €

C2 - 3 g | **82,50 €** | obj. č. 52127C2

74,30 €

AKCIA

4 + 1

Tetric PowerFill

- Ľahko tvarovateľné nano-hybridné kompozitum vhodné pre techniku zhotovovania výplní po veľkých dávkach materiálu. Umožňuje novú mieru dosiahnuteľnej efektivity pri výplniach distálnych zubov: jedna výplň, jeden materiál, jedna vrstva.
- Odtiene: IVA, IVB, IVW.



striekačka IVA - 3 g | **72,30 €** | obj. č. 52128IVA

65,10 €

striekačka IVB, IVW - 3 g | **77,20 €** | obj. č. 52128IVW

69,50 €

AKCIA

4 + 1

Tetric PowerFlow

- Zatekavý svetlom tuhnúci röntgenkontrastný kompozit pre priame výplne v distálnom úseku vo vrstvách až 4 mm s dobou polymerizácie od 3 s.
- Používa sa ako základná vrstva pri kompozitných výplniach I. a II. triedy v stálom chrupe a výplne v dočasnom chrupe.
- K dispozícii v odtieňoch IVA, IVB, IVW.



striekačka IVA - 2 g | **48,30 €** | obj. č. 521295IVA

43,50 €

striekačka IVB - 2 g, exp. 15.03.2026 | **51,30 €** | obj. č. 521295IVB

29,20 €*

striekačka IVW - 2 g | obj. č. 521295IVW

51,30 €

AKCIA

4 + 1

Empress Direct

- Vysoko estetický, svetlom tuhnúci nano-hybridný kompozit určený do frontálneho aj distálneho úseku.
- Estetické vlastnosti sú porovnateľné s keramickými náhradami.
- Excelentná leštiťnosť a dlhodobý lesk, výborná spracovateľnosť a manipulácia.
- Verná reprodukcia prirodzených farebných odtieňov, ľahká tzv. intuitívna technika vrstvenia.
- Odtiene: Dentín A1, A2, A3, A3.5, A4, IV A5, IV A6 B1, B2, C3, D2, Bleach L, Bleach XL.



A2, A3 - 3 g | **91,80 €** | obj. č. 5282A2

82,60 €

ostatné odtiene - 3 g | **97,80 €** | obj. č. 5282B2

88 €

C3, D2 - 3 g | **104,60 €** | obj. č. 5282C3

94,10 €

AKCIA

4 + 1

Variolink Esthetic DC

- Estetický, duálne tuhnúci, fixačný kompozit pre náročné keramické a kompozitné náhrady.
- Ideálny pre definitívne cementovanie sklokeramických, lítium disilikátových sklokeramických a kompozitných náhrad (inlejí, onlejí, čiastočných koruniek, koruniek, mostíkov).
- Odtiene: light, light+, warm, warm+, neutral.
- **Nový odtieň:** white opaque.



refill - 9 g | **265,90 €**
obj. č. 52451N

239,30 €

ZADARMO

K nákupu 2 ks Variolink Esthetic DC Refill 9g získate
zadarmo ZirCAD Cement.

* Ponuka platí do vypredania zásob.

Adhese® 2 – ešte všestrannejšie

Adhese® 2 je univerzálne svetlom aj duálne tuhnúce adhezívum pre priame a nepriame náhrady.

Inovatívna modrá DC kanyla umožňuje vôbec prvýkrát duálne tuhnúce aplikácie priamo z unikátneho pera VivaPen®. Táto inovácia rozširuje klinické možnosti použitia adhezíva, najmä v prípadoch obmedzeného prístupu svetla.

Vaše výhody na prvý pohľad:

- ✓ Univerzálne adhezívum pre priame aj nepriame adhezívne postupy.
- ✓ Kompatibilný so všetkými leptacími technikami.
- ✓ Vhodné pre svetlom aj duálne tuhnúce materiály.
- ✓ poskytuje viac flexibility a spoľahlivosti, najmä v prípadoch s obmedzeným prístupom svetla
- ✓ Konzistentne vysoká pevnosť väzby (> 25 MPa) na dentínu a sklovinu.
- ✓ Desenzibilizačný efekt pre minimalizáciu rizika pooperačnej citlivosti.
- ✓ Bez obsahu Bis-GMA.
- ✓ Efektívny a ekonomický VivaPen: až štyrikrát viac aplikácií na ml v porovnaní s bežnými fľaštičkami.



Adhese 2 VivaPen, 2 ml | obj. č. 5211652 89,90 €
Adhese 2 VivaPen, 3x 2 ml | obj. č. 5211651 248,40 €
Adhese 2 fľaštička, 5 g | obj. č. 5211655 146,30 €
Adhese 2 fľaštička, 2x 5 g | obj. č. 5211653 261,40 €
Adhese 2 DC VivaPen, 2 ml + 100 kanyl | obj. č. 5211657 184,80 €
Adhese 2 LC VivaPen, 2 ml + 100 kanyl | obj. č. 5211656 136,70 €

Single Bond Universal

- Efektívne použijete vo všetkých aplikačných technikách, či už preferujete techniku Total-Etch, Self-etch či Selective-etch.
- Pre všetky adhezívne techniky, pre všetky povrchy (suchý aj vlhký leptaný dentín, sklovina), pre všetky adhezívne indikácie.



5 ml | **123,90 €** | obj. č. 530203


ZĽAVA

20%

99,30 €*

Protemp 4 Garant

- Bis-akrylátový kompozit pre výrobu presných provizórnych inlejí, korúnok a mostíkov.
- Dostupný vo farbách: A1, A2, A3, A3.5, B3.



50 ml + 16 kanýl | **135,60 €** | obj. č. 53045A1

ZĽAVA

25%

102 €*

Filtek™ Supreme Flowable Restorative

- Svetlom tuhnúci, röntgenokontrastný zatekavý nanokompozit s nízkou viskozitou.
- Využíva rovnakú nanotechnológiu ako univerzálny kompozit Filtek Ultimate, vďaka ktorej vyniká výbornými estetickými vlastnosťami, zachovaním naleštenia a nízkou abráziou.
- Indikácia: Výplne III. a V. triedy, podložkový materiál, vyblokovanie podbiehavých miest, pečatenie fisúr, atď.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3 opákne, B1, B2, C2, D2, W – biely, XW – extra biely.



2x 2 g Filtek Supreme Flow | **76,30 €** | obj. č. 5283A1

ZĽAVA

25%

57,30 €*

Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative

- Bulk-fillový materiál (až 5 mm) so zvýšenou opacitou pre estetické výplne.
- Odtiene: A1, A2, A3, B1 a C2.



striekačka - 4 g | **84,90 €** | obj. č. 52881A1

ZĽAVA

25%

67,80 €*

Scotchbond Universal Plus

- Röntgen kontrastné, univerzálne adhezívum pre všetky priame a nepriame indikácie lepenia.



5 ml | **144,90 €** | obj. č. 530300

ZĽAVA

23%

112,10 €*

Filtek™ Ultimate Universal Restorative

- Univerzálny výplňový nanokompozit s výbornou spracovateľnosťou.
- Ľahko použiteľný systém odtieňov - body / dentín / enamel / translucent a špeciálne.
- Vynikajúci lesk, vylepšená fluorescencia, stálosť naleštenia, lepšia odolnosť proti abrázii.
- Vysoká pevnosť na použitie v prednom aj postrannom úseku.



Filtek Ultimate, 4g | **70,40 €** | obj. č. 521B1B


ZĽAVA

20%

56,20 €*

Jednorazové skalpely Medistock

- Jednorazové skalpely vyrobené z prvotriednej európskej ocele v továrni, ktorá využíva najmodernejšie technológie a inovácie.
- Každá čepeľ je po výrobe kontrolovaná laserom.
- Chirurgický skalpel s čepeľou z nerezovej ocele a ochranným krytom.
- Jednotlivo balené v odnímateľnom obale.
- Sterilizované gama žiarením.
- Balenie obsahuje 10 ks skalpelov od zvoleného typu.



NEW

10 ks | **10,10 €** | obj. č. 5911120**8,40 €**

Latexové náprstníky nesterilné

- Jemne púdrované náprstníky z čistého latexu.
- Jednorazové nesterilné pre ochranu prsta, sondy alebo senzora pri rôznych lekárskech vyšetreniach.
- Balenie obsahuje 100 ks náprstníka od jednej veľkosti.



NEW

veľ. 3 (M) 100ks | obj. č. 5980213

3,10 €

veľ. 4 (L) 100ks | obj. č. 5980214

3,10 €

veľ. 5 (XL) 100ks | obj. č. 5980215

3,10 €

Mikro Aplikátory Medibrush

- Mikro aplikátory od firmy Medistock, vhodné na aplikáciu zubných prípravkov.
- Ľahko ohýbatelný pre presnú aplikáciu.
- Hrot z absorpčného materiálu, ktorý nepúšťa vlákna.
- Dodáva sa v prevedeniach - Fine, Regular, Super Fine.
- Používa sa na aplikáciu leptadiel, bondov a ďalších stomatologických materiálov.
- Balenie obsahuje: 4x 100 ks, v rôznom farebnom prevedení.

NEW

Fine 400 ks - žlté | **26,10 €** | obj. č. 5350031J**21,90 €**Regular 400 ks - oranžové | **26,10 €** | obj. č. 53500310**21,90 €**Super fine 400 ks - fialové | **26,10 €** | obj. č. 5350031V**21,90 €**

Skalpelové čepielky

- Sterilné, ostré skalpelové čepielky na nasadenie do držiadla čepieľok.
- Čepielky č. 10-15C sú určené pre držiadlo č. 3.




10 11 12 15 15C

Skalpelová čepielka - 100 ks | **15,40 €** | obj. č. 5911110**13,10 €**

Masky Medistock

- Jednorazová chirurgická maska s tromi skladmi a okrúhlymi gumičkami.
- Bez obsahu latexu.
- Filtračná schopnosť 99,8 % pre častice s veľkosťou 2,7 mikróv.
- Vyrobené najmodernejšími postupmi, ktoré zaisťujú maximálnu ochranu, pohodlie pri dýchaní a jemnosť na dotyk.
- Vysoká schopnosť filtrácie.
- Dlhá nosová spona.
- Priehľadné pre minimalizáciu potenia.
- Hypoalergénne
- Farby: biela, modrá, ružová, zelená.

NEW



Farby v našej ponuke.

50 ks | **6,60 €** | obj. č. 3001751**6,10 €**5x 50 ks | **30,30 €** | obj. č. 3001751A**24,20 €**

Návleky na obuv

- Pevné a kvalitné igelitové návleky na obuv.
- Modrá farba.

igelitové návleky - 100 ks | **4,80 €** | obj. č. 300446**4 €**

Mikrocid AF obrúsky JUMBO

- Alkoholová dezinfekcia - zdravotnícky prostriedok pre všetky oblasti so zvýšeným rizikom infekcie.
- Rýchly účinok, neotiera sa - len zasychá, nezanecháva žiadne stopy, príjemne vonia.
- Účinnosť: baktérie (vr.Tb), mikroskopické huby, vírusy HBV, HIV, HCV, Adeno-vírusy, Rota-vírusy, Papova-vírusy, Polio-vírusy.
- Obrúsky** - napustené dezinfekčným roztokom na okamžité použitie.
- Rozmery obrúskov:** Jumbo 20 x 27 cm.


ZĽAVA
10%

pri kúpe 2 ks

dóza JUMBO - 220 ks | **22,€** | obj. č. 410063

19,80 €

náhradné JUMBO - 270 ks | **16,70 €** | obj. č. 410051

15,20 €

Gigasept Instru AF

- Prípravok na dezinfekciu a čistenie všetkých druhov nástrojov, je obzvlášť vhodný pre ultrazvukové čističky.
- Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktívny chlór.
- Má veľmi dobré čistiace schopnosti, široké spektrum účinnosti a príjemne vonia.


ZĽAVA
10%

zľava pri kúpe 2 ks

2 l | **59,80 €** | obj. č. 410060

53,70 €

Desam OX

- Koncentrovaný dezinfekčný prípravok využívajúci kombinovaného účinku aktívneho kyslíka a kvartérnych amónnych solí na dezinfekciu plôch a povrchov.
- Vhodný pre jednofázovú dezinfekciu a umývanie umývateľných plôch a predmetov.
- Neobsahuje aldehydy, chlór a ďalšie prchavé látky. Účinné látky sú peroxid vodíka, kombinácia kvartérnych amóniových solí.
- Spektrum účinnosti: baktericídne, fungicídne (mikroskopické kvasinkové a vlákňité huby), virucídne (HIV/HBV, rota, adeno vírus), tuberkulocídne.


ZĽAVA
20%

1 l | **12,20 €** | obj. č. 410076

9,70 €

Aspimatic

Aspimatic

- Prípravok na každodenné hygienické ošetrovanie odsávacích zariadení a odlučovačov amalgámu.
- Rozpúšťa hlieny, vhodný pre všetky druhy materiálov, biologicky odbúrateľný.
- Doba pôsobenia je 30 minút.

Aspimatic Cleaner

- Špeciálny prípravok podporujúci účinok Aspimaticu na použitie 1x týždenne.
- Odstraňuje anorganické usadeniny, ako je vodný kameň a pod.
- Doba pôsobenia je 1 - 2 hodiny.


ZĽAVA

Pri kúpe Aspimatic + Aspimatic Cleaneru 2l získate na oba

20% zľavu.

Aspimatic, 2 l | **62,60 €** | obj. č. 410114

52,80 €

Aspimatic Cleaner, 2 l | **54,10 €** | obj. č. 410112

48,80 €

ID 212 / ID 213

ID 212

- Koncentrát bez obsahu aldehydov na dezinfekciu a čistenie bežného instrumentária vrátane rotačných nástrojov.
- Vhodný aj pre ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti.
- Pri 2% riedenia získate 125 l pracovného roztoku, pri 4% riedenia je expozícia len 30 min.


TIP

Stiahnite si dezinfekčný plán Dürr.



ID 213

- Bezaldehydový koncentrát na dezinfekciu a čistenie všeobecného aj chirurgického instrumentária a rotačných nástrojov citlivých na alkálie alebo alkohol.
- Je vhodný pre ultrazvuk, s vysokou materiálovou znášanlivosťou, biologicky je ľahko odbúrateľný.
- Spektrum účinnosti: baktericídne, fungicídne, tuberkulocídne, virucídne (opuzdrené vírusy, neopuzdrené adenovírusy, HBV, HIV).



ID 212 - 2,5 l | obj. č. 4101420

91,10 €

ID 213 - 2,5 l | obj. č. 410132

99,20 €

ZADARMO

Hygobox dóza

(540135C)

pri objednaní 1ks ID 212 + ID 213 + FD 322 + FD 350 dóza



FD 322 / FD 350 dóza

FD 322

- Roztok bez obsahu aldehydov na priame použitie na dezinfekciu a intenzívnu samočistenie predmetov.
- Veľmi rýchly - doba expozície len 1 minútu, pre HBV, HCV a HIV len 30 sekúnd!
- Má vynikajúcu materiálovú kompatibilitu, extra rýchlo zasychá, nezanecháva reziduá.
- Účinná látka: alkohol a kvartérne amóniové zlúčeniny.
- Účinnosť: baktericídne, tuberkulocídne, ungicídne, HBV, HCV, HIV.



FD 350 dóza

- Dezinfekčné obrúsky na dezinfekciu a čistenie utretím povrchov zdravotníckych pomôcok.
- Vhodné napr. pre podložky hlavy, držadlá operačných svetiel, násadce a kolienka, obaly intraorálnych snímkov.
- Obrúsky je možné jednoducho odtrhnúť a ihneď použiť. Doba expozície len 1 minútu.
- Sortiment vôní: klasik, s vôňou kvetín alebo s vôňou citrónov.



FD 322 - 2,5 l | obj. č. 410116

68,70 €

FD 350 dóza - 110 ks | obj. č. 410230

14,50 €

Vymeňte starú súpravu za novú

a zdokonaľte svoju prácu **najnovšími svetovými technológiami**

Riešenia na mieru na základe Vašich individuálnych potrieb

Značka Stern Weber predstavuje absolútny vrchol v oblasti stomatologických súprav a je vlajkovou loďou nášho portfólia. Zubné súpravy Stern Weber kombinujú ergonomický dizajn a digitálne inovácie – ideálne pre tých, ktorí chcú modernú zubnú ambulanciu.

Zubné súpravy Anthos predstavujú dostupnejšiu alternatívu k prémiovým súpravám. Sú vhodné predovšetkým pre dentálnu hygienu a jednoduché zákroky, kde sa kladie dôraz na spoľahlivosť, jednoduchosť a hygienu.

Vždy sa snažíme vyhovieť individuálnym potrebám každého zubného lekára. Preto ponúkame možnosť prispôsobiť zubné súpravy presne podľa osobných preferencií a na základe vašich potrieb dokážeme ponúknuť riešenie na mieru.

Pri odovzdaní zariadenia zaškolíme personál na správnu obsluhu a údržbu zariadení. Kedykoľvek sa Vám personál vymení, sme k dispozícii pre nové zaškolenie. Navyše, naši technici sú pripravení riešiť závary v najkratšom možnom čase.

Tieto zubné súpravy si môžete prísť pozrieť a osobne vyskúšať do nášho Showroomu. Rezervujte si bezplatnú prezentáciu.

- ✓ Dostupné s horným alebo spodným vedením hadíc
- ✓ Maximálne ergonomický pracovný priestor
- ✓ Zjednodušujú prácu najmodernejšími technologickými vychytávkami
- ✓ Poskytujeme profesionálny servis na celom území SR

Kvalitné produkty a spoľahlivý servis pre zubné ambulancie

medima@medima-sk.sk

0902 628 611, www.medima-sk.sk



MEDIMA-SK

Novinka v RTG diagnostike



MyRay Proxima X6

Nový RTG zobrazovací systém, ktorý sa prispôsobuje Vašej praxi, a zabezpečuje pohodlný prístup pre všetkých pacientov.

Moderná stomatológia vyžaduje precízne a efektívne diagnostické riešenia. RTG systém Proxima X6 spája minimalistický dizajn s ergonomickým usporiadaním a vysokokvalitnými 2D a 3D obrázkami, ktoré umožňujú bezpečné, presné a rýchle diagnózy. Kompaktné rozmery a flexibilné ovládanie uvoľňujú priestor v ambulancii, zjednodušujú prístup k pacientom a uľahčujú každodennú prácu celého tímu.

Tento systém je navrhnutý s dôrazom na maximálnu bezpečnosť pacientov – automaticky prispôsobuje dávku žiarenia podľa konkrétnej situácie a diagnostických potrieb. Vďaka tomu sa zachováva najvyššia kvalita obrazov pri minimálnej expozícii. Intuitívne ovládanie prostredníctvom dotykového panela alebo diaľkového PC umožňuje rýchle nastavenie a jednoduché využitie všetkých protokolov.

Proxima X6 ponúka plnú flexibilitu v konfigurácii – panoramatické snímky, 3D skenovanie a CEPH rameno, ktoré je možné umiestniť podľa potrieb ambulancie. Praktické ergonomické prvky, ako úchytky a nastaviteľná podpora hlavy, zvyšujú komfort pacienta a minimalizujú chyby pri polohovaní. **Systém inteligentného zrkadla a relaxačné osvetlenie navyše vytvárajú príjemné prostredie a uľahčujú každodennú prácu lekára.**

- ✓ **Inteligentné ovládanie a diaľkový monitoring** – intuitívny dotykový panel, možnosť kontroly z PC.
- ✓ **Ultra vysoké rozlíšenie 2D a 3D snímok** – presné snímky aj pre náročné diagnostické prípady.
- ✓ **Ergonómia a komfort pacienta** – podpora hlavy, úchytky a relaxačné osvetlenie.
- ✓ **Flexibilný dizajn** – ovládací panel môžete umiestniť podľa potreby.

Možnosti osobnej prezentácie

Objavte, ako MyRay Proxima X6 zjednodušuje diagnostiku, šetrí čas a poskytuje pacientom maximálny komfort. Kontaktujte nás a dohodnite si ukážku priamo vo vašej praxi alebo v našom showroome.

medima@medima-sk.sk

0902 628 611, www.medima-sk.sk



MEDIMA-SK

Woodpecker prášky

Gentle

- Profylaxčný prášok, používa sa do Air polisheru pre supragingiválne ošetrovanie na odstránenie biofilmu a zubného kameňa.
- Obsahuje: Glycín, amorfny oxid kremičitý.
- Balenie: 120g, 65 μ m

Gentle ABC Mini

- Profylaxčný prášok, používa sa do Air polisheru pre subgingiválne ošetrovanie na odstránenie biofilmu a zubného kameňa.
- Obsahuje: Glycín, amorfny oxid kremičitý.
- Setrný glycerínový prášok nespôsobuje žiadne poškodenie mäkkých tkanív, jeho použitie je bezbolestné.

- ABC FastProfylaktický prášok na odstránenie zubného povlaku a zubného kameňa.

Fast

- Obsahuje hydrogénuhlíčan sodný, hydrofóbny oxid kremičitý, sacharinát sodný.
- Príchute: broskyňa, citrón, jahoda.



Gentle 65 μ m - 120 g | **24,60 €** | obj. č. 59318S3A **21,90 €**

Gentle Mini 25 μ m - 120 g | **24,60 €** | obj. č. 59318S3B **21,90 €**

Fast - 300 g, broskyňa | **24,60 €** | obj. č. 59318S10 **21,90 €**

FAST 300g, citrón | **24,60 €** | obj. č. 59318S11 **21,90 €**

FAST 300g, jahoda | **24,60 €** | obj. č. 59318S12 **21,90 €**

Polishing cups 144 ks

- Leštiace kalíšky vyrobené z gumy, montované na mandrele.
- Opatrené vnútornými lamelami, ktoré držia depuralizačnú pastu vo vnútri kalíška, bránia rozstrekovaniu.
- Biela farba.
- Balenie obsahuje 144 ks.

NEW



Polishing cups 144 ks | **48,30 €** | obj. č. 565021

39,10 €

Flexible Scaler

- Pre interdentalnú hygienu na odstraňovanie povlaku, zubného kameňa a ku spriechodneniu medzizubných kontaktov, k jednoduchému zavádzaniu dentálnej nite, matricových pásov, kofferdamu, leštenie a pod.
- Veľmi účinné vďaka niekoľkým mikrometrickým lamelám u každej dierky.
- Nepoškodzujú sklovinu.
- Možno ich sterilizovať, vyrobené z nerez chirurgickej ocele.



2 m | **79 €** | obj. č. 450750

73,40 €

Fluoride gel Clarben

- 60-sekundový fluoridačný gél pre ordinačné použitie.
- **Vstrebávanie fluoridu počas 1 minúty!** Tixotropný - nevyteká z lyžice.
- Príchute: jahoda, mäta a čerešňa.



500 ml | **28,40 €** | obj. č. 530301

24,40 €

Profisil

- **Po aplikácii je priehľadný a bezfarebný a pociťovo takmer nevímateľný.**
- Profisil® fluoridový lak obsahuje 5 % fluoridu sodného (22 600 ppm) v slizničnom géle s príjemnou chuťou.
- Unikátny gélový základ bezpečne prilne k povrchu zuba na niekoľko hodín a uvoľňuje fluoridové ióny po dobu až 24 hodín.
- Ľahko sa aplikuje a zároveň poskytuje optimálnu priľnavosť k zubu.
- Vhodný pre všetky vekové skupiny a tiež pre deti s mliečnymi zubami.
- **Intro pack obsahuje 6 blistrov** á 0,5 ml v príchutiach: 2x mäta, 2x ovocie a 2x bez príchuti.
- **Combi pack obsahuje 30 blistrov** á 0,5 ml v príchutiach: 10x mäta, 10x ovocie a 10x bez príchuti.
- **Normal pack obsahuje 50 blistrov** á 0,5 ml od vami zvolenej príchute.

Profisil 50x 0,5ml - mäta / ovocie / bez príchute
86,30 € | obj. č. 5400934



78,40 €

Combi Pack 30x 0,5 ml | **57,80 €** | obj. č. 5400931 **52,10 €**

Intro pack 6x 0,5 ml | **12,40 €** | obj. č. 5400932 **11,20 €**

NEW

Prophy pasta Eco+

- Pasta bez obsahu fluoridov na profesionálne čistenie zubov.
- Maximalizuje odstránenie škvrn pri minimálnej strate skloviny.
- Obsahuje iba prírodné arómy.
- Je tixotropná - obmedzuje rozstrekovanie.
- Dve hrúbosti v dvoch príchutiach: mäťová - stredne hrubá, pomarančová - hrubá.

ZĽAVA

35%



300 g pomaranč hrubá | **21,80 €** | obj. č. 5303181

13,10 €*

300 g mäta stredná | **21,80 €** | obj. č. 5303182

13,10 €*

* Ponuka platí do vypredania zásob.

Adhese Universal VivaPen

- Jednozložkové svetlom tuhnúce adhezívum na priame a nepriame postupy bondovania.



ZĽAVA
12%

Refill - 1x 2 ml, exp. 11/2026 | **77 €** | obj. č. 521168 **68 €***

Injekčné ihly Medoject

- Injekčné ihly Medoject sú nerezové jednorazové sterilné ihly potiahnuté silikónom pre hladkú penetráciu.



ZĽAVA
15%

0,50 x 25 mm, oranžové - 100 ks, exp. 12/2026 **5,20 €** | obj. č. 300016CH **4,40 €***

0,50 x 20 mm, oranžové - 100 ks, exp. 10/2026 **5,20 €** | obj. č. 300017 **4,40 €***

0,70 x 35 mm, čierne - 100 ks, exp. 5/2026 **5,20 €** | obj. č. 300072CH **4,40 €***

Balmea balzam

- Jemný balzam na ošetrovanie rúk a zápästí. Napomáha k rýchlejšej regenerácii namáhanej pokožky.



ZĽAVA
16%

1 ks - 500 ml s pumpičkou, exp. 12/2026 | **7 €** | obj. č. 450308 **5,90 €***

Bieliaca pasta Opalescence

- Oblíbená bieliaca zubná pasta, ktorá účinne odstraňuje pigmentáciu zo zubov a pomáha udržať vybielený odtieň zubov po dlhšiu dobu.



ZĽAVA
52%

malá 28 g - Sensitive, exp. 3/2026 | **4,20 €** | obj. č. 503472K **2 €***

Opalescence PF

- Opalescence účinne odstraňuje diskolorácie zubov spôsobené systémovými, farmakologickými, traumatickými alebo kongenitálnymi faktormi a vplyvom starnutia.



ZĽAVA
30%

Refill 16% mäta - 40x 1,2 ml, exp. 6/2026 **357 €** | obj. č. 504486 **249 €***

Transcend

- Nanohybridný kompozit na báze Bis - GMA.
- Odtieň Universal Body pre estetické výplne, ktoré splynú s okolitým zubom/zubmi, za použitia iba 1 odtieňa kompozitu.



ZĽAVA
30%

striekačka 4 g - UB, exp. 7/2026 | **91 €** | obj. č. 504733 **64 €***

MTAFlow white kit

- Unikátny minerál trioxid aggregate cement na opravy.
- Nezafarbuje. Vhodný do estetickej zóny.



ZĽAVA
20%

white kit, exp. 10/2026 | **243 €** | obj. č. 505980 **194 €***

SDI Stela Capsule

- Stela je inovatívny vysoko účinný, samotuhnúci kompozit.
- Capsule Intro Kit:** 10x kapsule, 5 ml Primer, 15x mikroaplikátor Superfine



ZĽAVA
63%

Capsule Intro Kit, exp. 9/2026 | **132,80 €** | obj. č. 5100951 **49 €***

SDI Stela Automix

- Stela je inovatívny vysoko účinný, samotuhnúci kompozit.
- Automix Intro Kit:** 8 g striekačka automix, 5 ml primer, 15x miešacia špička, 15x mikroaplikátor Superfine



ZĽAVA
46%

Automix Intro Kit, exp. 9/2026 | **220 €** | obj. č. 5100952 **119 €***

O-Bite

- O-Bite je silikónový materiál pre registráciu zhryzu (A-silikón) s vysokou konečnou tvrdosťou.

ZĽAVA
21%



2x 50ml + 12 kanýl, exp. 11/2026 | **100,60 €** | obj. č. 520094 **79,90 €***

TheraBase Ca

- TheraBase Ca je samoadhezívna báza/liner s duálnym tuhnutím, uvoľňujúca vápnik.



ZĽAVA
35-41%

8 g + 15 kanýl, exp. 4/2026 | **169,90 €** | obj. č. 530061 **99,90 €***

8 g + 15 kanýl, exp. 8/2026 | **169,90 €** | obj. č. 530061 **109,90 €***

Vitremer primer

- Skoionomérny nastavbový materiál pre výplne a nastavby pilierov, ošetrovanie krčkových kazov a podlažky.



ZĽAVA
34%

1 bal. - 6,5 ml, exp. 5/2026 | **114 €** | obj. č. 521060 **74,90 €***

VÝPREDAJ

Admira Fusion Flow

- Univerzálny zatekavý svetlom tuhúci nano-hybridný výplňový materiál na báze organickej keramiky

ZĽAVA**32%**

striekačka OA2 - 2x 2 g, exp. 5/2026 | **87,80 €**

59,90 €* ***Admira Fusion – striekačka**

- Nano-hybridný výplňový materiál typu ORMOCER®.
- Celosvetovo prvý výplňový materiál čisto na báze keramiky.

ZĽAVA**14%**

B3 - striekačka 1x 3 g, exp. 10/2026 | **76,70 €**

66 €* ***Admira Fusion 5 – komple**

- Univerzálny nano-hybridný výplňový materiál (ormocer) so zjednodušeným systémom odtieňov.

ZĽAVA**15%**

A4 - komple 15x 0,2 g, exp. 9/2026 | **76,70 €**

65 €* ***GrandioSO**

- GrandioSO, univerzálny nano-hybridný výplňový materiál pre kavitu všetkých tried.
- 16 rôznych VITA odtieňov.

ZĽAVA**14%**

A2 - striekačka 4 g, exp. 10/2026 | **93,80 €**

81 €* ***Clip trialpack**

- Svetlom tuhúci provizórny výplňový materiál k trvalému uzáveru kavit a po endo ošetrení.
- Ľahko sa polymerizuje, zostáva tuhý a elastický.

ZĽAVA**20%**

striekačky 3x 4 g, exp. 8/2026 | **80,40 €**

64,50 €* ***Bifluorid 10 set**

- Fluoridový lak na liečbu precitlivenosti v krčkovej oblasti, pri opotrebovanej oklúzne ploche, po poranení skloviny, ako ochrana dentín.
- **Set obsahuje:** 4 g laku a 10 ml riedidla.

ZĽAVA**20%**

set, exp. 10/2026 | **93,70 €** | obj. č. 5302061 **74,90 €* ***

Ufi Gel SC

- Trvalo mäkký, za studena tuhúci podkladací materiál na báze silikónu.

ZĽAVA**22%**

Kartuša 50 ml, exp. 8/2026 | **115 €**

89,90 €* ***Profluorid Varnish tube**

- Fluoridový lak na desenzibilizáciu zubov.
- Dobre priľne ku sklovine a je ho možné použiť aj na vlhký povrch.

ZĽAVA**23%**

mint - 10 ml, exp. 9/2026 | **37,70 €**

29 €* ***Neo Spectra ST flow**

- Neo Spectra ST flow je zatekavý výplňový materiál.
- Tekutosť pod vašou kontrolou zaručí všestrannú manipuláciu.

ZĽAVA**13%**

A4 - striekačka 2x 1,8 g, exp. 9/2026 | **52 €**

45 €* ***Neo Spectra ST flow**

- Neo Spectra ST flow je zatekavý výplňový materiál.

ZĽAVA**31%**

A3 - komple 16x 0,25 g, exp. 4/2026 | **56 €**

38,90 €* ***Dyract Flow**

- Kompomerný dostavbový materiál s nízkou viskozitou pre minimálne invazívne zákroky.

ZĽAVA**42%**

refill A3 - 2x 1,8 g, exp. 3/2026 | **112 €**

64,90 €* ***GC everX Posterior**

- Vláknamí zosilnený kompozit pre náhradu dentínu.

ZĽAVA**34%**

50 x 0,13 ml, exp. 9/2026 | **323,50 €**

215 €* *

* Ponuka platí do vypredania zásob.

Tetric PowerFlow

- Zatekavý svetlom tuhnutí röntgenokontraštný kompozit pre priame výplne v distálnom úseku.

ZĽAVA
40%


IVB - reffil 2 g, exp. 3/2026 | **49,50 €**
obj. č. 521295IVB

29,90 €*

GC MI Paste

- Bioaktívny, dentálny ochranný krém, ktorý obnovuje minerálnu rovnováhu v ústach a stimuluje produkciu slín.

ZĽAVA
56%


sortiment - 5x 40 g, exp. 4/2026 | **175,20 €**
obj. č. 5303489

77 €*

Biodentine 15x 0,7 g

- Biodentine je prvá biokompatibilná a bioaktívna náhrada dentínu v korunkovej aj koreňovej časti.

ZĽAVA
21-33%


15x 0,7 g, exp. 9/2026 | **355,90 €** | obj. č. 530387 **239 €***

15x 0,7 g, exp. 12/2026 | **355,90 €** | obj. č. 530387 **280 €***

Biodentine 5x 0,7 g

- Biodentine je prvá biokompatibilná a bioaktívna náhrada dentínu v korunkovej aj koreňovej časti.

ZĽAVA
39%


5x 0,7 g, exp. 5/2026 | **138 €** | obj. č. 530395 **83,90 €***

Endo-Top výplachové ihly

- Výplachové ihly s rozmerom 0,3 x 25 s bočným otvorom.

ZĽAVA
25%


žlté, 0,3x 25 - 100ks, exp. 6/2026 | **65,20 €**
obj. č. 5303940

49 €*

TotalCem

- Samoleptací a samoadhezívny živicový cement.
- Priama aplikácia na dentín, sklovinu, keramiku kov, zirkónium a kompozity.

ZĽAVA
36%


refill A2 - 1x 8 g, exp. 8/2026 | **82,30 €**
obj. č. 530439A2

53 €*

SDI Riva LC

- Svetlom tuhúci, živicou modifikovaný výplňový skloionométny materiál.
- Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a oteru, väčšia pevnosť povrchu.

ZĽAVA
35-39%


LC A2, prášok/tekutina, exp. 8/2026 | **83 €**
obj. č. 5337A2

54 €*

LC A2, kapsule - 45 ks, exp. 7/2026 | **171,60 €**
obj. č. 5347A2

104,90 €*

Futar D Fast / Futar D

- Extrémne pevná, minimálne elastická A-silikónová odtlačková hmota na registráciu zhryzy.

ZĽAVA
13-36%


Futar D Fast - 2x 50 ml, exp. 11/2026 | **69 €**
obj. č. 540091

59,90 €*

Futar D - 2x 50 ml + 6 kanýl, exp. 8/2026 | **69 €**
obj. č. 540096

44 €*

Futar D - 2x 50 ml + 6 kanýl, exp. 10/2026 | **69 €**
obj. č. 540096

46 €*

oxasil Light Flow

- Nový ručne miešateľný odtlačkový materiál. Zaisťuje presnú a trvalú reprodukciu detailov s vynikajúcou spracovateľnosťou počas doby tuhnutia.

ZĽAVA
22%


140 ml, exp. 8/2026 | **15,40 €** | obj. č. 5402534 **12 €***

Xylitol drops

- Cukríky na starostlivosť o ústnu dutinu so 100% prírodným Xylitolom.

ZĽAVA
36%


melón, 1 bal. - 26 ks, exp. 9/2026 | **7 €**
obj. č. 5980461

4,50 €*

VacuSoft koncovky

- Vymeniteľné super mäkké koncovky modrej farby na kanýlu VacuSoft.

ZĽAVA
48%


sensitive modré - 50 ks | **60 €** | obj. č. 4000643 **31,50 €***

Aplikačné špičky

- Aplikačné špičky so štetčekom na aplikáciu leptadla.

ZĽAVA
21%


100 ks, exp. 12/2026 | **24 €** | obj. č. 520048F **19 €***



Vážení priatelia dobrodružstva, zdravím Vás z horúcej africkej pôdy – práve teraz z Kene, kde medzi stádami slonov v Amboseli a lávovými poľami Tsavo West s pokorou sledujem krásu divokej prírody. A aj tu, medzi burácaním vetra savany a vzdialeným volaním levov, pre Vás s nadšením pripravujem ďalšie cestovateľské sny, ktoré stoja za to žiť!

Tohtoročná ponuka je skutočná jazda: Filipíny aj Čile s Patagóniou sú už plné – a nie je divu, toto dobrodružstvo mizne rýchlejšie ako západ slnka nad Pacifikom.

Pre milovníkov kratších, ale intenzívnych zážitkov tu máme Rím – tisícročné mesto, ktoré sa nikdy neomrzí.

A pre všetkých, ktorí žijú horami a milujú výzvy, sú pripravené Tadžikistan a Nepál – expedície, ktoré zvládne každý s bežnou fyzičkou, ale v srdci zanechajú zážitky na celý život.

A teraz perla, skutočný klenot roka: Ekvádor s Galapágami na záver budúceho roka. Miesto, kde príroda písala pravidlá evolúcie a kde každý deň prekvapí.

A čo ďalej? Rok 2027 sa už rodí. V pláne je Bolívia a Sumatra, a to je ešte len začiatok. Nebojte – ponuka porastie, a verím, že si každý nájde svoju šálku cestovateľskej kávy.

Tak poďme spoločne písať ďalšie príbehy sveta. Teším sa na Vás na niektorej z ciest.



PREČO CESTOVAŤ S NAMI ?

Cestovanie je o zážitkoch, inšpirácii a poznanií. A my v Hu-Fa Dental a.s. to vieme už dlho. Už v roku 1996 sme rozšírili naše aktivity a založili cestovnú kanceláriu špecializovanú na medzinárodné stomatologické kongresy, semináre a odborné expedície pre stomatológov a zubných technikov. Spájame profesijný rast s cestovateľským dobrodružstvom – a každú cestu staviame tak, aby bola výnimočná, exotická a plná inšpirujúcich zážitkov.

- Odborné zájazdy – uznateľné ako daňovo odpočítateľná položka
- Kompletne podklady na vyúčtovanie – vždy konzultované s daňovými poradcami
- Starostlivý výber destinácií a odborných tém každej výpravy
- Spolupracujeme s preverenými partnermi v jednotlivých krajinách.
- Flexibilita odletov – Praha, Viedeň, Budapešť alebo nadväzná spoje podľa prania, rovnako tak kategórie leteniek podľa Vášho prania - business, premium economy.
- Nepretržitá podpora – český sprievodca k dispozícii 24 hodín denne po celú dobu zájazdu.
- Nové cestovné poistenie s Európsku CP – už si nemusíte sami zaistiť CP, radi všetko vybavíme za Vás.

Sme jediná dentálna spoločnosť v Českej republike, ktorá vlastní koncesovanú licenciu cestovnej kancelárie. S nami cestujete bezpečne, profesionálne a s istotou, že o Vás bude postarané – odborne aj ľudsky.

Pridajte sa k nám. Objavujte svet. Vzdělávajte sa. Zažite výnimočné.

RÍM

Večné mesto, ktoré nikdy neprestane ohromovať

Termín: 20. - 24. mája 2026 (5 dní)
Doprava: letecky
Ubytovanie: 4* hotel s raňajkami
Nenechajte si ujsť: Colosseum, tajomný Vatikán, Panteón, pravú taliansku kávu alebo zmrzlinu

Cena: 1 559 € (vrátane poplatkov)

Objavte čaro Ríma, mesta, ktoré vás ohromí svojou históriou, nádhernou architektúrou a nezabudnuteľnou atmosférou. Vydajte sa s nami na dobrodružstvo, ktoré vás zavedie k ikonickým pamiatkam – od majestátneho Kolosea po tajomný Vatikán, kde každý kút rozpráva príbeh storočí. Užite si romantické prechádzky po historických uličkách, ochutnajte vynikajúcu taliansku kuchyňu a načerpajte energiu z tejto živej metropoly. Tento zájazd je skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú kombináciu histórie, kultúry a nezabudnuteľných zážitkov. Pripojte sa k nám a nechajte sa očariť Rímom, aký si ho predstavujete – plný mágie, elegancie a jedinečných momentov!



EKVÁDOR & GALAPÁGY

Vydajte sa na cestu, ktorá prebudí vášho vnútorného objaviteľa

Termín: 18. novembra – 4. decembra 2026 (17 dní)
Doprava: letecky/jeptom/autobusom
Ubytovanie: starostlivo vybrané hotely s polpenziou
Nenechajte si ujsť: Quito (UNESCO), pozorovanie ružových delfínov (NP Cuyabeno), vodopád Pailón del Diablo, Galapágy (UNESCO)

Cena: bude upresnená

Ekvádor, krajina na rovníku, kde sa stretáva drsná krása Ánd s tajomstvom amazonského pralesa, ponúka nespočetné množstvo dobrodružstiev. Čakajú vás výstupy na úpätie majestátnych sopiek, stretnutie s indiánskymi komunitami aj prechádzky kolóniálnymi mestami, kde sa mieša španielske dedičstvo s autentickou latinskoamerickou energiou. A potom príde vrchol - Galapágy. Ostrovy, ktoré si zachovali tvár sveta, ako vyzerali pred miliónmi rokov. Každý deň priniesú nové objavy: plávanie s tuleňmi a morskými korytnačkami, pozorovanie leguánov, súl či tučniakov v ich prirodzenom prostredí, výstupy na sopečné krátery a kúpanie v lávových lagúnach. Tu ste hosťom v ríši prírody, ktorá vás prijme s otvorenou náručou - a pritom vám ukáže svoju divokosť aj krehkosť.



CESTA TADŽIKISTÁNOM

Tajomný Pamír

Termín: 9. - 18. septembra 2026 (10 dní)
Doprava: letecky, miestne - buchanky/UAZy
Ubytovanie: starostlivo vybrané hotely ... mnohokrát najlepšie na celej trase, polpenzia/plná penzia
Nenechajte si ujsť: vysokohorské panorámy, dobrodružstvo na druhej najvyššej ceste sveta, Pamír

Cena: 3 159 € (vrátane poplatkov)

Predstavte si cestu, kde sa adrenalínové dobrodružstvo spája s podmanivou krásou divokej, ľuďmi takmer nedotknutej krajiny. Pamírska diaľnica M41 je výzvou pre všetkých, kto túži po zážitkoch mimo bežnej trasy a chce sa dotknúť sveta, ktorý sa nemení podľa človeka, ale človek podľa neho. Táto legendárna magistrála – druhá najvyššie položená cesta sveta – sa vinie srdcom monumentálneho Pamíru, kde sa zasnežené vrcholky zdajú byť na dosah neba a každý kilometer ponúka výhľady, na ktoré sa nezabúda.





NEPÁL

Himalájske kráľovstvo a jeho divoká krása

Termín: 10. - 23. októbra 2026 (14 dní)
Doprava: letecky
Ubytovanie: 4-5* hotely & lodge s polpenziou/plnou penziou
Nenechajte si ujsť: nezabudnuteľné scenérie lemujúce celú trasu zájazdu

Cena: bude upresnená

Nechajte sa uniesť do zeme, kde sa sny stávajú skutočnosťou. Nepál, to sú zasnežené vrcholky Himalájí, tajomná atmosféra budhistických kláštorov a srdečnosť miestnych ľudí. Vydajte sa s nami na cestu, ktorá pohladí vašu dušu a zanechá vo vás hlboký dojem. Prejdite sa po trhoch s korením a ručne vyrábanými suvenírmi, ochutnajte tradičné nepálske špeciality a nechajte sa očariť krásou himalájskej prírody.



PlastVac P7

pre vákuové tvarovanie

Vákuový tvarovací prístroj Bio-Art s tradíciou od roku 1979. Vďaka výkonnému motoru (1 400 W), jednoduchému použitiu a modernému, nadčasovému dizajnu sa stane aj Vaším každodenným pomocníkom.

- Pre všetky indikácie - chrániče zubov, dlahy, korunky a mostíky, nosiče na bielenie a fluoridáciu a i.
- Odolný prístroj s perfektným spracovaním a ľahkým ovládaním.
- Vhodný ako pre okrúhle, tak štvorcové fólie rôznej hrúbky.
- Umožňuje obojstranné nahrievanie.
- Stôl pre model s možnosťou tvarovania na rovnej ploche alebo ponorenie.
- Automaticky spúšťaná, vstavaná vákuová pumpa s motorom s výkonom 1 400 W.

910369 PlastVac 529,00 € 565,00 €



viac informácií tu: bit.ly/PlastvacP7S



Špičkové materiály na výrobu bezkovových náhrad

V dnešnej dobe silnie tlak na použitie materiálov, ktoré sú bio – vhodné s ľudským organizmom, čo najprirodzenejšie a najpríjemnejšie pre pacienta. V prípade snímачích protéz je logickým riešením ponúknuť flexibilnú snímачiu náhradu, ktorá nielenže dobre prilieha k mäkkým tkanivám, nepoškodzuje zubnú sklovinu, neobsahuje kovy ani monoméry, ale aj v ústach pôsobí veľmi prirodzene a je prakticky nezniteľná. Ponúkame Vám jeden z najdokonalejších systémov na výrobu zliatinových snímачích náhrad s kartušami s priemerom 25 mm. Kompaktný, s moderným dizajnom a prehľadným displejom, ktorý poskytuje ľahké programovanie a ovládanie dotykovými tlačidlami. Vďaka tomu, že sa jedná o plne automatický prístroj, sa môžete, v čase keď sám pracuje, venovať inej činnosti. Tým šetríte svoj čas aj finančné prostriedky.

Flexibilná odlievacia živica

na výrobu totálnych a skeletových snímачích náhrad

- skvelá estetika
- žiadny kov
- veľmi ľahká a pohodlná
- hypoalergénna
- neporézna
- doživotná záruka v ústach



13,70 € (S) až 20,50 € (XL)

Sabilex FlexiFast
Medium flexibility

230 °C / 15 min

Termoplastická odlievacia živica

na výrobu celkových a čiastočných protéz

- hustá a hladká s vynikajúcou mechanickou odolnosťou
- hypoalergénna – termoplast
- je bez obsahu monomérov



17,00 € (S) až 25,00 €

Sabilex FlexiAcryl
Flexible Acrylic

280 °C / 25 min



viac informácií tu: bit.ly/SabilexS

SuperPeg II

Žiaruvzdorná keramická pasta na pálenie.

- Stabilizuje keramické náhrady počas vypaľovania.
- Nulové čistenie, jednoducho vytiahnete náhradu na stôl a očistíte parou - ideálna pre celokeramické fazety.
- Žiadne obťažujúce vyškrabávanie a pieskovanie po vypálení.
- Žiadne schnutie.
- Ideálny produkt do každého laboratória, kde sa robí keramika.

968505 12 ml 24,40 € 26,00 €
968510 4x 12 ml 77,20 € 83,40 €



Splint fólie

Fólie na výrobu nosičov na bielenie, tenkých dláh a na ortodontické použitie.

- Priehľadná, tenká fólia so živicovou materiálou adhéziou.
- Rozmery: 125 x 125 mm, k dispozícii v hrúbkach: 1 mm a 1,5 mm.
- Pracovný postup: Zahrejte, kým sa fólia neprehne o 12 mm.
- Vytvarujte vákuom a nožnicami upravte.

541038 - Splint .040 (1,0 mm) 50 ks 109,80 € 122,00 €
541024 - Splint .060 (1,5 mm) 50 ks 142,30 € 158,60 €





praktická šnúra na
telefón cez rameno
nad 200 €
9999976

mydlo na ruky
so soľou z Mŕtveho mora
nad 200 €
9999966

Endostar Unique S-File
set
nad 200 €
59161225A

bavlnené ponožky
pre stomatológov
nad 280 €
9999983-5



lahodné Xylitolové cukríky
26 ks v dóze
nad 280 €
5980461B, 2B a 3B

balíček sprchových gélov
Aróma Moment
nad 320 €
9998504 alebo 9998549

pohodlná športová
čelenka Opalescence
nad 320 €
9999927

oblíbená bieliaca pasta
Opalescence, 133 g
nad 560 €
500401D

obchodní zástupcovia SR



Košický a Prešovský kraj

Mária Vilmošová
obchodný zástupca
mob.: 0907 / 976 246
e-mail: vilmosovamarika@gmail.com



Nitriansky a Tvrňanský kraj

Ivan Brundlík
obchodný zástupca
mob.: 0903 / 534 688
e-mail: ibrundlik@gmail.com



Trenčiansky kraj

Martina Maras
obchodný zástupca
mob.: 0903 / 557 282
e-mail: martinka.borovska@gmail.com



Prešovský a Košický kraj

PaedDr. Miroslav Čorej
obchodný zástupca
mob.: 0905 / 663 828
e-mail: miro.corej@gmail.com



Žilinský kraj

MVDr. Janka Jedináková
obchodný zástupca
mob.: 0907 / 966 311
e-mail: jedinakova.jana@gmail.com



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

Erika Čísecká
obchodný zástupca
mob.: 0910 / 959 741
e-mail: cisecka.e@atlas.sk



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

Peter Čísecký
obchodný zástupca
mob.: 0911 914 667
e-mail: cisecky.p@atlas.sk




Telemarketing Čadca

Miroslava Hargašová
e-mail: hargasova@hufa.sk
tel.: 041 / 432 61 50
mob.: 0903 / 514 814
mob.: 0904 / 999 432




Mária Prengelová
e-mail: prengelova@hufa.sk



Bratislavský kraj

Strungová Ľubica
obchodný zástupca
mob.: 0948/294 025
email: strungova@hufa.sk



Telemarketing Bratislavský kraj

Andrea Vojvodíková
obchodný zástupca
mob.: 0948 / 335 190
e-mail: vojvodikova@hufa.sk

Produkty uvedené v tomto časopise sú zdravotníckymi prostriedkami.
Čítajte starostlivo návod na použitie a informácie o bezpečnom používaní,
vrátane úplného určeného účelu, ktoré nájdete na stránkach
www.hufa.sk



3M™ Clinpro™ Clear

MODERNÁ FLUORIDOVÁ OCHRANA BEZ KOMPROMISOV

Clinpro™ Clear Fluoride Treatment je číry vodný prípravok bez rosinu (kalafóny) v praktickej jednorazovej dávke L-Pop. Poskytuje účinnú ochranu skloviny a dentínu s minimálnou dobou kontaktu iba 15 minút - rýchlo, príjemne a bez typických nevýhod tradičných lakov. V klinických štúdiách preukázal rovnakú alebo vyššiu absorpciu fluoridu ako 5% lak, a to pri nižšej koncentrácii fluoridu.

Prečo Clinpro Clear funguje inak:

- Absorpcia fluoridu ako u 5% laku, napriek tomu iba 2,1% NaF
- Vodná báza bez rosinu – bez typickej chuti, vône a lepkavého pocitu
- 15 minút kontaktu namiesto hodinového obmedzenia po aplikácii
- Číre zloženie – esteticky neviditeľné na zuboch
- Technológia stabilizovaného Ca-fosfátu pre podporu remineralizácie
- L-Pop lízatko – rýchla a jednoduchá aplikácia, pozitívna skúsenosť pacienta
- Neutrálne pH, bez bežných alergénov, šetrné pre odsávací systém
- Tri príchute: mäta, melón, alebo bez príchuti

Uľahčíte pacientom rozhodnutie


Vďaka výrazne pohodlnejšej aplikácii a oveľa príjemnejšiemu zážitku sa pacienti ľahšie rozhodujú pre fluoridové ošetrenie – bez lepkavého povlaku, bez obmedzenia po zákroku a s profesionálnym výsledkom. Vyskúšajte ochranu, ktorá kombinuje modernú formuláciu, rýchly postup a preukázateľný efekt.

Príchute: bez príchuti, melón, mäta

50 ks **126,40 €** 158,00 €



**ZĽAVA
20%**



Akciová ponuka

Objednajte si 2x 50 ks balenie


a **ZADARMO ZÍSKATE** edukatívnu maňušku

Zrkadielko micro chirurgické

Krištáľovo čistý obraz aj v obmedzenom operačnom poli

Vyvinutá pre precíznú mikrochirurgiu a endodontické výkony pod dentálnym mikroskopom. Ultra tenká konštrukcia (0,7 mm) a 36-vrstvový optický povrch poskytujú mimoriadne ostrý, jasný a kontrastný obraz aj v náročne dostupných oblastiach. Antireflexná úprava eliminuje oslnenie mikroskopickým svetlom a umožňuje bezpečnú, komfortnú a detailnú prácu v obmedzenom operačnom poli.

5911844	okrúhle, Ø 3 mm	58,90 €	64,70 €
5911845	okrúhle, Ø 5 mm	58,90 €	64,70 €
5911846	obdĺžnikové, 2 x 7 mm	58,90 €	64,70 €
5911847	obdĺžnikové, 3 x 9 mm	58,90 €	64,70 €



Zrkadielko mini endodontické

Pre mikrochirurgiu a endodontické výkony, kde je viditeľnosť kľúčová. Kombinuje malý priemer 10 mm, ultračisté optické sklo bez deformácií a matný antireflexný povrch zadnej strany, ktorý eliminuje nežiaduce odlesky pri práci pod mikroskopom. Nastaviteľný krčok umožňuje individuálny uhol pohľadu aj v úzkych pracovných podmienkach. Plne autoklávovateľné - vhodné pre opakovanú sterilizáciu. Odolná konštrukcia – dlhá životnosť optiky pri intenzívnom používaní. Integrovaná endo-mierka na rukoväti zrkadielka.

5911848 mini endo, 10 mm
s endo mierkou
58,90 € 64,70 €



Zrkadielko Relax FS rhodiované

Rhodiové zrkadielko Relax FS Rhodium spájajú špičkovú optiku s ergonómiou – ľahká sklolaminátová rukoväť znižuje únavu ruky a čisté ródium zaisťuje brilantný, ostrý odraz bez namáhania zraku. Matný povrch eliminuje odlesky a rovný prechod medzi plášťom a zrkadlom umožňuje ľahké čistenie a dezinfekciu až do 134 °C.

Vyberte si z dvoch veľkostí
- 22 mm a 24 mm
- v rôznych farbách alebo sortimente

5221882 veľ. 4, 10 ks **46,70 €**
5221884 veľ. 5, 10 ks **46,70 €**

