

BioRoot™ Flow

Jednoduchý úspech pre každého



91%

klinická
úspešnosť
po 2 rokoch

Prekračuje
zistené miery úspešnosti
v literatúre*

Vaše bioaktívne pečatidlo koreňových kanálikov



- Hydraulické pečatidlo v striekačke pripravené ihneď na použitie
- Bez zmršťovania – bioaktívne – biokompatibilné – vysoké pH
- Pre akúkoľvek techniku, za studena alebo za tepla

* 24 mesiacov po liečbe bola celková účinnosť podľa voľných kritérií 91,0% v skupine BrF a 90,4% v skupine BrRCS ($p = 0,0003$).

Výsledky klinickej štúdie (Clinicaltrial.gov/NCT04757753), ktorá je v súčasnej dobe v recenznom konaní.
Zdravotnícky prostriedok triedy III – certifikovaný spoločnosťou BSI (2797) pre zhodu s MDR/EÚ.



STOMATOLÓGIA BUDÚCNOSTI

Diódové lasery

Prakticky zameraná konferencia pre lekárov aj študentov.
Predstavíme Vám využitie diódového lasera v každodennom ošetrovaní.

Čo vám toto školenie prinesie?

- Chirurgiu bez krvi a stehov:**
Naučíte sa vykonávať precízne rezy v mäkkých tkanivách s okamžitou hemostázou.
- Extrémne rýchle hojenie:**
Vďaka fotobiomodulácii (PBM) uvidíte, ako dramaticky skrátiť pooperačnú rekonvalescenciu a uľaviť pacientom od bolesti.
- Šetrnosť, ktorú pacienti ocenia:**
Veľa výkonov zvládnete iba s topickou anestéziou, čo zásadne zvýši komfort ošetrovania.
- Ekonómický rast:**
Ukážeme Vám marketingové stratégie a návratnosť investície, ktorú laser do ordinácie prináša.
- Budúce poradenstvo:**
Budete súčasťou WhatsApp skupiny s priamym kontaktom na Dr. Velasquesa a v reálnom čase česky konzultovať vašich konkrétnych pacientov a získavať presné rady a tipy.

Nechajte sa inšpirovať od svojho kolegu, pre ktorého je laserová terapia celoživotnou vášňou.

Kedy: utorok 19. mája 2026
Kde: Praha 5



bit.ly/4ek1Arj

Kedy: streda 20. mája 2026
Kde: Košice




bit.ly/3VfwkRH

Prednášajúci:




Dr. Sergio A. Velasquez


prezenčne



1. úľava od bolesti po extrakciu tretieho molára



2. podpora hojenia, úľava od bolesti u vredov, áft, herpesov



3. prevencia a liečba zápalov sliznice



PBM adaptéry

Za účasť na prednáške v KE získate **6 kreditov** v rámci systému vzdelávania.

Stále pracujeme na ďalších prednáškach a praktických kurzoch. Sledujte náš web: www.hufa.sk/vzdelavani/ a vyberte si z aktuálnej ponuky!



Od diagnostiky po výber správnej techniky plnenia kavit - postranný úsek bez tajomstiev

Teoreticko-praktický workshop zameraný na výber správnej techniky plnenia kavit a správnej techniky diagnostiky.

Teoretická časť

- Diagnostika kavit v postrannom úseku
- Adhézia-súčasný protokoly a postupy
- Málo invazívna technika v postrannom úseku
- CIMM- technika kompozitných vložiek
- Anatómia prvého dolného molára

Praktická časť

- Rekonštrukcia prvého dolného molára pomocou techniky CIMM- návod pre rýchlu rekonštrukciu oklúzálnych plochy.

Cena: Lekár: 110 € (VIP 94 €)

Cena zahŕňa: Účasť na workshope, vybavenie na praktický kurz, občerstvenie.

Prednášajúci



MUDr. Piotr Chrzanowski

workshop

Kedy a kde:

Piatok 29. mája 2026, 12:30 - 18:30 hod.

Hotel Hrádok, Ochtiná 738

049 35 Ochtiná pri Rožnave



Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto odkazu na našom webe: sdu.sk/aRf2

Manažment ordinácie dentálnej hygieny – fluoridácia, prevencia, domáce bieleenie a liečba sensitivity.

Čaká Vás komplexný program zameraný na efektívne riadenie prevádzky ordinácie dentálnej hygieny. Prepojíme odborné klinické postupy s každodennou praxou – od správneho nastavenia workflow, prácu s pacientmi a plánovanie návštev až po voľbu vhodných terapeutických postupov a vybavenia ordinácie. Zameriame sa na optimalizáciu práce dentálnej hygieničky tak, aby bola jej ordinácia efektívna, ekonomicky stabilná a patientsky priateľivá. Súčasťou prednášky budú tiež praktické ukážky moderných postupov starostlivosti, možnosti riešenia citlivosti zubov a práca s prostriedkami fluoridácie v ordinácii DH.

Prednášajúci:



Bc. Petronela Dovalovská

prezenčne

Injectable moulding technique (IMT) krok za krokom

Kurz vás prevedie Injectable moulding technique (IMT) od teoretických základov až po praktické zvládnutie celého postupu. Naučíte sa správne indikovať IMT vo frontálnom aj distálnom úseku, plánovať ošetrovanie digitálne aj analógovo, pripraviť model, mock-up aj prenosový kľúč z transparentného silikónu. Pod vedením MUDr. Tomáša Lenfelda si vyskúšate krok za krokom zhotovenia fotokompozitnej dosťavby vrátane finishingu a polishingu, osvojíte si nové trendy (Two holes system, využitie / nahradenie teflónu) a získate tipy a triky z každodennej praxe.

Prednášajúci:



MUDr. Tomáš Lenfeld, MBA, LL.M.

prezenčne

Ochorenie parodontu a sliznic dutiny ústnej

Odborné školenia zamerané na najčastejšie ochorenie parodontu a sliznic dutiny ústnej, s ktorými sa v ordinácii stretávajú každý deň. Čakajú Vás reálne kazuistiky, diskusia nad klinickými postupmi aj ukážky, kedy a ako môže jednoduché použitie diódového lasera prácu uľahčiť. Získate praktické, ihneď využiteľné znalosti pre istejšiu diagnostiku aj efektívnejšiu terapiu. Naučíte sa lepšie rozlišovať klinické obrazy, vhodne plánovať liečbu a správne vyhodnotiť situácie, kedy je vhodné pacienta odoslať ku špecialistovi.

Prednášajúci:



MUDr. Markéta Harakaľová

prezenčne

Kedy: 24. apríla 2026
Kde: Ostrava



bit.ly/46j1qNr

Kedy: 15. mája 2026
Kde: Brno



bit.ly/44I4QZN

Kedy: 22. mája 2026
Kde: Praha



bit.ly/4iLXz11



JEDINÁ

antivírusová a antibakteriálna
ústna voda
S PREUKÁZANOU ÚČINNOSŤOU



- Redukuje až 99,99% vírusov a baktérií v ústach.
- Účinný proti chrípkovým vírusom vr. H1N1, SARS-CoV-2 a tiež proti Herpes Simplex typu 1.
- Praktické použitie, nízke náklady.
- Znižuje vírusovú nálož v ústach na dobu 3 až 5 hodín, má schopnosť viazať sa na rôzne miesta v ústach, pomaly sa uvoľňovať a udržiavať terapeutickú hladinu účinných látok.
- Vyrobené z prírodných produktov.
- Zvyšuje biologickú bezpečnosť populácie.
- Klinická účinnosť lepšia ako u väčšiny súčasných antibakteriálnych a antivírusových látok.
- Neobsahuje alkohol, peroxid vodíka ani chlórhexidín, jemná mäťová príchuť.

AKCIA
5+1
ZADARMO



1. Odmerajte 10 ml.



2. Požiadajte pacienta, aby 30 s. prevaľoval Xyntrus v ústach.




3. Až potom začnite s ošetrovaním.

Obj. kód: 4506621
mint, fľaša 500 ml
1 ks = 10,10 €

12,20 € 6 × 500 ml 60,80 € 74,40 €



bit.ly/XynS



ZADARMO

Ku každým 3 fľašiam
získate 50 ks
objednávacích
kartičiek
pre pacientov

PRECÍZNY VÝKON PRE STOMATOLÓGIU – IDEÁLNY PRE MÄKKÉ TKANIVÁ V OBLASTI ÚSTNA CHIRURGIA, PARODONTOLÓGIA ČI IMPLANTOLÓGIA.

Široké spektrum použitia - nepostrádateľný pomocník pre rôzne indikácie.
Kompaktné rozmery a jednoduchá obsluha – ľahké začlenenie do každej zubnej ordinácie.
Bezpečnosť a spoľahlivosť – automatická kontrola kontaktu pacientovej neutrálnej elektródy, indikátory porúch.
Multifunkčné režimy - rezanie (cut), koagulácia (coag), kombinovaný režim pre rôzne typy tkanív.
Nízke poškodenie okolitých tkanív - urýchľuje hojenie a komfort pacienta.
Výber z 10 rôznych typov elektród.



SURTRON 50D

Mechanické ovládanie výkonu pomocou otočných ovládačov
– jednoduché a rýchle nastavenie.

Tradičná konštrukcia bez dotykového displeja
– vhodný pre užívateľov preferujúcich klasické rozhranie.

Nižšia obstarávacia cena
– ideálny pomer cena/výkon pre bežnú prax.

Kompaktný a ľahký prístroj
– ľahko prenosný medzi ordináciami.

Maximálny výstupný výkon - 50 W / 400 Ω.

9910671 861,60 € 957,60 €



SURTRON 80

Kompaktná vysokofrekvenčná elektrochirurgická jednotka pre ľahké až stredne náročné zákroky nielen v stomatológii.
Poskytuje vysokú presnosť, stabilný výkon a maximálnu bezpečnosť.
Ovládanie nožným spínačom alebo priamo na rukoväti, umožňuje rýchle prepínanie medzi režimami na poslednú použitú funkciu.
Maximálny výstupný výkon - 80 W / 250 Ω.

Široké spektrum rezných aj koagulačných režimov:

- CUT – čistý chirurgický rez
- BLEND – kombinovaný rez s koaguláciou
- FORCED COAG - rýchla, agresívnejšia koagulácia, môže ľahko karbonizovať povrch
- SOFT COAG - pomalšia koagulácia hlbokých vrstiev tkaniva bez karbonizácie
- Bipolárna koagulácia (s voliteľným adaptérom)

9910691 1.299,90 € 1.443,10 €



*Vybielené zuby
pomôžu rozžiariť
váš svet*



25%
zľava

Opalescence® PF

Bezpečné bielenie bez rizika poškodenia zubov:

- Opalescence má pH 6,9
- Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (až niekoľko rokov)
- Zaručený bieliaci výkon po celú dobu životnosti gélu = predvídateľná doba bielenia a výsledky u väčšiny pacientov
- **20% vody** chráni pred dehydratáciou zubov a návratom k pôvodnému odtieňu
- **Formula PF** (fluorid sodný a dusičnan draselný) minimalizuje citlivosť pri a po bielení

Príchut': mäta, melón, bez príchute.

Doba bieliaceho cyklu: v priemere **5-10 aplikácií**.

1/3–1/2 striekačky na 1 nosič.

Nočné bielenie Opalescence® PF 10%
10% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: **8-10 hodín/ noc**

Denné bielenie Opalescence® PF 16%
16% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: **4-6 hodín/ deň**

Vybielené zuby s úžasne dlhou výdržou odtieňa (až niekoľko rokov) – nie je potrebné prebieľovať každý mesiac!

Pacient Kit **76,50 €** 102,00 €
8×1,2 ml striekačka Opalescence® PF,
1× 25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence, 1× krabička na nosiče,
1× kartička vzorkovník odtieňov

Doktor Kit **83,30 €** 111,00 €
8× 1,2 ml striekačka Opalescence® PF, 2× fólia Soft Tray,
1× 1,2 ml LC Block-Out Resin, 1× 25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence,
1× krabička na nosiče, 1× kartička vzorkovník odtieňov

Refill 40×1,2 ml striekačka Opalescence® PF **267,80 €** 357,00 €

505379 Opalescence PF 10% Dr.kit mäta exp. 31. 07. 2026* 61,00 €* 111,00 €

*Do vypredania zásob.

TIP

Bielenie doplníte Bieliacou zubnou
pastou Opalescence Original
alebo Opalescence Sensitivity Relief.
Na výrobu bieliaceho nosiča používajte
fólie s hrúbkou 0,9 mm, hrubšie fólie môžu
byť príčinou citlivosti zubov pri bielení.
Bieliaci nosič **MUSÍ MAŤ** rezervoáre!
Bez nich je významne znížený
účinnosť bielenia a predlžuje sa
celková doba bielenia.



opalescence_czech_and_slovakia

Opalescence



- **jednoducho**
- **pohodlne**
- **s krátkou dobou aplikácie**

10%
zľava



Opalescence GO® 6 %

- univerzálny nosič so 6% peroxidu vodíka
okamžite na použitie

„Bielenie za pochodu“: bez odtlačkovania, bez laboratórnej práce,
bez čakania na zhotovenie bieliaceho nosiča.

Nosič na jedno použitie sa po nasadení prispôbi tvaru pacientovho chrupu tak,
že gél zostáva v nosiči a nevyteká.

Profesionálne vybielenie zubov vo frontálnom aj distálnom úseku chrupu.

Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (v priemere niekoľko rokov).

Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) znižujú citlivosť.

20% vody znižuje dehydratáciu v priebehu bielenia a relaps k pôvodnému odtieňu.

Doba 1 aplikácie: **60-90 minút/ deň.**

Doba bieliaceho cyklu: 5-10 aplikácií.

Vhodné aj na oživenie a predĺženie trvanlivosti odtieňa po predchádzajúcom ordinačnom bielení alebo po profesionálnom čistení zubov.
Vhodné aj pre pacientov so strojčekom.

Pacient kit 86,40 € 96,00-€
(10× dolný + 10× horný nosič
+ Opalescence zubná pasta 30 ml),
príchut: mäta, melón

Mini kit 40,50 € 45,00-€
(4× dolný + 4× horný nosič)
príchut: mäta



Opalescence™ whitening toothpaste



**ZUBNÁ PASTA OPALESCENCE™ CHRÁNI ZUBY PRED KAZOM
A PIGMENTÁCIOU. SKVELO UDRŽÍ BIELY ODTIEŇ. SKVELO CHUTÍ.**

- Jedinečná zmes tri-oxidu kremičitého aktívne odstraňuje povrchové škvrny.
- Odstránením povrchových škvŕn zosvetlí zuby o dva odtiene len za jeden mesiac¹.
- Bezpečná na každodenné, dlhodobé použitie, vhodná pre celú rodinu.
- Výnimočné vstrebávanie fluoridu sodného, pomáha lepšie chrániť pred kavitami a posilňuje sklovinu.
- Sladidlo Xylitol pomáha znižovať riziko zubného kazu.
- Nízkoabrazívna. 78 RDA zaisťuje maximálnu ochranu skloviny, dentínu a výplní³.
- **Vhodná aj na nebielené zuby.**
- Neobsahuje Triclosan ani oxid titaničitý.

Bieliaca zubná pasta Opalescence™ Original
4,8× väčšia absorpcia fluoridov sklovinou (spĺňa špecifikácie ADA)

500401 100 ml **9,90 € 11,00-€**

Bieliaca zubná pasta Opalescence™ Sensitivity Relief
5% dusičnanu draselného na zníženie citlivosti
znižuje citlivosť zubov – napr. pri a po bielení

503470 100 ml **10,80 € 12,00-€**

10%
zľava



Tip:

Chcete bieliť a máte citlivé zuby?
Začnite používať Bieliacu zubnú
pastu Opalescence™ Sensitive
už 14 dní pred bielením.
Pomôže vám znížiť alebo
odstrániť citlivosť.



opalescence_czech_and_slovakia

STOP citlivosti zubov: s úsmevom aj po ordinačnom bielení

Jedinečný gél pre rýchlu úľavu pri citlivosti zubov.

Gél s 3% dusičnanu dreselného a 0,25% fluoridu sodného s postupným uvoľňovaním KNO₃. Okamžitý účinok.

Nosiče naplnené gélom sa v ústach prispôbia individuálnemu zubnému oblúku pacienta. Dostupný aj v striekačkách - plnenie do individuálnych nosičov.

Použite pri citlivosti a obnažení zubných krčkov:

- pri citlivosti na zmeny tepla a chladu
- pri odstraňovaní zubného kameňa
- pred bielením (aj 1/2 hodiny bezprostredne pred bielením), v priebehu a po bielení

20%
zľava

UltraEZ™ Combo Kit 10× horný a 10× dolný nosič	72,00 €	90,00-€
UltraEZ™ Mini Kit 4× horný a 4× dolný nosič	32,00 €	40,00-€
UltraEZ™ striekačka: 4× 1,2 ml	32,00 €	40,00-€

Tip:

Použite ako záverečné ošetrovanie pri citlivosti po ordinačnom bielení.



Opalescence™ BOOST 40%

Profesionálne ordinačné bielenie na liečbu medicínskych zmien odtieňov zubov*.

- bieliaci gél s **40% peroxidu vodíka**
- patentované zloženie PF (dusičnan draselný + fluoridy)
- minimalizuje citlivosť pri a po bielení
- iba na **2×20 min** pri jednej návšteve
- **pH 6,9** po zmiešaní – šetrný k sklovine
- **20%** vody-minimálna dehydratácia pri bielení
- na bielenie celého čelustného oblúka alebo iba jednotlivých zubov
- o použití Opalescence Boost rozhoduje **zubný lekár**

pri objednaní ďalších
2 produktov Ultradent
10%
zľava**

Určený pre prípady hlbokých diskolorácií prevažne anorganického pôvodu, ktoré sú ťažko bieliteľné domácim (tzv. kozmetickým) bielením.**

Zdravotnícky prostriedok tr. IIa, CE platné do r. 2028.

Viac informácií o produkte u Vášho obchodného zástupcu. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

* pre-eruptívnych alebo post-eruptívnych endogénnych diskolorácií spôsobených ochorením, poranením alebo lekárskeym ošetrovaním a pigmenty anorganického pôvodu migrujúcich zvnútra zuba hlboko do dentínu. Nie je alternatívou kozmetického bielenia Opalescence GO.

** Indications and efficacy of tooth bleaching using high concentration of hydrogen peroxide: Prof. Dr. Olga Polydorou, University Medical Centre Freiburg, Germany, 2014.



504750 Intro Kit – pre 2 pacientov:	261,00 €**	290,00 €
4× 1,2 ml striekačka Boost 40%		
2× 1,2 ml OpalDam Green		
2× IsoBlock		
20× kanyla Black Mini		
2× Luer Vac		
2× kanyla SurgiTip		
504751 Pacient Kit - pre 1 pacienta:	143,10 €**	159,00 €
2× 1,2 ml striekačka Boost 40%		
1× 1,2 ml Opalam Green		
1× IsoBlock		
10× kanyla Black Mini		
504754 Econo refill:	648,90 €**	721,00 €
20× 1,2 ml Boost 40%		



PEAK™

UNIVERSAL ADHESIVE SYSTEM

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Peak™ Universal Bond – svetlom tuhnúce adhezívum s 0,2% chlórhexidínu

Peak™ SE Primer – samoleptací primer s pH 1,2

- Pre všetky dentálne materiály (dentin, sklovina, kov, keramika, kompozit aj **zirkón**).
- Najvyššia pevnosť väzby k dentínu (71,3 MPa) a ku sklovine (51,7 MPa)
- Pre techniku Total-Etch, aj Self-Etch.
- Nízky obsah plniva (7,5 %) a minimálna hrúbka filmu 2µm
- Na priame aj nepriame rekonštrukcie, bondovanie koreňových čapov a endodontických ošetrení
- Etylalkohol ako rozpúšťadlo

25%
zľava

504543 Peak Universal Bond 1×4 ml fľaštička

504553 Peak Universal Bond Refill 4× 1,2ml striekačka

505135 Peak SE Primer 4× 1,2ml striekačka

69,00 € 92,00 €

94,00 € 125,00 €

77,30 € 103,00 €


ULTRA-ETCH™

Samolimitujúce leptadlo pre minimalizáciu citlivosti

Leptadlo s 35% kyselinou fosforečnou

- samolimitujúca chémia leptá len do hl. **1,9µm**
- penetruje do najmenších fisúr, ale nesteká na vertikálnych povrchoch
- neobsahuje polyméry, nezanecháva rezíduá
- tixotropné, ľahko pretečie kanylou
- expiračná doba **48 mesiacov**

20%
zľava

500685 Ultra-Etch Indispense 30 ml

500163 Ultra-Etch Kit 4× 1,2 ml + 20× kanyla

500167 Ultra-Etch Econo kit 20× 1,2 ml + 40× kanyla

500164 Ultra-Etch Refill 4× 1,2 ml

500168 Ultra-Etch Refill 20× 1,2 ml

83,20 € 104,00 €

49,60 € 62,00 €

125,60 € 157,00 €

42,40 € 53,00 €

104,00 € 130,00 €



bit.ly/48ili4F

Viac balení vid'. Ultradent katalóg 2024 str. 58

Hu-Fa Výhradný dovozca v ČR a SR



Teraz aj v nových farebných variáciách



506539	VALO X Onyx Black
506519	VALO X Twilight Blue
506499	VALO X Nebula Green
506498	VALO X Stardust Gray
506497	VALO X Aurora Pink
506496	VALO X Horizon Red
506538	VALO X Galaxy Purple

Kit 506xxx: **2 038,50 €** 2 265,00 €

1× VALO X LED COLOR lampa
1× externá difúzna šošovka
2× nabíjacia batéria
1× nabíjačka batérií
1× el. kábel pre napájanie nabíjačky
alebo káblového adaptéra
(adaptér nie je súčasťou balenia)
držačik na lampu
1× oranžový ochranný štítok proti
modrému svetlu
1× vzorkové balenie ochranných nálekov.
NEOBSAHUJE 4× externú šošovku.

VALO™ X

Širokospektrálna LED polymerizačná lampa.

**10%
zľava**



Kit 505973: **2 331,00 €** 2 598,00 €

1× VALO X LED lampa (klasická)
5× externá šošovka (polymerizačná
bodová,
polymerizačná ProxiBall,
diagnostická interproximálna,
diagnostická transluminačná,
diagnostické UV svetlo)
2× nabíjacia batéria
1× nabíjačka batérií
1× el. kábel pre napájanie nabíjačky
alebo káblového adaptéra
1× káblový adaptér
držačik na lampu
1× oranžový ochranný štítok proti
modrému svetlu
1× vzorkové balenie ochranných
nálekov

- Priemer šošovky 12,5 mm.
- Výkonné **špeciálne LED diódy** (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo).
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm.
- Na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov vrátane bulk-fill materiálov.
- Horné a spodné podsvietené tlačidlo s farebnou indikáciou režimu.
- Štíhlejšie telo z leteckého hliníka vysoko odolné proti poškodeniu.
- Ergonomický dizajn s plochou hlavičkou s výborným dosahom do všetkých častí úst.
- **Funkcia Akcelerometer**-prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia.
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra, (adaptér **NIE JE** súčasťou balenia).

2 polymerizačné a 2 diagnostické režimy

Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy
2 polymerizačné výkony:
štandard (1100 mW/cm², 10 sekúnd),
extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm²,
5 sekúnd 3× pulz s oneskorením)

Diagnostické režimy:

UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov (napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory plaku a i.).
Biele svetlo pre presnejší odpočet farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.
Kompatibilný s externými polymerizačnými a diagnostickými šošovkami VALO X (**NIE SÚ** súčasťou balenia).

**10%
zľava**

**ZÁRUKA
5 ROKOV!!**

Tip:

Pri polymerizácii používajte ochranné náleky VALO X/ VALO Grand: chránite šošovku polymerizačnej lampy pred znečistením. Znečistená alebo poškodená šošovka = nižší polymerizačný výkon.

- Priemer šošovky 12,5 mm.
- Výkonné **špeciálne LED diódy** (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo).
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm.
- **Funkcia Akcelerometer**-prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia.
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra (**JE** súčasťou balenia).

2 polymerizačné a 2 diagnostické režimy

Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy
2 polymerizačné výkony: štandard (1100 mW/cm², 10 sekúnd),
extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm², 5 sekúnd 3× pulz s oneskorením).

Diagnostické režimy:

UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov (napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory povlaku a i.).
Biele svetlo pre presnejší odpočet farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.
Externé polymerizačné a diagnostické šošovky VALO X, (**SÚ** súčasťou balenia - 5 ks celkom).

Jediné MTA, ktoré pretečie kanylou NaviTip 29ga.

ENDOEZE™
Ultradent Endodontics

MTA FLOW WHITE

Opravný mineral-trioxid- aggregate cement pre endodontické ošetrenie. Vhodný aj pre aplikáciu **nad klinickú líniu**.
Nezafarbuje.



- ultrajemný zrnitý prášok a proprietárne **gélové médium**
- hladká konzistencia pre každú procedúru
- odolný proti vymývaniu
- presné dávkovanie až k apexu pomocou kanyly **NaviTip 29ga Single port/ NaviTip 29ga**
- **bioaktívny**, podporuje hojenie

Kit: 8-10 aplikácií

- 1× MTAFlow White/ MTAFlow prášok (2 g)
- 1× MTAFlow White/ MTAFlow gél (2 ml)
- 1× odmerka s 2 odmernými koncami
- 20× kanyla Black Micro
- 10× striekačka Skini
- 10× uzáver Luer Lock
- 1× sprievodca technikou miešania
- 1× návod

505980 Kit MTAFlow White **218,70 €** 243,00-€

505980 Kit MTAFlow White **179,90 €*** 243,00-€
*expirácia 2026/10

NaviTip® Single SidePort 29ga®

Aplikačná ohybná kanyla na nanášanie UltraCal XS, **MTAFlow, MTAFlow White**.

1 otvor po strane bráni pretlačeniu materiálu cez apex, v dĺžkach 17, 21, 25 alebo 27 mm.

20× kanyla **73,80 €** 82,00-€




NaviTip® 29ga, 30ga

Aplikačná kanyla na endodontické ošetrenie, v dĺžkach 17, 21, 25 a 27 mm.

29ga (0,33 mm): pre EndoRez, UltraCal XS, File-Eze a **MTAFlow/ MTAFlow White**.

30ga (0,30mm): pre hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlórhexidínu, UltraEtch

20× kanyla **69,30 €** 77,00-€
50× kanyla **153,90 €** 171,00-€



NaviTip® Double SidePort 31ga®

Aplikačná ohybná kanyla **31ga (0,28 mm)** pre hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlórhexidínu, UltraEtch.

2 otvory po stranách bránia pretlačeniu kvapaliny cez apex, v dĺžkach 21 mm alebo 27 mm.

20× kanyla **78,30 €** 87,00-€
50× kanyla **167,40 €** 186,00-€



NaviTip FX 30ga®

Aplikačná multifunkčná pevná kanyla **30 ga (0,30 mm)** pre Citric Acid. Čistí, oškrabuje a vyplachuje, v dĺžkach 17 alebo 25 mm.

20× kanyla 17 mm **80,10 €** 89,00-€
20× kanyla 25 mm **80,10 €** 89,00-€





**ZĽAVA
10%**

U2
ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

LEPTADLO A SILAN NA KERAMIKU
Ultradent™ PORCELAIN ETCH & SILANE

- Pufrovaná 9% kyselina fluorovodíková.
- Na intraorálne aj extraorálne leptanie keramiky.
- Nesteká.
- Nezafarbuje kompozity ani živcové cementy.
- 90 sekúnd leptanie, oplach, 60 sekúnd Ultradent® Silane.



Silane refill - 2x 1,2 ml obj. č. 500410	35,10 €**	39 €
Porcelain Etch refill - 2x 1,2 ml obj. č. 500406	43,20 €**	48 €
Porcelain Etch + Silane - 2x 1,2 ml + 20 kanýľ obj. č. 501019	61,20 €**	68 €
Porcelain Etch Kit obj. č. 500405	117 €**	130 €
Porcelain Repair Kit obj. č. 501108	239,40 €**	266 €

VÝPLACHOVÁ KVAPALINA NA OTVORENIE DENTÍNŮVÝCH TUBULOV PO OPRACOVANÍ KANÁLIKA
Ultradent™ EDTA 18% roztok

- Posledná výplachová kvapalina pred použitím chlórhexidínu.
- Ponechať v kanáliku 30-60 sekúnd, potom opláchnuť fyziologickým roztokom alebo sterilnou vodou.
- **Balenie** 500162: IndiSpense 30 ml




1. Kanálik po opracovaní pred použitím EDTA.
2. Kanálik s otvorenými dentínovými tubulmi po výplachu roztokom EDTA.



30 ml obj. č. 500162	31,50 €**	35 €
------------------------	------------------	-------------

LUBRIKANT KOREŇOVÝCH NÁSTROJOV PRI ENDODONTICKOM OŠETRENÍ
File-Eze™ EDTA Lubrikant

- 19% EDTA viskózný gél.
- Rozpustný vo vode: ľahko sa vyplachuje.
- **NEOBSAHUJE** peroxid vodíka – vhodný pri následnom použití svetlom tuhnúcich živcových plnív (napr. Endo-REZ).
- Aplikácia tiež priamo do kanálika kanylou Navi Tip.



1. Naneste File-Eze pomocou kanyly NaviTip do kanálika. Môžete naniesť File-Eze priamo na nástroj. Opracujte kanálik.

2. File-Eze vypláchnite z kanálika roztokom hypochloridu sodného. Keď sa hypochlorid sodný zmieša so zvyškami File-Eze, vzniká šumivá zmes, ktorá má prídavný čistiaci účinok a odstráni z kanálika prebytočný materiál.



intro kit obj. č. 501075	116,10 €**	129 €
refill - 4x 1,2 ml obj. č. 500297	69,30 €**	77 €
IndiSpense - 30 ml obj. č. 500682	164,70 €**	183 €

TIP

Používajte pri opracovaní kanálika a tvarovaní V-zón. Nepretláčajte materiál cez apex. Nepoužívajte miesto roztoku EDTA (posledný výplach na otvorenie dentínových tubulov).

INDIKÁTORY KAZU A KALCIFIKOVANÝCH VSTUPOV DO KANÁLIKA
Sable™ Seek™

- Sfarbuje kazivý a demineralizovaný dentín.
- Umožňuje presné, bezproblémové dávkovanie.
- Tmavo zelená farba je ideálna pre prácu v blízkosti drene.



Intro kit- 4x 1,2 ml + 20 kanýľ obj. č. 500233	104,40 €**	116 €
Refill - 4x 1,2 ml obj. č. 500234	79,20 €**	88 €
Econo refill - 20x 1,2 ml obj. č. 501805	291,60 €**	324 €

UniCore™ čapy

- Farebné značenie pre ľahké odlišenie veľkosti.
- Mikroporézny povrch zaisťuje mikromechanickú retenciu.
- Nevyžaduje žiadne chemické ošetrovanie/kondicionovanie pred použitím.
- RTG-kontrastné podľa najvyšších noriem ISO.
- Priesvitný čap prenáša svetlo v celej hĺbke preparácie.
- Konicita zodpovedá prirodzenej anatómii zuba.
- Možno ho dobre odstrániť, pokiaľ je nutné opakované endodontické ošetrovanie.

Balenie – po 5 ks:

- Čapy veľkosti 0 (apikálny priemer 0,6mm)
- Čapy veľkosti 1 (apikálny priemer 0,8mm)
- Čapy veľkosti 2 (apikálny priemer 1 mm)
- Čapy veľkosti 3 (apikálny priemer 1,2mm)
- Čapy veľkosti 4 (apikálny priemer 1,5mm)

čapy veľkosť 0 - 5 ks obj. č. 507135	73,80 €**	82 €
čapy veľkosť 1 - 5 ks obj. č. 507125	73,80 €**	82 €
čapy veľkosť 2 - 5 ks obj. č. 507126	73,80 €**	82 €
čapy veľkosť 3 - 5 ks obj. č. 507127	73,80 €**	82 €
čapy veľkosť 4 - 5 ks obj. č. 507128	73,80 €**	82 €



BIELIENIE NEVITÁLNYCH ZUBOV TECHNIKOU WALKING BLEACH

Opalescence™ Endo

- Viskózný lepkavý gél s 35% peroxidu vodíka so zaručenou koncentráciou, nesteká.
- Technika „walking bleach“ na 3–5 dní.
- Pohodlne aplikujete zo striekačky do dreňovej dutiny zuba, ľahko sa odstráni.
- Rýchle výsledky s väčšou trvanlivosťou vybieleného odtieňa.
- **Pozor: iba na bielenie nevitálnych zubov**



Endo kit | obj. č. 501270 | **126,90 €**** **141 €**

Endo refill - 2x 1,2 ml | obj. č. 501323 | **120,60 €**** **134 €**


TIP

Na dočasné uzavretie kavity použite dočasný karboxylátový cement bez eugenolu UltraTemp Regular (kompatibilný s peroxidom vodíka) alebo provizórnu svetlom polymerizovateľnú živicu J-Temp s peroxidom vodíka

POLYKARBOXYLÁTOVÝ CEMENT BEZ EUGENOLU PRE PROVIZORNE FIXÁCIE / VYPLNE

UltraTemp™

- Pre **krátkodobé** provizórne fixácie (korunky, inlaye): **1-2 týždne**.
- Dočasné zatvorenie kavity.
- **Dočasné uzavretie kavity pri endo bielení do dutiny zuba.**
- **Hydrofilný** - nespôsobuje citlivosť.
- **Bez eugenolu**, šetrný k pulpe - nedráždi.
- Výborne tesní - bráni prieniku baktérií.
- Pracovný čas: 2-3 min.
- Ľahko ho odstránite.



1x 5 ml + 20 kanýl | obj. č. 505916 | **97,20 €****

108 €

PROVIZÓRNY HYDROFILNÝ CEMENT BEZ EUGENOLU NA ŽIVICOVEJ BÁZE

UltraTemp™ REZ II

- Na fixáciu provizórnych náhrad, ak je požadovaná dlhšia retencia (2–4 týždne).
- RTG kontrastné.
- Fluorescenčné-dobre viditeľný pod UV svetlom.
- Výborne tesní.
- Odoláva žuvacím silám a slinám (protetika dobre drží).
- Zloženie bez eugenolu nebude narušovať vážobnú silu.
- Doba tuhnutia 1 až 2 minúty.
- **Nevhodný v kombinácii s peroxidovými prípravkami!**



UltraTemp REZ II Fast Set Kit | obj. č. 506061 | **97,20 €****

108 €

PROVIZORNÁ SVETLOM TUHNÚCA ŽIVICA

J-Temp™

- Rádiopáka, svetlom tuhnúca, zatekáva provizórna živica na metakrylátovej báze.

KLINICKÉ INDIKÁCIE: 4 V 1



Dočasné výplne (endodontické, inlaye / onlaye, dostavba hrboľčekov, bielenie walking bleach).



Doplnenie zubnej štruktúry na upevnenie kofferdamovej spony a ako bariéry proti endodontickým irigantom.



Dlahovanie medzi viacerými kapkami implantátu, pri odtlačoch na zamedzenie deformácií odtlačkovacieho materiálu.



Frontálne zhryzy a dočasné zhryzové valy počas ortodontickej liečby, dočasné oklúzne dostavby v ortodoncii.



kit 4x 1,2 ml + 20 kanýl
obj. č. 504897 | **48,60 €**** **54 €**

ZDRAVOTNÍCKE BIENIE S KARBAMIDOM PEROXIDU DO ČAKÁRNE

Opalescence™ Quick PF 45 %

- 45% gél karbamid peroxidu
- obsahuje PF (dusičnan draselný a fluorid) ku zníženiu citlivosti pri a po bielení
- obsahuje 20% vody, bráni dehydratácii
- pH 6,9 nedemineralizuje sklovinu
- na intenzívne ošetrovanie vnútorných zmien sfarbenia
- aplikácia na 30 minút, výsledky už po 1. aplikácii
- **Na účinnejšie bielenie závažnejších diskolorácií zubov. Je nutné zhotoviť individuálny bieliaci nosič.**
- **Iba na indikáciu zubného lekára!**
- **Certifikát CE platný do 2028.**



4x 1,2 ml | obj. č. 505346 | **63 €**** **70 €**

20x 1,2 ml | obj. č. 505348 | **259,20 €**** **288 €**



Pred bielením (nedostatočný vývoj dentínu).



Po 4 aplikáciách Opalescence Quick (bieliaci gél s 45% karbamid peroxidu = cca 15% peroxidu vodíka).



CHCETE PORADIŤ S PRODUKTMI ULTRADENT?

Kontaktujte našu produktovú špecialistku,
Ing. Janu Smilkovú
+420 777 779 705, jsmilkova@hufa.cz

ULTRADENT v Hu-Fa
ÚSMEVOCH VÝHODNEJŠIE!

****Vždy získate minimálne ZĽAVU 10% pri nákupe aspoň troch výrobkov**

30 - 35 % PASTA HYDROXIDU VÁPENATÉHO
UltraCal™ XS

- Možno dávkovať kanylou NaviTip 29ga - doporučené.
- Vysoké pH 12,5.
- Lieči infikované kanáliky, podporuje hojenie kosti.
- Použite vždy, keď nemôžete kanálik vysušiť (mokvanie, krvácanie).

Balenie:

- 4x 1,2ml striekačka, 20x kanyla NaviTip - sortiment
- 20x 1,2ml striekačka


TIP

Upchala sa Vám niekedy kanyla NaviTip 29ga UltraCal XS? Pred použitím UltraCal XS prepláchnite kanylu roztokom hypochloridu sodného alebo chloryhexidínu. Problém týmto vyriešite.

mini kit: 2x 1,2 ml + NaviTip kanyly
obj. č. 501024 | **34,20 €****

38 €

kit | obj. č. 505144 | **102,60 €****

114 €

refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 505145 | **56,70 €****

63 €

refill - 20x - 1,2 ml | obj. č. 505149 | **193,50 €****

215 €
ROZTOK KYSELINY CITRÓNOVEJ NA ČISTENIE A KONDICIOVANIE KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV
Citric Acid™ 20%

- Rozpúšťa a odstraňuje hydroxid vápenatý a smear layer.
- Otvára dentínové tubuly a lubrikuje


TIP

Aplikujte pomocou kanyly NaviTip FX zo striekačky Ultradent 1,2 ml.

30 ml | obj. č. 500329 | **54,90 €****

61 €
KOMPOZIT NA UTEŠNENIE A LAHKÚ INDIKÁCIU VSTUPU DO ENDODONTICKY OŠETRENÝCH KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV
PermaFlo™ Purple

- Flow kompozit fialovej farby.
- Na zapečatenie a identifikáciu endodonticky ošetrovaných kanálikov alebo dna pulpy.
- Bráni mikropriesakom.
- **Nepresvitá cez výplne**



Purple - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 500962 | **92,70 €****

103 €
SEALER KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV
EndoREZ™

- Hydrofilný self-priming živcový sealer koreňových kanálikov (UDMA).
- Biokompatibilný.
- 3D plnenie, dôkladné utesnenie.
- Zatekavý do apikálnej tretiny aj do tubulov - aplikácia kanylou.
- RTG kontrastný.



EndoREZ preniká hlboko do dentínových tubulov a vďaka obsahu nanočastíc sa adaptuje do stien kanálika.

Predvídateľný výsledok, dobre kontrolovateľný na rtg snímku, umožňuje opätovné ošetrovanie aj vloženie koreňového čapu.



Plnenie kanálikov pomocou kanyly NaviTip.



5 ml + 20x miešacia kanyla | obj. č. 505900 | **183,60 €****

204 €
DUÁLNE TUHNÚCA KOMPOZITNÁ FIXAČNÁ A DOSTAVBOVÁ ŽIVICA
PermaFlo™ DC®

- Viacnásobné použitie vrátane cementácie čapu, dostavby jadra a fixácia protetiky.
- Najmenšia hrúbka filmu 8 µm.
- Odolný proti oteru.
- Maximálna pevnosť.
- RTG-kontrastný.
- Nízke polymerizačné zmrštenie.
- Zmiešanie v miešacej kanyle.
- Pracovný čas 2,5 minúty, doba chemického tuhnutia 5–8 minút.
- Kompatibilný s technikou totálneho leptania aj samoleptania.
- Odtiene: A2, A3.5, Translucent a Opákná biela.



refill - 12 g + 40 kanyl | obj. č. 505913 | **114,30 €****

127 €
VIAC MOŽNOSTÍ

Zlýhanie nie je ani jednou z nich



Cementácia
čapu



Dostavba
jadra



Fixácia

SEKČNÝ MATRICOVÝ SYSTÉM

Halo™

Nitinolové krúžky

- Super-elastická zliatina niklu a titánu vydrží viac ako 1000 použití.
- Obrysy krúžkov s výstupkami bezpečne držia matricový pásik v prirodzenom anatomickom tvare.
- Prevedenie dovoľuje použitie pri výplniach MOD a iných dostavieb II. tr.

Matricové pásiky

- Anatomicky tvarované na dosiahnutie ideálneho bodu kontaktu.
- Zakrivenie okrajovej línie redukuje nutnosť dokončovacích operačných postupov.
- Hrúbka 0,038 mm originál a pevné 0,051 mm, nelepivé.

Klínky

- Stlačiteľný stred umožní anatomické prispôsobenie matrice.
- Jednoduché zavedenie klínku, v prípade potreby je možné použiť niekoľko klínkov naraz.
- Farebné značenie uľahčuje rozpoznanie veľkosti klínkov.

Karuselový zásobník:

- Prehľadný a šetrí čas.
- Ľahko sa dezinfikuje dezinfekciou na povrchy.

Balenie:

- **504831–HALO Originál Kit s nástrojmi:** 2 x– universal krúžky, 5x 25 originál matrica: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 3x 25 klínkov (veľké, stredné, malé), 1 – kliešte, 1 – pinzeta, 1x Halo otočný zásobník

- **504832–HALO Originál Kit bez nástrojov:** 2 x– universal krúžky, 5x 25 originál matrica: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 3x 25 klínkov (veľké, stredné, malé), 1x Halo otočný zásobník
- **504833–HALO Firm nelepivý bez nástrojov:** 2x Univerzálné krúžky, 5x 20 ks pevných nelepivých matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 20 ks klínkov - malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník
- **504834–HALO Firm bez nástrojov:** 2x Univerzálné krúžky, 5x 25 ks pevných matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 25 ks klínkov - malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník
- **504835–HALO Original Minikit bez nástrojov:** 2x Univerzálné krúžky, 4x 5 ks originál matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 5 ks klínkov - malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník

Halo™ SYSTÉM SEKČNÝCH MATRIC



Originál Kit s nástrojmi obj. č. 504831 584,10 €**	649 €
HALO Firm bez nástrojov obj. č. 504834 395,10 €**	439 €
Original Minikit bez nástrojov obj. č. 504835 254,70 €**	283 €
Originál Kit bez nástrojov obj. č. 504832 395,10 €**	439 €
Firm kit, nelepivý bez nástrojov 439 € obj. č. 504833 395,10 €**	243,60 €**

RETRAKTOR ÚST, PIER A JAZYKA

Umbrella™

- Prirodzene a jemne pomáha držať ústa pacienta otvorené bez vyťahovania či roztahovania pier a namáhania TMJ.
- Chránič jazyka udržuje jazyk pohodlne opretý mimo pracovnú oblasť.
- Anatomické opierky dovoľujú lekárovi pracovať v ústach pacienta s maximálnou viditeľnosťou a komfortom pre pacienta.
- Umožňuje výborne odsávať počas výkonu, neprekáža v pracovnom poli.
- Nevyvoláva dáviaci reflex u pacientov.
- Pri kontrole zhryzu / odtlačkovaní môže zostať v ústach.

Ako zvoliť veľkosť Umbrelly?

- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 2-3, zvolte Umbrellu Medium.
- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 4-6, zvolte Umbrellu Large.
- Ak si nie ste veľkosťou istí, zvolte Umbrellu Large.



Skontrolujte, či jazyk pacienta pohodlne leží za chráničom, čo zaisťuje ľahký prístup.



Nedávajte chránič jazyka na hornú stranu jazyka pacienta.

Stredný roztvárač Umbrella, 40 ks obj. č. 505162 122,40 €**	136 €
Stredný roztvárač Umbrella, 20 ks obj. č. 504871 64,80 €**	72 €
Stredný roztvárač Umbrella, 5 ks obj. č. 504870 18 €**	20 €
Veľký roztvárač Umbrella, 40 ks obj. č. 505258 122,40 €**	136 €
Veľký roztvárač Umbrella, 20 ks obj. č. 505257 64,80 €**	72 €
Veľký roztvárač Umbrella, 5 ks obj. č. 505256 18 €**	20 €



TIP

Bezpečný pri
ordinačnom
bielení, neskľazava,
neprekáža.

**CHCETE PORADIť S PRODUKTMI
ULTRADENT?**

* Ponuka platí do vypredania zásob.

Kontaktujte našu produktovú špecialistku,
Ing. Janu Smilkovú
+420 777 779 705, jsmlkova@hufa.cz

ULTRADENT v HŮ-Fa
ÚSMEVOCH VÝHODNEJŠIE!

**Vždy získate minimálne
ZĽAVU 10%
pri nákupe aspoň troch výrobkov

IZOLÁCIA PRI DENTÁLNYCH VÝKONCH
DermaDam™

- Kofferdam na izoláciu, nepudrovaný, vysoko odolný proti pretrhnutiu.
- DermaDam medium 0,20 mm 15 x 15 cm, 36 ks.
- DermaDam heavy 0,25 mm 15 x 15 cm, 36 ks.


 medium - 36 ks | obj. č. 500311 | **58,50 €****
65 €

 heavy - 36 ks | obj. č. 500314 | **69,30 €****
77 €
TESNENIE A TMEL POD KOFFERDAM
OraSeal™

- Efektívne prilne k vlhkému kofferdamu, tkanivám, zubom a kovu.
- Prilne aj pod vodou a slinami – oprava pretrhnutého kofferdamu pri ošetrovaní.
- Chráni pred kontaktom gingívy/orálneho tkaniva s chemikáliami (peroxid vodíka, kyselina fluorovodíková a iné).


 OraSeal kit | obj. č. 500352 | **61,20 €****
68 €

 OraSeal tesnenie refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500351 | **49,50 €****
55 €

 OraSeal tmel refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500353 | **49,50 €****
55 €
Ultradent™ Luer Vacuum Adapter + Capillary Tips

- Odsatie irigantov a debritu.
- Rýchlo a účinne odsaje iriganty a debritu.
- Šetrí čas a znižuje spotrebu papierových čapov.
- Optimálna s Capillary Tips – kónickými, pružnými kanylami, s ktorými sa dostanete hlboko do kanálika.
- Capillary Tips v priemeroch 0,014" (0,35 mm - fialová) a 0,019" (0,48 mm - zelená).


 Luer adaptér - 10 ks | obj. č. 500230 | **36,90 €****
41 €

 Capillary tips 0,35 mm - 20 ks | obj. č. 500341 | **27,90 €****
31 €

 Capillary tips 0,35 mm - 50 ks | obj. č. 503099 | **58,50 €****
65 €
Kanyly Endo Eze™

- Jednorazové ohybné endodontické kanyly pre endodontické výkony (fixácia čapu a dostavby jadra, odsávanie vzduchu/vody z kanálika).
- Pružná, pevná ihla sa ľahko ohne.
- Dĺžka: 19 mm.

Balenie:

- 5034xx: 18ga, 19ga, 20ga alebo 22ga, balené po 20
- 5014xx: 18ga, 19ga, 20ga alebo 22ga, balené po 100 ks


 Endo-Eze kanyly - 20 ks | | obj. č. 500345 | **22,50 €****
25 €

 Endo-Eze kanyly - 100 ks | obj. č. 501430 | **93,60 €****
104 €
VÝPLACHOVÁ KANYLA NA ENDODONTICKÉ OŠETRENIE
Endo-Eze Irrigator 27G

- Ohybná kanyla s unikátnym zakončením.
- Zaisťuje ideálny dosah a súčasne znižuje riziko vytlačenia chemikálií ku stene kanálika, znižuje tlak pôsobiaci priamo na apex.
- Dĺžka 25 mm. Balenie po 20 ks.
- Pozn. Kanyly sú **NESTERILNÉ!**


 Endo-Eze Irrigator 27G - 20 ks | obj. č. 500207 | **24,30 €****
27 €

JEDINÝ, skutočný a pôvodný ORIGINAL

- neuveriteľne flexibilný
- tkané pomocou patentovanej krížovej (zámok-steh) väzby
- super jednoduché použitie
- výnimočné výsledky

Ribbond je dlahovacia páska vyrobená z rovnakých, vysoko pevných polyetylénových vlákien používaných na výrobu nepriestrelných viest.



Klinický prípad /Dr. E.T.Carlson Ribbond mostík počas jednej návštevy



Použitie Ribbond pre vytvorenie mostíka



Hotový Ribbond mostík

Ribbond THM Hrúbka: 0,18 mm, dostupný v troch šírkach - 2 mm, 3 mm a 4 mm.
Starter kit | obj. kód: 588030

3 × 22 cm vlákien o šírkach 2, 3 a 4 mm,
Ribbond nožnice a mäkkú cínovú fóliu na meranie v ústach
(68 cm vystačí na cca. 20 dláh očný zub-očný zub).

291,80 € 343,10 €

Mini kit | obj. kód: 588031

1 × 22 cm vlákna šírka 3 mm,
Ribbond nožnice a mäkkú cínovú fóliu na meranie v ústach.

157,10 € 184,50 €

Refill kit

3 × 22 cm vlákna v jednej šírke. (šírky 2, 3 alebo 4 mm)

232,10 € 273,00 €



Najviac zrejmy rozdiel medzi Ribbond a inými vláknovými výstužami je jeho ovládateľnosť. Ribbond nemá prakticky žiadnu pamäť a nestapká sa, keď je prispôbovaný na zuby.

Viac informácií o produkte:

Enzymatická exkavácia infikovaného kariézneho dentínu

BRIX3000®



Enzymatická exkavácia infikovaného kariézneho dentínu s **BRIX3000®**

- navrhnutý špeciálne pre atraumatické a bezbolestné odstraňovanie zubného kazu z dentínu
- neinvazívny produkt na vodnej báze, ktorého hlavnou zložkou je enzým PAPAIN

Je to také ľahké!

Po aplikácii do kavity sa gél nechá pôsobiť 2 minúty, počas tejto doby sa spustí proteolýza na devitalizovanom dentíne, ktorá ho zmäkčí. Zmäknutý kariézny dentín sa odstráni jemným kyvadlovým pohybom neostrým exkavátorom.

Prečo používať enzymatický gél **BRIX3000®** vo vašej ordinácii?

- úspešne odstraňuje infikovaný dentín bez toho, aby zasiahol zdravý dentín v kariéznej lézii
- funguje úplne v súlade s modernou koncepciou minimálne invazívnej stomatológie
- bez bolesti, prehriatia, vibrácií, hluku pri vŕtaní a zároveň biologické a šetrné pôsobenie na zubnú dreň
- antibakteriálne vlastnosti gélu umožňujú prevenciu sekundárnych recidivujúcich a mnohopočetných kariéznych lézií

Viac sa dozviete v odbornom článku na tému **Chemicko-mechanické odstránenie infikovaného dentínu pri liečbe zubného kazu**, ktorý vyšiel v časopise **Stomateam č. 1/2023**, načítajte si QR kód.

obj. kód: 530383 3 ml **74,60 €** 84,40 €



bit.ly/BrixST2301

Ten správny partner pre Váš koreňový nástroj

X-Smart® Pro+

Endodontický motor s integrovaným apexlokátorom

X-Smart Pro+ umožňuje rozsah krútiaceho momentu až 7,5 N·cm a rozsah rýchlostí 3 000 ot./min. Špeciálne navrhnutý pre použitie s endodontickými systémami nástrojov Dentsply Sirona v režime reciprokácie aj kontinuálnej rotácie.

Integrovaný apexlokátor zaisťuje presnosť pri dosiahnutí apexu. X-Smart Pro+ disponuje s kolienkovým násadcom s integrovaným 10-lm LED svetlom, autoklárovateľným plášťom, dotykovým rozhraním umožňujúcim ľahký prístup k nastaveniam pre zvolené nástroje a aktualizovateľným firmware-om.

Viac informácií nájdete na: www.dentsplysirona.com/Xsmart

Neo Spectra ST Flow

- Zatekavý výplňový materiál.
- Dostupné odtiene:
 - A1** (zodpovedá A1, B1, C1),
 - A2** (pre A2, B2, D2),
 - A3** (pre A3, C2, D3, D4),
 - A3.5** (pre A3.5, B3, B4, C3),
 - A4** (pre A4, C4),
 - BW** (pre bielené zuby),
 - D1** (opákný dentín),
 - D3** (opákný dentín)
 - a **E1** (translucentná sklovina).

ZADARMO

3 + 1 odtieň
A2 zadarmo



ST Flow striekačky, 2x 1,8 g | obj. č. 52408A1

53 €

Neo Spectra ST Flow úvodné balenie - kompule | obj. č. 52409KIK

133 €

Neo Spectra ST

- Univerzálny výplňový materiál.
- Dostupné odtiene: **A1** (zodpovedá A1, B1, C1), **A2** (pre A2, B2, D2), **A3** (pre A3, C2, D3, D4), **A3.5** (pre A3.5, B3, B4, C3), **A4** (pre A4, C4), **BW** (pre bielené zuby), **D1** (opákný dentín), **D3** (opákný dentín) a **E1** (translucentná sklovina).

ZADARMO

3 + 1 odtieň
A2 zadarmo



LV / HV / Effects striekačka, 3 g | obj. č. 52406A1

53 €

LV / HV / Effects kompule, 16x 0,25 g | obj. č. 52403A1

57 €

Flexibilita a žiarivý lesk

Enhance Flex

- Enhance® Flex spája jednoduchosť a prispôsobivosť.
- Vďaka jedinečnému univerzálnemu tvaru dosahuje vynikajúce leštiace výsledky na všetkých povrchoch – frontálnych aj distálnych – zakaždým.
- **Adaptívna lamelová konštrukcia**
- Špeciálne zaoblené pružné lamely sa dokonale prispôbia prirodzenej morfológii akéhokoľvek zubného povrchu bez toho, aby narušili jeho štruktúru. Pre všetky kompozitné výplne vám postačí jediný tvar.
- **Výnimočná životnosť**
- Enhance® Flex je možné znovu použiť a sterilizovať až **10x**, čo prináša výrazné

úspory nákladov a znižuje produkciu odpadu – bez kompromisov v kvalite práce.

- **Vynikajúce leštiace výsledky**
- Zaisťuje prirodzené vyzerajúcu estetiku, ktorá zvyšuje spokojnosť pacienta. Intuitívne použitie zjednodušuje pracovný postup a prináša konzistentne špičkové výsledky.
- **Univerzálna kompatibilita**
- Vhodné pre **všetky kompozitné materiály**. Konštrukcia je navrhnutá tak, aby zachovala integritu zubnej štruktúry a zároveň poskytla dlhotrvajúci, vysoko lesklý povrch.

Intro Kit 6ks | obj. č. 5650044

77 €

Finishing Kit 6ks | obj. č. 5650045

80 €

Polishing Kit 6ks | obj. č. 5650046

80 €

AKCIA

3 + 1
pre Intro kit



SDR Plus

- Zatekavý materiál typu bulk-fil.
- Odtiene: Universal, A1, A2 a A3.

ZADARMO

3 + 1
Zadarmo odtieň
Universal



15x 0,25 g | obj. č. 527404A2

61 €

Aquasil Ultra+

- A-silikónový materiál s vynikajúcimi hydrofilnými vlastnosťami.
- Výborná rozmerová presnosť a stabilita s vysokou odolnosťou voči roztrhnutiu a trvalej deformácii.
- Vhodný pre všetky odtlačkové techniky a indikácie.
- K dispozícii vo forme tmelu pre ručné (Soft Putty/Putty) a strojové miešanie (Soft Putty).
- Krémy k dispozícii v dvoch viskozitách LV a XLV a v dvoch rýchlostiach tuhnutia (štandardné a rýchle).



2x 250 ml Soft Putty + LV 50 ml | obj. č. 5200624

137 €

2x 250 ml Soft Putty | obj. č. 520061

96 €

Palodent V3 matrice

- Systém sekčných matric na zhotovovanie anatomicky prirodzených výplní kavit II. triedy.
- Poskytuje predvídateľné a tesné body kontaktu, tesný krčkový uzáver, zjednodušujú dokončovanie a minimalizujú leštenie.
- **Päť veľkostí matric:** 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm

ZADARMO

Pri nákupe 4 balení
Palodent V3 matric (50 ks)
dostanete 1 balenie

Palodent V3
krúžok zadarmo.



matrice, 50 ks | obj. č. 5801156

69 €

Kerr™

Nájdí svoj Zen so ZenFlexom



Maximálna sila. Minimálna invazivita.



Vysoká rezná účinnosť

Vysoká rezná účinnosť. Trojuholníkový profil a špeciálna tepelná úprava zabezpečujú hladké a efektívne opracovanie koreňových kanálikov – aj tých najviac zakrivených.



Minimálna invazivita

Vďaka maximálnemu priemeru 1 mm a neaktívnemu hrotu minimalizuje transportáciu kanálika a zachováva štruktúru zuba.



Kombinácia pevnosti a flexibility.

Odoláva torznému namáhaniu a cyklickej únave, pričom si nástroj zachováva kontrolovanú pamäť a flexibilitu až do zakrivenia 90°.

ZenFlex™ Technická karta



Predstavujeme ZenFlex Gutta Percha Points

Jednoduché a praktické riešenie navrhnuté tak, aby zodpovedalo veľkostiam hrotov a tvarom kanálikov pripravených nástrojmi ZenFlex NiTi. Zabezpečuje hladkú aplikáciu bez latexu naprieč širokým rozsahom hĺbok koreňových kanálikov.

SpofaDental a.s. | Markova 238 | 506 01 Jičín | www.kerrdental.com | infoczsk@kerrdental.com @KerrDentCZSK

©2026 Kerr Corporation. Všetky ochranné známky vzťahujúce sa na Kerr a výrobky Kerr sú majetkom spoločnosti Kerr Corporation. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva vyhradené.

Vertise Flow

- Samoadhezívny flow kompozitný materiál pre malé výplne I. a II. triedy, liner, pečatenie fisúr a opravy keramiky.
- **Dostupné odtiene:** A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UO, XL a T.

ZĽAVA
29%

 refill - 2x 2 g | **110,90 €** | obj. č. 5261A1

79 €*

MaxCem Elite

- Dvojzložkový, samoleptací, duálne tuhnúci kompozitný fixačný cement typu pasta-pasta v duálnej striekačke.
- Na fixáciu keramických, kompozitných a kovových náhrad.
- **Odtiene:** biely, opákný, číry a žltý.

ZĽAVA
29%

 refill - 2x 5 g | **151 €** | obj. č. 53006B

107,60 €*

Optibond FL

- Adhezívny systém pre dentín/sklovinu, funguje ako adhezívum a liner v jednom.
- Zo 48 % plnený sklom pre silnú chemickú aj štruktúrálnu väzbu.
- Jednoduché použitie; žiadne miešanie a len jedna svetelná polymerizácia.

ZĽAVA
24%

 Adhesive - 8 ml | **110,90 €** | obj. č. 5303024

84,40 €*

 Primer - 8 ml | **110,90 €** | obj. č. 5303023

84,40 €*

OptiShade

- Kompozitný výplňový materiál.
- **Dostupné odtiene:**
- light - zodpovedá: A1, B1, B2, C1 a D2,
- medium - zodpovedá: A2, A3, C2, D3 a D4,
- dark - zodpovedá: A3.5, A4, B3, B4, C3 a C4,
- bleach white – pre bielené zuby,
- universal opaque.


 striekačka - 4 g | **72,10 €** | obj. č. 5263111

51,40 €*

 kompule - 10 ks | **57,60 €** | obj. č. 5263119

41,10 €*

 kompule - 20 ks | **86,50 €** | obj. č. 5263116

61,60 €*

FibreKleer 4x Tapered

- Kompozitné čapy zo sklených vlákien.
- Kónické, vo veľkostiach: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm.

ZĽAVA
15%

 refill, 10 ks | **38,60 €** | obj. č. 104381

33 €*

ZenFlex

- NiTi Rotačný tvarovací nástroj. Maximálna sila. Minimálne invazívny.
- Anatómia koreňového kanálika každého pacienta je jedinečná.
- So systémom ZenFlex budete mať k dispozícii efektívitu rezania a správnu rovnováhu medzi silou a flexibilitou, ktorú potrebujete na to, aby ste sa mohli prispôsobiť širokému spektru zakrivenia aj v tých najzložitejších anatóniách koreňových kanálikov.


ZĽAVA
26%

 ZenFlex nástroje, 6 ks | **67,30 €** | obj. č. 5711625

49,90 €*

TheraCal LC®

LINER A PREKRYTIE PULPY. THERA SPÔSOB.

TheraCal LC je svetlom tuhnúci, živcou modifikovaný kalciumsilikátový podložkový materiál, určený na použitie pri priamom a nepriamom krytí pulpy, ako ochranná vložka pod kompozity, amalgámy, cementy a ďalšie výplňové materiály. Možno ju použiť ako náhradu za hydroxid vápenatý, skloionomér, RMGI, IRM/ZOE a ďalšie materiály.

TheraCal LC funguje ako izolátor/bariéra a ochrana pulpy.

Aplikácia prípravku TheraCal LC priamo zo striekačky ponúka kontrolované a presné umiestnenie vo všetkých hlbokých kavitách. S prípravkom TheraCal LC sa ľahko manipuluje bez toho, aby dochádzalo k jeho stekaniu alebo rozbitiu, a jeho schopnosť polymerizovať svetlom umožňuje okamžité umiestnenie definitívneho výplňového materiálu.

Tekutý apatit na dosah ruky

Ochranný liner: TheraCal LC je možné použiť ako liner pod výplňové materiály, cementy alebo iné výplňové materiály.

Prípravok na prekrytie pulpy: TheraCal LC je možné po dosiahnutí hemostázy umiestniť priamo na pulpálne expozície. Je indikovaný pre všetky pulpálne expozície, vrátane kariéznych, mechanických alebo spôsobených traumou.

Vedeli ste, že?

Patentované hydrofilné zloženie prípravku TheraCal LC sa skladá z častíc trikalcium silikátu v hydrofilnom monomére, ktorý zaisťuje významné uvoľňovanie vápnika, vďaka čomu je jedinečne stabilný a trvanlivý ako liner aj na prekrytie exponovanej pulpy.



Výhody produktu Thera

Uvoľňovanie vápnika stimuluje tvorbu hydroxyapatitu a sekundárneho dentínového mostíka



Výrazné uvoľňovanie vápnika vedie k ochrannému tesneniu



Alkalické pH 10-11 podporuje hojenie, vitalitu pulpy a tvorbu apatitu



Vytvára ochrannú bariéru, ktorá izoluje pulpu, čo vedie k tomu, že po ošetrení prakticky nevzniká citlivosť



Toleruje vlhkosť, neresorbuje a je RTG kontrastný

Rýchle tipy k prípravku TheraCal LC

Aplikujte na viditeľne vlhký dentín.



Aplikujte vo vrstvách <1 mm.



Polymerizujte svetlom po dobu 20 sekúnd.



530189 TheraCal LC 1 g + 15 kanyl

43,10 € 48,00 €

530188 TheraCal LC set 4x 1 g + 50 kanyl

135,00 € 150,80 €

Jedna injekčná striekačka s 1 g prípravku TheraCal LC vystačí na cca 15 aplikácií.



Zoznámte sa s Rodinou Thera

Jedinečné materiály, ktoré riešia problémy a vyhovujú potrebám každého zubného lekára. Oceňovaný rad výrobkov, ktorý lekárom zjednodušuje postupy a zároveň poskytuje veľkú výhodu - uvoľňovanie vápnika.



- TheraCal LC®** - materiál na uzatváranie pulpy a liner
TheraCal PT® - materiál na ošetrovanie pulpotómie
TheraBase® CA - samoadhezívna báza / podložka uvoľňujúca vápnik

Therapeutické vlastnosti



RADIOOPÁKNE

Jednoduchá identifikácia na röntgenových snímkach.



ALKALICKÉ PH

Podporuje hojenie, vitalitu pulpy a tvorbu apatitu.



ODOLNÝ VOČI VLHKOSTI

Nízka rozpustnosť vo vode a časom sa nevymýva.



UVOĽŇOVANIE VÁPNIKA

Uľahčené unikátnym hydrofilným zložením.



NIE JE NUTNÉ RUČNÉ MIEŠANIE

Jednoduché a priame dávkovanie priamo zo striekačky.

TheraBase® CA

ZĽAVA
45%

Samoadhezívna báza / podložka uvoľňujúca a dobíjajúca ióny vápnika.

- Obsahuje adhéziu podporujúcu monomér MDP, ktorý zaisťuje spoľahlivú a optimálnu väzbu k dentínu.
- V porovnaní so skloionomérmi a živcou modifikovanými skloionomérmi má TheraBase CA väčšiu pevnosť v tlaku, čo zaisťuje pevnejší základ pre priame kompozitné výplne.
- Samoadhezívna, nie je nutné používať žiadne adhezíva.
- Duálne tuhnúca, polymerizuje aj v hlbokých kavitách, kam svetlo nedosiahne.

530061 - TheraBase Ca 8 g + 15 kanýl a špičiek
93,40 €* 169,90 € *exp. 08/2026
(len do vypredania zásob)



TIP:

8 g striekačka TheraBase vystačí až pre 29 aplikácií ako báza.

TheraCal PT®

Biokompatibilná živica na ošetrovanie obnaženej pulpy a tiež pri čiastočnom alebo úplnom odstránení koronárnej pulpy.

- Primárne je určená na ošetrovanie pulpotómie.
- Možno ju použiť aj ako prostriedok na uzáver pulpy a ochrannú podložku.
- Biokompatibilný, živcou modifikovaný kalcium silikátový materiál.
- Umožňuje kompletne dokončenie výplne počas 1 návštevy ordinácie s rýchlou dobou spracovania a tuhnutia.
- Aplikácia striekačkou Automix - nikdy nie je nutné ručné miešanie.
- Unikátna hydrofilná matrica uľahčuje uvoľňovanie vápnika.

530065 - TheraCal PT 4 g + 15 kanýl
100,10 € 111,00 €



TIP:

Striekačku TheraCal PT s hmotnosťou 4 g možno použiť až pre 15 pulpotómií.

CORE-FLO™ DC

Duálne tuhnúci tekutý materiál pre stavbu jadra a náhradu dentínu

Univerzálny duálne tuhnúci materiál dávkovaný pomocou aplikačnej pištole v pomere 1:1. Je ideálny na dostavbu jadra, cementovanie koreňových čapov a náhradu dentínu. Core-Flo DC je RTG kontrastný a je k dispozícii v dvoch estetických odtieňoch: Natural/A1 a Opaque White, aby spĺňal všetky vaše požiadavky na priame aj nepriame náhrady.

520307x - 8 g + kanyly **69,40 €** 77,30 €



CORE-FLO DC

CORE-FLO™ DC LITE

Samonivelačný duálne tuhnúci materiál na dostavbu jadra

Duálne tuhnúci materiál, ktorý sa dávkuje a aplikuje z duálnej striekačky pomocou miešacej kanyly. Optimálna samonivelačná viskozita materiálu Core-Flo DC Lite umožňuje vynikajúcu adaptáciu, ktorej výsledkom sú okraje bez medzier pri nahradzovaní prirodzených zubných štruktúr.

Okrem toho môžete cementovať koreňový čap a dostávať jadro zuba v jednom kroku. Core-Flo DC Lite je k dispozícii v odtieňoch Natural/A1 a Opaque White.

520307Lxx - 8 g + kanyly **69,40 €** 77,30 €



CORE-FLO DC LITE

DIRECTA Calasept®

Calasept Plus

Calasept Plus je pasta na okamžité použitie na báze hydroxidu vápenatého na priame aj nepriame prekrytie pulpy.

- Dodáva sa vo vzduchotesnej striekačke.
- Hladká konzistencia uľahčuje priamu aplikáciu.
- Vhodné pre dočasné koreňové výplne alebo pre priamu aplikáciu na obnaženú pulpu.



Ďalšie informácie
získate naskenovaním
kódu QR pomocou
mobilu



- 30 %

Calasept CHX

Calasept CHX je 2% roztok diglukonátu chlórhexidínu s vynikajúcou antimikrobiálnou aktivitou.

- Vysoko baktericídny.
- Endodontický výplachový prostriedok s vysokou účinnosťou proti *E. faecalis*.
- Vytvára zrazeniny ako s EDTA, tak s NaOCl.



Ďalšie informácie
získate naskenovaním
kódu QR pomocou
mobilu



- 21 %

DIRECTA TrollByte Kimera

Snímkovanie bez stresu a na prvý pokus.

Zabudnite na zdĺhavé nastavovanie a nepodarené snímky. S TrollByte Kimera GC vytvoríte dokonalú snímku na prvý pokus – rýchlo, bezpečne a s maximálnym komfortom pre pacienta.

- Senzory držia pevne, ale šetrne – žiadne pretrhnuté návleky.
- Vždy správna poloha vďaka farebnému značeniu.
- Univerzálna kompatibilita s väčšinou svetových značiek.
- Autoklávovateľné a pripravené na rutinné použitie.
- Endo verzia: ľahké snímkovanie aj s nástrojom a koferdamom.

Výsledok: predvídateľné snímky, menej chýb, viac času pre pacienta.

TrollByte Kimera GC kit	191,90 €	255,80 €
TrollByte Kimera GC Endo kit	231,40 €	308,60 €

**ZĽAVA
25 %**



Pre maximum informácií a videa:
bit.ly/30EWZX0



Calasept Plus

- Hydroxid vápenatý v striekačke s vysokým obsahom kalcia > 41% (pH 12,4),
- Balenie obsahuje 4x 1,5 ml a 20 elastických plastových aplikátorov.

**ZĽAVA
30%**



4x 1,5 ml + 20 aplikátorov
76,90 € | obj. č. 52109100

53,70 €

Flexibilné kanyly 100 ks | **134 €** | obj. č. 52109107 **112,40 €**

Calasept CHX

- 2% chlórhexidín diglukonát s vynikajúcou antimikrobiálnou aktivitou, účinný proti gramnegatívnym aj grampozitívnym baktériám a má vysokú mieru účinnosti proti E faecalis, vo fľaši opatrenej uzáverom luer lock na viečku.

**ZĽAVA
21%**



250 ml | **81,70 €** | obj. č. 52109101

64,60 €

Farebné striekačky

- Farebne označené striekačky pre výplach a iné roztoky.
- Štandardné luer-lock zakončenie.
- Neobsahujú latex.
- Farby: červená, modrá, žltá a biela.
- Objem: 5 ml



striekačky 5 ml - 100 ks | **22,40 €** | obj. č. 5305184 **20,10 €**

EndoMatic

Bezdrôtový endomotor a apexlokátor v jednom pre ešte bezpečnejšie endodontické ošetrovanie.

- Poloha koreňového nástroja je zobrazovaná na displeji.
- Pri priblížení k apexu sa chod endomatora automaticky spomalí a pri dosiahnutí apexu endomotor automaticky zastaví nástroj alebo zapne opačný chod.
- Automatické spustenie pri zasunutí nástroja do kanálika a vypnutie pri jeho vytiahnutí.
- Vďaka širokému rozsahu krútiaceho momentu a voľby rýchlosti je kompatibilný s rôznymi systémami koreňových nástrojov dostupných na trhu.
- Pracuje ako v rotačnom režime, tak recipročnom.
- Automaticky prepína medzi týmito režimami s ohľadom na zaťaženie nástroja.
- Odolný povrch endomatora pre ľahkú údržbu, kolienko môže byť autoklávané.
- Krútiaci moment: 0,4 Ncm - 5,0 Ncm,
- Rýchlosť: 100 ot/min ~ 1 000 ot/min.

592614 EndoMatic motor **894,10 €** 1-016,10-€



Detailné informácie nájdete TU: bit.ly/EndomaticS

Endo Radar Plus

Bezdrôtový endo motor so základňou pre ľahké ovládanie a nabíjanie.

Bezuhlíkový, rýchlosť: 100 - 1 200 ot./min, krútiaci moment: 0,4-5,0 N.cm.

Super malinké endokolienko 6:1 pre ľahký prístup v distálnom úseku.

Možnosť 11 užívateľsky definovaných režimov - naprogramujete si presne podľa požiadaviek výrobcu Vašich koreňových nástrojov. Prednastavených viac ako 30 najrozšírejších systémov koreňových nástrojov. Dlhá výdrž batérie.

Vstavaný apexlokátor na bezpečné a rýchle endodontické ošetrovanie. Zobrazuje polohu nástroja v kanáliku v reálnom čase. Automaticky nástroj zastaví alebo otočí späť, akonáhle nástroj dosiahne apexu, aby sa zabránilo perforácii. Poskytuje tiež funkciu automatického spustenia a zastavenia v prípade, že sa nástroj dostane do/z kanálika.

Obj. kód: 592611 **853,50 €** 975,50-€



Detailné informácie nájdete TU: bit.ly/EndoradarS

Apexlokátor Dpex V

Multifrekvenčný apexlokátor s presnými výsledkami merania aj v znečistenom koreňovom kanáliku.

Jasný LCD displej pre zreteľný obraz a rôzne farby pre prehľadné vykreslenie polohy nástroja v koreňovom kanáliku.

Akustický signál ešte viac uľahčuje orientáciu v kanáliku.

Multifrekvenčná technológia prináša presné meranie za všetkých okolností.

Presné meranie aj v prípade prítomnosti krvi a iného znečistenia.

Meranie nie je ovplyvnené typom zuba.

Automatická kalibrácia.

Autoklávovateľný klip na nástroj, háčik na pery aj sonda.



592606 Woodpecker DTE Apexlokátor Dpex V **324,90 €** 365,60-€

Detailné informácie nájdete TU: bit.ly/DpexVS



BioRoot Flow

- Biokeramický tmel na báze čistého tricalcium fosfátu na koreňové kanáliky v injekčnej striekačke, vďaka ktorému je obturácia jednoduchá a úspešná pri plnení za studena aj za tepla.
- Striekačka pripravená na použitie.
- Optimálna hrúbka a tekutosť.
- Studené a teplé techniky.
- Pracovný čas >60 min.
- Doba tuhnutia 5 - 6 hod.
- Antibakteriálne pH 11,5.
- Vysoké uvoľňovanie vápnika. 1718 mg/l


Striekačka 2 g | **172,10 €** | obj. č. 5303913

138 €

Biodentine

- Bulkfilová biokompatibilná a bioaktívna náhrada dentínu v korunkovej aj koreňovej časti zuba.
- Remineralizuje dentín a má unikátny liečivý vplyv na pulpu.
- Vyniká dlhodobými pečiatkami vlastnosťami bez nutnosti preparovať povrch vďaka prirodzenej mikromechanickej väzbe.
- Zamedzuje opätovnému vzniku kazov v hlbokých kavitách vďaka svojej alkalickému pH 12.


ZĽAVA
27%

15x 0,7 g | **389,60 €** | obj. č. 530387

283,20 €*

Biodentine XP

- Oblúbený bulk-filový biokompatibilný a bioaktívny materiál na náhradu dentínu v korunkovej aj koreňovej časti zuba.

Indikácie:

- v koreni: prekrytie perforácií koreňa a pulpálnej dutiny, vnútorná/vonkajšia resorpcia zuba, apexifikácia,
- v korunke: hlboké/rozsiahle kavity, trvalé dentínové výplne, priame prekrytie pulpy, pulpotómia,
- ošetrovanie klinických chýb: via falsa, perforácia cavum pulpae.
- Schválená možnosť ošetrovania pre ireversibilnú pulpitídu.
- BiodentineXP Starter pack obsahuje: 10 kapsúl veľkosť 200, 10 kapsúl veľkosť 500, kliešte a mixér pre aktiváciu a miešanie kapsúl.


Biodentine XP Starter Pack | **1.147,10 €** | obj. č. 5303875

959 €

Biodentine XP 500, 10 ks | **340,90 €** | obj. č. 5303872

276,10 €

Biodentine XP 200, 10 ks | **292,10 €** | obj. č. 5303871

235,90 €

Endomethasone N

- RTG kontrastná koreňová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametazónu.
- Antiseptický, nedráždivý, nevstrebateľný koreňový výplňový materiál obsahujúci Hydrocortison acetát.
- Nerozpustný v koreňovom kanáliku.
- Rozpustný mimo koreňový kanálik.
- Zabraňuje vzniku bolestivých periapikálnych zápalov.


set | **146,30 €** | obj. č. 530236

118,10 €

prášok - 42 g | **217,10 €** | obj. č. 530235

175,20 €

prášok - 14 g | **111 €** | obj. č. 530237

89,80 €

tekutina - 10 ml | **48,40 €** | obj. č. 530241

39,20 €

Septoject ihly

- Tradičné ihly pre karpulové striekačky alebo intraligamentárnu anestéziu.
- Rozmery: 27G – 21, 25, 35 a 42 mm, 30G – 10, 12, 16, 21 a 25 mm.


Septoject, 100 ks | **23,30 €** | obj. č. 300320

17,80 €
ZĽAVA
24%

Zrkadielko mini endo RX-Y10 s endo mierkou

- **Miniatúrny priemer 10 mm** – umožňuje komfortný prístup do obmedzených a úzkych priestorov
- **Ultračisté optické sklo** – poskytuje krištáľovo čistý obraz bez deformácií
- **Matný povrch zadnej strany** – eliminuje nežiaduce odlesky a zvyšuje komfort práce
- **Nastaviteľný krčok** – umožňuje individuálne nastavenie uhla pohľadu podľa potreby
- **Pne autoklávovateľné** – odolné voči opakovanej sterilizácii pri vysokých teplotách
- **Kvalitné spracovanie** – zaručuje dlhú životnosť optiky aj pri intenzívnom používaní



• Balenie obsahuje 1 kus.

RX-Y10 s endo mierkou | **64,70 €** | obj. č. 5911848

ZĽAVA

10%

58,90 €

Zrkadielko micro chirurgické

- Profesionálne stomatologické mikro zrkadielka Royva RX-UT sú navrhnuté pre precízne mikrochirurgické a endodontické výkony vykonávané pod dentálnym mikroskopom.
- Ultra tenká konštrukcia (len 0,7 mm) v kombinácii s 36-vrstvovým optickým povrchom zaisťuje mimoriadne ostrý, jasný a kontrastný obraz.
- Antireflexná úprava eliminuje oslnenie mikroskopickým svetlom a umožňuje bezpečnú a komfortnú prácu aj v ťažko prístupných oblastiach.
- Ergonomická kovová rukoväť zvyšuje odolnosť a komfort ovládania.



ZĽAVA

10%

RX-UT okrúhle pr. 3 mm | **64,70 €** | obj. č. 5911844

58,90 €

RX-UT okrúhle pr. 5 mm | **64,70 €** | obj. č. 5911845

58,90 €

RX-UT obdĺžnikové 2x7 mm | **64,70 €** | obj. č. 5911846

58,90 €

RX-UT obdĺžnikové 3x9 mm | **64,70 €** | obj. č. 5911847

58,90 €

Endostar gutaperčové čapy (2% 4% a 6%)

- Kalibrované gutaperčové čapy z kvalitnej gutaperči.
- Balenie: 120 ks (2 %) a 60 ks (4 %, 6 %).



Gutaperčové čapy 2%, 120 ks | **7,50 €** | obj. č. 57170214

6 €

Gutaperčové čapy 4 % / 6 %, 60 ks | **9,40 €** | obj. č. 57170414

7,50 €

ZĽAVA

20%

Endostar papierové čapy (2%, 4% a 6%)

- Endostar kalibrované papierové čapy.
- Balenie: 200 ks (2 %) a 100 ks (4 %, 6 %).



Papierové čapy 2%, 200 ks | **6 €** | obj. č. 59160220

4,90 €

Papierové čapy 4% / 6%, 100 ks | **6,80 €** | obj. č. 59160400

5,40 €

Forendo Paste

- Hydroxid vápenatá pasta obsahujúca jodoform a bázu silikónového oleja na liečbu koreňového kanálika.



2,2 g + 20 kanýl | **82,90 €** | obj. č. 531250

70,90 €

Root Canal Sealer

- Rádioopákny, baktériostatický materiál na definitívne plnenie koreňových kanálikov.
- Sada obsahuje: 15 g prášku a 7,5 ml tekutiny.



sada | **100,10 €** | obj. č. 530250

89,60 €

tekutina 7,5 ml | **38,30 €** | obj. č. 530251

34,50 €

Well-Root ST

- Biokeramický sealer na plnenie metódou centrálneho čapu.

Vlastnosti:

- calcium-silikátová pasta pripravená v praktickej striekačke
- práca bez zvyškov, nevyžadujúca miešanie
- vytvrdnutie do 2,5h postupným prijímaním vlhkosti z dentínových tubulov a periapexu, podobne ako u MTA
- vysoká zatekavosť
- časová úspora vďaka jednoduchej odstrániteľnosti prebytkov z cavum pulpae
- vykazuje vysoké pH 12 a viac aj po 7 dňoch



2 g | 119,80 € | obj. č. 530259

112,50 €

Diadent Dia-Root Bio Sealer

- Biokeramický sealer na báze MTA, nezmršťuje sa, vysoké pH 12 pre antibakteriálny účinok.
- Používa sa na definitívne zaplnenie koreňového kanálika a je vhodný pre všetkých techniky s použitím gutaperčových čapov.



Striekačka, 2g | 56,30 € | obj. č. 550225

52,50 €

Adseal plus

- Inovovaný röntgenkontraštný materiál na plnenie koreňových kanálikov na báze epoxidovej živice vo veľmi praktickej striekačke pre jednoduché namiešanie v presnom pomere.
- Vysoká biokompatibilita, kvalitný hermetický uzáver.
- Nezafarbuje zub, nie je rozpustný.
- **Balenie obsahuje:** 13,5 g materiálu v duálnej striekačke, miešaciu podložku, špachtľu, dávkovacie špičky a viečko



13,5 g + príslušenstvo | 34,90 € | obj. č. 530451

30 €

Parcan L

- 3% roztok chlórnanu sodného pripravený na použitie pre účinnú irigáciu koreňových kanálikov, s uzáverom s luer lock.
- Rozpúšťa nekrotické tkanivá.
- Silná oxidačná vlastnosť pre lepšie čistenie kanálikov.
- Bezpečný, čistý a pripravený na použitie.



400 ml | 39,80 € | obj. č. 530293

32 €

K-File ED ručný

- Kvalitné a presne zhotovené nástroje s veľmi dobrým rezným výkonom a vysokou pevnosťou.
- Vynikajúce K-Files nástroje z Cr-Ni ocele s ergonomickou rukoväťou.
- Sterilizovateľné, farbené podľa ISO.
- Balenie po 6 ks.



K-File ED ručné, 6 ks | 10,30 € | obj. č. 5973180

8,80 €

H-File

- Kvalitné ocelové rozširovače pre ručné opracovanie koreňových kanálikov.
- Zaisťujú rýchle a efektívne sprístupnenie a vyčistenie koreňového kanálika.
- Dostupné v rozmeroch: 21 mm, 25 mm, 28 mm a 31 mm.



6 ks | 10,30 € | obj. č. 5974008

8,80 €

Päť odtieňov, ktoré sa prispôbia všetkým ostatným!



Admira Fusion 5 – Jednoducho rýchlejšia. Jednoducho estetická.

Pokrýva všetkých 16 VITA® classical odtieňov s iba 5 klastrovými odtieňmi.

- Univerzálna: Pre vysoké estetické nároky frontálneho aj distálneho úseku
- Rýchla: 10 sekundová svetelná polymerizácia všetkých odtieňov
- Excelentne biokompatibilná: Bez klasických monomérov
- Prvotriedna: S ďaleko najnižšou polymerizačnou kontrakciou 1,25 % v/v



Admira Fusion 5

- Univerzálny nanohybridný výplňový materiál (ormocer) so zjednodušeným systémom odtieňov.
- Inovatívny, čisto keramický výplňový materiál ORMOCER® Admira Fusion.
- Teraz je možné pokryť všetky klasické odtiene VITA® iba 5 odtieňmi Cluster Shades.

Balenie Trial pack obsahuje:

- 10x 0,2 g materiálu v kompuliach (2 ks od každého odtieňa - A1, A2, A3, A3.5, A4),
- 10x Futurabond U SingleDose a vzorkovník odtieňov a ďalšie príslušenstvo.

Balenie set v striekačkách obsahuje:

- 5x 3 g (A1, A2, A3, A3.5, A4) a vzorkovník odtieňov.

Balenie set v kompuliach obsahuje:

- 75x 0,2 g (15 ks od každého odtieňa - A1, A2, A3, A3.5, A4) a vzorkovník odtieňov.



set striekačky 5x 3 g obj. č. 52223KS	306,60 €
striekačka 3 g obj. č. 52223A1	76,70 €
set kompule 75x 0,2 g obj. č. 52223KK	306,60 €
kompule 15x 0,2 g obj. č. 52224A1	76,70 €
kompule A4 - 15x 0,2 g, exp. 9/2026 76,70 € obj. č. 52224A4	53,90 €*

Admira Fusion

- Nanohybridný výplňový materiál na báze keramiky.
- Výborná estetika, jednoduché leštenie do vysokého lesku a vysoká povrchová tvrdosť.
- Kompatibilný so všetkými konvenčnými väzobnými prostriedkami.
- K dispozícii v odtieňoch: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3.5, BL, 2x Incizálna mixed, GA3.25 a GA5.
- **Sady obsahujú:** striekačky 5x 3 g alebo kompule 75x 0,2 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion X-tra Univerzálny odtieň), Futurabond U SingleDose 20x a vzorkovník odtieňov.



AF sada striekačky - 5x 3 g 367,90 € obj. č. 52221S	257 €
AF sada kompule - 75x 0,2 g 367,90 € obj. č. 52222S	257 €
AF striekačka - 3 g obj. č. 52222A2	76,70 €
AF striekačka B3 - 3 g, exp. 10/2026 76,70 € obj. č. 52222B3	53,90 €*
AF kompule 15x 0,2 g obj. č. 52222A1	76,70 €

Profluorid Varnish + BioMin

- VOCO Profluorid Varnish + BioMin sa zakladá na desenzibilizačnom fluoridovom laku. Novinkou vo verzii „+ BioMin“ je prídanie rozpustného bioskla od spoločnosti BioMin Technologies Ltd.
- Výrazne spevňuje oslabenú sklovinu. Neviditeľné Biosklo BioMin sa rozpúšťa za prítomnosti slín a uvoľňuje veľké množstvo iónov vápnika a fosfátu.
- Oba tieto typy iónov podporujú remineralizáciu zuba.
- V kombinácii s fluoridmi z laku sa na povrchu zuba vytvárajú kryštalické štruktúry, ktoré výrazne spevňujú napríklad kyselinou oslabenú sklovinu.



tuba, 10 ml obj. č. 5202266	43,50 €
200x 0,4 ml 613,20 € obj. č. 5202279	459,90 €
50x 0,40 ml obj. č. 52203M	133,20 €

FuturaBond U

- Duálne tuhnúce univerzálne adhezívum v jednotlivých dávkach určené pre všetky techniky leptania, univerzálne pre všetky druhy kompozít.



50 ks obj. č. 530356U	124,80 €
200 ks 499,20 € obj. č. 530355U	436 €

MTA vpt

- Moderný bioaktívny materiál. Rozsah klinických indikácií tohto materiálu zahŕňa procedúry priameho aj nepriameho krytia drene, zhotovovanie retrográdnych výplní, ošetrovanie vitálnej drene, apexifikácia a ošetrovanie perforácií koreňa.



Vpt prášok 10 g + tekutina 10 ml obj. č. 522212	173,30 €
Vpt kompule 25 ks obj. č. 522213	188 €

GrandioSO Unlimited

- GrandioSO, univerzálny nano-hybridný výplňový materiál pre kavity všetkých tried, rekonštrukcie frontálnych zubov poškodených úrazom, imobilizáciu a dlahovanie uvoľnených zubov, úpravy tvaru a odtieňa z dôvodu zlepšenia estetiky, dostavby pahýľov a zhotovovania kompozitných inlejí. Vhodný re bulkfill techniku, je možné polymerizovať do 4mm.
- 5 odtieňov, obsah plniva 91%.
- Dodáva sa v ľahko použiteľných otočných striekačkách aj v obzvlášť ekonomických kompuliach.



Set striekačky - 5x 4 g 469 € obj. č. 52283S	375,20 €
Set kompule 75x 0,3g 469 € obj. č. 52284S	375,20 €
Kompule 15x 0,3 g obj. č. 52284A1	93,80 €
Striekačka 4,5 g - A1 obj. č. 52283A1	93,80 €

Pokročilá technológia. Jednoduchá manipulácia.

Tetric® plus

- 5 tried výplní
- 4 odtiene
- 3 sekundy polymerizácie
- 2 rôzne viskozity
- 1 univerzálny kompozit

Tetric EvoFlow

- Tixotropná konzistencia pre precíznú adaptáciu.
- Ideálne pre minimálne invazívne výplne a ako liner.
- Prírodné splynutie odtieňa.
- Jednoduchá aplikácia aj v miestach s obmedzeným prístupom.
- Veľmi dobrá leštitelnosť a RTG kontrastnosť.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, T, bielený - XL, L a M, dentín - A2, A3,5 a B2.



AKCIA

4 + 1

A2, A3 - 2g | **48,30 €** | obj. č. 5216A2D **44,90 €**

Ostatné odtiene - 2 g | **51,30 €** | obj. č. 5216B2D **47,70 €**

B3 - 2 g | **55,10 €** | obj. č. 5216B3 **51,20 €**

Tetric Prime

- Výborná modelovateľnosť a stabilita tvaru.
- Jednoduché kontúrovanie vďaka nízkej lepivosti.
- Do frontálneho aj distálneho úseku.
- Vysoká pevnosť v ohybe.
- Hladký, vysoko lesklý povrch po vyleštení.
- Má len **12 odtieňov** - Univerzálne: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2.



AKCIA

4 + 1

A2, A3 - 3 g | **68,60 €** | obj. č. 52127A2 **63,80 €**

Ostatné odtiene - 3 g | **74,20 €** | obj. č. 52127A1 **69 €**

C2 - 3 g | **82,50 €** | obj. č. 52127C2 **76,70 €**

Tetric PowerFill

- Ľahko tvarovateľné nano-hybridné kompozitum vhodné pre techniku zhotovovania výplní po veľkých dávkach materiálu. Umožňuje novú mieru dosiahnuteľnej efektivity pri výplniach distálnych zubov: jedna výplň, jeden materiál, jedna vrstva.
- Odtiene: IVA, IVB, IVW.



AKCIA

4 + 1

striekačka IVA - 3g | **72,30 €** | obj. č. 52128IVA **67,20 €**

striekačka IVB, IVW - 3 g | **77,20 €** | obj. č. 52128IVW **71,80 €**

Tetric Plus

Tetric plus Fill

- Zjednodušený univerzálny kompozit, ktorý spĺňa všetky požiadavky na kvalitný univerzálny kompozit a zároveň ponúka vyššiu efektívnosť a jednoduchosť.
- S kompozitom Tetric plus postačia 4 odtiene na pokrytie všetkých klasických odtieňov VITA a bielených odtieňov. Zjednodušený univerzálny kompozit ponúka estetiku vhodnú pre všetky triedy kavit.
- Tetric plus kombinuje hrúbku vrstvy až 4 mm s univerzálnym rozsahom použitia. Jednoduchá voľba odtieňa a konzistentná doba polymerizácie uľahčuje pracovný postup pri ošetrovaní.
- Odtiene: A2, A3, A3.5, Bleach Plus

Tetric plus štarter kit obsahuje:

- 2x OptraGate 2, 2 ml Adhese Universal VivaPen, 2x 2 g Tetric plus Flow v striekačke A2 a A3, 2x 3 g Tetric plus Fill v striekačke A2 a A3, OptraGloss Spiral Wheel HP a Tetric plus vzorkovník odtieňov.



AKCIA

4 + 1

na refilly

Tetric Plus Fill - refill A3.5, Bleach - 2g | **53,60 €** | obj. č. 52151A5P **49,80 €**

Tetric Plus Fill - refill A2, A3 - 3g | **74,60 €** | obj. č. 52151A3P **69,40 €**

Tetric Plus Starter Kit striekačky | **295,90 €** | obj. č. 52151SKSA **235,90 €***

Fixácia a dostavby

Variolink Esthetic DC

- Variolink Esthetic je estetický duálne tuhnúci upevňovací kompozit na definitívne cementovanie náročných keramických a kompozitných náhrad.
- Výborná stálosť odtieňa a vyvážený systém efektných odtieňov vytvárajúce prírodnú fluorescenciu.
- Jednoduché, presné odstraňovanie prebytkov.
- Ideálny pre - definitívne cementovanie sklokeramických, lítium disilikátových sklokeramických a kompozitných náhrad (inlejš, onlejš, čiastočných koruniek, koruniek, mostíkov).
- Odtiene: Light+, Light, Neutral, Warm, Warm+.

ZADARMO

Pri kúpe 2 ks striekačiek Variolink Esthetic DC získate

1x ZirCAD Cement **ZADARMO**

AKCIA

4 + 1

platí pre DC 5 g a LC 2 g



DC striekačka - 5 g | **149,60 €** | obj. č. 5244DCW **139,10 €**

DC striekačka - 9 g | **265,90 €** | obj. č. 52451W **247,30 €**

LC striekačka - 2 g | **67,10 €** | obj. č. 5242ELCL **62,40 €**

OptraGate 2

- Roztvárač pier a úst pre uvoľnené a účinné ošetrovanie a na každodenné použitie.
- Jednoduchý prístup do dutiny ústnej lepšiu viditeľnosť.
- OptraGate 2 zachováva všetky cenné vlastnosti pôvodného produktu a ešte viac zvyšuje komfort nosenia pre pacienta.
- Okrem toho testy užívateľov ukázali, že dizajn OptraGate 2 vedie k ľahšiemu nasadeniu v porovnaní so súčasnou verziou OptraGate.



AKCIA

4 + 1

80 ks | **183,10 €** | obj. č. 5940801M **169,90 €**

Adhese 2

- Adhese® 2 je univerzálny svetlom aj duálne tuhnúce adhezívum pre priame a nepriame náhrady.
- Kompatibilné so všetkými leptacími technikami.
- Vhodné pre svetlom aj duálne tuhnúce materiály – poskytuje viac flexibility a spoľahlivosti, najmä v prípadoch s obmedzeným prístupom svetla.
- Konzistentne vysoká pevnosť väzby (> 25 MPa) na dentíny a sklovine.
- Desenzibilizačný efekt pre minimalizáciu rizika pooperačnej citlivosti.
- Bez obsahu Bis-GMA.

NEW



Refill VivaPen, 1x 2ml | **89,90 €** | obj. č. 5211652 **83,60 €**

LC VivaPen Kit 2ml/100 | **136,70 €** | obj. č. 5211656 **127,10 €**

Adhese 2 Refill Bottle 5g | **146,30 €** | obj. č. 5211655 **136,10 €**

Adhese 2 Refill VivaPen 3x 2ml | **248,40 €** | obj. č. 5211651 **231 €**

* Ponuka platí do vypredania.

everX Flow

- Zatekavý kompozit zosilnený krátkymi sklenenými vláknami určený pre náhradu dentínu.
- Pre všetky priame kompozitné výplne, vrátane veľkých posteriórnych kavit, hlbokých kavit a endodonticky ošetrených zubov.
- **Bulkový odtieň** (hlbka polymerizácie 5.5 mm) je optimálny pre hlboké posteriórne kavity a rýchlu aplikáciu.
- **Dentínový odtieň** (hlbka polymerizácie 2.0 mm) je optimálny pre dosťavbu pahýľa a estetické výsledky.



2 ml | **76,40 €** | obj. č. 52880B

59,30 €

G-aenial Universal Injectable

- Vysoko odolný výplňový kompozit s výnimočnou pevnosťou a odolnosťou proti opotrebeniu.
- **Odtiene:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, AO1, AO2, AO3, CV, JE, BW, XBW, AE.



striekačka - 1 ml | **49,80 €** | obj. č. 5279IAE

38,40 €

G-Premio Bond

- Jednozložkový univerzálny bond, kompatibilný so všetkými režimami leptania.
- Určený na priamy bonding, na vykonávanie opráv a riešenie hypersenzitivity.



5 ml | **126,60 €** | obj. č. 5211462

94,20 €

3x 5 ml | **323,80 €** | obj. č. 5211464

223,20 €

Fuji Plus

- Skloionométny RTG kontrastný fixačný cement zosilnený živcou.
- **Odtiene:** A3, transparentný a žltý, verzia EWT má o 1 minútu dlhší pracovný čas.
- **Set obsahuje:** 15 g prášku A3, 7 ml tekutiny a 6,5 ml Fuji Plus Conditioner.



set 1-1 | **176,80 €** | obj. č. 530029

132,20 €

kapsule – 50 ks | **226,10 €** | obj. č. 530045

146,50 €

GC EQUIA Forte HT

- Bulkfillový sklohybridný výplňový systém, ktorý kombinuje sklenené čiastočky s vysoko naplneným živcovým ochranným lakom.
- Najpevnejší a úplne nelepivý materiál, vhodný aj pre zatažované výplne II. triedy.
- Odtiene Fill: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4.
- Uvoľňuje fluoridy, má vysokú toleranciu voči vlhkosti.

ZADARMO

Pri zakúpení balenia
GC EQUIA Forte HT Promo Pack získate
1x GC EQUIA Forte HT Intro pack (20 kapsúl) zadarmo.



Promo Pack A2 alebo A3, 100 ks | **412,70 €** | obj. č. 5335223A2

285 €

Clinic Pack, 200 kapsúl | **698,30 €** | obj. č. 5335221A3

544,10 €

Fill A2, A3 50 ks | **211,60 €** | obj. č. 5335221A2

143 €

Fill, ostatné odtiene, 50 ks | **211,60 €** | obj. č. 533522A5

151 €



Gluma Universal Bond

- GLUMA Bond Universal je účinná vďaka jednoduchej manipulácii a spoľahlivej pevnosti väzby.
- Vďaka exkluzívnemu kvapátku si môžete byť istí, že naniesiete práve toľko bondu, koľko potrebujete.
- S bondom GLUMA Bond Universal fixujete efektívne a hospodárne a máte istotu, že ste vytvorili potrebný predpoklad pre dlhotrvajúcu náhradu.
- Pre akúkoľvek techniku lepenia: totálne leptanie, selektívne leptanie a samoleptanie.
- Pre všetky dentálne materiály.



ZĽAVA
20%

Gluma Bond Universal 4 ml | **73,10 €** | obj. č. 5210610

58,50 €

Charisma Bulk Flow ONE

- Jednoodtieňový bulk fill flow kompozit na každodenné použitie.
- Nízka kontrakcia, vysoká pevnosť v ohybe a odolnosť proti opotrebovaniu zaisťujú dlhú životnosť náhrad, ktoré vydržia záťaž v distálnom úseku.
- V balení ku každej striekačke dostanete 5 aplikačných kanýl.

ZADARMO

Pri kúpe Value
setu získate
Gluma2Bond 4 ml
ZADARMO.



ZĽAVA
25%
na refill

2 g + 5 kanýl | **39,40 €** | obj. č. 528013

29,60 €

10x 2 g kit + 2Bond 4 ml | obj. č. 528014

322,50 €

Charisma Opal

- Sub-mikrohybridné univerzálne kompozitum pre výplne vo frontálnom aj laterálnom úseku nadväzujúce na veľmi obľúbený materiál Charisma.
- Vylepšená opalescencia a translucencia na dosiahnutie dokonalého tzv. chameleón efektu.
- Jemnejšia štruktúra umožňuje príjemnejšie spracovanie a jednoduchšiu modeláciu.
- **Odtiene:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.



ZĽAVA
17%

Opal - 4 g | **41,30 €** | obj. č. 5267A1

34,40 €

Variotime Bite

- A-silikónová odtlačková hmota na registráciu zhryzu.
- Ponúka vynikajúcu presnosť pre dokonalú registráciu zhryzu.
- Vysoká konečná tvrdosť - viac ako 94 Shore A.
- Výrazne tixotropná, rýchlo tuhne a ľahko sa upravuje bez rizika prasknutia.



ZĽAVA
20%



Variotime Bite - 2x 50 ml | **43,90 €** | obj. č. 540410

34,90 €

Variotime

- A-silikónový odtlačkový materiál pre všetky indikácie.
- Vynikajúca reprodukcia detailov a dlhá objemová stabilita.
- Umožňuje variabilný pracovný čas na prípravu materiálu (1 - 2,5 minúty) pri zachovaní vždy rovnako krátkej doby tuhnutia (2,5 minúty).
- Ponúka široké spektrum viskozít krémov - medium flow, light flow a extra light flow.

ZADARMO

Pri nákupe 2x
Easy Putty získate
Flow 2x 50ml
ZADARMO

ZĽAVA
20%
na krémy



Light flow - 2x 50 ml | **43,90 €** | obj. č. 540403

34,90 €

Medium Flow 2x 50 ml | **43,90 €** | obj. č. 540402

34,90 €

Easy putty - 2x 300 ml | **70,30 €** | obj. č. 540401

65,40 €

Charisma Smart

- Charisma Smart je svetlom vytvrdený, kontrastný submikrón-hybridný kompozitný materiál Microglass®. Je indikovaný pre estetickú, adhezívnu rekonštrukciu v prirodzených farbách predných a zadných zubov vrátane oklúzných plôch.
- Samostatná striekačka Charisma® Smart Syringe Refill 4 g je na výber v týchto odtieňoch: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 a Dentine.

- **Balenie Charisma® Smart Syringe Assortment 6x4 g obsahuje:**
- 2 x 4 g striekačka v odtieni A2; A3
- 1 x 4 g striekačka v odtieni A1; A3.5

NEW

**Skvelá
cena**



Striekačka 4 g | **14,60 €** | obj. č. 5293A1

13,60 €

Charisma Smart Assortment 6x 4g | | **80,60 €** | obj. č. 5293SA

75 €

Brånemark

MT-F

Nová generácia implantátov, ktorá mení úsmevy aj životy

Dentálna implantológia patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odborom stomatológie.

Medzi implantátmi, ktoré majú skutočný vplyv na kvalitu života pacientov, vyčnieva implantologický systém **Brånemark MT-F** – špičková technológia navrhnutá tak, aby liečba bola bezpečná, efektívna a pre pacientov čo najšetrnejšia.

PREČO PRÁVE BRÅNEMARK MT-F?

Systém MT-F je najnovším pokračovateľom inovácií vychádzajúcich z filozofie švédskeho pioniera implantológie Profesora P-I Brånemarka, ktorého práca položila základy modernej implantológie.

MT-F kombinuje dlhoročné klinické skúsenosti so stále modernejšími technológiami tak, aby výsledky boli ešte spoľahlivejšie a komfortnejšie. Hoci systém MT-F predstavuje modernú generáciu implantátov, jeho korene siahajú k práci profesora Per-Ingvara Brånemarka – otca modernej implantológie. Už staršie klinické štúdie klasických Brånemark implantátov preukázali vysokú mieru osseointegrácie aj dlhodobé stabilné výsledky, s kumulatívnou 20-ročnou úspešnosťou až 98,9% vo fixných rehabilitáciách bez fraktúr či zlyhaní.

HLAVNÉ VÝHODY PRE PACIENTOV

- Rýchlejšie hojenie a vyššia stabilita implantátu.
- Šetrné zavedenie.
- Redukcia biologických rizík.
- Prirodzený estetický výsledok a funkcie.

VÝHODY PRE ZUBÁROV A KLINIKU

• Jednoduchšie a predikovatelné zákroky.

MT-F je navrhnutý tak, aby bola klinická procedúra jednoduchšia – menej chirurgických krokov, menej vŕtania a menej komplikácií, čo zlepšuje pracovný komfort a skracuje dobu zákroku.

• Vysoká primárna stabilita.

Laboratórne aj klinické merania ukazujú, že MT-F dosahuje vysoké hodnoty stability implantátu aj v slabšej kosti, čo zvyšuje šance na úspešnú osseointegráciu aj v náročnejších prípadoch. Biologická integrácia a dizajn implantátu „MT-F systém poskytuje zvýšenú kontaktnú plochu s kosťou vďaka jedinečnej geometrii závitov, čo vedie k šetrnejšiemu zapojeniu implantátu do osteotómie a podporuje biologické metricky dôležité pre hojenie.“

• Minimalizácia tlaku na kosť.

Vďaka progresívnemu dizajnu a optimalizovanému priebehu závitov MT-F dochádza k menej kompresívnemu zavádzaniu implantátu, čo je výhodné najmä u pacientov s nižšou kostnou denzitou alebo pri okamžitej implantácii.

• Jednoduchá protetická manipulácia.

Systém ponúka indexovaný Morse taper interface – čo znamená bezpečné spojenie komponentov s možnosťou ľahkej reverzibility a presnú protetickú prácu.

• Kompletné riešenie „all-in-one“.

Súprava obsahuje všetko potrebné pre chirurgiu aj protetiku, takže kliniky môžu vykonávať kompletnú rehabilitáciu bez zložitých doplnkov.

• Biologická integrácia a dizajn implantátu.

MT-F systém poskytuje zvýšenú kontaktnú plochu s kosťou vďaka jedinečnej geometrii závitov, čo vedie k šetrnejšiemu zapojeniu implantátu do osteotómie a podporuje biologické metricky dôležité pre hojenie.



DIRECTA CONTACTEZ®

IPR Strip System

– precízna úprava kontaktných bodov bez kompromisov

Interproximálne pásky ContacEZ a IPR Strips vám umožnia rýchlu, bezpečnú a kontrolovanú prácu aj v tesných priestoroch.

Výsledok? Presná separácia, hladké kontaktné body a zachovanie prirodzených kontúr zubov.

Prečo zvoliť IPR Strip System?

- Perfektné tvarované body kontaktu – žiadne ostré hrany ani zbytočná strata skloviny.
- Dostatočné napnutie pásov pre ľahký prístup aj do úzkych priestorov.
- Systematická a presná separácia bez rizika poranenia mäkkých tkanív.
- Farebne a číselne označené úchyty – okamžitá orientácia v hrúbke aj typu pásky (jednostranná/ obojstranná)

5832007	Combi set	0,07 - 0,3 mm	8 ks	94,30 €	117,90 €
5832082	Rainbow set	0,07 - 0,5 mm	24 ks	256,90 €	320,80 €
	Refill, jednostranné		32 ks	312,20 €	390,00 €
	Refill, jednostranné		8 ks	84,60 €	105,70 €
	Refill, obojstranné		8 ks	94,30 €	117,90 €

ZĽAVA
20 %



Pre maximum informácií a videa:
sdu.sk/Ki2n

MPF COMPOSITE BRUSH

Dokonalý nástroj na precíznu modeláciu kompozitov

Objavte rozdiel, ktorý prinášajú štetce MPF Composite. Špeciálne vlákna s jemnou, ale pevnou štruktúrou umožňujú presnú a plynulú modeláciu bez zbytočného tlaku. Vďaka jedinečnému dizajnu rukoväte MPF Revolution získate ľahký, dokonale vyvážený a ergonomicky tvarovaný nástroj, s ktorým sa modelácia stane ľahšia a prirodzenejšia.

- Prispôsobia sa každej klinickej situácii – rovné, ploché koncovky v troch šírkach.
- Praktické riešenie – začnite s kompletnou sadou a dopĺňajte iba obľúbené koncovky.
- Dokonale vyvážená rukoväť - rokmi osvedčená a k dokonalosti vyladená, ergonomická a ľahká.
- Jednoduché čistenie a sterilizovateľná rukoväť – špičky je možné ľahko sňať, rukoväť sterilizovať a samotné špičky ošetriť metódou studenej sterilizácie.

961045	Kit 3 ks	127,30 €	141,10 €
9610454	rovný hrot č. 4, refill 10ks	124,80 €	138,70 €
9610456	rovný hrot č. 6, refill 10ks	131,70 €	146,00 €
9610457	rovný hrot č. 7, refill 10ks	137,80 €	152,90 €

Ušetríte čas,
pracujete presnejšie
a získate väčšiu kontrolu
nad estetickým výsledkom.

Na štetce MPF Composite
sa pri práci s kompozitmi
môžete spoľahnúť.




Názor lekára:

Nový štetec na úpravu kompozitných materiálov MPF Revolution má veľmi vydarený dizajn. Výborne padne do ruky, rúčka z plastu sa dobre dezinfikuje a výmenná pracovná časť je výborná vychytávka. So štetcom sa pracuje veľmi dobre. Kompozit na štetinách nelepí a dobre vyhladzuje povrch výplne. Prechody medzi výplňou a zubom sú po použití štetca neviditeľné. Mäkkšie kompozitá sa dajú aj tvarovať. Výhodou je rozmanitosť koncoviek. Vyberie si z nich skutočne každý. Nový štetec MPF Revolution je skutočne šikovná pomôcka pre prácu s kompozitmi.
MUDr. Roman Kerzl, Ostrava

Occlufast rock

- Thixotropný, rýchlo tuhnúci (60 sekúnd), vysoko presný (20 µm).
- A-silikón pre registráciu zhryzu.

**ZĽAVA****33%**2x 50 ml + 12 kanýl | **64,50 €** | obj. č. 540167**43,50 €*****Zetaplus L**

- Osvedčený C-silikónový odtlačkový materiál s výbornou zatekavosťou a ľahkou manipulovateľnosťou.
- Perfektne prilieha k povrchu a zachytí aj jemné detaily, po zatuhnutí dosahuje vysokú tvrdosť.
- **Zetaplus Intro kit obsahuje:** 1.53 kg putty, 140 ml Oranwash L, 60 ml indurent gél a miešaciu podložku.

ZĽAVA**20%**intro kit | **54,40 €** | obj. č. 540205**43,50 €*****ZADARMO**

Pri nákupe 2x ZetaPlus L úvodného balenia získate Indurent

gél **zadarmo** (540106)*.

Elite HD+

- A-silikón pre všetky metódy odtlačkovania.
- Fast soft: rýchlo tuhnúci, pre dvoj krokovú metódu odtlačkovania.
- Normal soft: normálna rýchlosť tuhnutia, pre metódu dvojitého miešania.
- Light: pre dvoj krokovú metódu odtlačkovania, zvýšená zatekavosť, zelená farba.

**ZADARMO**

Pri zakúpení 2x Elite HD+ Putty Soft Fast získate 1x Light body fast set zadarmo.*

Putty soft - 2 x 250 ml | **86,90 €** | obj. č. 540073**79 €***Fast, 2x 50 ml | **65,90 €** | obj. č. 540175**57,10 €*****Hydrogum 5**

- Bezprašný alginát s vysokou objemovou stálosťou 5 dní.
- Ovocná chuť, fialová farba, antidiatívna zložka.

**ZĽAVA****33%**Hydrogum 5, 453 g | **49,30 €** | obj. č. 540169**13 €*****Tropicalgin**

- Alginátová odtlačková hmota s ovocnou príchuťou a farebným indikátorom tuhnutia.

**ZĽAVA****34%**Tropicalgin, 453 g | **16,70 €** | obj. č. 540168**11 €*****Speedex**

- Povrchovo aktivovaný, veľmi dobre zateká a vykreslí aj jemné detaily.
- C-silikónová odtlačková hmota vhodná pre obe metódy odtlačkovania.
- Snap Set tuhnutie, možná regulácia rýchlosti tuhnutia.

ZĽAVA**22%**Speedex set + Hanel 200my | **71,10 €** | obj. č. 5400340**55,30 €****ZADARMO**

Pri kúpe balenia setu Speedex, získate balenie Hanel artik. papierov 200my (červených 4000051B alebo modrých 4000052B) **zadarmo**.



**Využite
zľavu
25 %***

na paro-nástroje s rukoväťou
ErgoMax a ErgoSense.
Platí iba
v priebehu marca!

Od priekopníka v nástrojovej ergonómii.
Kyrety na odstránenie hlbokého subgingiválneho zubného kameňa.
Ku konečným úpravám subgingiválneho povrchu koreňa.
Nástroje Mini Gracey majú dlhší dolný driek a menšiu pracovnú koncovku ako štandardný model.
Dobre sa s nimi pracuje v hlbokých, úzkych chobotoch.

rukoväť ErgoMax 47,30 €* 63,00-€

rukoväť ErgoSense 54,80 €* 73,00-€

verzia SharpDiamond 71,30 €* 95,00-€



Mini Gracey 1/2 ErgoMax: 59201MM ErgoSense: 59201MS

Gracey 5/6

ErgoMax: 59205M

ErgoSense: 59205S



Mini Gracey 7/8

ErgoMax: 59207MM

ErgoSense: 59207MS



Gracey 7/8

ErgoMax: 59207M


ErgoSense: 59207S



Mini Gracey 11/12

ErgoMax: 59211MM

ErgoSense: 59211MS



Gracey 11/12

ErgoMax: 59211M

ErgoSense: 59211S



Mini Gracey 13/14

ErgoMax: 59213MM

ErgoSense: 59213MS



Gracey 13/14

ErgoMax: 59213M

ErgoSense: 59213S



Mikrosrpek

ErgoMax: 59301M

ErgoSense: 59301S



Mini Srpek

ErgoMax: 59311M

ErgoSense: 59311S



Scaler H6-H7

ErgoMax: 59146M

ErgoSense: 59146S



Nevybrali ste si z najobľúbenejších nástrojov vyššie? Nevadí!
Prelistujte si katalóg v českom jazyku a zvolte si parodontologické nástroje, ktoré sa Vám hodia.

Katalóg nájdete na webe: bit.ly/katalogLM

Cenník nájdete tu: bit.ly/CenikLM

*Platnosť akcie:
od 1. do 31. marca 2026,
neplatí na nástroje
s rukoväťou SI.

Kazety SERVO

Zaistí vašim nástrojom bezpečie počas skladovania a sterilizácie.

Servo 5 - modrá / zelená / šedá / žltá 52,50 €* 70,00-€

Servo 8 - modrá / zelená / šedá / žltá 57,80 €* 77,00-€

Zaobstarajte
si ich v marci s
**25%
zľavou.***



LMRondoPlus™

Ostrý nástroj je malý detail, ktorý v praxi robí obrovský rozdiel – v presnosti, plynulosti práce aj v istote ruky. LMRondoPlus™ naostrí ručné nástroje počas niekoľkých sekúnd, a to bez brúsnych pást a roztokov. Vďaka chytrej konštrukcii zachováva pôvodný tvar čepele a šetrí materiál nástroja. Ostrenie je navyše jednoduché a rýchle – bez zložitého nastavovania uhlov.



Iba
v marci s
**50%
zľavou.***

854,00 €* 1.707,00-€

- Ostrenie bez použitia pasty – čisté a rýchle brúsenie.
- Počas pár sekúnd – úspora času v každodennej prevádzke.
- Zachováva pôvodný tvar čepele – neuberá zbytočne kov, predlžuje životnosť nástroja.
- Jednoduchá technika pre všetky ručné nástroje – parodontologické aj preparačné, konvexné aj rovné čepele.
- Ergonomické ovládanie – ruka s nástrojom zostáva v pokoji, ostrí sa otáčaním puzdra (360°).
- Dve polohy opierky – spodné pre parodontologické, horné pre preparačné nástroje.
- Bezpečné pre nástroj – nízka rýchlosť otáčania pomáha brániť prehrievaniu a zmenám vlastností ocele.
- Nožný pedál – intuitívne ovládanie a plynulý chod.
- Okamžitá kontrola ostrosti – súčasťou balenia sú testovacie tyčinky LM-Fingo™ (možno pripievať na prístroj alebo nosiť na prste).
- Jednoduchá údržba – kameň sa čistí za chodu vlhkou handričkou s alkoholom, ľahko vymeniteľný, dostupný 3 hrúbkami.

Detailné informácie a videá
bit.ly/4auHJ7n



X-Smart PRO+ s integr. apexlokátorom

- So svojimi až 7,5 Nm a 3 000 otáčkami za minútu endomotor X-Smart Pro+ optimalizuje výkon systémov koreňových nástrojov Dentsply Sirona ako pri kontinuálnej rotácii, ako aj v reciprokačných módoch.
- **UŽIVATELSKY PRÍVETIVÉ ROZHRAVIE**
- Veľká, ľahko čistiteľná obrazovka. Jednoduchá navigácia rúk v rukavici. Až 30 nastavitelných sekvencií koreňových nástrojov s upgradovateľným firmware pre pridanie budúcich systémov nástrojov.
- **SNÍMATEĽNÉ AUTOKLÁVOVATEĽNÉ KOVOVÉ PÚZRO NÁSADECA**
- Splňa najnovšie hygienické odporúčania. Znižuje množstvo odpadu tým, že eliminuje potrebu ochranného obalu na násadec.
- **PLNÉ SÚSTREDENIE**
- Endomotor X-Smart® Pro+ umožní sústrediť sa na proces, nie na nástroj. Priamočiare workflow vám pomôže podať najlepši výkon.
- Silná batéria, ktorá podporí vašu celodennú prácu. Prenosnosť pre pohodlie s výkonom a funkciami stolnej jednotky. Magnetický držiak Drag and Drop pre väčší komfort a menší únavu.

Balenie obsahuje:

- Endomotor X-Smart® Pro+ s integrovaným apexlokátorom, násadec s integrovaným LED, 360° nastaviteľná poloha puzdra na násadec z nerezovej ocele, magnetický držiak násadce, box na príslušenstvo (nabíjačka s univerzálnymi napájacími adaptérmí), klip na pery, klip na koreňový nástroj, kábel na Y konektor.

X-Smart PRO+ s integr. apexlokátorom | **4 275,30 €** | obj. č. 5932348

2 490 €

ZADARMO

58 ks
(11 balení)
nástrojov
Protaper Ultimate



Endostar E3 Azure

- Ponúka efektívne a jednoduché použitie, rýchle a bezpečné opracovanie kanálika.
- Sú veľmi flexibilné - sledujú aj najkrivšiu cestu kanálíkom a minimalizujú tým riziko perforácie alebo via falsa.

ZADARMO

2 + 1

3 ks | obj. č. 59112100

46,40 €

6 ks | obj. č. 59112125

68,30 €



Endostar EP Easy Path

- Nástroje používané na vytvorenie kľznej cesty.
- Ako prvé prenikajú úzkymi, zakrivenými a často kalcifikovanými kanálíkmi.
- Tenké a pružné, ale tiež odolné proti zalomeniu vo vnútri kanálika **vdaka tepelnej postprodukčnej úprave.**
- Dve dĺžky nástrojov: 21 mm alebo 25 mm.

ZADARMO

2 + 1

14/04 - 21 mm / 25 mm - 3 ks | obj. č. 59142114

46,40 €

14/04 - 21 mm / 25 mm - 6 ks | obj. č. 57141114

68,30 €



Endostar Revision

- Nový rotačný systém pre re-endo ošetrovanie metódou crown-down.
- Vyrobený z najkvalitnejšej zliatiny nikel-titánu s tepelnou úpravou Azure.
- Nástroje sú extrémne flexibilné, odolné proti zlomeniu, zároveň veľmi pevné a účinné.

- Balenie Revision Set obsahuje: Endostar REvision nástroje 30/08, 25/06, 20/04 dĺžky 25 mm.

ZADARMO

2 + 1



set, 3 ks | obj. č. 59142850

46,40 €



NovaBone

- Plne syntetická, nekolabujúca kostná náhrada.
- Indikovaná pre všetky periodontálne, implantologické a kraniofaciálne defekty.
- Jedinečná manipulácia - nie je potrebné nič miešať.
- Tmel aplikujeme priamo do defektu.
- Použitie membrány je voliteľné a je záležitosťou individuálneho zváženie situácie.
- Kompletne resorbovateľný – tmel sa bezo zvyšku resorbuje a je nahradený novotvorenou kosťou.

ZĽAVA
20%


striekačka - 0,5 cm3 120,- € obj. č. 5303905	96 €
striekačka - 2x 0,5 cm3 210,- € obj. č. 5303901	168 €
kompule - 2x 0,5 cm3 225,- € obj. č. 5303925	180 €
kompule - 4 x 0,5 cm3 405,- € obj. č. 5303922	324 €

Skalpelové čepielky


- Sterilné, ostré skalpelové čepielky na nasadenie do drážadla čepielok.
- Čepielky č. 10-15C sú určené pre drážadlo č. 3.


 Skalpelová čepielka - 100 ks | **15,40,- €** | obj. č. 5911110

13,10 €

Jednorazové skalpely Medistock

- Jednorazové skalpely vyrobené z prvotriednej európskej ocele v továrni, ktorá využíva najmodernejšie technológie a inovácie.
- Každá čepeľ je po výrobe kontrolovaná laserom.
- Chirurgický skalpel s čepeľou z nerezovej ocele a ochranným krytom.
- Jednotlivo balené v odnímateľnom obale.
- Sterilizované gama žiarením.
- Balenie obsahuje 10 ks skalpelov od zvoleného typu.


 10 ks | **10,10,- €** | obj. č. 5911120

8,40 €

Keramický skalpel

- Keramický rotačný nástroj do turbíny (300.000 - 500.000 ot. / min).
- Služí na chirurgiu mäkkých tkanív a je alternatívou klasického skalpela alebo elektrochirurgie.


 kratší - 1 ks | **85,40,- €** | obj. č. 561010

72,80 €

 dlhší - 1 ks | **85,40,- €** | obj. č. 561014

72,80 €


Vstrebateľná kolagénová membrána pre dentálnu chirurgiu

Kolagénna membrána

- T-Gen® kolagénová membrána živočíšneho pôvodu, typu I
- pre riadenú kostnú regeneráciu v dentálnej chirurgii
- na liečbu parodontálnych defektov kostnej drene
- pre defekty kostí a periimplantitídy

T-Gen®

- porézna štruktúra poskytuje vynikajúcu priepustnosť krvi
- rýchla adaptácia vďaka hydrofilným vlastnostiam
- ľahká manipulácia
- bariérová funkcia 3-5 mesiacov, po 4-6 mesiacoch je plne absorbovaná



Úplné pokrytie augmentácie, oblasť s membránou T-Gen.



Stabilné hojenie mäkkých tkanív po aplikácii membrány T-Gen.

15 x 20 mm 59,60,- € obj. č. 5361319	50,60 €
20 x 30 mm 100,90,- € obj. č. 5361320	85,90 €
30 x 40 mm 187,10,- € obj. č. 5361321	159 €



RE-BONE®

BOVINNÁ KOSTNÁ NÁHRADA

- Jedná sa o granulát alebo blok z prírodného bovinného materiálu, spracovaný inovatívnou metódou Thermagen® pri nízkej teplote.
- Výsledkom je vysoko biokompatibilný a plne resorbovateľný materiál, ktorý podporuje množenie osteoblastov až o 35%.

Dodáva sa v čiastočkách 0,25 – 1 mm, 1 – 2 mm, alebo ako blokový implantát.



5361422	Granule pre kortikospongióznú kosť	0,5g	0,25-1 mm	75,90 €	84,30 €
5361423	Granule pre kortikospongióznú kosť	1g	0,25-1 mm	130,10 €	144,30 €
5361424	Granule pre spongióznú kosť	0,5g	0,25-1 mm	75,90 €	84,30 €
5361425	Granule pre spongióznú kosť	1g	0,25-1 mm	130,10 €	144,30 €
5361441	Blok pre spongióznú kosť	10×10×10 mm		150,00 €	166,80 €
5361442	Blok pre spongióznú kosť	10×10×20 mm		198,70 €	220,90 €

SHELTER®

PERIKARDIÁLNA MEMBRÁNA

- Disponuje dvoma verziami: Fast (rýchla resorpcia počas 4–6 týždňov) a Slow (3–6 mesiacov), vďaka unikátnemu cross-linkingu Pericross®.
- Poskytuje pevnú bariéru proti mäkkým tkanivám, podporuje angiogénézu a je biologicky kompatibilná.

Ponúka rôzne rozmery (15×20 mm až 50×30 mm) a hrúbky (0,2 – 1 mm).



	F A S T	S L O W
15×20 × 0,4 mm, 0,8 mm alebo 1,0 mm	90,00 € 100,10 €	112,10 € 124,50 €
30×25 × 0,4 mm, 0,8 mm alebo 1,0 mm	110,60 € 123,00 €	132,70 € 147,30 €
50×30 × 0,4 mm, 0,8 mm alebo 1,0 mm	126,20 € 140,20 €	154,50 € 171,70 €

ACTI-BONE®

KYSELINA HYALURÓNOVÁ

- Je takmer čistý hyaluronát, vyvinutý na podporu hojenia tkanív v orálnej chirurgii. Tu je prehľad jeho kľúčových vlastností a použitia:
Aplikácia: Priamo na chirurgické lôžisko na podporu hojenia.
Môže sa kombinovať s RE-BONE®, vznikne tzv. „sticky bone“ (lepivá kostná hmota). Tiež sa dá použiť spolu s SHELTER® (Fast/Slow) pre chemotaktické zvýšenie efektu.
- Vysoko molekulárna kyselina hyaluronová (HA), bežne sa vyskytujúce v spojivových tkanivách, kľúčová pre hydratáciu a regeneráciu.
- HA vytvára vlhké, biologicky aktívne prostredie, podporuje bunkovú proliferáciu, angiogénézu a všeobecne regeneráciu rán – preukázateľne efektívna v orálnej chirurgii.

5 ml	5361421	163,80 €	
5 ml	exp. 30.09. 2026	123,40 €	163,80 € *platí do vypredania zásob



Informujte sa u svojho obchodného zástupcu ešte dnes, alebo kontaktujte nášho špecialistu na implantológiu:
Mgr. Lenka Hufová, mobil: +420 732 213 695
e-mail: hufova@hufa.cz



Prvotná skúsenosť s BM RE-BONE

„Tieto granule sme použili po extrakcii zuba 15, ktorý mal fraktúru koreňa. Granule sme zmiešali s pacientovou krvou-vznikla mierne lepivá hmota, ktorá sa pomerne dobre nanášala do lôžka po extrahovanom zube. Po miernej kondenzácii nedochádzalo k vyplaveniu granúl.
Cez granule sme adaptovali bovinnú membránu od f. UBGEN®, ktorú sme zmočili v ACT-Bone tekutine. Tú sme fixovali k MPL a defekt prešli.
Po 2 dňoch pacient prichádza na kontrolu s miernym opuchom-aplikovaná ATB. Po ďalších 3 dňoch kontrola, pacient bez problémov, rana pokojná. S granulátom aj s membránou sa pracovalo pohodlne.“

– MUDr. J.Z., Praha

DXP
CLAVE

Výkonný a spoľahlivý autokláv triedy B s nerezovou komorou s kapacitou 24 l (5 táčok, náplň až 7 kg materiálu). Intuitívna obsluha a ovládanie pomocou dotykového displeja uľahčuje prácu. Rýchle vytváranie pary a zlepšený proces sušenia poskytuje najlepší výkon a najrýchlejšie pracovné cykly vo svojej kategórii. Záznam dát na USB alebo vstavnou tlačiarňou. Automatický update firmware len vložení USB. Kompletné ovládanie v češtine.

**ZÁRUKA
5 ROKOV!!**



kapacita 24 litrov

dotykový displej

vysoký výkon

rýchle cykly

NSK

593123 DXPClave **4 350 €** 4-875-€

593123T DXPClave s tlačiarňou **4 472 €** 5-022-€



Detailné informácie nájdete tu: bit.ly/DXPClave24S

BioStamp zväračka

Moderný a ľahko ovládateľný prístroj na pečenie sterilizačných rolí pre parné autoklávy.

- Splňa požiadavky a kvalitatívne štandardy najnáročnejších užívateľov.
- Zväračka je vybavená ohrevom zväracej kazety, pákou s pritlačiacim mechanizmom a automatickou časovou kontrolou.
- Zaisťuje rovnomerný ohrev, účinné prilnutie a zabraňuje spáleniu papiera.

Obj. kód: 910381 **487,50 €** 548,50-€



bit.ly/4b2YWEJ



Destilátor Drink

Destilačný prístroj na výrobu destilovanej vody z bežnej kohútikovej vody.

- Nerezová komora s vysokou účinnosťou (96%).
- Tichý a spoľahlivý prístroj s jednoduchou obsluhou.
- Výkon: 1,2 l destilovanej vody za 1 hodinu.

Obj. kód: 592277 **276,10 €** 324,90-€



bit.ly/4b5nQU8



Prophytex

- Trojvrstvé rúška pre ochranu pacienta pri čistení zubov AirFlow technikou.
- **Farby:** biela, svetlomodrá, sivobiela
- **Rozmer:** 60 x 54 cm.



40 ks, rôzne farby
~~17,10 €~~
 obj. č. 3000300

15,50 €

Medistock Polishing cups

- Leštiace kalíšky vyrobené z gumeného materiálu, montované na mandrele.
- Opatrené vnútornými lamelami, ktoré držia depuralizačnú pastu vo vnútri kalíška, bránia rozstrekovaniu.
- Biela farba.
- Balenie obsahuje 144 ks.



Polishing cups, 144 ks | ~~48,30 €~~ | obj. č. 565021

39,10 €

Kefky nylonové jednorazové

- Nylonová leštiaca kefka montovaná na mandrele.
- Ideálne na leštenie a profesionálne čistenie zubov.
- Balenie obsahuje 100 ks.



Kefky nylonové 100 ks | ~~48,30 €~~ | obj. č. 5651121

39,10 €

Valčeky Euronda

- Bavlnené valčeky sú vyrobené zo 100% čistej bavlny, kompaktné a vysoko absorbočné.
- Dodávané v dĺžke 37 mm v troch priemeroch: 8 mm, 10 mm a 12 mm.



ZĽAVA

20%



Ø 8 mm / L 37 mm



Ø 10 mm / L 37 mm



Ø 12 mm / L 37 mm

300 g | ~~9,40 €~~ | obj. č. 3000351

7,50 €

Diamantové pásiky perforované

- Diamantové pásiky s perforáciou a pílkou na rezacej hrane.
- Na anatomickú konturáciu aproximálnych oblastí.
- Opakovane použiteľné, autoklávovatelné.
- 3 hrúbosti: **super jemné** (15 µm - žlté - 57PCXDS2), **jemné** (30 µm - červené - 57PFXDS2) a **stredné** (45 µm - modré - 57PXDS2).



10 ks, perforované, žlté extra jemné | ~~68,70 €~~ | obj. č. 57PCXDS2

58,60 €

10 ks - červené jemné | ~~68,70 €~~ | obj. č. 57PFXDS2

58,60 €

10 ks - modré štandard | ~~68,70 €~~ | obj. č. 57PXDS2

58,60 €

Nic Tone kofferdamové blany

- Celosvetovo oceňované latexové kofferdamové blany s bezkonkurenčnou kvalitou a vlastnosťami. Vyrobené z ušľachtitého latexu s nízkym obsahom bielkovín a púdru.
- Zaručujú výnimočnú ochranu a viditeľnosť.
- Rozťažnosť až 800% bráni ich pretrhnutiu a dokonale sa prispôsobí akémukolvek zákroku. Zaisťujú maximálne pohodlie a bezpečnosť pre vašich pacientov.
- **Kontrastné farby** - modrá alebo zelená: optimálna viditeľnosť pri každom zákroku.
- **3 veľkosti:** silné modré, stredné modré, tenké zelené.
- **Vynikajúca pružnosť a odolnosť:** až 800% rozťažnosť bez rizika pretrhnutia.



6x6, 36ks | ~~24,60 €~~ | obj. č. 521134

21,90 €

Fuji Ortho LC

- Svetlom tuhnúci skloionoméry cement pre fixáciu ortodontických krúžkov a brekiet.
- Balenie 1-1 obsahuje:** 15 g prášku, 7 g tekutiny a príslušenstvo.

ZĽAVA

15%



set 1-1 | **177,90 €** | obj. č. 530073


150 €

kapsule 50 ks | **238,20 €** | obj. č. 530079

202,50 €

Eurotherm Nikel-Titan

- Špeciálne oblúky, ktoré možno schladením (kryosprejom) akokoľvek vytvarovať a zohriatím sa vrátia do pôvodného oblúkového tvaru.
- Väčší pracovný rozsah ako super-elastické oblúky.
- Ideálny počiatkový drôt pre zarovnanie zámok, zasiahnuté očné zuby a zníženie horných očných zubov.



okrúhle, 10 ks | **17,50 €**
obj. č. 43003D4

14,90 €

obdĺžnikové, 10 ks | **29,40 €** | obj. č. 43003H4

20,30 €

Mouthguard boxes

- Kompaktné krabičky s hĺbkou 2,55 cm s ľahkým zatváraním.
- Každá krabička má štítok pre meno a adresu pacienta.
- Vzduchové diery na zlepšenie hygieny.
- Farby bežné: čierna (č.1), modrá (č.2), zelená (č.3), oranžová (č.4), ružová (č.5), fialová (č.6), červená (č.7) a žltá (č.8).
- Farby perleťové: neónová zelená (č.0), čierna (č.1), modrá (č.2), ružová (č.5), fialová (č.6) a červená (č.7).



perleťové - 10 ks | **15,50 €** | obj. č. 4300111


13 €

bežné farby - 10 ks | **15,50 €** | obj. č. 4300135

13 €

Euroform Nikel-Titan

- Kvalitné nikel-titánové oblúky na ortodontické použitie.
- Vynikajúca flexibilita a ľahké vkladanie.
- Majú vysoko leštený povrch pre zníženie trenia a optimálne kĺzavé schopnosti.
- Okrúhle oblúky v 5-tich priemeroch:** .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
- Obdĺžnikové oblúky v 5-tich veľkostiach:** .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .019x.025 / .020x.020.



okrúhle oblúky - 10 ks | **14,50 €**
obj. č. 43001D1

12,30 €

obdĺžnikové oblúky - 10 ks | **22,80 €**
obj. č. 43002D1

19,30 €

Elast-O-Loop

- Extrémne elastické a pevné gumičky, priemer 0,3 mm.
- Balenie: 1008 ks.



1 008 ks | **42,60 €** | obj. č. 4300550

35,10 €

Vosk pre pacientov v krabičke

- Vosk pre dočasné uvoľnenie od bolesti spôsobenej orto strojčkami.
- Každá krabička obsahuje 5 prúžkov, balenie obsahuje 100 krabičiek.



ZĽAVA

20%

100 ks | **125,20 €** | obj. č. 430095

100,10 €

KOMPLETNÝ DEZINFEKČNÝ BALÍČEK PRE BEZPEČNÚ ORDINÁCIU

ČO VÁM BALÍČEK DEZINFEKČIE SCHÜLKE PRINÁŠA?

1. Maximálna bezpečnosť pre profesionálov aj pre pacientov.

Kompletné dezinfekčné riešenie minimalizuje riziko prenosu infekcií a chráni personál aj pacientov pri každodennej prevádzke ordinácie.

2. Úspora času a menej starostí.

Všetko potrebné v jednom balíčku – bez zdĺhavého hľadania kompatibilných prípravkov od rôznych výrobcov.

3. Istota pri hygienických kontrolách.

Produkty v balíčku spĺňajú platné hygienické normy a uľahčujú prípravu ordinácie na kontrolu hygieny.

4. Overené riešenie pre každodennú prevádzku.

Balíček je zostavený na základe reálnych potrieb ordinácií a odporúčaných postupov v oblasti dezinfekcie.

Zvýhodnená
cena balíčka

30%

Zvýhodnená cena:

638,90 €

Bežná cena: 912,70 €

Jednotlivé prípravky na seba nadväzujú a pokrývajú všetky kľúčové oblasti dezinfekcie v ordinácii.

Značka SCHÜLKE patrí medzi svetovú špičku v oblasti dezinfekcie a je dlhodobo používaná v zdravotníckych zariadeniach po celej Európe.

JEDNO RIEŠENIE. JEDNA ZNAČKA. JEDEN DODÁVATEĽ. POKOJ PRE VÁS AJ VÁŠ TÍM.

Kompletný prehľad produktov nájdete tu: bit.ly/4kza158

Fotografie produktov sú iba ilustratívne. Presné zloženie zvýhodneného balíčka je špecifikované v odkaze.



MikroZid AF obrúsky JUMBO

- Alkoholová dezinfekcia - zdravotnícky prostriedok pre všetky oblasti so zvýšeným rizikom infekcie.
- Rýchly účinok, neotiera sa - len zasychá, nezanecháva žiadne stopy, príjemne vonia.
- Účinnosť: baktérie (vr: Tb), mikroskopické huby, vírusy HBV, HIV, HCV, Adeno-vírusy, Rota-vírusy, Papova-vírusy, Polio-vírusy.
- **Obrúsky** - napustené dezinfekčným roztokom na okamžité použitie.
- **Rozmery obrúskov:**
Jumbo 20 x 27 cm.

ZĽAVA

10%

dóza JUMBO - 220 ks | **22,- €** | obj. č. 410063

19,80 €

náhradné JUMBO - 270 ks | **16,70 €** | obj. č. 410051

15,20 €



Gigasept Instru AF

- Prípravok na dezinfekciu a čistenie všetkých druhov nástrojov, je obzvlášť vhodný pre ultrazvukové čističky.
- Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktívny chlór.
- Má veľmi dobré čistiace schopnosti, široké spektrum účinnosti a príjemne vonia.

ZĽAVA

10%

2 l | **59,80 €** | obj. č. 410060

53,70 €



Desam OX / Schülke Wipes

- Koncentrovaný dezinfekčný prípravok využívajúci kombinovaného účinku aktívneho kyslíka a kvartérnych amónnych solí na dezinfekciu plôch a povrchov.
- Vhodný pre jednofázovú dezinfekciu a umývanie umývateľných plôch a predmetov.
- Neobsahuje aldehydy, chlór a ďalšie prchavé látky
- Spektrum účinnosti: baktericídne, fungicídne (mikroskopické kvasinkové a vlákňité huby), virucídne (HIV/HSV, rota, adeno vírus), tuberkulocídne.
- **Tip:** Desam OX je tiež vhodný na navlhčenie Schülke obrúskov!



ZĽAVA

15% na Desam OX

ZĽAVA

50% na zásobník

ZĽAVA

40% na 100 ks obrúsky

1 l | **12,20 €** | obj. č. 410076

10,40 €

Schülke Wipes - dávkovací kýmlik pre rolu 100 ks | **23,60 €** | obj. č. 4103526

11,80 €

Schülke Wipes - suché utierky 100 ks | **15,80 €** | obj. č. 4103525

9,70 €

Balíček na starostlivosť o ruky

Desderman Care Gel

- Gélová dezinfekcia, na báze alkoholu, určená pre hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk s ošetrojúcim dexpanthenolom a vitamínom E.

Prosavon tekuté mydlo

- Jemná, krémová umývacia emulzia s olivovým olejom (Olea Europaea), vhodná na použitie pred hygienickou a chirurgickou dezinfekciou rúk aj pre každodennú hygienu rúk a celého tela.

Balmea ošetrojúci balzam

- Jemný balzam Balmea chráni pokožku rúk, pomáha jej regenerácii a zanecháva hebkú a dlhodobo ošetrovanú ruku.

ZĽAVA

15% ** na nákup celého balíčka Gélová dezinfekcia + Mydlo na ruky + Ošetrojúci balzam

Desderman Care Gel 500ml | obj. č. 4102209 | **6,60 €**** **7,70 €**

Prosavon mydlo 500 ml s pumpičkou | obj. č. 4100622 | **5,20 €**** **6,10 €**

Balmea ošetrojúci balzam 500 ml | obj. č. 450308 | **5,90 €**** **6,90 €**





pásik biely



splietaný vrkôčik



UD vlákno

pásik biely	0,5 × 150 mm, 2 ks	Obj. č.: 588015	78,40 €	96,40-€
splietaný vrkôčik	ø 2,2 × 150 mm, 2 ks		78,40 €	96,40-€
UD vlákno	ø 2,2 × 150 mm, 2 ks	Obj. č.: 588013	78,40 €	96,40-€
mriežka	80 × 53 mm, 2 ks	Obj. č.: 588004	82,50 €	97,10-€

Fast Splint



- Systém sklenených vlákien vopred impregnovaných živcou.
- Vhodný ako pre ordinačné, tak aj laboratórne použitie.
- Neobsahujú kov, translucenčné - takmer neviditeľné.
- Nevyžadujú zvláštne inštrumentárium.
- Odtiene - biely alebo ružový.
- **UD vlákno** - jednotlivé vlákna, umožňujú použiť ľubovoľný počet vlákien, ľahko sa tvarujú.
- **Transparentná mriežka** na zosilnenie živcových snímачích náhrad.

Ďalšie informácie na internete: bit.ly/FastSplint



PlastVac P7

pre vákuové tvarovanie

WITH EXCELLENT VALUE FOR MONEY

Vákuový tvarovací prístroj Bio-Art s tradíciou od roku 1979. Vďaka výkonnému motoru (1 400 W), jednoduchému použitiu a modernému, nadčasovému designu sa stane aj Vaším každodenným pomocníkom.

- Pre všetky indikácie - chrániče zubov, dlahy, korunky a mostíky, nosiče na bielenie a fluoridáciu a i.
- Odolný prístroj s perfektným spracovaním a ľahkým ovládaním.
- Vhodný ako pre okrúhle, tak štvorcové fólie rôznej hrúbky.
- Umožňuje obojstranné nahrievanie.
- Stolík pre model s možnosťou tvarovania na rovnej ploche alebo ponorenie.
- Automaticky spúšťaná, vstavaná vákuová pumpa s motorom s výkonom 1 400 W.

910369 PlastVac **529,00 €** 565,20-€



bit.ly/PlastvacP7S



laboratórne stoly

- Stabilný celokovový rám stola.
- Odolná pracovná doska.
- Nastaviteľná výška stola (82-90 cm).
- Prirodzené pracovné svetlo.
- Výkonné odsávanie s nízkou hlučnosťou.
- Ergonomicky navrhnuté prvky.
- Moderný nadčasový design.
- V rôznych farbách a prevedeniach.
- Plne vybavený komplet za skvelú cenu.

doska - drevo **49.990 Kč** 57.990,-
doska - umelý kameň **53.490 Kč** 61.990,-

Ukážky realizácií



LED osvetlenie pre zubné ambulancie

Ste často unavený a niekedy Vás na konci pracovného dňa bolí hlava?

**Riešenie môže byť také jednoduché, ako lepšie osvetlenie
so švédskymi svietidlami D-TEC.**

✓ **Perfektné podanie farieb a efekt denného svetla**

D-TEC svietidlá majú index podania farieb až 94 CRI.
(94 % podobnosť slnečnému svetlu).

✓ **Šetrné k Vaším očiam a bez tieňov**

Okrem svietenia bez tieňov, oslnenia a blikania používajú
aj funkciu, ktorá zníži kontrast.

✓ **Hygienická konštrukcia**

Konštrukcie všetkých svietidiel D-TEC sú hygienické,
čo Vám poskytuje takmer bezúdržbové riešenie osvetlenia.
Ideálne pre klinické pracoviská.

✓ **Úžasná životnosť**

Investujte už teraz do svetlejšieho pracovného priestoru
a budete ťažiť z vyššej presnosti a celkovej pohody
najmenej 17 rokov na základe 8 hodín používania
za pracovný deň.

D-TEC poskytuje pracovné prostredie s najvyššou kvalitou
osvetlenia v kombinácii s inteligentnými funkciami.
Produkty sú navrhnuté a vyrobené tak, aby na Vašom
pracovisku čo najlepšie pôsobili ako prirodzené denné
svetlo.

LED komponenty garantujú naozaj nízku spotrebu energie,
s dôrazom na kvalitu a reprodukciu farieb.

Okrem toho umožňuje dynamickú zmenu teploty farieb,
minimalizujúcu negatívny vplyv na biologický rytmus tela.
Všetky tieto svietidlá prešli testovaním nezávislou
organizáciou, sú certifikované a všetky spĺňajú štandardy
pre bezpečné použitie v klinickom prostredí.



**Kvalitné produkty a spoľahlivý servis
pre zubné ambulancie**

medima@medima-sk.sk, 0902 628 611
www.medima-sk.sk, www.eshop.medima-sk.sk



MEDIMA-SK

Výnimočné dentálne mikroskopy



Inovácia na dosah prsta – mikroskop
novej generácie **Bondent G4 Pro**

Bondent G4 Pro je pokročilý stomatologický mikroskop navrhnutý pre náročných profesionálov, ktorí požadujú maximálnu presnosť, flexibilitu, komfort a digitálnu konektivitu. Spája v sebe to najlepšie z optiky, ergonómie a technológií – pre lepšiu diagnostiku, efektívnejšiu prácu a vyšší štandard zubnej starostlivosti.

G4 Pro disponuje výnimočne širokým rozsahom pracovnej vzdialenosti **WD 200–550 mm**, čo poskytuje operatívnu voľnosť bez nutnosti častého nastavovania mikroskopu. Vďaka tomu má lekár vždy ideálny prehľad o pracovnom poli – od detailu až po širší kontext zákroku.

Zachyťte každý podstatný detail vo vysokom rozlíšení vďaka zabudovanej **4K Ultra HD kamere**, založenej na najmodernejšom senzore od spoločnosti SONY. Táto technológia podporuje videozáznamy vo vysokom rozlíšení a snímky s rozlíšením až 12 Mpx, čo je 4-násobok oproti bežným 1080p systémom.



Možnosti osobnej prezentácie

Mikroskop Bondent si môžete osobne pozrieť a vyskúšať v našom showroome stomatologickej techniky na Galgoveckej 3 v Košiciach.

Osobná návšteva Vám umožní reálne posúdiť kvalitu optiky, ergonómiu práce, stabilitu ramena aj jednoduchosť ovládania – teda parametre, ktoré sa z katalógu alebo videa nedajú objektívne vyhodnotiť.

Zároveň Vám radi poradíme s výberom najlepšej konfigurácie pre Vašu ambulanciu.

- ✓ Plynule nastaviteľná veľkosť svetelného bodu
- ✓ Elektromagnetický zámkový systém
- ✓ Bezdrôtový bluetooth pedál a myš
- ✓ Personalizované nastavenia



Dürr balíček

Orotol Plus

- Nepenivý bezaldehydový prípravok pre súčasnú dezinfekciu, dezodoráciu, čistenie a údržbu všetkých zubolekárskych odsávacích zariadení a odlučovačov amalgámu.
- Spektrum účinnosti: baktericídne, tuberkulocídne, fungicídne, virucídne vrátane HBV a HIV.

MD 550

- Hotový bezaldehydový roztok na čistenie a údržbu pľuvadiel zubných súprav s antimikrobiálnym účinkom.
- Je nepenivý, a preto je vhodný pre všetky zariadenie s odlučovačom amalgámu.

MD 555

- Pľuvadlá a sacie zariadenia.
- Špeciálny nepenivý koncentrát pre sacie zariadenie a odlučovač amalgámu.
- Rozpúšťa pevne usadené a stvrdnuté nánosy.



MD 550



MD 555



Orotol Plus

ZADARMO

Pri zakúpení celého balíčka (Orotol Plus + MD 555 + MD 550) získate zadarmo

FD 366 – obrúsky vo vedierku.

Orotol Plus, 2,5 l | obj. č. 410111

81,30 €

MD 550, 750 ml | **27,60 €** | obj. č. 540119

27,30 €

MD 555, 2,5 l | obj. č. 410258

81,30 €

BIO savky špirálové

- Tvarovateľná špirálová savka s držiakom jazyka.
- Použitím PE na biologickej báze, vyrobeného z cukrovej trstiny.



100 ks | **18,90 €** | obj. č. 400157

14,10 €



ZĽAVA

25%

BIO poháriky

- Tieto nové dentálne poháriky od spoločnosti Orsing sú vyrobené z ekologických a netoxických bambusových vlákien.
- Vyrobené z bambusu s PE povrstvením v prírodnej farbe.
- Objem: 210 ml, rozmery: 74 x 49 x 80 mm.
- Balenie: 1000 ks.



ZĽAVA

25%

Poháriky BIO - 1000 ks | **182,60 €** | obj. č. 400160

137 €

Green & Clean M2

- Dvojzložkový aktívny antipenivý koncentrát pre každodenné čistenie, dezinfekciu a dezodoráciu odsávacích systémov a separátorov amalgámu:
- dvojzložkový systém (červená / zelená)
- vynikajúci antipenivý účinok
- ľahká manipulácia vďaka praktickému dávkovaču
- enzymatické zloženie s výbornou schopnosťou rozpúšťať bielkoviny
- ideálny pre všetky separátory amalgámu a vodovzdusné separácie
- zdravotnícky prostriedok triedy IIa, CE 0044



Green & Clean M2, červený, 500 ml | **65 €** | obj. č. 4101002

39 €

Green & Clean M2, zelený, 500 ml | **65 €** | obj. č. 4101001

39 €

METASYS

ZADARMO

Pri zakúpení **2 (a viac)** sad M2 červený + zelený získate navyše k 40% zľave aj

zadarmo navyše dávkovač.

ZĽAVA

Pri kúpe M2 červený + M2 zelený získate

40% zľavu.

Injekčné ihly Medoject

- Injekčné ihly Medoject sú nerezové jednorazové sterilné ihly potiahnuté silikónom pre hladkú penetráciu.

ZĽAVA
15–25%



0,50 x 25 mm, oranžové - 100 ks, exp. 12/2026
5,20 € | obj. č. 300016CH

3,90 €*

0,50 x 20 mm, oranžové - 100 ks, exp. 10/2026
5,20 € | obj. č. 300017

4,40 €*

0,70 x 35 mm, čierne - 100 ks, exp. 5/2026
5,20 € | obj. č. 300072CH

4,40 €*

Transcend

- Nanohybridný kompozit na báze Bis - GMA.
- Unikátny Ultradent's RPM technológia-chameleón efekt s vynikajúcimi optickými a fyzikálnymi vlastnosťami.
- Odtieň **Universal Body** splynie s okolitým zubom/zubmi. Umožňuje použitie **iba 1 odtieň**

ZĽAVA
35%



striekačka 4 g - UB, exp. 7/2026 | **91 €** | obj. č. 504733 **59 €***

MTAFlow white kit

- Unikátny minerál trioxid aggregate cement na opravy.
- Nezafarbuje. Vhodný do estetickej zóny.

ZĽAVA
26%



white kit, exp. 10/2026 | **243 €** | obj. č. 505980 **179,90 €***

SDI Stela Automix

- Stela je inovatívny vysoko účinný, samotuhnúci kompozit.
- Automix Intro Kit:**
8 g striekačka automix,
5 ml primer, 15x miešacia špička,
15x mikroaplikátor Superfine

ZĽAVA
46%



Automix Intro Kit, exp. 9/2026 | **220 €** | obj. č. 5100952 **119 €***

SDI Riva LC

- Svetlom tuhnúci, živicaou modifikovaný výplňový skloionomérny materiál.
- Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a oteru, väčšia pevnosť povrchu.

ZĽAVA
40%



LC A2, prášok/tekutina, exp. 8/2026 | **83 €**
obj. č. 5337A2 **49,90 €***

Admira Fusion – striekačka

- Nanohybridný výplňový materiál typu ORMOCER®.
- Celosvetovo prvý výplňový materiál čisto na báze keramiky.

ZĽAVA
30%



B3 - striekačka 3 g, exp. 10/2026 | **76,70 €**
obj. č. 52222B3 **53,90 €***

Admira Fusion 5 – kompule

- Univerzálny nanohybridný výplňový materiál (ormocer) so zjednodušeným systémom odtieňov.

ZĽAVA
30%



A4 - kompule 15x 0,2 g, exp. 9/2026 | **76,70 €**
obj. č. 52224A4 **53,90 €***

G-aenial Flo X

- Flow fotokompozit s vysokým obsahom plniva a homogénnym zložením.
- Vhodný na menšie kavity, ako podložka, pečatidlo fisúr a pod.

ZĽAVA
58%



A3 - striekačka 1x 3,6 g, exp. 4/2026 | **92,30 €**
obj. č. 5284A3 **38,50 €***

TheraBase Ca

- TheraBase Ca je samoadhezívna báza/liner s duálnym tuhnutím, uvoľňujúca vápnik.

ZĽAVA
44%



8 g + 15 kanýl, exp. 8/2026 | **169,90 €**
obj. č. 530061 **94,90 €***

VÝPREDAJ

Clip trialpack

- Svetlom tuhnúci provizórny výplňový materiál k trvalému uzáveru kavít a po endo ošetrovaní.
- Ľahko sa polymerizuje, zostáva tuhý a elastický.

ZĽAVA**30%**

striekačky 3x 4 g, exp. 8/2026 | **80,40 €**
obj. č. 530120

55,90 €***Ufi Gel SC**

- Trvalo mäkký, za studena tuhnúci podkladací materiál na báze silikónu.

ZĽAVA**31%**

Kartuša 50 ml, exp. 8/2026 | **115 €** | obj. č. 530229 **79,90 €***

Hydroxid vápenatý

- Ekonomické balenie chemicky tuhnúceho hydroxidu vápenatého na priame a nepriame prekrytie pulpy.
- Mieša sa s destilovanou vodou.

ZĽAVA**23%**

50 g, exp. 11/2026 | **18 €** | obj. č. 530243

13,90 €***Wizard Navigator**

- Systém pre strojné opracovanie koreňových kanálikov, vďaka špeciálnemu výbrusu bitu nástroja umožňuje efektívnu a komfortnú prácu lekára a dosiahnutie špičkových výsledkov v minimálnom čase.

ZĽAVA**30%**

W-1, 4/010 L31 | **25 €** | obj. č. 144501425

17,50 €***Vitremer primer**

- Skloionométny nastavbový materiál pre výplne a nastavby pilierov, ošetrovanie krčkových kazov a podložky.

ZĽAVA**39%**

6,5 ml, exp. 5/2026 | **114 €** | obj. č. 521060

69,90 €***Futar D Fast**

- Extrémne pevná, minimálne elastická A-silikónová odtlačková hmota na registráciu zhryzu.

ZĽAVA**31%**

2x 50 ml, exp. 11/2026 | **69 €** | obj. č. 540091

47,90 €***Futar D**

- Injikovateľný elastométny materiál s prídavnou polymerizáciou záznamu zhryzu, určený na získanie presných záznamov o zhryze.

ZĽAVA**31%**

2x 50 ml + 6 kanýl, exp. 10/2026 | **69 €**
obj. č. 540096

47,90 €*

2x 50 ml + 6 kanýl, exp. 12/2026 | **69 €**
obj. č. 540096

47,90 €***oxasil Light Flow**

- Nový ručne miešateľný odtlačkový materiál. Zaisťuje presnú a trvalú reprodukciu detailov s vynikajúcou spracovateľnosťou počas doby tuhnutia.

ZĽAVA**29%**

140 ml, exp. 8/2026 | **15,40 €** | obj. č. 5402534

10,90 €***XyliPOP**

- Lízanky na starostlivosť o ústnu dutinu so 100% prírodným Xylitolom
- Lízanky s obsahom xylitolu a calcium laktátu.
- Bez aspartámu, sorbitolu, laktózy a lepku.
- Príjemná osviežujúca ovocná chuť.

ZĽAVA**27%**

čučoriedka 50x 6 g, exp. 12/2026 | **52 €**
obj. č. 598069

37,90 €*

*Ponuka platí do vypredania zásob.

Trident Tropical

- Veľmi chutné profylaktické žuvačky sladené Xylitolom, bez cukru.
- Pomáhajú chrániť pred zubným kazom.
- Balíček obsahuje 14 jednotlivo balených dražé.

ZĽAVA
21%

Tropical, 14 ks, exp. 9/2026 | ~~3,90 €~~ | obj. č. 9999511 **3,10 €***

TRIDENT Originál

- Veľmi chutné profylaktické žuvačky sladené Xylitolom, bez cukru.
- Pomáhajú chrániť pred zubným kazom.
- Balíček obsahuje 14 jednotlivo balených dražé.

ZĽAVA
26%

originál, 14 ks, exp. 7/2026 | ~~3,90 €~~ | obj. č. 9999512 **2,90 €***

Twix - držiak RTG

- Držiak RTG snímkov pre bite-wingové a aj perapikálne pozície.
- Pevné a komfortné uchopenie medzi zuby zaisťuje dokonalé snímky.

ZĽAVA
53%

200 ks | ~~23 €~~ | obj. č. 581240 **10,90 €***

FaciForm

- Prefabrikované transparentné matrice pre ľahké modelovanie kompozitných fazetových plôch.

ZĽAVA
45%

č. 13 - 8 ks | ~~11,90 €~~ | obj. č. 5800213 **6,50 €***

č. 23 - 8 ks | ~~11,90 €~~ | obj. č. 5800223 **6,50 €***

Okludor

- Jednoduchý okludor, ktorý slúži k orientácii modelov chrupu do správneho vzájomného postavenia.

ZĽAVA
57%

veľký - č. 1, 1 ks | ~~7,50 €~~ | obj. č. 9100151 **3,20 €***

Thienelino držiaky na zubné kefky

- Samolepiaci plastový držiak zubných kefiek s veselými motívmi víly a rytiera.

ZĽAVA
43%

držiaky - 10 ks | ~~9,60 €~~ | obj. č. 5980381 **5,50 €***

Lupové okuliare galilejské Cool

- Nezameniteľný štýl Univetu sa prejavuje v modeloch Look a Cool, kde ručne lakovaný nylonový rám v kombinácii s kovovými výstuhami robí každý kus hodnotným a ľahkým.
- Pohodlné, funkčné a vyrobené z kvalitných materiálov.

ZĽAVA
50%

Rubín - 3,50 x 400 mm | ~~1 419 €~~ | obj. č. 91GCR3540D **710 €***

Lupové okuliare ERGO

- Prizmatické ergonomické binokuláre so špeciálnou konštrukciou a ľahším plášťom.
- Vylepšené optické vlastnosti ocenia všetci praktickí stomatológovia a obzvlášť špecialisti na endodonciu.

ZĽAVA
30%

One Black 5,7 x 450 mm | ~~3 579 €~~
obj. č. 91POE5745D

2 505 €*

Lupové okuliare prizmatické Techne

ZĽAVA
55%

- Prizmatické lupové okuliare so skvelou optikou, vďaka ktorej uvidíte aj ten najjemnejší detail v pracovnom poli.
- Veľmi ľahké športovo estetické obrúčky dokonale priliehajú a súčasne veľmi dobre chránia oči.
- Nastaviteľný nosník, integrované pokrytie laterálnou oblasťou.


farba bielo červená 4,0 x 400 mm | ~~2 649 €~~
obj. č. 91PTG4040D

1 190 €*

*Ponuka platí do vypredania zásob.



Vážení priatelia dobrodružstva,

keď čítate tieto riadky, som práve na cestách – so skupinou na Filipínach. Žijeme dni, ktoré chutia po tropickom ovoci, voňajú slaným morom a zostávajú v hlave ešte dlho po návrate. Uživame si belostné pláže, teplé more i povestnú pohostinnosť miestnych, ktorá z obyčajného výletu urobí stretnutie. A kým stačia vyblednúť prvé spomienky, čaká nás úplne iný svet: Čile, Patagónia a Veľkonočný ostrov. Drsná krása krajiny, nekonečný priestor, vietor a pocit, že stojíte na konci sveta.

A teraz to hlavné: kam sa môžeme vydať spoločne?

Pre tých, ktorí majú radi kratšiu, ale intenzívnu dávku emócií, je tu Rím – tisícročné mesto, ktoré sa nikdy neomrzí a zakaždým prekvapí niečím novým. Cez leto ponúkame osvedčenú rakúsku stálicu: pobyt v horskom Bad Kleinkirchheime, kde si termín aj dĺžku pobytu vyberiete podľa seba.

A ak vás priťahujú skutočne vysoké hory a výnimočné miesta, pripravili sme Tadžikistan. Čakajú vás panorámy Pamíru a legendárny Pamir Highway – jedna z najvyššie položených ciest sveta. Je to cesta pre milovníkov hôr, priestoru a surovej krásy, ktorá sa nedá „odškrtnúť“ ako atrakcia – tá sa musí prežiť.

Čo hovoríte na október? Skúsime Nepál – Káthmandú a Bhaktapur (chrámy, história, atmosféra) a potom Pokhara s výhľadmi na Annapurnu.

Dáme aj krátky trek do hôr, aby to nebolo len „pozeranie“, ale skutočné chodenie medzi dedinami. Pridáme rafting na rieke Trishuli a zakončíme v Chitwane na safari v národnom parku.

A kto bude chcieť, môže si prikúpiť vyhládokový let k Everestu. A teraz perla, skutočný klenot záveru budúceho roka: Ekvádor s Galapágami. Miesto, kde príroda písala pravidlá evolúcie a kde vás každý deň niečím prekvapí.

A čo ďalej? Rok 2027 sa už rodí. Pre milovníkov diaľav, nekonečných pláni a piesočných dún chystáme Mongolsko. V pláne je tiež Bolívia a Sumatra – a to je len začiatok. Ponuka porastie a verím, že si každý nájde svoju šálku cestovateľskej kávy.

Tak poďme spoločne písať ďalšie príbehy sveta. Teším sa na vás na niektorej z ciest.



PREČO CESTOVAŤ S NAMI?

Cestovanie je o zážitkoch, inšpirácii a poznani. A my v Hu-Fa Dental a.s. to vieme už dlho.

Už v roku 1996 sme preverili naše aktivity a založili cestovnú kanceláriu špecializovanú na medzinárodné stomatologické kongresy, semináre a odborné expedície pre stomatológov a zubných technikov. Spájame profesijný rast s cestovateľským dobrodružstvom – a každú cestu stavíme tak, aby bola výnimočná, exotická a plná inšpirujúcich zážitkov.

- Odborné zájazdy – uznateľné ako daňovo odpočítateľná položka.
- Kompletne podklady na vyúčtovanie – vždy konzultované s daňovými poradcami.
- Starostlivý výber destinácií a odborných tém každej výpravy.
- Spolupracujeme s preverenými partnermi v jednotlivých krajinách.
- Flexibilita odletov – Praha, Viedeň, Budapešť alebo nadväzná spoje podľa prania, rovnako tak kategórie leteniek podľa Vášho prania – business, premium economy.
- Nepretržitá podpora – český sprievodca k dispozícii 24 hodín denne po celú dobu zájazdu.
- Nové cestovné poistenie s Európskou CP – už si nemusíte sami zaistiť CP, radi všetko vybavíme za Vás.

Sme jediná dentálna spoločnosť v Českej republike, ktorá vlastní koncesovanú licenciu cestovnej kancelárie. S nami cestujete bezpečne, profesionálne a s istotou, že o Vás bude postarané – odborne aj ľudsky.

Pridajte sa k nám. Objavujte svet. Vzdělávajte sa. Zažite výnimočné.

RÍM

Večné mesto, ktoré nikdy neprestane ohromovať

Termín: 20. - 24. mája 2026 (5 dní)
Doprava: letecky
Ubytovanie: Grand Fleming Hotel 4* s raňajkami

Nenechajte si ujsť: Colosseum, tajomný Vatikán, Panteón, pravú taliansku kávu alebo zmrzlinu

Cena: 1.559 € (vrátane poplatkov)

Objavte čaro Ríma, mesta, ktoré vás ohromí svojou históriou, nádhernou architektúrou a nezabudnuteľnou atmosférou. Vyjdajte sa s nami na dobrodružstvo, ktoré vás zavedie k ikonickým pamiatkam – od majestátneho Kolosea po tajomný Vatikán, kde každý kút rozpráva príbeh stáročia. Užite si romantické prechádzky po historických uličkách, ochutnajte vynikajúcu taliansku kuchyňu a načerpajte energiu z tejto živej metropoly. Tento zájazd je skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú kombináciu histórie, kultúry a nezabudnuteľných zážitkov. Pripojte sa k nám a nechajte sa očariť Rímom, aký si ho predstavujete – plný mágie, elegancie a jedinečných momentov!



EKVÁDOR & GALAPÁGY

Vydajte sa na cestu, ktorá prebudí vášho vnútorného objaviteľa

Termín: 18. novembra – 4. decembra 2026 (17 dní)

Doprava: letecky/jeep/ autobusom
Ubytovanie: starostlivo vybrané hotely s polpenziou

Nenechajte si ujsť: Quito (UNESCO), pozorovanie ružových delfínov (NP Cuyabeno), vodopád Pailón del Diablo, Galapágy (UNESCO)

Cena: 8.169 € (vrátane poplatkov)

Ekvádor, krajina na rovníku, kde sa stretáva drsná krása Ánd s tajomstvom amazonského pralesa, ponúka nespočet dobrodružstiev. Čakajú vás výstupy na úpätie majestátnych sopiek, stretnutie s indiánskymi komunitami aj prechádzky koloniálnymi mestami, kde sa mieša španielske dedičstvo s autentickou latinskoamerickou energiou. A potom príde vrchol - Galapágy. Ostrovy, ktoré si zachovali tvár sveta, ako vyzeral pred miliónmi rokov. Každý deň prinesie nové objavy: plávanie s tuleňmi a morskými korytnačkami, pozorovanie leguánov, terejov či tučniakov v ich prirodzenom prostredí, výstupy na sopečné krátery a kúpanie v lávových lagúnach. Tu ste hosťom v ríši prírody, ktorá vás prijme s otvorenou náručou - a pritom vám ukáže svoju divokosť aj krehkosť.



CESTA TADŽIKISTÁNOM

Tajomný Pamír

Termín: 9. - 18. septembra 2026 (10 dní)
Doprava: letecky, miestne - buchanky/UAZy
Ubytovanie: starostlivo vybrané hotely ... mnohokrát najlepšie na celej trase, polpenzia/plná penzia
Nenechajte si ujsť: vysokohorské panorámy, dobrodružstvo na druhej najvyššej ceste sveta, Pamír

Cena: 3.159 € (vrátane poplatkov)

Predstavte si cestu, kde každý kilometer znamená zážitok – a kde sa krajina nedá skrotiť, len obdivovať. Pamírska diaľnica M41 vás vezme mimo mapy bežných trás do sveta drsnej krásy, ticha a obrovských horizontov. Pôjdete srdcom Pamíru, medzi zasneženými štítmi a vysokohorskými plánami, kde sa nebo zdá byť na dosah ruky a vzduch chutí slobodou. Táto legendárna magistrála patrí k najvyššie položeným cestám sveta a právom má povest' cesty, ktorá mení perspektívu. Nečakajte „pekné výhľady“ – čakajte surovú nádheru, ktorá vás pohltí a nepustí. Pamír nie je len destinácia. Je to výprava, na ktorú sa nezabúda.



NEPÁL



Himalájske kráľovstvo a jeho divoká krása

Termín: 10. - 23. októbra 2026 (14 dní)
Doprava: letecky
Ubytovanie: 4-5* hotely & lodge s polpenziou/plnou penziou
Nenechajte si ujsť: nezabudnuteľné scenérie lemujúce celú trasu zájazdu

Cena: 4.409 € (vrátane poplatkov)

Nechajte sa uniesť do zeme, kde sa sny stávajú skutočnosťou. Nepál, to sú zasnežené vrcholky Himalájí, tajomná atmosféra budhistických kláštorov a srdečnosť miestnych ľudí.

Vyďte sa s nami na cestu, ktorá pohladí vašu dušu a zanechá vo vás hlboký dojem. Prejdite sa po trhoch s korením a ručne vyrábanými suvenírmi, ochutnajte tradičné nepálske špeciality a nechajte sa očariť krásou himalájskej prírody.





MONGOLSKO

Na ktoré sa nezabúda - z jurty až ku spievajúcim dunám

Predstavte si ráno, kedy vás nezobudí budík, ale ticho stepi a prvý čaj v jurte.

Mongolsko tu nezačijete z diaľky - v malej skupine sa dostanete bližšie k ľuďom aj miestam a cesta má jasný ťah od Kharkhorinu v údolí Orchon cez kláštor Erden Zuu až do Gobi. Čakajú vás Tsagaan Suvara, Flaming Cliffs s dinosaurami, „spievajúce“ duny Khongor s výstupom aj prechádzkou na ťavách a návšteva nomádskej rodiny chovateľov tiav. Pridáte aj ľadový kaňon Yol Valley a na záver Terelje (Turtle Rock, Aryapala) plus obří jazdeckú sochu Džingischána a večer s tradičným vystúpením. Toto nie je blúdenie po stepi, ale premyslená expedícia s autentickými zastávkami a nocľahy v jurtách. Čo hovoríte... pridáte sa?

Termín: september 2027 (10 dní)

Ubytovanie: 5* hotel (Ulanbátar), luxusné kempingy s jurtami

Nenechajte si ujsť: kláštor Erdene Zuu, Flaming Cliffs (Bayanzag)

– červené „dinosaurie“ útesy, spievajúce duny Khongor – výstup na duny, Terelj + Džingischán – Turtle Rock, chrám Aryapala, obria jazdecká socha a mnoho ďalšieho

Cena: bude upresnená



BAD KLEINKIRCHHEIM

Letná dovolenka v Rakúsku



Termín: jún/júl/august 2026

vyberte si termín a dĺžku pobytu podľa potreby

Ubytovanie: Panorama Pension Suedhang

Nenechajte si ujsť: mnoho turistických a cyklistických trás, relaxáciu v kúpeľoch, golf, Alpine Wildpark, Granatium, Klagenfurt, hrad Landskron, stredobod Korutánska, vynikajúcu korutánsku kuchyňu

Cena: 719 € (za osobu s raňajkami/týždeň/vr. Korutánske karty)

Dovolenka v Korutánsku je jednoducho neporovnateľná so žiadnym iným miestom! Vitajte v krajine jazier a hôr! Počas Vašej dovolenky v Bad Kleinkirchheime sú lanovky stále v prevádzke a tým najkomfortnejším a najrýchlejším spôsobom, ako sa dostať do najlepších východiskových pozícií nespočetných turistických chodníkov a cyklotrás v srdci Korutánska, vhodných ako pre sviatočných turistov a rodiny s deťmi, tak pre milovníkov náročných trás, vyžadujúcich určitú zdatnosť a skúsenosti.

ŠPANIELSKO

Apartmenty Dominion Beach / Horizon Beach (Estepona)


Termín:

voľné termíny k dispozícii na vyžiadanie


Nenechajte si ujsť: viac ako 15 golfových ihrísk v najbližšom okolí, Gibraltár kráľovské mesto Ronda (45 minút), krokodíliu farmu v Torremolinos, neskutočne voľnú ZOO vo Fuengirole, krásne akvárium Sealife v Benalmadene aj 4tisícovky v neďalekom pohorí Sierra Nevada

Cena: od 169 €/den (+ povinný poplatok za upratovanie 100 EUR/pobyt)

Tu sa jednoducho prepína do dovolenkového režimu počas prvých piatich minút. Otvoríte dvere na terasu, nadýchnete sa slaného vzduchu a pred vami sa roztiahne nekonečné more — žiadny „výhľad medzi domami“, ale skutočná prvá línia pri pláži. Moderné, vyladené apartmány s dvoma spálňami a veľkou terasou je ideálny pre rodinu i partiu priateľov: ráno raňajky na slnku, cez deň pláž pár krokov, popoludní návrat do pohodlia a večer pohár s výhľadom, ktorý vás dostane každý deň znova. Costa del Sol vie byť krásna - ale odtiaľto ju budete mať ako v kine. Dominion Beach / Horizon Beach v Estepeone je presne ten typ miesta, kde si poviete: „Toto je dovolenka, ako má byť.“



Dominion Beach



Horizon Beach





obnovujúci alebo upokojujúci
krém Indulona
nad 160 €
9999989 a 9999988



krébké maslové sušienky
v plechovej dóze, 114 g
nad 160 €
9998695 a 9998697



praktická šnúra na
telefón cez rameno
nad 200 €
9999976

mydlo na ruky
so soľou z Mŕtveho mora
nad 200 €
9999966



Endostar Unique S-File set
nad 200 €
59161225A



bavlnené ponožky
pre stomatológov
nad 280 €
9999983-5



pohodlná športová
čelenka Opalescence
nad 320 €
9999927



oblíbená bieliaca pasta
Opalescence, 133 g
nad 560 €
500401D

obchodní zástupcovia SR



Nitranský a Trnavský kraj

Ivan Brunclík
obchodný zástupca
mob.: 0903 / 534 688
e-mail: ibrunclik@gmail.com



Trenčiansky kraj

Martina Maras
obchodný zástupca
mob.: 0903 / 557 282
e-mail: martinka.borovska@gmail.com



Košický a Prešovský kraj

Mária Vilmošová
obchodný zástupca
mob.: 0907 / 976 246
e-mail: vilmosovamarika@gmail.com



Košický a Prešovský kraj

PaedDr. Miroslav Čorej
obchodný zástupca
mob.: 0905 / 663 828
e-mail: miro.corej@gmail.com



Žilinský kraj

MVDr. Janka Jedináková
obchodný zástupca
mobil: 0907 / 966 311
e-mail: jedinakova.jana@gmail.com




Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

Erika Čísecká
obchodný zástupca
mob.: 0910 / 959 741
e-mail: cisecka.e@atlas.sk



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

Peter Čísecký
obchodný zástupca
mob.: 0911 914 667
e-mail: cisecky.p@atlas.sk




Telemarketing Čadca

Miroslava Hargašová
e-mail: hargasova@hufa.sk
tel.: 041 / 432 61 50
mob.: 0903 / 514 814
mob.: 0904 / 999 432



Mária Prengelová
e-mail: prengelova@hufa.sk



Telemarketing Bratislavský kraj

Andrea Vojvodíková
obchodný zástupca
mob.: 0948 / 335 190
e-mail: vojvodikova@hufa.sk

Nie sú len optická pomôcka – sú to šperky precíznosti, kde sa kovový detail stretáva s odvahou športovej línie a premení každý pohľad v istotu.

Dizajn, ktorý sedí ako druhá koža a pôsobí tak prirodzene, že na ne ľahko zabudnete.

Ergo Advanced

Ponúkajú dokonalý zážitok pri sledovaní najmenších detailov a uhol pohľadu, ktorý umožňuje čo najprirodzenejšie držanie tela. Lupové okuliare s vlastnosťami podobnými mikroskopom. Prizmatické ergonomické binokuláre so špeciálnou konštrukciou a ľahším plášťom. Sklá umožňujú individuálnu úpravu dioptrií. Dostupné vo zväčšeníach: 3,5×, 4,5× alebo 5,7×.



sdu.sk/0V3hH



Galilejský systém

Prinášajú vylepšenú svetelnosť, špičkové optické vlastnosti a podporujú prirodzenú ergonómiu práce. Sklá umožňujú individuálnu úpravu dioptrií. Dostupné zväčšenia: 2,0×, 2,5×, 3,0× a 3,5×.



sdu.sk/iG4W



LYNX PRO

Bezkonkurenčná presnosť s najostrejším svetlom.

- V súlade s modrým svetlom.
- Farebná teplota: 5700 K
- Jas: 50 000 luxov
- Životnosť batérie: 40 hodín / až 9 hodín pri plnom výkone.
- Hmotnosť svetlometu: 15 g



sdu.sk/Sps2P

