



BIELIACI SYSTÉM #1

V PROFESIONÁLNO
BIELENÍ ZUBOV
NA TEJTO PLANÉTE



ŽIARIVEJŠÍ ÚSMEV

- BEZ ODTLAČKOV
- ROZBAĽ
- NASAĎ
- VYBIEĽ

Viac informácií o produkte na strane 3.



Klinický prípad - nevyhovujúce kompozitné náhrady na zuboch #36 a #37

20 rokov staré nevyhovujúce výplne s mikronetesnosťami na okrajoch medzi náhradou a zubom. Proximálne body sú na #36 podstatne hlbšie ako trieda 1 na #37. Oba zuby boli opravené pomocou jednodotieňového kompozitného materiálu. Pozrite si tento klinický prípad, ktorý je doplnený o bohatú fotodokumentáciu.



bit.ly/44M9Tt8



Vidieť alebo VIDIET so svetlami od Univetu

Pri pohľade cez lupové okuliare zistíte, že vidíte oveľa viac a pracujete nielen presnejšie, ale aj rýchlejšie. Pridajte ešte dodatočné osvetlenie a už nie je cesty späť... Prezrite si celé portfólio svetelných systémov k lupovým okuliarom od Univetu a získajte maximum informácií.



bit.ly/4iyYPCT



BioRoot Flow v pedostomatológii a prípady s obturačnou technikou za tepla

Jednoduché použitie vopred namiešaného materiálu v striekačke robí BioRoot Flow skvelou voľbou pre detských pacientov. Prezrite si 3 klinické štúdie s bohatou fotodokumentáciou a presvedčte sa, že plnenie koreňových kanálikov nikdy nemohlo byť rýchlejšie a jednoduchšie. BioRoot Flow je spoľahlivá voľba pre každý endodontický prípad.



bit.ly/3GuQD9C

Diódové lasery

Otvorte dvere novým možnostiam alebo ako vám pomôže dentálny laser vo vašej každodennej praxi.

Piatok 30. mája 2025, BRNO

Prednášajúci: Dr. Sergio A. Velasquez
Zubný lekár z univerzity v Manizales v Kolumbii.




bit.ly/41DPiWi

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, pozývame Vás na výnimočnú konferenciu pod vedením špičkového špecialistu Dr. Sergia Velasqueza, ktorý Vám priblíži využitie dentálnych laserov v praxi.



Čo vás čaká?

- Využitie dentálneho lasera v každodennej praxi v ktorejkoľvek dentálnej ordinácii (všeobecná stomatológia i špecializované ordinácie).
- Možnosti a výhody laserového ošetrovania pri rôznych diagnózach.
- Základné laserové techniky a ich špecifiká. Nároky na prácu s dentálnymi laserami.
- Využitie fotobiomodulácie: liečba bolesti, opuchov, áft. Dekontaminácia, Dezinfekcia. Prevencia. Zníženie hypersensitivity. Podpora hojenia po chirurgických zákrokoch a extrakciách. Skrátenie doby liečby.
- Konkrétna diagnóza vs. vhodná terapia. Klinické prípady – fotografie, videá.
- Možnosť vyskúšať si prácu s laserom na konkrétnom prístroji a prípadne na vlastných bolestivých miestach.


Získajte odpovede na všetky Vaše otázky a načerajte inšpiráciu od kolegu, pre ktorého je laserová terapia skutočnou vášňou!





1. úľava od bolesti po extrakcii tretieho molára



2. podpora hojenia a úľava od bolesti u vredov, áft, herpesov



3. prevencia a liečba zápalov



PBM adaptéry

vzdelávanie

Vnútrné bielenie nevitálnych zubov a mikroabrazie fluorózy

Pozývame vás na veľmi praktický webinár zameraný na dve kľúčové témy, ktoré rieši každodenné estetické výzvy v záchovej stomatológii. Naučte sa efektívne a bezpečne aplikovať techniky vnútorného bielenia zubov, ktoré vám umožnia dosiahnuť vynikajúcich výsledkov pri liečbe zafarbenia nevitálnych zubov. Zameriame sa na podrobnosti týkajúce sa výberu materiálov, postupov a prevenciu možných komplikácií. Ďalej si posvietime na mikroabraziu – účinný a minimálne invazívny spôsob ošetrovania fluorózných škvrn na sklovine. Naučíme sa, ako zlepšiť vzhľad zubov bez zbytočného poškodenia štruktúry skloviny.

Prednášajúci:



Dr. Rafael S. Beolchi

webinár

Parodontologický pacient

Praktické školenie zamerané na komplexnú starostlivosť o parodontologického pacienta, ktoré prepája znalosti parodontológa a dentálnej hygieničky v jeden efektívny celok. Bez zbytočnej teórie sa zameriame na praktické postupy, ktoré sa osvedčili v reálnej praxi. Na konkrétnych kauzistikách si ukážeme, ako efektívne diagnostikovať, liečiť a dlhodobo udržiavať parodontologických pacientov. Súčasťou školenia sú aj skúsenosti s ošetrovaním detských pacientov a implantátov, nevyhnutné minimum chirurgickej terapie a moderné využitie diódového lasera.

Prednášajúci:



MUDr. Markéta Harakalová
a Mgr. Petra Janatová, DiS.

Kedy: 14. novembra 2025
Kde: Praha



bit.ly/4jbgDol

Kedy: 20. októbra 2025, od 18:00
Kde: on-line



bit.ly/3RIB9a8

Dental Show 2025

15. novembra

poznačte si do kalendára **sobota**

on-line
kreditované
z pohodlia domova



Podrobný program
nájdete
na našom webe:
bit.ly/DS2025SK

**Odborný program pre lekárov,
sestry a dentálne hygieničky.**



Opalescence



4 kroky k vybieleniu

1. Informujte vašich pacientov o bielení Opalescence Go
2. Ukážte im, aká jednoduchá je aplikácia Opalescence Go
3. Ponúknite im Opalescence Go vo Vašej ordinácii
4. Nechajte ich vybieliť Opalescenciou Go



**Zľava
20%**



1. Vyberte z balenia.



2. Vycentrujte na zubný oblúk.



3. jemne prisajte alebo prehýnite.



4. Odstráňte vonkajší nosič.



5. Ak je potrebné, jemne upravte.



6. Nechajte pôsobiť 60-90 minút.

Opalescence GO 6%

- univerzálne predplnené nosiče s bieliacim gélom

„Bielenie za pochodu“ - okamžite, bez odtlačkovania, bez laboratórnych prác, bez čakania na zhotovenie bieliaceho nosiča.

Jednorazové extra tesné nosiče naplnené bieliacim gélom s 6% peroxidu vodíka.

Profesionálne vybielenie zubov vo frontálnom aj distálnom úseku chrupu.

Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) a 20% vody znižujú citlivosť

Doba 1 aplikácie: 60-90 minút/deň.

Doba bieliaceho cyklu: 5-10 aplikácií.

Vhodné aj na oživenie a predĺženie trvanlivosti odtieňa po predchádzajúcom ordinačnom bielení alebo po profesionálnom čistení zubov.

Vhodné aj pre pacientov so strojčekom. Cenovo dostupné.

Pacient kit

(10× dolný + 10× horný nosič + Opalescence zubná pasta 30 ml)

72,80 € 94,00-€

Mini kit

(4× dolný + 4× horný nosič) / príchuť: mäta, melón

35,20 €

44,00-€

Opalescence™ whitening toothpaste



- Jedinečná zmes tri-oxidu kremičitého aktívne odstraňuje povrchové škvrny
- Bezpečná pre každodenné, dlhodobé použitie, vhodná pre celú rodinu
- Odstránením povrchových škvŕn zosvetlí zuby o dva odtiene len za jeden mesiac¹
- Výnimočné vstrebávanie fluoridu sodného², pomáha lepšie chrániť pred kavitami a posilňuje sklovinu
- Sladidlo Xylitol pomáha znížiť riziko zubného kazu
- 78 RDA zaisťuje maximálnu ochranu skloviny, dentínu a výplní³
- **Vhodná aj pre nebielené zuby**
- Neobsahuje Triclosan ani oxid titaničitý

Bieliaca zubná pasta Opalescence Original

4,8× väčšia absorpcia fluoridov sklovinou (spĺňa špecifikácie ADA)
Balenie: 12× 100 ml, 24× 30 ml

Bieliaca zubná pasta Opalescence Sensitivity Relief

pre citlivé zuby znižuje citlivosť zubov - napr. po bielení
5% dusičnanu draselného na zníženie citlivosti
Balenie: 12× 100 ml, 24× 30 ml



opalescence_czech_and_slovakia

www.opalescence.cz

* Registrovaná ochranná známka inej spoločnosti ako Ultradent. 1. Gultz J, Kaim J, Scherer W. Whitening efficacy of a whitening toothpaste creme (IADR abstract 27471). J Dent Res. 1998;77(suppl 2):975. 2. Schemehorn, BR. Enamel Fluoride Uptake 09-107. Vlastné dáta. 3. Táto zubná pasta neobsahuje peroxid. 4. Schemehorn, BR. Relative Dentin Abrasion Test na Dentifrices 11-111. Vlastné dáta.

BIELIACA ZUBNÁ PASTA OPALESCENCE:
CHRÁNÍ ZUBY PRED PIGMENTÁCIOU.
SKVELO UDRŽÍ BIELY ODTIEŇ.
SKVELO CHUTÍ.

U2
ULTRADENT

**Chladivá.
Čerstvá.
Čistá.**



**20%
zľava**
Na balenie
100 ml

Original	100 g	8,80 €	44,00 €
Sensitivity	100 g	9,60 €	42,00 €

TIP: Chcete bieliť a máte citlivé zuby?

Začnite používať Bieliacu zubnú pastu Opalescence Sensitivity Relief už 14 dní pred bielením.
Pomôže vám znížiť alebo odstrániť citlivosť.

Opalescence® PF PROFESIONÁLNE BIELENIE S DLHODOBÝM VÝSLEDKOM, BEZPEČNÉ PRE VAŠE ZUBY

Opalescence™
tooth whitening systems



- stabilný bieliaci gél s kontrolovaným uvoľňovaním kyslíka = zaručená koncentrácia po celú dobu životnosti
- rozloží viac zafarbujujúcich pigmentov = vybielený odtieň dlhšie vydrží
- **20%** vody chráni pred dehydratáciou zubov a návratom k pôvodnému odtieňu
- **formula PF** (fluorid sodný a dusičnan draselný) chráni pred citlivosťou zubov pri a po bielení
- pH 6,9 – šetrný k zubnej sklovine
- jediný vysoko viskózný lepkavý gél = nevyteká z nosiča
- jediný gél, ktorý posilňuje mikrotvrdosť skloviny
- príchuť: mäta, melón, bez príchute
- doba bieliaceho cyklu: v priemere **5-10 aplikácií**
- 1/3-1/2 striekačky na 1 nosič

Nočné bielenie Opalescence® PF 10%

10% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: 8-10 hodín/ noc

Denné bielenie Opalescence® PF 16%

16% karbamidu peroxidu
doba 1 aplikácie: 4-6 hodín/ deň

Vybielené zuby s úžasne dlhou výdržou odtieňa (až niekoľko rokov) nie je potrebné prebieľovať každý mesiac!

Pacient Kit

(8×1,2 ml striekačka Opalescence PF,
1×25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence, 1× krabička na nosiče,
1× kartička vzorkovník odtieňov)

90,00 € 100,00 €

Doktor Kit

8×1,2 ml striekačka Opalescence PF, 2× fólia Soft Tray,
1× 1,2 ml LC Block-Out Resin, 1×25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence,
1× krabička na nosiče, 1× kartička vzorkovník odtieňov

98,10 € 109,00 €

Refill (40×1,2 ml striekačka Opalescence PF)

315,00 € 350,00 €



**10%
zľava**

TIP: Bielenie doplňte Bieliacou zubnou pastou Opalescence Original alebo Opalescence Sensitivity Relief.

Na výrobu bieliaceho nosiča používajte fólie s hrúbkou **0,9 mm**, silnejšie fólie môžu byť príčinou citlivosti zubov pri bielení.

Bieliaci nosič MUSÍ MAŤ rezervoáre!

Bez nich je významne znížený účinok bielenia a predlžuje sa celková doba bielenia.



SEKČNÝ MATRICOVÝ SYSTÉM

Nitinolové krúžky

- Super-elastická zliatina niklu a titánu udržiava prítlak počas ošetrovania a redukuje cyklické namáhanie
- Krúžky vydržia viac ako 1000 použití
- Nylonové hroty plnené sklom sa nezlomia ľahko a nezrúti sa počas preparácie
- Obrisy krúžku bezpečne držia matricový pásik v prirodzenom anatomickom tvare
- Prevedenie dovoľuje použitie pri výplniach MOD a iných dostavieb II. triedy
- Umožní ideálnu separáciu pri susediacich dostavbách

505008	1 ks	111,00 €	448,00-€
505009	2 ks	199,50 €	266,00-€

Matrice

- Anatomicky tvarované na dosiahnutie ideálneho bodu kontaktu
- Zakrivenie okrajovej línie redukuje nutnosť dokončovacích operácií
- Jednoduché nasadenie, umiestnenie a odstránenie pri zachovaní prehľadnosti operačného poľa
- Hrúbka 0,038mm originál a pevné, 0,051mm nelepivé

50 ks	52,50 €	70,00-€
100 ks	98,30 €	131,00-€

Klinky

- Stlačiteľný stred umožní anatomické prispôsobenie matrice
- Pevný klin: lepšia separácia pri menej traumatickom podráždení papily
- Jednoduché zavedenie klinu vďaka dutému dizajnu, v prípade potreby možno použiť niekoľko klinov naraz
- Farebné značenie uľahčuje rozpoznanie veľkosti klinov

100 ks	39,80 €	53,00-€
--------	----------------	---------

Karuselový zásobník:

- prehľadný, šetrí čas
- ľahko sa dezinfikuje dezinfekciou na povrchy

**ZĽAVA
25%**

504831 HALO Originál Kit s nástrojmi:

2x – Univerzálne krúžky, 5x 25 originál matrica: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 3x 25 klinov (veľké, stredné, malé), 1 - kliešte, 1 - pinzeta, 1x Halo otočný zásobník

474,80 € 633,00-€

504832 HALO Originál Kit bez nástrojov:

2x – Univerzálne krúžky, 5x 25 originál matrica: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 3x 25 klinov (veľké, stredné, malé), 1x Halo otočný zásobník

264,10 € 426,00-€

504833 – HALO Firm nelepivý bez nástrojov:

2x Univerzálne krúžky, 5x 20 ks pevných nelepivých matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 20 ks klinov - malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník

264,10 € 426,00-€

504834 – HALO Firm bez nástrojov:

2x Univerzálne krúžky, 5x 25 ks pevných matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 25 ks klinov - malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník

319,50 € 426,00-€

Tip: 504835 – HALO Original Minikit bez nástrojov:

2x Univerzálne krúžky, 4x 5 ks originál matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 5 ks klinov - malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník

205,50 € 274,00-€

*len do vypredania zásob

Viac informácií
na www.hufa.sk
alebo u vašich obchodných zástupcov.

GEMINI EVO™

DIÓDOVÝ LASER 810÷980



100
WATTS



GEMINI™ EVO – DIÓDOVÝ LASER 810÷980 na mäkké tkanivá

- superpulzný výkon v špičke 100 W (peak)
- tri vlnové dĺžky 810 nm, 980 nm, duálne 810 – 980 nm pre optimálnu absorpciu melanínu a vody
- rýchlejší hladký rez, vysoká termálna relaxácia, tkáň sa neškvarí
- Gemini špičky iniciované 5 mm (rezacie) a neiniciované 7 mm (dezinfekčné, dekontaminačné)
- silnejšie podsvietenie špičky pre lepšiu viditeľnosť v mieste zákroku
- bezdrôtový nožný pedál a prevádzka na batérie

16 predvolených procedúr v 3 prehľadných kategóriách zákrokov:

- chirurgické – úprava a odstránenie orálnych tkanív
- nechirurgické – dezinfekčné, dekontaminačné (dekontaminácia parodontálnych chobotov, sulkov, koreňových kanálikov)
- úľava od bolesti / podpora hojenia s PBM adaptérm

3 fotobiomodulačné adaptéry PBM:

- 1 extraorálna (25 mm)
- 2 intraorálne (3 mm, 7 mm)
- aktualizácia a vyhradená technická podpora cez Wi-Fi pripojenie, Dashboard



Vhodný pre každodennú stomatológiu aj pre špecializácie

(čelustnú chirurgiu, parodontológiu, ortodonciu, dentálnu hygienu a i.)

FOTOBIMODULAČNÉ INTRAORÁLNE A EXTRAORÁLNE ADAPTÉRY

rozširujú využitie lasera v každodennej praxi o terapiu/ liečbu bolesti a podporu hojenia, napr.


- prevencia a liečba herpesov, podpora hojenia a úľava od bolesti u vredov, áft, herpesov
- liečba paralýzy tvárových nervov (poklesnuté kútiky, porucha hybnosti mimických svalov)
- zníženie hypersensitivity dentínu u rezákov, očné zuby, premolárov, molárov
- úľava od bolesti po extrakcii tretieho moláru
- urýchlenie posunu zubov pri ortodontickej liečbe („speed orthodontics“)
- myogénne aj artrogénne poruchy TMJ
- prevencia a liečba zápalov sliznice



1.




2.



3., 4.



5.



6.



Gemini špičky:

508993	iniciovaná špička 5 mm (rezacia)	25 ks	331,20 €	368,00 €
508994	neiniciovaná špička 7 mm (dezinfekčná, nerezacia)	25 ks	331,20 €	368,00 €

10%
zľava

509121 Gemini EVO laser Kit:

- 1x napájací zdroj
- 1x nožný pedál + batéria + USB kábel
- 10x5mm špička rezacia
- 3x ochranné okuliare
- 3x adaptéry PBM (25 mm, 7 mm, 3 mm)

11 039,00 € 13 790,00 €

20%
zľava

Zaujímajú vás možnosti využitia laserov v stomatologickej praxi? Príďte na prednášku:

Diódové lasery

Otvorte dvere novým možnostiam alebo ako vám pomôže dentálny laser vo vašej každodennej praxi.

Piatok 30. mája 2025, BRNO

Prednášajúci: Dr. Sergio A. Velasquez

Zubný lekár z univerzity v Manizales v Kolumbii.



bit.ly/4fRXC9g

Hu-Fa Dental Výhradný dovozca v ČR a SR



PRE HLBOKÚ HEMOSTÁZU

ViscoStat™

- viskózný **hemostatický** koagulačný gél s **20% síranu železnatého**
- hĺbková aktívna hemostáza v priebehu niekoľkých sekúnd pre stredne silné krvácanie
- bráni kontaminácii sulkulárnou tekutinou počas bondovania
- veľmi šetrný ku tkanivám
- pre každodenné použitie pri operatívnych zákrokoch, periodontálnom ošetrovaní, gingivektómii
- vynikajúci ako fixátor pri pulpotómii - alternatíva Formocresolu, šetrnejší ku tkanivám



500647 Indispense Kit: 1x30ml ViscoStat + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub+

87,30 € 97,00 €

20x1,2ml prázdne striekačky

500645 Indispense: 1x30ml ViscoStat

61,20 € 68,00 €

Tip

Hemostatické prípravky ViscoStat™ a Astringedent používajte s kanylou Metal Dento-Infusor™ Comfort Hub. Plastovú kanylu Blue Mini™ Dento-Infusor™ použite len na čerstvo zahojený epitel, je menej agresívny.

ViscoStat Clear™

- transparentný gél **pre slabé krvácanie v estetických zónach**
- **nezafarbuje tkanivo**, zostáva v sulku, nezanecháva reziduá
- nesteká

506409 Intro Kit: 4x1,2ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub

33,30 € 37,00 €

506407 Indispense Kit: 1x30 ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub+
20x1,2ml prázdne striekačky


90,90 € 101,00 €

ZĽAVA
10%



Ultrapak™ splietané vlákno

- **Jednoduché zavedenie**
- **Vynikajúca absorpcia**
- **Bezkonkurenčná retrakcia**



Vláknó zo 100% bavlny, prepletené do tvaru uzavretého tubulu sa počas zavádzania sťahuje, takže sa dobre natlačí do sulku. Potom vďaka riadenej expanzii optimálne odtiahne tkanivá.

Balenie:

509330	Ultrapak sada 4 ks - č.00, 0, 1, 2 + stojan	68,80 €	86 €
509331	Ultrapak vlákno č. 000 (čierna)	20,80 €	26 €
509332	Ultrapak vlákno č. 00 (žlté)	18,40 €	23 €
5093xx	Ultrapak vlákno č. 0 (fialové), č.1 (modré), č. 2 (zelené), č. 3 (červené)	16,80 €	21 €

ZĽAVA
20%

**PROFESIONÁLNE ORDINAČNÉ BIELENIE NA LIEČBU MEDICÍNSKÝCH ZMIEN
ODTIEŇOV ZUBOV**
Opalescence Boost 40%

- Bieliaci gél s **40% peroxidu vodíka**.
 - Iba na **2x20 min** pri jednej návšteve.
 - **PH 6,9** po zmiešaní – šetrný ku sklovine.
 - **20%** vody-minimálna dehydratácia pri bielení.
 - Na bielenie celého čelustného oblúka alebo iba jednotlivých zubov.
 - O použití Opalescence Boost rozhoduje **zubný lekár**.
- Viac informácií o produkte u Vášho obchodného zástupcu. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
- Balenie: Pacient kit (pre 1 pacienta), Intro kit (pre 2 pacientov), refill.
- **Certifikát CE platný do 2028.**


**ZĽAVA
10%**

Intro kit 282 € obj. č. 504750	253,80 €
Patient kit 154 € obj. č. 504751	138,60 €
refill - 20x 1,2 ml 700 € obj. č. 504754	630 €

GÉL NA BIELENIE NEVITÁLNYCH ZUBOV TECHNIKOU WALKING-BLEACH
Opalescence™ Endo

- Viskózný lepkavý gél s 35% peroxidu vodíka so zaručenou koncentráciou, nesteká.
- Technika „walking bleach“ na 3 - 5 dní.
- Pohodlne aplikujete zo striekačky do dreňovej dutiny zuba, ľahko sa odstráni.
- Rýchle výsledky s väčšou trvanlivosťou vybieleného odtieňa.
- **Pozor: iba na bielenie nevitálnych zubov!**



Pred bielením.

Po bielení.

TIP

Na dočasné uzavretie kavity použite dočasný karboxylátový cement bez eugenolu UltraTemp Regular (kompatibilný s peroxidom vodíka) alebo provizórnu svetlom polymerizovateľnú živicu J-Temp. Sú kompatibilné s peroxidom vodíka



Endo kit obj. č. 501270 122,40 €**	136 €
Endo refill - 2x 1,2 ml obj. č. 501323 116,10 €**	129 €

BIELENIE S KARBAMIDOM PEROXIDU DO ČAKÁRNE
Opalescence™ Quick PF 45 %

- Na zdravotnícke bielenie zubov do **individuálneho nosiča**.
 - 45% gél karbamidu peroxidu.
 - Bieliace zubné gély obsahujú PF (dusičnan draselný) a fluorid pre zníženie citlivosti.
 - Bieliace zubné gély Opalescence Quick PF obsahujú PF (dusičnan draselný a fluorid).
 - Na intenzívne ošetrovanie hlbokých vnútorných zmien sfarbenia.
 - Výsledky po 30 minútach liečby.
 - **Iba na indikáciu zubného lekára.**
- Balenie: Opalescencia Quick PF45%: 4x striekačka 1,2 ml.
- **Certifikát CE platný do 2028.**



Pred bielením (nedostatočný vývoj dentínu).



Po 4 aplikáciách Opalescence Quick (bieliaci gél s 45% karbamidu peroxidu = cca 15% peroxidu vodíka).



4x 1,2 ml obj. č. 505346 62,10 €**	69 €
20x 1,2 ml obj. č. 505348 254,70 €**	283 €

GÉL NA ZNÍŽENIE CITLIVOSTI ZUBOV
UltraEZ™

- Gél s 3% dusičnanu draselného a 0,25% fluoridu sodného s postupným uvoľňovaním, KNO₃, okamžite znižuje citlivosť zubov. Predplnené nosiče v ultratesnom nosiči, ktorý sa v ústach prispôsobí individuálnemu zubnému oblúku pacienta.

Použite pri:

- Citlivosti a obnaženie zubných krčkov.
- Citlivosti na zmeny tepla a chladu.
- Pri odstraňovaní zubného kameňa.
- Pred bielením (aj ½ hodiny bezprostredne pred bielením), v priebehu a po bielení.

Balenie:

- Ultra EZ Combo Kit: 10x horný a 10x dolný nosič.
- MiniKit: 4x horný a 4x dolný nosič.
- Ultra EZ striekačka: 4x 1,2 ml, 20x 1,2 ml.



Combo kit H + D - 20 ks obj. č. 505721 79,20 €**	88 €
Mini kit H+D 8 ks obj. č. 505743 35,10 €**	39 €
striekačky - 4x 1,2 ml obj. č. 501008 36 €**	40 €

JEDINÉ HYDROFILNÉ ŽIVICOVÉ PEČATIDLO FISUR A JAMIEK

UltraSeal XT™ Hydro™

- Thixotropné pečatidlo na báze živice Bis-GMA.
- Hydrofilná chémia - **nevadí vlhkosť na oklúzii**. Pokročilá adhezívna technológia – zvýšená retencia.
- Plnenie 53% - odolné voči oteru.
- Rádioopákne.
- Uvoľňuje fluoridy.
- **Fluorescenčná** - viditeľná pod UV svetlom pri každej kontrole:
- Kit obsahuje: 1x 1,2 ml striekačka UltraSeal XT Hydro, 1x 1,2 ml striekačka Ultra-Etch, 20x kanyla Blue Micro a 20x kanyla Inspiral Brush.
- Farba: natural, opákná biela.

ZĽAVA

10%



pred



po



Žiadny mikropriesak.




Utesnené okraje.



Iné pečatidlo fisúr: mikropriesak.



Pečatidlo sa odlupuje od okrajov.



Fluorescenčná - viditeľná pri každej kontrole pod UV svetlom



1. Naneste leptač UltraEtch na 20 sekúnd a opláchnite.



2. Naneste pečatidlo UltraSeal XT Hydro.



3. Polymerizujte 3 sekundy s VALO v Xtra móde (s inými lampami 20 sekúnd).

kit | 220 € | obj. č. 503533 **198 €**

refill - 4x 1,2 ml | 155 € | obj. č. 503535 **139,50 €**



SVETLOM TUHNÚCA ŽIVIČNÁ BARIÉRA

OpalDam™ Green

- Svetlom tuhnúca živica ochranná hmota na dokonalú izoláciu tkanív a zubov.
- Použite ako gingiválnu ochranu pred použitím abrazívnej pasty Opalustre alebo ordinačného bielenia Opaescence Boost PF40%.
- Balenie: 4x striekačka 1,2 ml, 10x kanyla Micro 20ga, 10x kanyla Black Mini.
- Refill: 4x striekačka 1,2ml.
- Ekono refill 20x 1,2 ml.



Spolymerizovanú živicu ľahko odstránite v jednom kuse.

TIP

Pred aplikáciou dobre osušte vzduchom mäkké tkanivá aj zuby. Taktiež pred aplikáciou môžete použiť hemostatický gél ViscoStat Clear: zastaví tvorbu sulkulárnych tekutín a udrží mäkké tkanivá suché.



kit | obj. č. 501824 | **105,30 €****

refill - 20x 1,2 ml | obj. č. 501826 | **374,40 €****

refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 501825 | **92,70 €****

117 €

416 €

103 €

FLUORIDOVÝ LAK PRE DETI, DOSPIEVAJÚCICH AJ DOSPELÝCH

Fluoridový lak Enamelast™

- 5% fluoridu sodného (22 000ppm fluoridových iónov).
- Zvýšená retencia.
- Dlhodobé uvoľňovanie a nadpriemerné vstrebávanie fluoridových iónov.
- Hladká textúra po aplikácii, na zuboch takmer neviditeľný.
- Nedávivé zloženie.
- Jednoduchá a rýchla aplikácia príjemná pre všetky typy pacientov.
- Príchute: lesné ovocie pána Waltera, pomarančový krém, žuvačka, chladivá mäta a karamel, **bez príchute**.
- **Jediný fluoridačný lak vhodný aj pre deti mladšie ako 1 rok: chráňte zuby detí od samého začiatku.**



blister - 200x 0,4 ml | **488 €** | obj. č. 504528

439,20 €

blister - 50x 0,4 ml | **139 €** | obj. č. 504518

125,10 €

striekačky 20x 1,2 ml | **127 €** | obj. č. 504523

114,30 €

striekačky Walterberry 2x 1,2 ml | **15 €** | obj. č. 504521

13,50 €

TIP

Výborný pre remineralizáciu skloviny pri začínajúcich kazoch.

CHEMICKO-ABRAZÍVNA PASTA PRE MINIMÁLNE-INVAZÍVNE OŠETRENIE ZUBOV S FLUORÓZOU

OPALUSTRE™

- 6,6% kyseliny chlorovodíkovej a mikročastice karbidu kremíka.
- Trvalo odstráni biele a hnedé škvrny z povrchu skloviny do hl. 0,2mm.
- Max. 4 aplikácie, každá po dobu 1 min.

- Opalustre Kit: 4x striekačka 1,2 ml, 20x kanyla White Mac, 10x kalíšok so štetinami Opal Cup, 10x leštiaci kalíšok Opal Cup.



PRED



PO

TIP

Ak sú škvrny na zuboch svetlé, skúste najskôr vybieliť. Na izoláciu mäkkých tkanív použite OpalDam – viď katalóg UD str. 21.



mini kit | **121 €** | obj. č. 505554

108,90 €

refill - 4x 1,2 ml | **144 €** | obj. č. 500555

129,60 €

kit | **201 €** | obj. č. 500554

180,90 €

CHCETE PORADIť S PRODUKTMI ULTRADENT?

Kontaktujte našu produktovú špecialistku,
Ing. Janu Smilkovú
+420 777 779 705, jsmilkova@hufa.cz

ULTRADENT v HUFa ÚSMEVOCH VÝHODNEJŠIE!

**Vždy získate minimálne ZĽAVU 10% pri nákupe aspoň troch výrobkov

RETRAKTOR ÚST, PIER A JAZYKA
Umbrella™


- Dobré roztvorí pery pacienta, chráni jazyk.
- Umožní vám dobre vidieť aj v distálnom úseku chrupu.
- Spofahlivo drží, zvyšuje bezpečnosť ošetrovania.
- Pre pacienta je veľmi pohodlný, netlačí ani pri dlhšom ošetrovaní.

Ako zvoliť veľkosť Umbrelly?


- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 2-3, zvolte Umbrellu Medium.
- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 4-6, zvolte Umbrellu Large.
- Ak si nie ste veľkosťou istí, zvolte Umbrellu Large.

TIP


Bezpečná pri
ordinačnom
bielení, nesklzáva,
neprekáža.



Požiadajte pacienta, aby si dal špičku jazyka v ústach na podnebie.



Zvolte si jednu stranu úst, v ktorej začnete, a potom pohodlne zasunite druhú stranu roztvárača.



Pomocou výčnelkov vycentrujte roztvárač v ústach pacienta.



Severohľadá, či jazyk pacienta pohodlne sedí na chrániciach, či zasúva ľavú stranu.



Naopak, či chránice sedí na kľúčnej strane jazyka pacienta.

Stredný roztvárač Umbrella, 40 ks | obj. č. 505162 | **122,40 €**** **136 €**

Stredný roztvárač Umbrella, 20 kusov | obj. č. 504871 | **64,80 €**** **72 €**

Stredný roztvárač Umbrella, 5 kusov | obj. č. 504870 | **18 €**** **20 €**

Veľký roztvárač Umbrella, 5 kusov | obj. č. 505256 | **18 €**** **20 €**

Veľký roztvárač Umbrella, 40 kusov | obj. č. 505258 | **122,40 €**** **136 €**

Veľký roztvárač Umbrella, 20 kusov | obj. č. 505257 | **64,80 €**** **72 €**


SVETLOM TUHNÚCA ŽIVICOVÁ BARIÉRA
LC Block-Out Resin

- Pre ľahké, rýchle a správne vytváranie bieliacich rezervoárov na bieliacich nosičoch.
- Nesteká, presne sa nanáša pomocou kanyly.
- Svetlom tuhnúci (LED lampy).
- Ďalšie použitie v laboratóriách na opravy modelov, vyblokovanie podbiehavých miest a i.
- **Balenie Kit obsahuje:** 4 x 1,2 ml a 20 kanýľ Black Mini.
- **Balenie Econo Kit obsahuje:** 20x 1,2 ml a 20 kanýľ Black Mini.



kit | obj. č. 500240 | **57,60 €**** **64 €**

econo kit | obj. č. 500242 | **191,70 €**** **213 €**

refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500241 | **47,70 €**** **53 €**

NA DLHODOBÉ ZNÍŽENIE CITLIVOSTI
Universal Dentin Sealant

- Blokátor dentínových tubulov.
- Vytvorí dočasnú bariéru proti baktériám, kyselinám, cementom, živiciam, a i.
- Rýchle použitie: nanieť a osušiť, NEPOLYMERIZUJE SA.
- Dlhodobý účinok (týždne až mesiace).

Ideálne na:

- pokrytie citlivých koreňov po root planingu
- obmedzenie postoperačnej citlivosti po výkone
- po paradontologickom ošetrovaní


- Balenie: kit 4x1,2ml striekačka + 20 kanýľ
- Expiračná doba: 60 mesiacov.



refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500266 | **81,90 €**** **91 €**



Pred aplikáciou kyseliny fosforečnej bol povrch ošetrovaný Universal Dentin Sealantom.



Na obidva povrchy aplikovaná kyselina fosforečná na 20 sec.

Sof-Tray™ fólie

- Fólia na zhotovenie nosiča / chrániča zubov tvarovaním pod tlakom.
- **Odporúčaná hrúbka pre bieliaci nosič: 0,9 mm.**
- Regular – 25 ks, hrúbka 0,9 mm
- Medium – 25 ks, hrúbka 1,5mm
- Heavy – 25 ks, hrúbka 2,0 mm



regular, hrúbka 0,9 mm - 25 ks | obj. č. 500226 | **40,50 €**** **45 €**

medium, hrúbka 1,5 mm - 20 ks | obj. č. 500227 | **40,50 €**** **45 €**

heavy, hrúbka 2,0 mm - 20 ks | obj. č. 500284 | **61,20 €**** **68 €**

Tvarovacie nožnice Ultradent Ultra-Trim

- Na presné vystrihnutie okrajov nosičov.
- Pružinová konštrukcia minimalizuje únavu prstov.
- Vyrobené z nerez.



nožnice | obj. č. 500605K | **117,90 €****

131 €

Širokospektrálna LED polymerizačná lampa.

- Priemer šošovky 12,5 mm
- Výkonné špeciálne LED diódy (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo)
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm
- Na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov vrátane bulk - fill materiálov
- Dokonale kolimovaný, homogénny zväzok svetelných lúčov pre spoľahlivú, úplnú polymerizáciu aj v hĺbke (napr. dna bulkfilov)
- Horné a dolné podsvietené tlačidlo s farebnou indikáciou režimu
- Štíhlejšie telo z leteckého hliníka vysoko odolné proti poškodeniu
- Ergonomický dizajn s plochou hlavičkou s výborným dosahom do všetkých častí úst
- Funkcia Akcelerometer - prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia
- Akumulátory s výdržou až 120 polymerizácií na 1 nabitie
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra (je súčasťou balenia)

**ZÁRUKA
5 ROKOV!!**

**10 %
ZĽAVA**

2 POLYMERIZAČNÉ A 2 DIAGNOSTICKÉ REŽIMY

Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy

- 2 polymerizačné výkony: štandard (1100 mW/cm², 10 sekúnd)
- extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm², 5 sekúnd 3× pulz s oneskorením)

Diagnostické režimy:

- UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov (napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory plaku a i.)
- Biele svetlo pre presnejšie určenie farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.
- Externé polymerizačné a diagnostické šošovky VALO X

(sú súčasťou balenia - 5 ks celkom)

Kit 505973:

- 1× VALO X LED lampa
- 5× externá šošovka (polymerizačná bodová, polymerizačná ProxiBall, diagnostická interproximálna, diagnostická transluminačná, diagnostické UV svetlo)
- 2× nabíjacia batéria
- 1× nabíjačka batérií
- 1× el. kábel pre napájanie nabíjačky alebo káblového adaptéra
- 1× káblový adaptér, držiak na lampu
- 1× oranžový ochranný štítok proti modrému svetlu
- 1× vzorkové balenie ochranných návlakov

2 331,00 € 2 590,00 €

LED polymerizačné lampy

**ZÁRUKA
5 ROKOV!!**

TIP

s VALO LED lampou ušetríte – spolymerizujete spoľahlivo za 3 sekundy¹

¹dbajte na odporúčania výrobcov kompozitných materiálov ohľadom množstva energie v J potrebné na polymerizáciu.



**VALO
GRAND**

- širokospektrálne LED diódy s rozsahom vlnových dĺžok 385 – 515 nm
- na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov
- kolimovaný zväzok svetelných lúčov

3 polymerizačné režimy:

- štandard (1 000 mW/cm²)
- vysoký (1 600 mW/cm²)
- extra vysoký (3 200 mW/cm²)

Možnosť polymerizácie na 3 sekundy na vrstvu.
Odolné proti poškodeniu pádom a poškrabaniu.

**10 %
ZĽAVA**

Kit 505972: VALO Grand Cordless LED lampa čierna

1 863,00 € 2 070,00 €

Kit 504865: VALO Grand Cordless LED lampa oranžová Red Rock

1 863,00 € 2 070,00 €

Kit 504864: VALO Grand Cordless LED lampa zařímová modrá

1 863,00 € 2 070,00 €


Kit 505971: VALO Grand LED lampa káblová

1 737,00 € 1 930,00 €

505935 VALO oranžová krytka **16,96 €* 53,00 €** * do vypredania

PROVIZORNÁ SVETLOM TUHNÚCA ŽIVICA
J-Temp™

- Rádiopáka, svetlom tuhnúca, zatekavá provizórna živica na metakrylátovej báze.

KLINICKÉ INDIKÁCIE: 4 V 1


Dočasné výplne (endodontické, inlay/ onlaye, dostavba hrboľčiek, bielenie walking bleach).

Doplnenie zubnej štruktúry na upevnenie koferdamovej spony a ako bariéry proti endodontickým irigantom.

Dlahovanie medzi viacerými kapkami implantátu, pri odtlačkoch na zamedzenie deformácií odtlačkovacieho materiálu.

Frontálne zhryzy a dočasné zhryzové valy počas ortodontickej liečby, dočasné oklúzne dostavby v ortodoncii.



kit 4x 1,2 ml + 20 kanýl | obj. č. 504897 | **47,70 €****

53 €

UNIVERZÁLNY KOMPOZIT - LEN JEDEN ODTIEŇ STAČÍ
Transcend

- Nanohybridný kompozit na báze Bis - GMA, naplnený z 60-61% objemovo (71% váhovo).
- Unikátny Ultradent's RPM technológia-chameleón efekt dáva kompozitu vynikajúci optické a fyzikálne vlastnosti.
- Odtieň Universal Body pre estetické výplne, ktoré splynú s okolitým zubom/zubami, za použitia iba 1 odtieňa kompozitu. Presne vyvážená translucencia a opacita. Výborný na rekonštrukciu bielených zubov.
- Výborne leštiteľný s dlhodobou výdržou lesku.
- Fluorescencia blížiac sa prirodzenému zubu.
- Možnosť ďalších dentínových a sklovinných odtieňov (napr. pre výplne tr. III a tr. IV)



ZĽAVA

40 - 60%

striekačka 4 g - A1 - exp. 30.09.2025 | **87 €** | obj. č. 504727

31,30 €*

Econo Kit (kompule) - 40x 0,2g - exp. 28.02.2026 | **170 €** | obj. č. 504817

105,40 €*

Intro Kit - kompule 70x 0,4g - exp. 30.11.2025 | **280 €** | obj. č. 504814

123,20 €*

PEAK UNIVERSAL ADHESIVE SYSTÉM
Peak™ Universal Bond / Peak SE Primer

Peak Universal Bond - svetlom tuhnúce adhezívum s 0,2% chlórhexidínu.

- Pre všetky dentálne materiály (dentín, sklovina, kov, keramika, kompozit aj **zirkón**).
- Najvyššia pevnosť väzby k dentínu (71,3 MPa) a k sklovine (51,7 MPa).
- Pre techniku Total-Etch, aj Self-Etch.
- Nízky obsah plniva (7,5 %) a minimálna hrúbka filmu 2µm.
- Na priame aj nepriame rekonštrukcie, bondovanie koreňových čapov a endodontických ošetrení.
- Etylalkohol ako rozpúšťadlo.

Peak SE Primer – v JetMix striekačke: vždy čerstvý, nedegraduje

- Primer s najnižším pH na trhu (**pH 1,2**) - **pevná väzba aj ku sklovine**.
- Čas použiteľnosti po zmiešaní: **120 dní**.
- Zaisťuje čerstvé, stabilné chemické zloženie.
- Jednoduchý postup s nanosením jednej vrstvy.
- Presná a pohodlná aplikácia.
- Nie je potrebné oplachovať.
- **Odporúčanie:** pri technike self-etch s Peak Universal Bondom použijte **vždy** Peak SE Primer!

TIP

Odporúčanie: pri technike self-etch

s Peak Universal Bondom použijte **vždy** Peak SE Primer!



striekačky - 4x 1,2 ml | obj. č. 504553

121 €

fľaštička - 4 ml | obj. č. 504543

90 €

Peak SE - 4x 1,2 ml | obj. č. 505135

100 €


PEČATIDLO KOMPOZITNÝCH VÝPLNÍ
PermaSeal™

- Svetlom tuhnúca metakrylátová neplnená živica.
- Viaže sa ku kompozitu a naleptanej sklovine.
- Utesňuje mikroškrápy a nepravidelnosti kompozitných výplní.
- Zabraňuje mikropriesakom, znižuje možnosť zafarbenia okrajov výplní.
- Chráni a revitalizuje provizórne živicové náhrady, vytvára vysoký lesk.
- Služí na zvlhčenie Ribbond vlákna.
- **Balenie:** Minikit 2x 1,2ml PermaSeal + 10x kanyla Black Micro



Pred aplikáciou



Spolymerizovaný PermaSeal

TIP



refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500631 | **110,70 €****

123 €

mini kit 2x 1,2 ml | obj. č. 501013K | **72 €****

80 €

* Akcia platí do vypredania zásob.

SYSTÉM NA LEŠTENIE KOMPOZITOV

Jiffy™ Natural

- Na **intraorálne leštenie** akýchkoľvek kompozitov.
 - Ohybné kotúče v tvare špirály sa ľahko prispôbia všetkým zubným povrchom.
 - Leštiaca kefka skrúteného tvaru je ideálna pre oklúzne povrchy.
 - Dosahujú vysoký lesk prirodzenej skloviny.
 - K dispozícii s plastovým stojanom.
- Balenie:**
- 506384-1 – Jiffy™ Natural Kit na leštenie kompozitov: 1x špirálový leštiaci nástroj Jiffy Stredný, 1x špirálový leštiaci nástroj Jiffy Jemný, 1x skrútená leštiaca kefka Jiffy Stredná, 1x skrútená leštiaca kefka Jiffy Jemná, 1x plastový stojan
 - Refill: 3x špirálový kotúč alebo 3x skrútená kefka na oklúzie (jemná alebo stredná)



kit | obj. č. 506384 | **87,30 €**** **97 €**

Jiffy™ Spin

- Ultratenké disky sú ideálne na interproximálne dokončovanie a tvarovanie.
- Disky sú potiahnuté oxidom hliníka.
- Extra hrubé diamantové častice na rýchle tvarovanie a hrubý úber.
- Vhodné na použitie na kompozitné a keramické materiály.

- Viac: Katalóg Ultradent CZ 2024, str. 89.



kit 10 mm / 14 mm | obj. č. 505570 | **171 €**** **190 €**

kit 14 mm | obj. č. 505571 | **171 €**** **190 €**

refill, 75 ks | obj. č. 505576 | **67,50 €**** **75 €**

mandrely, 10 ks | obj. č. 505581 | **144,90 €**** **161 €**

INTRAORÁLNE LEŠTIACE NÁSTROJE NA KOMPOZITY

Jiffy™ Originál

- Vynikajúci na úpravu a leštenie akéhokoľvek kompozitného materiálu.
- Leštiace kalíšky s flexibilným tenkostenným dizajnom ideálne na leštenie v blízkosti ďasná.
- Bez latexu.
- Impregnované diamantovým práškom.
- 3 hrúbosti (63µm-zelené, 45µm-žlté, 4µm-biele), 3 tvary (kalíšok, disk, špička).
- Na opakované použitie: znečistený povrch je možné niekoľkokrát „revitalizovať“ diamantovým vrtáčikom.
- Možno autoklávať (odporúčame najskôr odstrániť debris ultrazvukom).
- 507010 – kit 18 ks sortiment:
- 6x kalíšok (po 2 od každej hrúbosti),
- 3x disk (po 1 od každej hrúbosti),
- 9x špička (po 3 od každej hrúbosti).
- Refill: 12 ks jedného typu a 1 hrúbosti v balení.



kit, 18 ks | obj. č. 507010 | **63,90 €**** **71 €**

Jiffy™ diamantové pásy

- Dokončovacie pásy sú pružné, trvanlivé, tenké a agresívnejšie ako pásy z oxidu hliníka. Perforovaná konštrukcia zvyšuje viditeľnosť na získanie presnejších obrysov.
- K dispozícii široké a úzke.

Balenie:

Sortiment 15 ks (5 stredných, 5 jemných, 5 obzvlášť jemných)

- 504670 – Jiffy Diamond Strips Perforované Úzke
- 504674 – Jiffy Diamond Strips Perforované Široké

Balenie 10 ks

- 504671 – Jiffy Diamond Strips Perforované Úzke stredné
- 504673 – Jiffy Diamond Strips Perforované Široké stredné



15 ks sortiment | obj. č. 504670 | **135 €**** **150 €**

15 ks sortiment | obj. č. 504674 | **135 €**** **150 €**

10 ks refill | obj. č. 504671 | **90 €**** **100 €**

10 ks refill | obj. č. 504673 | **90 €**** **100 €**

Jiffy™ proximálna píłka

- Proximálna píłka Jiffy je veľmi tenký nerezový pásik so zúbkovaním na jednej strane.
- Je možné sterilizovať v autokláve alebo suchým teplom.
- **Sortiment 15 ks** (5 stredných, 5 jemných, 5 obzvlášť jemných)



Proximálna píłka 10 ks | obj. č. 504680 | **35,10 €**** **39 €**

WELLNESS PRE ZUBY VAŠICH PACIENTOV

Ultradent™ Diamond Polish Mint

- Leštiaca pasta s mäťovou príchuťou na finálne leštenie kompozitných alebo porcelánových výplní.
- Obsahuje vysoko kvalitné, biele, mikrokryštalické diamantové častice.
- Dosiahnete bezkonkurenčný vysoký lesk.

Balenie:

- 505540 – Refill Diamond Polish Mint 0,5 µm
- 505541 – Refill Diamond Polish Mint 1 µm
- 2x 1,2 ml (1,40 g) striekačky

TIP



Refill 0,5 µm - 2x 1,2 ml | obj. č. 505540 | **59,40 €**** **66 €**

Refill 1 µm - 2x 1,2 ml | obj. č. 505541K | **59,40 €**** **66 €**

ČO JE TO XYLITOL?


Xylitol alebo brezový cukor je sladidlo prírodného pôvodu a tak nie je potrebné sa obávať jeho vplyvu na zdravie. Vyzerá a chutí rovnako ako cukor a dá sa použiť ako náhrada 1:1 v čaji a káve, pri pečení alebo varení. Názov xylitol pochádza z gréckeho slova „xyl“, čo znamená drevo, a prípony „-itol“ označujúce cukrové alkoholy. Ako napovedá jeho neformálne označenie, získava sa z brezovej kôry (často škandinávskej, zrejme preto dosahuje najvyššiu obľubu vo Fínsku, kde je dostatok zdrojov na jeho získavanie). Zdrojom ale môže byť aj bukové drevo alebo kukurica. V porovnaní s obyčajným cukrom má xylitol rovnakú chuť, ale o 40% menej energie. Jedna čajová lyžička (5 ml) xylitolu má 9,6 kalórií, zatiaľ čo jedna lyžička stolného cukru má kalórií 15. Tzv. brezový cukor má navyše hodnotu glykemického indexu (skratka GI) 7, čo je veľmi nízka hodnota napr. oproti sacharóze, ktorá má 68!

PRE KOHO JE XYLITOL VHDNÝ A AKO SA POUŽÍVA?

Z vyššie uvedených dôvodov je xylitol veľmi vhodný pre diabetikov, ktorí si musia strážiť hladinu cukru v krvi. Ďalej ho možno odporučiť pri redukčných diétach. Ideálny je aj pre ľudí so sklonom k tvorbe zubného kazu či iných problémov v oblasti ústnej dutiny a najmä pre deti.

XYLITOL ZUBOM NEŠKODÍ, PRÁVE NAOPAK

Na rozdiel od bežného cukru xylitol nezvyšuje riziko vzniku zubného kazu. Baktérie, ktoré sa bežne nachádzajú v ústnej dutine ho nie sú schopné metabolizovať, takže nevzniká kyslé prostredie zodpovedné za narušenie zubnej skloviny. Práve preto je xylitol často používaný ako sladidlo v rôznych žuvačkách či iných produktoch. Keďže xylitol je pre zuby vhodnejší ako cukor, je dnes bežnou súčasťou žuvačiek a cukríkov, ktoré bývajú označené ako „bez cukru“. Žuvanie žuvačiek s xylitolom po jedle sa odporúča ako alternatíva čistenia zubov v priebehu dňa. Navyše sa podieľa na remineralizácii miest, kde došlo k odvápeniu skloviny. Okrem toho má xylitol pozitívny vplyv na tvorbu probiotických baktérií v tenkom čreve, čím podporuje rast zdravej črevnej mikroflóry, je vhodný pre osoby trpiace kandidózami.



Žuvačky, cukríky a lízanky na starostlivosť o ústnu dutinu so 100% prírodným Xylitolom

- sladené 100% xylitolom, ideálne pre deti aj dospelých
- bez aspartámu, sorbitolu, laktózy a lepku
- vhodné pre diabetikov
- pôsobia proti vzniku zubných kazov a povlaku, remineralizujú sklovinu.

Xylitol žuvačky

- Až 100% redukcia kazov vďaka zníženiu množstva povlaku a kyslých baktérií.
- Zabráňujú pocitu suchých úst (xerostómii), redukujú prenos kazov z matky na dieťa.
- Obsahujú bylinný glycerín.
- Pepermintová a mäťová príchuť obsahuje mentol.
- Príchute: mäta, pepermint, škoric, ovocie, brusnice, zelený čaj, melón, jablko, jahoda.
- Balenie sortiment obsahuje 200 balíčkov po 2 kusoch žuvačiek, mix príchuť v krabičke.

30 ks	4,50 €	5,10 €
vrecúško 200 ks	27,50 €	30,70 €
sortiment 200 × 2 ks	39,30 €	44,80 €



Xylitol cukríky

- Stimulujú tvorbu slín.
- Príchute melónu, višňi alebo mäty.
- Balenie sortiment obsahuje 100 ks cukríkov namiešaných z rôznych príchuť, jednotlivo balené

26 ks	5,60 €	6,30 €
sortiment 100 ks	22,40 €	25,10 €



Xylitol lízanky

- Lízanky s obsahom xylitolu a calcium laktátu.
- Prijemná osviežujúca ovocná chuť.
- Príchute: jahoda alebo čučoriedka.

1 ks	1,00 €	1,20 €
50 ks	47,20 €	52,30 €



Xylitol powder

- Xylitol vo forme jemného prášku je vhodný na sladenie nápojov aj na varenie a pečenie.
- Sladivosť je rovnaká ako cukor, môžete ho nahradiť v pomere 1:1.

5980269 - 350 g, exp. 30. 7. 2025 7,10 € 12,60 €



zľava
44%

*Uvedená cena prášku platí len do vypredania skladových zásob.

Xylitol

Molárová a inciziálna hypomineralizácia skloviny (MIH) - globálny problém postihujúci každé siedme dieťa a liečebné riešenia od GC

MIH je bežná vývojová porucha postihujúca predovšetkým jeden alebo viac prvých stálych molárov. Centrálné rezáky môžu byť postihnuté tiež, k tomu však obvykle dochádza v menšej miere. Môže tiež dôjsť k hypomineralizácii druhých mliečnych molárov (HSPM) alebo očných zubov. U detí s HSPM je až päťkrát vyššia pravdepodobnosť vzniku MIH u stáleho chrupu. Závažnosť sa veľmi líši od miernych opacít k posterupčnému odlomeniu skloviny.

Príznaky: hypersenzitivita a znížená reakcia na lokálne anestetiká, rýchla progresia zubného kazu, posterupčné odlomenie skloviny

Klinické riešenie MIH je náročné a motivácia pacienta je prvý krok. Ďalším dôležitým krokom je posilnenie a znecitlivenie za pomoci GC Tooth Mousse, GC MI Paste Plus a MI Varnish. Aplikácia Recaldent (CPP-ACP) s vysokým obsahom biologicky dostupného vápnika a fosfátu sa v tomto prípade preukázala ako účinná.

Tooth Mousse (bez obsahu fluoridu)/MI Paste Plus (900 ppm fluoridu): Tooth Mousse a MI Paste Plus je možné použiť pre rovnaké indikácie. Tooth Mousse sa odporúča pre deti mladšie ako 6 rokov ako prevencia rizika fluorózy av prípadoch, keď dodatočná suplementácia fluoridom nie je potrebná alebo žiaduca. Na použitie na noc sa Tooth Mousse odporúča do veku 12 rokov. Vo vyššom veku je možné použiť MI Paste Plus. MI Varnish (22600 ppm fluoridu) je určený na ošetrovanie na kresle v lekárskej praxi. Lak s Recaldentom (CPP-ACP) je určený na ambulantnú aplikáciu raz za štvrt' roka a nanáša sa po profylaktickom čistení. MI Varnish tesne zapečatí dentálne tubuly; znecitlivuje zuby a na povrchu zanecháva vrstvu laku.

GC Tooth Mouse / GC MI Paste®

Bioaktívny, dentálny ochranný krém na obnovu minerálnej rovnováhy v ústach a stimuláciu produkcie slín.

TM	10 × 40 g	196,80 €	265,60-€
jednotlivé TM	40 g	21,90 €	28,10-€
TM sortiment	10 ks	196,80 €	265,60-€
MI	10 × 40 g	219,70 €	296,90-€
jednotlivé MI	40 g	24,10 €	30,70-€
MI sortiment	10 ks	219,70 €	296,90-€



GC MI Varnish™

Bioaktívny, fluoridačný ochranný lak (varnish) s obsahom vápnika a fosfátu.

Intro pack	10 × 0,5 ml	35,20 €	47,20-€
refill	35 × 0,5 ml	114,20 €	143,00-€
refill	100 × 0,5 ml	263,60 €	329,60-€



G-aenial™ A'CHORD

Univerzálny výplňový kompozit so zjednodušeným systémom odtieňov.

Dostupné odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

striekačka 4 g | 60,00 € 72,80-€

NAVYŠE
AKCIA
4 + 1

1 striekačka
= 48 €



EQUIA Forte™ HT

Bulkfillový sklohybridný výplňový materiál

Clinic Pack	200 ks	577,50 €	684,60-€
Promo Pack	100 ks	281,30 €	404,50-€
Intro Pack	20 ks	95,60 €	112,40-€
Fill	50 ks	162,40 €	207,40-€



GC FujiCEM™ Evolve

Rádioopákny skloionomérený cement vystužený živickou dodávaný v striekačke s automix kanylami. Určený na cementáciu rôznych materiálov a rôznych typov nepriamych náhrad. Zloženie na ľahké čistenie prebytkov, uvoľňovanie fluoridu a tolerancie vlhkosti.

5300437	Single Pack - 9,2 g materiálu a 15 miešacích kanylí	97,50 €	147,20-€
5300439	Triple Pack - 3 × 9,2 g materiálu a 15 miešacích kanylí	247,10 €	298,60-€
5300435	Kanyly Push and Click Regular, 15 ks	19,90 €	22,80-€



PROFISIL® FLUORIDOVÝ LAK PRE HLADKÝ A OSVIEŽUJÚCI POCIT V ÚSTACH!

FLUORIDE VARNISH

- Nie je nutné predchádzajúce sušenie zubov
- Okamžite prilne a nesteká
- Možno aplikovať v akomkoľvek smere a dosiahne do všetkých oblastí
- Bez rozpúšťadla » žiadne hrdkovanie ani vysychanie
- Jedna dávka postačuje na ošetrovanie všetkých zubov v oboch zubných oblúkoch



ZISTITE VIAC

O PROFISIL®



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

Profisil

- Po aplikácii je priehľadný a bezfarebný a pociťovo takmer nevnímateľný.
- Profisil® fluoridový lak obsahuje 5 % fluoridu sodného (22 600 ppm) v slizničnom géle s príjemnou chuťou.
- Unikátny gélový základ bezpečne prilne k povrchu zuba na niekoľko hodín a uvoľňuje fluoridové ióny po dobu až 24 hodín.
- Ľahko sa aplikuje a zároveň poskytuje optimálnu prilnavosť k zubu.
- Vhodný pre všetky vekové skupiny a tiež pre deti s mliečnymi zubami.
- **Intro pack obsahuje** 6 blistrov á 0,5 ml v príchuťach 2x mäta, 2x ovocie a 2x bez príchuťi.
- **Combi pack obsahuje** 30 blistrov á 0,5 ml v príchuťach 10x mäta, 10x ovocie a 10x bez príchuťi.
- **Normal pack obsahuje** 50 blistrov á 0,5 ml od vami zvolenej príchuťi.



Profisil 50x 0,5ml - mäta / ovocie / bez príchuťi | obj. č. 5400934

101 €

Combi Pack 30x 0,5 ml | ~~67,70 €~~ | obj. č. 5400931

63,30 €


Intro pack 6x 0,5 ml | obj. č. 5400932

14,50 €

NEW

Savky flexibilné

- Bezlatexové savky s mäkkým zakončením.
- Dodávané transparentné alebo biele s modrou koncovkou.
- Dĺžka: 155 mm.



100 ks | 8,30 € | obj. č. 4000400

6,60 €

ZĽAVA
20%

BIO savky špirálové

- Tvarovateľná špirálová savka s držiakom jazyka.
- Použitím PE na biologickej báze, vyrobeného z cukrovej trstiny.



100 ks | 18 € | obj. č. 400157

ZĽAVA
20%

14,50 €

BIO kelímky


- Tieto nové dentálne kelímky od spoločnosti Orsing sú vyrobené z ekologických a netoxických bambusových vlákien.
- Vyrobené z bambusu s PE povrstvením v prírodnej farbe.
- Objem: 210 ml, rozmery: 74 x 49 x 80 mm.
- Balenie: 1000 ks.



Pohárik BIO - 1000 ks | 174 € | obj. č. 400160

139,50 €

ZĽAVA
20%



ZADARMO

Ku každým 3 fľašiam získate 50 ks objednávacích kartičiek pre pacientov



Detailné informácie nájdete na internete TU: bit.ly/Xyns



XYNTRUS®

JEDINÁ
antivírusová a antibakteriálna
ústna voda
S PREUKÁZANOU ÚČINNOSŤOU



1. odmerajte 10 ml



2. požiadať pacienta, aby 30 s. prevažoval Xyntrus v ústach



3. až potom začnite s ošetrovaním

Obj. kód: 4506621 mint, fľaša 500 ml **10,90 €** ~~12,20 €~~

Prijímame objednávky, na dodanie od 1. júna 2025.

- Redukuje až 99,99% vírusov a baktérií v ústach.
- Účinný proti chrípkovým vírusom vr. H1N1, SARS-CoV-2 a tiež proti Herpes Simplex typu 1.
- Praktické použitie, nízke náklady.
- Znižuje vírusovú nálož v ústach na dobu 3 až 5 hodín, má schopnosť viazať sa na rôzne miesta v ústach, pomaly sa uvoľňovať a udržiavať terapeutickú hladinu účinných látok.
- Vyrobené z prírodných produktov.
- Zvyšuje biologickú bezpečnosť populácie.
- Klinická účinnosť lepšia ako u väčšiny súčasných antibakteriálnych a antivírusových látok.
- Neobsahuje alkohol, peroxid vodíka ani chlórhexidín, jemná mäťová príchuť.

LISTERINE TOTAL CARE

Chráni pred zubným povlakom a znižuje jeho množstvo.

Udržiava zdravé ďasná a posilňuje zuby proti zubnému kazu.

Vhodný aj ako výplach pred začiatkom zubného ošetrovania.

Obj. kód: 450669

1 000 ml 9,40 €

6 × 1 000 ml 46,80 €

(1 ks = 7,80 €)



LISTERINE DETSKÝ

Ústna voda pre deti od 6 do 12 rokov na každodenné používanie.

Príťahuje a sfarbuje čiastočky zvyškov jedla a zubného povlaku, ktoré neboli odstránené pomocou zubnej kefky.

Posilňuje sklovinu a znižuje možnosť vzniku zubného kazu. Pôsobí v celej ústnej dutine, aj na ďasnách a jazyku.

Bez obsahu alkoholu.

Obj. kód: 4506705 500 ml 9,40 €

6 × 500 ml 46,80 €

(1 ks = 7,80 €)



LISTERINE COOL MINT

Mäťové prúžky sa okamžite rozpustia v ústach a osviežia dych.

Zlikvidujú 99,9% baktérií, ktoré sa podieľajú na vzniku zápachu z úst. Balenie obsahuje 24 prúžkov.

Obj. kód: 450744 9,30 €



DIRECTA ProphyCare®



ProphyCare od Directa - jedinečné homogénne zloženie, vďaka ktorému pasta nestrieľa, nevysychá ani sa nerozteká. Ľahko odstráni aj hrubé vrstvy povlaku a škvrn a zanecháva svieži a hladký mäťový pocit po každom ošetrení.



ProphyCare® HAp

Trpí Váš pacient precitlivosťou?
ProphyCare HAp obsahuje hydroxyapatit,
ktorý prispieva k úľave od precitlivenosti.

25 %

Prophy Pasta CCS

- Profylaktické leštiace pasty obsahujúce fluorid.

PRO Lila

- univerzálna – čistí, leští, znižuje citlivosť. Spočiatku účinne odstráni pigment (RDA20) a postupne sa zjemní pre skvelú lešiteľnosť (RDA5).
- obsahuje znečistlivujúce zložky na odstránenie hypercitlivosti

CCS bez parabénu

- abrazívny účinok na zafarbených povrchoch a miestach so silnou vrstvou povlaku.
- hrúbky: modrá (hrubá - RDA 250, 125 mikrónov), zelená (stredná - RDA 170, 70 mikrónov), červená (jemná - RDA 120, 20 mikrónov) a žltá (extra jemná - RDA 40, 2 mikróny).



PRO Lila - tuba - 84 g | **40,40 €** | obj. č. 5310040

CCS tuba, 84 g | **34,30 €** | obj. č. 531002

ZĽAVA
25%

30,30 €
25,90 €

Prophy Pasta HAP

- Profylaktická pasta bez fluoridov a parabénov.
- Obsahuje hydroxyapatit, ktorý účinne blokuje otvorené dentínové tubuly na obnaženom povrchu dentínu.
- Okamžitá úľava od precitlivenosti.
- Jemná mäťová chuť.

ZĽAVA
25%


60 g | **39,10 €** | obj. č. 5310082

29,40 €

FenderMate / FenderMate Primary

FenderMate:

- Špeciálne klinkové matrice na zaistenie dokonalého bodu kontaktu u výplní II. triedy.
- Jednoduché zavádzanie - rovnako ako klin.
- Pevná adaptácia cervikálnych okrajov - žiadne presahy výplne cez kavitu!
- Prirodzený bod kontaktu.
- Flexibilné krídla využívajú tlak na udržanie separácie a cervikálnu adaptáciu.
- K dispozícii v dvoch hrúbkach - stredné (R) a úzke (U), prevedenie ľavé (L) alebo pravé (P).

FenderMate Primary:

- Je plastový klin s ocelovou maticou pre detské zuby.
- Klin ma tvar "lode" čo umožňuje vložiť maticu aj do zhusteného proximálneho priestoru (bez poškodenia, znižuje riziko krvácania).
- 2 veľkosti dlhé (Neon Green) a krátke (Neon Yellow).
- Balenie 2x 18ks.



Mate sada - 4x 18 ks | **280,70 €** | obj. č. 5812360

Primary sada - 2x 18 ks | **76 €** | obj. č. 581231

Mate refill, 18 ks | **75,20 €** | obj. č. 581231S

Primary refill, 18 ks | **40,60 €** | obj. č. 581231S1

Mate refill D-Coat - 18 ks | **78,60 €** | obj. č. 58124LR

ZĽAVA
25%


189,80 €
57,10 €
56,50 €
30,50 €
59,30 €

Fender Wedge

- Špeciálne plastové klinky s integrovaným ocelovým plieškom.
- Chráni priľahlý zub počas preparácie - takmer v 2/3 prípadov dochádza k poškodeniu pri preparácii kavit II. triedy!
- Dostupné v 4 veľkostiach klinkov: XS (fialové), S (oranžové), M (zelené) a L (žlté).
- **Sada obsahuje:** 36 ks z každej veľkosti.

ZĽAVA
25%


veľká š. 2,3 mm



stredná - š. 1,9 mm



malá - š. 1,4 mm



extra malá - š. 1,0 mm

refill - 36 ks | **51,80 €** | obj. č. 58122S

sada - 4x 36 ks | **176,20 €** | obj. č. 581220

39,10 €
119 €

Prášok classic ABC FAST

- Profylaktický prášok na odstránenie zubného povlaku a zubného kameňa.
- **Fast** obsahuje hydrogénuhličitan sodný, hydrofóbny oxid kremičitý, sacharinát sodný.
- **Príchute** broskyňa, citrón, jahoda.



FAST - 300 g, broskyňa | **24,60 €** | obj. č. 59318S10

21,90 €

Prášok subgingival ABC GENTLE MINI

- Profylaxčný prášok, používa sa do Air Polisheru pre subgingiválne ošetrovanie na odstránenie biofilmu a zubného kameňa.
- Obsahuje: Glycín, amorfny oxid kremičitý.
- Šetrný glycerínový prášok nespôsobuje žiadne poškodenie mäkkých tkanív, jeho použitie je bezbolestné



Gentle Mini 25 µm - 120 g | **24,60 €** | obj. č. 59318S3B

21,90 €

Prášok supragingival GENTLE

- Profylaxčný prášok, používa sa do Air polisheru pre supragingiválne ošetrovanie na odstránenie biofilmu a zubného kameňa.
- Obsahuje: Glycín, amorfny oxid kremičitý.
- Balenie: 120g, 65 µm



Gentle 65 µm - 120 g | **24,60 €** | obj. č. 59318S3A

21,90 €

Fluoride gel Clarben

- 60-sekundový fluoridačný gél pre ordinačné použitie.
- **Vstrebávanie fluoridu počas 1 minúty!**
- Tixotropný - nevyteká z lyžice.
- Príchute: jahoda, mäta a čerešňa.



500 ml | **31,30 €**
obj. č. 530301

28,40 €

Prophytex

- Trojvrstvová rúška pre ochranu pacienta pri čistení zubov AirFlow technikou.
- **Farby:** biela, svetlomodrá, sivobiela
- **Rozmer:** 60 x 54 cm.



40 ks | **16,70 €** | obj. č. 3000300

15 €

Prophy pasta Gelato

- Pasta s obsahom fluoridov pre profesionálne čistenie zubov.
- Príchute (hrúbky): mäťová - stredne hrubá (70-90 mikrónov) a višňová - hrubá (100-125 mikrónov).



340 g | **34,90 €**
obj. č. 530312

32,90 €

Fluoridačné lyžice S,M,L

- Lyžičky z mäkkého plastu pre aplikáciu fluoridových gélov.
- Anatomicky tvarované s dráždľom pre ľahkú manipuláciu.
- Lyžička je obojstranná pre hornú aj dolnú čelist súčasne.
- 3 veľkosti: S, M, a L.



50 ks | **15,80 €** | obj. č. 5303110

14,50 €

Plastavac P7

- Ekonomický prístroj na vákuové tvarovanie fólií so vstavanou vývevou pre tvorbu vákuu.
- Vhodný pre všetky indikácie, vyrobíte s ním: chrániče zubov, matrice pre kompozitné živice, dočasné korunky a mostíky, ortodontické šablóny a dlahy, individuálne fluoridačné lyžice, chirurgické šablóny, zhryzové dlahy, ochrany pri bruxizme, nosiče pre bielenie a ďalšie.
- Vhodný pre **gulaté aj štvorcové fólie rôznej hrúbky**.
- Umožňuje **obojstranné nahrievanie**.
- Automaticky spúšťaná, vstavaná vákuová pumpa **s motorom o výkone 1 400 W**.
- Hmotnosť: 5,4 kg, Rozmery: 24 x 27 x 19 cm.


Plastavac P7 | **565,20 €** | obj. č. 910369

528,20 €

Smart Prophy kefky

- Nylonové leštiace kefky dostupné v troch tvrdostiach s farebným kódovaním.
- Tvrdosti: mäkké (ružové), stredné (fialové) a tvrdé (modré).


10 ks | **11 €** | obj. č. 564010

8,80 €

Splint

- Fólie na výrobu bieliacich foriem, na výrobu tenkých dláh, na ortodontické použitie.
- Priehľadná, tenká fólia so živicovou materiálou adhéziou, ak je prehriata, zľahka bubľe.
- Rozmery: 125 x 125 mm.
- Pracovný postup: Zahrejte, kým sa fólia neprehne o 12 mm. Vytvarujte vákuom a nožnicami upravte.



.020 (0,5 mm) - 25 ks 49,60 € obj. č. 541022x	45,80 €
.040 (1,0 mm) - 50 ks 109,80 € obj. č. 541038x	101,70 €
.060 (1,5 mm) - 50 ks 142,30 € obj. č. 541024x	132,20 €
.080 (2,0 mm) - 50 ks 178,10 € obj. č. 541025x	164,70 €

Soft E.V.A. fólie

- Fólie na výrobu bieliacich foriem, na výrobu fluoridových lyžičiek a tenkých, mäkkých ochranných dlah proti bruxizmu.
- Fólia je ľahko tvarovateľná, mäkká, priehľadná a upraviteľná.
- Rozmery: 125 x 125 mm, k dispozícii v hrúbkach: 1,0 mm, 1,5 mm a 2,0 mm.
- Balenie 25 ks.



.040 (1,0 mm), 25 ks 59 € obj. č. 541017	54,90 €
.060 (1,5 mm), 25 ks 99,60 € obj. č. 541037	92,50 €
.080 (2,0 mm), 25 ks 106,10 € obj. č. 541026	98,60 €
.120 (3,0 mm), 25 ks 120,40 € obj. č. 541033	111,80 €

Lunos profylaktické pasty

SUPER SOFT

- Môže sa používať univerzálne, aj na implantáty, ortodontické aparátiky a protetickú starostlivosť.
- Hydroxylapatit čistí a leští jemne a podporuje remineralizáciu.
- RDA <5 (dodržiujte pokyny v návode na použitie).
- **Príchut:** pomaranč

TWO IN ONE

- Odstraňuje zafarbenie a súčasne leští.
- Účinné čistenie a leštenie vďaka inováčnemu abrazívnemu systému leštiacich častí.
- Šetrná k zubnej hmote, RDA 28 (dodržiujte pokyny v návode na použitie).
- Hydroxylapatit podporuje remineralizáciu.
- **2 príchute:** pomaranč a mäta.



Two in One - 100 g 54 € obj. č. 5310222	37,30 €
Super Soft pomaranč, mäta - 50 g 35,10 € obj. č. 5310223	24,60 €

Splní všetky želania



UNIVERZÁLNY KOMPOZIT DO 4 MM V PIATICH ODTIEŇOCH CLUSTER-SHADES

- **Univerzálny:** pre frontálny a distálny úsek chrupu
- **Žiadne vrstvenie:** vrstvy až do hrúbky 4 mm
- **Najvyššia stabilita:** Obsah plniva 91% hmotnosti
- **Excelentná estetika:** vynikajúca lešiteľnosť
- **5 kombinovaných odtieňov Cluster-Shades:** pokrytie všetkých 16 odtieňov VITA* klasik



GrandiSO
Unlimited



Profluorid Varnish + BioMin

- VOCO Profluorid Varnish + BioMin sa zakladá na desenzibilizačnom fluoridovom laku. Novinkou vo verzii „+ BioMin“ je prídanie rozpustného bioskla od spoločnosti BioMin Technologies Ltd.
- Výrazne spevňuje oslabenú sklovinu. Neviditeľné Biosklo BioMin sa rozpúšťa za prítomnosti slín a uvoľňuje veľké množstvo iónov vápnika a fosfátu.
- Oba tieto typy iónov podporujú remineralizáciu zuba.
- V kombinácii s fluoridmi z laku sa na povrchu zuba vytvárajú kryštalické štruktúry, ktoré výrazne spevňujú napríklad kyselinou oslabenú sklovinu.
- VOCO Profluorid Varnish + BioMin tak ponúka pacientom dvojité ochrany: okrem popísanej kryštalickej ochrannnej vrstvy má VOCO Profluorid Varnish + BioMin vďaka obsiahnutému fluoridu tiež vlastnosti komplexnej a dlhodobej desenzibilizácie citlivých zubov.



tuba, 10 ml obj. č. 5202266	43,50 €
blister 50x 0,4 ml obj. č. 52022XX	153,30 €
blister 200x 0,40 ml 513,20 € obj. č. 52022XX	459,90 €

MTA vpt

- Moderný bioaktívny materiál. Rozsah klinických indikácií tohto materiálu zahŕňa procedúry priameho aj nepriameho krytia drene, zhotovovanie retrográdnych výplní, ošetrovanie vitálnej drene, apexifikácia a ošetrovanie perforácií koreňa.



Prášok 10 g + tekutina 10 ml obj. č. 522212	173,30 €
Kompule 25 ks obj. č. 522213	188 €

GrandioSO Unlimited

- GrandioSO, univerzálny nano-hybridný výplňový materiál pre kavity všetkých tried, rekonštrukcie frontálnych zubov poškodených úrazom, imobilizáciu a dlahovanie uvoľnených zubov, úpravy tvaru a odtieňa z dôvodu zlepšenia estetiky, dostavby pahýľov a zhotovovanie kompozitných inlejší. Vhodný pre bulkfill techniku, je možné polymerizovať do 4mm.
- 5 odtieňov, obsah plniva 91%.
- Dodáva sa v ľahko použiteľných otočných striekačkách aj v obzvlášť ekonomických kompuliach.



Set striekačky - 5x 4 g 469 € obj. č. 52283S	375,20 €
Set kompule 75x 0,3g 469 € obj. č. 52284S	375,20 €
Kompule 15x 0,3 g obj. č. 52284A1	93,80 €
Striekačka, 4 g obj. č. 52283A1	93,80 €

FuturaBond U

- Duálne tuhnúce univerzálne adhezívum v jednotlivých dávkach určené pre všetky techniky leptania, univerzálne pre všetky druhy kompozít.



50 ks obj. č. 530356U	124,80 €
200 ks 499,20 € obj. č. 530355U	436 €

Spoločnite sa na Tetric® plus

Tetric® plus

Zjednodušený univerzálny
kompozit

- 5 tried výplní
- 4 odtiene
- 3 sekundy polymerizácie
- 2 viskozity
- 1 univerzálny kompozit



NOVINKA

Tetric Plus Fill / Tetric Plus Flow

Tetric Plus Fill

- Zjednodušený univerzálny kompozit, ktorý spĺňa všetky požiadavky na kvalitný univerzálny kompozit a zároveň ponúka vyššiu efektívnosť a jednoduchosť.
- S kompozitom Tetric plus postačia 4 odtiene na pokrytie všetkých klasických odtieňov VITA a bielených odtieňov. Zjednodušený univerzálny kompozit ponúka estetiku vhodnú pre všetky triedy kavit.
- Tetric plus kombinuje hrúbku vrstvy až 4 mm s univerzálnym rozsahom použitia. Jednoduchá voľba odtieňa a konzistentná doba polymerizácie uľahčujú pracovný postup pri ošetrovaní.
- Odtiene: A2, A3, A3.5, Bleach Plus

Starter Kit | obj. č. 52151SKS

367,10 €

Tetric Plus Fill A2, A3 – 3g | **74,60 €** | obj. č. 52151A3P

70,90 €

Tetric Plus Fill A3.5, Bleach – 2g | **52,50 €** | obj. č. 52151A5P

49,80 €

Tetric plus starter kit obsahuje: 2x Optragate 2, 2 ml Adhese Universal VivaPen, 2x 2 g Tetric plus Flow v striekačke A2 a A3, 2x 3 g Tetric plus Fill v striekačke A2 a A3, Optragloss Spiral Wheel HP a Tetric plus vzorkovník odtieňov.

Tetric Plus Flow - Univerzálna viskozita vďaka výnimočným tixotropným vlastnostiam

- Presná aplikácia a vysoká stabilita
- Dobrá tekutosť pre rýchlu náhradu strateného dentínu u veľkých kavit
- Prispôbuje sa stenám kavity a má samonivelačnú schopnosť, pri 4mm vrstvách nie je nutná žiadna ďalšia krycia vrstva - vďaka veľmi dobrým mechanickým vlastnostiam materiálu.

Tetric Plus Flow A2, A3 – 2g | **49,80 €** | obj. č. 52150A2P

47,30 €

Tetric Plus Flow A3.5, Bleach – 1,5g | **39,70 €** | obj. č. 52150A5P

37,70 €



Tetric Prime

- **Tetric Prime** je nový kompozitný materiál s krémovou konzistenciou (možno ľahko tvarovať) pre výplne III. triedy, IV. triedy a V. triedy.
- Znížená lepiivosť **Tetric Prime** uľahčuje vytváranie anatomických štruktúr.
- Má len **12 odtieňov** - Univerzálny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2. Dentínový: A2D a A3.5D. Translucenčný: T a Bielený: BL.



striekačka - 3 g, ostatné odtiene | **74,20 €** | obj. č. 52127A1

70,50 €

striekačka - 3 g, A2, A3 | **67,50 €** | obj. č. 52127A2

64,10 €

ZADARMO

K nákupu 3 ks Tetric Prime Refill získate **zadarmo 1x Tetric EvoFlow Refill 2g**. Odtieň podľa vlastného výberu.

Evetric Assortment kit

- Svetlom tuhnúci kompozit na zhotovovanie estetických výplní vo frontálnom aj distálnom úseku.
- **Assortment kit obsahuje:** 8x 3,5 g vo farbách A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T a A3.5D.



Assortment kit - 8x 3,5 g | **176,20 €**
obj. č. 528501

167,40 €

ZADARMO

K nákupu kitu získate

zadarmo

2x Evetric Flow, 2g.

Odtieň podľa výberu.

ALEBO

ZADARMO

K nákupu získate **navyše**

2x Evetric Bulk Flow, 2g, v odtieni IVA.

Optragate

- Roztvárač pery úst napomáha udržať suché pracovné pole.
- Pery sú úplne zakryté a tým dobre chránené.
- Trojrozmerná pružnosť (3D) umožňuje všetky pohyby čelustami a je pohodlná pre pacientov.
- Bez obsahu latexu z extra mäkkého materiálu.
- **Veľkosti:** stredný (M), malý (S) a junior.



Optragate, 80 ks
183,10 €
obj. č. 594084

ZADARMO

K nákupu 2 balení Optragate (Assortment/Regular/Small) získate **zadarmo 1x Tetric PowerFill Refill, 3g**. Odtieň podľa vlastného výberu.

169,90 €

Variolink Esthetic DC

- Estetický, duálne tuhnúci, fixačný kompozit pre náročné keramické a kompozitné náhrady.
- Ideálny pre definitívne cementovanie sklokeramických, lítium disilikátových sklokeramických a kompozitných náhrad (inlejš, onlejš, čiastočných korúnok, korúnok, mostíkov).
- **Odtiene:** light, light+, warm, warm+, neutral.
- **Nový odtieň:** white opaque.



ZADARMO

K nákupu Variolink Esthetic DC Refill 9g získate **zadarmo Variolink Esthetic LC 2g**. Odtieň podľa vlastného výberu.

9 g - refill | **258,40 €** | obj. č. 52451N

245,50 €

Skyce

- Kamienky z kryštálového skla, ktoré sa pribodujú na labiálne plochy horných frontálnych zubov bez predchádzajúcej preparácie.
- K dispozícii v čírej transparentnej farbe vo veľkostiach 1,8 mm alebo 2,5 mm.



Skyce 1,9 / 2,5 mm, 5 ks | obj. č. 5940361

ZADARMO

K nákupu 2 balení Skyce Refill 5 ks, získate **zadarmo 1x Optrastick 48 ks**.

104,10 €

Tetric PowerFill

- Svetlom tuhnúci bulkfill kompozit pre priame výplne v distálnom úseku.
- Odtiene: IVA, IVB, IVW.



striekačka IVA - 3g | **69,70 €** | obj. č. 52128IVA

66,20 €

striekačka IVB, IVW - 3 g | **74,20 €** | obj. č. 52128IVB

70,50 €

ZADARMO

Pri nákupe 3 ks Tetric PowerFlow získate

zadarmo 1x

TetricPowerFill

Refill 2g. Odtieň podľa vlastného výberu.

Filtek One

- Bulk-fillový materiál s lepšími estetickými výsledkami vďaka zvýšenej opacite.
- Rýchla a jednoduchá aplikácia, až 5 mm v jednom kroku.
- **Odtiene:** A1, A2, A3, B1 a C2.

ZĽAVA
20%

 striekačka - 4 g | **84,90 €** | obj. č. 52881A1

68,20 €*

Filtek Ultimate

- Univerzálny výplňový nanokompozit.
- Na použitie v prednom aj postrannom úseku.
- Odtiene - body / dentín / enamel / translucent a špeciálny.

ZĽAVA
20%

 4 g | **70,40 €** | obj. č. 521A1B

56,60 €*

Filtek Z250

- Univerzálne mikrohybridné svetlom tuhnúce kompozitum pre všetky rekonštrukcie.
- Vynikajúca celková pevnosť a trvanlivosť a výborná estetika (15 odtieňov).
- **Odtiene:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, Incisal a Universal Dentin.


ZĽAVA
20%

 4 g | **46,50 €** | obj. č. 5210A1

37,50 €*

Protemp 4

- Bis-akrylátové kompozitum na výrobu presných provizórnych inlejí, koruniek a mostíkov.
- Nepotrebuje žiadny lak ani kondicionér - stačí zotrieť alkoholom!
- Estetický, s farebnou stálosťou, vynikajúcou pevnosťou, odolnosťou a dlhou životnosťou aj pre dlhodobé provizória.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3,5 a B3.

ZĽAVA
20%

 50 ml + 16 kanýl | **135,60 €** | obj. č. 53045A5

108,70 €*

Scotchbond Universal Plus

- Röntgen kontrastné, univerzálne adhezívum pre všetky priame a nepriame indikácie lepenia.

ZĽAVA
20%

 5 ml | **144,90 €** | obj. č. 530300

116,20 €*

Capmix

- Univerzálny miešací prístroj pre kapslové materiály.
- Uživateľsky jednoduchý a ľahko čistiteľný touchpad.
- Prednastavené časy (10 a 15 sekúnd), programovateľné časy (1-39 sekúnd).

ZĽAVA
25%

 | **1 050,10 €** | obj. č. 593144

787,60 €*

* Akcia platí do vypredania zásob.



Charisma Bulk Flow ONE

- Jednoodtieňový bulk fill flow kompozit na každodenné použitie.
- Nízka kontrakcia, vysoká pevnosť v ohybe a odolnosť proti opotrebovaniu zaisťujú dlhú životnosť náhrad, ktoré vydržia záťaž v distálnom úseku.
- V balení ku každej striekačke dostanete 5 aplikačných kanýl.



2 g + 5 kanýl | **39,40 €** | obj. č. 528013

ZĽAVA

25%

10x 2 g kit + 2x 2g | obj. č. 528014

29,60 €

322,50 €

Gluma 2Bond

- **Gluma 2Bond** obsahuje nanofilné plnivo, zaisťuje priming a bonding pri aplikácii jedinej vrstvy v jednom kroku po naleptaní skloviny a dentínu.
- Má desenzitizujúci účinok.



4 ml | **71,30 €** | obj. č. 521041

ZĽAVA

20%

57 €

Variotime Easy Putty

- A-silikónový odtlačkový materiál pre všetky indikácie.
- Vynikajúca reprodukcia detailov a dlhá objemová stabilita.
- Umožňuje variabilný pracovný čas na prípravu materiálu (1 - 2,5 minúty) pri zachovaní vždy rovnako krátkej doby tuhnutie (2,5 minúty).
- **Easy Putty** - na ručné alebo strojové miešanie.
- **Heavy Tray (HT)** - pre korečný odtlačok pri použití jednej odtlačkovej hmoty.
- **Dynamix Putty (HT)** - Vynikajúca reprodukcia detailov a dlhá objemová stabilita. Ponúka široké spektrum viskozít: krémov - medium flow, light flow a extra light flow.



Easy putty - 2x 300 ml | obj. č. 540401

ZADARMO

**Pri kúpe 2x
Variotime Easy
Putty získate
ZADARMO 1x
Variotime Bite**

70,30 €

Charisma Classic

Charisma Classic

- Mikrohybridné kompozitum pre monochromatické rekonštrukcie.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.



Classic - 4 g | **27 €** | obj. č. 5202A1

ZĽAVA

24%

20,50 €

Charisma Opal

- Sub-mikrohybridné univerzálne kompozitum pre výplne vo frontálnom aj laterálnom úseku nadväzujúce na veľmi oblúbený materiál Charisma.
- Vylepšená opalescencia a translucencia na dosiahnutie dokonalého tzv. chameleón efektu.
- Jemnejšia štruktúra umožňuje príjemnejšie spracovanie a jednoduchšiu modeláciu.
- **Odtiene:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.



Opal - 4 g | **41,30 €** | obj. č. 5267A1

ZĽAVA

21%

32,60 €

Variotime Bite

- A-silikónová odtlačková hmota na registráciu zhryzu.
- Ponúka vynikajúcu presnosť pre dokonalú registráciu zhryzu.
- Vysoká konečná tvrdosť - viac ako 94 Shore A.
- Výrazne tixotropná, rýchlo tuhne a ľahko sa upravuje bez rizika prasknutia.



Variotime Bite - 2x 50 ml | obj. č. 540410

43,90 €

Variotime Dynamix

- A-silikónový odtlačkový materiál pre všetky indikácie.
- Putty - na ručné miešanie alebo pomocou stroja Dynamix.
- Heavy Tray je určený pre korečný odtlačok (metóda dvojitého odtlačania) a odtlačok metódou dvojitého miešania pri použití jednej odtlačkovej hmoty.
- Krémy k dispozícii v troch stupňoch viskozity - medium flow, light flow a extra light flow.

ZADARMO

**Pri kúpe Variotime Dynamix
2x380 ml získate ZADARMO 1x
Variotime Light flow 2x 50 ml**



Dynamix Putty - 2x 380 ml | obj. č. 540405

158,20 €

Dynamix HT - 2x 380 ml | obj. č. 540407

158,20 €

Light flow - 2x 50 ml | obj. č. 540403

43,90 €

NOVINKA

BioRoot™ Flow

Jednoduchý úspech
pre každého



91%

klinická
úspešnosť
po 2 rokoch

Prekračuje
zistené miery úspešnosti
v literatúre*

Vaše bioaktívne pečatidlo
koreňových kanálikov



- Hydraulické pečatidlo v striekačke pripravené ihneď na použitie
- Bez zmršťovania – bioaktívne – biokompatibilné – vysoké pH
- Pre akúkoľvek techniku, za studena alebo za tepla

* 24 mesiacov po liečbe bola celková účinnosť podľa voľných kritérií 91,0% v skupine BrF a 90,4% v skupine BrRCS ($p = 0,0003$).

Výsledky klinickej štúdie (Clinicaltrial.gov/NCT04757753), ktorá je v súčasnej dobe v recenznom konaní.
Zdravotnícky prostriedok triedy III – certifikovaný spoločnosťou BSI (2797) pre zhodu s MDR/EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach

www.septodont.com



Biodentine™ XP

je tak liečebný
ako aj výplňový materiál
zubnej drene
v jednom produkte.



- ▶ Kapsle all in one
- ▶ Priama aplikácia
- ▶ Voliteľný objem

Objavte
Bio-Bulk Fill
postup



BioRoot Flow

- NOVÝ biokeramický tmel na báze čistého tricalcium fosfátu na koreňové kanáliky v injekčnej striekačke, vďaka ktorému je obturácia jednoduchá a úspešná pri plnení za studena aj za tepla.
- Striekačka pripravená na použitie.
- Optimálna hrúbka a tekutosť.
- Studené a teplé techniky.
- Pracovný čas >60 min.
- Doba tuhnutia 5 - 6 hod.
- Antibakteriálny pH 11,5.
- Vysoké uvoľňovanie vápnika. 1718 mg/l



NEW

Striekačka 2g | **180,- €** | obj. č. 5303913

129 €

Biodentine XP

- Oblúbený bulk-fillový biokompatibilný a bioaktívny materiál na náhradu dentínu v korunkovej aj koreňovej časti zuba. V kapsuliach na pohodlnú aplikáciu.

Indikácia:

- v koreni: prekrytie perforácií koreňa a pulpálnej dutiny, vnútorná/vonkajšia resorpcia zuba, apexifikácia,
- v korunke: hlboké/rozsiahle kavity, trvalé dentínové výplne, priame prekrytie pulpy, pulpotómia,
- ošetrovanie klinických chýb: via falsa, perforácia cavum pulpae.
- BiodentineXP Starter pack obsahuje: 10 kapsúl veľkosť 200, 10 kapsúl veľkosť 500, kliešte a mixér pre aktiváciu a miešanie kapsúl.



Biodentine XP Starter Pack | **1 090,90,- €** | obj. č. 5303875

979 €

Biodentine XP 500, 10 ks | **329,60,- €** | obj. č. 5303872

239,70 €

Biodentine XP 200, 10 ks | **280,90,- €** | obj. č. 5303871

202,50 €

Biodentine

- Biodentine je prvá biokompatibilná a bioaktívna náhrada dentínu v korunkovej aj koreňovej časti.

Prináša množstvo klinických výhod:

- zachovanie vitality pulpy,
- ošetrovanie klinických chýb (viafalsa, perforácia cavum pulpae),
- definitívna náhrada dentínu.



- Balenie: 5 x 0,7 g a 15 x 0,7 g.

5x 0,7 g | **138,- €** | obj. č. 530395

95,30 €


15x 0,7 g | **355,90,- €** | obj. č. 530387

270,60 €



Endomethasone N

- RTG kontrastná koreňová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametazónu.
- **Set obsahuje** 14 g prášku a 10 g tekutiny.



set | **139,10,- €** | obj. č. 530236

103,50 €

prášok - 42 g | **202,10,- €** | obj. č. 530235

149,70 €

prášok - 14 g | **107,60,- €** | obj. č. 530237

85,10 €

tekutina - 10 ml | **46,50,- €** | obj. č. 530241

37 €

AH Plus Jet

- Oblúbený sealer na priamu aplikáciu výplňového materiálu pomocou priložených kanýl do koreňového kanálika.
- Balenie obsahuje: 1x duálnu striekačku á 15 g, 20 miešacích kanýl, 20 aplikačných kanýl a 2 balenia gutaperčových čapov.



sada | **152,80,- €** | obj. č. 530238

145,50 €

refill 2x 15g | **227,- €** | obj. č. 5302381

217,10 €

Diadent Dia-Root Bio Sealer

- Biokeramický sealer na báze MTA, nezmršťuje sa, vysoké pH 12 pre antibakteriálny účinok.
- Používa sa na definitívne zaplnenie koreňového kanálika a je vhodný pre všetkých technikách s použitím gutaperčových čapov.



Striekačka, 2g | **75,- €** | obj. č. 550225

57,40 €

Well-Root ST

- Biokeramický sealer na plnenie metódou centrálneho čapu.
- Vlastnosti:
 - calcium-silikátová pasta pripravená v praktickej striekačke
 - práca bez zvyškov, nevyžadujúca miešanie
 - vytvrdnutie do 2,5h postupným prijímaním vlhkosti z dentínových tubulov a periapexu, podobne ako u MTA
 - vysoká zatekavosť
 - časová úspora vďaka jednoduchej odstrániteľnosti prebytkov z cavum pulpae
 - vykazuje vysoké pH 12 a viac aj po 7 dňoch



2 g | **119,80,- €** | obj. č. 530259

112,50 €

10x 0,25 g | **135,- €** | obj. č. 5302591

127,50 €

Adseal plus

- Inovovaný röntgenkontrastný materiál na plnenie koreňových kanálikov na báze epoxidovej živice vo veľmi praktickej striekačke pre jednoduché namiešanie v presnom pomere.
- Vysoká biokompatibilita, kvalitný hermetický uzáver.
- Nezafarbuje zub, nie je rozpustný.
- Balenie obsahuje: 13,5 g materiálu v duálnej striekačke, miešaciu podložku, špachtľu, dávkovacie špičky a viečko



13,5 g + príslušenstvo | **34,90 €** | obj. č. 530451

32,60 €

Calcipast

- Pasta s hydroxidom vápenatým. Výrobok CALCIPAST sa používa pri zubnom ošetrovaní ako materiál na dočasnú výplň koreňového kanálika. Navyše je možné výrobok CALCIPAST použiť ako dočasnú výplň hlbokých kavit pri priamom a nepriamom prekrytí pulpy. Má remineralizačné účinky na zubné tkanivá vďaka vysokému obsahu hydroxidu vápenatého. Zlepšuje obnovu poškodených periapikálnych tkanív.
- pH 12,5.



2,1 g | **30,40 €** | obj. č. 5303996

28,80 €

4x 2,1g | **92,30 €** | obj. č. 53039961

87,80 €

Chloraxid 2,0 % + Chloraxid 5,25 %

- 2% alebo 5, 25% roztok chlórnanu sodného.
- Pri mechanickom rozširovaní kanálika odstraňuje devitalizované pozostatky pulpy.
- Čistí kanálik, odstraňuje popreparačnú vrstvu a obnažuje vstupy do koreňových kanálikov.
- Zabráňuje zmene farby zuba, ktorá sa môže objaviť po výplni nevypláchnutého koreňového kanálika.
- Balenie obsahuje fľašu s 200g roztoku alebo s 400g roztoku, uzáverový adaptér, 1 striekačku 5ml značenú farebne aj s popisom ako na fľaši.
- Striekačky je možné dokúpiť po 20ks.



Chloraxid 2,0 %, 400 ml | **15,40 €** | obj. č. 5303907

14,50 €

Chloraxid 2,0 %, 200 ml | **7,90 €** | obj. č. 5303908

7,40 €

Chloraxid 5,25 %, 400 ml | **16,30 €** | obj. č. 5303916

15,30 €


Chloraxid 5,25 %, 200 ml | **8,40 €** | obj. č. 5303914

7,90 €



Endo Clean stojanček

- Stojančeky na nástroje s hubkou na odstránenie nečistôt počas preparácie koreňového kanálika.



stojanček plastový s hubkou | **10,50 €** | obj. č. 5307562

8,90 €

náhradné hubky - 50 ks | **13,60 €** | obj. č. 530757

11,40 €

Endo-Top výplachové ihly

- Výplachové ihly s rozmerom 0,3 x 25 s bočným otvorom.
- Balenie: 20, 50 alebo 100 ks.



0,3x 25, 100ks | **68,10 €** | obj. č. 5303940

64,50 €

Endo-Solution EDTA 17 %

- Služí na rozširovanie koreňových kanálikov (17% tekutá EDTA).



200 ml | **29,30 €** | obj. č. 5303947

27,70 €

Neo Spectra ST

- Univerzálny výplňový materiál.
- Dostupné odtiene: **A1** (zodpovedá A1, B1, C1), **A2** (pre A2, B2, D2), **A3** (pre A3, C2, D3, D4), **A3.5** (pre A3.5, B3, B4, C3), **A4** (pre A4, C4), **BW** (pre bielené zuby), **D1** (opákný dentín), **D3** (opákný dentín) a **E1** (translucentná sklovina).

ZADARMO

3 + 1 odtieň
A2 zadarmo



LV / HV / Effects striekačka, 3 g | obj. č. 52406A1

42 €

LV / HV / Effects kompule, 16x 0,25 g | obj. č. 52403A1

56 €

Neo Spectra ST Flow

- Zatekavý výplňový materiál.
- Dostupné odtiene: **A1** (zodpovedá A1, B1, C1), **A2** (pre A2, B2, D2), **A3** (pre A3, C2, D3, D4), **A3.5** (pre A3.5, B3, B4, C3), **A4** (pre A4, C4), **BW** (pre bielené zuby), **D1** (opákný dentín), **D3** (opákný dentín) a **E1** (translucentná sklovina).

ZADARMO

3 + 1 odtieň
A2 zadarmo



ST Flow striekačky, 2x 1,8 g | obj. č. 52408A1

52 €

Neo Spectra ST Flow úvodné balenie - kompule | obj. č. 52409KIK

131 €

SDR Plus

- Zatekavý materiál typu bulk-fil.
- Odtiene: Universal, A1, A2 a A3.

ZADARMO

3 + 1
Zadarmo odtieň
Universal



15x 0,25 g | obj. č. 527404A2

60 €

Aquasil Ultra+

- A-silikónový materiál s vynikajúcimi hydrofilnými vlastnosťami.
- Výborná rozmerová presnosť a stabilita s vysokou odolnosťou voči roztrhnutiu a trvalej deformácii.
- Vhodný pre všetky odtlačkové techniky a indikácie.
- K dispozícii vo forme tmelu pre ručné (Soft Putty/Putty) a strojové miešanie (Soft Putty).
- Krémy k dispozícii v dvoch viskozitách LV a XLV a v dvoch rýchlostiach tuhnutia (štandardné a rýchle).

ZADARMO

Pri nákupe 1 balenia
získate zadarmo
krém (5200627A)



2x 250 ml Soft Putty + LV 50 ml | obj. č. 5200624

135 €

ProTaper Next Set

- Obdĺžnikový prierez pre väčšiu pevnosť.
- Rovnako ako ProTaper Universal sa aj rotačné nástroje ProTaper Next vyznačujú variabilným kónusom, ku ktorému sa ešte pridáva excentrický, obdĺžnikový prierez pre väčšiu pevnosť nástroja.

ZADARMO

Pri nákupe balenia
získate sortiment
(562450A)
zadarmo.



Set X1-X3, 25 mm, 3 ks | 82,90 € | obj. č. 5624500

74,60 €

ProTaper Ultimate

- Najnovší systém koreňových nástrojov z rodiny ProTaper.
- Sekvencia strojových nástrojov - 21, 25 alebo 31 cm.

ZADARMO

Pri nákupe balenia Protaper
Ultimate (6ks / 5ks) získate 1x
balenie ProTaper Ultimate sekvencie
(56212550) zadarmo



ProTaper Ultimate sekvencie, 5 ks | 88,50 € | obj. č. 5621215


79,60 €

Refill, 6 ks | 106,20 € | obj. č. 5621216FXL

95,60 €

OptiDisc

- Disky na tvarovanie, dokončovanie a leštenie kompozit, keramiky, živice, skloionomérov, amalgámu a kovov.
- **Priemery:** 9,6 mm, 12,6 mm a 15,9 mm.
- **Hrúbky:** hrubý (80 ks) a stredný, jemný, extra jemný (á 100 ks).



refill - 80 / 100 ks | **46,70 €** | obj. č. 58017C

ZĽAVA
50%
23,40 €

MaxCem Elite

- Dvojzložkový, samoleptací, duálne tuhnúci kompozitný fixačný cement typu pasta-pasta v duálnej striekačke.
- Na fixáciu keramických, kompozitných a kovových náhrad.
- **Odtiene:** biely, opákný, číry a žltý.



refill - 2x 5 g | **151 €** | obj. č. 53006B

ZĽAVA
35%
98,20 €

Vertise Flow

- Samoadhezívny flow kompozitný materiál pre malé výplne I. a II. triedy, liner, pečatenie fisúr a opravy keramiky.
- **Dostupné odtiene:** A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, U0, XL a T.



refill - 2x 2 g | **110,90 €** | obj. č. 5261A1

ZĽAVA
33%
74,30 €

SonicFill 3

- Materiál na zhotovovanie kompozitných výplní v laterálnom úseku.
- **Odtiene:** A1, A2, A3 a B1.



refill 20x 0,25 g | **147 €** | obj. č. 5922821B1

ZĽAVA
29%
105 €

SimpliShade Bulk Fill

- Jednoduchosť vďaka jednému odtieňu a jednému kroku.
- S materiálom SimpliShade™ Bulk Fill je teraz ešte jednoduchšie vytvárať krásne výplne, získate adaptabilitu, odolnosť, hĺbku vytvrdenia a jednoduchosť, ktorú potrebujete.
- Vďaka jednému odtieňu, ktorý pokryje všetkých 16 klasických odtieňov VITA® môžete vynechať kryciu vrstvu s jednokrokovým umiestnením a znížiť svoje skladové zásoby.



Fill, 4g | **67,20 €** | obj. č. 5263121

Fill, 20x 0,25g | **89,10 €** | obj. č. 5263122

Flow, 2x 2g | **67,20 €** | obj. č. 5263123

Flow, 20x 0,25g | **89,10 €** | obj. č. 5263124

ZĽAVA
25%
50,40 €
66,80 €
50,40 €
66,80 €

MetaFix matrice

- Matrice pre II. triedu - MQ/OD/MOD kompozitných výplní v laterálnom úseku chrupu, vhodné aj pre oblasť krčku a hlbokých kavit.
- Kruhový pásik matrice o sile 0,038 m.
- Veľkosti - malé, stredné a veľké.



50 ks | **105,50 €** | obj. č. 585505

ZĽAVA
33%
70,40 €

Endo Radar Plus

Bezdrôtový endo motor so vstavaným apexlokátorom, so základňou pre ľahké ovládanie a nabíjanie.

Bezuhlíkový, rýchlosť: 100 - 1 200 ot./min, krútiaci moment: 0,4-5,0 N.cm. Super malinké endokolienko 6:1 pre ľahký prístup v distálnom úseku. 11 užívateľsky definovaných režimov - naprogramujete si svoje obľúbené nástroje. Prednastavených viac ako 30 najrozšírenejších systémov koreňových nástrojov.

Obj. kód: 592611

853,50 € 975,50-€



bit.ly/EndoradarS



EndoMatic

Bezdrôtový endomotor a apexlokátor v jednom pre ešte bezpečnejšie endodontické ošetrovanie.

Poloha koreňového nástroja je zobrazovaná na displeji. Pri priblížení k apexu sa chod endomatora automaticky spomalí a pri dosiahnutí apexu endomotor automaticky zastaví nástroj alebo zapne opačný chod. Pracuje ako v rotačnom režime, tak recipročnom, automaticky medzi nimi prepína. Krútiaci moment: 0,4 Ncm - 5,0 Ncm; rýchlosť: 100 ot/min ~ 1 000 ot/min.

592614 EndoMatic motor

894,10 € 1-016,10-€



bit.ly/EndomaticS

Endostar E3 Azure

- Ponúka efektívne a jednoduché použitie, rýchle a bezpečné opracovanie kanálika.
- Sú veľmi flexibilné - sledujú aj najkrivšiu cestu kanálkom a minimalizujú tým riziko perforácie alebo via falsa.

ZADARMO

Pri nákupe 3 balení po 3ks získate balenie Endo farebných striekačiek Luer lock (100ks)

zadarmo.



3 ks | obj. č. 59112100

43,10 €

6 ks | obj. č. 59112125

63,80 €

Endostar EP Easy Path

- Nástroje používané na vytvorenie kíznej cesty.
- Ako prvé prenikajú úzkymi, zakrivenými a často kalcifikovanými kanálkami.
- Tenké a pružné, ale tiež odolné proti zalomeniu vo vnútri kanálika **vdaka tepelnej postprodukčnej úprave.**
- Dve dĺžky nástrojov: 21 mm alebo 25 mm

ZADARMO

Pri nákupe 3 balení po 3ks získate balenie Endo farebných striekačiek Luer lock (100ks)

zadarmo.



14/04 - 21 mm / 25 mm - 3 ks | obj. č. 59142114

43,10 €

14/04 - 21 mm / 25 mm - 6 ks | obj. č. 57141114

63,80 €

Endostar gutaperčové čapy (2% 4% a 6%)

- Kalibrované gutaperčové čapy z kvalitnej gutaperči.
- Balenie: 120 ks (2 %) a 60 ks (4 %, 6 %).

ZĽAVA

20%



Gutaperčové čapy 2%, 120 ks | **7,50 €** | obj. č. 57170214

6 €

Gutaperčové čapy 4 % / 6 %, 60 ks | **9,40 €** | obj. č. 57170414

7,50 €

Endostar papierové čapy (2%, 4% a 6%)

- Endostar kalibrované papierové čapy.
- Balenie: 200 ks (2 %) a 100 ks (4 %, 6 %).

ZĽAVA

20%



papierové čapy 2%, 200 ks | **7,50 €** | obj. č. 59160400

6 €

papierové čapy 4% / 6%, 100 ks | **6 €** | obj. č. 59160220

4,80 €

LMfeel the
difference

PŮVODNÝ

LMDualGracey™

obojstranný nástroj Gracey

**25% zľava na nástroje LM Dual Gracey™****25%
ZĽAVA**

Akcia platí

14.5. – 30.6.2025

**LMSharpDiamond™**

UŽ ŽIADNE ĎALŠIE OSTRENIE!

**LM Dental™**LM-Instruments Oy | Norrbyns rantatie 8 | FI-21600 Parainen, Finland | info@lm-dental.com | www.lm-dental.com
Syntette™ 215-216SDES, Mini Syntette™ 215-216MSDES, Syntette™ Anterior 275-276SDES, Mini Syntette™ Anterior 275-276MSDES

LMDualGracey™

- **jedinečný hrot**
- **ergonomická rukoväť**
- **bez ostrenia**

LM INOVACE**LMDualGracey™** kombinujú výhody univerzálnej kyrety a Gracey kyrety v jednom.

Tieto nástroje sú určené na odstránenie supra a subgingiválneho zubného kameňa zo všetkých povrchov zubov.

Tento koncept umožňuje použitie menej nástrojov. Tradičná sada štyroch Graceys môže byť nahradená iba dvoma nástrojmi

LMDualGracey™: Syntette™ a Syntette™ Anterior.**CHYTRÝ DIZAJN HROTU**

Zaoblený hrot

LMDualGracey™ má dve eliptické rezné hrany - mesiálnu a distálnu hranu. Táto konštrukcia umožňuje ošetrovanie ako mesiálnych, tak distálnych povrchov zubov.

Dolný driek je pri odstraňovaní zubného kameňa rovnobežne s povrchom zuba, čo je obzvlášť výhodné pri subgingiválnom prístupe.

LMDualGracey™ sú vhodné pre vertikálne, horizontálne a šikmé čistiace techniky.

Syntette™ Anterior



Mini Syntette™ Anterior



Syntette™



Mini Syntette™

Syntette™ Anterior
alebo
Mini Syntette™ Anterior

Syntette™
alebo
Mini Syntette™



LM ErgoMax	1 ks	55,70 €	74,00 €
LM ErgoSense	1 ks	63,80 €	85,00 €
LM ErgoSense Sharp Diamond 1 ks		83,30 €	111,00 €


Detailné informácie o produkte
a video nájdete na internete TU:bit.ly/DualGracey

Septoject Evolution ihly

- Skosenie v tvare skalpela pre hladší prienik s menším posunom tkaniva pre väčší komfort pacienta.
- Lepšia kontrola a väčšia presnosť.
- Rozmery: 27G – 9, 25 mm, 30G – 9, 16, 25 mm.

Jednoduchšia
aplikácia

Mensia odchýlka



100 ks | **27,20 €** | obj. č. 3002951

ZĽAVA

32%

18,60 €

Septoject ihly XL

- **Septoject XL**
- Majú o 43,5% väčší lumen (priesvit), vďaka tomu anestetikum preniká do tkaniva pomalšie a pod menším tlakom.
- Rozmery: 27G – 21, 35 a 42 mm, 30G – 10, 12, 21 a 25 mm.

ZĽAVA

32%



Septoject XL, 100 ks | **23,30 €** | obj. č. 300341

15,90 €

Surgispon

- Sterilné hemostatické vstrebateľné želatínové hubky pre účinné a rýchle zastavenie krvácania.
- Surgispon je netoxický, hypoalergénny.
- Pri implantácii "in vivo" je bez zvyšku absorbovaný počas 3-4 týždňov, bez zapuzdrenia.
- **Balenie obsahuje:** 4 blistre á 8 kociek (1x1x1 cm, jednotlivito sterilne zabalené) alebo 10 ks hubiek s rozmerom 7x5x1 cm (jednotlivo sterilne zabalené).



kocky - 32 ks á 1x1x1 cm | **15 €** | obj. č. 3002171

14,20 €

Gelatamp

- Vyrobený z penovej želatíny a jemne rozptýleného (koloidného) striebra - antibakteriálny.
- Rýchla hemostáza, stabilizuje krvné koaguláty.
- Postupná a kompletná resorpcia - zostáva v alveole a je kompletne absorbovaný počas 4 týždňov.
- Indikácia - liečba alveolu a kavit po extrakcii, apikálnej amputácii, maxilárnej sínusovej perforácii a ďalších chirurgických zákrokoch.

ZADARMO

Pri kúpe 2 balení Gelatamp 50 ks,
**získate 1 balenie
po 20 ks ZADARMO***

20 ks | obj. č. 540201

25,80 €

50 ks | obj. č. 540218

59,60 €



Resorba PARASORB Cone

- Vstrebateľné kolagénové huby a koky BEZ antibiotickej ochrany.
- Ošetrovanie alveolu po extrakcii bez kostného defektu a bez známk infekcie.
- Hemostyptikum po extrakciách zubov a iných dentálnych zákrokoch.



12 mm x 16 mm, 10 ks | **63,40 €** | obj. č. 30011359

59,60 €

Suture+

- Čierny, nevstrebateľný hodváb s reznou ihlou tvar HS 22.
- Balenie obsahuje 12 ks á 45 cm.

**Skvelá
cena**



12 ks | **48,30 €** | obj. č. 300261

41,20 €

* Ponuka platí do vypredania zásob.



je svetlom aktivovaný cement s výbornou stabilitou odtieňa, určený na cementáciu vysoko estetických porcelánových, lítium-diskremičitých, zirkónových a kompozitných faziet.

Vlastnosti:

- Stabilita odtieňa - špeciálne vyvinutý tak, aby v priebehu času nedochádzalo k posunu odtieňa.
- Osem estetických odtieňov - ponúka sa v niekoľkých variantoch odtieňov VITA® a chromatických odtieňov pre každú klinickú situáciu.
- Nízka hrúbka vrstvy - zaisťuje úplné usadenie faziet.
- Kompatibilita - kompatibilná so všetkými materiálmi vrátane porcelánu, lítium disilikátu (e.max), kompozitu a zirkónu.
- Jednoduché čistenie - špeciálne zloženie umožňuje rýchle a jednoduché odstránenie prebytočného cementu.

Choice™ 2 Starter Kit obsahuje všetko, čo potrebujete na fixáciu faziet: materiál Choice™ 2 v striekačkách á 4,5 g - 2x odtieň Translucent, 1x A1, 1x B1, 1x Milky Bright, 5 g Uni-Etch®, 5 g 9.5% Porcelain Etchant, 2x 3 ml Bis-Silane™, 6 ml All-Bond Universal®, 6 ml Porcelain Bonding Resin a príslušenstvo.

striekačka, 4,5 g **46,90 €** ~~52,10 €~~

530011 - starter kit **475,90 €** ~~528,40 €~~

530011A2 - striekačka A2, 4,5 g exp. 30. 11. 2025 **28,80 €*** ~~52,10 €~~

* platí do vypredania skladových zásob



*Vaša prvá voľba
na fixáciu faziet*

bit.ly/3EJn17R



DUO-LINK UNIVERSAL™

Kompozitný, duálne tuhnúci fixačný cement pre keramické a kompozitné náhrady.

- Skvelá RTG kontrastnosť, ľahké odstránenie prebytkov (po 1 min. zgumovateľ).
- Cementovanie koruniek, mostíkov, čapov, inlejí a onlejov zo živice, keramiky, kovov, zirkónu a alumínia.
- Svetelná polymerizácia pre okamžité dokončenie, chemická pre úplné dotuhnutie pod náhradami alebo v kanáliku.
- Nespôsobuje podfarbenie protetických prác.

530009 - univerzálny odtieň, 8 g **84,40 €** ~~93,80 €~~



bit.ly/3GtFvd2

ALL-BOND UNIVERSAL™

Skutočne univerzálny bond na zaistenie spláhlivého bondu všetkých priamych aj nepriamych náhrad.

- Spája spoľahlivosť totálneho leptania, pohodlie samoleptania a flexibilitu selektívneho leptania.
- Garantuje univerzálnu kompatibilitu s chemicky, svetlom aj duálne tuhnúcimi kompozitnými živcami a cementmi bez nutnosti dodatočného chemického aktivátora.
- Hydrofilný pred polymerizáciou, oveľa viac hydrofóbny po spolymerizovaní ako ostatné bondy - skutočne nepriepustný pre vodu.
- Nie je nutné skladovať ho v chladničke.

530185 - 4 ml **91,10 €** ~~101,30 €~~



bit.ly/3RDiiHB



Woodpecker hrot Perio P33

- Šikovní pomocník pre ultrazvukovú aktiváciu materiálov na výplachy koreňového kanálika.



P33 | **32,50 €** | obj. č. 59261P33

29,20 €

Woodpecker DTE hrot Endo Sirona ES1

- Woodpecker ES1 klieština 120 ° pre NiTi file.



Hrot Endo Sirona ES1 | **23,60 €** | obj. č. 59318ES1

21,10 €

Woodpecker hrot Perio P1T

- Jemný a ostrý perio hrot: Hrot P1T je dlhý, jemný a ostrý, ideálny na čistenie a irigáciu subgingiválnych usadenín.



P1T | **15,40 €** | obj. č. 59261P1T

13,80 €

Woodpecker hrot Perio P3 (EMS PS)

- Ultrazvukové koncovky na scaling.



P3 (EMS PS) | **20,30 €** | obj. č. 59261P3

18,30 €

Woodpecker DTE O-Light II lampa

- Polymerizácia za 1 sekundu!**
- 360° polymerizácia - dosiahnete do všetkých uhlov
- Polymerizácia za 1 sekundu - 2 mm vrstva živice
- Väčšia veľkosť šošovky - 10 mm veľká hlavička skvelo pokryje celú okluzálnu plošku distálnych zubov.
- Vylepšený cieľový svetelný výkon**
- Unikátna technológia Woodpecker - cieľový svetelný výkon znižuje uhol svietenia o 55,87%, čo umožňuje koncentrovanejšiu energiu a vyššiu účinnosť polymerizácie
- Široké polymerizačné spektrum.** Rozsah vlnovej dĺžky 385 – 515 nm.

Woodpecker DTE O-Light II lampa | **324,90 €** | obj. č. 592626

292,40 €

náhradné návleky | obj. č. 592626N

12,20 €



Woodpecker hrot Perio P1

- Navrhnuté na účinné čistenie a irigáciu subgingiválnych usadenín, čo podporuje lepšie výsledky v oblasti ústneho zdravia.



P1 | **11,80 €** | obj. č. 59318P1

10,50 €

Helios 500

- Ako jeden z najpresnejších skenerov na trhu dosiahol HELIOS 500 najmodernejšiu úroveň presnosti - priemerná odchýlka skenu celého zubného oblúka in-vivo je približne 20,0 mikróv.
- Pomocou systému HELIOS 500 naskenujete celý oblúk za menej ako 30 sekúnd.

skener | **8 941,40 €** | obj. č. 593166

6 908,30 €



Woodpecker hrot Perio Sirona PS3

- Hrot na hĺbkové čistenie.



PS3 | **23,60 €** | obj. č. 59261PS3

21,10 €

Woodpecker DTE hrot Perio PD3

- Koncovka na čistenie a vyplachovanie hlbokých periodontálnych vreciek.




Hrot Perio PD3 | **20,30 €**
obj. č. 59261PD3

18,30 €

Zubné zrkadielka ASA

- Kvalitné, obľúbené nezáťažovacie zrkadielka od talianskeho výrobcu.
- Dodávané v dvoch veľkostiach - č. 4 a č. 5.



veľ. 4 - 12 ks | **21,50 €** | obj. č. 2000014

17,10 €

veľ. 5 - 12 ks | **21,50 €** | obj. č. 2000015

17,10 €

veľ. 4 Rhodium - 12 ks | **40,20 €** | obj. č. 2000024

34,20 €

veľ. 5 Rhodium - 12 ks | **40,20 €** | obj. č. 2000025

34,20 €

DXP

CLAVE

- kapacita 24 litrov
- dotykový displej
- vysoký výkon
- rýchle cykly



Detailné informácie nájdete tu:
bit.ly/DXPClave24S

593123 DXPClave
593123T DXPClave s tlačiarňou

4 472,00 € 4 875,30 €
4 594,00 € 5 021,70 €

NSK

Teplovzdušná sterilizácia

Chemický indikátor účinnosti DHI

- Chemické indikátorové papieriky na kontrolu účinnosti v teplovzdušných sterilizátoroch.
- Trieda 4, podľa ISO 11140-1, zodpovedajúce vyhláške 195/2005 Zb.



200 ks | **48,80 €** | obj. č. 593098

46,30 €

Parná sterilizácia

Helix Test

- Testy prieniku pary (Bowie-Dick test) pre malé parné sterilizátory od firmy Medistock.
- Test je nutné vykonávať denne pred každou sterilizáciou.




100 ks + nosič | **81,10 €** | obj. č. 593101

73 €

Teplovzdušná sterilizácia

Páska lepiaca s indikátorom pre HS

- Lepiaca páska s indikátorom pre teplovzdušnú sterilizáciu.
- Vhodná na procesový test a na označovanie dóz pri sterilizácii.
- Indikačný obrazec zmení pri sterilizácii farbu zo zelenej na hnedú.
- Trieda A sterilizácie.
- Úloha: 19 mm x 50 m



19 mm x 50 m | **48,40 €** | obj. č. 593096

43,50 €

Sterilizačné vrecká a rola

- Vrecká a rola na sterilizáciu nástrojov v autokláve.
- **Balenie:** rola 200 m, vrecká 200 ks.



Výrobok	Obj. kód	Bežná cena	Akčná cena
rola 50 mm x 200 m	594046	48,40 €	16,70 €
rola 75 mm x 200 m	594047	26,80 €	24,10 €
rola 100 mm x 200 m	594044	36,40 €	32,90 €
rola 150 mm x 200 m	594048	54,90 €	49,60 €
rola 200 mm x 200 m	594045	72,00 €	65,00 €
rola 250 mm x 200 m	594050	89,60 €	80,80 €
rola 300 mm x 200 m	594049	105,40 €	94,90 €
sáčky 60 x 100 mm, 200 ks	594060	40,40 €	9,20 €
sáčky 90 x 250 mm, 200 ks	594062	47,50 €	15,80 €
sáčky 140 x 260 mm, 200 ks	594063	29,40 €	26,80 €

Skvelá cena

Zubné súpravy Stern Weber a Anthos

Najmodernejšie svetové technológie
v oblasti stomatologických súprav

Konfigurácie a riešenia na mieru
na základe Vašich individuálnych potrieb

Zubné súpravy Stern Weber a Anthos sú plné pokročilých funkcií, ktoré Vám umožnia pracovať efektívnejšie, a s väčšou presnosťou. Moderný, ergonomický dizajn zlepšuje Vašu prácu a poskytuje maximálny komfort pre Vás aj pre Vašich pacientov.

Vždy sa snažíme vyhovieť individuálnym potrebám každého zubného lekára. Preto ponúkame možnosť prispôsobiť zubné súpravy presne podľa osobných preferencií a na základe Vašich potrieb dokážeme ponúknuť riešenie na mieru.

Pri odovzdaní zariadenia zaškolíme personál na správnu obsluhu a údržbu zariadení. Kedykoľvek sa Vám personál vymení, sme k dispozícii pre nové zaškolenie. Navyše, naši technici sú pripravení riešiť závady v najkratšom možnom čase.

Tieto zubné súpravy si môžete prísť pozrieť a osobne vyskúšať do nášho Showroomu.
Rezervujte si bezplatnú prezentáciu.

- ✓ Dostupné s horným alebo spodným vedením hadíc
- ✓ Maximálne ergonomický pracovný priestor
- ✓ Zjednodušujú prácu najmodernejšími technologickými vychytávkami
- ✓ Inovatívny dizajn a vylepšené hygienické systémy
- ✓ Poskytujeme profesionálny servis na celom území SR

Kvalitné produkty a spoľahlivý servis
pre zubné ambulancie

medima@medima-sk.sk
+421 902 628 611, +421 903 069 606
www.medima-sk.sk, www.sternweber.sk



MEDIMA-SK

Revolučná stomatologická 3D tlačiareň **SprintRay MIDAS**

Vytvorenie zubných náhrad na počkanie
nebolo nikdy také **inteligentné a jednoduché**

MIDAS je dokonalým a inovatívnym riešením pre výrobu zubných náhrad.

Používa patentovanú stereolitografiu digitálnej tlače (DPS) na výrobu zubných náhrad z viskózných materiálov.

✓ **Korunky**

Esteticky dokonalé a presné korunky s kvalitnými mechanickými vlastnosťami vďaka extrémne vysokému obsahu plniva. **Dostupný dizajn AI.**

✓ **Inlay & Onlay**

Tlač komplexných tvarov s dokonalou presnosťou. Vyrobite až 2 výplne na v jednej MIDAS kapsule.

✓ **Fazety**

Vytlačte až 3 neuveriteľne tenké, silné a presné fazety v jednej MIDAS kapsule pre minimálne invazívnu kozmetiku.

Vytvárať zubné náhrady s Midas môže naozaj každý, pretože príprava je extrémne jednoduchá. **AI dizajnérske štúdio MIDAS generuje zubné náhrady takmer okamžite na základe dát z intraorálneho skenera.**

MIDAS tlačí zubné náhrady na počkanie - len za pár minút, nevyžaduje žiadnu údržbu a je neuveriteľne kompaktný.



SprintRay

**Kvalitné produkty a spoľahlivý servis
pre zubné ambulancie**

medima@medima-sk.sk
+421 902 628 611, +421 903 069 606
www.medima-sk.sk, www.sternweber.sk



Kapsula MIDAS
s tlačovou výplňou



MEDIMA-SK

Rotasept

- Prípravok na dezinfekciu a čistenie všetkých typov rotačných nástrojov.
- Používa sa neriedený, nástroje sa neoplachujú, vhodný aj pre ultrazvukové čističky.
- Účinnosť - fungicidný, virucidný (vrátane HBV, HIV), baktericidný.

ZĽAVA**25%**2 l | **34,60 €** | obj. č. 410034**26 €****Gigasept Instru AF**

- Prípravok na dezinfekciu a čistenie všetkých druhov nástrojov, je obzvlášť vhodný pre ultrazvukové čističky.
- Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktívny chlór.
- Má veľmi dobré čistiace schopnosti, široké spektrum účinnosti a príjemne vonia.

2 l | **58,20 €** | obj. č. 410060**55,30 €**5 l | **128,50 €** | obj. č. 410061**122 €****Mikrozyd AF Liquid**

- Prípravok na dezinfekciu postrekom na plochy a predmety.
- Účinný proti baktériám, mykobaktériám, mikroskopickým kvasinkovým aj vlákňitým hubám a širokému spektru vírusov.
- Bez formaldehydu, ako účinné látky obsahuje alkoholy, glutaraldehyd a kvartérne amónne soli.

1 l | **11 €** | obj. č. 410029**10,50 €**5 l | **46,80 €** | obj. č. 410066**44,30 €**10 l | **87,80 €** | obj. č. 410065**83,40 €**

250 ml s rozprašovačom | obj. č. 410372

6,50 €750 ml s rozprašovačom | **11 €** | obj. č. 410393**10,60 €****Mikrozyd AF obrúsky**

- Alkoholová dezinfekcia - zdravotnícky prostriedok pre všetky oblasti so zvýšeným rizikom infekcie.
- Rýchly účinok, neotiera sa - iba zasychá, nezanecháva žiadne stopy, príjemne vonia.
- Účinnosť: baktérie (vr.Tb), mikroskopické huby, vírusy HBV, HIV, HCV, Adeno-vírusy, Rota-vírusy, Papova-vírusy, Polio-vírusy.
- **Obrúsky** - napustené dezinfekčným roztokom na okamžité použitie.
- **Rozmery obrúskov:** Štandard 14 x 17,5 cm a Jumbo 20 x 27 cm.

náhradné obrúsky - 150 ks | **14,10 €** | obj. č. 410040**12,70 €**náhradné JUMBO - 200 ks | **16,30 €** | obj. č. 410051**15,80 €****Mikrozyd Sensitive**

- Rýchla dezinfekcia povrchu - expozícia 1 min.
- neobsahuje alkohol ani aldehydy
- vhodné pre všetky typy povrchov, predovšetkým povrchy citlivé na alkohol
- hotový roztok - priame použitie
- Mikrobiologická účinnosť: baktérie, mikroskopické huby, lipofilné vírusy (vr. HBV, HIV, HCV, BVDV, rotavírusy, vaccinia vírusy).

**NEW****Zavádzacia cena**750 ml s rozprašovačom | **11,40 €** | obj. č. 4100654**10,80 €**

1 l | obj. č. 4100651

13,40 €5 l | **50,80 €** | obj. č. 4100655**48,80 €****Mikrozyd Universal Premium obrúsky**

- Dezinfekčné obrúsky, s nízkym obsahom alkoholu, určené na dezinfekciu malých plôch a povrchov. Vysoká kompatibilita s materiálmi.
- Účinný podľa EN 16615 za 1 minútu.

ZĽAVA**15%** na 1 ks100 ks | **13 €** | obj. č. 4100658**11 €**

Starostlivosť o sacie zariadenia

Orotol Basic Set

Orotol Basic Set obsahuje:

Orotol Plus

- Nepenivý tekutý koncentrát na čistenie, dezinfekciu, dezodorizáciu a údržbu všetkých odsávacích zariadení a odlučovačov amalgámu.
- Rozpúšťa biofilm a zabraňuje vzniku usadenín z krvi a bielkovín.
- Ekonomický: z 2,5 l koncentráту získate 125 l účinného roztoku.
- Účinné látky: kvartérne amonné zlúčeniny.

MD 555 cleaner

- Rozpúšťa stvrdnuté nánosy vápenca, profylaktických práškov alebo profylaktických perlových produktov.
- Najúčinnnejší čistiaci účinok pri usadeninách a upchatí.

MD 550

- Čistí, dezodoruje a dezinfikuje pľuvadlá, nie je potrebné riediť.
- Bezproblémové odstránenie zvyškov, ako sú vápenaté usadeniny, krv alebo detektory povlaku.

OroCup

- Nádoba, ktorá vytvára zmes vzduchu a vody pre optimálne zvlhčenie a účinné čistenie odsávacieho systému.
- Premyslený systém na miešanie, nasadenie a prelievanie dezinfekčných roztokov.



Orotol Basic set | **263,- €** | obj. č. 410140 **235,40 €**

Orotol Plus, 2,5 l | **79,70,- €** | obj. č. 410111 **74,80 €**

Sekusept aktiv

- Na dezinfekciu a čistenie nástrojov, pomôcok z nerez, skla, gumy a plastu, dýchacích masiek a nástrojov.
- Účinná látka: peroxoboritan sodný, TAED (neobsahuje aldehydy).



1,5 kg | **51,20,- €** | obj. č. 410135 **48,80 €**

6 kg | **189,50,- €** | obj. č. 410096 **182,90 €**

MD 555

- Pľuvátka a sacie zariadenia.
- Špeciálny nepenivý koncentrát pre sacie zariadenie a odlučovač amalgámu.
- Rozpúšťa pevne usadené a stvrdnuté nánosy.
- Obzvlášť vhodný pri používaní ordinálnych pieskovačiek (Air-Flow technika), pre tvrdú vodu a pre vodovodné potrubie so zlým spádom.



MD 555, 2,5 l | **75,20,- €** | obj. č. 410258

71,50 €

ID 212

- **ID 212:** Koncentrát bez obsahu aldehydov na dezinfekciu a čistenie bežného inštrumentária vrátane rotačných nástrojov.
- Vhodný aj pre ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti.
- Pri 2% niedení získate 125 l pracovného roztoku, pri 4% niedení je expozícia len 30 min.

- **ID 212 Forte Plus:** Bezaldehydový koncentrát na dezinfekciu a čistenie všeobecného i chirurgického inštrumentária a rotačných nástrojov citlivých na alkálie alebo alkohol.
- Účinnou zložkou sú alkylamíny a kvartérne amoniiové zlúčeniny.
- Je vhodný pre ultrazvuk, s vysokou materiálovou znášanlivosťou, biologicky ľahko odbúrateľný.
- Spektrum účinnosti: baktericídne, fungicídne, tuberkulocídne, virucidné (opuzdrené vírusy, neopúzdrené adenovírusy, HBV, HIV).
- Z 2,5 l koncentrátu sa pripraví 125 l účinného roztoku

ID 212 - 2,5 l | **91,10,- €** | obj. č. 4101420

87 €

ID 212 Forte - 2,5 l | **95,10,- €** | obj. č. 4101421 **91,10 €**

TIP

Stiahnite si
dezinfekčný
plán Dürr.



Aspirmatic

- **Aspirmatic**
- Prípravok na každodenné hygienické ošetrovanie odsávacích zariadení a odlučovačov amalgámu.
- Rozpúšťa hlieny, vhodný pre všetky druhy materiálov, biologicky odbúrateľný.
- Doba pôsobenia je 30 minút.
- **Aspirmatic Cleaner**
- Špeciálny prípravok podporujúci účinok Aspirmaticu na použitie 1x týždenne.
- Odstraňuje anorganické usadeniny, ako je vodný kameň a pod.
- Doba pôsobenia je 1 - 2 hodiny.



Aspirmatic, 2 l | **60,60,- €** | obj. č. 410114 **56,50 €**

Aspirmatic Cleaner, 2 l | **52,50,- €** | obj. č. 410112 **48,40 €**

Zeta 1 Ultra

- Bezaldehydový a bezfenolový dezinfekčný a čistiaci roztok vo forme koncentrátu na nástroje.
- Široké spektrum účinnosti - baktericídne, fungicídne, mykobaktericídne (vr: TBC) a virucidné (vr: HIV, HBV, HCV).
- **Ideálne pre chirurgické a rotačné nástroje**, vhodné aj pre jemné nástroje ako sú skalpely, kliešte, ihlice, vrtáčky, zrkadlá, sondy a pod.
- Pripravuje sa ako **2% širokospektrálny roztok** alebo ako **rýchla dezinfekcia 1%** roztoku s obmedzenou spektrálnou pôsobnosťou.
- Vhodné aj do **ultrazvukovej čističky** – pri 35°C počas 30 minút.




1 l | **36,20,- €** | obj. č. 410287 **32,50 €**



OrthoSpace kefka

- Špeciálna kefka pre ortodontických pacientov kombinujúca klasickú kefku so štetinami v tvare V a jednoväzkovú kefku.



1 ks | **1,80 €** | obj. č. 430066

1,60 €

100 ks | **164,70 €** | obj. č. 430066X

141,90 €

Ortho kefka na cesty

- Špeciálna ortodontická kefka so štetinami v tvare V.
- Zaisťuje dokonalú hygienu Vašich pacientov kedykoľvek mimo domova.
- Vďaka praktickému puzdru sú štetiny chránené pred deformáciou.
- Nesmie chýbať v žiadnom batohu ani kabelke.



1 ks | **1,60 €** | obj. č. 430057


1,50 €

100 ks | **148 €** | obj. č. 430057x

126 €

Eurotherm Nikel-Titan

- Špeciálne oblúky, ktoré možno schladením (kryosprejom) akokoľvek vytvarovať a zahriatím sa vrátia do pôvodného oblúkového tvaru.
- Väčší pracovný rozsah ako super-elastické oblúky.
- Ideálny počiatkový drôt pre zarovnanie zámkov, zasiahnuté očné zuby a zníženie horných očných zubov



okrúhle, 10 ks | **17,50 €**
obj. č. 43003D4

14,90 €

obdĺžnikové oblúky, 10 ks | **22,80 €**
obj. č. 43002D4

21,90 €

Function appliance boxes

- Výnimočne pevné a odolné krabičky pre funkčné náhrady s hĺbkou 3,82 cm.
- Farby bežné: čierna (č.0), modrá (č.1), zelená (č.2), oranžová (č.3), červená (č.4), žltá (č.5), fialová (č.6) a ružová (č.7).
- Farby perleťové: čierna (č.0), modrá (č.1), červená (č.4), fialová (č.6) a ružová (č.7).




Function appliance box - 1 ks
2,40 € | obj. č. 4300420

2 €

Separačné gumičky

- Vysoko elastické separačné gumičky zaisťujú jemnú permanentnú silu, ktorá vytvorí interproximálny priestor pred umiestnením molárových krúžkov.
- Farba: modrá.



80 ks | **8,80 €** | obj. č. 4300181

7,40 €

960 ks | **51,80 €** | obj. č. 4300180

43,90 €

Fuji Ortho LC

- Svetlom tuhnúci skloionoméry cement pre fixáciu ortodontických krúžkov a brekiet.
- **Balenie 1-1 obsahuje:** 15 g prášku, 7 g tekutiny a príslušenstvo.



set 1-1 | **174,40 €** | obj. č. 530073

142,10 €

kapsule 50 ks | **233,50 €** | obj. č. 530079

192 €

laboratórne stoly

- stabilný celokovový rám stola
- odolná pracovná doska
- nastaviteľná výška stola (82-90 cm)
- prirodzené pracovné svetlo
- výkonné odsávanie s nízkou hlučnosťou
- ergonomicky navrhnuté prvky
- moderný nadčasový dizajn
- v rôznych farbách a prevedeniach
- plne vybavený komplet za skvelú cenu

2 032,70 € 2 358,00 €

Ukážky realizácií



Zetalabor

- Špeciálna, veľmi obľúbená C-silikónová hmota so širokým použitím.
- Vhodná pre čiastočné aj totálne zubné náhrady, na vykrytie podbiehavých miest, opravy protéz, pre odlievaciu techniku.
- Má veľmi vysokú počiatočnú tekutosť, ale vynikajúcu konečnú pevnosť.
- Vysoká reprodukcia detailov, nedeformuje sa v kyvete, je odolná proti teplu.
- Používa sa v kombinácii s Indurent gélovým katalyzátorom.



10 kg 207, € obj. č. 883004	182,60 €
5 kg 129,70 € obj. č. 883001	116,70 €
2,6 kg 71,10 € obj. č. 883005	63,80 €
900 g 26,80 € obj. č. 883005S	24 €

SR Triplex Hot

- Kvalitná teplotou polymerizujúca živica na báze metylmetakrylátu. Na výrobu celých aj čiastočných protéz, hybridných protéz a rebazie. Dodávaná v odtieňoch ružový (3) a ružová žilkovaná (6). Prípadné opravy je možné vykonávať pomocou Triplex Cold živice.

AKCIA

Pri nákupe prášku, tekutiny alebo sady získate **zadarmo** Universal Polishing Paste.



tekutina - 500 ml 32,90 € obj. č. 882019	31,20 €
prášok 2x 500 g 64,50 € obj. č. 882021	61,50 €
sada 1kg + 500ml 106,70 € obj. č. 882025	101 €

Liace kelímky

- Kelímky sú vyrobené z roztaveného kremenného prachu vysokej čistoty (>99,7%).
- Majú vysokú odolnosť proti teplotným šokom a nízku citlivosť na znečistenie od oxidov kovov.
- Ploché dno umožňuje rýchlejšie tavenie kovov a nezanecháva takmer žiadne nečistoty.



Izodent NV3



Ducatron NV3

biele - 5 ks 73,20 € obj. č. 910211	59 €
NV3 - 5 ks 109,80 € obj. č. 910213	87,40 €

Kahan Blazer 1500

- Mobilný ručný kahan s piezoelektrickým zapáľovaním na použitie v laboratóriách. Vybavený voľne stojaci kahan, výška 15 cm. Ovládateľný jednou rukou, regulovateľný plameň a teplota v rozmedzí 800 - 1 300 °C.



Kahan Blazer | **140,70 €** | obj. č. 910113

126 €

Tetric PowerFlow

- Zatekavý svetlom tuhnúci rentgenokontraštný kompozit pre priame výplne v distálnom úseku.

ZĽAVA**37%**

IVA - 1x 2 g, exp. 10/2025 | **47,20 €**
obj. č. 521295IVA

29,90 €***Dyract Flow**

- **Dyract Flow:** Kompomerný dostavbový materiál s nízkou viskozitou pre minimálne invazívne zákroky

ZĽAVA**31%**

Dyract Flow A3 - 2x 1,8 g, exp. 7/2025 | **96 €**
obj. č. 5214A3

65,90 €***DISPENSER - applicator brushes**

- Dvojitý dávkovač na jednorázové aplikačné tyčinky.
- Dve samostatné komory umožňujú naplniť dvoma rôznymi typmi tyčínok.

ZĽAVA**31%**

1 ks | **79 €** | obj. č. 582244

54,90 €***Perfect Bleach Office+**

- Má príjemnú mentolovú príchuť a je vhodný na jemné a permanentné zosvetlenie vitálnych i devitalizovaných zubov.

ZĽAVA**36%**

1x 4 ml, exp. 11/2025 | **125,40 €**
obj. č. 5411121

79,90 €***Betasil Vario Light**

- A-silikónová korekčná odtlačková hmota.

ZĽAVA**31%**

2x 50ml + 12 kanýl, exp. 12/2025 | **55 €**
obj. č. 540074L2

37,90 €***Predlžovacie rameno**

- **Predlžovacie rameno** o dĺžke 20 cm, umožňuje otáčanie políčky a jej variabilné umiestnenie.

ZĽAVA**52%**

biele - 1 ks | **74,90 €** | obj. č. 5941562

35,90 €***SDR Plus Collectors Edition**

- Zatekavý materiál typu bulk-fill – jedná sa o novú, vylepšenú generáciu doterajšieho materiálu SDR.

ZĽAVA**16%**

edícia - 110x 0,25 g, exp. 1/2026 | **393 €**
obj. č. 527404CE

329 €***LM Lopatka Ergomax****ZĽAVA****53%**

450-460 XSi, 1 ks | **38 €** | obj. č. 59450M

17,90 €***LM držiak zrkadielka**


- Samostatné držadlo bez zrkadla.

ZĽAVA**76%**

šedé ErgoSense 25 mm, 1 ks | **16 €**
obj. č. 5925SG

3,90 €***LM Amdent koncovka**

- Ultrazvuková koncovka: EN-2

ZĽAVA**50%**

EN-2, 1 ks | **191,40 €** | obj. č. 593202

95,90 €***LM Pátradlo**

- Pátradlo pre diagnostiku kameňa a kazov a sondovanie chobotov, výplní a furkácií.

ZĽAVA**57%**

Ergomax 5-8 XSi, 1 ks | **23 €** | obj. č. 595M

9,90 €***Navigator EVO**

- Systém pre opracovanie koreňových kanálikov.
- Nástupca systému WIZARD Navigator.

ZĽAVA**44%**

set - 6 ks, 25 mm | **79,90 €** | obj. č. 144451215

44,90 €*

W2 - 6 ks, 31 mm | **79,90 €** | obj. č. 144501795

44,90 €*

* Ponuka platí do vypredania zásob!

Hák Mini - Langenbeck

- Mini-Langenbeck hák jemný;
10×6 mm; 16,0 cm.

ZĽAVA
53%

jemný 10x6mm - 16cm, 1 ks | **34 €**
obj. č. 118910069

15,90 €*



Rukavice nitril - powder free

- Jednorazové nitrilové rukavice
v modernom farebnom prevedení.

ZĽAVA
35%



zelené XS, 100 ks | **16,80 €** | obj. č. 30044ZXS **10,90 €***

BIO-MIM

- Bezniklové biokompatibilné bukalné kanyly sú
perfektným riešením pre všetkých vašich pacientov,
najmä tých s alergiou na nikel.

ZĽAVA
49%



1. molar Roth 22 D-L, 1 ks | **3,70 €** | obj. č. 43043DL **1,90 €***

1. molar Roth 22 D-P, 1 ks | **3,70 €** | obj. č. 43043DP **1,90 €***

2. molar MBT 022 D-L, 1ks | **3,70 €** | obj. č. 43046DL **1,90 €***

ZenFlex Niti

- ZenFlex poskytuje kvalitu
a vlastnosti pre zvládnutie
aj tej najzložitejšej anatómie
koreňových
kanálikov.

ZĽAVA
71%



set 6% - 25 mm, 6 ks | **67,80 €**
obj. č. 5711625

19,90 €*

K-File ED ručný

- K-File dĺžky 25 mm na ručné
opracovanie.

ZĽAVA
48%



080/25 mm, 6 ks | **11,40 €** | obj. č. 5973180 **5,90 €***

Pentamix 3 - univerzálne kartuše

- Univerzálna kartuša v šedej
farbe.

ZĽAVA
29%



1 bal | **83 €** | obj. č. 5401552

58,90 €*

Podušky na čelo pre ochranný štít 710

- Štít na čelo netlačí vďaka
výmennej poduške
nespôsobujúcej alergie.
- Ochranný štít na upevnenie na čelo.

ZĽAVA
59%



10 ks | **9,50 €** | obj. č. 5907109

3,90 €*

Univet bočné krytky na rám ONE

- Odolné priehľadné flexibilné
bočné štíty na ochranu očí.

ZĽAVA
39%



1 bal | **39 €** | obj. č. 91029UBK

23,90 €*

Parodontologický nástroj Derby

- Nástroj pre parodontológiu.

ZĽAVA
66%



1 ks | **15,90 €** | obj. č. 271503

5,40 €*

Ochranná čiapka

- Netkaná čiapka so sťahovacou
gumičkou v modrej farbe.

ZĽAVA
20%



20 ks | **3,20 €** | obj. č. 30043312

2,55 €*

Pracovná stolička DENTAL FVO - biela

- Kvalitná stolička tradičného
českého výrobcu Kovonax.
- Dentálna stolička
s pevnou
chrómovanou
konštrukciou.
- Otočná opora o 360°.

ZĽAVA
60%




biela, 1 ks | **606 €** | obj. č. 5932435

245 €*

SlimLine Analog Ball a Fix

- Analóg poskytuje repliku,
ktorá ukazuje presnú polohu
implantátu pacienta.

ZĽAVA
34%



Type 17,3 - 1 ks | **21 €** | obj. č. IANF2015

13,90 €*



Hľadáte únik z každodenného zhonu a túžite po nevšedných zážitkoch? Potom ste na správnom mieste! Ponúkame vám širokú škálu zájazdov, ktoré uspokojia aj tých najnáročnejších cestovateľov. Vyďte sa s nami do fascinujúcich destinácií a objavujte krásy sveta. Naše zájazdy sú vedené skúseným sprievodcom, ktorý sa cestovaniu venuje už viac ako 25 rokov a prešiel viac ako 110 krajín. Ponúkame zájazdy na mieru, ktoré sa prispôbia vašim individuálnym potrebám. Prezrite si našu kompletnú ponuku zájazdov a nechajte sa inšpirovať!

Alžírsko - ponorte sa do bohatej histórie Algiers, preskúmajte tajomné zákutia Ighir a Tikoubaouine a nechajte sa uniesť majestátnymi Hoggar Mountains, kde sa piesočné duny menia na skalnaté štíty.

Keňa - zažite adrenalínové safari v národných parkoch Amboseli a Tsavo West, kde sa vám zatají dych pri pohľade na veľkú pätku.

Užite si relaxáciu na nádherných plážach Diani s azúrovým morom, ideálnym na šnorchlovanie a potápanie v koralových útesoch.

Filipíny - objavte raj na Zemi s tyrkysovými lagúnami, bielymi plážami a bujnou tropickou vegetáciou a preskúmajte podzemný život pri potápaní.

Prdlžený víkend v Ríme - ponorte sa do atmosféry večného mesta, kde sa história spája s moderným životom, obdivujte majestátne Koloseum, Forum Romanum a ďalšie antické pamiatky.

Tadžikistan - spoznajte skryté poklady Pamíru, kde sa týčia zasnežené štíty a rozprestierajú sa horské lúky, preskúmajte starobylé hodvábné chodníky a stretnite sa s pohostinnými miestnymi obyvateľmi.

Senegal - žite africkú pohostinnosť a kultúru, navštívte hlavné mesto Dakar, preskúmajte národné parky s množstvom zvierat a nezabudnite si oddýchnuť na miestnej pláži.

Luxusná plavba po Indickom oceáne - navštívte niekoľko exotických destinácií naraz - pulzujúci Singapur, malebné thajské ostrovy, kúzelný Vietnam, tajomnú Brunej, Kota Kinabalu na ostrove Borneo, filipínske raje a rušný Hong Kong.



KEŇA

Safari a more

Termín: 23. novembra - 4. decembra 2025 (12 dní)
Ubytovanie: Ol Tukai Lodge, Ngulia Safari Lodge, Baobab Beach Resort 5*, sea facing rooms, garden rooms, All Inclusive
Nenechajte si ujsť: safari v národnom parku Amboseli a Tsavo West, odpočinok na pláži Diani Beach s all inclusive

Vyďte sa na 12-dňové dobrodružstvo do Kene, ktoré vo vás zanechá spomienky na celý život! Zažijete strhujúce safari v ikonických národných parkoch Amboseli a Tsavo West, kde sa priamo pred vašimi očami budú prechádzať levy, slony, žirafy i zebry - a to všetko s dych vyrážajúcim výhľadom na Kilimandžáro, najvyššiu horu Afriky. Potom na nás čaká tropický raj Diani Beach - miesto, kde čas plynie pomalšie a každý okamih vonia exotikou, vychutnáme si tu luxusné ubytovanie s all inclusive v jednom z najkrajších hotelov kenského pobrežia!

Cena: 5 779 € (vrátane poplatkov)



ALŽÍRSKO

Krajina Berberov a antických pokladov

Termín: 13. - 24. októbra 2025 (12 dní)
Doprava: letecky/jeep
Ubytovanie: starostlivo vybrané hotely/kempy s polpenziou/plnou penziou
Nenechajte si ujsť: Cherrhell (Caesarea) a Tipas (UNESCO), Sahara a Ighir, Hoggar Mountains alebo dramatické scenérie v Assekrem

Cena: 3 329 € (vrátane poplatkov)

V srdci severnej Afriky leží fascinujúca krajina Alžírsko, domov bohatej kultúry Berberov a dávnej histórie, ktorá siaha až do antických čias.

S nekonečnými piesočnými náosmi Sahary, malebnými horskými krajinami a pulzujúcimi mestami, Alžírsko sľubuje neopakovateľné dobrodružstvo. Objavte skryté poklady ako historické rímske ruiny, tradičné dediny a živé trhy, ktoré vás prenású do iných časov. Vyďte sa na cestu, ktorá oslní vaše zmysly a inšpiruje vašu dušu. Pripravte sa na nezabudnuteľný zážitok plný úžasných objavov a kultúr, ktoré čakajú na to, aby boli odhalené!




BAD KLEINKIRCHHEIM

Letná dovolenka

Termín: jún/júl/august 2025
 vyberte si termín a dĺžku pobytu podľa potreby
Ubytovanie: Panorama Pension Suedhang
Nenechajte si ujsť: mnoho turistických a cyklistických trás, relaxáciu v kúpeľoch, golf, Alpine Wildpark, Granatium, Klagenfurt, hrad Landskron, stredobod Korutánska, vynikajúcu korutánsku kuchyňu

Cena: 719 € (za osobu s raňajkami/tyždeň/vr. Korutánskej karty)



Dovolenka v Korutánsku je jednoducho neporovnateľná so žiadnym iným miestom!

Vitajte v krajine jazier a hô! Počas Vašej dovolenky v Bad Kleinkirchheime sú lanovky stále v prevádzke a tým najkomfortnejším a najrýchlejším spôsobom, ako sa dostať do najlepších východiskových pozícií nespočetných turistických chodníkov a cyklotrás v srdci Korutánska, vhodných ako pre sviatočných turistov a rodiny s deťmi, ako aj pre milovníkov náročných trás, vyžadujúcich určitú zdatnosť a skúsenosti.

RÍM

- tisícročné mesto

Termín: 20. - 24. mája 2026 (5 dní)
Doprava: letecky
Ubytovanie: 4* hotel
Nenechajte si ujsť: Koloseum, tajomný Vatikán, Panteón, pravú taliansku kávu alebo zmrzlinu

Cena: bude upresnená

Objavte čaro Ríma, mesta, ktoré vás ohromí svojou históriou, nádhernou architektúrou a nezabudnuteľnou atmosférou. Vydajte sa s nami na dobrodružstvo, ktoré vás zavedie k ikonickým pamiatkam — od majestátneho Kolosea po tajomný Vatikán, kde každý kút rozpráva príbeh storočí. Užite si romantické prechádzky po historických uličkách, ochutnajte vynikajúcu taliansku kuchyňu a načerpajte energiu z tejto živej metropoly. Tento zájazd je skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú kombináciu histórie, kultúry a nezabudnuteľných zážitkov. Pripojte sa k nám a nechajte sa očariť Rímom, aký si ho predstavujete — plným mágie, elegancie a jedinečných momentov!



FILIPÍNY

- tisíce ostrovov

Termín: 1. - 13. marca 2026 (13 dní)
Doprava: letecky
Ubytovanie: starostlivo vybrané 5-4* hotely
Nenechajte si ujsť: malebný záliv Honda Bay, najdlhšiu podzemnú rieku (UNESCO), ostrovy a ostrovciky El Nido, Chocolate Hills

Cena: bude upresnená

Predstavte si miesto, kde sa tyrkysové vody Tichého oceánu dotýkajú bielych pláží a kde sa rozprestiera viac ako 7 000 ostrovov plných života a farieb.

Vitajte na Filipínach, v krajine, kde sa spája nekonečné dobrodružstvo s nevídanou pohostinnosťou. Každý z ostrovov skrýva jedinečné poklady — od starobylých ryžových terás, ktoré sa týčia k nebu, až po moderné pulzujúce mestá plné energie. Či už túžite po adrenalínovom potápaní v koralových útesoch, relaxácii na odľahlých plážach, alebo po stretnutí s fascinujúcimi miestnymi kultúrami, Filipíny vám ponúknu nezabudnuteľné zážitky.



CESTA TADŽIKISTÁNOM

Tajomný Pamír

Termín: 9. - 18. septembra 2026 (10 dní)
Doprava: letecky, miestne - buchanky/UAZy
Ubytovanie: starostlivo vybrané hotely ... mnohokrát najlepšie na celej trase
Nenechajte si ujsť: vysokohorské panorámy, dobrodružstvo na druhej najvyššej ceste sveta, Pamír

Cena: bude upresnená

Predstavte si cestu, kde sa mieša adrenalínové dobrodružstvo s úchvatnou krásou divokej prírody. Pamírska diaľnica, M41, je tou pravou výzvou pre každého cestovateľa s túžbou po neobyčajných zážitkoch. Táto legendárna trasa, druhá najvyššie položená cesta na svete, sa vinie srdcom majestátneho Pamíru, kde sa zasnežené vrcholky dotýkajú neba.



NEPÁL

Himalájske kráľovstvo a jeho divoká krása

Termín: 10. - 23. októbra 2026 (14 dní)
Doprava: letecky
Ubytovanie: 4-5* hotely & lodge s polpenziou/plnou penziou
Nenechajte si ujsť: nezabudnuteľné scenérie lemujuce celú trasu zájazdu
Cena: bude upresnená

Nechajte sa uniesť do zeme, kde sa sny stávajú skutočnosťou. Nepál, to sú zasnežené vrcholky Himaláji, tajomná atmosféra budhistických kláštorov a srdečnosť miestnych ľudí. Vydajte sa s nami na cestu, ktorá pohladí vašu dušu a zanechá vo vás hlboký dojem. Prejdite sa po trhoch s korením a ručne vyrábanými suvenírmi, ochutnajte tradičné nepálske špeciality a nechajte sa očariť krásou himalájskej prírody.



SENEGAL

Hor sa do Afriky!

Termín: 24. novembra - 5. decembra 2026 (10 dní)
Doprava: letecky
Ubytovanie: Royal Horizon Baobab 4* s All Inclusive, ocean front rooms
Nenechajte si ujsť: piesočné pláže, rezerváciu Bandia - safari, kde môžete stretnúť všetky veľké africké cicavce, Ružové jazero - obrovský jahodový milkshake (spôsobené baktériou Duneliella salina), ostrov Gorée - najmenšiu mestskú časť Dakaru (zapísaná v UNESCO)
Cena: bude upresnená

Predstavte si krajinu, kde sa majestátne tisícročné baobaby týčia k nebu a kde sa stáda kráv a kôz voľne potulujú ulicami, dodávajúce miestnemu koloritu nezamietnuteľný ráz. Obchodníci tu vystavujú svoj tovar na plechových sudoch, ktoré slúžia ako improvizované predajné stánky, a červenastý odtieň krajiny vytvára pocit, ako by ste sa ocitli na inej planéte. A ako by to nestačilo, môžete tu vidieť majestátne žirafy a obdivovať jedinečné ružové jazero. To všetko je Senegal, ak túžite po autentickom dobrodružstve a chcete spoznať Afriku skôr, ako ju zaplavia davy turistov, Senegal je pre vás ideálnou voľbou.




INDICKÝ OCEÁN

Plavba loďou

Termín: 7. - 23. februára 2027 (17 dní)
Doprava: letecky, Norwegian Sun
Ubytovanie: Norwegian Sun
Nenechajte si ujsť: Taipei, Hong Kong, Coron a Puerto Princessa (Filipíny), Kota Kinabalu (Malajsie), Brunej, Ho Chi Minovo mesto (Vietnam), Singapur
Cena: bude upresnená

Vydajte sa na nezabudnuteľnú plavbu po Indickom oceáne, ktorá vás zavedie do exotických destinácií, ktoré vás okúzlia svojou krásou, kultúrou a dobrodružstvom. Začnite svoju cestu v pulzujúcom Taipeji, pokračujte fascinujúcim Hong Kongom a následne objavte tropický raj Filipín s návštevou malebného Coronu a Puerto Princessa. Na lodi Norwegian Sun vás čaká zážitok v Kota Kinabale, kde sa stretnete s dych vyrážajúcou prírodou, a potom budete mať možnosť objaviť pokojnú krásu Bruneja. Ďalšou zastávkou bude živé Ho Chi Minovo mesto, plné energie a histórie, nasledované exotickým Bangkom, kde sa miešajú tradície a moderná atmosféra. Užite si tropické pláže Ko Samui a nakoniec sa ponorte do futuristického Singapuru, ktorý vás nadchne svojou dokonalosťou. Luxusná loď Norwegian Sun vám poskytne všetko, čo potrebujete pre pohodovú a elegantnú plavbu. Tento výlet je perfektnou kombináciou dobrodružstva, relaxácie a kultúry!





obrúsok na leštenie
okuliarov s motívom zúbkov
nad 100 €
999931



krébké maslové sušienky
v plechovej dóze, 114 g
nad 160 €
9998695

praktická šnúra na
telefón cez rameno
nad 200 €
9999976



mydlo na ruky
so soľou z Mŕtveho mora
nad 200 €
9999966

mobil
nie je
súčasťou



bavlnené ponožky
pre stomatológov
nad 280 €
9999983-5



závesný aróma difúzer
nad 320 €
9999921 bavlna
9999922 kvet čerešne
9999923 levandúľa



vonný difúzer
nad 520 €
9999924 kvet čerešne
9999925 levandúľa
9999926 bavlna



oranžové ochranné okuliare
UV525, odolné proti poškrabaniu
nad 600 €
9999451

Produkty uvedené v tomto časopise sú zdravotníckymi prostriedkami. Čítajte starostlivo návod na použitie a informácie o bezpečnom používaní, vrátane úplného určeného účelu, ktoré nájdete na stránkach www.hufa.sk.

obchodní zástupcovia SR



Košický a Prešovský kraj

Mária Vilmošová
obchodný zástupca
mob.: 0907 / 976 246
e-mail: vilmosovamarika@gmail.com



Nitriansky a Trnavský kraj

Ivan Brunclik
obchodný zástupca
mob.: 0903 / 534 688
e-mail: ibrunclik@gmail.com



Trenčiansky kraj

Martina Maras
obchodný zástupca
mob.: 0903 / 557 282
e-mail: martinka.borovska@gmail.com



Prešovský a Košický kraj

PaedDr. Miroslav Čorej
obchodný zástupca
mob.: 0905 / 663 828
e-mail: miro.corej@gmail.com



Žilinský kraj

MVDr. Janka Jedináková
obchodný zástupca
mob.: 0907 / 966 311
e-mail: jedinakova.jana@gmail.com



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

Erika Čisecká
obchodný zástupca
mob.: 0910 / 959 741
e-mail: cisecka.e@atlas.sk



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

Peter Čisecký
obchodný zástupca
mob.: 0911 914 667
e-mail: cisecky.p@atlas.sk




Telemarketing Čadca

Miroslava Hargašová
e-mail: hargasova@hufa.sk

tel.: 041 / 432 61 50
mob.: 0903 / 514 814
mob.: 0904 / 999 432



Mária Prengelová
e-mail: prengelova@hufa.sk



Telemarketing Bratislavský kraj

Andrea Vojvodíková
obchodný zástupca
mob.: 0948 / 335 190
e-mail: vojvodikova@hufa.sk

TECHNE Black Edition

ERGO Advanced

Nové ergonomické lupové okuliare uspokojia potreby aj tých najnáročnejších používateľov. Prináša vlastnosti podobné mikroskopom - ešte lepšiu svetelnosť, špičkové optické vlastnosti a vylepšenú, prirodzenú ergonomiu práce.

- Prizmatické ergonomické binokuláre so špeciálnou konštrukciou a ľahším plášťom.
- Vylepšené optické vlastnosti ocenia všetci praktickí stomatológovia a obzvlášť špecialisti na endodonciu.
- Dynamické, športové a ochranné línie v elegantnej čiernej farbe v spojení s inovatívnym tvarom a ľahkosťou materiálov zaisťujú to najlepšie pohodlie.
- Dostupné vo zväčšeniach – 3,5×, 4,5× alebo 5,7×.
- Ak potrebujete individuálnu úpravu dioptrií okolitých skiel okuliarov, zvolte si iný **typ rámu**.

Špeciálny balíček:
LUPOVÉ OKULIARE ERGO TECHNE 3,5



bezdrôtové osvetlenie EOS HP

4 065,70 €



Nový svetelný systém k lupovým okuliárom LYNX a LYNX PRO nastavuje nový štandard v oblasti profesionálneho osvetlenia. LYNX ponúka až 50 hodinovú výdrž batérie, čo je ideálne pre dlhé zákroky, zatiaľ čo LYNX PRO poskytuje presné a ciele osvetlenie pre najjemnejšie detaily. Oba modely je možné diaľkovo ovládať hlasom alebo prostredníctvom aplikácie Univet Connect, čo umožňuje spoľahlivé ovládanie bez použitia rúk. Ľahká konštrukcia pre dokonalú rovnováhu a flexibilitu. Svetelný systém ponúka bezkonkurenčnú odolnosť vďaka komponentom odolným proti nárazom.

LYNX

50 hodín výkonu, presnosť, ktorá vydrží.

- V súlade s modrým svetlom
- Farebná teplota: 5700 K
- Jas: 38 000 luxov
- Životnosť batérie: 50 hodín / až 18 hodín pri plnom výkone
- Hmotnosť svetlometu: 10,5 g

LYNX 910282 **916,00 €**

WIRELESS

Vylepšené, exkluzívne bezdrôtové osvetlenie pre lupové okuliare.

910296 **1 482,00 €**

LYNX PRO

Bezkonkurenčná presnosť s najostrejším svetlom.

- V súlade s modrým svetlom
- Farebná teplota: 5700 K
- Jas: 50 000 luxov
- Životnosť batérie: 40 hodín / až 9 hodín pri plnom výkone
- Hmotnosť svetlometu: 15 g

LYNX PRO 910283 **1 554,00 €**



bit.ly/3Dzdoah



Pre výber lupových okuliarov a vhodného zväčšenia s osvetlením presne pre vás, kontaktujte obchodného zástupcu.

Rád Vám predvedie sortiment lupových okuliarov, vysvetlí prípadné Vaše otázky a vykoná odborné zameranie, ktoré predchádza každej objednávke lupových okuliarov.

Hu-Fa Dental,
Váš výhradný distribútor
značky Univet® pro ČR a SR

