



# Hu-Fa

## úsmevy

Informačný časopis pre stomatologickú prax

# 3

18. 5. - 2. 8. 2026

Bielenie a prevencia

**Zubná súprava,  
na ktorú sa spoľahnete  
každý deň**



## S280 TRC

Stern Weber ponúka všetko, čo potrebujete  
pre každodennú prax, bez zbytočných  
kompromisov.

- ✓ Overená spoľahlivosť
- ✓ Ergonomické riešenia
- ✓ Spoľahlivý servis



**MEDIMA-SK**

Komplexné služby pre zubné ambulancie

medima@medima-sk.sk, 0902 628 611

[www.medima-sk.sk](http://www.medima-sk.sk), [www.eshop.medima-sk.sk](http://www.eshop.medima-sk.sk)

**Vyskúšajte si Stern Weber  
osobne v našom showroome**

Dohodnite si termín ešte dnes, je to zadarmo



041 433 10 16 -17

hufa@hufa.sk



[www.hufa.sk](http://www.hufa.sk)



Ako hovoriť s pacientmi o bielení zubov

*prirodzene*

**Ako hovoriť s pacientmi o bielení zubov prirodzene.**

Už ste to zažili mnohokrát. Pacient sedí v kresle a vy vidíte, že by jeho zubom bielenie prospelo. Ako to ale otvoriť tak, aby sa necítil trápne? Pravda je, že pacienti často o vzhľade svojho úsmevu už premýšľajú - len čakajú, až konverzáciu profesionálne a citlivo navediete.



[bit.ly/42vMmua](https://bit.ly/42vMmua)



Ste si istí, že vaše sadie sanárenie navyzdá podobne?

**Máte vaše odsávanie pod kontrolou? Toto by ste nemali prehliadnúť.**

Pri odsávacom systéme hrá prevencia kľúčovú úlohu. Pokiaľ dôjde k jeho zaneseniu alebo upchatiu, väčšinou sa nevyhnete volaniu servisného technika. To často znamená nielen neplánovaný zásah, ale aj nutnosť odvolať objednaných pacientov a narušiť chod celej ordinácie.



[bit.ly/4cBLNVB](https://bit.ly/4cBLNVB)



ADHEZIVUM

NAJCITLIVEJŠIE MIESTO CELEJ VÝPLNE

**Perfektný bonding, na ktorý sa môžete spoľahnúť.**

Výplne vyzerajú na prvý pohľad ako „jednoduchý“ zákrok – odstrániť kaz, izolovať, vyplniť a vyleštiť. V praxi ale rozhoduje hlavne to, čo nie je vidieť: ako stabilne sa výplň nadviaže na sklovinu a dentín. Práve adhézna fáza býva najcitlivejším miestom celej rekonštrukcie - drobná chyba v leptaní alebo v aplikácii bondu sa môže neskôr prejaviť citlivosťou, okrajovou netesnosťou...



[bit.ly/4tH3eKy](https://bit.ly/4tH3eKy)

**STOMATOLÓGIA BUDÚCNOSTI**

**Diódové lasery**

Prakticky zameraná konferencia pre lekárov aj študentov. Predstavíme Vám využitie diódového lasera v každodennom ošetrovaní.

Prednášajúci:



Dr. Sergio A. Velasquez



**Čo vám toto školenie prinesie?**

- **Chirurgiu bez krvi a stehov:** Naučíte sa vykonávať precízne rezy v mäkkých tkanivách s okamžitou hemostázou.
- **Extrémne rýchle hojenie:** Vďaka fotobio modulácii (PBM) uvidíte, ako dramaticky skrátiť pooperačnú rekonvalescenciu a uľaviť pacientom od bolesti.
- **Šetrnosť, ktorú pacienti ocenia:** Veľa výkonov zvládnete iba s topickou anestéziou, čo zásadne zvýši komfort ošetrovania.
- **Ekonomický rast:** Ukážeme Vám marketingové stratégie a návratnosť investície, ktorú laser do ordinácie prináša.
- **Budúce poradenstvo:** Budete súčasťou WhatsApp skupiny s priamym kontaktom na Dr. Velasquea a v reálnom čase po česky konzultovať vašich konkrétnych pacientov a získať presné rady a tipy.

*Nechajte sa inšpirovať od svojho kolegu, pre ktorého je laserová terapia celoživotnou vášňou.*

**GEMINIEVO**  
DIÓDOVÝ LASER 810+980

19. mája  
2026  
**BRNO**



[bit.ly/4ek1Arj](https://bit.ly/4ek1Arj)

20. mája  
2026  
**KOŠICE**



[bit.ly/3VfwKRH](https://bit.ly/3VfwKRH)

**Od diagnostiky po výber správnej techniky plnenia kavit - postranný úsek bez tajomstiev**

**Teoreticko-praktický workshop zameraný na výber správnej techniky plnenia kavit a správnej techniky diagnostiky.**

**Teoretická časť**

- Diagnostika kavit v postrannom úseku
- Adhézia-súčasný protokoly a postupy
- Málo invazívna technika v postrannom úseku
- CIMM- technika kompozitných vložiek
- Anatómia prvého dolného molára



**Praktická časť**

- Rekonštrukcia prvého dolného molára pomocou techniky CIMM- návod pre rýchlu rekonštrukciu okružnej plochy.



Prednášajúci:  
MUDr. Piotr Chrzanowski

**Cena: Lekár: 110 € (VIP 94 €)**

**Cena zahŕňa:** Účasť na workshope, vybavenie na praktický kurz, občerstvenie.

**Piatok 29. mája 2026, 12:30 - 18:30 hod.**

Hotel Hrádok, Ochtiná 738

049 35 **Ochtiná pri Rožnave**



Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto odkazu na našom webe:  
[sdu.sk/arf2](https://sdu.sk/arf2)

**Dental Show 2026**

**14. novembra sobota**

Odborný program pre lekárov, sestry a dentálne hygieničky.

*on-line*

z pohodlia domova



Podrobný program už čoskoro nájdete na našom webe:



[bit.ly/Vzdelavanie](https://bit.ly/Vzdelavanie)

## DT Light Post

Sklené endodontické čapy spájajú vysokú pevnosť, dobrú svetelnú transmisiu a šetrný prístup k zachovaniu dentínu.

- dvojito kónický tvar pre šetrnejšiu preparáciu koreňového kanálika
- modul elasticity blízky dentínu
- dobrá svetelná vodivosť
- vysoká röntgenkontrastnosť pre ľahkú kontrolu na RTG
- 4 farebne rozlíšené veľkosti so zodpovedajúcimi vrtáčikmi:

čierna - 1,25/0,8 mm, červené - 1,40/0,9 mm, žlté - 1,8/1,0 mm, modré - 2,20/1,2 mm

### DT Light Post

- farebné rozlíšenie veľkostí pomocou krúžku
- pevnosť v ohybe: 1600 MPa



### DT Light Post Illusion X-RO

- patentovaná technológia Illusion: sfarbenie pri telesnej teplote mizne, ale možno ho znovu zvýrazniť pri reendodontickom ošetrení
- pevnosť v ohybe: 1900 MPa
- Intro kit obsahuje: 4x 5 čapov a 4 vrtáčky

DT Light Post 10 ks **52,10 €** 64,90 €

DT Light Post XRO 10 ks **55,90 €** 69,80 €

DT Light Post XRO intro kit **157,50 €** 197,30 €



Zľava  
20%

## Corecem DC

Duálne tuhnući flow kompozitný materiál určený na cementovanie koreňových čapov aj dostavbu pahýľa v jednom pracovnom postupe.

- duálne tuhnutie pre spoľahlivé vytvrdenie aj v hĺbke
- vhodný na cementáciu vláknových čapov
- výborné manipulačné vlastnosti bez stekania
- ľahké opracovanie podobne ako dentín



5300018 - 9g / 5 ml **50,60 €** 63,40 €

# fora

### Hyaluronic ústna voda

Ústna voda s kyselinou hyalurónovou určená ako doplnková starostlivosť po parodontologických zákrokoch, extrakciách a menších chirurgických výkonoch v dutine ústnej. Pomáha chrániť ošetrovanú oblasť, podporuje regeneráciu a prispieva k hojeniu.

- obsahuje 0,12 % chlórhexidínu a kyselinu hyalurónovú
- vhodná po extrakciách a menších chirurgických výkonoch
- podporuje regeneráciu ústnej sliznice a ďasien
- pomáha chrániť ošetrovanú oblasť pred bakteriálnou záťažou
- bez alkoholu
- odporúčaná doba použitia maximálne 3 týždne

Obj. kód: 4504105 250 ml **5,20 €** 6,90 €

### Repair Gel na afty

Bioadhezívny zubný gél určený na hojenie vriedok a áft v dutine ústnej.

- obsahuje hyaluronát sodný 0,2 %
- podporuje hydratáciu a regeneráciu ústnej sliznice
- pomáha upokojiť podráždené miesta
- bioadhezívne zloženie vytvára ochranný film
- vhodný po stomatologických výkonoch
- určený na príležitostné lokálne použitie

Obj. kód: 4504101 15 ml **4,50 €** 5,70 €

### Gingival zubná pasta 0,12% CHX

Zubná pasta pre každodennú starostlivosť o citlivé ďasná a ústnu sliznicu. Pomáha chrániť gingívu, podporuje komfort v ústnej dutine a súčasne zaisťuje ochranu zubov pred kazom.

- na každodennú starostlivosť o citlivé ďasná
- fluorid sodný pomáha chrániť pred kazom
- chlórhexidín podporuje ochranu gingívy
- provitín B5, alantoin a vitamín E sa starajú o sliznicu
- pomáha pri diskomforte ďasien
- pre dospelých a deti od 12 rokov

Obj. kód: 4504104 75 ml **4,10 €** 5,00 €

### Gingival zubný gél 0,2% CHX

Špeciálny gingiválny gél pre ciele starostlivosť o ďasná a ústnu sliznicu pri zápale, krvácaní alebo podráždení. Je vhodný najmä pri parodontálnej a preimplantačnej starostlivosti, kedy je potreba intenzívnejší lokálny účinok.

- obsahuje 0,2% chlórhexidínu
- vhodný pri parodontálnej a preimplantačnej starostlivosti
- pomáha znižovať zápal a krvácanie ďasien
- provitín B5 a alantoin podporujú regeneráciu tkanív
- bioadhezívne zloženie zaisťuje dobrú priľnavosť
- pre dospelých a deti od 12 rokov

Obj. kód: 4504103 30 ml **4,80 €** 5,70 €



# Dokonalý úsmev začína tu

Opalescence



## 3 kroky k spokojným pacientom

1. Ukážte vašim pacientom, aké ľahké je použitie Opalescence Go.
2. Ponúknite im bielenie Opalescence Go vo vašej ordinácii.
3. Nechajte ich vybieliť Opalescenciou Go.

Zľava  
25%



### Opalescence GO 6%

Opalescence GO 6% - univerzálny nosič  
s 6% peroxidu vodíka okamžite na použitie.

„Bielenie za pochodu“: bez odtlačku, bez laboratórnej práce,  
bez čakania na zhotovenie bieliacého nosiča.  
Nosiče na jedno použitie sa po nasadení prispôbia tvaru pacientovho  
chrupu tak, že gél zostáva v nosiči a nevyteká.

Profesionálne vybielenie zubov vo frontálnom aj distálnom úseku chrupu.  
Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (v priemere niekoľko rokov).  
Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) znižujú citlivosť.  
20% vody znižuje dehydratáciu v priebehu bielenia a relaps k pôvodnému  
odtieňu.

Doba 1 aplikácie: **60-90 minút/ deň.**

Doba bieliacého cyklu: **5-10 aplikácií.**

Vhodné aj na oživenie a predĺženie trvanlivosti odtieňa po predchádzajúcom  
ordinačnom bielení alebo po profesionálnom čistení zubov.

Vhodné aj pre pacientov so strojčekom.

Cenovo dostupné.



1. Vyberte z balenia.



2. Vycentrujte na zubný  
oblúk.



3. Jemne prisajte alebo  
prehltnite.



4. Odstráňte vonkajší nosič.



5. Ak je potrebné, jemne  
upravte.



6. Nechajte pôsobiť  
60-90 minút.

**Pacient kit** 72,00 € ~~96,00 €~~  
(10x dolný + 10x horný nosič + Opalescence zubná pasta 30 ml)  
minikit (4x dolný + 4x horný nosič), príchuť: mäta, melón

**Mini kit** 33,80 € ~~45,00 €~~  
(4x dolný + 4x horný nosič) / príchuť: mäta, melón  
minikit (4x dolný + 4x horný nosič), príchuť: mäta, melón

Vybielené zuby pomôžu rozšíriť váš svet

## Opalescence™ PF

**Bezpečné bielenie bez rizika poškodenia zubov:**

- **Opalescence má pH 6,9**
- *Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (až niekoľko rokov)*
- *Zaručený bieliaci výkon po celú dobu životnosti gélu = predvídateľná doba bielenia*
- *a výsledky u väčšiny pacientov*
- **20% vody** chráni pred dehydratáciou zubov a návratom k pôvodnému odtieňu
- **formula PF** (fluorid sodný a dusičnan draselný) minimalizuje citlivosť pri a po bielení

Doba bieliaceho cyklu: v priemere **5-10 aplikácií**. 1/3–1/2 striekačky na 1 nosič

Vybielené zuby s úžasne dlhou výdržou odtieňa (až niekoľko rokov)  
– nie je potrebné prebieť každý mesiac!

**Pacient Kit 91,80 € 102,00 €**

- 8×1,2 ml striekačka Opalescence™ PF
- 1× 25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence
- 1× krabička na nosiče
- 1× kartička vzorkovník odtieňov

**Doktor Kit 99,90 € 111,00 €**

- 8× 1,2 ml striekačka Opalescence™ PF
- 2× fólia Soft Tray
- 1× 1,2 ml LC Block-Out Resin
- 1× 25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence
- 1× krabička na nosiče
- 1× kartička vzorkovník odtieňa

**Refill 321,30 € 357,00 €**

- 40×1,2 ml striekačka Opalescence™ PF



Zľava  
10%

Denné bielenie Opalescence™ PF 16%  
16% karmamidu peroxidu  
Doba 1 aplikácie: **4-6 hodín/ deň**

Nočné bielenie Opalescence™ PF 10%  
10% karmamidu peroxidu  
Doba 1 aplikácie: **8-10 hodín/ noc**

**Tip**  
Bielenie doplňte Bieliacou zubnou pastou Opalescence™ Original alebo Opalescence™ Sensitivity Relief. Na výrobu bieliaceho nosiča používajte fólie s hrúbkou **0,9 mm**, hrubšie fólie môžu byť príčinou citlivosti zubov pri bielení.  
**Bieliaci nosič MUSÍ MAŤ rezervoáre!** Bez nich je významne znížený účinok bielenia a predlžuje sa celková doba bielenia.

## Opalescence™ whitening toothpaste

ZUBNÁ PASTA OPALESCENCE™ CHRÁNI ZUBY PRED KAZOM A PIGMENTÁCIOU.  
SKVELO UDRŽÍ BIELY ODTIEŇ. SKVELO CHUTÍ.

- Jedinečná zmes tri-oxidu kremičitého aktívne odstraňuje povrchové škvrny.
- Odstránením povrchových škvŕn zosvetlí zuby o dva odtiene len za jeden mesiac!
- Bezpečná na každodenné, dlhodobé použitie, vhodná pre celú rodinu.
- Výnimočné vstrebávanie fluoridu sodného, pomáha lepšie chrániť pred kavitami a posilňuje sklovinu.
- Sladidlo Xylitol pomáha znižovať riziko zubného kazu.
- Nízkoabrazívne. 78 RDA zaisťuje maximálnu ochranu sklovinu, dentínu a výplní<sup>3</sup>.
- Vhodná aj na nebielené zuby.
- Neobsahuje Triclosan ani oxid titaničitý.

Zľava  
10%

Na balenie 100 ml.



**Bieliaca zubná pasta Opalescence™ Original**  
4,8× väčšia absorpcia fluoridov sklovinou (splňa špecifikácie ADA)

500401 100 ml **9,90 €** 11,00 €  
500402 20 ml **4,00 €**

**Bieliaca zubná pasta Opalescence™ Sensitivity Relief**  
5% dusičnanu draselného na zníženie citlivosti  
znižuje citlivosť zubov – napr. pri a po bielení

503470 100 ml **10,80 €** 12,00 €  
503472 20 ml **4,20 €**



**Tip**  
Chcete bieliť a máte citlivé zuby?  
Začnite používať Bieliacu zubnú pastu Opalescence™ už 14 dní pred bielením. Pomôže vám znížiť alebo odstrániť citlivosť.

Profesionálne ordinačné bielenie na liečbu medicínskych zmien odtieňov zubov\*.

Zľava  
20%

- bieliaci gél s **40% peroxidu vodíka**
- patentované zloženie PF (dusičnan draselný + fluoridy)
- minimalizuje citlivosť pri a po bielení
- iba na **2x20 min** pri jednej návšteve
- **pH 6,9** po zmiešaní – šetrný k sklovine
- **20% vody**-minimálna dehydratácia pri bielení
- na bielenie celého čeľustného oblúka alebo iba jednotlivých zubov
- o použití Opalescence Boost rozhoduje **zubný lekár**

Určený pre prípady hlbokých diskolorácií prevažne anorganického pôvodu, ktoré sú ťažko bieliteľné domácim (tzv. kozmetickým) bielením. Možno použiť na ošetrovanie zubov pre nasledujúce indikácie\*\*:  
zafarbenie zubov v dôsledku endodontického ošetrovania, zafarbenie v dôsledku pulpálneho krvácania (materiály, ošetrovanie, nekróza pulpy), resorpcia koreňa, tetracyklínové a minocyklínové zuby, amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, fluoróza, alkaptónúria, vrodená erytropetická porfýria, vrodená hyperbilirubinémia, Turnerova hypoplázia a i.

**Zdravotnícky prostriedok tr. IIa, CE platné do r. 2028.**

Viac informácií o produkte u Vášho obchodného zástupcu.

Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

\* pre-eruptívnych alebo post-eruptívnych endogénnych diskolorácií spôsobených ochorením, poranením alebo lekársym ošetrovaním a pigmentmi anorganického pôvodu migrujúcimi zvnútra zuba hlboko do dentínu. Nie je alternatívou kozmetického bielenia Opalescence PF alebo Opalescence GO.  
\*\* Indications and efficacy of tooth bleaching using high concentration of hydrogen peroxide: Prof. Dr. Olga Polydorou, University Medical Centre Freiburg, Germany, 2014.



**504750 Intro Kit – pre 2 pacientov: 232,00 € 290,00 €**

- 4x 1,2 ml striekačka Boost 40%
- 2x 1,2 ml OpalDam Green
- 2x IsoBlock
- 20x kanyla Black Mini
- 2x Luer Vac
- 2x kanyla SurgiTip

**504751 Pacient Kit – pre 1 pacienta: 127,20 € 159,00 €**

- 2x 1,2 ml striekačka Boost 40%
- 1x 1,2 ml Opalam Green
- 1x IsoBlock
- 10x kanyla Black Mini

**504754 Econo Refil: 576,80 € 721,00 €**

- 20x 1,2 ml Boost 40%



## UltraEZ™ jedinečný gél pre rýchlu úľavu pri citlivosti zubov

Desensitizing Gel

Gél s 3% dusičnanu draselného a 0,25% fluoridu sodného s postupným uvoľňovaním  $KNO_3$ . Okamžitý účinok.

Nosiče naplnené gélom sa v ústach prispôbia individuálnemu zubnému oblúku pacienta. Dostupný aj v striekačkách - plnenie do individuálnych nosičov.

**Použite pri citlivosti a obnažení zubných krčkov:**

- pri citlivosti na zmeny tepla a chladu
- pri odstraňovaní zubného kameňa
- pred bielením (aj ½ hodiny bezprostredne pred bielením) a/alebo po bielení (možno použiť aj pri domácom bielení medzi jednotlivými aplikáciami)

Zľava  
10%

\*\*pri objednaní ďalších 2 produktov Ultradent.

**UltraEZ™ Combo Kit:** 10x horný a 10x dolný nosič **81,00 €\*\* 90,00 €**

**UltraEZ™ Mini Kit:** 4x horný a 4x dolný nosič **36,00 €\*\* 40,00 €**

**UltraEZ™ striekačka:** 4x 1,2 ml **36,00 €\*\* 40,00 €**

**UltraEZ™ striekačka:** 20x 1,2 ml **126,00 €\*\* 140,00 €**



Tip

Použite ako záverečné ošetrovanie pri citlivosti po ordinačnom bielení.



*Teraz aj v nových farebných variáciách*



506539	VALO X Onyx Black
506519	VALO X Twilight Blue
506499	VALO X Nebula Green
506498	VALO X Stardust Gray
506497	VALO X Aurora Pink
506496	VALO X Horizon Red
506538	VALO X Galaxy Purple

Kit 506xxx: **1 812,00 €** 2-265,00 €

- 1 × VALO X LED COLOR lampa
  - 1 × externá difúzna šošovka
  - 2 × nabíjacia batéria
  - 1 × nabíjačka batérií
  - 1 × el. kábel pre napájanie nabíjačky alebo káblového adaptéra (adaptér nie je súčasťou balenia)
  - držiačik na lampu
  - 1 × oranžový ochranný štítok proti modrému svetlu
  - 1 × vzorkové balenie ochranných návliekov.
- NEOBSAHUJE 4 × externú šošovku.**

# VALO™ X

Širokospektrálna LED polymerizačná lampa.



**20%  
zľava**

Kit 505973: **2 072,00 €** 2-599,00 €

- 1 × VALO X LED lampa (klasická)
- 5 × externá šošovka (polymerizačná bodová, polymerizačná ProxiBall, diagnostická interproximálna, diagnostická transluminačná, diagnostické UV svetlo)
- 2 × nabíjacia batéria
- 1 × nabíjačka batérií
- 1 × el. kábel pre napájanie nabíjačky alebo káblového adaptéra
- 1 × káblový adaptér
- držiačik na lampu
- 1 × oranžový ochranný štítok proti modrému svetlu
- 1 × vzorkové balenie ochranných návliekov

- Priemer šošovky 12,5 mm.
- Výkonné **špeciálne LED diódy** (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo).
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm.
- Na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov vrátane bulk-fill materiálov.
- Horné a spodné podsvietené tlačidlo s farebnou indikáciou režimu.
- Štíhlejšie telo z leteckého hliníka vysoko odolné proti poškodeniu.
- Ergonomický dizajn s plochou hlavičkou s výborným dosahom do všetkých častí úst.
- **Funkcia Akcelerometer**-prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia.
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra, (adaptér **NIE JE** súčasťou balenia).

## 2 polymerizačné a 2 diagnostické režimy

### Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy  
2 polymerizačné výkony:  
štandard (1100 mW/cm<sup>2</sup>, 10 sekúnd),  
extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm<sup>2</sup>,  
5 sekúnd 3 × pulz s oneskorením)

### Diagnostické režimy:

UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov (napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory plaku a i.).  
Biele svetlo pre presnejší odpočet farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.  
Kompatibilný s externými polymerizačnými a diagnostickými šošovkami VALO X (**NIE SÚ** súčasťou balenia).

**20%  
zľava**

**ZÁRUKA  
5 ROKOV!!**

### Tip:

Pri polymerizácii používajte ochranné návlaky VALO X/ VALO Grand: chránite šošovku polymerizačnej lampy pred znečistením. Znečistená alebo poškodená šošovka = nižší polymerizačný výkon.

- Priemer šošovky 12,5 mm.
- Výkonné **špeciálne LED diódy** (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo).
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm.
- **Funkcia Akcelerometer**-prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia.
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra (**JE** súčasťou balenia).

## 2 polymerizačné a 2 diagnostické režimy

### Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy  
2 polymerizačné výkony: štandard (1100 mW/cm<sup>2</sup>, 10 sekúnd),  
extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm<sup>2</sup>, 5 sekúnd 3 × pulz s oneskorením).

### Diagnostické režimy:

UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov (napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory povlaku a i.).  
Biele svetlo pre presnejší odpočet farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.  
Externé polymerizačné a diagnostické šošovky VALO X, (**SÚ** súčasťou balenia - 5 ks celkom).

# GEMINI EVO™

DIÓDOVÝ LASER 810÷980

ULTRADENT  
PRODUCTS, INC



100  
WATTS



## GEMINI™ EVO – DIÓDOVÝ LASER 810÷980 na mäkké tkanivá

- **superpulzný výkon v špičke 100 W (peak)**
- tri vlnové dĺžky 810 nm, 980 nm, duálny 810–980 nm pre optimálnu absorpciu melanínu a vody
- rýchlejší hladký rez, vysoká termálna relaxácia, tkanivo sa neškvarí
- Gemini špičky iniciované 5 mm (rezacie) a neiniciované 7 mm (dezinfekčné, dekontaminačné)
- silnejšie podsvietenie špičky - lepšia viditeľnosť v mieste zákroku
- bezdrôtový nožný pedál a prevádzka na nabíjaciu batériu

## 16 predvolených procedúr v 3 prehľadných kategóriách zákrokov:

- chirurgické – úprava a odstránenie orálnych tkanív
- nechirurgické – dezinfekčné, dekontaminačné (dekontaminácia parodontálnych chobotov, sulkov, koreňových kanálikov)
- úľava od bolesti / podpora hojenia s PBM adaptérmi

## 3 fotobiomodulačné adaptéry PBM:

- 1 extraorálna (25 mm),
  - 2 intraorálne (3 mm, 7 mm)
- aktualizácia a vyhradená technická podpora cez Wi-Fi pripojenie, Dashboard

**Vhodný pre každodennú stomatológiu aj pre špecializácie (čelustnú chirurgiu, parodontológiu, ortodonciu, dentálnu hygienu a i.)**

FOTOBIMODULAČNÉ INTRAORÁLNE A EXTRAORÁLNE ADAPTÉRY rozširujú využitie lasera v každodennej praxi o terapiu/ liečbu bolesti a podporu hojenia, napr.:


- Liečba paralýzy tvárových nervov (poklesnuté kútiky, porucha hybnosti mimických svalov)
- Zníženie hypersensitivity dentínu u rezákov, očných zubov, premolárov, molárov
- Úľava od bolesti po extrakcii tretieho molára
- Urýchlenie posunu zubov pri ortodontickej liečbe („speed orthodontics“)
- Myogénne aj artrogénne poruchy TMJ
- Prevencia a liečba zápalov sliznice
- Prevencia a liečba herpesov, podpora hojenia a úľava od bolesti pri vredoch, áft, herpesov

### 509121 Gemini EVO laser Kit:

- 1× napájací zdroj
- 1× nožný pedál + batéria + USB kábel
- 10× 5mm špička rezacia
- 3× ochranné okuliare
- 3× adaptéry PBM (25 mm, 7 mm, 3 mm)

11 104,00 € 13 880,00 €

20%  
zľava



Prečo by ste mali mať vo svojej ordinácii laser?  
Čo sa s ním dá všetko robiť? Príďte na prednášku:  
**Diódové lasery: Otvorte dvere novým možnostiam liečby**

**Kedy: utorok 19. mája 2026**

**Kde: Brno**



**POZOR,  
ZMENA MIESTA  
KONANIA!**

[bit.ly/4ek1Arj](http://bit.ly/4ek1Arj)



Prednášajúci:  
**Dr. Sergio A. Velasquez**

Zubný lekár z univerzity  
v Manizales v Kolumbii.

**Kedy: streda 20. mája 2026**

**Kde: Košice**



[bit.ly/3VfwkRH](http://bit.ly/3VfwkRH)

### Gemini špičky:

- 508993 iniciovaná špička 5 mm (rezacia) 25 ks 331,20 € 368,00 €
- 508994 neiniciovaná špička 7 mm (dezinfekčná, nerezacia) 25 ks 331,20 € 368,00 €



10%  
zľava

- 508995 ochranné okuliare Gemini EVO 311,00 €



- Fluoridový lak s 5 % fluoridu sodného (2,26 % fluoridových iónov).
- Účinná ochrana proti demineralizácii skloviny a zubnému kazu, posilňuje sklovinu (podľa ADA<sup>1</sup>).
- Vysoká miera uvoľňovania = množstvo fluoridu dosiahnuteľné pri každom ošetrení.
- Nadpriemerné vstrebávanie = účinnosť absorpcie fluoridových iónov.
- Nedávivé zloženie umožní ošetrovanie problematických pacientov.
- **Xylitol** ako sladidlo, dodatočná ochrana proti baktérii streptococcus mutans.
- Patentovaná adhézia = lepšia retencia, na zuboch zostáva až 48 hodín.
- Neobsahuje farbivá ani lepek.
- Jednoduchá a rýchla aplikácia počas minúty – kefkou alebo kanylkou.
- **Jediný fluoridačný prípravok určený aj pre deti mladšie ako 1 rok.**

#### Čo ocenia Vaši pacienti:

- Rýchla, jednoduchá aplikácia: osušiť zuby – naniesť Enamelast™, aktivovať slinou.
- Rýchla **úľava od citlivosti**: ošetrovanie zubov alebo zubných krčkov (napr. pri bielení).
- Ošetrovanie **demineralizáciou v medzizubných priestoroch** – prevencia zubných kazov.
- **Doplnok ortodontickej liečby** – predchádzanie alebo ošetrovanie demineralizácie.

#### Vynikajúce príchute:

Niekoľkonásobne účinnejšie oproti iným fluoridovým prípravkom.



chladivá mäta



karamel



pomarančový krém



žuvačka



lesné ovocie pána Walthera



neutrálna

blister	50 × 0,4 ml	<b>128,70 €</b>	143,00 €
blister	200 × 0,4 ml	<b>452,70 €</b>	503,00 €
striekačky	2 × 1,2 ml	<b>14,40 €</b>	16,00 €
striekačky	20 × 1,2 ml	<b>117,00 €</b>	130,00 €

Zľava 10%



striekačky kit 2×1,2 ml+ kanyly Soft Eze **alebo** Ekono kit 20×1,2 ml striekačky bez kanýl - iba v príchuťi Walterberry

1. American Academy of Pediatric Dentistry. Policy statement on the use of fluoride. Adopted 1967. Reaffirmed 1977. Revised 2018. Frequently Asked Questions on Community Water Fluoridation. American Dental Association. Weyant RJ, Tracy SL, Anselmo T, et al. Topical fluoride for caries prevention. J Am Dent Assoc. 2013;144(11):1279-1291

## UltraSeal XT hydro™

Jediné hydrofilné živicové pečatidlo fisúr a jamiek.

- tixotropné pečatidlo na báze živice Bis-GMA
- s ideálnou viskozitou a tekutosťou
- hydrofilný pred polymerizáciou - **nevadí vlhkosť na oklúzii**
- hydrofóbny po polymerizácii
- pokročilá adhezívna technológia-zvýšená retencia
- **fluorescenčné** - viditeľné pod UV svetlom pri každej kontrole
- plnenie 53% - odolné voči oteru
- uvoľňuje/ prepúšťa fluoridy
- rádiopákne

odtiene: Opaque White a Natural



Pred aplikáciou

Po aplikácii

Fluorescenčné pod UV svetlom



Kit:		<b>202,50 €</b>	225,00 €
	1× 1,2 ml striekačka UltraSeal XT hydro™		
	1× 1,2 ml striekačka Ultra-Etch™		
	20× kanyla Blue Micro		
	20× kanyla Inspiral Brush		
	Farba: natural, opákná biela		
Refill: 4× 1,2 ml		<b>142,20 €</b>	158,00 €

Zľava 10%

## NaviTip® Single SidePort 29ga®

Aplikačná kanyla na nanášanie UltraCal XS, MTAFlow, MTAFlow White.

- 1 otvor po strane bráni pretlačeniu materiálu cez apex
- Dĺžky 17, 21, 25 alebo 27 mm.

20× kanyla 65,60 € 82,00 €



## NaviTip® Double SidePort 31ga®

Aplikačná ohybná kanyla 31ga (0,28mm) pre hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlórhexidínu, UltraEtch.

- 2 otvory po stranách bránia pretlačeniu kvapaliny cez apex
- dĺžky 21 mm alebo 27 mm

20× kanyla 69,60 € 87,00 €  
50× kanyla 148,80 € 186,00 €




## NaviTip® 29ga, 30ga

Aplikačná kanyla na endodontické ošetrenie v dĺžkach 17, 21, 25 a 27 mm.

- 29ga (0,33 mm): pre EndoRez, UltraCal XS, File-Eze a MTAFlow/ MTAFlow White.
- 30ga (0,30 mm): pre hypochlorid sodný,
- roztok EDTA18%, Citric Acid 20%,
- roztok chlórhexidínu, UltraEtch

20× kanyla 61,60 € 77,00 €  
50× kanyla 136,80 € 171,00 €



## NaviTip FX 30ga®

Aplikačná kanyla pre Citric Acid multifunkčná kanyla: čistí, oškrabuje a vyplachuje pevná kanyla 30ga (0,30 mm)

- 30ga (0,30 mm)
- dĺžky 17 alebo 25 mm

20× kanyla 17 mm 71,20 € 89,00 €  
20× kanyla 25 mm 71,20 € 89,00 €



Zľava 20%  
Na všetky NaviTip® kanyly



# LEŠTIACE NÁSTROJE NA KOMPOZITA: NA POSLEDNOM KROKU ZÁLEŽÍ

## Jiffy™ Natural

### SYSTEM NA LEŠTENIE KOMPOZITOV

Na intraorálne leštenie akýchkoľvek kompozitov

- Ohybné kotúče v tvare špirály sa ľahko prispôbia všetkým zubným povrchom.
- Leštiaca kefka skrúteného tvaru je ideálna pre oklúzne povrchy.
- Dosahujú vysoký lesk prirodzenej skloviny.
- K dispozícii s plastovým stojanom.

506384-1 – Jiffy™ Natural Kit na leštenie kompozitov: 90,00 €\* 100,00 €

- 1× špirálový leštiaci nástroj Jiffy Stredný,
- 1× špirálový leštiaci nástroj Jiffy Jemný,
- 1× krútená leštiaca kefka Jiffy Stredná,
- 1× krútená leštiaca kefka Jiffy Jemná,
- 1× plastový stojan



Refill:

3× špirálový kotúč (jemný alebo stredný)

3× krútená kefka na oklúzie (jemná alebo stredná)

74,70 €\* 83,00 €  
55,80 €\* 62,00 €

## Jiffy™ Kefky a špičky

- NA KOMPOZITY S ČASTICAMI KARBID KREMIKA

Výborný na leštenie oklúzných plôch a fisúr kompozitov či keramiky.

500850 Jiffy Regular Kefka 10 kusov 162,90 €\* 181,00 €

501009 Jiffy Špička Kefka 10 kusov 162,90 €\* 181,00 €



## Jiffy™ ORIGINAL

### INTRAORÁLNE LEŠTIACE NÁSTROJE NA KOMPOZITY

Vynikajúce na úpravu a leštenie akéhokoľvek kompozitného materiálu

- Leštiace kalíšky s flexibilným tenkostenným dizajnom ideálne na leštenie v blízkosti ďasna.
- Bez latexu.
- Impregnované diamantovým práškom.
- 3 hrubosti (63µm-zelené, 45µm-žlté, 4µm-biele), 3 tvary (kališok, disk, špička).
- Na opakované použitie: znečistený povrch je možné niekoľkokrát „revitalizovať“ diamantovým vrtáčikom.
- Možno autoklavovať (odporúčame najskôr odstrániť debris ultrazvukom).

507010 – kit 18 ks sortiment: 64,80 €\* 72,00 €

- 6× kališok (po 2 od každej hrubosti),
- 3× disk (po 1 od každej hrubosti),
- 9× špička (po 3 od každej hrubosti).

Refill: 12 ks jedného typu a 1 hrubosti v balení 46,80 €\* 52,00 €

Jiffy HiShine 65,70 €\* 73,00 €  
- extrémne jemné pre vysoký lesk 10 ks v balení



### Tip:

Použite s leštiacou pastou Diamond Polish Mint 0,5 µm/1 µm (Katalóg Ultradent 2026 str. 92)

Zľava 10%\*  
Pri objednávke ďalších 2 produktov Ultradent.



## LED polymerizačné lampy

ŠIROKOSPEKTRÁLNE LED DIÓDY S ROZSAHOM VLNŮVÝCH DĹŽOK 385 – 515 NM

Na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov.

Kolimovaný zväzok svetelných lúčov.

### 3 polymerizačné režimy:

- štandard (1 000 mW/cm<sup>2</sup>)
- vysoký (1 600 mW/cm<sup>2</sup>)
- extra vysoký (3 200 mW/cm<sup>2</sup>)

Možnosť polymerizácie na 3 sekundy na vrstvu.

Odolné proti poškodeniu pádom a poškrabaniu.

### Tip:

S VALO LED lampou ušetríte

– spolymerizujete spoľahlivo za 3 sekundy<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> dbajte na odporúčania výrobcov kompozitných

materiálov ohľadom množstva energie

v J potrebné na polymerizáciu.



ZÁRUKA 5 ROKOV!

Zľava 10%

Kit 505972: VALO Grand Cordless LED lampa čierna

1.863,00 € 2.070,00 €

Kit 504865: VALO Grand Cordless LED lampa oranžová Red Rock

1.863,00 € 2.070,00 €

Kit 504864: VALO Grand Cordless LED lampa zafírová modrá

1.863,00 € 2.070,00 €

Kit 505971: VALO Grand LED lampa káblová

1.863,00 € 2.070,00 €

**BIELIENIE NEVITÁLNYCH ZUBOV  
TECHNIKOU WALKING BLEACH**

**Opalescence™ Endo**

- Viskózný lepkavý gél s 35% peroxidu vodíka so zaručenou koncentráciou, nesteká.
- Technika „walking bleach“ na 3–5 dní.
- Pohodlne aplikujte zo striekačky do dreňovej dutiny zuba, ľahko sa odstráni.
- Rýchle výsledky s väčšou trvanlivosťou vybieleného odtieňa.
- **Pozor: iba na bielenie nevitálnych zubov**



Endo kit | obj. č. 501270 | **126,90 €\*\***

Endo refill - 2x 1,2 ml | obj. č. 501323 | **120,60 €\*\***

**TIP**

Na dočasné uzavretie kavity použite dočasný karboxylátový cement bez eugenolu UltraTemp Regular (kompatibilný s peroxidom vodíka) alebo provizórnu svetlom polymerizovateľnú živicu J-Temp.




**141 €**

**134 €**

**CHEMICKO-ABRAZÍVNA PASTA  
PRE MINIMALNE-INVAZÍVNE  
OŠETRENIE ZUBOV S FLUORÓZOU**

**Opalustre™**

- Obsahuje 6,6% kyseliny chlorovodíkovej a mikročastice karbidu kremika.
- Trvalo odstráni biele a hnedé škvrny z povrchu skloviny do hl. 0,2mm.
- Max. 4 aplikácie, každá po dobu 1 min.



**Balenie:**

- Mini kit: 2x 1,2 ml Opalustre, 10x kanyla White Mac, 5x leštiaci kalíšok so štetinami Opal Cup, 5x leštiaci kalíšok Opal Cup
- Opalustre kit: 4x striekačka 1,2 ml, 20x kanyla white mac, 10x kalíšok sa štetinami opal cup, 10x leštiaci kalíšok opal cup.



kit | obj. č. 500554 | **187,20 €\*\***

**208 €**

mini kit 2x 1,2ml + 20 kanyl | obj. č. 505554 | **112,50 €\*\***

**125 €**

refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500555 | **134,10 €\*\***

**149 €**

OpalCups štetinový 20 ks | obj. č. 505800 | **83,70 €\*\***

**93 €**

OpalCups dokončovací 20 ks | obj. č. 505799 | **30,60 €\*\***

**34 €**

**TIP**

Ak sú škvrny na zuboch svetlé, skúste najskôr vybieliť. Na izoláciu mäkkých tkanív použite OpalDam – viď katalóg Ultradent 2025 str. 22.

**SVETLOM TUHNÚCA ŽIVIČNÁ BARIÉRA**

**OpalDam™ Green**

- Svetlom tuhnúca živíčná ochranná hmota na dokonalú izoláciu tkanív a zubov.
- Použite ako gingiválnu ochranu pred použitím abrazívnej pasty Opalustre alebo ordinačného bielenia Opalescence Boost PF40%.
- Balenie kit: 4x striekačka 1,2 ml, 10x kanyla Micro 20ga, 10x kanyla Black Mini.



kit | obj. č. 501824 | **108,90 €\*\***

**121 €**

refill - 20x 1,2 ml | obj. č. 501826 | **386,10 €\*\***

**429 €**

refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 501825 | **95,40 €\*\***

**106 €**

**TIP**

Pred aplikáciou dobre osušte vzduchom mäkké tkanivá aj zuby. Tiež pred aplikáciou môžete použiť hemostatický gél ViscoStat Clear: zastaví tvorbu sulkulárnych tekutín a udrží mäkké tkanivá suché. Použite ako gingiválnu ochranu pred použitím abrazívnej pasty Opalustre alebo ordinačného bielenia Opalescence Boost PF 40%.



Spolymerizovanú živicu ľahko odstránite v jednom kuse.

**SVETLOM TUHNÚCA ŽIVIČICA PRE REZERVOÁRE NA BIELIACICH NOSIČOCH**

**LC Block-Out Resin**

- Pre ľahké, rýchle a správne vytvarovanie bieliacich rezervoárov na bieliacich nosičoch.
- Nesteká, presne sa nanáša pomocou kanyly.
- Svetlom tuhnúci (LED lampy).
- Ďalšie použitie v laboratóriách na opravy modelov, vyblokovanie podbiehavých miest a i.
- **Balenie Kit obsahuje:** 4 x 1,2 ml a 20 kanyl Black Mini.
- **Balenie Econo Kit obsahuje:** 20x 1,2 ml a 20 kanyl Black Mini.



kit | obj. č. 500240 | **59,40 €\*\***

**66 €**

econo kit | obj. č. 500242 | **198,90 €\*\***

**221 €**

refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500241 | **50,40 €\*\***

**56 €**



**ZDRAVOTNÍCKE BIELIENIE S KARBAMIDOM PEROXIDU DO ČAKÁRNE**

**Opalescence™ Quick PF 45 %**

- 45% gél karbamidu peroxidu
- obsahuje PF (dusičnan draselný a fluorid) ku zníženiu citlivosti pri a po bielení
- obsahuje 20% vody, bráni dehydratácii
- pH 6,9 nedemineralizuje sklovinu
- na intenzívne ošetrovanie vnútorných zmien sfarbenia
- aplikácia na 30 minút, výsledky už po 1. aplikácii
- **Na účinnejšie bielenie závažnejších diskolorácií zubov.**

**Je nutné zhotoviť individuálny bieliaci nosič.**

- Iba na indikáciu zubného lekára!
- Certifikát CE platný do 2028.



4x 1,2 ml | obj. č. 505346 | **63 €\*\***

**70 €**

20x 1,2 ml | obj. č. 505348 | **259,20 €\*\***

**288 €**



Pred bielením (nedostatočný vývoj dentínu).


Po 4 aplikáciách Opalescence Quick (bieliaci gél s 45 % karbamidu peroxidu = cca 15 % peroxidu vodíka).



### NA DLHODOBÉ ZNÍŽENIE CITLIVOSTI

## Universal Dentin Sealant

- Blokátor dentínových tubulov.
- Vytvorí dočasnú bariéru proti baktériám, kyselinám, cementom, živiciam, a i.
- Rýchle použitie: naniesť a osušiť, NEPOLYMERIZUJE SA.
- Dlhodobý účinok (týždne až mesiace).



Na obidva povrchy aplikovaná kyselina fosforečná na 20 sec.

Pred aplikáciou kyseliny fosforečnej bol povrch ošetrený Universal Dentin Sealantom.

#### Ideálne na:

- pokrytie citlivých koreňov po root planingu
- obmedzenie postoperačnej citlivosti po výkone
- po paradontologickom ošetrení
- **pečatanie citlivých krčkov pred bielením**

- Balenie: kit 4x1,2ml striekačka + 20 kanýl
- Expiračná doba: 60 mesiacov.



refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500266 | **86,40 €\*\***

**96 €**

### Tvarovacie nožničky

## Ultradent™ Ultra-Trim

- Na presné vystrihnutie okrajov nosičov.
- Pružinová konštrukcia minimalizuje únavu prstov.
- Vyrobené z nerez.
- Dopredaj.



1 ks | obj. č. 500605 | **122,40 €\*\***

**136 €**

### PEAK UNIVERSAL ADHESIVE SYSTÉM

## Peak™ Universal Bond / Peak SE Primer

- **Peak Universal Bond** - svetlom tuhúce adhesívum s 0,2% chlórhexidínu.
- Pre všetky dentálne materiály (dentín, sklovina, kov, keramika, kompozit aj zirkón).
- Najvyššia pevnosť väzby k dentínu (71,3 MPa) a k sklovine (51,7 MPa).
- Pre techniku Total-Etch, aj Self-Etch.
- Nízky obsah plniva (7,5 %) a minimálna hrúbka filmu 2µm.
- Na priame aj nepriame rekonštrukcie, bondovanie koreňových čapov a endodontických ošetrení.
- Etylalkohol ako rozpúšťadlo.

- **Peak SE Primer** – v JetMix striekačke: vždy čerstvý, nedegraduje
- Primer s najnižším pH na trhu (**pH 1,2**) - **pevná väzba aj ku sklovine**.
- Čas použiteľnosti po zmiešaní: **120 dní**.
- Zaisťuje čerstvé, stabilné chemické zloženie.
- Jednoduchý postup s nanesením jednej vrstvy.
- Presná a pohodlná aplikácia.
- Nie je potrebné oplachovať.

striekačky - 4x 1,2 ml | obj. č. 504553 | **112,50 €\*\*** **125 €**

fľaštička - 4 ml | obj. č. 504543 | **82,80 €\*\*** **92 €**

Peak SE - 4x 1,2 ml | obj. č. 505135 | **92,70 €\*\*** **103 €**



### TIP

**Odporúčanie:** pri technike self-etch s Peak Universal Bondom použijte **vždy** Peak SE Primer!

### Sof-Tray™ fólie

- Fólia na zhotovenie nosiča / chrániča zubov tvarovaním pod tlakom.
- **Odporúčaná hrúbka pre bieliaci nosič: 0,9 mm.**
- Regular – 25 ks, hrúbka 0,9 mm
- Medium – 25 ks, hrúbka 1,5mm
- Heavy – 25 ks, hrúbka 2,0 mm



regular, hrúbka 0,9 mm - 25 ks | obj. č. 500226 | **41,40 €\*\***

**46 €**

medium, hrúbka 1,5 mm - 20 ks | obj. č. 500227 | **41,40 €\*\***

**46 €**

heavy, hrúbka 2,0 mm - 20 ks | obj. č. 500284 | **63,90 €\*\***

**71 €**

### PEČATIDLO KOMPOZITNÝCH VÝPLNÍ

## PermaSeal™

- Svetlom tuhúca metakrylátová neplnená živica.
- Viaže sa ku kompozitu a naleptanej sklovine.
- Utesňuje mikroškrý a nepravidelnosti kompozitných výplní.
- Zabraňuje mikropriesakom, znižuje možnosť zafarbenia okrajov výplní.
- Chráni a revitalizuje provizórne živicové náhrady, vytvára vysoký lesk.
- Služi na zvlhčenie Ribbond vlákna.



Spolymerizovaný PermaSeal



Pred aplikáciou



refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500631 | **113,40 €\*\***

**126 €**

mini kit 2x 1,2 ml | obj. č. 501013K | **73,80 €\*\***

**82 €**

**TIP**

**RETRAKTOR ÚST, PIER A JAZYKA**

**Umbrella™**

- Prírodné a jemne pomáha držať ústa pacienta otvorené bez vyťahovania či rozťahovania pier a namáhania TMJ.
- Chránič jazyka udržiava jazyk pohodlne opretý mimo pracovnú oblasť.
- Anatomické opierky dovoľujú lekárovi pracovať v ústach pacienta s maximálnou viditeľnosťou a komfortom pre pacienta.
- Umožňuje výborne odsávať počas výkonu, neprekáža v pracovnom poli.
- Nevyvoláva dáviaci reflex u pacientov.
- Pri kontrole zhryzu / odtlačkovani môže zostať v ústach.

**Ako zvoliť veľkosť Umbrelly?**

- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 2-3, zvolte Umbrellu Medium.
- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 4-6, zvolte Umbrellu Large.
- Ak si nie ste veľkosťou istí, zvolte Umbrellu Large.

Stredný roztvárač Umbrella, 40 ks   obj. č. 505162   <b>122,40 €**</b>	<b>136 €</b>
Stredný roztvárač Umbrella, 20 ks   obj. č. 504871   <b>64,80 €**</b>	<b>72 €</b>
Stredný roztvárač Umbrella, 5 ks   obj. č. 504870   <b>18 €**</b>	<b>20 €</b>
Veľký roztvárač Umbrella, 40 ks   obj. č. 505258   <b>122,40 €**</b>	<b>136 €</b>
Veľký roztvárač Umbrella, 20 ks   obj. č. 505257   <b>64,80 €**</b>	<b>72 €</b>
Veľký roztvárač Umbrella, 5 ks   obj. č. 505256   <b>18 €**</b>	<b>20 €</b>



Skontrolujte, či jazyk pacienta pohodlne leží za chráničom, čo zaisťuje ľahký prístup.   
 Nedávajte chránič jazyka na hornú stranu jazyka pacienta.

**TIP**

Bezpečný pri ordinačnom bielení, neskľazava, neprekáža.



**SEKČNÝ MATRICOVÝ SYSTÉM**

**Halo™**

**Nitinolové krúžky**

- Super-elastická zliatina niklu a titánu vydrží viac ako 1000 použití.
- Obrisy krúžkov s výstupkami bezpečne držia matricový pásik v prirodzenom anatomickom tvare.
- Prevedenie dovoľuje použitie pri výplniach MOD a iných dostavieb II. tr.

**Matricové pásiky**

- Anatomicky tvarované na dosiahnutie ideálneho bodu kontaktu.
- Zakrivenie okrajovej línie redukuje nutnosť dokončovacích operačných postupov.
- Hrúbka 0,038 mm originál a pevné 0,051 mm, nelepivé.

**Klínky**

- Stlačiteľný stred umožní anatomické prispôsobenie matrice.
- Jednoduché zavedenie klínku, v prípade potreby je možné použiť niekoľko klínkov naraz.
- Farebné značenie uľahčuje rozpoznanie veľkosti klínkov.

Originál Kit s nástrojmi   obj. č. 504831   <b>584,10 €**</b>	<b>649 €</b>
Original Minikit bez nástrojov   obj. č. 504835   <b>254,70 €**</b>	<b>283 €</b>
Firm kit, nelepivý bez nástrojov   obj. č. 504833   <b>395,10 €**</b>	<b>439 €*</b>
Matrice originál   obj. č. 505448   <b>64,80 €**</b>	<b>72 €</b>
Matrice nelepivé, 50 ks   obj. č. 505049   <b>75,60 €**</b>	<b>84 €</b>
Krúžok universal, 1 ks   obj. č. 505008   <b>136,80 €**</b>	<b>152 €</b>

**Karuselový zásobník:**

- Prehľadný a šetrí čas.
- Ľahko sa dezinfikuje dezinfekciou na povrchy.

**Balenie:**

- **504831-HALO Originál Kit s nástrojmi:** 2x – universal krúžky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 3x 25 klínkov (veľké, stredné, malé), 1 – kliešte, 1 – pinzeta, 1x Halo otočný zásobník
- **504833-HALO Firm nelepivý bez nástrojov:** 2x Univerzálne krúžky, 5x 20 ks pevných nelepivých matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 20 ks klínkov - malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník
- **504835-HALO Original Minikit bez nástrojov:** 2x Univerzálne krúžky, 4x 5 ks original matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 5 ks klínkov - malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník



Halo™  
SYSTÉM SEKČNÝCH MATRÍC



**UNIVERZÁLNY KOMPOZIT - UNIVERZÁLNY KOMPOZIT VŽDY PRE KAŽDÚ VÝPLŇ, LEN JEDEN ODTIEŇ STAČÍ.**

**Transcend**

- Nanohybridný kompozit na báze Bis - GMA,
- Naplnený z 60-61% objemovo (71% váhovo).
- Odtieň **Universal Body** splynie s okolitým zubom/zubami.
- Umožňuje použiť **iba 1 odtieň**.
- Presne vyvážená translucencia a opacita.
- Výborný pre rekonštrukcie bielených zubov.
- Výborne leštiteľný s dlhodobou výdržou lesku.
- Fluorescencia blížiaci sa prirodzenému zubu.
- Možnosť ďalších dentínových a sklovinných odtieňov (napr. pre výplne tr. III a tr. IV).
- **Inovovaná striekačka s QuadraSpace – uľahčuje manipuláciu, šetrí materiál.**

striekačka 4 g   obj. č. 504733   <b>78,30 €**</b>	<b>87 €</b>
kompule, 10x 0,2g   obj. č. 504744   <b>45 €**</b>	<b>50 €</b>
Econo Kit - striekačky 4x 4 g   <b>294 €</b>   obj. č. 504734	<b>105,80 €*</b>
Econo Kit - kompule   obj. č. 504817   <b>153 €**</b>	<b>170 €</b>



Prvý kompozit, ktorý sa po vybielení zubov nemusí nahradiť svetleším kompozitom. Splynie s odtieňom okolitých zubov. Ak pacient bude bieliť bieliacimi gémi Opalescence™, výplne sa prispôbia svetlejšiemu odtieňu.


\* Platí do vypredania.

**HEMOSTATICKÝ VISKÓZNY GÉL S 25 %  
 CHLORIDU HLINITEHO**
**ViscoStat Clear™**

- Transparentný gél **pre estetické zóny**.
- Na zastavenie slabšieho krvácania a sulkulárnych tekutín.
- Zostáva v sulku, nezanecháva rezíduá, nesteká.


**Balenie:**

- 506409 Kit: 4x1,2 ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub
- 506407 Indisense Kit: 1x30 ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub + 20x 1,2 ml prázdne striekačky
- 506408 Indisense: 1x30 ml ViscoStat Clear



Indisense kit   obj. č. 506407   <b>103,50 €**</b>	<b>115 €</b>
Indisense - 30 ml   obj. č. 506408   <b>72,90 €**</b>	<b>81 €</b>
Kit   obj. č. 506409   <b>37,80 €**</b>	<b>42 €</b>

**VISKÓZNY, HEMOSTATICKÝ KOAGULAČNÝ GÉL S 20 % SÍRANU  
 ŽELEZATEHO**
**ViscoStat™**

- Hĺbková aktívna hemostáza v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Bráni kontaminácii sulkulárnou tekutinou počas bondovania.
- Veľmi šetrný ku tkanivám.
- Na každodenné použitie pri operatívnych zákrokoch, periodontálnom ošetrovaní, gingivektómii.
- Vynikajúci ako fixátor pri pulpotómii – alternatíva formocresolu šetrnejšia k tkanivám.

**Balenie:**

- 500647 Indisense Kit: 1x 30 ml ViscoStat + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub + 20x 1,2 ml prázdne striekačky
- 500645 Indisense: 1x 30 ml ViscoStat
- 503093 Kit: 4x1,2 ml ViscoStat + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub



Indisense kit   obj. č. 500647   <b>90 €**</b>	<b>100 €</b>
Indisense - 30 ml   obj. č. 500645   <b>63 €**</b>	<b>70 €</b>
Intro kit - 4x 1,2 ml + 20 kanylí   obj. č. 503093   <b>33,30 €**</b>	<b>37 €</b>

**VODNÝ HEMOSTATICKÝ ROZTOK S 12,7 % SÍRANU ŽELEZITÉHO**
**Astringedent X™**

- Najrýchlejšie a najsilnejšie hemostatikum Ultradent.
- Pre prípady, kedy môže byť dosiahnutie kvalitnej hemostázy náročnejšie (napr. Pri problematicom krvácaní, ktoré sa ťažko zastavuje).
- pH ~1,0.



Indisense 30 ml   obj. č. 500690   <b>61,20 €**</b>	<b>68 €</b>
Fľaštička 30 ml   obj. č. 500112   <b>63 €**</b>	<b>70 €</b>
Refill - striekačky 20x 1,2 ml   obj. č. 505881   <b>135,90 €**</b>	<b>151 €</b>

**VODNÝ HEMOSTATICKÝ ROZTOK S 15,5 % SÍRANU ŽELEZITÉHO**
**Astringedent™**

- Klasický hemostatikálny prípravok na hlbokú hemostázu.
- Zastavuje krvácanie v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Na zastavenie povrchového krvácania pri rôznych dentálnych výkonoch a procedúrach stomatologickej chirurgie.
- pH ~1,0.



Indisense 30 ml   obj. č. 500686   <b>63 €**</b>	<b>70 €</b>
Fľaštička 30 ml   obj. č. 500111   <b>63 €**</b>	<b>70 €</b>

**SPLIATANÉ RETRAKČNÉ VLÁKNO**
**Ultrapak™**

- Jednoduché zavedenie
- Vynikajúca absorpcia
- Bezkonkurenčná retrakcia



Vláknó zo 100% bavlny prepletené do tvaru uzavretého tubulu sa dobre natiča do sulku. Potom vďaka riadenej expanzii optimálne odťahne tkanivá.

**Balenie:**

- Kit: Ultrapak vláknó 1x 00,0,1,2 + stojan



sada so stojanom, veľ. 00, 0, 1 a 2   obj. č. 509330   <b>79,20 €**</b>	<b>88 €</b>
č.000 - čierne, pre frontálne zuby   obj. č. 509331   <b>24,30 €**</b>	<b>27 €</b>
č.00 - žlté, preparácie a cementovanie faziet   obj. č. 509332   <b>21,60 €**</b>	<b>24 €</b>
č. 0 - fialové, dolné frontálne zuby a i.   obj. č. 509333   <b>19,80 €**</b>	<b>22 €</b>
č. 1 - modré, retrakcia tkanív pri preparácii na korunku   obj. č. 509334   <b>19,80 €**</b>	<b>22 €</b>
č. 2 - zelené, horné vlákno pri metóde dvoch vlákien   obj. č. 509335   <b>19,80 €**</b>	<b>22 €</b>
č. 3 - červené, pre miesta so silnou gingivou   obj. č. 509336   <b>19,80 €**</b>	<b>22 €</b>

**Kanyla Metal Dento-Infusor™ Comfort Hub™ / Blue  
 Mini™ Dento-Infusor™**

- Plastové kanyly Blue Mini (Ø 1,20 mm) sú pružnejšie ako kanyly Metal.
- Dento-Infusor, majú mäkkšie kefky.
- Ideálne na kontrolu sulkulárnej tekutiny pri nanášaní adhezívnych výplní blízko gingívy.
- Použitie s: Astringedent, Astringedent X, ViscoStat, ViscoStat Clear.
- Balenie: 20ks, 100ks, 500ks.


**TIP**

Hemostatické prípravky ViscoStat™ a Astringedent používajte s kanylou Metal Dento-Infusor™ Comfort Hub. Plastovú kanylu Blue Mini™ Dento-Infusor™ použite iba na čerstvo zahojený epitel, je menej agresívny.

Dento-Infusor 20 ks   obj. č. 504954   <b>23,40 €**</b>	<b>26 €</b>
Blue-mini kanyly 20 ks   obj. č. 500128   <b>28,80 €**</b>	<b>32 €</b>
Dento-Infusor 100 ks   obj. č. 504955   <b>99 €**</b>	<b>110 €</b>
Blue-mini kanyly 100 ks   obj. č. 501086   <b>122,40 €**</b>	<b>136 €</b>



**CHCETE PORADIŤ S PRODUKTMI  
 ULTRADENT?**

Kontaktujte našu produktovú špecialistku,  
 Ing. Janu Smilkovú  
 +420 777 779 705, jsmilkova@hufa.cz

**ULTRADENT v Hu-Fa  
 ÚSMEVOCH VÝHODNEJŠIE!**

\*\*Vždy získate minimálne  
**ZĽAVU 10%**  
 pri nákupe aspoň troch výrobkov

## Čo je XYLITOL?

Xylitol alebo brezový cukor je sladidlo, prírodného pôvodu a tak nie je potrebné sa obávať jeho vplyvu na zdravie. Vyzerá a chutí rovnako ako cukor a dá sa použiť ako náhrada 1:1 v čaji a káve, pri pečení alebo varení. Názov xylitol pochádza z gréckeho slova „xyl“, čo znamená drevo, a prípony „-itol“ označujúce cukrové alkoholy. Ako napovedá jeho neformálne označenie, získava sa z brezovej kôry (často škandinávske, zrejme preto dosahuje najvyššiu obľubu vo Fínsku, kde je dostatok zdrojov na jeho získavanie). Zdrojom ale môže byť aj bukové drevo alebo kukurica. V porovnaní s obyčajným cukrom má xylitol rovnakú chuť, ale o 40% menej energie. Jedna čajová lyžička (5 ml) xylitolu má 9,6 kalórií, zatiaľ čo jedna lyžička stolného cukru má kalórií 15. Tzv. brezový cukor má navyše hodnotu glykemického indexu (skratka GI) 7, čo je veľmi nízka hodnota napr. oproti sacharóze, ktorá má 68!

## Pre koho je XYLITOL vhodný a ako sa používa?

Z vyššie uvedených dôvodov je xylitol veľmi vhodný nielen pre diabetikov, ktorí si musia strážiť hladinu cukru v krvi. Ďalej ho možno odporučiť pri redukčných diétach. Ideálne je aj pre ľudí so sklonom k tvorbe zubného kazu či iných problémov v oblasti ústnej dutiny a najmä pre deti.

## Žuvačky, cukríky a lízanky pre starostlivosť o ústnu dutinu so 100% prírodným XYLITOLOM

- sladené 100% xylitolom, ideálne pre deti i dospelých
- bez aspartámu, sorbitolu, laktózy a lepku
- vhodné pre diabetikov
- pôsobia proti vzniku zubných kazov a plaku, remineralizujú sklovinu.

## XYLITOL zubom neškodí, práve naopak

Na rozdiel od bežného cukru xylitol nezvyšuje riziko vzniku zubného kazu. Baktérie, ktoré sa bežne nachádzajú v ústnej dutine, ho nie sú schopné metabolizovať, takže nevzniká kyslé prostredie zodpovedné za narušenie zubnej skloviny. Práve preto je xylitol často používaný ako sladidlo v rôznych žuvačkách či iných produktoch. Keďže xylitol je pre zuby vhodnejší ako cukor, je dnes bežnou súčasťou žuvačiek a cukríkov, ktoré bývajú označené ako „bez cukru“. Žuvanie žuvačiek s xylitolom po jedle sa odporúča ako alternatíva čistenia zubov v priebehu dňa. Navyše sa podieľa na remineralizácii miest, kde došlo k odvápneniu skloviny. Okrem toho má xylitol pozitívny vplyv na tvorbu probiotických baktérií v tenkom čreve, čím podporuje rast zdravej črevnej mikrofóry, je vhodný pre osoby trpiaci kandidózami.

### Xylitol žuvačky

- Až 100% redukcia kazov vďaka zníženiu množstva povlaku a kyslých baktérií.
- Zabraňujú pocitu suchých úst (xerostómia), redukujú prenos kazov z matky na dieťa.
- Obsahujú bylinný glycerín.
- Pepermintová a mäťová príchuť obsahuje mentol.
- Príchute: mäta, pepermint, škoricca, ovocie, brusnice, zelený čaj, melón, jablko, jahoda.
- Balenie sortiment obsahuje: 200 balíčkov po 2 kusoch žuvačiek, (mix príchuť v krabičke).

	30 ks	4,20 €	5,00 €
sáčok	200 ks	27,50 €	30,70 €
sortiment 200x	2 ks	40,50 €	45,60 €

### Xylitol cukríky

- Stimulujú tvorbu slín.
- Príchut' melónu, višni alebo mäty.
- Balenie sortiment obsahuje 100 ks cukríkov namiešaných z rôznych príchuťí, jednotliv. balené.

	26 ks	5,20 €	7,00 €
sortiment	100 ks	21,90 €	26,00 €



### Xylitol lízanky

- Lízanky s obsahom xylitolu a calcium laktátu.
- Prijemná osviežujúca ovocná chuť.
- Príchut': jahoda alebo čučoriedka.

	1 ks	1,00 €	2,00 €
	50 ks	42,90 €	52,30 €



# Xylitol



# Minimálne Invazívna Stomatológia

MI liečebné riešenia od GC



## MI Paste Plus

RECALDENT® krém (biologicky dostupný vápnik a fosfáty) s fluoridom



## GC Tooth Mousse

RECALDENT® krém (biologicky dostupný vápnik a fosfáty) bez fluoridu



## Dry Mouth Gel

Gél s neutrálnym pH poskytujúci dlhotrvajúci a upokojujúci efekt



**Tri Plaque ID Gel**  
Slúži na identifikáciu nového, zrelého a kyseliny produkujúceho biofilmu



## MI Varnish

Fluoridová aplikácia obohatená o RECALDENT®



# Revolučná remineralizácia a ochrana proti kyselinám

## Tooth Mousse™ i MI Paste Plus™

Boli navrhnuté ako súčasť programu minimálnej intervencie.

**Pomáhajú:**

- Remineralizovať začínajúce lézie a biele škvrny,
- Znižovať citlivosť zubov,
- Chrániť sklovinu pred kyselinami a eróziou,
- Posilniť ústne prostredie počas ortodontickej liečby alebo bielenia,
- Podporiť starostlivosť o oslabené či citlivé zuby.

Technológia **CPP-ACP** udržuje kalcium a fosfát v optimálnom amorfnom stave, čo umožňuje ich efektívne vstrebávanie do skloviny a jej rýchle posilnenie.

### MI Paste Plus™: remineralizácia posilnená fluoridom

MI Paste Plus™ nadväzuje na úspešnú receptúru Tooth Mousse™, ale pridáva **900 ppm fluoridu**.

Vďaka prepojeniu iónov kalcia, fosfátu a fluoridu v ideálnom pomere **5:3:1** umožňuje tvorbu fluorapatitu, ktorý je výrazne odolnejší voči kyslému prostrediu.

Prípravok je vhodný najmä pre pacientov so **stredným až vysokým rizikom kazu**, s eróziami, kyslým prostredím v ústach, nadmernou tvorbou plaku alebo oslabeným zdravotným stavom.

## Klinicky overené výsledky

Klinické štúdie potvrdzujú účinnosť oboch prípravkov najmä pri:

- Liečbe hypersenzitivity,
- Redukciu bielych škvŕn po ortodontickej liečbe,
- Remineralizácia začínajúcich kazov,
- Stabilizáciu pH v ústach a ochrane proti pôsobeniu Streptococcus mutans.

U pacientov boli zaznamenané viditeľné výsledky už po niekoľkých týždňoch pravidelnej aplikácie.

### Jednoduchá aplikácia pre ordináciu aj domácu starostlivosť

Prípravky sa aplikujú lokálne pomocou prsta, vatovej tyčinky alebo individuálneho nosiča.

Pri domácom použití je odporúčaná aplikácia pred spaním bez vyplachovania úst, aby účinné látky mohli pôsobiť celú noc.

### Široká ponuka príchutí

Oba produkty sú dostupné v piatich obľúbených príchuťach: **melón, jahoda, tutti-frutti, mäta a vanilka.**

### Dostupnosť

GC Tooth Mousse™ aj MI Paste Plus™ sú dostupné prostredníctvom GC Europe N.V. a českého zastúpenia GC v Prahe.

## GC Tooth Mousse™ / GC MI Paste Plus™

Bioaktívny, dentálny ochranný krém na obnovu minerálnej rovnováhy v ústach a stimuláciu produkcie slín.

TM	10 × 40 g	<b>204,30 €</b>	270,90 €
jednotlivé TM	40 g	<b>21,90 €</b>	28,50 €
TM sortiment	10 ks	<b>204,30 €</b>	270,90 €
MI	10 × 40 g	<b>228,40 €</b>	302,90 €
jednotlivé MI	40 g	<b>24,10 €</b>	31,20 €
MI sortiment	10 ks	<b>228,40 €</b>	302,90 €



## GC MI Varnish™

Bioaktívny, fluoridačný ochranný lak (varnish) s obsahom vápnika a fosfátu.

Intro pack	10 × 0,5 ml	<b>37,30 €</b>	48,20 €
refill	35 × 0,5 ml	<b>114,20 €</b>	145,90 €
refill	100 × 0,5 ml	<b>263,60 €</b>	336,20 €



## G-aenial™ A'CHORD

Univerzálny výplňový kompozit so zjednodušeným systémom odtieňov.

Dostupné odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

striekačka 4 g | **61,10 €** 74,30 €



## EQUIA Forte™ HT

Bulkfillový sklohybridný výplňový materiál.

Clinic Pack	200 ks	<b>585,00 €</b>	698,30 €
Promo Pack	100 ks	<b>300,00 €</b>	412,70 €
Intro Pack	20 ks	<b>97,50 €</b>	119,20 €
Fill A2, A3	50 ks	<b>153,80 €</b>	211,60 €
Fill ost. odtiene	50 ks	<b>162,40 €</b>	211,60 €



# NOVÝ ROZMER PREVENČIE – PROFISIL® FLUORIDE VARNISH

FLUORIDOVÝ LAK

PRE HLADKÝ  
A OSVIEŽUJÚCI  
POCIT V ÚSTACH!

- Nie je nutné predchádzajúce sušenie zubov
- Okamžite príľne a nesteká
- Možno aplikovať v akomkoľvek smere a dosiahne do všetkých oblastí
- Bez rozpúšťadla » žiadne hrdkovanie ani vysychanie
- Jedna dávka postačuje na ošetrovanie všetkých zubov v oboch zubných oblúkoch



Získajte zdarma 2 malé balenia PROFISIL®

KETTENBACHDENTAL  
Simply intelligent

## Thienelino detské zubné kefky

- Zubné kefky s prísavkou, ktoré si zamiluje každé dieťa!
- Anatomicky tvarovaná široká rukoväť na pohodlné protišmykové uchopenie.
- Tvarované štetiny kefky pre správne vyčistenie zadných zúbkov.
- K dispozícii v modrej a ružovej farbe.



12 ks | **6,90 €** | obj. č. 4507421

**6,10 €**

## Black Snake ZK

- Od značky THIENELINO pre deti a dospelých od 7 rokov.
- Pohodlný pogumovaný uchop, pružný krčok redukujúci tlak, atraktívny dizajn.
- V tyrkysovej farbe na bežné čistenie zubov.
- V červenej farbe pre pacientov ortodontie, vhodné pre fixné aparátky.



Black Snake - tyrkysová, 1 ks | **1,40 €** | obj. č. 4507427

**1,20 €**

Black Snake - červená (ortho), 1 ks | **1,70 €** | obj. č. 4507428

**1,50 €**

## Profisil

- **Po aplikácii je priehľadný a bezfarebný a pocitovo takmer nevnímateľný.**
- Profisil® fluoridový lak obsahuje 5 % fluoridu sodného (22 600 ppm) v slizničnom géle s príjemnou chuťou.
- Unikátny gélový základ bezpečne príľne k povrchu zuba na niekoľko hodín a uvoľňuje fluoridové ióny po dobu až 24 hodín.
- Ľahko sa aplikuje a zároveň poskytuje optimálnu príľnavosť k zubu.
- Vhodný pre všetky vekové skupiny a tiež pre deti s mliečnymi zubami.
- **Intro pack obsahuje** 6 blistrov á 0,5 ml v príchutiach 2x mäta, 2x ovocie a 2x bez príchuti.
- **Combi pack obsahuje** 30 blistrov á 0,5 ml v príchutiach 10x mäta, 10x ovocie a 10x bez príchuti.
- **Normal pack obsahuje** 50 blistrov á 0,5 ml od vami zvolenej príchute.

Profisil 50x 0,5ml - mäta / ovocie / bez príchute | **89 €** | obj. č. 5400934

**86,30 €**

Combi Pack 30x 0,5 ml | **60 €** | obj. č. 5400931

**57,80 €**

Intro pack 6x 0,5 ml | **13 €** | obj. č. 5400932

**9 €**


## AKCIA

**1x Intro pack ZADARMO** pri kúpe Combi pack alebo  
**2x Intro pack ZADARMO** pri kúpe Refill 50 ks

## ZĽAVA

**30%**  
na Intro pack





# XYNTRUS<sup>®</sup>

## JEDINÁ antivírusová a antibakteriálna ústna voda S PREUKÁZANOU ÚČINNOSŤOU



### ZADARMO

Ku každým 3 fľašiam získate 50 ks objednávacích kartičiek pre pacientov.






- Redukuje až 99,99% vírusov a baktérií v ústach.
- Účinný proti chrípkovým vírusom vr. H1N1, SARS-CoV-2 a tiež proti Herpes Simplex typu 1.
- Praktické použitie, nízke náklady.
- Znižuje vírusovú nálož v ústach na dobu 3 až 5 hodín, má schopnosť viazať sa na rôzne miesta v ústach, pomaly sa uvoľňovať a udržiavať terapeutickú hladinu účinných látok.
- Vyrobené z prírodných produktov.
- Zvyšuje biologickú bezpečnosť populácie.
- Klinická účinnosť lepšia ako u väčšiny súčasných antibakteriálnych a antivírusových látok.
- Neobsahuje alkohol, peroxid vodíka ani chlórhexidín, jemná mäťová príchuť.

Obj. kód: 4506621 mint  
 fľaša 500 ml **11,40 €** 12,20-€  
 fľaša 6 × 500 ml **60,80 €** 73,20-€  
 (1 ks = 10,10 €)

Detailné informácie  
 nájdete na internete TU:

[bit.ly/XynS](http://bit.ly/XynS)



-  1. odmerajte 10 ml
-  2. požiadajte pacienta, aby 30 s. prevaľoval Xyntrus v ústach
-  3. až potom začnite s ošetrovaním

## LISTERINE TOTAL CARE

Chrání pred zubným povlakom a znižuje jeho množstvo.

Udržiava zdravé ďasná a posilňuje zuby proti zubnému kazu.

Vhodný aj ako výplach pred začiatkom zubného ošetrovania.

Obj. kód: 450669  
 1 000 ml **9,90 €**  
 6 × 1 000 ml **49,60 €**  
 (1 ks = 8,26 €)



## LISTERINE DETSKÝ

Ústna voda pre deti od 6 do 12 rokov ku každodennému používaniu.

Príťahuje a sfarbuje čiastočky zvyškov jedla a zubného povlaku, ktoré neboli odstránené pomocou zubnej kefky.

Posilňuje sklovinu a znižuje možnosť vzniku zubného kazu. Pôsobí v celej ústnej dutine, aj na ďasnách a jazyku.

Bez obsahu alkoholu.

Obj. kód: 4506705 500 ml **8,50 €**  
 6 × 500 ml **42,30 €**  
 (1 ks = 7,10 €)



## LISTERINE COOL MINT

Mäťové prúžky sa okamžite rozpustia v ústach a osviežia dych.

Zlikvidujú 99,9% baktérií, ktoré sa podieľajú na vzniku zápachu z úst.

Balenie obsahuje 24 prúžkov.

Obj. kód: 450744 **8,80 €** 9,30-€



# DIRECTA ProphyCare®



20 %

ProphyCare od Directa - jedinečné homogénne zloženie, vďaka ktorému pasta nestrieka, nevysychá ani sa nerozteká. Ľahko odstráni aj hrubé vrstvy povlaku a škvŕn a zanechá svieži a hladký mäťový pocit po každom ošetrení.



## ProphyCare® HAp

Trpí Váš pacient precitlivosťou?  
ProphyCare HAp obsahuje hydroxyapatit,  
ktorý prispieva k úľave od precitlivenosti.

25 %

## Prophy Pasta CCS

- Profylaktické leštiace pasty obsahujúce fluorid.

### PRO Lila

- univerzálna - čistí, leští, znižuje citlivosť. Spočiatku účinne odstráni pigment (RDA20) a postupne sa zjemní pre skvelú lešiteľnosť (RDA5).
- obsahuje znečistlivujúce zložky na odstránenie hypercitlivosti

### CCS bez parabénu

- abrazívny účinok na zafarbených povrchoch a miestach so silnou vrstvou povlaku.
- hrúbky: modrá (hrubá - RDA 250, 125 mikróvov), zelená (stredná - RDA 170, 70 mikróvov), červená (jemná - RDA 120, 20 mikróvov) a žltá (extra jemná - RDA 40, 2 mikróvov).



**ZĽAVA**  
**20%**



PRO Lila - tuba - 84 g | **42,60 €** | obj. č. 5310040

**34,20 €**

CCS tuba - 84 g | **35,60 €** | obj. č. 531003

**28,50 €**

## Prophy Pasta HAp

- Profylaktická pasta bez fluoridov a parabénov.
- Obsahuje hydroxyapatit, ktorý účinne blokuje otvorené dentínové tubuly na obnaženom povrchu dentínu.
- Okamžitá úľava od precitlivivosti.
- Jemná mäťová chuť.



**ZĽAVA**  
**25%**

60 g | **40,90 €** | obj. č. 5310082

**30,70 €**


## FenderMate / FenderMate Primary

### FenderMate:

- Špeciálne klinkové matrice na zaistenie dokonalého bodu kontaktu u výplní II. triedy.
- Jednoduché zavádzanie - rovnako ako klin.
- Pevná adaptácia cervikálnych okrajov - žiadne presahy výplne cez kavitu!
- Prirodzený bod kontaktu.
- Flexibilné krídlečka využívajú tlak na udržanie separácie a cervikálnu adaptáciu.
- K dispozícii v dvoch hrúbkach - stredné (R) a úzke (U), prevedenie ľavé (L) alebo pravé (P).

### FenderMate Primary:

- Je plastový klin s ocelovou maticou pre detské zuby.
- Klin má tvar "lode" čo umožňuje vložiť maticu aj do zhusteného proximálneho priestoru (bez poškodenia, znižuje riziko krvácania).
- 2 veľkosti dlhé (Neon Green) a krátke (Neon Yellow).
- Balenie 2x 18ks.



Mate sada - 4x 18 ks | **293,90 €** | obj. č. 58123S0

**199 €**

Primary sada - 2x 18 ks | **80 €** | obj. č. 581231

**60 €**

Mate refill, 18 ks | **85,70 €** | obj. č. 58123x

**64,10 €**

Primary refill, 18 ks | **46,10 €** | obj. č. 581231x

**34,70 €**

**ZĽAVA**  
**25%**

## Fender Wedge

- Špeciálne plastové klinky s integrovaným ocelovým plieškom.
- Chráni priľahlý zub počas preparácie - takmer v 2/3 prípadov dochádza k poškodeniu pri preparácii kavit II. triedy!
- Dostupné v 4 veľkostiach klinkov: XS (fialové), S (oranžové), M (zelené) a L (žlté).
- **Sada obsahuje:** 36 ks z každej veľkosti.



**ZĽAVA**  
**25%**



veľká š. 2,3 mm



stredná - š. 1,9 mm



malá - š. 1,4 mm



extra malá - š. 1,0 mm

refill - 36 ks | **54,50 €** | obj. č. 58122S

**40,90 €**

sada - 4x 36 ks | **184,90 €** | obj. č. 581220

**138,80 €**

## PROFYLAXIA

### Prášok classic ABC FAST

- Profylaktický prášok na odstránenie zubného povlaku a zubného kameňa.
- **Fast** obsahuje hydrogénuhlíčan sodný, hydrofóbny oxid kremičitý, sacharínát sodný.
- **Príchute:** broskyňa, citrón, jahoda.



Fast - 300 g | ~~24,60 €~~ | obj. č. 59318S10

**21,90 €**

### Prophytex

- Trojvrstvé rúška pre ochranu pacienta pri čistení zubov AirFlow technikou.
- **Farby:** biela, svetlomodrá, sivobiela
- **Rozmer:** 60 x 54 cm.



40 ks, rôzne farby | ~~17,40 €~~ **15,50 €**  
obj. č. 3000300

### Prášok subgingival ABC GENTLE MINI

- Profylaxčný prášok, používa sa do Air Polisheru pre subgingiválne ošetrovanie na odstránenie biofilmu a zubného kameňa.
- Obsahuje: Glycín, amorfný oxid kremičitý.
- Šetrný glycerínový prášok nespôsobuje žiadne poškodenie mäkkých tkanív, jeho použitie je bezbolestné



Gentle Mini 25 µm - 120 g | ~~24,60 €~~ | obj. č. 59318S3B

**21,90 €**

### Prášok supragingival GENTLE

- Profylaxčný prášok, používa sa do Air polisheru pre supragingiválne ošetrovanie na odstránenie biofilmu a zubného kameňa.
- Obsahuje: Glycín, amorfný oxid kremičitý.
- Balenie: 120g, 65 µm



Gentle 65 µm - 120 g | ~~24,60 €~~ | obj. č. 59318S3A

**21,90 €**

### Cleanic

- Univerzálna pasta na profylaxiu s perlivou technológiou pre účinné počiatkové leštenie aj leštenie do vysokého lesku v jednom kroku.
- Jej abrazívne častice sa počas práce premieňajú z hrubých na jemné.
- **Príchute:** Berry Burst, zelené jablko, mäta s fluoridom, mäta bez fluóru a light.



100 g - tuby | ~~31,30 €~~ | obj. č. 583181

**25 €**

**ZĽAVA**

**20%**

## Prophy pasta Gelato

- Pasta s obsahom fluoridov pre profesionálne čistenie zubov.
- Príchute (hrúbky): mäťová - stredne hrubá (70-90 mikrónov) a višňová - hrubá (100-125 mikrónov).


 340 g | **44,90 €** | obj. č. 530312

**37,30 €**

## Smart Prophy kefkы

- Nylonové leštiace kefkы dostupné v troch tvrdostiach s farebným kódovaním.
- Tvrdosti: mäkké (ružové), stredné (fialové) a tvrdé (modré).


 10 ks | **11 €** | obj. č. 564010

**8,80 €**

## Prophy pasta Eco+

- Pasta bez obsahu fluoridov na profesionálne čistenie zubov.
- Maximalizuje odstránenie škvŕn pri minimálnej strate skloviny.
- Obsahuje iba prírodné arómy.
- Je tixotropná - obmedzuje rozstrekovanie.
- Dve hrúbosti v dvoch príchutiach: mäťová - stredne hrubá, pomarančová - hrubá.


**ZĽAVA**
**40%**

 300 g | **21,80 €** | obj. č. 5303181

**13,10 €\***

## Fluoridačné lyžice S,M,L

- Lyžičky z mäkkého plastu pre aplikáciu fluoridových gélov.
- Anatomicky tvarované s držadlom pre ľahkú manipuláciu.
- Lyžička je obojstranná pre hornú aj dolnú čelusť súčasne.
- 3 veľkosti: S, M, a L.


 50 ks | **15,80 €** | obj. č. 5303110

**14,50 €**

## Kefky nylonové jednorazové

- Nylonová leštiaca kefka montovaná na mandrele.
- Ideálne na leštenie a profesionálne čistenie zubov.
- Balenie obsahuje 100 ks.


 Kefky nylonové 100 ks | **49,30 €** | obj. č. 5651121

**39,10 €**

## Medistock Polishing cups

- Leštiace kalíšky vyrobené z gumy, montované na mandrele.
- Opatrené vnútornými lamelami, ktoré držia depuralizačnú pastu vo vnútri kalíška, bránia rozstrekovaniu.
- Biela farba.
- Balenie obsahuje 144 ks.


 Polishing cups, 144 ks | **49,30 €** | obj. č. 565021

**39,10 €**

\* Platí len do vypredania.



## VÝRAZNE POSILŇUJE OSLABENÚ SKLOVINU

- **Dvojitá ochrana** – kryštalická ochranná vrstva a komplexná desenzibilizácia (5 % NaF  $\triangleq$  22 600 ppm fluoridu)
- **Estetický** – lak v odtieni zubov
- **Univerzálny** – k dispozícii vo verzii tuby a tiež v jednorazových blistroch *SingleDose*
- **Rôzne príchute** – mäta, karamel, čerešňa a žuvačka



## VOCO Profluorid® Varnish + BioMin®



## Profluorid Varnish + BioMin

- VOCO Profluorid Varnish + BioMin sa zakladá na desenzibilizačnom fluoridovom laku. Novinkou vo verzii „+BioMin“ je pridanie rozpustného bioskla od spoločnosti BioMin Technologies Ltd.
- Výrazne spevňuje oslabenú sklovinu. Neviditeľné Biosklo BioMin sa rozpúšťa za prítomnosti slín a uvoľňuje veľké množstvo iónov vápnika a fosfátu.
- Oba tieto typy iónov podporujú remineralizáciu zuba.
- V kombinácii s fluoridmi z laku sa na povrchu zuba vytvárajú kryštalické štruktúry, ktoré výrazne spevňujú napríklad kyselinou oslabenú sklovinu.



ZĽAVA  
25%

tuba, 10 ml   obj. č. 5202266	43,50 €
200x 0,4 ml   <del>613,20 €</del>   obj. č. 5202279	459,90 €
50x 0,4 ml   obj. č. 5202272	153,30 €

## Profluorid Varnish

- Fluoridový lak k desenzibilizácii zubov.
- Vysoký obsah fluoridov - 22600 ppm.
- Dobre priľne ku sklovine a je ho možné použiť aj na vlhký povrch.
- Biela priehľadná farba pre zachovanie optimálnej estetiky zuba.
- Veľký výber príchuťí.
- Praktické jednorázové SingleDose.



ZĽAVA  
25%

200x 0,40 ml   <del>533,20 €</del>   obj. č. 52203M	399,60 €
tuby, 4x 10 ml   <del>150,80 €</del>   obj. č. 5202231	113,10 €

## GrandioSO Unlimited

- GrandioSO, univerzálny nano-hybridný výplňový materiál pre kavity všetkých tried, rekonštrukcie frontálnych zubov poškodených úrazom, imobilizáciu a dlahovanie uvoľnených zubov, úpravy tvaru a odtieňa z dôvodu zlepšenia estetiky, dostavby pahýlov a zhotovovania kompozitných inlejí. Vhodný pre bulkfill techniku, je možné polymerizovať do 4mm.
- 5 odtieňov, obsah plniva 91%.
- Dodáva sa v ľahko použiteľných otočných striekačkách aj v obzvlášť ekonomických kompulkách.



ZĽAVA  
20%

Set striekačky - 5x 4 g   <del>469 €</del>   obj. č. 52283S	375,20 €
Set kompule 75x 0,3g   <del>469 €</del>   obj. č. 52284S	375,20 €
Kompule 15x 0,3 g   obj. č. 52284A1	93,80 €
Striekačka 4,5 g   obj. č. 52283A1	93,90 €

## FuturaBond U

- Duálne tuhnúce univerzálne adhezívum v jednotlivých dávkach určené pre všetky techniky leptania, univerzálne pre všetky druhy kompozit.



ZĽAVA  
12%

50 ks   obj. č. 530356U	128,60 €
200 ks   <del>514,40 €</del>   obj. č. 530355U	449,20 €

## Admira Fusion

- Celosvetovo prvý výplňový materiál čisto na báze keramiky.
- Zďaleka najnižšie polymerizačné zmrštenie (1,25 % objemu) a obzvlášť nízka miera zmršťovacieho napätia v porovnaní so všetkými konvenčnými výplňovými kompozitmi.
- Inertný, takže vysoko biokompatibilný a extrémne odolný voči diskoloráciám.
- Spĺňa najnáročnejšie požiadavky vo frontálnom i distálnom úseku.
- Výborné spracovanie, jednoduché leštenie do vysokého lesku spojené s vysokou povrchovou tvrdosťou zaručuje prvotriedne dlhodobé výsledky.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3.5, BL, 2x Incizální mixed, GA3.25 a GA5.



AF striekačka - 3 g   obj. č. 522222A2	79 €
AF kompule 15x 0,2 g   obj. č. 522222A1	79 €

## Bifix Venner LC

- Svetlom tuhnúci, kompozitný, fixačný cement pre vysoko estetické fazety.
- Indikácie: Trvalá fixácia keramických a kompozitných faziet, inlejí a onlejí v hrúbke vrstvy do 2 mm s dostatočnou priehľadnosťou výplne.
- Dômyselná koncepcia odtieňov s tromi odtieňmi bright, clear a warm uľahčuje umiestnenie faziet a prináša pozitívny efekt na estetický výsledok.



ZĽAVA  
20% na sety

Bifix Venner LC striekačka 2g   obj. č. 520438B	44,90 €
Bifix Venner LC Set   <del>222,40 €</del>   obj. č. 520438S	177,40 €
Bifix Venner LC System Set   <del>351,80 €</del>   obj. č. 520438SS	278,30 €

# Viac než sucho. Jednoducho efektívne.

Kombinované  
riešenie

## OptraGate® Dry Control

- Inovatívna odsávačka na efektívnu relatívnu izoláciu - ideálna v kombinácii s OptraGate® 2
- Integrovaný retraktor jazyka pre lepší prístup k ošetrovanej oblasti
- Umožňuje efektívny pracovný postup bez potreby asistencie



Pozrite si  
tutoriál

## OptraGate Dry Control

### • OptraGate® Dry Control

- je praktické riešenie pre relatívnu izoláciu, ktoré pomáha udržať pracovné pole suché a prehľadné počas ošetrovania.
- Kombinuje odsávanie slín a tekutín s integrovaným držiakom jazyka, ktorý uľahčuje prístup do ošetrovanej oblasti a súčasne chráni mäkké tkanivá.
- Balenie: 30 a 60 ks.

NEW



OptraGate Dry Control, 30 ks | **49,20 €** | obj. č. 5940802

**45,80 €**

OptraGate Dry Control, 60 ks | **91,40 €** | obj. č. 5940803

**85,10 €**

## Tetric Prime

- Výborná modelovateľnosť a stabilita tvaru.
- Jednoduché kontúrovanie vďaka nízkej lepivosti.
- Do frontálneho aj distálneho úseku.
- Vysoká pevnosť v ohybe.
- Hladký, vysoko lesklý povrch po vyleštení.
- Má len **12 odtieňov** - Univerzálne: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2.

AKCIA

4 + 1



A2, A3 - 3 g | **68,60 €** | obj. č. 52127A2

**63,80 €**

A1, A2D, A3.5 - 3 g | **74,20 €** | obj. č. 52127A1

**69,10 €**

Ostatné odtiene - 3 g | **77,20 €** | obj. č. 52127C2

**71,80 €**

## OptraGate 2

- Roztvárač pier a úst pre uvoľnené a účinné ošetrovanie a na každodenné použitie.
- Jednoduchý prístup do dutiny ústnej a lepšiu viditeľnosť.
- OptraGate 2 zachováva všetky cenné vlastnosti pôvodného produktu a ešte viac zvyšuje komfort nosenia pre pacienta.
- Okrem toho testy užívateľov ukázali, že dizajn OptraGate 2 vedie k ľahšiemu nasadeniu v porovnaní so súčasnou verziou OptraGate.

AKCIA

4 + 1



80 ks | **183,10 €** | obj. č. 5940801M

**169,90 €**

## Tetric EvoFlow

- Tixotropná konzistencia pre precíznu adaptáciu.
- Ideálne pre minimálne invazívne výplne a ako liner.
- Prirodzené splynutie odtieňa.
- Jednoduchá aplikácia aj v miestach s obmedzeným prístupom.
- Veľmi dobrá leštiteľnosť a RTG kontrastnosť.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, T, bielený - XL, L a M, dentín - A2, A3.5 a B2.

AKCIA

4 + 1



A2, A3 - 2g | **48,30 €** | obj. č. 5216A2D

**45 €**

Ostatné odtiene - 2 g | **51,30 €** | obj. č. 5216B2D

**47,80 €**

B3 - 2 g | **55,10 €** | obj. č. 5216B3

**51,30 €**

## Tetric PowerFill

- Ľahko tvarovateľné nano-hybridné kompozitum vhodné pre techniku zhotovovania výplní po veľkých dávkach materiálu. Umožňuje novú mieru dosiahnuteľnej efektivity pri výplniach distálnych zubov: jedna výplň, jeden materiál, jedna vrstva.
- Odtiene: IVA, IVB, IVW.

AKCIA

4 + 1



striekačka IVA - 3g | **72,30 €** | obj. č. 52128IVA

**67,30 €**

striekačka IVB, IVW - 3 g | **77,20 €** | obj. č. 52128IVW

**71,80 €**

## Adhese 2

- Adhese® 2 je univerzálne svetlom aj duálne tuhnúce adhezívum pre priame a nepriame náhrady.
- Kompatibilné so všetkými leptacími technikami.
- Vhodné pre svetlom aj duálne tuhnúce materiály – poskytuje viac flexibility a spoľahlivosti, najmä v prípadoch s obmedzeným prístupom svetla.
- Konzistentne vysoká pevnosť väzby (> 25 MPa) na dentíne a sklovine.
- Desenzibilizačný efekt pre minimalizáciu rizika pooperačnej citlivosti.
- Bez obsahu Bis-GMA.

NEW



Refill VivaPen, 1x 2ml | **89,90 €** | obj. č. 5211652

**83,70 €**

LC VivaPen Kit 2ml/100 | **136,70 €** | obj. č. 5211656

**127,20 €**

Adhese 2 Refill Bottle 5g | **146,30 €** | obj. č. 5211655

**136,10 €**

Adhese Refill Bottle 2x 5g | **261,40 €** | obj. č. 5211653

**243,20 €**

Adhese 2 Refill VivaPen 3x 2ml | **248,40 €** | obj. č. 5211651

**231,10 €**



# Vstúpte do sveta digitálnej stomatológie

intraorálny skener **PANDA smart**



## PREČO PANDA smart?

- **Len 138 g**  
skener je ľahký a príjemne sedí v ruke aj pri dlhšom skenovaní
- **Kompaktné telo a menšia koncovka**  
pohodlnejší prístup aj v horšie dostupných oblastiach
- **Jednoduché ovládanie**  
rýchle zaučenie bez zbytočne zložitého nastavovania
- **Softvér v češtine**  
prehľadná práca pre lekárov aj tím
- **Plynulé skenovanie**  
rýchlosť porovnateľná s bežnými skenermi na trhu
- **PandaCad súčasťou riešenia**  
možnosť modelácie korúnok a mostíkov priamo v softvéri
- **Neobmedzený cloud zadarmo**  
jednoduchší prenos dát a komunikácia s laboratóriom bez ďalších poplatkov
- **Aktualizácia zadarmo**

ľahký | malý | jednoduchý  
**Na každodenné použitie**

PANDA smart je ľahký a kompaktný intraorálny skener s českým softvérom, ktorý sa ľahko ovláda a dobre sa s ním pracuje aj v horšie dostupných miestach. Ponúka plynulé skenovanie, neobmedzený cloud aj aktualizácie zadarmo.

Farebné prevedenie:

biela ● červená ● žltá ● strieborná ● ružová ● sv. modrá ●  
kráľovská modrá ●

Obj. kód: 593167 | **8 091,60 €**

**Darček**  
plyšová Panda

pri zakúpení  
intraorálneho skenera  
PANDA smart



Detailné informácie  
[bit.ly/PandaSmartS](http://bit.ly/PandaSmartS)

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu Hu-Fa dental a dohodnite si  
**nezáväzné predvedenie alebo zapožičanie skenera priamo do Vašej ordinácie.**



### Charisma Bulk Flow ONE

- Jednoodtieňový bulk fill flow kompozit na každodenné použitie.
- Nízka kontrakcia, vysoká pevnosť v ohybe a odolnosť proti opotrebovaniu zaisťujú dlhú životnosť náhrad, ktoré vydržia záťaž v distálnom úseku.
- V balení ku každej striekačke dostanete 5 aplikačných kanýl.

**ZĽAVA**

**8 – 24%**



2 g + 5 kanýl | **39,40 €** | obj. č. 528013

**29,90 €**

10x 2 g kit | **326,30 €** | obj. č. 528014

**299,90 €**

### Charisma Classic

- Mikrohybridné kompozitum pre monochromatické rekonštrukcie.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3,5.



**ZĽAVA**

**24 – 29%**

Classic - 4 g | **27,40 €** | obj. č. 5202A1

**20,80 €**

Combi Set 8x 4g - exp. 01.02.2028 | **210 €** | obj. č. 520050

**149,60 €\***

### Variotime Dynamix Putty / Unlimited

- Umožňuje variabilný pracovný čas na prípravu materiálu (1 - 2,5 minúty) pri zachovaní vždy rovnako krátkej doby tuhnutia (2,5 minúty).

**ZĽAVA**

**19%**



Dynamix - 2x 380 ml | **162,50 €** | obj. č. 540405

**131,30 €**

Dynamix Unlimited - 2x 380 ml | **180,10 €** | obj. č. 5404062

**145,40 €**

### Retraxil

- Retraxil je nová retrakčná pasta od Kulzeru, ktorá kombinuje rýchle a šetrné rozšírenie sulku s vysušením pracovného poľa a zástavou drobného krvácania.
- Výsledkom je čistejší okraj preparácie a tým aj **presnejší odtlačok** – či už pracujete **analogovo (odtlačkovacie hmoty)** alebo **digitálne (intraorálny sken)**.
- Pasta obsahuje **chlorid hlinitý 15 %**, ktorý pôsobí adstringentne a zaisťuje **hemostatický efekt**.



**ZĽAVA**

**15%**

Retraxil retrakčná pasta Starter Pack 4x 1g | **96,70 €** | obj. č. 5404065

**82,20 €**

Retraxil retrakčná pasta Value Pack 20x 1g | **336,10 €** | obj. č. 5404066

**285,50 €**

### Starlight Pro

- Starlight Pro je vytvrdzovacie LED svetlo pre polymerizáciu dentálnych materiálov ako adhezív, alebo výplní, vytvrdzovaných svetlom.
- Primárny účel svetelnej polymerizácie so Starlight Pro je konzistentne vytvárať vysoko kvalitné a bezpečné opravy.



Starlight Pro + materiály

**1 609 €**

## AKCIA

### Jedinečná ponuka:

Nakúpte ľubovoľné Charismy kompozita a ľubovoľné bondy Gluma (v hodnote 1 200 €) a polymerizačnú lampu Starlight PRO môžete zakúpiť vďaka tejto akcii za skvelú cenu

**409 €.**



# Biodentine™ XP



je tak liečebný,  
ako aj výplňový materiál  
v jednom produkte.

- ▶ Kapsle all-in-one
- ▶ Priama aplikácia
- ▶ Možnosť voľby množstva



## SEPTODONT GLOBAL PULP SUMMIT



Vylepšite svoje každodenné  
klinické výsledky pomocou  
minimálne invazívnych postupov.

SLEDUJTE ONLINE S ČESKÝMI TITULKAMI 



Prof. Avijit Banerjee

Minimálne intervenčná starostlivosť o ústnu dutinu (MIOC) a minimálne invazívna stomatológia (MID) – zmena prístupu k liečbe zubného kazu v bežnej praxi



ZÍSKAJTE  
EXKLUZÍVNY  
PRÍSTUP



Dr. Montserrat Mercadé

Bio-Bulk Fill:  
Recept na úspech pri výplniach  
hlbokých kavít



ZÍSKAJTE  
EXKLUZÍVNY  
PRÍSTUP



## Biodentine XP

- Obľúbený bulk-filový biokompatibilný a bioaktívny materiál na náhradu dentínu v korunkovej aj koreňovej časti zuba.

### Indikácie:

- v koreni: prekrytie perforácií koreňa a pulpálnej dutiny, vnútorná/vonkajšia resorbcia zuba, apexifikácia,
- v korunke: hlboké/rozsiahle kavity, trvalé dentínové výplne, priame prekrytie pulpy, pulpotómia,
- ošetrovanie klinických chýb: via falsa, perforácia cavuum pulpae.
- Schválená možnosť ošetrovania pre ireversibilnú pulpitídu.
- BiodentineXP Starter pack obsahuje: 10 kapsúl veľkosť 200, 10 kapsúl veľkosť 500, kliešte a mixér pre aktiváciu a miešanie kapsúl.


**ZĽAVA**
**17 – 26%**

 Biodentine XP Starter Pack | **1 147,10 €** | obj. č. 5303875 **925,90 €**

 Biodentine XP 500, 10 ks | **340,90 €** | obj. č. 5303872 **253,50 €**

 Biodentine XP 200, 10 ks | **292,10 €** | obj. č. 5303871 **243,80 €**

## Alveogyl

- Pasta pre lokálnu liečbu "suchého lôžka" (alveolitis sicca) s antiseptickým a analgetickým účinkom.
- Lahko sa zavádza, má dobrú priľnavosť počas celého procesu liečby.
- Prispieva k prirodzenej obnove alveolárneho tkaniva.

**ZĽAVA**
**25%**

 10 g | **73,50 €** | obj. č. 530227

**54,80 €**

## BioRoot RCS

- Bioaktívny sealer pre trvalé koreňové výplne.
- Vynikajúca priľnavosť k dentínu a gutaperčovým čapom.
- **Hydrofilný** - BioRoot RCS hermetický zapečatí aj v prítomnosti vlhkosti.
- Bioaktívna obturácia - stimuluje regeneráciu kosti a podporuje periapikálne hojenie.
- **Antimikrobiálny** - pH > 11, uvoľňuje hydroxid vápenatý.
- Čisté minerálne zloženie – nezafarbí zuby.
- Bez živice = nulové zmrštenie - vyrobený z čistého kremičitanu vápenatého.
- **Sklvelá zatekavosť** – utesní aj všetky vedľajšie kanáliky.
- Výška rádiopacity 5 mm Al pre jasnú viditeľnosť na röntgenových snímkach.
- **Balenie obsahuje:**  
15g prášku  
a 35 ks pipiet  
s tekutinou.


**ZĽAVA**
**26%**

 15 g + 35 pipiet | **337,10 €** | obj. č. 530392 **250,80 €**

## Septoject Evolution ihly / XL

### Septoject Evolution:

- Skosenie v tvare skalpela pre hladší prienik s menším posunom tkaniva pre väčší komfort pacienta.
- Lepšia kontrola a väčšia presnosť.
- Rozmery: 27G.9, 25 mm, 30G.9, 16, 25 mm.

### Septoject XL:

- Majú o 43,5% väčší lumen (priesvit), vďaka tomu anestetikum preniká do tkaniva pomalšie a pod menším tlakom.
- Rozmery: 27G – 21, 30G – 10, 12 a 25 mm.


 Septoject Evolution, 100 ks | **28,10 €** | obj. č. 3002952

**23,70 €**

 Septoject XL, 100 ks | **28,10 €** | obj. č. 300341

**23,70 €**

## Endomethasone N

- RTG kontrastná koreňová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametazónu.
- Antiseptický, neдрáždivý, nevstrebateľný koreňový výplňový materiál obsahujúci Hydrocortison acetát.
- Nerozpustný v koreňovom kanáliku.
- Rozpustný mimo koreňový kanálik.
- Zabráňuje vzniku bolestivých periapikálnych zápalov.


**ZĽAVA**
**7%**

 set | **146,30 €** | obj. č. 530236 **136,10 €**

 prášok - 42 g | **217,10 €** | obj. č. 530235 **202 €**

 prášok - 14 g | **111 €** | obj. č. 530237 **103,30 €**

 tekutina - 10 ml | **48,40 €** | obj. č. 530241 **45,10 €**

## BioRoot Flow

- Biokeramický tmel na báze čistého tricalcium fosfátu na koreňové kanáliky v injekčnej striekačke, vďaka ktorému je obturácia jednoduchá a úspešná pri plnení za studena aj za tepla.
- Striekačka pripravená na použitie.
- Optimálna hrúbka a tekutosť.
- Studené a teplé techniky.
- Pracovný čas > 60 min.
- Doba tuhnutia 5 - 6 hod.
- Antibakteriálne pH 11,5.
- Vysoké uvoľňovanie vápnika. 1718 mg/l

**ZĽAVA**
**19%**

 Striekačka 2 g | **172,10 €** | obj. č. 5303913

**139,20 €**

## Endostar E3 Azure / Endostar Revision

### Endostar E3 Azure

- Ponúka efektívne a jednoduché použitie, rýchle a bezpečné opracovanie kanálíka.
- Sú veľmi flexibilné - sledujú aj najkrivejšiu cestu kanálíkom a minimalizujú tým riziko perforácie alebo via falsa.

### Endostar Revision

- Nový rotačný systém **pre re-endo ošetrovanie** metódou crown-down.
- Vyrobený z najkvalitnejšej zliatiny nikel-titánu s tepelnou úpravou Azure.
- Nástroje sú extrémne flexibilné, odolné proti zlomeniu, zároveň veľmi pevné a účinné.

### Endostar Easy Path

- Extrémne flexibilné.
- Vysoko odolné proti únave.
- Jednoduchý priechod kanálíkom.



3 ks | obj. č. 59112100 **46,40 €**

6 ks | obj. č. 59112125 **68,30 €**



### AKCIA

Pri zakúpení **2 balení Endostar**

**E3 Azure / Revision** (6 alebo 3 ks)

získate **zadarmo Endostar EASYdam**  
(stredná sila, zelená farba, 36 ks).



## Endostar gutaperčové čapy (2% 4% a 6%)

- Kalibrované gutaperčové čapy z kvalitnej gutaperči.
- Balenie: 120 ks (2 %) a 60 ks (4 %, 6 %).

ZĽAVA

20%



Gutaperčové čapy 2%, 120 ks | **7,50 €** | obj. č. 57170214

**6 €**

Gutaperčové čapy 4 % / 6 %, 60 ks | **9,40 €** | obj. č. 57170414

**7,50 €**

## Endostar papierové čapy (2%, 4% a 6%)

- Endostar kalibrované papierové čapy.
- Balenie: 200 ks (2 %) a 100 ks (4 %, 6 %).

ZĽAVA

20%



Papierové čapy 2%, 200 ks | **6 €** | obj. č. 59160220

**4,90 €**

Papierové čapy 4% / 6%, 100 ks | **6,80 €** | obj. č. 59160400

**5,40 €**

## Well-Root ST

- Biokeramický sealer na plnenie metódou centrálného čapu.

### Vlastnosti:

- calcium-silikátová pasta pripravená v praktickej striekačke
- práca bez zvyškov, nevyžadujúca miešanie
- vytvrdnutie do 2,5h postupným prijímaním vlhkosti z dentínových tubulov a periapexu, podobne ako u MTA
- vysoká zatekavosť
- časová úspora vďaka jednoduchej odstrániteľnosti prebytkov z cavum pulpae
- vykazuje vysoké pH 12 a viac aj po 7 dňoch



2 g | **119,80 €** | obj. č. 530259

**112,50 €**

## TheraCal LC

- Určený na použitie na priame a nepriame prekrytie pulpy, ako ochranný liner pod kompozitá, amalgámy, cementy a ďalšie výplňové materiály.
- Stabilná a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomérov.
- Zaisťuje viditeľné uvoľňovanie vápnika a jeho alkalické pH stimuluje tvorbu hydroxy-apatitu, čím vytvára tvrdý ochranný mostík už po 28 dňoch.



striekačka 1 g + 15 kanýl | **48 €** | obj. č. 530189

**43,10 €**

set 4x 1 g + 50 kanýl | **150,80 €** | obj. č. 530188

**135 €**

## Woodpecker Endo Radar Plus

- Nová generácia stolného bezuhlíkového endo motora.
- Prináša Vám nové skúsenosti s ošetrovaním koreňových kanálikov.
- Vysoký výkon.
- Bezuhlíkový endo motor.
- Super vysoký krútiaci moment, vysoká rýchlosť...



Endo Radar Plus biely | **975,50 €** | obj. č. 592611

**853,50 €**

## Elektrokauter Surtron 50D

- Vysokofrekvenčná elektrochirurgická jednotka pre drobné chirurgické zákroky
- Prostredníctvom voľby funkcií umožňuje čistý rez, rezanie a súčasne koaguláciu (CUT 1 - CUT 2) alebo čistú koaguláciu.
- Vstavaný mikrokontrolér a digitálny displej zaručujú trvalú bezpečnosť a spoľahlivosť za akýchkoľvek podmienok.
- Umožňuje tiež rezanie a koaguláciu v ústach, kde nie je možné zaistiť suché pole.
- Maximálny výstupný výkon: 50 W / 400 Ω.



Elektrokauter Surtron 50D vr. 10 elektród | **957,60 €** | obj. č. 9910671

**861,60 €**

## Elektrokauter Surtron 80

- Surtron 80 - výkonný elektrochirurgický prístroj pre ambulantnú chirurgiu.
- Surtron 80 je kompaktná vysokofrekvenčná elektrochirurgická jednotka, ideálna pre ľahké a stredne náročné zákroky v stomatológii, dermatológii a ambulantnej chirurgii.
- Umožňuje široké spektrum rezov a koagulácií vrátane podvodného použitia.
- Ovládanie nožným spínačom alebo priamo v rukoväti.
- Max. výstupný výkon: 80 W / 250 Ω.



Elektrokauter Surtron 80 s ovládaním v rukoväti vr. 10 elektród | **1 443,10 €**  
obj. č. 9910691

**1 260,10 €**

## Miešačka kapsulovaných materiálov GM-50

- Multifunkčná trepačka rôznych druhov kapsúl.
- Masívna, pevná základňa zabraňuje pohybu zariadenia počas miešania
- 9 voliteľných úrovní rýchlostí miešania po dobu 1 až 30 sekúnd.
- Kompaktný dizajn, jednoduché ovládanie, ľahký na údržbu.
- Výkon max 4800 ot./min.
- Rozmery: 210 x 165 x 190 mm; hmotnosť: 2,63 kg.



Miešačka kapsulovaných materiálov GM-50 | **406,20 €** | obj. č. 540066

**365,60 €**

## FibreKleer 4X Tapered Post 1,50mm

- Sklenými vláknami vystužené kompozitné čapy FibreKleer 4x sa vyznačujú vynikajúcou rádiopacitou, ktorá zodpovedá až 400% rádiopacity hliníka a umožňuje jednoduchú identifikáciu na röntgenovej snímke okamžite po zavedení, aj pri kontrolných vyšetreniach.
- Vysoko rádiopákne.
- Vynikajúca priehľadnosť.
- Vysoká pevnosť v ohybe.



**ZĽAVA**  
**20%**

čapy - 10 ks | **40,50 €** | obj. č. 104385

**32,40 €**

vrtáčik - 1 ks | **93,60 €** | obj. č. 104388

**74,90 €**

## MaxCem Elite

- Dvojsložkový, samoleptací, duálne tuhnúci kompozitný fixačný cement typu pasta-pasta.
- Na fixáciu keramických, kompozitných a kovových náhrad.
- Všetko v jednom: leptanie – priming – bonding a cementácia.
- Cement sa aplikuje striekačkou priamo do vypreparovanej kavity alebo korunky.
- Automaticky sa mieša, má hladkú konzistenciu. Oceníte ľahkú manipuláciu, rýchle a jednoduché odstránenie prebytočného cementu.
- Nadštandardná pevnosť väzby ku sklovine, dentínu, všetkým druhom keramiky, k zlatu a kovom.
- Odtiene: biely (B), opákný (O), číry (C), žltý (Z) a hnedý (H).

**ZĽAVA**  
**25%**



MaxCem Elite 2x 5 g | **156,30 €** | obj. č. 53006C

**117,20 €**

## OptiBond Gel Etchant

- 37.5% kyselina fosforečná určená na leptanie dentínu a skloviny.
- Jasná fialová farba, príjemná viskozita, ľahko sa oplachuje.
- Gél je úplne a ľahko bez námahy zmyvateľný a ponúka pohodlnú aplikáciu striekačkou.



**ZĽAVA**  
**20%**

Gél etchant 30 g + prísl. | **89,20 €** | obj. č. 584632

**71,30 €**

## SimpliShade Bulk Fill FLOW

- SimpliShade™ Bulk Fill Flow je indikovaný ako podkladová báza pod priame výplne triedy I a triedy II, pečatidlo jamiek a štrbín, vyplňovanie malých kavít, výplne triedy III a triedy IV, blokovanie podbiehavých miest, malé dostavby pahýľov a opravy živicových a akrylových provizórnych výplní.
- Je ľahko prispôsobiteľný a vyplní každú oblasť anatómie zuba.



**ZĽAVA**  
**25%**

Flow, 2x 2g | **69,60 €** | obj. č. 5263123

**52,20 €**

Flow, 20x 0,25g | **92,20 €** | obj. č. 5263124

**69,20 €**

Fill, 4g | **69,60 €** | obj. č. 5263121


**52,20 €**

Fill, 20x 0,25g | **92,20 €** | obj. č. 5263122

**69,20 €**

## OptiDisc

- Disky na tvarovanie, dokončovacie a leštenie kompozit, keramiky, živice, skloionomérov, amalgámu a kovov.
- **Priemery:** 9,6 mm, 12,6 mm a 15,9 mm.
- **Hrúbky:** hrubý (80 ks) a stredný, jemný, extra jemný (á 100 ks).



**ZĽAVA**  
**20%**

hrubý, 80 ks | **48,30 €** | obj. č. 58017C

**38,70 €**

jemný/extra jemný, 100 ks | **48,30 €** | obj. č. 58018F

**38,70 €**

## OptiShade

- Kompozitný výplňový materiál.
- **Dostupné odtiene:**
  - light - zodpovedá: A1, B1, B2, C1 a D2,
  - medium - zodpovedá: A2, A3, C2, D3 a D4,
  - dark - zodpovedá: A3.5, A4, B3, B4, C3 a C4,
  - bleach white - pre bielené zuby,
  - universal opaque.



**ZĽAVA**  
**25%**

striekačka - 4 g | **74,60 €** | obj. č. 5263111

**56 €**

komple - 10 ks | **59,70 €** | obj. č. 5263119

**44,70 €**

komple - 20 ks | **89,60 €** | obj. č. 5263116

**67,20 €**

## Vertise Flow

- Samoadhezívny flow kompozitný materiál pre malé výplne I. a II. triedy, liner, pečatenie fisúr a opravy keramiky.
- **Dostupné odtiene:** A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UO, XL a T.



**ZĽAVA**  
**33%**

refill - 2x 2 g | **114,80 €** | obj. č. 5261A1

**76,90 €**

## Neo Spectra ST Flow

- Zatekavý výplňový materiál.
- Dostupné odtiene:
  - A1** (zodpovedá A1, B1, C1),
  - A2** (pre A2, B2, D2),
  - A3** (pre A3, C2, D3, D4),
  - A3.5** (pre A3.5, B3, B4, C3),
  - A4** (pre A4, C4),
  - BW** (pre bielené zuby),
  - D1** (opákný dentín),
  - D3** (opákný dentín)
- a **E1** (translucentná sklovina).

**ZADARMO**

**3 + 1**

odtieň **A2** zadarmo



ST Flow striekačky, 2x 1,8 g  
obj. č. 52408A1

**53 €**

## Neo Spectra ST LV

- Jednotlivé striekačky 3 g (LV) A1 (zodpovedá odtieňom VITA vzorkovníka A1, B1, C1)
- A2 (zodpovedá odtieňom VITA vzorkovníka A2, B2, D2)
- A3 (zodpovedá odtieňom VITA vzorkovníka A3, C2, D3, D4)
- A3.5 (zodpovedá odtieňom VITA vzorkovníka A3.5, B3, B4, C3)
- A4 (zodpovedá odtieňom VITA vzorkovníka A4, C4)
- BW (Bleach White = odtieň bielených zubov)

**ZADARMO**

**3 + 1**

odtieň **A2** zadarmo



LV / HV / Effects komple, 16x 0,25 g | obj. č. 52403A1

**57 €**

Neo Spectra ST LV striekačka 3 g | obj. č. 52402A1

**43 €**

## ProTaper Next Set

- Obdĺžnikový prierez pre väčšiu pevnosť.
- Rovnako ako ProTaper Universal sa aj rotačné nástroje ProTaper Next vyznačujú variabilným kónusom, ku ktorému sa ešte pridáva excentrický, obdĺžnikový prierez pre väčšiu pevnosť nástroja.

**ZADARMO**

Pri nákupe 3 ks balení získate sortiment X1-X3 (562450A) zadarmo



Set X1-X3, 25 mm, 3 ks | obj. č. 5624500

**82,90 €**

## Mtwo NiTi

- Jednoduchý a bezpečný systém opracovania kanálikov - jedna sekvencie pre všetky kanáliky.
- Žiadna zbytočná strata zubných tkanív - odstráni iba toľko tkaniva, koľko je potreba.
- Jednotlivé nástroje: Mtwo NiTi Retreatment.



**ZADARMO**

**4 + 1**

Mtwo NiTi, 6 ks | obj. č. 56361620

**114 €**

Mtwo NiTi Retreatment, 6 ks

**114 €**

## SDR Plus

- Zatekavý materiál typu bulk-fil.
- Odtiene: Universal, A1, A2 a A3.

**ZADARMO**

**3 + 1**

Zadarmo odtieň **Universal**



15x 0,25 g | obj. č. 527404A2

**61 €**

## Palodent V3

- Systém sekčných matric pre ľahké zhotovovanie prirodzene vyzeraúcich výplní kavít II. triedy.
- Poskytuje predvídateľné a tesné body kontaktu, tesný krčkový uzáver, zjednodušujú dokončovanie a minimalizujú leštenie.

**Päť veľkostí matric:**

- 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm.
- V dvoch prevedeniach:
- klasické a s EZ potahom - mikro tenký neprilhavý povrch pre ľahké odstránenie matrice.

**AKCIA**

Pri zakúpení 4 balení matric získate **krúžok ZADARMO**



Palodent V3 Matrice, 50 ks | obj. č. 5801195

**79 €**

Palodent V3 krúžok univerzálny | obj. č. 5801161

**153 €**

# LM Arte™ pre jednoduché, efektívne a rýchle použitie

LM

feel the difference

Vyberte si **klasické nerezové nástroje** alebo prevedenie s **povrchovou úpravou Dark Diamond**, ktorá uľahčuje modeláciu a tvarovanie kompozitných výplní. Vďaka nej sa kompozita nelepia na nástroje!

V prevedení Dark Diamond sú dostupné iba nástroje Eccesso, Modella, Fissura, Applicca a Condensa.

Eccesso

**Na odstránenie zvyškov kompozitu a bondu.**



Applicca Twist

**Tenká a úzka lopatka. Jej zahnutie uľahčuje prístup do problematickejších oblastí.**



Modella

**Tenká a široká lopatka, ktorá je ideálna na modelovanie najmä veľkých plôch.**



Solo Anterior

**Zaoblená a rovná špachtľa na modelovanie frontálnych zubov, najmä labiálnych povrchov. Intuitívne práce, nebudete potrebovať iný nástroj ako tento.**



Fissura

**Ostré koncovky pre modeláciu okluzálnych fisúr.**



Applicca

**Veľmi tenké a flexibilné hladítko pre umiestňovanie a modeláciu kompozitov.**



Condensa

**Dlhé a oblúkové cpátka najmä pre modeláciu kompozitov.**



**Jednotlivé nástroje**

- klasické ErgoSense:	<b>69,30 €</b>	77,00-€
- klasické ErgoMax:	<b>61,20 €</b>	68,00-€
- nepriľnavé DD ErgoSense:	<b>79,20 €</b>	88,00-€

**Sada 5 nástrojov v kazete Servo**

- klasické ErgoSense:	<b>379,80 €</b>	422,00-€
- klasické ErgoMax:	<b>342,90 €</b>	384,00-€
- nepriľnavé DD:	<b>427,50 €</b>	475,00-€

**Zľava  
10%**

na všetky LMArte™  
od 1. 5. - 31. 5. 2026



načítajte pre viac informácií tu:  
[bit.ly/4eKJElS](http://bit.ly/4eKJElS)

## Hydrogum 5

- Bezprašný alginát s vysokou objemovou stálosťou 5 dní.
- Ovocná chuť, fialová farba, antidiáviavá zložka.

**ZĽAVA  
33%**



Hydrogum 5, 453 g | **19,30 €** | obj. č. 540169



**12,90 €**

## Tropicalgin

- Alginátová odtlačková hmota s ovocnou príchuťou a farebným indikátorom tuhnutia.

**ZĽAVA  
33%**



Tropicalgin, 453 g | **16,70 €** | obj. č. 540168




**11,20 €**

## Occlufast rock

- Thixotropný, rýchlo tuhúci (60 sekúnd), vysoko presný (20 µm).
- A-silikón pre registráciu zhryzu.

**ZĽAVA  
32%**



2x 50 ml + 12 kanýl | **64,50 €** | obj. č. 540167

**43,80 €**

## Elite HD+

- A-silikón pre všetky metódy odtlačkovania.
- Fast soft: rýchlo tuhúci, pre dvojkrovovú metódu odtlačkovania.
- Normal soft: normálna rýchlosť tuhnutia, pre metódu dvojitého miešania.
- Light: pre dvojkrovovú metódu odtlačkovania, zvýšená zatekavosť, zelená farba.

**ZADARMO**

Pri zakúpení 2x Elite HD+ Putty Soft Fast získate 1x Light body fast set zadarmo.



Putty soft - 2x 250 ml | **86,90 €** | obj. č. 540073

**79 €**

Light Fast, 2x 50 ml | **65,90 €** | obj. č. 540175

**59,30 €**

### Duo Link Universal

- **Duálne tuhnúci cement na fixáciu všetkých nepriamych náhrad.**
- Svetelná polymerizácia pre okamžité dokončenie, chemická pre úplné dotuhnutie pod náhradami alebo v kanáliku.
- Po 1 minúte zgumovať - ľahké odstránenie prebytkov.
- Výrazne viditeľný na röntgenových snímkach.
- Ideálne pre všetky CAD/CAM náhrady.



Aplikácia cementu DUO-LINK UNIVERSAL cez duálnu striekačku priamo do korunky. Po nasadení korunky odstráňte prebytky cementu a polymerizujte. Finálne usadená a nacementovaná korunka. Takto viditeľný na RTG.



univerzálny odtieň, 8 g  
**93,80 €** | obj. č. 530009

**84,40 €**

### Diamantové pásiky s pílkou

- Diamantové pásiky a separačná píłka v jednom pre anatomickú konturáciu aproximálnych oblastí.
- Vhodné na kompozitné, skloionomérne aj amalgámové výplne.
- Na odstránenie prebytočného cementu po nacementovaní inlejí, onlejev a faziet.
- Jednoduchšia konturácia vďaka rýchlej interdentalnej separácii pomocou rezacej pílkou.
- Separácia ide super ľahko, s minimálnym úsilím.
- Opakovane použiteľné, je možné autoklávať.
- 2 hrúbky: jemné (30  $\mu\text{m}$  - červené) a superjemné (15  $\mu\text{m}$  - žlté).



10 ks - s pílkou | **68,70 €** | obj. č. 57CXDS3

**58,60 €**

### Woodpecker DTE O-Light II lampa

#### Polymerizácia za 1 sekundu!

- 360° polymerizácia - dosiahnete do všetkých uholov.
- Polymerizácia za 1 sekundu - 2 mm vrstva živice.
- Väčšia veľkosť šošovky - 10 mm veľká hlavička skvelo pokryje celú okluzálnu plošku distálnych zubov.

#### Vylepšený cielený svetelný výkon

- Unikátna technológia Woodpecker - cielený svetelný výkon znižuje uhol svietenia o 55,87 %, čo umožňuje koncentrovanejšiu energiu a vyššiu účinnosť polymerizácie

#### Široké polymerizačné spektrum

- Rozsah vlnovej dĺžky 385 – 515 nm.



Woodpecker DTE O-Light II lampa | **324,90 €**  
obj. č. 592626

**284,20 €**

náhradné návetky, 100 ks | obj. č. 592626N

**12,20 €**

### All-Bond Universal

- Univerzálny pre totálne leptanie, samoleptanie aj selektívne leptanie.
- Kompatibilný s chemicky, svetlom aj duálne tuhnúcimi kompozitnými živcami a cementami.
- Vhodné pre všetky priame aj nepriame bondovacie techniky.



4 ml | **101,30 €** | obj. č. 530185

**91,10 €**

### Diamantové pásiky perforované

- Diamantové pásiky s perforáciou a pílkou na rezacej hrane.
- Na anatomickú konturáciu aproximálnych oblastí.
- Opakovane použiteľné, autoklávovateľné.
- 3 hrúbky: **super jemné** (15  $\mu\text{m}$  - žlté), **jemné** (30  $\mu\text{m}$  - červené) a **stredné** (45  $\mu\text{m}$  - modré).
- 2 hrúbky: 2,5 mm a 3,75 mm



10 ks - perforované | obj. č. 57PCXDS2

**51,60 €**

### Z-PRIME plus

- Jednozložkový primer pre vylepšenie adhézie medzi nepriamymi náhradami a kompozitnými cementami.
- Pri opravách keramiky zvýši väzbu medzi kovom a kompozitom.
- **Ideálny pre ošetrovanie povrchov zirkónu, aluminium-oxidových čiapočok, všetkých druhov kovov, kompozitov a endodontických čapov.**
- Vynikajúca sila bondu ku všetkým svetlom alebo chemicky tuhnúcim fixačným cementom.
- Bezkonkurenčné klinické výsledky, jednoduché a rýchle použitie!



4 ml | **109,90 €** | obj. č. 530198

**99 €**

# Viac ako obyčajná injekcia

DENTAPEN®  
by Juvaplus

NOVÁ GENERÁCIA elektronických aplikátorov dentálnej anestézie



spokojní pacienti



priateľský k deťom



ergo-  
nomický



10%  
zľava

593178 Dentapen kit  
2 683,00 € 2 968,00€

Detailné informácie a video nájdete TU:



[bit.ly/Hdentapen](https://bit.ly/Hdentapen)

SWISS TECHNOLOGY

## „NÁZOR LEKÁRA

Aplikátor Dentapen používam asi rok a naozaj je vo všetkom vynikajúci. Často aplikátor Dentapen predváždam klientom v predchádzajúcej návšteve - dospelým aj deťom. Proste len tak, aby ho videli a prestali sa prípadne báť normálnej injekcie v budúcej návšteve a naozaj sa tak deje. Často potom počujem: „Tak to je super, predtým som dostával takú veľkú injekciu a bolelo to“. Pri samotnej aplikácii anestézie pomocou aplikátora Dentapen sa schválne pýtam, či niečo cítia a odpoveď je jednoducho NIČ. U jednej mladej slečny asi 9 rokov, skôr sa naozaj veľa bála injekcie, som aplikoval pred výkonom anestéziu pomocou Dentapen a ona len pozerala a nič necítila!

To bola pre mňa tá najlepšia správa.

MUDr. Tomáš Dundálek, Kutná Hora

### Surgispon

- Sterilné hemostatické vstrebateľné želatínové hubky pre účinné a rýchle zastavenie krvácania.
- Surgispon je netoxický, hypoalergénny.
- Pri implantácii "in vivo" je bezo zvyšku absorbovaný počas 3-4 týždňov, bez zapuzdrenia.
- **Balenie obsahuje:** 4 blistre á 8 kociek (1x1x1 cm, jednotlivito sterilne zabalené).



kocky - 32 ks á 1x1x1 cm | 15 € | obj. č. 3002171

13,50 €

### Gelatamp

- Antimikrobiálne, hemostatické hubky na post-extrakčnú liečbu.
- Zostávajú v alveole a kompletne absorbujú počas 4 týždňov.
- Rýchla hemostáza.
- Stabilizuje krvné koaguláty.
- Postupná a kompletná resorbcia.
- Efektívna účinnosť proti širokému spektru baktérií.
- Dlhodobý antimikrobiálny efekt.



50 ks | 61,10 € | obj. č. 540218

ZĽAVA  
15%

52,50 €

### Resorba PARASORB Cone

- Vstrebateľné kolagénové hubky a kuželky BEZ antibiotickej ochrany.
- Ošetrovanie alveolu po extrakcii bez kostného defektu a bez známkov infekcie.
- Hemostyptikum po extrakciách zubov a iných dentálnych zákrokoch.



12 mm x 16 mm, 10 ks | 62,30 € | obj. č. 30011359

58,10 €

### Jednorazové skalpely Medistock

- Jednorazové skalpely vyrobené z prvotriednej európskej ocele v továrni, ktorá využíva najmodernejšie technológie a inovácie.
- Každá čepeľ je po výrobe kontrolovaná laserom.
- Chirurgický skalpel s čepeľou z nerezovej ocele a ochranným krytom.
- Jednotlivo balené v odnímateľnom obale.
- Sterilizované gama žiarením.
- Balenie obsahuje 10 ks skalpelov od zvoleného typu.



10 ks | 10,10 € | obj. č. 5911120

8,40 €

Nová generácia implantátov, ktorá mení úsmevy aj životy

## Platform switching

Jedno rozhranie  
pre všetky rozmery.



Konkávne spojenie  
Objem mäkkých tkanív.

Jedno rozhranie  
pre rôzne protetické platformy.



Biologická šírka  
- Suprakrestálne  
tkanivové pripojenie.  
Rieši ochranu kosti  
a stabilitu mäkkých  
tkanív.

## Utesnenie začína už pri prvom provizóriu

P-I coating+ je biokompatibilná vrstva, ktorá znižuje trenie a v kombinácii s optimalizovanou geometriou skrutiek MT poskytuje podstatne vyššie a homogénnejšie predpätie a upnutie v porovnaní s titánovými skrutkami pri rovnakom ťahovacom momente 25 Ncm.

MT Retriever sa používa na zrušenie Morseovo tesnenia a na bezpečné odstránenie abutmentov.



Jednoduchá reverzibilita  
Nízke napätie peri-implantátového tkaniva.

## Dvojité tesnenie

Mechanické tesnenie  
Presné dosadnutie,  
kónické spojenie - Morse taper.

Biologické tesnenie  
Mikro-tesnenie, obmedzenie  
mikroškáry a mikropohybu.  
Bráni baktériám vo vstupe.

V klinickej praxi viac ako 15 rokov  
• vynikajúca biomechanika  
• dvojité tesnenie.

P-I Morse taper je originálna technológia. Rozhranie P-I Morse taper s kužeľovým indexom 8,5 x 2 a dĺžkou 3 mm ponúka vysokú torznú medzu a ťahovú pevnosť v porovnaní s inými systémami a bolo prijaté svetovými lídrami v 2015. Implantát MT-F priemer 3,3 odolá statickému zaťaženiu približne 600 N.

# DXP CLAVE

- kapacita 24 litrov
- dotykový displej
- vysoký výkon
- rýchle cykly

ZÁRUKA  
5 ROKOV!!



Detailné informácie nájdete tu:  
[bit.ly/DXPClave24S](http://bit.ly/DXPClave24S)

593123 DXPClave 4.350,00 € 4.875,00 €  
593123T DXPClave s tlačiarňou 4.472,00 € 5.022,00 €

**NSK**

## Parná sterilizácia

### Helix Test

- Testy prieniku pary (Bowie-Dick test) pre malé parné sterilizátory od firmy Medistock.
- Test je nutné vykonávať denne pred každou sterilizáciou.




100 ks + nosič | 73 € | obj. č. 593101

**64,70 €**

## Teplovzdušná sterilizácia

### Páska lepiaca s indikátorom pre HS

- Lepiaca páska s indikátorom pre teplovzdušnú sterilizáciu.
- Vhodná na procesový test a na označovanie dóz pri sterilizácii.
- Indikačný obrazec zmení pri sterilizácii farbu zo zelenej na hnedú.
- Trieda A sterilizácie.
- Úloha: 19 mm x 50 m



19 mm x 50 m | 48,40 € | obj. č. 593096

**43,50 €**

## Teplovzdušná sterilizácia

### Chemický indikátor účinnosti DHI

- Chemické indikátorové papieriky na kontrolu účinnosti v teplovzdušných sterilizátoroch.
- Trieda 4, podľa ISO 11140-1, zodpovedajúce vyhláške 195/2005 Zb.




200 ks | 48,80 € | obj. č. 593098

**46,30 €**

## STERILIZAČNÉ SÁČKY A ROLE

### Sáčky a role na sterilizáciu nástrojov v autokláve.

Balenie: rola 200 m, sáčky 200 ks.



Výrobok	Obj. kód	Bežná cena	Akciová cena
rola 50 mm × 200 m	594046	18,40 €	<b>16,70 €</b>
rola 75 mm × 200 m	594047	26,80 €	<b>24,10 €</b>
rola 100 mm × 200 m	594044	36,40 €	<b>32,90 €</b>
rola 150 mm × 200 m	594049	54,00 €	<b>48,70 €</b>
rola 200 mm × 200 m	594045	72,00 €	<b>65,00 €</b>
rola 250 mm × 200 m	594050	89,60 €	<b>80,80 €</b>
rola 300 mm × 200 m	594049	105,40 €	<b>94,90 €</b>
sáčky 60 × 100 mm, 200 ks	594060	10,10 €	<b>9,20 €</b>
sáčky 90 × 250 mm, 200 ks	594062	17,50 €	<b>15,80 €</b>
sáčky 140 × 260 mm, 200 ks	594063	29,40 €	<b>26,80 €</b>

## Senzor návleky

- Jemné napriek tomu odolné návleky.
- Zaisťujú dokonalú hygienu RVG senzorov.
- Mäkký materiál a ergonomické prevedenie zvýši pohodlie pacienta.
- veľkosť: 42 x 200 mm.



**Skvelá cena**

42 x 200 mm - 500 ks | ~~13,10 €~~ | obj. č. 582054

**10,90 €**

## Zrkadielko Relax FS Ultra krištáľové

- Krištáľové zrkadielka Relax FS Ultra majú ľahké držadlo zo sklaminátových vlákien, predchádza tak únave rúk a zápästia.
- 1:1 jasný odraz.
- Úspech dentálnych zrkadiel HAHNENKRATT je založený na využitie moderných výrobných technológií.
- Priemer veľkosti 4 - 22 mm alebo 5 - 24 mm.
- Balenie obsahuje 10 ks zrkadiel Relax FS Ultra vo Vami zvolenom variante.

**ZĽAVA**

**25%**




10 ks | ~~79,90 €~~ | obj. č. 5221886

**61 €**

## Apron č.1

- Ochranné rúška pre pacienta vyrobené z umelej hmoty.
- Dodávané v rolke s perforáciou na odtrhnutie.
- S výrezom na krk a páskami na zaviazanie.
- Farby: modrá (1), biela (2), zelená (3), tmavo modrá (4), oranžová (6) a žltá (8).
- Rozmer: 80 x 54 cm.



200 ks | ~~22,80 €~~ | obj. č. 3001172

**20,30 €**

## Masky Medistock

- Jednorazová chirurgická maska s tromi skladmi a okrúhlymi gumičkami.
- Bez obsahu latexu.
- Filtračná schopnosť 99,8 % pre častice s veľkosťou 2,7 mikróvov.
- Vyrobené najmodernejšími postupmi, ktoré zaisťujú maximálnu ochranu, pohodlie pri dýchaní a jemnosť na dotyk.
- Vysoká schopnosť filtrácie.
- Dlhá nosová spona.
- Priedušné pre minimalizáciu potenia.
- Hypoalergénne
- Farby: biela, modrá, ružová, zelená.



Farby v našej ponuke.

50 ks | ~~6,60 €~~ | obj. č. 3001751

**6,10 €**

5x 50 ks | obj. č. 3001751A

**26,20 €**

## Latexové náprstníky nesterilné

- Jemne púdrované náprstníky z čistého latexu.
- Jednorazové nesterilné pre ochranu prsta, sondy alebo senzora pri rôznych lekárskech vyšetreniach.
- Balenie obsahuje 100 ks náprstníka od jednej veľkosti.



**NEW**

veľ. 3 (M) 100ks | obj. č. 5980213

**3,90 €**

veľ. 4 (L) 100ks | obj. č. 5980214

**3,90 €**

veľ. 5 (XL) 100ks | obj. č. 5980215

**3,90 €**

## Savky Monoart Euronda

- Jednorazové flexibilné savky z priehľadného PVC.
- Integrovaný kovový drôt pre ľahké vytvarovanie.
- Zaoblený tvar koncovky nedráždi sliznicu.
- Priemer cca 6,5 mm, dĺžka 15 cm.
- Transparentné farby: číra (C), zelená (Z), modrá (TM), žltá (Y), ružová (R), oranžová (O), fialová (F), vínová (E) a limetková (L).
- Dostupné aj v nepriehľadnej bielej farbe (B).

**ZĽAVA**

**13 – 23%**



100 ks | ~~4,60 €~~ | obj. č. 400089B

**4 €**

10x 100 ks | ~~45 €~~

**34,70 €**

**ID 212**

- Koncentrát bez obsahu aldehydov na dezinfekciu a čistenie bežného inštrumentária vrátane rotačných nástrojov.
- Vhodný aj pre ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti.
- Pri 2% riedenia získate 125 l pracovného roztoku, pri 4% riedenia je expozícia len 30 min.

**AKCIA****FD 366 Sensitive  
obrúsky**

100 ks vo vedierku (4103344)

**ZADARMO**pri zakúpení 1 ks ID 212 +  
ID 213 + ID 220.

ID 212 - 2,5 l | obj. č. 4101420

**91,10 €****ID 213 / ID 220****ID 213**

- Bezaldehydový koncentrát na dezinfekciu a čistenie všeobecného i chirurgického inštrumentária a rotačných nástrojov citlivých na alkálie alebo alkohol.
- Je vhodný pre ultrazvuk, s vysokou materiálovou znášanlivosťou, biologicky je ľahko odbúrateľný.
- Spektrum účinnosti: baktericídne, fungicídne, tuberkulocídne, virucídne (opuzdrené vírusy, neopuzdrené adenovírusy, HBV, HIV).

**ID 220**

- Bezaldehydový dezinfekčný roztok (kúpeľ) na priame použitie (neriedi sa) na **dezinfekciu a čistenie vrtáčikov**.
- Mimoriadne rýchla účinnosť – 15 minút alebo len 5 minút v ultrazvukovom kúpeli.
- Mimoriadny čistiaci účinok, vysoká materiálová znášanlivosť, biologicky ľahko odbúrateľný.
- Účinná látka: alkohol v alkalickom médiu.



ID 213 - 2,5 l | obj. č. 410132

**99,20 €**

ID 220 - 2,5 l | obj. č. 410104

**61,80 €****schülke****KOMPLETNÝ DEZINFEKČNÝ BALÍČEK PRE BEZPEČNÚ ORDINÁCIU****ČO VÁM BALÍČEK DEZINFEKČIE SCHÜLKE PRINÁŠA?****1. Maximálna bezpečnosť pre profesionálov aj pre pacientov.**

Kompletné dezinfekčné riešenie minimalizuje riziko prenosu infekcií a chráni personál aj pacientov pri každodennej prevádzke ordinácie.

**2. Úspora času a menej starostí.**

Všetko potrebné v jednom balíčku – bez zdĺhavého hľadania kompatibilných prípravkov od rôznych výrobcov.

**3. Istota pri hygienických kontrolách.**

Produkty v balíčku spĺňajú platné hygienické normy a uľahčujú prípravu ordinácie na kontrolu hygieny.

**4. Overené riešenie pre každodennú prevádzku.**

Balíček je zostavený na základe reálnych potrieb ordinácií a odporúčaných postupov v oblasti dezinfekcie.

Jednotlivé prípravky na seba nadväzujú a pokrývajú všetky kľúčové oblasti dezinfekcie v ordinácii.

Značka SCHÜLKE patrí medzi svetovú špičku v oblasti dezinfekcie a je dlhodobo používaná v zdravotníckych zariadeniach po celej Európe.

**JEDNO RIEŠENIE. JEDNA ZNAČKA. JEDEN DODÁVATEĽ. POKOJ PRE VÁS AJ VÁŠ TÍM.**Zvýhodnená  
cena balíčka**30%**Zvýhodnená cena:  
**694,70 €**

Bežná cena: 992,40 €

Kompletný prehľad produktov nájdete tu: **bit.ly/4kza158**

Fotografie produktov sú iba ilustratívne. Presné zloženie zvýhodneného balíčka je špecifikované v odkaze.

## Green & Clean SK

- Dezinfekčná **pena pre povrchy citlivé na alkohol**.
- Vhodné na plochy a povrchy lekárskeho prístrojov, napr. kožené a koženkové potahy, rukoväte stomatologických jednotiek.
- Remanentné účinky bránia okamžitému opakovanému osídleniu vzduchom sa pohybujúcimi choroboplodnými zárodkami – zostáva aktívna ešte 30 minút od aplikácie a v tejto dobe ešte stále ničí baktérie, ktoré prídu do styku s ošetrovaným povrchom.
- Rýchla doba pôsobenia - iba 1 minútu.
- Spektrum účinnosti - HBV, HIV, HCV, baktericídne, fungicídne.
- Účinné látky: štvormocné zlúčeniny amoniaku.
- Bez obsahu aldehydov, fenolov a fostátov.

**ZĽAVA**
**33%**
**AKCIA**

Pri nákupe 5 l kanistra G&amp;C SK získate

**ZADARMO**

postrekovú fľašu (4101093).


 750 ml + rozprašovač | ~~29,70 €~~ | obj. č. 4101090

**26,80 €**

 5 l | ~~87 €~~ | obj. č. 4101091

**58,10 €**

## Green & Clean MK/MT

- **Green&Clean MK/MT** sú extra veľké dezinfekčné obrúsky určené na dezinfekciu väčších povrchov zdravotníckych pomôcok. Predstavujú praktické riešenie pre každodenné použitie v ordinácii, kde je potrebné rýchlo, pohodlne a dôkladne ošetriť väčšie pracovné plochy a exponované povrchy.
- Obrúsky o rozmere **290 × 270mm** sú vhodné na použitie s prípravkom **Green&Clean SK alebo SD** a slúžia na bezalkoholovú dezinfekciu povrchov citlivých na alkohol.

**AKCIA**

Pri nákupe GREEN&amp;CLEAN MK/MT 70 wipes, 6 ks získate

**ZADARMO**
**GREEN&CLEAN MK/MT dispenser 70 wipes.**

 Green & Clean MK/MT 6x 70 ks suchých utierok | ~~125,20 €~~ | obj. č. 4101097

**117,90 €**

Green &amp; Clean MK/MT vedro na 70 suchých utierok | obj. č. 4101096

**23,60 €**

## Green & Clean SD

- **Green&Clean SD** je hotový dezinfekčný prípravok v spreji určený na rýchlu dezinfekciu väčších povrchov zdravotníckych prostriedkov odolných voči alkoholu. V ordinácii predstavuje praktické riešenie pre situácie, kedy je potrebné zaistiť spoľahlivú a rýchlu dezinfekciu ošetrovacích plôch a ďalších exponovaných povrchov v krátkom čase a bez nutnosti ďalšej prípravy.

**ZĽAVA**
**33%**
**AKCIA**

Pri nákupe 5 l kanistra získate

**ZADARMO**

postrekovú fľašu (4103782).


 5 l | ~~100,80 €~~ | obj. č. 4103781

**67,10 €**

## CaviCide

- Postreková dezinfekcia povrchov na báze alkoholu.
- Kompatibilná s väčšinou povrchov, baktericídna a virucidná účinnosť.
- Používa sa neriedená.


**ZĽAVA**
**20%**

 700 ml | ~~18,30 €~~ | obj. č. 100022

**14,60 €**

 5 l | ~~71,60 €~~ | obj. č. 100023

**60,90 €**

## Steribox nádobka

- Sterilizačný box pre malé predmety.
- Praktický pre brúsky, diamanty atď.
- Viečko s otvorom.
- Vyberateľný kôš pre jednoduché opláchnutie obsahu.


 1 ks | ~~10,50 €~~ | obj. č. 410036

**9,30 €**

## SR Nexco

- Svetlom tuhnuce laboratórne kompozitum ponúka prirodzený vzhľad, toleranciu voči sile vrstvy a flexibilnú polymerizáciu.
- Mikro-opalescentné plnivá umožňujú dosiahnuť konzistentný odtieň aj v obmedzených priestoroch.
- Odolné.
- Stálosť odtieňov a dlhodobý lesk.
- Vhodné predovšetkým na protetické náhrady so základnou konštrukciou zhotovené z kovu, ZrO<sub>2</sub> aj bez nej a použitie zahŕňa aj umelé dasná.
- Indikácia: na základných konštrukciách - čiastočné a celkové fazety, protetické časti dasien pri implantologických supraštruktúrach, bez základných konštrukcií - inleje, onleje, fazety, frontálne korunky, individualizácia živcových prefabrikovaných zubov.



liner / margin - 2 ml | obj. č. 8816C **32,60 €**

opaquery - 2 ml | obj. č. 8816OA1 **34,80 €**

dentin / incisal 2,5 g | obj. č. 8816DA1 **29,20 €**

**AKCIA**

**3 + 1\***

## Soft E.V.A. fólie

- Fólie na výrobu bieliacich foriem, na výrobu fluoridových lyžičiek a tenkých, mäkkých ochranných dlah proti bruxizmu.
- Fólia je ľahko tvarovateľná, mäkká, priehľadná a upraviteľná.
- Rozmery: 125 x 125 mm, k dispozícii v hrúbkach: 1,0 mm, 1,5 mm a 2,0 mm.
- Balenie 25 ks.



.040 (1,0 mm), 25 ks | obj. č. 541017

**54,90 €**

.060 (1,5 mm), 25 ks | obj. č. 541037

**96,60 €**

.080 (2,0 mm), 25 ks | obj. č. 541026

**101,70 €**

.120 (3,0 mm), 25 ks | obj. č. 541033

**115,90 €**

## Plastavac P7

- Ekonomický prístroj na vákuové tvarovanie fólií so vstavanou vývevou pre tvorbu vákuu.
- Vhodný pre všetky indikácie, vyrobíte s ním: chrániče zubov, matrice pre kompozitné živice, dočasné korunky a mostíky, ortodontické šablóny a dlahy, individuálne fluoridačné lyžice, chirurgické šablóny, zhryzové dlahy, ochrany pri bruxizme, nosiče pre bielenie a ďalšie.
- Vhodný pre **guľaté aj štvorcové fólie rôznej hrúbky**.
- Umožňuje **obojustranné nahrievanie**.
- Automaticky spúšťaná, vstavaná vákuová pumpa **s motorom o výkone 1 400 W**.
- Hmotnosť: 5,4 kg, Rozmery: 24 x 27 x 19 cm.

Plastavac P7 | ~~565,20 €~~ | obj. č. 910369

**528,20 €**

Náhradné perly, 250 g | obj. č. 9103691

**23,10 €**

## IPS E.MAX CERAM / STYLE / INLINE

- **IPS Style® Ceram** – prvý keramický materiál v histórii, ktorý obsahuje patentované kryštály oxyapatitu.
- **IPS e.max Ceram** je fluorapatitová sklokeramika určená pre vysoko estetické vrstvenie a individualizáciu výplní z lítium-disilikátovej sklokeramiky IPS e.max a oxidu zirkónia.
- **IPS InLine Dentin** je metalokeramický systém navrhnutý pre jednoduchú manipuláciu a efektívnu prácu. Vďaka kompatibilitě s najpoužívanejšími dentálnymi zliatinami je vhodný pre analógové aj digitálne pracovné postupy.



IPS Style Ceram Dentin 20 g | obj. č. 8945POB1

**49,50 €**

IPS e.max Ceram Dentin 20 g | obj. č. 8941DC1

**65,60 €**

IPS InLine Dentin 20 g | obj. č. 89410B2

**33 €**

**AKCIA**

**3 + 1\***

## Splint

- Fólie na výrobu bieliacich foriem, na výrobu tenkých dláh, pre ortodontické použitie.
- Priehľadná, tenká fólia so živcovou materiálovou adhéziou, ak je prehriata, ľahko buble.
- Rozmery: 125 x 125 mm, k dispozícii v hrúbkach: 1 mm, 1,5 mm a 2 mm.
- Pracovný postup: Zahrejte, kým sa fólia neprehne o 12 mm.
- Vytvarujte vákuom a nožnicami upravte.
- Balenie 50 ks.



0.40, 50 ks | obj. č. 541038

**106,70 €**

0.60, 50 ks | obj. č. 541024

**138,30 €**

0.80, 50 ks | obj. č. 541025

**178,90 €**



\* Akcia platí iba od 1.5. do 31.5.2026

### OrthoSpace kefka

- Špeciálna kefka pre ortodontických pacientov kombinujúca klasickú kefku so štetinami v tvare V a jednozávkovú kefku.



1 ks | **1,80 €** | obj. č. 430066

**1,60 €**

100 ks | **164,70 €** | obj. č. 430066X

**141,90 €**

### Ortho kefka na cesty

- Špeciálna ortodontická kefka so štetinami v tvare V.
- Zaisťujú dokonalú hygienu Vašich pacientov kedykoľvek mimo domova.
- Vďaka praktickému puzdru sú štetiny chránené pred deformáciou.
- Nesmie chýbať v žiadnom batohu ani kabelke.




1 ks | **1,60 €** | obj. č. 430057

**1,40 €**

### Euroform ocelové

- Klasické EUROFORM oblúky z nerezovej ocele.
- **Okrúhle oblúky** v 5-tich priemeroch: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
- **Obdĺžnikové oblúky** v 6-tich veľkostiach: .016 x .016 / .016 x .022 / .017 x .025 / .018 x .025 / .019 x .025 / .021 x .025.



okružle - 100 ks | **59,70 €**  
obj. č. 43005D1


**50,70 €**

obdĺžnikové - 100 ks | **13,60 €**  
obj. č. 43006D1

**11,40 €**

### Separáčne gumičky

- Vysoko elastické separáčne gumičky zaisťujú jemnú permanentnú silu, ktorá vytvorí interproximálny priestor pred umiestnením molárových krúžkov.
- Farba: modrá.



80 ks | **8,80 €** | obj. č. 4300181

**7,40 €**

### Function appliance boxes

- Výnimočne pevné a odolné krabičky pre funkčné náhrady s hĺbkou 3,82 cm.
- Farby bežné: čierna (č.0), modrá (č.1), zelená (č.2), oranžová (č.3), červená (č.4), žltá (č.5), fialová (č.6) a ružová (č.7).
- Farby perleťové: čierna (č.0), modrá (č.1), červená (č.4), fialová (č.6) a ružová (č.7).



Function appliance box - 1 ks | **2,50 €** | obj. č. 4300420

**2,20 €**

### Fuji Ortho LC

- Svetlom tuhúci skloionomérený cement pre fixáciu ortodontických krúžkov a brekiet.
- **Balenie 1-1 obsahuje:** 15 g prášku, 7 g tekutiny a príslušenstvo.



set 1-1 | **177,90 €** | obj. č. 530073

**139,50 €**

kapsule 50 ks | **238,20 €** | obj. č. 530079

**188,30 €**

### Injekčné ihly Medoject

- Injekčné ihly Medoject sú nerezové jednorazové sterilné ihly potiahnuté silikónom pre hladkú penetráciu.

**ZĽAVA**  
**33-44%**



0,50 x 25 mm, oranžové - 100 ks, exp. 12/2026  
~~5,20 €~~ | obj. č. 300016CH **2,90 €\***

0,50 x 20 mm, oranžové - 100 ks, exp. 10/2026  
~~5,20 €~~ | obj. č. 300017 **3,50 €\***

### Transcend

- Nanohybridný kompozit na báze Bis - GMA.
- Unikátny Ultradent's RPM technológia-chameleón efekt s vynikajúcimi optickými a fyzikálnymi vlastnosťami.
- Odtieň **Universal Body** splynie s okolitým zubom/ zubmi. Umožňuje použiť **iba 1 odtieň**

**ZĽAVA**  
**56%**



striekačka 4 g - UB, exp. 7/2026 | ~~91 €~~ **39,90 €\***  
obj. č. 504733

### TheraBase Ca

- TheraBase Ca je samoadhezívna báza/ liner s duálnym tuhnutím, uvoľňujúca vápnik.

**ZĽAVA**  
**45%**



8 g + 15 kanýl, exp. 8/2026 | ~~169,90 €~~ **93 €\***  
obj. č. 530061

### Futar D Fast

- Extrémne pevná, minimálne elastická A-silikónová odtlačková hmota na registráciu zhryzu.

**ZĽAVA**  
**35%**



2x 50 ml, exp. 11/2026 | ~~69 €~~ | obj. č. 540091 **45 €\***

### Futar D

- Injikovateľný elastomérny materiál s prídavnou polymerizáciou záznamu zhryzu, určený na získanie presných záznamov o zhryze.

**ZĽAVA**  
**35-38%**



2x 50 ml + 6 kanýl, exp. 10/2026 | ~~69 €~~ **43 €\***  
obj. č. 540096

2x 50 ml + 6 kanýl, exp. 12/2026 | ~~69 €~~ **45 €\***  
obj. č. 540096

### Twix - držiak RTG

- Držiak RTG snímok pre bite-wingové a aj perapikálne pozície.
- Pevné a komfortné uchopenie medzi zuby zaisťuje dokonalé snímky.

**ZĽAVA**  
**53%**



200 ks | ~~23 €~~ | obj. č. 581240 **10,90 €\***

### FaciForm

- Prefabrikované transparentné matrice pre ľahké modelovanie kompozitných fazetových plôch.

**ZĽAVA**  
**45%**



č. 13 - 8 ks | ~~11,90 €~~ | obj. č. 5800213 **6,50 €\***

č. 23 - 8 ks | ~~11,90 €~~ | obj. č. 5800223 **6,50 €\***

### Okludor

- Jednoduchý okludor, ktorý slúži k orientácii modelov chrupu do správneho vzájomného postavenia.

**ZĽAVA**  
**57%**



veľký - č. 1, 1 ks | ~~7,50 €~~ | obj. č. 9100151 **3,20 €\***

### SDI Stela Capsule

- Stela je inovatívny vysoko účinný, samotuhňúci kompozit.
- Capsule Intro Kit:** 10x kapsule, 5 ml Primer, 15x mikroaplikátor Superfin

**ZĽAVA**  
**63%**



Capsule Intro Kit, exp. 9/2026 | ~~132,80 €~~ **49 €\***  
obj. č. 5100951

### PermaSeal

- Svetlom tuhnuca, neplnená živica na báze metakrylátu.
- Redukuje mikrošpáry a obmedzuje možnú kontamináciu.

**ZĽAVA**  
**41%**



2x 1,2 ml + 10 kanýl, exp. 11/2026 | ~~82 €~~ **48 €\***  
obj. č. 501013

### FD 360 na potahy kresiel

- Čistiaca tekutina s postrekovačom na čistenie hlbokých pórov a starostlivosť o povrchy z umelej kože.
- Čistí aj silne znečistené vyšetrovacie kreslá a udržuje ich v perfektnom stave.

**ZĽAVA**  
**17%**



500 ml, exp. 2/2027 | ~~54 €~~ | obj. č. 410343 **45 €\***

### Nástroj Hu-Friedy Margin Trimmer

- Drezávač okrajov používaný na vytvorenie správneho skosenia okrajov.

**ZĽAVA**  
**30%**



MT29H - 1 ks | ~~80,10 €~~ **55,90 €\***  
obj. č. 5911692

## DISPENSER - applicator brushes

- Dvojitý dávkovač na jednorázové aplikačné tyčinky.
- Dve samostatné komory umožňujú naplniť dvoma rôznymi typmi tyčiniek.

**ZĽAVA**  
**31%**



1 ks | ~~79 €~~ | obj. č. 582244

**54,90 €\***

## V2 ortho kefka

- Špeciálna ortodontická kefka kombinujúca 2 kefky v jednom za skvelú cenu.
- Jedna koniec kefky má štetiny do tvaru V.
- Druhý koniec kefky tvorí interproximálnu kefku na čistenie pod drôti a okolo brekiet.



**ZĽAVA**  
**63%**

1 ks | ~~1,90 €~~ | obj. č. 430038

**0,70 €\***

## Ultrazvukový hrot Beyes pre KaVo

- Hrot na odstraňovanie zubného kameňa, kompatibilný s KAVO.
- Jemné čistenie vaškov počas parodontálnej liečby.



**ZĽAVA**  
**56%**


scaling 61 - 1 ks | ~~50 €~~ | obj. č. 591UL2218

**22 €\***

## Predlžovacie rameno

- **Predlžovacie rameno** o dĺžke 20 cm, umožňuje otáčanie poličky a jej variabilné umiestnenie.

**ZĽAVA**  
**52%**




biele - 1 ks | ~~74,90 €~~ | obj. č. 5941562

**35,90 €\***

## SlimLine Analog Ball a Fix

- Analóg poskytuje repliku, ktorá ukazuje presnú polohu implantátu pacienta.

**ZĽAVA**  
**34%**



Type 17,3 - 1 ks | ~~21 €~~ | obj. č. IANF2015

**13,90 €\***

## NavíTip kanyly 29G

- Ohybné kanyly z nerezovej ocele ľahko prejdú zakrivenými kanálkami.

**ZĽAVA**  
**35%**




29G, sortiment - 20 ks | ~~77 €~~ | obj. č. 505116

**49,90 €\***

## LM Amdent koncovka

- Ultrazvuková koncovka: EN-2

**ZĽAVA**  
**50%**



EN-2, 1 ks | ~~191,40 €~~ | obj. č. 593202

**95,90 €\***

## Zavádzač retrakčných vlákien

- Obojstranný nerezový nástroj určený na umiestňovanie retrakčného vlákna okolo zuba.
- Štruktúrovaná rukoväť pre pohodlný neklzávy úchop.

**ZĽAVA**  
**37%**

pre frontálny úsek - 1 ks | ~~51 €~~ | obj. č. 151560516

**32 €\***



## Nástroj na výplne

- Nástroj na výplne č. 1, 4 mm

**ZĽAVA**  
**77%**



1 ks | ~~51 €~~ | obj. č. 151513210

**11,90 €\***

## Turbo Set 90 – fľaša plyn

- Špeciálna zväracia minisúprava určená pre drobné zväracie a spájkovacie práce.
- Výhodou je prenosné prevedenie súpravy s použitím fliaš plynu a kyslíka s malým obsahom.

**ZĽAVA**  
**47%**



fľaša plyn - 1 ks | ~~15,90 €~~ | obj. č. 920162P

**8,50 €\***

## Prophy kefka na mandrelu

- Kerr Hawe Prophy štetce s bielymi štetinami, bežné, na zacvakávací spôsob, určené na profylaxiu.

**ZĽAVA**  
**27%**



30 ks | ~~39,90 €~~ | obj. č. 5650201

**29 €\***

## Miešacia kanyla Ultradent

- Kanyla, ktorá mieša a nanáša v jednom kroku.
- Kanyly pre Ultra Temp REZ, EndoREZ a PermaFlo DC.

**ZĽAVA**  
**46%**



miešacie kanyly - 20 ks | ~~39 €~~ | obj. č. 505920

**20,90 €\***

Vážení priatelia dobrodružstva,

opäť ste sa našim magazínom prečítali až k tomu najlákavejšiemu – k cestám, zážitkom a miestam, ktoré človeka na chvíľu vytrhnú z bežného života. Pracovné veci máme okolo seba neustále, ale diaľky, exotiku, horský vzduch, more a krajiny, na ktoré sa nezabúda, tie si musíme dopriať vedome. Tak sa podte zasnívajte a treba si povedať: tam chceme.

Pred pár dňami sme sa vrátili zo zájazdu do Čile, Patagónie a na Veľkonočný ostrov. Bola to cesta ďaleká, exotická, miestami náročná, ale hlavne nezabudnuteľná. Ešte teraz vstrebávame všetky tie miesta, výhľady, fotografie aj zážitky. Škoda, že ste tentoraz nejazdili s nami. Ale nevádi – možno to vyjde nabudúce.

Na leto ponúkame našu osvedčenú rakúsku stálicu – pobyt v horskom Bad Kleinkirchheime, kde si termín aj dĺžku pobytu môžete zvoliť podľa seba. Milovníkom hôr a výnimočných krajín sme pripravili Tadžikistan s panorámami Pamíru a legendárny Pamír Highway, jednou z najvyššie položených ciest sveta. Október môže patriť Nepálu – Káthmandú, Bhaktapur, Pokhara s výhľadmi na Annapurnu, kratší trek do hôr, rafting na rieke Trishuli aj safari v Chitwane. A pre záujemcov tiež možnosť vyhládokového letu k Everestu. Skutočným klenotom záveru roka Ekvádor s Galapágami – miesto, kde príroda prekvapuje každý deň a kde človek znova objavuje, aký úžasný svet okolo nás je.

A rodí sa už aj rok 2027. Začneme plavbou po Tichom oceáne, v marci by sme mohli vyraziť do Mexika, v apríli na Seychely, v máji do Japonska a Kórey, v septembri do Mongolska a v októbri nás čaká skutočná perla – plavba cez Fidži, Samou, Cookove ostrovy, Bora Bora, Raiateu, Mooreu a Papeete.

Tak podme spoločne písať ďalšie príbehy sveta. Teším sa, že sa na niektoej z ciest stretne.



### PREČO CESTOVAŤ S NAMI?

Cestovanie je o zážitkoch, inšpirácii a poznaní. A my v Hu-Fa Dental a.s. to vieme už dlho. Už v roku 1996 sme rozšírili naše aktivity a založili cestovnú kanceláriu špecializovanú na medzinárodné stomatologické kongresy, semináre a odborné expedície pre stomatológov a zubných technikov. Spájame profesijný rast s cestovateľským dobrodružstvom – a každú cestu stavíme tak, aby bola výnimočná, exotická a plná inšpirujúcich zážitkov.

- Odborné zájazdy – uznateľné ako daňovo odpočítateľná položka
- Kompletne podklady na vyúčtovanie – vždy konzultované s daňovými poradcami
- Starostlivý výber destinácií a odborných tém každej výpravy
- Spolupracujeme s preverenými partnermi v jednotlivých krajinách
- Flexibilita odletov – Praha, Viedeň, Budapešť alebo nadväzná spoje podľa prania, rovnako tak kategórie leteniek podľa Vášho prania – business, premium economy
- Nepretržitá podpora – český sprievodca k dispozícii 24 hodín denne po celú dobu zájazdu.
- Nové cestovné poistenie s Ergo Cestovná Poistovňa - už si nemusíte sami zaistiť CP, radi všetko vybavíme za Vás.

Sme jediná dentálna spoločnosť v Českej republike, ktorá vlastní koncesovanú licenciu cestovnej kancelárie. S nami cestujete bezpečne, profesionálne a s istotou, že o Vás bude postarané – odborne aj ľudsky. Pridajte sa k nám. Objavujte svet. Vzdelávajte sa. Zažite výnimočné.

## CESTA TADŽIKISTÁNOM

Tajomný Pamír

**Termín:** 9. - 18. septembra 2026 (10 dní)  
**Doprava:** letecky, miestne - buchanky/UAZy  
**Ubytovanie:** starostlivo vybrané hotely ... mnohokrát najlepšie na celej trase, polpenzia/plná penzia  
**Nenechajte si ujsť:** vysokohorské panorámy, dobrodružstvo na druhej najvyššej ceste sveta, Pamír

**Cena:** 3 159 € (vrátane poplatkov)

**Predstavte si cestu, kde každý kilometer znamená zážitok - a kde sa krajina nedá skrotiť, len obdivovať.** Pamírska diaľnica M41 vás vezme mimo mapu bežných trás do sveta drsnej krásy, ticha a obrovských horizontov. Pôjdete srdcom Pamíru, medzi zasneženými štítmi a vysokohorskými pláňami, kde sa nebo zdá na dosah ruky a vzduch chutí slobodou. Táto legendárna magistrála patrí k najvyššie položeným cestám sveta a právom má povest' cesty, ktorá mení perspektívu. Nečakajte „pekné výhľady“ – čakajte surovú nádheru, ktorá vás pohltí a nepustí. Pamír nie je len destinácia. Je to výprava, na ktorú sa nezabúda.



## EKVÁDOR & GALAPÁGY

Vydajte sa na cestu, ktorá prebudí vášho vnútorného objaviteľa

**Termín:** 18. novembra – 4. decembra 2026 (17 dní)  
**Doprava:** letecky/jeep/autobusom  
**Ubytovanie:** starostlivo vybrané hotely s polpenziou  
**Nenechajte si ujsť:** Quito (UNESCO), pozorovanie ružových delfínov (NP Cuyabeno), vodopád Pailón

**Cena:** 8 169 € (vrátane poplatkov)

**Ekvádor, krajina na rovníku, kde sa stretáva drsná krása Ánd s tajomstvom amazonského pralesa, ponúka množstvo dobrodružstiev.** Čakajú vás výstupy na úpätie majestátnych sopiek, stretnutie s indiánskymi komunitami aj prechádzky koloniálnymi mestami, kde sa mieša španielske dedičstvo s autentickou latinskoamerickou energiou. A potom príde vrchol - Galapágy. Ostrovy, ktoré si zachovali tvár sveta, ako vyzeral pred miliónmi rokov. Každý deň priniesie nové objavy: plávanie s tuleňmi a morskými korytnačkami, pozorovanie leguánov, terejov či tučňiakov v ich prirodzenom prostredí, výstupy na sopečné krátery a kúpanie v lávových lagúnach. Tu ste hosťom v ríši prírody, ktorá vás prijme s otvorenou náručou - a pritom vám ukáže svoju divokosť aj krehkosť.




# NEPÁL

Himalájske kráľovstvo a jeho divoká krása

**Termín:** 10. - 23. októbra 2026 (14 dní)  
**Doprava:** letecky  
**Ubytovanie:** 4-5\* hotely & lodge s polpenziou/plnou penziou  
**Nenechajte si ujsť:** nezabudnuteľné scenérie lemujúce celú trasu zájazdu  
**Cena:** 4 409 € (vrátane poplatkov)

**Nechajte sa uniesť do zeme, kde sa sny stávajú skutočnosťou.** Nepál, to sú zasnežené vrcholky Himalájí, tajomná atmosféra budhistických kláštorov a srdečnosť miestnych ľudí. Vydajte sa s nami na cestu, ktorá pohladí vašu dušu a zanechá vo vás hlboký dojem. Prejdite sa po trhoch s korením a ručne vyrábanými suvenírmi, ochutnajte tradičné nepálske špeciality a nechajte sa očariť krásou himalájskej prírody.



# PLAVBA TICHÝM OCEÁNOM

Nekonečný svet ostrovov, kultúr a príbehov

**Termín:** 6. - 23. februára 2027 (18 dní)  
**Doprava:** letecky, loďou  
**Ubytovanie:** Singapur - M Hotel 4\*, Norwegian Jade  
**Nenechajte si ujsť:** Thajsko (Ko Samui + Bangkok), Vietnam (Ho Chi Minh City), Brunej (Muara), Borneo (Kota Kinabalu), Filipíny (Puerto Princesa + Coron), Hong Kong  
**Cena:** 6 309 €

**Jedna cesta, množstvo tvárí Ázie - a váš hotel vás nikdy neopustí. Vyplávame zo živého Singapuru, kde sa budúcnosť stretáva s tropickou exotikou.** A potom? Každý deň iná krajina, iná vôňa, iný príbeh, žiadne presuny, žiadne balenie kufrov. Na Ko Samui sa vrhnete do tyrkysového mora, vychutnáte si kokosovú vodu pod palmami a pocítite, čo znamená pravý tropický raj. V Bangkoku sa ponoríte do ruchu mesta, kde sa zlaté chrámy striedajú s uličkami plnými života. Ho Chi Minh City vás zavedie do srdca Vietnamu - kaviarne, história a nezabudnuteľná atmosféra. Krajina zlatých mešít - Brunej - Muara - vám ukáže svoju kráľovskú tvár, zatiaľ čo na Borneu - Kota Kinabalu ochutnáte divokú prírodu a dych vyrážajúce západy slnka nad oceánom. Potom už len raj Filipín, krištáľovo čisté lagúny Puerto Princesa a Coron, kde svet spomalí a vy zostanete len vy, príroda a nekonečný pokoj. Na záver vás pohltí pulzujúci Hongkong, mesto, ktoré nikdy nespí a ponúka tisíce zážitkov na dosah ruky. Jedna plavba, tisíc dobrodružstiev - a luxusná loď, ktorá vás sprevádza celú cestu.



# MEXIKO

Medzi mayskými pokladmi a karibským pobrežím

**Termín:** 15. - 26. marca 2027 (12 dní)  
**Ubytovanie:** starostlivo vybrané hotely s polpenziou/all inclusive  
**Nenechajte si ujsť:** Mexico City, Teotihuacán, Uxmal, Chichén Itzá, Valladolid, Cobá, Riviera Maya  
**Cena:** bude upresnená

**Mexiko je krajinou veľkých kontrastov, silných farieb a mimoriadnej atmosféry.** Tento zájazd Vás prevedie od živej metropoly cez vznešené dedičstvo mayskej civilizácie až po pokoj a krásu karibského pobrežia. Starostlivo zostavený program prepája ikonické miesta s autentickými zážitkami a komfortným zázemím. Každý deň prináša inú tvár Mexika, napriek tomu cesta pôsobí harmonicky a prirodzene. Je to pozvánka do zeme, ktorá vie okúzliť veľkoleposťou aj detailmi.



# SEYCHELY

medzi žulovými útesmi a tyrkysovým oceánom

**Termín:** apríl 2027  
**Ubytovanie:** Story Seychelles s all inclusive  
**Nenechajte si ujsť:** biele pláže, blankytné more a pokoj  
**Cena:** bude upresnená

Seychely sú miestom, kde sa tropická krása stretáva s pokojom, eleganciou a jedinečnou atmosférou Indického oceánu. Čakajú Vás ostrovy s bielymi plážami, žulovými útesmi, priehľadným morom a bujnou zeleňou, ktoré pôsobia takmer neskutočne. Táto cesta bude pozvánkou do sveta, kde sa spomaľuje čas a každý deň prináša priestor na odpočinok aj objavovanie. Seychely ale nie sú len symbolom exotiky a relaxácie – očarí aj svojou prírodou, kreolskou kultúrou a nenúteným pôvabom. Je to destinácia pre tých, ktorí chcú prežiť dovolenku v prostredí, na ktoré sa nezabúda.



# JAPONSKO A JUŽNÁ KÓREA

cesta do srdca východnej Ázie

**Termín:** máj/jún 2027  
**Ubytovanie:** starostlivo vybrané hotely s raňajkami/polpenziou  
**Nenechajte si ujsť:** Tokio, Nikkó, Kjóto, Nara, Soul, demilitarizovaná zóna, Kjongdžu, Pusan, cestovanie rýchlovlakmi  
**Cena:** bude upresnená

Japonsko a Južná Kórea predstavujú dve fascinujúce tváre východnej Ázie – krajiny, kde sa tisícročná tradícia prirodzene prelína s moderným svetom. Čaká Vás cesta plná kontrastov, od historických chrámov, záhrad a starých štvrtí až po pulzujúce veľkomestá, špičkové technológie a súčasnú kultúru. Obe krajiny ponúkajú mimoriadne silnú atmosféru, vycibrenú estetiku i osobitý spôsob života, ktorý stojí za to poznať na vlastné oči. Tento zájazd bude pozvánkou do sveta, ktorý dokáže prekvapiť svojou harmóniou, energiou aj zmyslom pre detail.



Darčeky

Ďakujeme za Vaše objednávky



obnovujúci alebo upokojujúci  
krém Indulona  
**nad 160 €**  
9999989 a 9999988



krébké maslové sušienky  
v plechovej dóze, 114 g  
**nad 160 €**  
9998695 a 9998697



oblíbené a chutné Xylitolové  
žuvačky v príchuťi zelený čaj  
**nad 160 €**  
5980265



praktická šnúra na  
telefón cez rameno  
**nad 200 €**  
9999976



mydlo na ruky  
so soľou z Mŕtveho mora  
**nad 200 €**  
9999966



Endostar Unique S-File set  
**nad 200 €**  
59161225A



bavlnené ponožky  
pre stomatológov  
**nad 280 €**  
9999983-5



pohodlná športová  
čelenka Opalescence  
**nad 320 €**  
9999927



oblíbená bieliaca pasta  
Opalescence, 133 g  
**nad 560 €**  
500401D

Darčeky sú dostupné do vypredania zásob.

## obchodní zástupcovia SR



Nitriansky a Trnavský kraj

**Ivan Brunclík**  
obchodný zástupca  
mob.: 0903 / 534 688  
e-mail: ibrunclik@gmail.com



Trenčiansky kraj

**Martina Maras**  
obchodný zástupca  
mob.: 0903 / 557 282  
e-mail: martinka.borovska@gmail.com



Košický a Prešovský kraj

**Mária Vilmošová**  
obchodný zástupca  
mob.: 0907 / 976 246  
e-mail: vilmosovamarika@gmail.com



Košický a Prešovský kraj

**PaedDr. Miroslav Čorej**  
obchodný zástupca  
mob.: 0905 / 663 828  
e-mail: miro.corej@gmail.com



Žilinský kraj

**MVDr. Janka Jedináková**  
obchodný zástupca  
mobitel: 0907 / 966 311  
e-mail: jedinakova.jana@gmail.com



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

**Erika Čísecká**  
obchodný zástupca  
mob.: 0910 / 959 741  
e-mail: cisecka.e@atlas.sk



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

**Peter Čísecký**  
obchodný zástupca  
mob.: 0911 914 667  
e-mail: cisecky.p@atlas.sk




Telemarketing Čadca

**Miroslava Hargašová**  
e-mail: hargasova@hufa.sk  
tel.: 041 / 432 61 50  
mob.: 0903 / 514 814  
mob.: 0904 / 999 432



**Mária Prengelová**  
e-mail: prengelova@hufa.sk



Telemarketing Bratislavský kraj

**Andrea Vojvodíková**  
obchodný zástupca  
mob.: 0948 / 335 190  
e-mail: vojvodikova@hufa.sk

Produkty uvedené v tomto časopise sú zdravotníckymi prostriedkami.  
Čítajte starostlivo návod na použitie a informácie o bezpečnom používaní,  
vrátane úplného určeného účelu, ktoré nájdete na stránkach  
www.hufa.sk



# myErgo by Univet: Vidieť viac, pracovať lepšie

UNIVET

Lupové okuliare myErgo spájajú precíznu optiku s elegantným unisex dizajnom. Sú navrhnuté pre každodennú prácu všetkých, ktorí hľadajú väčšiu istotu, dokonalý detail a prirodzenú ergonómiu bez kompromisov.

Dva systémy, jedna filozofia: Vyberte si medzi Galilejským alebo Ergo systémom presne podľa svojho štýlu práce a potrebného zväčšenia.

Ergonómia v hlavnej úlohe: Ergo systém aktívne napomáha správne držanie tela a výrazne znižuje únavu aj pri dlhých a náročných zákrokoch.

Váš vstup do sveta profesionálnej optiky: Praktické a dostupné riešenie, ktoré predstavuje ideálne prvé zoznámenie s lupovými okuliarmi, ale svojimi kvalitami plne uspokojí aj skúsených užívateľov.

## Galilejský systém | Spoľahlivosť pre každý deň

Praktické riešenie pre rutinné výkony, ktoré vyžadujú ostrý obraz a jednoduchú orientáciu v pracovnom poli. Je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú kvalitné zväčšenie **bez nutnosti zložitej adaptácie.**

- **Využitie:** Perfektné pre dentálnu hygienu, diagnostiku a konzervačné ošetrovanie.
- **Hlavné výhody:** Skvelý pomer výkonu a dostupnosti, vysoký pracovný komfort.
- **Zväčšenie:** 2,5x | 3,0x
- **Cena:** od 1 009 €

## Ergo optika | Precíznosť bez únavy

Navrhnutá pre náročné výkony v detaile, kde je kľúčová maximálna presnosť. Unikátna konštrukcia binokulárov **umožňuje úplne vzpriamené a prirodzené držanie hlavy**, čím zásadne šetrí vašu krčnú chrbticu.

- **Využitie:** Špičková kontrola nad pracovným polom v endodoncii, chirurgii a mikrochirurgii.
- **Hlavné výhody:** Jasný a čitateľný obraz aj pri vysokom zväčšení, stabilita a špičková ergonómia.
- **Zväčšenie:** 3,5x | 5,0x | 6,2x
- **Cena:** od 2 079 €

## Dostupné rámy myErgo

Univerzálne rámy plne kompatibilné s oboma optickými systémami.



### SOHO | Minimalistický štýl

Decentný okrúhly rám pre milovníkov elegancie a čistých línií. Subtílna konštrukcia, ktorá zbytočne nezaťažuje a podčiarkuje jemnejšie rysy tváre.

- **Farby:** Sivá | Zlato-ružová | Fialová



### REGENT | Nadčasová sila

Moderný obdĺžnikový profil, ktorý dáva tvári jasne definovaný charakter. Pevnejšia konštrukcia zaručujúca maximálnu stabilitu optiky po celý deň.

- **Farby:** Čierna | Polnočná modrá | Burgundy



Detailné informácie  
nájdete TU:  
[bit.ly/myErgoS](https://bit.ly/myErgoS)



## LYNX PRO

**Bezkonkurenčná presnosť  
s najostrejším svetlom.  
V súlade s modrým svetlom.**

**Farebná teplota:** 5700 K  
**Jas:** 50 000 luxov  
**Životnosť batérie:**  
40 hodín / až 9 hodín  
pri plnom výkone.  
**Hmotnosť svetlometu:** 15 g



[sdu.sk/Sps2P](https://sdu.sk/Sps2P)



Výhradný dovozca v ČR i SR

Pre výber lupových okuliarov a vhodného zväčšenia s osvetlením presne pre vás, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo nášho produktového špecialistu: Andrea Vojvodiková, 0948 335 190, [vojvodikova@hufa.sk](mailto:vojvodikova@hufa.sk)