

OPTRAGATE 2

Sleva **28%** |19

DENTAPEN

Sleva **15%** |20

SPEEDEX

Sleva **35%** |23

DXP CLAVE

Záruka **5 LET!** |25


EKVÁDOR/GALAPÁGY

V říši ohně a oceánu |28


DT Light Post Illusion X-RO

Kořenové čepy s barevnou změnou

- dvojité kónický tvar pro šetrnější preparaci kořenového kanálku
- modul elasticity blízký dentinu
- dobrá světelná vodivost
- vysoká rentgenkontrastnost pro snadnou kontrolu na RTG
- 4 barevně rozlišené velikosti s odpovídajícími vrtáčky:
 - černé ○ - 1,25/0,8 mm
 - červené ● - 1,40/0,9 mm
 - žluté ● - 1,80/1,0 mm
 - modré ● - 2,20/1,2 mm
- **patentovaná technologie Illusion:** zbarvení při tělesné teplotě mizí, ale lze jej znovu zvýraznit při reendodontickém ošetření
- pevnost v ohybu: 1 900 MPa
- Intro kit obsahuje: 4x 5 čepů a 4 vrtáčky




22°



37°

Klinické fotky s laskavým svolením Dr. Nicolas Chelack



562024 DT Light Post XRO intro kit **157,50 €** 497,30-€

562021 DT Light Post XRO refill 10 ks **55,90 €** 69,80-€



Dental Show 2026 | 14. novembra

29. ročník

sobota

on-line

lékaři



PŘEDNÁŠEJÍCÍ:



Adomas Auškalnis, DDS, PhD
Soukromá praxe v Centre of Restorative Dentistry, klinika 8Smile, Kaunas, Litva



Dr. Amr Elwi Helal
Endodontista, mezinárodní přednášející a odborný spolupracovník v oblasti endodoncie, Abú Dhabí, Spojené arabské emiráty



MUDr. Martin Tomeček
Specialista na implantologii, estetickou a protetickou stomatologii, Dentální klinika 3DK, Praha



Vicente Lombardia
Training & Education Manager Europe, Solventum



Dr. Matías Ezequiel Scazzola
Vedoucí profesor Katedry endodoncie na Universidad del Salvador / Asociación Odontológica Argentina a také docent endodoncie na National University of the West v Buenos Aires, Argentina

PROGRAM:

08:00 – 09:00	Registrace účastníků, přihlášení do aplikace
09:00 – 11:00	Řešení abraze zubů a úprava okluze pomocí výplňových materiálů Adomas Auškalnis, DDS, PhD, Kaunas, Litva
11:00 – 11:15	Přestávka
11:15 – 12:45	Evoluce preparace kořenových kanálků bez ručních nástrojů: vyšší bezpečnost a lepší zachování tkání díky účelově cílené metalurgii Dr. Amr Elwi Helal, Spojené arabské emiráty
12:45 – 13:00	Přestávka
13:00 – 14:00	Jak má fungovat spolupráce implantologa, protetika a praktického stomatologa MUDr. Martin Tomeček, Praha
14:00 – 14:15	Přestávka

14:15 – 15:45	Úspěšný tým v zubní ordinaci: Komunikace, motivace a udržení zaměstnanců Vicente Lombardia, Solventum
15:45 – 16:00	Přestávka
15:00 – 17:30	Biomechanické endodontické rekonstrukce Dr. Matias Ezequiel Scazzola, Argentina
17:30	Závěr konference, vylosování tomboly

CENY: lékaři

Přihláška do 30. 9. 2026	Přihláška od 1. 10. 2026
člen SKZL 121 €	člen SKZL 134 €
nečlen SKZL 181 €	nečlen SKZL 199 €

CENY: studenti a absolventi*

úhrada do 30. 9. 2026	úhrada od 1. 10. 2026
91 €	101 €

* k přihlášce je nutné přiložit kopii indexu nebo diplomu

PROČ SE ZÚČASTNIT?

- zajímavá témata s předními českými i světovými přednášejícími
- poutavé přednášky pro lékaře i asistentky - přednášky běží současně
- prostor pro Vaše dotazy na jednotlivé přednášející
- 10-25% slevu pro účastníky na objednávky uskutečněné v termínu 14. - 22. 11. 2026
- bohatá tombola na závěr konference
- přístup k záznamu konference po dobu jednoho týdne
- za účast na konferenci budou uděleny kredity v rámci systému vzdělávání pro lékaře (6 kreditů)

Podrobnější informace a přihlašovací údaje pro lékaře ZDE:

bit.ly/4whaDI7



dentální hygienistky a sestřičky

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:



PhDr. Eva Žabčíková
diplomovaná zdravotní sestra



Mgr. Dušan Kraus
Diplomovaný zdravotnický záchranář s titulem magistra ošetřovatele



MDDr. Veronika Bačová Macáková
pedostomatoložka



Michal Koudelka
oblastní manažer společnosti W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH pro ČR a Slovensko



PROGRAM:

08:00 – 09:00	Registrace účastníků, přihlášení do aplikace
09:00 – 10:30	Orální zdraví u pacientů s autoimunitními onemocněními: praktické aspekty pro ošetřovatelskou praxi PhDr. Eva Žabčíková, diplomovaná zdravotní sestra
10:30 – 10:45	Přestávka
10:45 – 12:15	První pomoc a řešení urgentní stavů v ambulanci zubního lékaře Mgr. Dušan Kraus, záchranářská služba
12:15 – 12:30	Přestávka

12:30 – 14:00	Jak ošetřit dítě a nezbláznit se MDDr. Veronika Bačová Macáková, pedostomatoložka
14:00 – 14:15	Přestávka
14:15 – 15:45	Péče o nástroje v ordinaci zubního lékaře: jak správně čistit, dezinfikovat a sterilizovat – prakticky a bez zbytečné teorie Michal Koudelka, oblastní manažer W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH pro ČR a SR
15:45	Závěr konference

CENY: dentální hygienistky a sestřičky

Přihláška do 30. 9. 2026	Přihláška od 1. 10. 2026
členka 74 €	členka 81 €
nečlenka 96 €	nečlenka 105 €

Podrobnější informace a přihlašovací údaje pro dentální hygienistky a sestřičky ZDE:

bit.ly/4vGPAAs



Navigovaná & konvenční chirurgie v jenom.



Plně navigovaná chirurgie nový postup krok za krokem.



Vrtáky bez tření v naváděcím pouzdře.

- Přesnost
- Citlivost
- Všestrannost



soubory pro otevřené software pi-brånemark

Ke shlédnutí na P-I Brånemark.

Potencionální snížení teploty i uvolňování nečistot chirurgického zákroku.

Pilotní a kónické vrtáky nepřicházejí během rotace do kontaktu s chirurgickou šablonou ani naváděcím pouzdrem.



exocad DentalCAD® exoplan



SPECIALISTÉ NA KOSTNÍ CHIRURGII

RE-BONE®

BOVINNÍ KOSTNÍ NÁHRADA

- Jedná se o granulát nebo blok z přírodního bovinního materiálu, zpracovaný inovativní metodou Thermagen® při nízké teplotě.
- Výsledkem je vysoce biokompatibilní a plně resorbovatelný materiál, který podporuje množení osteoblastů až o 35%.

Dodává se v částech 0,25–1 mm, 1–2 mm, nebo jako blokový implantát.



SHELTER®

PERIKARDIÁLNÍ MEMBRÁNA

- Disponuje dvěma verzemi: Fast (*rychlá resorpce během 4–6 týdnů*) a Slow (*3–6 měsíců*), díky unikátnímu cross-linkingu Pericross®.
- Poskytuje pevnou bariéru proti měkkým tkáním, podporuje angiogenezi a je biologicky kompatibilní.
- Nabízí různé rozměry (15×20 mm až 50×30 mm) a tloušťky (0,2 – 1 mm).



ACTI-BONE®

KYSELINA HYALURONOVÁ

- Je téměř čistý hyaluronát, vyvinutý pro podporu hojení tkání v orální chirurgii.
- Zde je přehled jeho klíčových vlastností a použití:
Aplikace: Přímá na chirurgické ložisko k podpoře hojení. Může se kombinovat s RE-BONE®, vznikne tzv. „sticky bone“ (lepivá kostní hmota).
Také se dá použít spolu s SHELTER® (Fast/Slow) pro chemotaktické zvýšení efektu.
- Vysoce molekulární kyselina hyaluronová (HA), běžně se vyskytující v pojivových tkáních, klíčová pro hydrataci a regeneraci.
- HA vytváří vlhké, biologicky aktivní prostředí, podporuje buněčnou proliferaci, angiogenezi a obecně regeneraci ran – prokazatelně efektivní v orální chirurgii.





*Vybělené zuby
pomohou rozzářit
váš svět*



25%
sleva

Opalescence® PF

Bezpečné bělení bez rizika poškození zubů:

- Opalescence má pH 6,9
- Dlouhodobá výdrž vyběleného odstínu (až několik let)
- Zaručený bělicí výkon po celou dobu životnosti gelu = předvídatelná doba bělení a výsledky u většiny pacientů
- **20% vody** chrání před dehydratací zubů a návratem k původnímu odstínu
- **formula PF** (fluorid sodný a dusičnan draselný) minimalizuje citlivost při a po bělení

Příchuť: máta, meloun, bez příchutě.

Doba bělicího cyklu: v průměru **5-10 aplikací**.

1/3–1/2 stříkačky na 1 nosič

Noční bělení Opalescence® PF 10%

10 % karbamidu peroxidu

Doba 1 aplikace: **8-10 hodin/ noc**

Denní bělení Opalescence® PF 16%

16 % karbamidu peroxidu

Doba 1 aplikace: **4-6 hodin/ den**

Vybělené zuby s úžasné dlouhou výdrží odstínu (až několik let) – není třeba přebělovat každý měsíc!

Pacient Kit

8×1,2 ml stříkačka Opalescence® PF,
1× 25 ml bělicí zubní pasta Opalescence, 1× krabička na nosiče,
1× kartička vzorník odstínu

76,50 € 102,00-€

Doktor Kit

8× 1,2 ml stříkačka Opalescence® PF, 2× folie Soft Tray,
1× 1,2 ml LC Block-Out Resin, 1× 25 ml bělicí zubní pasta Opalescence,
1× krabička na nosiče, 1× kartička vzorník odstínu

83,30 € 111,00-€

Refill 40×1,2 ml stříkačka Opalescence® PF

267,80 € 357,00-€

TIP

Bělení doplňte Bělicí zubní pastou
Opalescence Original

nebo Opalescence Sensitivity Relief.

Pro výrobu bělicího nosiče použijte fólie
o tloušťce 0,9 mm, silnější fólie mohou být
příčinou citlivosti zubů při bělení.

Bělicí nosič **MUSÍ MÍT** rezervoáry!

Bez nich je významně snížen
účinek bělení a prodlužuje se
celková doba bělení.

ZUBNÍ PASTA OPALESCENCE™
CHRÁNÍ ZUBY PŘED KAZEM A PIGMENTACÍ.
SKVĚLE UDRŽÍ BÍLÝ ODSŤÍN. SKVĚLE CHUTNÁ.

Opalescence™
whitening toothpaste

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

- Jedinečná směs tri-oxidu křemičitého aktivně odstraňuje povrchové skvrny.
- Odstraněním povrchových skvrn zesvětlí zuby o dva odstíny jen za jeden měsíc¹.
- Bezpečná pro každodenní, dlouhodobé použití, vhodná pro celou rodinu.
- Výjimečné vstřebávání fluoridu sodného, pomáhá lépe chránit před kavitami a posiluje sklovinu.
- Sladidlo Xylitol pomáhá snižovat riziko zubního kazu.
- Nízkoabrazivní. 78 RDA zajišťuje maximální ochranu skloviny, dentinu a výplně³.
- **Vhodná i pro nebělené zuby.**
- Neobsahuje Triclosan ani oxid titaničitý.

Bělící zubní pasta Opalescence™ Original

4,8× větší absorpce fluoridů sklovinou (splňuje specifikace ADA)

500401	100 ml	8,80 €	11,00 €
500402	20 ml	4,00 €	

Bělící zubní pasta Opalescence™ Sensitivity Relief

5% dusičnanu draselného pro snížení citlivosti
snižuje citlivost zubů – např. při a po bělení

503470	100 ml	9,60 €	12,00 €
503472	20 ml	4,20 €	



Sleva
20%

Tip

Chcete bělit a máte citlivé zuby?
Začněte používat Bělící zubní
pastu Opalescence™
již 14 dní před bělením.
Pomůže vám snížit nebo
odstranit citlivost.

* Registrovaná ochranná známka jiné společnosti než Ultradent. 1. Gultz J, Kaim J, Scherer W. Whitening efficacy of a whitening toothpaste creme (IADR abstract 2747). J Dent Res. 1998;77(suppl 2):975. 2. Schemhorn, BR. Enamel Fluoride Uptake 09-107. Vlastní data. 3. Tato zubní pasta neobsahuje peroxid. 4. Schemhorn, BR. Relative Dentin Abrasion Test on Dentifrices 11-111. Vlastní data.

Opalescence Dokonalý úsměv začíná tady
go

Opalescence GO 6%

- univerzální nosič s 6% peroxidu vodíku okamžitě k použití.

“Bělení za pochodu”: bez otiskování, bez laboratorní práce, bez čekání na zhotovení bělicího nosiče.

Nosiče na jedno použití se po nasazení **přizpůsobí tvaru pacientova chrupu tak, že gel zůstává v nosiči a nevytéká.**

Profesionální vybělení zubů ve frontálním i distálním úseku chrupu.

Dlouhodobá výdrž vyběleného odstínu (v průměru několik let).

Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) snižují citlivost.

20% vody snižuje dehydrataci v průběhu bělení a relaps k původnímu odstínu.

Doba 1 aplikace: **60-90 minut/ den.**

Doba bělicího cyklu: **5-10 aplikací.**

Vhodné i na oživení a prodloužení trvanlivosti odstínu po předchozím ordinačním bělení nebo po profesionálním čištění zubů. Vhodné i pro pacienty s rovnátky. Cenově dostupné.

Sleva
10%

Pacient kit 86,40 € 96,00 €
(10× dolní + 10× horní nosič + Opalescence zubní pasta 30 ml)
minikit (4× dolní + 4× horní nosič), příchut: máta, meloun

Mini kit 40,50 € 45,00 €
(4× dolní + 4× horní nosič) / příchut: máta, meloun

SEKČNÍ MATRICOVÝ SYSTÉM

Nitinolové kroužky

- Super-elastická slitina niklu a titanu udržuje přitlak během ošetření, odolává chemikáliím a dezinfekci, vydrží více než 1000 použití.
- Nylonové hroty plněné sklem se nezlámou snadno a nezbortí se během preparace.
- Obrysy kroužku s výstupky bezpečně drží matricový pásek v přirozeném anatomickém tvaru.
- Provedení dovoluje použití při výplních MOD a jiných dostaveb II. tř.
- Umožní ideální separaci u sousedících dostaveb.
- **NEW** krátký kroužek.

505008	univerzál	1 ks	121,60 €	152,00 €
505009	univerzál	2 ks	219,20 €	274,00 €
505882	krátký	1 ks	121,60 €	152,00 €
505883	krátký	2 ks	219,20 €	274,00 €

Matricové pásy

- Anatomicky tvarované pro dosažení ideálního bodu kontaktu.
- Zakřivení okrajové linie pomáhá určit výšku výplně a redukuje úpravy skusu.
- Snadné nasazení, umístění a odstranění při zachování přehlednosti operačního pole.

firm/orig	50 ks	57,80 €	72,00 €
non stick	50 ks	67,20 €	84,00 €
firm/orig	100 ks	108,00 €	135,00 €
non stick	100 ks	127,20 €	159,00 €

Klíčky

- Stlačitelný střed umožní anatomické přizpůsobení matrice
- Pevný klínek: lepší separace při méně traumatickém podráždění papily
- Snadné zavedení klínku, v případě potřeby lze použít několik klínků najednou
- Barevné značení usnadňuje rozpoznání velikosti klínků
- **NEW** extra malý klínek

100 ks	43,20 €	54,00 €
--------	----------------	---------

Karuselový zásobník:

- Přehledný, šetří čas.
- Snadno se desinfikuje desinfekcí na povrchy.

**Sleva
20%**

504831 HALO Originál Kit s nástroji:

1 × univerzální kroužek, 1 × krátký kroužek, 5 × 25 originál matrice: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 4 × 25 ks klínků – extra malé, malé, střední, velké, 1 × kleště, 1 × pinzeta, 1 × Halo otočný zásobník.

519,20 € 649,00 €

509932 HALO Originál Kit bez nástrojů:

1 × univerzální kroužek, 1 × krátký kroužek, 5 × 25 originál matrice: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 4 × 25 ks klínků – extra malé, malé, střední, velké, 1 × Halo otočný zásobník.

351,20 € 439,00 €

504833 HALO Firm nelepivý bez nástrojů:

1 × univerzální kroužek, 1 × krátký kroužek, 5 × 20 ks pevných nelepivých matic 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 4 × 25 ks klínků – extra malé, malé, střední, velké, 1 × Halo otočný zásobník

228,30 € 439,00 €

509936 HALO Firm bez nástrojů:

1 × univerzální kroužek, 1 × krátký kroužek, 5 × 25 ks pevných matic 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 4 × 25 ks klínků – extra malé, malé, střední, velké, 1 × Halo otočný zásobník.

351,20 € 439,00 €

509935 HALO Original Minikit bez nástrojů:

1 × univerzální kroužek, 1 × krátký kroužek, 4 × 5 ks original matic 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 4 × 5 ks klínků – extra malé, malé, střední, velké, 1 × Halo otočný zásobník.

226,40 € 283,00 €

*Platí do vyprodání zásob.

GEMINI EVO™

DIODOVÝ LASER 810÷980

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.



FOTOBIMODULAČNÍ INTRAORÁLNÍ A EXTRAORÁLNÍ ADAPTÉRY rozšiřují využití laseru v každodenní praxi o terapii/ léčbu bolesti a podporu hojení, např.:

- Léčba paralýzy obličejových nervů (pokleslé koutky, porucha hybnosti mimických svalů)
- Snížení hypersensitivity dentinu u řezáků, špičáků, premolárů, molárů
- Úleva od bolesti po extrakci třetího moláru
- Urychlení posunu zubů při ortodontické léčbě („speed orthodontics“)
- Myogenní i artrogenní poruchy TMJ
- Prevence a léčba zánětů sliznice
- Prevence a léčba herpes, podpora hojení a úleva od bolesti u vředů, aftů, herpes

509121 Gemini EVO laser kit:

- 1× napájecí zdroj
- 1× nožní pedál+ baterie + USB kabel
- 10× 5mm špička řezací
- 3× ochranné brýle
- 3× adaptéry PBM (25 mm, 7 mm, 3 mm)

11 100,00 € 43 880,00 €

**Sleva
20%**

508995 ochranné brýle Gemini EVO
248,80 € 311,00 €



100
WATTS

GEMINI™ EVO – DIODOVÝ LASER 810÷980 na měkké tkáně

- **superpulsní výkon ve špičce 100 W** (peak)
- tři vlnové délky 810 nm, 980 nm, duální 810–980 nm pro optimální absorpci melaninu a vody
- rychlejší hladký řez, vysoká termální relaxace, tkáň se neškvaří
- Gemini špičky iniciované 5 mm (řezací) a neiniciované 7 mm (dezinfekční, dekontaminační)
- silnější podsvícení špičky-lepší viditelnost v místě zákroku
- bezdrátový nožní pedál a provoz na nabíjecí baterii

16

16 předvolených procedur ve 3 přehledných kategoriích zákroků:


- chirurgické – úprava a odstranění orálních tkání
- nechirurgické – dezinfekční, dekontaminační (dekontaminace parodontálních chobotů, sulků, kořenových kanálků)
- úleva od bolesti / podpora hojení s PBM adaptéry

3

3 fotobimodulační adaptéry PBM:

- 1 extraorální (25 mm),
- 2 intraorální (3 mm, 7 mm)
- aktualizace a vyhrazená technická podpora přes Wi-Fi připojení, Dashboard

Vhodný pro každodenní stomatologii i pro specializace (čelistní chirurgii, parodontologii, ortodoncii, dentální hygienu aj.)



509123 Gemini EVO Intraorální PBM adaptér kit: **296,00 € 370,00 €**

- 1× 3 mm intraorální PBM adaptér
- 1× 7 mm intraorální PBM adaptér
- 1× čistící hadřík

509124 Gemini EVO Extraorální PBM adaptér kit:

- 1× 25 mm extraorální PBM adaptér **528,00 € 660,00 €**
- 2× distanční kroužky
- 1× čistící hadřík

Gemini špičky:

- 508993 iniciovaná špička 5 mm (řezací) 25 ks **294,40 € 368,00 €**
- 508994 neiniciovaná špička 7 mm (dezinfekční, neřezací) 25 ks **294,40 € 368,00 €**



VALO™ X

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Širokospektrální LED polymerační lampa.

Kit 505973: **2 331,00 €** ~~2 590,00 €~~

1 × VALO X LED lampa (klasická)
5 × externí čočka (polymerační bodová
 polymerační ProxiBall
 diagnostická interproximální
 diagnostická transluminační
 diagnostická UV světlo)
 2 × nabíjecí baterie
 1 × nabíječka baterií
 1 × el. kabel pro napájení nabíječky
 nebo šňůrového adaptéru
1 × šňůrový adaptér
 držáček na lampu
 1 × oranžový ochranný štítek proti
 modrému světlu
 1 × vzorkové balení ochranných návrleků

10%
sleva

- Průměr čočky 12,5 mm.
- Výkonné **speciální LED diody** (8 polymeračních, 4 pro bílé světlo).
- Rozsah vlnových délek 380–515 nm.
- **Funkce Akcelerometr**-přepínání mezi polymeračními a/ nebo diagnostickými režimy pohybem zápěstí.
- Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového na napájení ze sítě pomocí adaptéru (je součástí balení).

2 polymerační a 2 diagnostické režimy

Polymerační režim:

širokospektrální LED diody
 2 polymerační výkony: standard (1100 mW/cm², 10 sekund),
 extra vysoký pulsní (2 200 mW/cm², 5 sekund 3× puls s
 prodlevou).

Diagnostické režimy:

UV světlo pro detekci fluorescenčních materiálů (např. pečetidla
 fisur, výplně, indikátory plaku aj.).

Bílé světlo pro přesnější odečet barvy zubu, výplní, protetiky,
 určení odstínu při bělení aj.

Externí polymerační a diagnostické čočky VALO X,
 (**JSOU** součástí balení - 5 ks celkem).

ZÁRUKA
5 LET!!

Mění i v nových barevných variacích

- Průměr čočky 12,5 mm.
- Výkonné **speciální LED diody** (8 polymeračních, 4 pro bílé světlo).
- Rozsah vlnových délek 380–515 nm.
- Pro polymeraci všech dentálních materiálů včetně bulk- fill materiálů.
- Horní a spodní podsvětlené tlačítko s barevnou indikací režimu.
- Štíhlejší tělo z leteckého hliníku vysoce odolné proti poškození.
- Ergonomický design s plochou hlavičkou s výborným dosahem do všech částí úst.
- **Funkce Akcelerometr**-přepínání mezi polymeračními a/ nebo diagnostickými režimy pohybem zápěstí.
- Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového na napájení ze sítě pomocí adaptéru, (adaptér **NEJÍ** součástí balení).

2 polymerační a 2 diagnostické režimy

Polymerační režim:

širokospektrální LED diody
 2 polymerační výkony:
 standard (1100 mW/cm², 10 sekund),
 extra vysoký pulsní (2 200 mW/cm²,
 5 sekund 3× puls s prodlevou)

Diagnostické režimy:

UV světlo pro detekci fluorescenčních materiálů
 (např. pečetidla fisur, výplně, indikátory plaku aj.).

Bílé světlo pro přesnější odečet barvy zubu, výplní, protetiky,
 určení odstínu při bělení aj.

Kompatibilní s externími polymeračními a diagnostickými čočkami
 VALO X (**NEJSOU** součástí balení).

10%
sleva

506539 VALO X Onyx Black
 506519 VALO X Twilight Blue
 506499 VALO X Nebula Green
 506498 VALO X Stardust Gray
 506497 VALO X Aurora Pink
 506496 VALO X Horizon Red
 506538 VALO X Galaxy Purple

Kit 506xxx: **2 038,50 €** ~~2 265,00 €~~

1 × VALO X LED COLOR lampa
 1 × externí difuzní čočka
 2 × nabíjecí baterie
 1 × nabíječka baterií
 1 × el. kabel pro napájení nabíječky
 nebo šňůrového adaptéru
(adaptér není součástí balení)
 držáček na lampu
 1 × oranžový ochranný štítek proti
 modrému světlu
 1 × vzorkové balení ochranných návrleků.
NEOBSAHUJE 4 × externí čočku.

Tip:

Při polymeraci používejte ochranné návrleky VALO X/ VALO Grand:
 chráníte čočku polymerační lampy před znečištěním. Znečištěná
 nebo poškozená čočka = nižší polymerační výkon.

Profesionální ordinační bělení k léčbě medicínských změn odstínů zubů*.

- bělicí gel s **40% peroxidu vodíku**
- patentované složení PF (dusičnan draselný + fluoridy) minimalizuje citlivost při a po bělení
- pouze na **2×20 min** při jedné návštěvě
- **pH 6,9** po smíchání – šetrný ke sklovině
- **20% vody**-minimální dehydratace při bělení
- k bělení celého čelistního oblouku nebo pouze jednotlivých zubů
- o použití Opalescence Boost rozhoduje **zubní lékař**

Určen pro případy hlubokých diskolorací převážně anorganického původu, které jsou obtížně bělitelné domácím (tzv. kosmetickým) bělením.

*Lze použít k ošetření zubů pro následující indikace**:*

zabarvení zubů v důsledku endodontického ošetření, zabarvení v důsledku pulpálního krvácení (materiály, ošetření, nekróza pulpy), resorpce kořene, tetracyklinové a minocyklinové zuby, amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, fluoróza, alkaptonurie, vrozená erythropetická porfyria, vrozená hyperbilirubinémie, Turnerova hypoplasie aj.

Zdravotnický prostředek tř. IIa, CE platné do r. 2028.

Více informací o produktu u Vašeho obchodního zástupce.

Před použitím si přečtěte návod k použití.



**Sleva
10%**

504750 Intro Kit – pro 2 pacienty: 261,00 € 290,00 €

- 4× 1,2 ml stříkačka Boost 40%
- 2× 1,2 ml OpalDam Green
- 2× IsoBlock
- 20× kanyla Black Mini
- 2× Luer Vac
- 2× kanyla SurgiTip

504751 Pacient Kit – pro 1 pacienta: 143,10 € 159,00 €

- 2× 1,2 ml stříkačka Boost 40%
- 1× 1,2 ml Opalam Green
- 1× IsoBlock
- 10× kanyla Black Mini

504754 Econo Refil: 648,90 € 721,00 €

- 20× 1,2 ml Boost 40%

* pre-eruptivních nebo post-eruptivních endogenních diskolorací způsobených onemocněním, poraněním nebo lékařským ošetřením a pigmenty anorganického původu migrujících zevnitř zubu hluboko do dentinu. Není alternativou kosmetického bělení Opalescence PF nebo Opalescence GO.
** Indications and efficacy of tooth bleaching using high concentration of hydrogen peroxide: Prof. Dr. Olga Polydorou, University Medical Centre Freiburg, Germany, 2014.

NaviTip® Single SidePort 29ga®

Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, MTAFlow, MTAFlow White.

- 1 otvor po straně brání protlačení materiálu přes apex
- Délky 17, 21, 25 nebo 27 mm.

20× kanyla **73,70 € 82,00 €**

NaviTip® 29ga, 30ga

Aplikační kanyla pro endodontické ošetření v délkách 17, 21, 25 a 27 mm.

- 29ga (0,33 mm): pro EndoRez, UltraCal XS, File-Eze a MTAFlow/ MTAFlow White.
- 30ga (0,30 mm): pro hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch

20× kanyla **69,30 € 77,00 €**

50× kanyla **153,90 € 171,00 €**



NaviTip® Double SidePort 31ga®

Aplikační ohebná kanyla 31ga(0,28mm) pro hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch.

- 2 otvory po stranách brání protlačení kapaliny přes apex
- délky 21 mm nebo 27 mm

20× kanyla **78,30 € 87,00 €**

50× kanyla **167,40 € 186,00 €**

NaviTip FX 30ga®

Aplikační kanyla pro Citric Acid

multifunkční kanyla: čistí, oškrabuje a vyplachuje pevná kanyla

- 30ga (0,30 mm)
- délky 17 nebo 25 mm

20× kanyla 17 mm **80,10 € 89,00 €**

20× kanyla 25 mm **80,10 € 89,00 €**



**Sleva
10%**

**VALO
GRAND**



**ZÁRUKA
5 LET!!**

**Sleva
10%***

*Při objednávce dalších 2 produktů Ultradent.

LED polymerační lampy

ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ LED DIODY S ROZSAHEM VLNOVÝCH DÉLEK 385 – 515 NM

Pro polymeraci všech dentálních materiálů.
Kolimovaný svazek světelných paprsků.

3 polymerační režimy:

- standard (1 000 mW/cm²)
- vysoký (1 600 mW/cm²)
- extra vysoký (3 200 mW/cm²)

Možnost polymerace na 3 sekundy na vrstvu.
Odolné proti poškození pádem a poškrábání.

Tip:

S VALO LED lampou ušetříte – zpolymerujete spolehlivě za 3 sekundy! 1 dbejte doporučení výrobců kompozitních materiálů ohledně množství energie v J potřebné k polymeraci.

Kit 505972: VALO Grand Cordless LED lampa černá

1 863,00 €* 2 070,00 €

Kit 504865: VALO Grand Cordless LED lampa oranžová Red Rock

1 863,00 €* 2 070,00 €

Kit 504864: VALO Grand Cordless LED lampa safírová modř

1 863,00 €* 2 070,00 €

Kit 505971: VALO Grand LED lampa kabelová

1 737,00 €* 1 930,00 €

FLUORIDOVÝ LAK PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ I DOSPĚLÉ
Fluoridový lak Enamelast™

- 5% fluoridu sodného (22 000ppm fluoridových iontů).
- Dlouhodobé uvolňování a nadprůměrné vstřebávání fluoridových iontů.
- Hladká textura po aplikaci, na zubech téměř neviditelný.
- Nedávivé složení.
- Snadná a rychlá aplikace příjemná pro všechny typy pacientů.
- Příchutě: Walterberry, pomerančový krém, žvýkačka, chladivá máta a karamel, **bez příchutě.**
- **Jediný fluoridační lak vhodný i pro děti mladší 1 roku: chráňte zuby dětí od samého začátku.**



blister - 200x 0,4 ml obj. č. 504528 452,70 €**	503 €
blister - 50x 0,4 ml obj. č. 504518 128,70 €**	143 €
striekačky 20x 1,2 ml obj. č. 504523 117 €**	130 €
striekačky Walterberry 2x 1,2 ml obj. č. 504521 14,40 €**	16 €

TIP

Výborný pro remineralizaci skloviny při počínajících kazech.

BĚLENÍ S KARBAMIDEM PEROXIDU DO CEKARNY
Opalescence™ Quick PF 45 %

- Pro zdravotnické bělení zubů do individuálního nosiče
- 45 % gel karbamid peroxidu.
- Bělící zubní gely Opalescence Quick PF obsahují PF (dusičnan draselný a fluorid).
- Pro intenzivní ošetření vnitřních změn zbarvení.
- Výsledky po 30 minutách léčby.
- Na indikaci zubního lékaře.

- **Certifikát CE platný do r. 2028**



Před bělením (nedostatečný vývoj dentinu).



Po 4 aplikacích Opalescence Quick (bělící gel s 45 % karbamidu peroxidu = cca 15 % peroxidu vodíku).



4x 1,2 ml obj. č. 505346 63 €**	70 €
20x 1,2 ml obj. č. 505348 259,20 €**	288 €

GEL PRO BĚLENÍ NEVITÁLNÍCH ZUBŮ TECHNIKOU WALKING BLEACH
Opalescence™ Endo

- Viskózní lepkavý gel s 35 % peroxidu vodíku se zaručenou koncentrací, nestéká.
- Technika „walking bleach“ na 3 - 5 dnů.
- Pohodlná aplikace ze stříkačky do dřeňové dutiny zubu, snadno se odstraní.
- Rychlé výsledky s větší trvanlivostí vyběleného odstínu.
- **Pozor: pouze pro bělení nevitálních zubů!**



Před bělením.

Po bělení.



Endo kit obj. č. 501270 126,90 €**	141 €
Endo refill - 2x 1,2 ml obj. č. 501323 120,60 €**	134 €

TIP

K dočasnému uzavření kavity použijte provizorní karboxylátový cement bez eugenolu UltraTemp Regular nebo světlem tuhnoucí pryskyřici J-Temp. Jsou kompatibilní s peroxidem vodíku.

GEL PRO SNÍŽENÍ CITLIVOSTI ZUBŮ
UltraEZ™

- Gel s 3% dusičnanu draselného a 0,25% fluoridu sodného s postupným uvolňováním KNO3 okamžitě snižuje citlivost zubů.
- Předplněné nosiče v ultratěsném nosiči, který se v ústech přizpůsobí individuálnímu zubnímu oblouku pacienta.

Použijte při:

- Citlivosti a obnažení zubních krčků.
- Citlivosti na změny tepla a chladu.
- Při odstraňování zubního kamene.
- Před bělením (i ½ hodiny bezprostředně před bělením), v průběhu a po bělení.



Combo kit H + D - 20 ks obj. č. 505721 81 €**	90 €
Mini kit H+D 8 ks obj. č. 505743 36 €**	40 €
striekačky - 4x 1,2 ml obj. č. 501008 36 €**	40 €

LEPTADLO A SILAN NA KERAMIKU

Ultradent™ PORCELAIN ETCH & SILANE

- Pufrovaná 9% kyselina fluorovodíková.
- Pro intraorální i extraorální leptání keramiky.
- Nestéká.
- Nezabarvuje kompozity ani pryskyřičné cementy.
- 90 sekund leptání, oplach, 60 sekund Ultradent® Silane.



Povrch keramiky před leptáním



Po 90 sekundách leptání Porcelain Etch a 5 sekundách leptání - čištění kyselinou fosforečnou



Silane refill - 2x 1,2 ml obj. č. 500410	35,10 €**	39 €
Porcelain Etch Kit obj. č. 500405	117 €**	130 €
Porcelain Etch refill - 2x 1,2 ml obj. č. 500406	43,20 €**	48 €
Porcelain Etch + Silane - 2x 1,2 ml + 20 kanýl obj. č. 501019	61,20 €**	68 €

JEDNORÁZOVÉ MATRICE

Omni-Matrix™

- Rychlé, bezpečné, hygienické.
- Matrice s křídélky – lepší fixace pozice.
- Matrice bez křídélka – snadné zavedení klínku.
- Univerzální, úzké, s kovovým nebo s mylarovým páskem.

- Kovové matrice s křídélky/ bezkřídle: 48 ks v balení:
- oranžové – 6,5 x 0,025mm
- zelené – 6,5 x 0,038mm
- fialové – 5,2 x 0,038mm



kovové - 48 ks obj. č. 507701	125,10 €**	139 €
---------------------------------	-------------------	--------------

POLYKARBOXYLÁTOVÝ PROVIZORNÍ CEMENT BEZ EUGENOLU

UltraTemp™

- Hydrofilní, skvěle těsní, nezpůsobuje citlivost.
- Lze jej snadno odstranit vodou před ztuhnutím.
- Pro 1–2týdenní dočasnou fixaci náhrad - výborně drží, výborně se sundává, pahýly není třeba dlouze čistit.
- Pro uzavření kavity při bělení nevitálních zubů metodou walking bleach (neobsahuje pryskyřice).



1x 5 ml + 20 kanýl obj. č. 505916	97,20 €**	108 €
-------------------------------------	------------------	--------------

NEJZATĚKAVĚJŠÍ FLOW KOMPOZIT NA TRHU

PermaFlo™


- První vrstva při zhotovení kompozitních výplní na dno kavity.
- Ideální pro **dostavby chrupu v pediatrii** a ošetření mikrokavit.
- Pro upevnění transparentních inlejí, onlejí a fazet, přímé fazety a výplně I.-V. třídy.
- Světlem tuhne, radiopákní.
- Plněn z 68% nanočásticemi o velikosti 7 µm.



Rychle se šíří kazy u 3letého dítěte.



O jeden rok později.



Opaquer: zakryje kov a diskolorace, je zvláště vhodný při opravách keramických korunek.



Dentin Opaquer - 2x 1,2 ml + 4 kanýl obj. č. 501005	66,60 €**	74 €
A1, A2, A3, B1, - 2x 1,2ml + 4 kanýl obj. č. 500947	68,40 €**	76 €

KOMPOZIT PRO UTĚSNĚNÍ A SNADNOU INDIKACI VSTUPU DO ENDODONTICKY OŠETŘENÝCH KORENOVÝCH KANÁLKŮ

PermaFlo™ Purple

- Flow kompozit.
- K zapečetění a identifikaci endodonticky ošetřených kanálků a/nebo dna pulpy.
- Brání mikroprůsakům.
- **Neprosvitá přes výplně.**



Purple - 2x 1,2 ml + 4 kanýl obj. č. 500962	92,70 €**	103 €
---	------------------	--------------

KOMPOZIT PRO ESTETICKÉ NÁHRADY DÁSNÍ

PermaFlo™ Pink

- Vynikající alternativa ke gingivoplastikám.
- Maskovací přípravek u výplní třídy V, kde je obnažená struktura kořene.
- Maskování ústupu dásně od korunky.



Pink - 2x 1,2 ml obj. č. 500963	93,60 €**	104 €
-----------------------------------	------------------	--------------

UNIVERZÁLNÍ KOMPOZIT - POUZE JEDEN ODSŤÍN STAČÍ
Transcend

- Nanohybridní kompozit na bázi Bis – GMA, naplněn z 60-61 % objemově (71 % váhově).
- Unikátní Ultradent´s RPM technologie-chameleon efekt: dává kompozitu vynikající optické a fyzikální vlastnosti.
- Odstín Universal Body pro estetické výplně, které splnou s okolním zubem/zuby, za použití pouze 1 odstínu kompozitu.
- Přesné vyvážená translucence a opacita.
- Výborné pro rekonstrukce bělených zubů.
- Výborně leštitelný s dlouhodobou výdrží lesku.
- Fluorescence blíží se přirozenému zubu.
- Možnost dalších dentinových a sklovinných odstínů (např. pro výplně tří. III a tří. IV).



Econo Kit (UB) - 4x 4 g obj. č. 504734	264,60 €**	294 €
Econo Kit - kompule obj. č. 504817	153 €**	170 €
Kompule 10x 0,2 g obj. č. 504745	45 €**	50 €
stříkačka 4 g obj. č. 504727	78,30 €**	87 €

PEAK UNIVERSAL ADHESIVE SYSTÉM
Peak™ Universal Bond / Peak SE Primer

- **Peak Universal Bond** – světlem tuhnoucí adhesivum s 0,2% chlorhexidinu.
- Pro všechny dentální materiály (dentin, sklovina, kov, keramika, kompozit i **zirkon**).
- Nejvyšší pevnost vazby k dentinu (71,3MPa) a ke sklovině (51,7 MPa).
- Pro techniku Total-Etch, i Self-Etch.
- Nízký obsah plniva (7,5%) a minimální tloušťka filmu 2µm.
- Pro přímé i nepřímé rekonstrukce, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření.
- Etylalkohol jako rozpouštědlo.
- **Peak SE Primer** – v JetMix stříkačce: vždy čerstvý, nedegraduje
- Primer s nejnižším pH na trhu (**pH 1,2**) – **pevná vazba i ke sklovině**.
- Doba použitelnosti po smíchání: **120 dnů**.
- Zajišťuje čerstvé, stabilní chemické složení.
- Snadný postup s nanesením jedné vrstvy.
- Přesná a pohodlná aplikace.
- **Není třeba oplachovat.**


TIP

Doporučení:
při technice self –etch s Peak Universal Bondem použijte **vždy** Peak SE Primer!

stříkačky - 4x 1,2 ml obj. č. 504553	112,50 €**	125 €
flaštička - 4 ml obj. č. 504543	82,80 €**	92 €
Peak SE - 4x 1,2 ml obj. č. 505135	92,70 €**	103 €

WELLNESS PRO ZUBY VAŠICH PACIENTŮ
Ultradent™ Diamond Polish Mint

- Leštící pasta s mátovou příchutí pro finální leštění kompozitních nebo porcelánových výplní.
- Obsahuje vysoce kvalitní, bílé, mikrokrytalické diamantové částice.
- Dosáhnete bezkonkurenčního vysokého lesku.



Refill 0,5 µm - 2x 1,2 ml obj. č. 505540	60,30 €**	67 €
Refill 1,0 µm - 2x 1,2 ml obj. č. 505541	60,30 €**	67 €

Jiffy™ Spin

- Ultratenké disky potažené oxidem hliníku jsou ideální pro interproximální dokončování a tvarování.
- Extra hrubé diamantové částice pro rychlé tvarování a hrubý úběr.
- Vhodné pro použití na kompozitní a keramické materiály.

- Více: Katalog Ultradent CZ 2025, str. 89.



kit 10 mm obj. č. 505570	176,40 €**	196 €
kit 14 mm obj. č. 505571	176,40 €**	196 €
refill, 75 ks obj. č. 505576	70,20 €**	78 €
mandrely, 10 ks obj. č. 505581	149,40 €**	166 €

Jiffy™ diamantové pásy

- Dokončovací pásy jsou pružné, trvanlivé, tenké a agresivnější než pásy z oxidu hliníku. Perforovaná konstrukce zvyšuje viditelnost pro získání přesnějších obrysů.
- K dispozici široké a úzké.

Balení:

- **Sortiment 15 ks** (5 středních, 5 jemných, 5 zvláště jemných)
- 504670 – Jiffy Diamond Strips Perforované Úzké
- 504674 – Jiffy Diamond Strips Perforované Široké



15 ks sortiment, úzke obj. č. 504670	138,60 €**	154 €
15 ks sortiment, široké obj. č. 504674	138,60 €**	154 €
10 ks refill obj. č. 504671	92,70 €**	103 €

Jiffy™ proximální pilka

- Proximální pilka Jiffy je velmi tenký nerezový pásek se zoubkováním na jedné straně.
- Je možné sterilizovat v autoklávu nebo suchým teplem.
- Balení obsahuje 10 ks pilek.



Proximální pilka 10 ks obj. č. 504680	36,90 €**	41 €
---	------------------	-------------

Scotchbond Universal Plus

- Rentgen kontrastní, univerzální adhezivum pro všechny přímé a nepřímé indikace lepení.
- V jedné lahvičce vykapete cca 200 kapek, balení typu lízátka obsahuje přibližně 4 kapky.



flaštička - 5 ml | **150,- €** | obj. č. 530300

lízanky L-Pop - 100 ks | **329,50,- €** | obj. č. 5303009

SLEVA

30 %

104,60 €*

247,10 €

Filtek Z550

- Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozitum pro všechny rekonstrukce.
- **Odstíny:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA2 a OA3.



4 g | **47,60,- €** | obj. č. 5200A1

SLEVA

28 %

34,20 €*

RelyX™ Universal

- Duálně tuhnoucí kompozitní cement.
- **Dostupné odstíny:** fluorescentní, A1, A3 opákní, bílý opákní.
- **Doplňkové balení obsahuje:** 3,4 g materiálu ve zvoleném odstínu, 15 míchacích kanyl a 5 prodlužovacích endo koncovek.




TIP

Doplňkové balení, 3,4 g + kanyly | **216,- €** | obj. č. 530300Rxx

174,40 €

Protemp 4 Garant

- Bis-akrylátové kompozitum pro výrobu provizorních inlejí, korunek a můstků.
- Dostupný v barvách: A1, A2, A3, A3.5 a B3.



50 ml + 16 kanyl | **140,30,- €** | obj. č. 53045A1

SLEVA

25 %

104,60 €*

Aplicap aktivační kleště

- Aktivační kleště slouží k aktivaci kapsle před mísením.
- Aplikační kleště jsou vhodné k vytlačení namíchaných materiálů z kapsle.



Aktivační kleště | **99,10,- €** | obj. č. 521083K

Aplikační kleště | **140,80,- €** | obj. č. 521083P

SLEVA

20 %

79,30 €

112,60 €

Elipar Deep Cure L

- Bezdrátová polymerační lampa, pohodlná, lehká do ruky s intuitivním ovládáním.
- Vlnová délka je 430–480 nm, intenzita světla dosahuje 1470 mW/cm².
- Světlovod s černou povrchovou úpravou lze sterilizovat v autoklávu.
- Spolehlivá polymerace také v distálním úseku a hlubších kavitách.
- Příjemná do ruky - jedinečný ergonomický tvar písmene „V“ umožňuje pohodlné uchopení ze všech úhlů.
- Jedinečný nastavitelný časovač osvitů - je jen na Vás, jak dlouho potřebujete polymerovat.
- Kapacita baterie je 180 dvacet sekundových osvitů, doba nabíjení cca 120 minut.



SLEVA

30 %

Lampa Elipar Deep Cure L | **1 387,40,- €** | obj. č. 593044

968,- €



Bondujte aj ťažké prípady s ľahkosťou



JEDINÉ DUÁLNE TUHNÚCE UNIVERZÁLNE ADHEZÍVUM VO FORME BLISTROV *SINGLEDOSE*

- Neobmedzená sloboda:
 - Všetky techniky leptania – všetky indikácie – všetky kompozity (bez aktivátora)
- Absolútna bezpečnosť aplikácie vďaka technológii *SingleDose*:
 - Aplikácia v jednej vrstve – celková doba spracovania iba 35 sekúnd
 - Jednoduchá, rýchla a hygienická aplikácia
- Overené miliónmi úspešných rekonštrukcií za posledných 10 rokov, kvalita made in Germany



Futurabond® U



GrandioSO Unlimited

- GrandioSO, univerzální nano-hybridní výplňový materiál pro kavity všech tříd.
- Vhodný pro bulkfill techniku, lze polymerovat do 4mm.
- 5 odstínů, obsah plniva 91%.

SLEVA

20 %
na set

Set striekačky - 5x 4 g obj. č. 529101	375 €
Set kompule 75x 0,3g 469 € obj. č. 52284S	375,20 €
Kompule 15x 0,3 g obj. č. 52284A1	105 €
Striekačka, 4 g obj. č. 5228A1	94 €



Bifix Venner LC

- Světlem tuhnoucí, kompozitní, fixační cement pro vysoce estetické fazety.
- Indikace: Trvalá fixace keramických a kompozitních fazet, inlejí a onlejí v tloušťce vrstvy do 2 mm s dostatečnou průsvitností výplně.
- Důmyslná koncepce odstínů se třemi odstíny bright, clear a warm usnadňuje umístění fazet a přináší pozitivní efekt na estetický výsledek.

SLEVA

20 %
na set



Bifix Venner LC striekačka 2g 46 € obj. č. 520438B	44,90 €
Bifix Venner LC Set 222,40 € obj. č. 520438S	177,40 €
Bifix Venner LC System Set 351,80 € obj. č. 520438SS	278,30 €

FuturaBond U

- Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum v jednotlivých dávkách určené pro všechny techniky leptání, univerzální pro všechny druhy kompozit.

SLEVA

13 %



50 ks obj. č. 530356U	128,60 €
200 ks 514,40 € obj. č. 530355U	449,20 €

Admira Fusion 5

- Univerzální nanohybridní výplňový materiál (ormocer) se zjednodušeným systémem odstínů.
- **Balení set ve striekačkách obsahuje:**
- 5 × 3 g (A1, A2, A3, A3.5, A4) a vzorník odstínů.



set striekačky 5x 3 g obj. č. 52223KS	316 €
striekačka 3 g obj. č. 52223A1	79 €
set kompule 75x 0,2 g obj. č. 52223KK	316 €
kompule 15x 0,2 g obj. č. 52224A1	79 €

Admira Fusion

- Celosvětově první výplňový materiál čistě na bázi keramiky.
- Zdaleka nejnižší polymerační smrštění (1,25 % objemu) a zvláště nízká míra smršťovacího napětí ve srovnání se všemi konvenčními výplňovými kompozity.
- Inertní, takže vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím.
- Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3.5, BL, 2xInczální mixed, GA3.25 a GA5.



AF striekačka - 3 g obj. č. 52222A2	79 €
AF kompule 15x 0,2 g obj. č. 52222A1	79 €

X-tra fil

- Světlem tuhnoucí kompozitní materiál do postranního úseku a na dostavby.
- Jednoduchá manipulace, vynikající fyzikální vlastnosti.



20 x 0,25 g obj. č. 520043	84,40 €
X-tra fil striekačka 5 g obj. č. 520042	84,40 €

Calcicur

- Kalcium hydroxid na přímé překrytí pulpy a dočasné plnění kořenových kanálků.
- Obsahuje 45 % hydroxidu vápenatého v dobře resorbovatelné formě (pH 12), což zvláště podporuje tvorbu sekundárního dentinu.



2 ml - 2,5 g obj. č. 530107	50,30 €*
3 x 2,5 g obj. č. 530107A	132,40 €*

Kolagénová pasta pre miesta extrakcií



Hémocollagène

Biokompatibilné & resorbovateľné
hemostatické hubky

- Podporujú lokálnu hemostázu po extrakcii vo vnútri lôžka, vrátane použitia ďalších metód.
- Úplne vstrebateľné, sterilné a biokompatibilné.
- Možno implantovať a uložiť do lôžka.
- Kolagén zvyšuje príľnavosť trombocytov a agregáciu.



Pre viac informácií navštívte náš web:
www.septodont.com

* Hémocollagène je zdravotnícky prostriedok



Biodentine XP

- Biodentine XP přináší všechny skvělé vlastnosti a výhody tradičního Biodentine (totožný materiál), nyní však v nové formě balení - kapslích all-in-one pro vždy dokonalou konzistenci a předvídatelné výsledky ošetření.
- Kapsle "all-in-one"** je připravena k míchání, stačí ji aktivovat, aby se uvolnila tekutina, a poté namíchat.
- Díky tomu se výrazně zkracuje postup přípravy, který je jednoduchý a eliminuje procesní chyby.
- Zajišťuje vždy 100% konzistenci a homogenitu směsi při každém použití.



SLEVA

33 %
na XP500

Biodentine XP 500, 10 ks | **340,90 €** | obj. č. 5303872

229,90 €

Biodentine XP 200, 10 ks | **292,10 €** | obj. č. 5303871

235,90 €

Parcan L

- 3% roztok chlornanu sodného připravený k použití pro účinnou irigaci kořenových kanálků, s uzávěrem s luer lock.
- Rozpouští nekrotické tkáně.
- Silná oxidační vlastnost pro lepší čištění kanálků.
- Bezpečný, čistý a připravený k použití.



SLEVA

34 %

400 ml | **39,80 €** | obj. č. 530293

31,80 €

Parcan L 400 ml - exp. 10.10.2026 | **39,80 €** | obj. č. 530293B

26,20 €

Endostar papírové čepy (2%, 4% a 6%)

- Endostar kalibrované papírové čepy.
- Balení: 200 ks (2 %) a 100 ks (4 %, 6 %).



SLEVA

19 %

Papírové čepy 2%, 200 ks | **7,4 €** | obj. č. 59160220

5,70 €

Papírové čepy 4% / 6%, 100 ks | **7,90 €** | obj. č. 59160400

6,40 €

Barevné stříkačky

- Barevně označené stříkačky pro výplachové a jiné roztoky.
- Standardní luer-lock zakončení.
- Neobsahují latex.
- Barvy: červená, modrá, žlutá nebo bílá.
- Objem: 5 ml.



SLEVA

10 %

stříkačky 5 ml - 100 ks | **24,20 €** | obj. č. 5305181

21,80 €

Endostar E3 Azure / Endostar Revision

Endostar E3 Azure

- Nabízí efektivní a snadné použití, rychlé a bezpečné oprávcování kanálku.
- Jsou velmi flexibilní - sledují i nejkřivější cestu kanálkem a minimalizují tím riziko perforace nebo via falsa.



Endostar Revision

- Nový rotační systém **pro re-endo ošetření** metodou crown-down.
- Vyroben z nejkvalitnější slitiny nikl-titanu s tepelnou úpravou Azure.
- Nástroje jsou extrémně flexibilní, odolné proti zlomení, zároveň velmi pevné a účinné.



Endostar Easy Path

- Extrémně flexibilní.
- Vysoce odolné proti únavě.
- Snadný průchod kanálkem.

3 ks | obj. č. 59112100 **46,40 €**

6 ks | obj. č. 59112125 **68,30 €**

AKCE

Při zakoupení **2 balení Endostar E3 Azure / Revision** (6 nebo 3 ks) získáte **zdarma Endostar EASYdam** (střední síla, zelená barva, 36 ks).*

Endostar gutaperčové čepy (2% 4% a 6%)

- Kalibrované gutaperčové čepy z kvalitní gutaperči.
- Balení: 120 ks (2 %) a 60 ks (4 %, 6 %).



SLEVA

20 %

Gutaperčové čepy 2%, 120 ks | **8,80 €** | obj. č. 57170214

7 €

Gutaperčové čepy 4% / 6%, 60 ks | **11,4 €** | obj. č. 57170414

8,80 €

* Nabídka platí do vyprodání.

SDR Plus

- Zatékavý materiál typu bulk-fill.
- Odstíny: Universal, A1, A2 a A3.



15x 0,25 g | obj. č. 527404A2

61 €

ZDARMA

3 + 1

Zdarma odstín
Universal*

Neo Spectra ST LV

- Jednotlivé stříkačky 3 g (LV)A1 (odpovídá odstínům VITA vzorníku A1, B1, C1)
- A2 (odpovídá odstínům VITA vzorníku A2, B2, D2)
- A3 (odpovídá odstínům VITA vzorníku A3, C2, D3, D4)
- A3.5 (odpovídá odstínům VITA vzorníku A3.5, B3, B4, C3)
- A4 (odpovídá odstínům VITA vzorníku A4, C4)
- BW (Bleach White = odstín bělených zubů)



LV / HV / Effects kompule, 16x 0,25 g | obj. č. 52403A1

57 €

Neo Spectra ST LV stříkačka 3 g | obj. č. 52402A1

43 €

ST Flow stříkačky, 2x 1,8 g | obj. č. 52408A1

53 €

ProTaper Ultimate

- Nejnovější systém kořenových nástrojů z rodiny ProTaper.
- Sekvence strojových nástrojů - 21, 25 nebo 31 cm.



ProTaper Ultimate sekvence, 5 ks | ~~89,80 €~~ | obj. č. 5621215

80,80 €

ProTaper Ultimate refill, 6 ks | ~~107,80 €~~ | obj. č. 562121FX

97 €

ZDARMA

Při nákupu 3 ks balení ProTaper (6ks / 5ks) Ultimate získáte 1 x balení ProTaper Ultimate sekvence 25 mm (56212550) **zdarma***

G-Premio Bond

- Jednosložkový univerzální bond, kompatibilní se všemi režimy leptání.
- Určený pro přímý bonding, pro provádění oprav a řešení hypersenzitivity.



SLEVA

31 %

5 ml | ~~129,70 €~~ | obj. č. 5211462

94,50 €

3x 5 ml | ~~331,80 €~~ | obj. č. 5211464

229,80 €

G-aenial Universal Injectable

- Vysoce odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností a odolností proti opotřebení.
- Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, A01, A02, A03, CV, JE, BW, XBW, AE.

SLEVA

22 %



stříkačka - 1 ml | ~~51 €~~ | obj. č. 5279IAE

39,90 €

kompule | ~~76,90 €~~ | obj. č. 5279OIAE

65,60 €

everX Flow

- Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu.
- Pro všechny přímé kompozitní výplně, včetně velkých posteriorních kavit, hlubokých kavit a endodonticky ošetřených zubů.
- **Bulkový odstín** (hloubka polymerace 5,5 mm) je optimální pro hluboké posteriorní kavity a rychlou aplikaci.
- **Dentinový odstín** (hloubka polymerace 2,0 mm) je optimální pro dostavbu pahýlu a estetické výsledky.



SLEVA

25 %

2 ml | ~~78,40 €~~ | obj. č. 52880B

59 €

dentín, 2 ml | ~~78,40 €~~ | obj. č. 52880D

59 €

Evetric

- Nano-optimalizované, světlem tuhnoucí kompozitum pro zhotovování estetických výplní ve frontálním i distálním úseku.
- Dostupný v 10 odstínech v různé translucenci - od dentinových po sklovinné, včetně jednoho vysoce průsvitného incizálního odstínu: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, T, A3.5 Dentin a B2 dentin.

AKCE
4 + 1 ***


striekačka - 3,5 g, A2, A3 | obj. č. 5285A2

26,20 €

refill B3, C2 - 3,5 g | obj. č. 5285B3

30 €

refill - 3,5 g, ostatné odtiene | obj. č. 5285A5D

28,10 €

Tetric Prime

- Tetric Prime** je kompozitní materiál s krémovou konzistencí (lze snadno tvarovat) pro výplně III. třídy, IV. třídy a V. třídy.
- Snížená lepidlost **Tetric Prime** usnadňuje vytváření anatomických struktur.
- Má jen **12 odstínů** - Universální: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2.
- Dentinové*: A2D a A3.5D.
- Translucentní* T a *Bělený* BLL.

AKCE
4 + 1 ***

A2, A3 - 3 g | **68,60 €** | obj. č. 52127A2

65,20 €

A1, A2D, A3.5 - 3 g | **74,20 €** | obj. č. 52127A1

70,50 €

Tetric EvoFlow

- Tixotropní konzistence pro precizní adaptaci.
- Ideální pro minimálně invazivní výplně a jako liner.
- Přirozené splnutí odstínu.
- Snadná aplikace i v místech s omezeným přístupem.
- Vemni dobrou leštitelnost a RTG kontrastnost.
- Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, T, bělený - XL, L a M, dentin - A2, A3.5 a B2.

AKCE
4 + 1 ***

A2, A3 - 2g | **48,30 €** | obj. č. 5216A2D

45,90 €

Ostatné odtiene - 2 g | **51,30 €** | obj. č. 5216B2D

48,80 €

B3 - 2 g | **55,10 €** | obj. č. 5216B3

52,30 €

Tetric PowerFill

- Snadno tvarovatelné nano-hybridní kompozitum vhodné pro techniku zhotovování výplní po velkých dávkách materiálu. Umožňuje novou míru dosažitelné efektivity u výplní distálních zubů: jedna výplň, jeden materiál, jedna vrstva.
- Odstíny: IVA, IVB, IVW.

AKCE
4 + 1 ***

striekačka IVA - 3g | **72,30 €** | obj. č. 52128IVA

68,70 €

striekačka IVB, IVW - 3 g | **77,20 €** | obj. č. 52128IVW

73,40 €

OptraGate 2

- Rozvěrač rtů a tvář pro uvolnění a účinné ošetření a pro každodenní použití.
- Snadný přístup do dutiny ústní a lepší viditelnost.
- OptraGate 2 zachovává všechny cenné vlastnosti původního produktu a ještě více zvyšuje komfort nošení pro pacienta.
- Testy uživatelů ukázaly, že design OptraGate 2 vede ke snadnějšímu nasazení ve srovnání se současnou verzí OptraGate.

AKCE
4 + 1 ***

SLEVA
16 %

80 ks | **183,10 €** | obj. č. 5940801M

153,20 €

Adhese 2

- Univerzální adhezivum pro přímé a nepřímé náhrady.
- Kompatibilní se všemi leptacími technikami.
- Vhodné pro světlem i duálně tuhnoucí materiály – poskytuje více flexibility a spolehlivosti, zejména v případech s omezeným přístupem světla.
- Konzistentně vysoká pevnost vazby (> 25 MPa) na dentinu a sklovině.
- Desenzibilizační efekt pro minimalizaci rizika pooperační citlivosti.
- Bez obsahu Bis-GMA.


NEW

Refill VivaPen, 1x 2ml | obj. č. 5211652

89,90 €

LC VivaPen Kit 2ml/100 | obj. č. 5211656

136,70 €

Adhese 2 Refill Bottle 5g | obj. č. 5211655

146,30 €

Adhese Refill Bottle 2x 5g | obj. č. 5211653

261,40 €

Adhese 2 Refill VivaPen 3x 2ml | obj. č. 5211651

248,40 €

* Nabídka platí do 31. 7. 2026.

Víc než obyčejná injekce

DENTAPEN[®]
by Juvaplast

NOVÁ GENERACE elektronických aplikátorů dentální anestezie



spokojení
pacienti



přátelský
k dětem



ergo-
nomický

15%
sleva

593178 Dentapen kit
2 520,00 € ~~2 967,90 €~~

Detailní informace a video najdete ZDE:



bit.ly/Hdentapen

SWISS TECHNOLOGY

„NÁZOR LÉKAŘE

Aplikátor Dentapen používám asi rok a opravdu je ve všem vynikající. Často aplikátor Dentapen předvádím klientům v předchozí návštěvě - dospělým i dětem. Prostě jen tak, aby ho viděli a přestali se případně bát normální injekce v příští návštěvě a opravdu se tak děje. Často pak slyším: „Tak to je super, dřív jsem dostával takovou velkou injekci a bolelo to“. Usamotné aplikace anestezie pomocí aplikátoru Dentapen se schválně ptám, jestli něco cítí a odpověď je prostě NIC. U jedné mladé slečny asi 9 let, dříve se opravdu hodně bála injekce, jsem aplikoval před výkonem anestezii pomocí Dentapen a ona jen koukala a nic necítila! To byla pro mě to nejlepší zpráva.

MUDr. Tomáš Dundálek, Kutná Hora

Obraťte se na svého obchodního zástupce Hu-Fa Dental, rád Vám Dentapen zapůjčí k vyzkoušení ve Vaší praxi.



PRECIZNÍ VÝKON

PRO STOMATOLOGII – IDEÁLNÍ PRO MĚKKÉ TKÁNĚ V OBLASTI ÚSTNÍ CHIRURGIE, PARODONTOLOGIE ČI IMPLANTOLOGIE.

Široké spektrum použití - nepostradatelný pomocník pro různé indikace. Kompaktní rozměry a jednoduchá obsluha – snadné začlenění do každé zubní ordinace.

Bezpečnost a spolehlivost – automatická kontrola kontaktu pacientovy neutrální elektrody, indikátory poruch. Multifunkční režimy – řezání (cut), koagulace (coag), kombinovaný režim pro různé typy tkání. Nízké poškození okolních tkání – urychluje hojení a komfort pacienta.

Výběr z 10 různých typů elektrod.

SURTRON 50D

Mechanické ovládání výkonu pomocí otočných voličů – jednoduché a rychlé nastavení.

Tradiční konstrukce bez dotykového displeje – vhodný pro uživatele preferující klasické rozhraní.

Nížší pořizovací cena – ideální poměr cena/výkon pro běžnou praxi.

Kompaktní a lehký přístroj – snadno přenosný mezi ordinacemi.

Maximální výstupní výkon - 50 W / 400 Ω.

9910671 860,00 € ~~957,60 €~~



SURTRON 80

Kompaktní vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka pro lehké až středně náročné zákroky nejen ve stomatologii.

Poskytuje vysokou přesnost, stabilní výkon a maximální bezpečnost. Ovládání nožním spínačem nebo přímo na rukojeti, umožňuje rychlé přepínání mezi režimy na poslední použitou funkci.

Maximální výstupní výkon - 80 W / 250 Ω.

Široké spektrum řezných i koagulačních režimů:

- CUT – čistý chirurgický řez
- BLEND – kombinovaný řez s koagulací
- FORCED COAG - rychlá, agresivnější koagulace, může lehce karbonizovat povrch
- SOFT COAG - pomalejší koagulace hlubokých vrstev tkáně bez karbonizace
- Bipolární koagulace (s volitelným adaptérem)

9910691 1 260,00 € ~~1 443,10 €~~



MaxCem Elite

- Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta.
- Pro fixaci keramických, kompozitních a kovových náhrad.
- Vše v jednom: leptání - priming - bonding a cementace.
- Odstíny: bílý (B), opákní (O), čirý (C), žlutý (Z) a hnědý (H).

SLEVA
29 %

MaxCem Elite 2x 5 g | **160,20 €** | obj. č. 53006C

114 €

OptiShade

- Kompozitní výplňový materiál.
- **Dostupné odstíny:**
 - light - odpovídá: A1, B1, B2, C1 a D2,
 - medium - odpovídá: A2, A3, C2, D3 a D4,
 - dark - odpovídá: A3.5, A4, B3, B4, C3 a C4,
 - bleach white - pro bělené zuby,
 - universal opaque.

SLEVA
20 %

striečkačka - 4 g | **76,50 €** | obj. č. 5263111

61,10 €*

OptiBond Gel Etchant

- 37.5% kyselina fosforečná určená k leptání dentinu a skloviny.
- Jasná fialová barva, příjemná viskozita, snadno se oplachuje.
- Gel je zcela a snadno bez námahy smývatelný a nabízí pohodlí aplikace stříkačkou.


SLEVA
15 %

Gél etchant 30 g + přísl. | **91,40 €** | obj. č. 584632

77,70 €

CHARISMA E4SY

- Pouze 4 odstíny místo 16 odstínů.
- VITA: Méně složitosti, stejná jistota.
- Jednoduché monochromatické odstíny pokryjí 90 % vašich výplní.
- Ověřená univerzálnost.
- Ušetříte až 10 minut na jednu výplň.
- Prokazatelně vyšší efektivita.
- Vyrobeno v Německu.

NEW
AKCE
3 + 1
na refill

refill striečkačka, 4 g | **52,50 €** | obj. č. 52802B

49,90 €

kit 2 x 4g + Gluma Bond Universal | **138,80 €** | obj. č. 52802SK

131,80 €

Variotime

- A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace.
- Vynikající reprodukce detailů a dlouhá objemová stabilita.
- Umožňuje variabilní pracovní čas pro přípravu materiálu (1 - 2,5 minuty) při zachování vždy stejně krátké doby tuhnutí (2,5 minuty).
- Nabízí široké spektrum viskozit krémů
- - medium flow, light flow a extra light flow.


Light flow - 2x 50 ml | **39,60 €** | obj. č. 540403

29,20 €

Easy putty - 2x 300 ml | **61,90 €** | obj. č. 540401

47 €

Charisma Bulk Flow ONE

- Jednodstínný bulk fill flow kompozit pro každodenní použití.
- Nízká kontrakce, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti opotřebení zajišťují dlouhou životnost náhrad, které vydrží zátěž v distálním úseku.
- V balení ke každé stříkačce dostanete 5 aplikačních kanyl.

SLEVA
24 %

2 g + 5 kanyl | **39,40 €** | obj. č. 528013

29,90 €

10x 2 g kit | **326,30 €** | obj. č. 528014

309,90 €

* Nabídka platí do vyprodání.

Meditex roušky

- Roušky pro pacienty vyrobené z vrstvy vysoce savého papíru a PE-fólie, zabraňující prosáknutí.
- Rozměr: 45 x 32 cm, s výřezem pro krk.
- Baleny v rolích s perforací pro snadné odtržení.
- Barvy: modrá, bílá, zelená a žlutá.



250 ks | **15,90 €** | obj. č. 3000261

14,60 €

Thienelino dětské zubní kartáčky

- Zubní kartáčky s přísavkou, které si zamiluje každé dítě!
- Anatomicky tvarovaná široká rukojeť pro pohodlné neklouzavé uchopení.
- Tvarované štětiny kartáčku pro správné vyčištění zadních zoubků.
- K dispozici v modré, růžové, zelené a červené barvě.



SLEVA

12 %


12 ks | **6,90 €** | obj. č. 4507421

6,10 €

Senzor návleky

- Jemné přesto odolné návleky.
- Zajišťují dokonalou hygienu RVG senzorů.
- Měkký materiál a ergonomické provedení zvýší pohodlí pacienta.
- Velikost: 42 x 200 mm.

Skvělá cena



SLEVA

17 %

42 x 200 mm - 500 ks | **13,10 €** | obj. č. 582054

10,90 €

Drydent

- Udrží kontrolu nad vlhkostí v ústech, i když je zcela nasycený.
- Vyrobený ze savého materiálu, který poskytuje maximální komfort pro pacienta v průběhu jakékoliv léčby.
- Obě varianty dostupné ve velikostech S a L.
- **Balení: na tvář** - vel. S i L - 50 ks.
- **Pod jazyk** - vel. M - 50 ks a vel. L - 40 ks.

SLEVA

25 %



na tvář, 50 ks | **22,90 €** | obj. č. 400060L

17,10 €

pod jazyk - 40 ks/50 ks | **40,90 €** | obj. č. 400061L

30,50 €

Apron č.3

- Pacientské bryndáky vyrobené z polyetylénu a savé měkké celulózy.
- Barvy: bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle oranžová, tmavě oranžová, šedá, vínová, žlutá a růžová.
- Rozměry: 60x54 cm - 80 ks a 80x54 cm - 60 ks.



60 x 54 cm - 80 ks | **13,40 €** | obj. č. 3000242

12,20 €

80 x 54 - 60 ks | **13,40 €** | obj. č. 3001181

12,20 €

Medibrush Mikro Aplikátory

- Mikro aplikátory od firmy Medistock, vhodné pro aplikaci zubních přípravků.
- Snadno ohýbatelný pro přesnou aplikaci.
- Hrot z absorpčního materiálu, který nepouští vlákna.
- Balení obsahuje: 4x 100 ks, v různém barevném provedení.

NEW



SLEVA

16 %

Fine 400 ks - žlté | **26,10 €** | obj. č. 5350031J

21,90 €

Regular 400 ks - oranžové | **26,10 €** | obj. č. 5350031O

21,90 €

Super fine 400 ks - fialové | **26,10 €** | obj. č. 5350031V

21,90 €

Speedex

- C-silikonová otiskovací hmota vhodná pro obě metody otiskování.



ZDARMA

Při koupi balení setu Speedex, získáte zdarma balení Hanel artikul. papírů 200ml (červených 4000051B nebo modrých 4000052B) v hodnotě 579 Kč.*



Speedex set + Hanel 200my	71,10 €	obj. č. 5400340	61,50 €
putty, putty soft - 910 ml	54,40 €	obj. č. 540032	35,10 €
light body / medium body - 140 ml	21,90 €	obj. č. 540027	17,50 €

SLEVA

35 %

TrollFoil

- Oblíbené artikulační fólie, které jsou napnuté ve vlastním rámu poskytují vždy spolehlivý barevný otisk.
- Oboustranná fólie modré nebo červené barvy má pouze 8 mikronů - nejtenčí fólie na trhu.
- Díky integrovanému rámu nejsou potřeba žádné kleště ani další vybavení.
- Rozměr rámu: 76 x 19 mm.



SLEVA

25 %

TrollFoil 8my červená, 100ks | 42,20 € | obj. č. 59160700

31,60 €

CoForm matrice

- Transparentní růžkové matrice z tenkého celuloidového plastu.
- Ideální pro zhotovení kompozitních výplní v okolí složitých incisálních okrajů a fraktur.
- Snadná identifikace správné matrice pro frontální zuby a špičáky díky přehlednému zásobníku.



SLEVA

20 %

sada - 128 ks	228 €	obj. č. 580019	182,30 €
sada - 64 ks	122,60 €	obj. č. 580015	98 €
refill - 8 ks	17,10 €	obj. č. 580031M	13,60 €

DT Light Post

- Speciální čepy se skelnými vlákny, které jsou upraveny přesně podle anatomie zubu.
- Vyznačují se stejnými fyzikálními vlastnostmi jako přirozený zub - vysoká pevnost v ohybu, elasticita podobná dentinu, velká odolnost vůči únavě.
- Dvojí konicita odpovídá anatomii zubu po vypracování kořeného kanálku, díky tomu je ošetření šetrné k zubním tkáním a rychlé.
- Jsou translucenční a radioopákní.
- Základní balení obsahuje: 3 čepy vel. 0, 3 čepy vel. 1, 3 čepy vel. 2 a 3 čepy vel. 3, vrták DT Universal a 3 DT finírky od každé velikosti.



SLEVA

20 %

náhradné čepy č. 1 červené - 6 ks | 69,80 € | obj. č. 5620011

55,90 €*

Intro kit | 197,30 € | obj. č. 5620024

157,50 €

Corecem DC

- CORECEM je duálně tuhnoucí flow kompozitní materiál určený pro cementování kořenových čepů a dostavbu pahýlu, a to s čepem i bez něj.
- V praxi funguje jako 2v1 – lze jej použít jak jako pryskyřičný cement v kombinaci s bondem, tak jako materiál pro core build-up.



SLEVA

20 %

Corecem DC 9g/5ml | 74,20 € | obj. č. 5300018

59,30 €

Roušky Monoart BIB UP!

- Euronda Monoart rozšiřuje svou řadu jednorázových pomůcek o inovaci, která zlepšuje a zefektivňuje ochranu pacientů: nové bryndáky Bib Up!
- Tyto roušky, které jsou novinkou, přinášejí důležité inovace, jako je snadnější a přesnější uchycení na suchý zip a možnost použití třemi různými způsoby díky použití nových přilnavých bodů pro upevnění.
- Oproti tradičním rouškám/bryndákům nabízejí větší rozměry (50 x 61 cm) a pohodlný tvar na krku a ramenou.
- Dostupné ve 12 barvách.



SLEVA

32 %

150 ks | 29,70 € | obj. č. 4000950

20,30 €

* Nabídka platí do vyprodání zásob.

**Sleva
15%***

UŽIJTE SI PROFILAXII A PERIO BEZ NUTNOSTI OSTŘENÍ

LM Sharp Diamond nástroje nevyžadují vůbec žádné ostření. Tyto nástroje jsou vyrobeny z extrémně odolné speciální kovové slitiny a odolnost proti otěru je vylepšena ochrannou mikro membránou.

OSTROST & KOMFORT - LEPŠÍ NÁSTROJE, LEPŠÍ VÝSLEDKY

Vybrali jsme pro vás nejoblíbenější Sharp Diamond nástroje!

Využijte 15% slevu* a doplňte si v průběhu července své instrumentárium. **95 €**

Mikrospek

59301SDS



Minispek SharpJack

59315SDS



Minispek

59311SDS



Kyreta Gracey 1/2

59201SDS



Kyreta Gracey 7/8

59207SDS



Mini kyreta Gracey 11/12

59211MSDS



Kyreta Gracey 11/12

59211SDS



Mini kyreta Gracey 13/14

59213MSDS



Kyreta Gracey 13/14

59213SDS



Nevybrali jste si z nejoblíbenějších nástrojů výše? Nevadí!

Prolistujte si katalog v českém jazyce a zvolte si nástroje Sharp Diamond, které se Vám hodí.

Katalog najdete na webu: bit.ly/katalogLM Ceník najdete zde: bit.ly/CenikLM

Extrakční nástroje

LM SlimLift™

Speciální tenké čepele pro velmi úzká místa s extrémně jemným hrotem.




LM LiftOut™

Tradiční luxační nástroje pro atraumatické extrakce a rychlé hojení. Jemná, ostrá čepel snadno vklouzne do periodontálního prostoru.



LM TwistOut™

Elevátory pro namáhavé extrakce. Ideální pro situace, kdy potřebujete vyvinout velkou sílu a krouticí tlak.



**Sleva
15%***

135 €
114,80 €

DXP

CLAVE

- kapacita 24 litrů
- dotykový displej
- vysoký výkon
- rychlé cykly

**ZÁRUKA
5 LET!!**



Unikátní **patentovaná technologie** bočního vstřikování páry přináší stabilnější sterilizaci, méně kondenzace na sáčcích, rychlejší sušení a kratší čekání mezi cykly.



Detailní informace najdete zde:
bit.ly/DXPclave

NSK

593123	DXPclave	4 350,30 €	4-875,30-€
593123T	DXPclave s tiskárnou	4 472,30 €	5-021,70-€

Mikrozyd Sensitive / Mikrozyd AF Liquid

Mikrozyd Sensitive

- Rychlá dezinfekce povrchů - expozice 1 min.
- Neobsahuje alkohol ani aldehydy
- Vhodné pro všechny typy povrchů, především povrchy citlivé na alkohol
- Hotový roztok - přímé použití
- Mikrobiologická účinnost: bakterie, mikroskopické houby, lipofilní viry (vč. HBV, HIV, HCV, BVDV, rotavirusy, vaccinia virusy).

Mikrozyd AF Liquid

- Přípravek pro dezinfekci postřikem na plochy a předměty.
- Účinný proti baktériím, mykobaktériím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a širokému spektru virů.
- Bez formaldehydu, jako účinné látky obsahuje alkoholy, glutaraldehyd a kvarterní amonné soli.
- Rychlý účinek, neotírá se - pouze zasychá, nezanechává žádné stopy, příjemné voní.

750ml s rozprašovačem | **12,20 €** | obj. č. 4100654

750ml s rozprašovačem | **11,80 €** | obj. č. 410393

11 €

10,60 €



TIP

Mikrozyd Sensitive

Bez alkoholu,
na citlivé povrchy.

SLEVA

10 %



Rotasept

- Určen pro manuální čištění a dezinfekci vrtáků, diamantových brusek, řezných a dalších rotačních nástrojů.
- **Spektrum účinnosti:**
 - baktericidní
 - mykobaktericidní
 - fungicidní
 - levurocidní
 - virucidní



SLEVA

25 %

při koupi 2 kusů

2 l | **38,20 €** | obj. č. 410034

28,40 €

FD 350

- **Dezinfekční ubrousky** pro dezinfekci a čištění otřením povrchů zdravotnických prostředků.
- Sortiment 3 typů: klasik, s vůní květin nebo s vůní citrónů.



FD 350 dóza - 110 ks | **10 €** | obj. č. 410230

9,60 €

AKCE

Při nákupu 6 balení FD 350 získáte
zdarma FD 350 (dózu - 410232)

Mikrozyd Universal Premium ubrousky

- Dezinfekční ubrousky s nízkým obsahem alkoholu určené pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů. Díky výborné materiálové kompatibilitě jsou vhodné i pro citlivé povrchy.
- Účinný podle EN 16615 za 1 minutu.



SLEVA

20%

při koupi 6 kusů

100 ks | **15,40 €** | obj. č. 4100658

12,30 €

Admira Fusion Flow

- Zatekavý svetlom tuhnutí nanohybridný výplňový materiál typu ORMOCER
- **Set striekačiek:** 5x 2g (A1, A2, A3, A3.5, WO), vzorkovník odtieňov.

ZĽAVA
46%



set striekačiek - 5x 2g, exp. 4/2027 | **236 €**
obj. č. 5222FS

127,90 €*

Admira Fusion 5

- Univerzálny nanohybridný výplňový materiál (ormocer) so zjednodušeným systémom odtieňov.
- Admira Fusion 5 využíva päť rôznych odtieňov Cluster Shades, z ktorých každý združuje viac odtieňov VITA®.

ZĽAVA
29%



striekačka A4 - 1x 3 g, exp. 8/2027 | **79 €**
obj. č. 52223A4

55,90 €*

Sable Seek Mini Kit

- Indikátor zubného kazu.
- Zeleno-čiernou farbou označí pokazený dentín a vstupy do koreňových kanálikov.
- Predídete nadmernej preparácii alebo naopak nedostatočnej preparácii

ZĽAVA
74%



mini kit universal - 2x 1,2 ml + 10 kanýl, exp. 6/2027 | **68 €** | obj. č. 501021

17,90 €*

UltraCal™ XS

- Vysoké pH 12,5.
- Lieči infikované kanáliky, podporuje hojenie kosti.
- Použite vždy, keď nemôžete kanálik vysušiť (mokvanie, krvácanie).

ZĽAVA
40%



striekačky 2x 1,2 ml + 4 kanyly, exp. 4/2027 | **38 €** | obj. č. 501024

22,80 €*

Peak Universal Bond

- Jediný bond s chlórhexidínom (s 0,2%) - zaisťuje zvýšenie dlhodobej pevnosti bondu.
- Jednoduchý. Spolahlivý. Pre všetky materiály (dentín, sklovina, kov, keramika, kompozit aj zirkón)

ZĽAVA
52%



fľaštička 4 ml, exp. 4/2027 | **92 €** | obj. č. 504543

44,20 €*

Transcend

- Nanohybridný kompozit na báze Bis - GMA,.
- Odtieň **Universal Body** splynie s okolitým zubom/ zubami.

ZĽAVA
60%



striekačka UB - 1x 4 g, exp. 1/2027 | **87 €**
obj. č. 504733

35 €*

Uni-Etch 32%

- Leptací pologél 32% kyseliny fosforečnej v striekačke pre súčasné leptanie dentínu a skloviny (15 sek)

ZĽAVA
44%



striekačky 4x 5 g, exp. 2/2027 | **74,30 €**
obj. č. 521052

41,50 €*

Enzymel Intensive 35 zubná pasta

- Antimikrobiálna zubná pasta pre účinnú hygienu pri akútnych a chronických stavoch v ústach a vo všetkých prípadoch, kde je zvýšené riziko bakteriálnej infekcie.

ZĽAVA
31%



zubná pasta - 75 ml zelená, exp. 3/2027 | **15,80 €**
obj. č. 450403

10,90 €*

Neo Spectra ST flow

- Neo Spectra ST flow je zatekavý výplňový materiál.
- Tekutosť pod vašou kontrolou zaručí všestrannú manipuláciu.

ZĽAVA
21%



komplety A3.5 - 16x 0,25 g, exp. 9/2027 | **57 €**
obj. č. 52409A5

44,90 €*

GC Gradia Direct - anterior

- Oblúbené mikrohybridné kompozitum do frontálneho úseku s pozoruhodnou estetikou a vynikajúcimi vlastnosťami.
- Špeciálna štruktúra plniva a výrazný chameleón efekt umožňuje dosiahnuť tzv. neviditeľné výplne.

ZĽAVA
57%


striekačka 1x 4 g, exp. 2/2027 | ~~74,60 €~~ | obj. č. 5246A5 **32 €***

Filtek Supreme Flow (Ultimate)

- Svetlom tuhnúci, röntgenokontrastný zatekavý nanokompozit s nízkou viskozitou.
- Využíva rovnakú nanotechnológiu ako univerzálny kompozit Filtek Ultimate, vďaka ktorej vyniká výbornými estetickými vlastnosťami, zachovaním naleštenia a nízkou abráziou.

ZĽAVA
32%


striekačky A3,5 - 2x 2 g, exp. 7/2027 | ~~73 €~~ **49,90 €***
obj. č. 5283A35

Filtek One Bulk Fill Restorative

- Vysoko estetický bulkfilový materiál kombinujúci estetiku a prirodzenosť v jednom.
- Lepší estetický výsledok vďaka zvýšenej opacite.
- Vysoká mechanická odolnosť a skvelá leštiteľnosť zaručená 3M technológiou nanofilného plniva.

ZĽAVA
27-37%


striekačka A1 - 1x 4 g, exp. 6/2027 | ~~82 €~~ **51,90 €***
obj. č. 52881A1
striekačka A2 - 1x 4 g, exp. 8/2027 | ~~82 €~~ **59,90 €***
obj. č. 52881A2

Ufi Gel P

- Dlhodobá mäkká rebazovacia hmota na báze A-silikónu v tubách.
- Extrémna adhézia medzi protézou a rebazovacou hmotou.
- Bez chuti a zápachu, farebne stály a estetický.
- **Set obsahuje:** 2 x 50 ml bázy + katalyzátor, 2 x 10 ml glazink bázy / katalyzátor, 10 ml adhezív a príslušenstvo.

ZĽAVA
16%


set, exp. 3/2027 | ~~179 €~~ | obj. č. 530230 **149,90 €***

Grandio SO Flow

- Viskózný univerzálny svetlom tuhnúci nanohybridný materiál s vlastnosťami podobnými zubu.
- Použitie na minimálne invazívne ošetrovanie kavit všetkých tried, pečatenie fisúr, vyblokovanie podbiehavých miest, opravu výplní a faziet.

ZĽAVA
25%


kapsuly A2 - 16x 0,25 g, exp. 8/2027 | ~~84 €~~ **62,90 €***
obj. č. 53033A2
kapsuly A3 - 16x 0,25 g, exp. 8/2027 | ~~84 €~~ **62,90 €***
obj. č. 53033A3

Prophy pasta Eco+

- Pasta bez obsahu fluoridov na profesionálne čistenie zubov.
- Maximalizuje odstránenie škvrn pri minimálnej strate skloviny.
- Je tixotropná - obmedzuje rozstrekovanie.

ZĽAVA
47%


mäta stredná - 300 g, exp. 4/2027 | ~~20,50 €~~ **10,90 €***
obj. č. 5303182

Biodentine XP 500

- Biodentine XP prináša všetky skvelé vlastnosti a výhody tradičného Biodentine (totožný materiál), teraz však v novej forme balenia - kapsulách all-in-one.
- Biokompatibilná a bioaktívna náhrada dentínu v korunkovej aj koreňovej časti.

ZĽAVA
36%


XP 500 - 10 ks, exp. 3/2027 | ~~340,90 €~~ **219 €***
obj. č. 5303872

LUNOS fluoridačný gél

- Na intenzívnu profylaxiu zubného kameňa s fluoridom sodným.
- Chráni a zosilňuje zubnú sklovinu.
- Podporuje remineralizáciu.
- Bráni tvorbe nového povlaku.
- Jednoducho a rýchlo sa nanáša

ZĽAVA
34%


gél - 250 ml, exp. 4/2027 | ~~45 €~~ | obj. č. 531025 **29,90 €***

SDI Riva LC

- Svetlom tuhnúci, živou modifikovaný výplňový skloionomerný materiál.
- Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a oteru, väčšia pevnosť povrchu.

ZĽAVA
40%


prášok/tekutina LC A2, exp. 3/2027 | ~~83 €~~ **49,90 €***
obj. č. 5337A2

EKVÁDOR & GALAPÁGY

V říši ohně a oceánu



18. listopadu - 4. prosince 2026 (17 dnů)

Vydejte se na cestu, která v sobě spojuje to nejvýznamnější z Jižní Ameriky – vysoké Andy, sopky, koloniální Quito, amazonský prales i Galapágy, souostroví, které nemá na světě obdoby.

Během několika dnů poznáte zemi na rovníku v celé její pestrosti: horské laguny, tropickou zeleň, vodopády, indiánské komunity i fascinující přírodu, která vrcholí právě na Galapágách. Tam vás čekají setkání s lachtany, mořskými želvami, leguány, tereji i krajinou sopečných ostrovů, kde příroda stále hraje hlavní roli.

Program je sestaven pro menší skupinu, s českým doprovodem a příjemným tempem. Ekvádor, Amazonie a Galapágy tak nejsou jen další cestou – jsou skutečným setkáním se světem na rovníku.

Ubytování: pečlivě vybrané hotely s polopenzí
Nenechte si ujít: Quito (UNESCO), pozorování růžových delfinů (NP Cuyabeno), vodopád Pailón del Diablo, Galapágy (UNESCO)

Cena: 7 679 € (vč. poplatků)

BAD KLEINKIRCHHEIM

Když hory potkávají jezera



červen/červenec/srpen/září 2026

vyberte si termín a délku pobytu dle potřeby

Dovolená v Korutanech je jednoduše nesrovnatelná s žádným jiným místem! Vítejte v zemi jezer a hor! Během Vaší dovolené v Bad Kleinkirchheimu jsou lanovky stále v provozu a tím nejkomfortnější a nejrychlejší způsobem, jak se dostat do nejlepších výchozích pozic nespočtu turistických stezek a cyklotras v srdci Korutan, vhodných jak pro sváteční turisty a rodiny s dětmi, tak pro milovníky náročných tras, vyžadujících určitou zdatnost a zkušenosti.

Ubytování: Panorama Pension Suedhang
Nenechte si ujít: mnoho turistických a cyklistických tras, relaxaci v lázních, golf, Alpine Wildpark, Granatium, Klagenfurt, hrad Landskron, středobod Korutan, vynikající korutanskou kuchyni



Cena: 719 € (za osobu se snídaní/týden/ vč. Korutanské karty)

NEPÁL

Himálajské království a jeho divoká krása




10. - 23. října 2026 (14 dnů)

Nechte se unést do země, kde se sny stávají skutečností. Nepál, to jsou zasněžené vrcholky Himálaje, tajemná atmosféra buddhistických klášterů a srdečnost místních lidí. Vydejte se s námi na cestu, která pohládí vaši duši a zanechá ve vás hluboký dojem. Projděte se po trzích s kořením a ručně vyráběnými suvenýry, ochutnejte tradiční nepálské speciality a nechte se okouzlit krásou himálajské přírody..

Ubytování: 4-5* hotely & lodge s polopenzí/ plnou penzí
Nenechte si ujít: nezapomenutelné scenérie lemující celou trasu zájezdu

Cena: 4 409 € (vč. poplatků)



SEYCHELY

Tropický sen bez filtru



7. - 16. dubna 2027 (10 dnů)

Hledáte cestu do tropického ráje, který nepůsobí jako kulisa, ale jako skutečnost? Seychely patří k nejkrásnějším ostrovním destinacím světa. Tyrkysové moře, bílé pláže, ikonické žulové balvany, palmy a bujná zeleň tady vytvářejí scénérie, které se jen těžko popisují slovy.

Seychely nejsou jen místem pro odpočinek. Nabízejí i krásné výlety, nenáročnou turistiku, šnorchlování, pozorování obřích želv, plavby mezi ostrovy a setkání s pohodovou kreolskou kulturou. Jsou ideální pro ty, kdo chtějí zpomalit, nadechnout se a zažít Indický oceán v jeho nejkrásnější podobě.

Ubytování: Story Seychelles s all inclusive
Nenechte si ujít: ostrov La Digue, potápění nebo šnorchlování na korálových útesech, ostrov Praslin, hlavní město Victoria, seychelskou kuchyni a samozřejmě relax na pláži

Cena: bude upřesněna

JAPONSKO A JIŽNÍ KOREA

V srdci východní Asie



8. - 22. května 2027 (15 dnů)

Japonsko a Jižní Korea představují dvě fascinující tváře východní Asie – země, kde se tisícileté tradice přirozeně prolínají s moderním světem. Čeká Vás cesta plná kontrastů, od historických chrámů, zahrad a starých čtvrtí až po pulzující velkoměsta, špičkové technologie a současnou kulturu. Obě země nabízejí mimořádně silnou atmosféru, vytříbenou estetiku i osobitý způsob života, který stojí za to poznat na vlastní oči. Tento zájezd bude pozvánkou do světa, který dokáže překvapit svou harmonií, energií i smyslem pro detail.

Ubytování: pečlivě vybrané 4* hotely se snídaní/polopenzí
Nenechte si ujít: Tokio, Nikkó, Kjóto, Nara, Soul, demilitarizovaná zóna, Kjongdžu, Pusan, cestování rychlovlaky

Cena: 7 599 € (vč. poplatků)

BARCELONA

Víc než jen Sagrada Família



9. - 13. června 2027 (5 dnů)

Barcelona je město, které člověka vtáhne během prvních minut. Středomořská atmosféra, Gaudiho architektura, úzké uličky starého města, vůně tapas i večerní život pod palmami vytvářejí kombinaci, která osloví téměř každého. Čeká nás několik dní v pulzujícím srdci Katalánska – pohodové objevování ikonických míst, dobré jídlo, výhledy na moře i celodenní výlet na pobřeží Costa Brava do malebného městečka Tossa de Mar, které patří k nejkrásnějším místům katalánského pobřeží. Barcelona zkrátka není jen město. Je to zážitek.

Ubytování: H10 Marina Hotel 4* se snídaní (nebo podobný)
Nenechte si ujít: Sagrada Família, Park Güell, gotická čtvrť, La Rambla, Barceloneta, večerní Barcelona

Cena: 1 619 € (vč. poplatků)

MONGOLSKO

Step, poušť a svoboda



7. - 17. září 2027 (11 dnů)

Představte si ráno, kdy vás nevzbudí budík, ale ti-cho stepi a první čaj v jurtě. Mongolsko tady nezažijete z dálky — v malé skupině se dostanete blíž k lidem i místům a cesta má jasný tah od Kharkhorinu v údolí Orchon přes klášter Erdene Zuu až do Gobi. Čekají vás Tsagaan Suvarga, Flaming Cliffs s dinosaury, „zpívající“ duny Khongor s výšlapem i projížďkou na velbloudech a návštěva nomádké rodiny chovatelů velbloudů. Přidáte i ledový kaňon Yol Valley a na závěr Terelje (Turtle Rock, Aryapala) plus obří jezdeckou sochu Čingischána a večer s tradičním vystoupením. Tohle není bloumání po stepi, ale promyšlená expedice s autentickými zastávkami a noclehy v jurtách. Co říkáte ... přidáte se?

Ubytování: 5* hotel (Ulanbátar)
luxusní kempy s jurtami
Nenechte si ujít: Klášter Erdene Zuu, Flaming Cliffs (Bayanzag) – rudé „dinosaurí“ útesy, zpívající duny Khongor – výšlap na duny, Terelj + Čingischán – Turtle Rock, chrám Aryapala, obří jezdecká socha a mnoho dalšího

Cena: cca 6 779 € (vč. poplatků)

PLAVBA POLYNÉSIÍ

Tam, kde končí mapy



9. - 28. října 2027 (19 dnů)

Jsou cesty, které se neplánují každý rok. Tahle patří mezi ně. Plavba Pacifikem z Fidži přes Samou a Cookovy ostrovy až do Francouzské Polynésie je cesta do míst, kde má oceán neuvěřitelné odstíny modré, ostrovy vystupují z moře jako kulisy z filmu a čas běží úplně jinak než doma. Čekají Vás tropické laguny, zelené sopečné vrcholy, bílé pláže, polynéská kultura i přístavy, jejichž jména zní skoro neskutečně: Rarotonga, Raiatea, Bora Bora, Moorea, Tahiti.

Na palubě lodi Norwegian Spirit budeme proplouvat jednou z nejkrásnějších a nejdělejších oblastí planety. Každý den nabídne jinou tvář Pacifiku – jednou klidný den na moři, podruhé ostrov s palmami, tržišti, korálovými lagunami nebo výhledem, který si člověk zapamatuje na celý život. Tohle není jen dovolená u moře. Je to velká cesta přes oceán, za hranici běžných zájezdů.

Lod': Norwegian Spirit
Nenechte si ujít: Fidži, Samoa, Cookovy ostrovy, Bora Bora, Raiatea, Moorea, Tahiti, datová hranice

Cena: cca 7 000 € (vč. poplatků)

MEXIKO

Mayové a Karibik



22. listopadu - 3. prosince 2027 (12 dnů)

Mexiko není jen země na mapě. Je to exploze barev, chutí, příběhů a míst, která se vám dostanou pod kůži. Od pulzujícího Mexico City přes pyramidu Teotihuacánu, dům Fridy Kahlo a koloniální kouzlo Yucatánu až po mayské památky, plameňáky, cenoty a legendární Chichén Itzá.

A na závěr? Riviera Maya. Bílý písek, palmy, tyrkysový Karibik a zasloužený odpočinek po cestě, která má všechno – historii, přírodu, atmosféru i pořádnou dávku mexické energie.

Ubytování: pečlivě vybrané hotely s polopenzí/ all inclusive
Nenechte si ujít: Mexico City, Teotihuacán, Uxmal, Chichén Itzá, Valladolid, Cobá, Riviera Maya

Cena: cca 6 500 € (vč. poplatků)



lahodná svačina
do ordinace i na výlet
nad 120 €
9999991 a 999991x



oblíbené a chutné Xylitolové
žvýkačky v příchuti zelený čaj
nad 160 €
5980265



praktická šňůra na
telefon přes rameno
nad 200 €
9999976



mýdlo na ruce
se solí z Mrtvého moře
nad 200 €
9999966

Dárky jsou dostupné do vyprodání zásob.



Endostar Unique S-File set
v hodnotě 210 Kč
nad 200 €
59161225A



bavlněné ponožky
pro stomatology
nad 280 €
9999983-4



pohodlná sportovní
čelenka Opalescence
nad 320 €
9999927



oblíbená bělicí pasta
Opalescence, 133 g
nad 560 €
500401D

obchodní zástupcovia SR



Nitriansky a Trnavský kraj

Ivan Brunclík
obchodný zástupca
mob.: 0903 / 534 688
e-mail: ibrunclik@gmail.com



Trenčiansky kraj

Martina Maras
obchodný zástupca
mob.: 0903 / 557 282
e-mail: martinka.borovska@gmail.com



Košický a Prešovský kraj

Mária Vilmošová
obchodný zástupca
mob.: 0907 / 976 246
e-mail: vilmosovamaria@gmail.com



Košický a Prešovský kraj

PaedDr. Miroslav Čorej
obchodný zástupca
mob.: 0905 / 663 828
e-mail: miro.corej@gmail.com



Žilinský kraj

MVDr. Janka Jedináková
obchodný zástupca
mob.: 0907 / 966 311
e-mail: jedinakova.jana@gmail.com



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

Erika Čišecká
obchodný zástupca
mob.: 0910 / 959 741
e-mail: cisecka.e@atlas.sk



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

Peter Čišecký
obchodný zástupca
mob.: 0911 914 667
e-mail: cisecky.p@atlas.sk



Telemarketing Čadca

Miroslava Hargašová
e-mail: hargasova@hufa.sk
tel.: 041 / 432 61 50
mob.: 0903 / 514 814
mob.: 0904 / 999 432



Mária Prengelová
e-mail: prengelova@hufa.sk



Telemarketing Bratislavský kraj

Andrea Vojvodíková
obchodný zástupca
mob.: 0948 / 335 190
e-mail: vojvodikova@hufa.sk

*Nejsou jen optická pomůcka – jsou to šperky preciznosti,
kde se kovový detail setkává s odvahou sportovní linie
a promění každý pohled v jistotu.
Design, který sedí jako druhá kůže a působí tak přirozeně,
že na ně snadno zapomenete.*

Ergo Advanced

Nabízí dokonalý zážitek při sledování nejmenších detailů a úhel pohledu, který umožňuje co nejpřirozenější držení těla.

Lupové brýle s vlastnostmi podobnými mikroskopům.

Prismatické ergonomické binokuláry se speciální konstrukcí a lehkým pláštěm.

Skla umožňují individuální úpravu dioptrií.

Dostupné ve zvětšeních:

3,5×, 4,5× nebo 5,7×.



bit.ly/4py2bv3



Galilejský systém

Přináší vylepšenou světelnost, špičkové optické vlastnosti a podporují přirozenou ergonomii práce.

Skla umožňují individuální úpravu dioptrií.

Dostupná zvětšení:

2,0×, 2,5×, 3,0× a 3,5×.



bit.ly/4pxBwP9



LYNX PRO

Bezkonkurenční přesnost s nejostřejším světlem.

- V souladu s modrým světlem.
- Barevná teplota: 5700 K
- Jas: 50 000 luxů
- Životnost baterie: 40 hodin / až 9 hodin při plném výkonu.
- Hmotnost světlometu: 15 g



bit.ly/4b9SZHs

