



Hu-Fa

úsmevy

Informačný časopis pre stomatologickú prax

5

1. 9. - 26. 10. 2025

Diagnostika a protetika



NÁJDITE SI SVOJU
PERFEKTNÚ VALO LAMPU



VALOTM X

100% POLYMERIZÁCIA
100% SPOĽAHLIVOSŤ
100% ÚSPECH

Viac informácií na strane 10.



041 433 10 16 -17



hufa@hufa.sk



www.hufa.sk

Atraumatické extrakcie - riešenie z parodontologicko-protetického hľadiska: kedy, ako a prečo?

Webinár sa zameriava na praktické aspekty atraumatických extrakcií v kontexte parodontálne a proteticky orientovaného liečebného plánu. Zoznámite sa s rozdielmi medzi klasickým a šetrným prístupom na extrakciu, naučíte sa indikovať vhodné prípady a vyhnúť sa časťm komplikáciám. Osobitná pozornosť bude venovaná výberu inštrumentária, možnostiam okamžitej implantácie a tiež tomu, kedy sa pokúsiť zub zachovať alebo ho naopak extrahovať. Kurz ponúkne jasné klinické odporúčania a praktické postupy, ktoré je možné ihneď aplikovať v bežnej praxi.

Prednášajúci:



Bartosz Suliborski DDS, Ph.D

webinár

Kedy: Kedy: 16. septembra 2025, od 18:00

Kde: on-line



bit.ly/3SJJRzw

Kardiopulmonálna resuscitácia a riešenie urgentných stavov v ordinácii stomatológa

Praktický kurz prvej pomoci pre celý pracovný tím - lekára aj sestru. Počas kurzu sa jasne, stručne a prehľadne dozvieme, ako má vyzerat prvá pomoc v podmienkach bežného stomatológa. Kurz zohľadňuje aj nové odporúčania Európskej resuscitačnej rady pre 2021 – 2025.

Nezabudnite na pravidelné dvojročné školenia prvej pomoci a prihláste sa ešte dnes!

Prednášajúci:



MUDr. Petr Zimmermann

kde: Ustí nad Orlicí, Opava, Brno



Načítajte QR kód a zistíte miesta konania a termíny.

Manažment mäkkých tkanív a plánovanie v digitálnej stomatológii

Prvý zo série webinárov zameraných na digitálnu stomatológiu cieľi na manažment mäkkých tkanív, ktorý je kľúčom k dlhodobému úspechu protetických a implantologických ošetrovaní. Na webinári sa dozvieme, ako dosiahnuť efektívne hemostázy, ako využiť provizórne korunky na tvarovanie mäkkých tkanív a ako predvídať biologickú šírku pomocou digitálnych nástrojov. Prof. Arthur Cortes, ukáže konkrétne klinické postupy a workflow využiteľné priamo v súkromnej praxi. Série webinárov je ideálna pre užívateľov skenerov.

Prednášajúci:



Prof. Arthur R. G. Cortes, DDS

Kedy: 15. októbra 2025, od 18:00

Kde: on-line



bit.ly/43ok0IO

Priame kompozitné dostavby v distálnom úseku

Priame kompozitné dostavby v distálnom úseku. Prvý zo série dvoch workshopov sa zameriava na distálny úsek. Ponúkne praktický prehľad moderných prístupov na rekonštrukciu zuba – od volby medzi priamymi a nepriamymi technikami, cez správny adhezívny protokol až po prácu s novými materiálmi a modelovacími technikami. Zameriame sa tiež na postupy v II. triede a postendodontické dostavby s dôrazom na precíznosť a estetiku. Súčasťou kurzu je veľmi intenzívna praktická časť.

Prednášajúci:



MDDr. Ondřej Kríž

Kedy: 16. októbra 2025

Kde: Praha 8 - Karlín



bit.ly/43pSzeE

Vnútrotné bielenie nevitálnych zubov a mikroabrazie fluorózy

Pozývame vás na veľmi praktický webinár zameraný na dve kľúčové témy, ktoré rieši každodenné estetické výzvy v záchovej stomatológii. Naučte sa efektívne a bezpečne aplikovať techniky vnútrotného bielenia zubov, ktoré vám umožnia dosiahnuť vynikajúce výsledky pri liečbe zafarbenia nevitálnych zubov. Zameriame sa na podrobnosti týkajúce sa výberu materiálov, postupov a prevenciu možných komplikácií. Ďalej si posvietime na mikroabraziu – účinný a minimálne invazívny spôsob ošetrovania fluorózných škvŕn na sklovine. Naučíme sa, ako zlepšiť vzhľad zubov bez zbytočného poškodenia štruktúry skloviny.

Prednášajúci:



Dr. Rafael S. Beolchi

Kedy: 20. októbra 2025, od 18:00



bit.ly/3RIB9a8

Aplikácia princípov oklúzie v digitálnej stomatológii

Druhý webinár zameraný na digitálnu stomatológiu zodpovie otázky ako preniesť klasické princípy oklúzie do digitálneho pracovného postupu. Tento webinár vedený prof. Arthurom Cortesom ponúkne praktický pohľad na plánovanie a realizáciu proteticky riadenú rehabilitáciu pomocou CAD-CAM technológií a nástrojov využívajúcich umelú inteligenciu. Na základe reálnych klinických prípadov ukáže, ako využiť digitálne nástroje pre presné nastavenie oklúzie a ako tieto princípy premietnuť do finálnych rekonštrukcií. Webinár je určený zubným lekárom a špecialistom, ktorí chcú prepojiť tradičné znalosti o oklúzii s možnosťami modernej digitálnej stomatológie.

Prednášajúci:



Prof. Arthur R. G. Cortes, DDS

webinár

Kedy: 29. októbra 2025, od 18:00

Kde: on-line



bit.ly/3YWIZv0

Parodontologický pacient

Praktické školenia zamerané na komplexnú starostlivosť o parodontologického pacienta, ktoré prepája znalosti parodontológa a dentálnej hygieničky v jeden efektívny celok. Bez zbytočnej teórie sa zameriame na praktické postupy, ktoré sa osvedčili v reálnej praxi. Na konkrétnych kauzistikách si ukážeme, ako efektívne diagnostikovať, liečiť a dlhodobo udržiavať parodontologických pacientov. Súčasťou školenia sú aj skúsenosti s ošetrovaním detských pacientov a implantátov, nevyhnutné minimum chirurgickej terapie a modernej využitia diódového lasera.

Prednášajúci:



MUDr. Markéta Harakalová a Mgr. Petra Janatová, DiS.

Kedy: 14. novembra 2025

Kde: Praha



bit.ly/4jbgDol

Nástroje novej generácie pre nepriame adhezívne výplne: klinické tipy pre efektívnejšiu prácu

Počas dvojhodinového webinára vám skúsený klinik a medzinárodné uznávaný lektor Rui Falacho ukáže, ako si zjednodušiť dostavbu pod korunky a dosiahnuť precízny výsledok rýchlejšie a efektívnejšie. Zaznejú praktické tipy a klinické postupy, ktoré ocení každý, kto nechce pri modelácii a úpravách zbytočne strácať čas. Prednáška je praktická, bez omáčky – postavená na reálnych prípadoch a každodenných výzvach, ktoré poznáte aj vy zo svojej ordinácie. Predvídateľné estetické výsledky tam, kde klasické prístupy často zlyhávajú.

Prednášajúci:



Rui Falacho DMD, MSci, PgD, PhD

Kedy: 19. novembra 2025, od 17:00



bit.ly/45fThK4

Priame kompozitné dostavby vo frontálnom úseku

Druhý zo série dvoch workshopov vás prevedie kľúčovými technikami pre estetické rekonštrukcie vo frontálnom úseku – od správneho použitia matric a silikónových kľúčov až po detailné vrsťovanie a výber farby. Zameriame sa tiež na prácu s makro a mikroštruktúrou a precízne leštenie na dosiahnutie prirodzeného a dlhodobo kvalitného výsledku. Súčasťou kurzu je opäť veľmi intenzívna praktická časť.

Prednášajúci:



MDDr. Ondřej Kríž

Kedy: 20. novembra 2025

Kde: Praha 8 - Karlín



bit.ly/3F664Vt

Bioclear metóda & Adhezívne protokoly pod lupou

Dnešná záchovná stomatológia ponúka celý rad možností, ako dosiahnuť nielen estetických, ale aj dlhodobu stabilných výsledkov. Tento dvojhodinový webinár ponúkne praktický pohľad na dve kľúčové témy: správne využitie univerzálnych adhezív a efektívne riešenie čiernych trojuholníkov pomocou Bioclear metódy. Ukážeme si, ako môže starostlivo zvolený adhezívny protokol ovplyvniť trvanlivosť a funkciu priamych aj nepriamych rekonštrukcií. V druhej časti sa zameriame na techniku, ktorá umožňuje predvídateľné estetické výsledky tam, kde klasické prístupy často zlyhávajú.

Prednášajúci:



MVDr. Michael Stiksa

Kedy: 24. novembra 2025, od 18:00



bit.ly/3YXvprj

sobota ON-LINE Z POHODLIA DOMOVA / 7 KREDITOV

Prednášajúci pre: LEKÁROV



Prof. Dr. Esra Uzer Celik
Turecko
špecialistka na estetickú
záchovnú stomatológiu



Michal Ganowicz DDS PhD
Poľsko
špecialista na konzervatívnu
stomatológiu a endodonciu



Jiří Sedláček
Brno
majiteľ súkromného zubného
laboratória JS Lab



MDDr. Mgr. Kamila Zvolánková
Plzeň
zubná lekárka a majiteľka kliniky
Ultime Clinic



Bartolomiej Karas DDS
Poľsko
generálny riaditeľ lekárskeho
vzdelávacieho centra Karaš,
podpredseda Endodontickej sekcie
Poľskej stomatologickej asociácie

Program: LEKÁRI

08:00 – 09:00	Registrácia účastníkov, prihlásenie do aplikácie
09:00 – 11:00	Od žiarivých úsmevov po bezproblémové rekonštrukcie: Zjednodušené techniky kompozitných živíc a bielenia Prof. Dr. Esra Uzer Celik
11:00 – 11:15	Prestávka
11:15 – 12:45	Ekonomika terapie vitálnej pulpy Prečo sa liečba pulpy môže vyplatíť viac ako liečba koreňového kanálika. Dr. Michal Ganowicz DDS, PhD
12:45 – 13:00	Prestávka
13:00 – 14:00	Digitalizácia v stomatológii: nový smer pre snímateľné náhrady Jiří Sedláček
14:00 – 14:15	Prestávka
14:15 – 15:00	Estetická medicína v zubnej praxi MDDr. Mgr. Kamila Zvolánková

15:00 – 15:15	Prestávka
15:15 – 16:45	Ako vyzrieť na MB2 a ďalšie anatomické ťažkosti pri ošetrovaní koreňových kanálikov Bartolomiej Karas DDS

16:45 Záver konferencie, žrebovanie zlosovateľnej vstupenky



lekári
bit.ly/DS2025SK

Znížená cena
pre prihlásených
do
30. 9. 2025

PREČO SA ZÚČASTNIŤ?

- aktuálne témy a poprední českí i svetoví prednášajúci
- sobotný termín bez preobjednávania pacientov
- on-line konferencia z pohodlia domova
- prednášky aj pre sestry a dentálne hygieničky
- mimoriadne zľavy na materiály a prístroje
- 7 kreditov pre lekárov a 6 kreditov pre sestry a dentálne hygieničky
- zlosovateľná vstupenka o hodnotné ceny

Ceny: LEKÁRI

Prihláška do **30. 9. 2025**
člen SKZL 118 € / nečlen SKZL 177 €

Prihláška od **1. 10. 2025**
člen SKZL 132 € / nečlen SKZL 198 €

Ceny: ŠTUDENTI A ABSOLVENTI*

Prihláška do **30. 9. 2025** 89 €

Prihláška od **1. 10. 2025** 99 €

* k prihláške je nutné priložiť kópiu indexu alebo diplomu.

Prednášajúci pre: SESTRY A DENTÁLNE HYGIENIČKY



Mgr. Veronika Pelantová
Zábřeh
Súkromná ambulancia
Fyziobalancia



MDDr. Adam Kovalčík
Olomouc
Asistent a detský zubný lekár
na Klinike zubného lekárstva
Lekárskej fakulty Univerzity Palackého
a Fakultnej nemocnici Olomouc.



Kristýna Trávníčková, DiS.
Olomouc
Dentálna hygienička
ART - MEDICA s.r.o.



Barbara Miroslava Turečková, DiS.
Kyjov
Prívatná ambulancia dentálnej hygieny



Ing. Vladimír Čepelka
Školiaci a prednášajúci o problematike
dezinfekcie pre zdravotnícky personál.
V súčasnej dobe pracuje pre firmu
Schülke CZ

Program: SESTRY A DENTÁLNE HYGIENIČKY

08:00 – 09:00	Registrácia účastníkov, prihlásenie do aplikácie
09:00 – 10:00	Ergonómia sedenia a práce stomatologického tímu Mgr. Veronika Pelantová
10:00 – 10:15	Prestávka
10:15 – 11:15	Spolupráca lekára a sestry, asistencia pri stomatologických výkonoch MDDr. Adam Kovalčík
11:15 – 11:30	Prestávka
11:30 – 12:45	Nástroje pre parodontologického pacienta Kristýna Trávníčková
12:45 – 13:00	Prestávka

13:00 – 14:15	Individuálny liečebný plán a manažment ošetrovania Barbara Miroslava Turečková
14:15 – 14:30	Prestávka
14:30 – 16:00	Efektívne používanie dezinfekčných prípravkov v stomatológii, povinnosti vyplývajúce z legislatívy Ing. Vladimír Čepelka
16:00	Záver konferencie



sestry a dentálne hygieničky
bit.ly/DS2025ASK

Ceny: SESTRY A DENTÁLNE HYGIENIČKY

Prihláška do **30. 9. 2025**
členka 63 € / nečlenka 82 €

Prihláška od **1. 10. 2025**
členka 70 € / nečlenka 91 €

Biodentine™ XP



je tak liečebný ako aj výplňový
materiál zubnej drene
v jednom produkte!



**ŠPECIÁLNA
PONUKA**

Kúpte balenie Biodentine Starter Pack
a získajte balenie Biodentine XP 500 **ZADARMO**

Balenie Starter Pack obsahuje:

- 1 krabičku á 10 kapsúl Biodentine XP 200
- 1 krabičku á 10 kapsúl Biodentine XP 500
- Biodentine XP aplikačnú pištoľ
- Biodentine XP Mixer pre aktiváciu a miešanie kapsúl

Naskenujte QR kód
pre objednanie



NOVINKA

BioRoot™ Flow

Jednoduchý úspech
pre každého



91%

klinická
úspešnosť
po 2 rokoch

Prekračuje
zistené miery úspešnosti
v literatúre*

Vaše bioaktívne pečatidlo
koreňových kanálikov



- Hydraulické pečatidlo v striekačke pripravené ihneď na použitie
- Bez zmršťovania – bioaktívne – biokompatibilné – vysoké pH
- Pre akúkoľvek techniku, za studena alebo za tepla

* 24 mesiacov po liečbe bola celková účinnosť podľa volných kritérií 91,0% v skupine BrF a 90,4% v skupine BrRCS ($p = 0,0003$).

Výsledky klinickej štúdie (Clinicaltrial.gov/NCT04757753), ktorá je v súčasnej dobe v recenznom konaní.
Zdravotnícky prostriedok triedy III – certifikovaný spoločnosťou BSI (2797) pre zhodu s MDR/EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach
www.septodont.com



Opalescence



4 kroky k vybieleniu

1. Informujte vašich pacientov o bielení Opalescence Go
2. Ukážte im, aká jednoduchá je aplikácia Opalescence Go
3. Ponúknite im Opalescence Go vo Vašej ordinácii
4. Nechajte ich vybieliť Opalescenciou Go



1. Vyberte z balenia.



2. Vycentrujte na zubný oblúk.



3. Jemne prisajte alebo prehýtnite.



4. Odstráňte vonkajší nosič.



5. Ak je potrebné, jemne upravte.



6. Nechajte pôsobiť 60-90 minút.

Opalescence GO 6%

- univerzálne predplnené nosiče s bieliacim gélom

„Bielenie za pochodu“ - **okamžite k použitiu, bez odtlačkovania**, bez laboratórnych prác, bez čakania na zhotovenie bieliacého nosiča. Jednorazové nosiče sú už naplnené bieliacim gélom **so 6% peroxidu vodíka a prispôbia sa tvaru pacientovho chrupu tak, že gél zostáva v nosiči a nevyteká**. Profesionálne vybielenie zubov vo frontálnom aj distálnom úseku chrupu.

Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) a 20% vody znižujú citlivosť
Doba 1 aplikácie: 60-90 minút/deň.
Doba bieliacého cyklu: 5-10 aplikácií.

Vhodné aj na oživenie a predĺženie trvanlivosti odtieňa po predchádzajúcom ordinačnom bielení alebo po profesionálnom čistení zubov. Vhodné aj pre pacientov so strojčekom. Cenovo dostupné.

Pacient kit 81,90 €** 91,00-€
(10× dolný + 10× horný nosič
+ Opalescence zubná pasta 30 ml), príchuť: mäta, melón

Mini kit 39,60 €** 44,00-€
(4× dolný + 4× horný nosič) / príchuť: mäta

Zlava 10% pri nákupe aspoň 2 výrobkov**



Opalescence™ whitening toothpaste



- Jedinečná zmes tri-oxidu kremičitého aktívne odstraňuje povrchové škvrny
- Bezpečná pre každodenné, dlhodobé použitie, vhodná pre celú rodinu
- Odstránením povrchových škvŕn zosvetlí zuby o dva odtiene len za jeden mesiac¹
- Výnimočné vstrebávanie fluoridu sodného², pomáha lepšie chrániť pred kavitami a posilňuje sklovinu
- Sladidlo Xylitol pomáha znížovať riziko zubného kazu
- 78 RDA zaisťuje maximálnu ochranu skloviny, dentínu a výplní³
- **Vhodná aj pre nebielené zuby**
- Neobsahuje Triclosan ani oxid titaničitý

Bieliaca zubná pasta Opalescence Original

4,8× väčšia absorpcia fluoridov sklovinou (spĺňa špecifikácie ADA)
Balenie: 12× 100 ml, 24× 30 ml

Bieliaca zubná pasta Opalescence Sensitivity Relief pre citlivé zuby

znižuje citlivosť zubov - napr. po bielení
5% dusičnanu draselného na zníženie citlivosti
Balenie: 12× 100 ml, 24× 30 ml



opalescence_czech_and_slovakia

www.opalescence.cz

BIELIACA ZUBNÁ PASTA OPALESCENCE:
CHRÁNÍ ZUBY PRED PIGMENTÁCIOU.
SKVELO UDRŽÍ BIELY ODTIEŇ.
SKVELO CHUTÍ.

U2
ULTRADENT

**Chladivá.
Čerstvá.
Čistá.**



Original 12× 100 g **118,80 €** 432,00-€
Sensitivity 12× 100 g **129,60 €** 444,00-€

TIP: CHCETE BIELIŤ A MÁTE CITLIVÉ ZUBY?

Začnite používať Bieliacu zubnú pastu Opalescence Sensitivity Relief už 14 dní pred bielením.
Pomôže vám znížiť alebo odstrániť citlivosť.

* Registrovaná ochranná známka inej spoločnosti ako Ultradent. 1. Gultz J, Kaim J, Scherer W. Whitening účinok bielenia zubnej pasty (IADR abstract 2747). J Dent Res. 1998;77(suppl 2):975. 2. Schemehorn, BR. Enamel Fluoride Uptake 09-107. Vlastné dáta. 3. Táto zubná pasta neobsahuje peroxid. 4. Schemehorn, BR. Relative Dentin Abrasion Test na Dentifrices 11-111. Vlastné dáta.

Opalescence® PF JEDNOTKA MEDZI BIELIACIMI GÉLMI

Opalescence™
tooth whitening systems



- Bezpečné bielenie bez rizika poškodenia zubov: **Opalescence má pH 6,9**
- Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (až niekoľko rokov)
- Zaručený bieliaci výkon po celú dobu životnosti gélu = predvídateľná doba bielenia a výsledky u väčšiny pacientov
- **20% vody** chráni pred dehydratáciou zubov a návratom k pôvodnému odtieňu
- **Formula PF** (fluorid sodný a dusičnan draselný) minimalizuje citlivosť pri a po bielení

príchut: mäta, melón, bez príchute
doba bieliaceho cyklu: v priemere **5-10 aplikácií**
1/3–1/2 striekačky na 1 nosič

Nočné bielenie Opalescence® PF 10%

10% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: **8-10 hodín/ noc**

Denné bielenie Opalescence® PF 16%

16% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: **4-6 hodín/ deň**

Vybielené zuby s úžasne dlhou výdržou odtieňa (až niekoľko rokov) — nie je potrebné prebieľovať každý mesiac!

Pacient Kit (8×1,2 ml striekačka Opalescence PF,
1×25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence, 1× krabička na nosiče,
1× kartička vzorkovník odtieňov) **90,00 €** 400,00-€

Doktor Kit

8×1,2 ml striekačka Opalescence PF, 2× fólia Soft Tray,
1× 1,2 ml LC Block-Out Resin, 1×25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence,
1× krabička na nosiče, 1× kartička vzorkovník odtieňov **98,10 €** 409,00-€

Refill (40×1,2 ml striekačka Opalescence PF) **315,00 €** 350,00-€



AKCIOVÁ CENA:

75,00 €

PACIENT KIT:
PRI NÁKUPE
10 a VIAC KUSOV

TIP: Bielenie doplníte Bieliacou zubnou pastou Opalescence Original alebo Opalescence Sensitivity Relief.

Na výrobu bieliaceho nosiča používajte fólie s hrúbkou **0,9 mm**, silnejšie fólie môžu byť príčinou citlivosti zubov pri bielení.

Bieliaci nosič MUSÍ MAŤ rezervoáre!

Bez nich je významne znížený účinok bielenia a predlžuje sa celková doba bielenia.



Viac ako len vynikajúca chuť!

Fluoridačný lak s 5% fluoridu sodného (2,26% fluoridových iónov)

- Účinný v prevencii kazov a posilnenie skloviny (podľa ADA1).
- Xylitol ako sladidlo, dodatočná ochrana proti baktérii streptococcus mutans.
- Na zuboch zostáva až 48 hodín.
- Neobsahuje farbivá ani lepok.
- Jednoduchá a rýchla aplikácia počas minúty – kefkou alebo kanylkou.
- Jediný fluoridačný prípravok určený aj pre deti mladšie ako 1 rok.

Enamelast™ = TOP produkt na trhu:



- Účinná ochrana proti demineralizácii a zubnému kazu.
- Fluoridový lak Enamelast™ vykazuje nadpriemerné uvoľňovanie a vstrebávanie fluoridu v porovnaní s top konkurenčnými fluoridovými lakmi¹.
- Vysoká miera uvoľňovania = množstvo fluoridu dosiahnuteľné pri každom ošetrení.
- Nadpriemerné vstrebávanie = účinnosť absorpcie fluoridových iónov.
- Nedávivé zloženie umožní ošetrenie problematických pacientov.
- Patentovaná výnimočná adhézia zlepšuje retenciu a umožní pôsobiť po dlhšiu dobu s vyšším účinkom.
- Pohodlná aplikácia – balenie podľa vašich potrieb.
- Možnosť voľby medzi jednorazovým blistrom s dávkou pre 1 pacienta alebo medzi striekačkami s dávkou pre 3 – 4 pacientov.

1. American Academy of Pediatric Dentistry. Policy statement on the use of fluoride. Adopted 1967. Reaffirmed 1977. Revised 2018.
2. Frequently Asked Questions on Community Water Fluoridation. American Dental Association.

3. Weyant RJ, Tracy SL, Anselmo T, et al. Topical fluoride for caries prevention. J Am Dent Assoc. 2013;144(11):1279–1291

Tip:

1. Vynikajúci fluoridačný prostriedok pre pacientov, ktorí majú zuby ošetrené ortodontickými sealantmi, nasycuje sealanty, ktoré potom uvoľňujú fluoridy do zuba po dlhšiu dobu.
2. Vynikajúci doplnok prevencie zubného kazu na pečatenie fisúr (UltraSeal XT Hydro, UltraSeal ST Plus).



Zdroj:
8. McClure H. Fluoride Uptake into Sound Enamel Substrate Provided by Fluoride Varnishes and Resultant Surface Microhardness Effects via a Combination in Vitro Flow Model & PH Cycling Treatment Regimen Study Number 24-562. Thermetric Technologies, Inc. Dental Product Testing Division; 2025.

9. McClure H. Fluoride Uptake into Sound Enamel Substrate Provided by Fluoride Varnishes and Resultant Surface Microhardness Effects via a Combination in Vitro Flow Model & PH Cycling Treatment Regimen Study Number 24-522. Thermetric Technologies, Inc. Dental Product Testing Division; 2024.



Na udržanie zdravých zubov?

Na remineralizáciu skloviny?

Pre citlivé zubné krčky?

Pre citlivé zuby pred alebo po bielení?

Pre deti mladšie ako jeden rok,

pre všetkých?

Všetko, čo ocenia Vaši pacienti:

- Rýchla, jednoduchá aplikácia: Osušiť zuby – naniesť Enamelast™, aktivovať slinou.
- Rýchla úľava od citlivosti: ošetrenie zubov alebo zubných krčkov (napr. pri bielení).
- Ošetrenie demineralizáciou v medzizubných priestoroch – prevencia zubných kazov.
- Doplnok ortodontickej liečby - predchádzanie alebo ošetrenie demineralizácie.
- Na zuboch takmer neviditeľný.
- Vaši pacienti sa nebudú zdráhať odísť po ošetrení z ordinácie s lakom na zuby.

Vynikajúce príchute:



chladivá
mäta



karamel



pomarančový
krém



žuvačka



lesné ovocie
pána Waltera



neutrálna

Balenie:

striekačky kit 2 × 1,2ml + kanyly Soft Eze 12,00 € 15,00 €
Ekono kit 20 × 1,2ml striekačky bez kanýl 101,60 € 127 €
- iba v príchuť Walterberry

jednorazové blistre 50 × 0,4ml 111,20 € 139,00 €
jednorazové blistre 200 × 0,4ml 390,00 € 488,00 €

v príchuť Walterberry,
pomarančový krém, žuvačka,
chladivá mäta, karamel, bez príchute


Zľava
20%




Stačí iba jeden odtieň

- Nanohybridný kompozit na báze Bis - GMA, naplnený z 60-61% objemovo (71 % váhovo).
- Ultradent's RPM technológia-chameleón efekt dáva kompozitu unikátne optické a fyzikálne vlastnosti.
- Odtieň Universal Body pre estetické výplne, ktoré splynú s okolitým zubom/zubmi, za použitia iba 1 odtieňa kompozitu.
- Presne vyvážená translucencia a opacita.
- Výborne lešiteľný s dlhodobou výdržou lesku.
- Fluorescencia blížiac sa prirodzenému zubu.
- Možnosť ďalších dentínových a sklovinných odtieňov (napr. pre výplne tr. III a tr. IV).

Použitie v každodennej praxi:
Kompozitné výplne z 1 odtieňa:



Pediatrické výplne



Veľké výplne tr. I



Odtieň Universal Body
Shade pre reálny vzhľad



Žiadne farbenie alebo vrstvenie



2 roky
po ošetrení


zafarbenie
od amalgámu

bezprostredne
po ošetrení



**ZĽAVA
25%**

504734 Transcend UniBody (UB) striekačka 4×4g	220,50 €	294,00-€
504817 Transcend UniBody kompule (UB) 40×0,2g	127,50 €	170,00-€
504726 Transcend kit - striekačka 7×4g od každého odtieňa: A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB	365,30 €	487,00-€
504814 Transcend kit - kompule 70×0,2g od každého odtieňa: A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB	210,00 €	280,00-€
5047xx: striekačka 1×4g odtiene: A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB	65,30 €	87,00-€
5047xx: kompule 10×0,2g odtiene: A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB	37,50 €	50-€




**Krásny výsledok
jednoducho
– pre akúkoľvek výplň**

Composite Wetting Resin - zvlhčovacia živica pre lepšiu modeláciu kompozita

- Svetlom tuhnúca hydrofóbná živica plnená zo 45%
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Zlepšuje modeláciu tuhších kompozitov
- Zabraňuje lepeniu na nástroj
- Nezoslabuje oteruvzdornosť a pevnosť kompozitu
- Extrémne dlhá expiračná doba 40 mesiacov

503059 striekačka 2×1,2ml **70,20**** 78,00-€



Zľava 10% pri nákupe aspoň 2 výrobkov**



Tip:

Nepoužívajte na zvlhčenie kompozitov bondy. Bondy sú plnené z cca 7%, obsahujú rozpúšťadlá a/alebo leptaciu zložku a ich použitie na zvlhčenie vedie k oslabeniu kompozitnej výplne

VALO™ X

U2
ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Širokospektrálna LED polymerizačná lampa.

- Priemer šošovky 12,5 mm
- Výkonné špeciálne LED diódy (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo)
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm
- Na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov vrátane bulk - fill materiálov
- Dokonale kolimovaný, homogénny zväzok svetelných lúčov pre spoľahlivú, úplnú polymerizáciu aj v hĺbke (napr. dna bulkfilov)
- Horné a dolné podsvietené tlačidlo s farebnou indikáciou režimu
- Štíhlejšie telo z leteckého hliníka vysoko odolné proti poškodeniu
- Ergonomický dizajn s plochou hlavičkou s výborným dosahom do všetkých častí úst
- Funkcia Akcelerometer - prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia
- Akumulátory s výdržou až 120 polymerizácií na 1 nabitie
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra (je súčasťou balenia)

ZÁRUKA
5 ROKOV!!

TIP:

pri polymerizácii používajte ochranné návlaky VALO X/ VALO Grand: chránite šošovku polymerizačnej lampy pred znečistením. Znečistená alebo poškodená šošovka = nižší polymerizačný výkon.

20 %
ZĽAVA

2 POLYMERIZAČNÉ A 2 DIAGNOSTICKÉ REŽIMY

Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy

- 2 polymerizačné výkony: štandard (1100 mW/cm², 10 sekúnd)
- extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm², 5 sekúnd 3× pulz s oneskorením)

Diagnostické režimy:

- UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov (napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory plaku a i.)
- Biele svetlo pre presnejšie určenie farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.
- Externé polymerizačné a diagnostické šošovky VALO X (sú súčasťou balenia - 5 ks celkom)

Kit 505973:

- 1 × VALO X LED lampa
- 5 × externá šošovka (polymerizačná bodová, polymerizačná ProxiBall, diagnostická interproximálna, diagnostická transluminačná, diagnostické UV svetlo)
- 2 × nabíjacia batéria
- 1 × nabíjačka batérií
- 1 × el. kábel pre napájanie nabíjačky alebo káblového adaptéra
- 1 × káblový adaptér, držiak na lampu
- 1 × oranžový ochranný štítok proti modrému svetlu
- 1 × vzorkové balenie ochranných návlakov

2 079,00 € 2 590,00 €

LED polymerizačné
lampy

ZÁRUKA
5 ROKOV!!

TIP:

s VALO LED lampou ušetríte – spolymerizujete spoľahlivo za 3 sekundy¹

¹dbajte na odporúčania výrobcov kompozitných materiálov ohľadom množstva energie v J potrebných na polymerizáciu.

VALO
GRAND

- širokospektrálne LED diódy s rozsahom vlnových dĺžok 385 – 515 nm
- na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov
- kolimovaný zväzok svetelných lúčov

3 polymerizačné režimy:

- štandard (1 000 mW/cm²)
- vysoký (1 600 mW/cm²)
- extra vysoký (3 200 mW/cm²)

Možnosť polymerizácie na 3 sekundy na vrstvu. Odolné proti poškodeniu pádom a poškrabaniu.

10 %
ZĽAVA

Kit 505972: VALO Grand Cordless LED lampa čierna

1 863,00 € 2 070,00 €

Kit 504865: VALO Grand Cordless LED lampa oranžová Red Rock

1 863,00 € 2 070,00 €

Kit 504864: VALO Grand Cordless LED lampa zafírová modrá

1 863,00 € 2 070,00 €

Kit 505971: VALO Grand LED lampa káblová

1 737,00 € 1 930,00 €

505935 VALO oranžová krytka 21,00 €* 53,00 €

* do vypredania

Hu-Fa Dental Výhradný dovozca v ČR a SR

U2

Jiffy™ Natural

SYSTÉM NA LEŠTENIE KOMPOZITOV

Na intraorálne leštenie akýchkoľvek kompozitov

- Ohybné kotúče v tvare špirály sa ľahko prispôbia všetkým zubným povrchom.
- Leštiaca kefka skrúteného tvaru je ideálna pre oklúzne povrchy.
- Dosahujú vysoký lesk prirodzenej skloviny.
- K dispozícii s plastovým stojanom.

506384-1 – Jiffy™ Natural Kit na leštenie kompozitov: **72,80 €* 97,00 €**

1× špirálový leštiaci nástroj Jiffy Stredný,
1× špirálový leštiaci nástroj Jiffy Jemný,
1× krútená leštiaca kefka Jiffy Stredná,
1× krútená leštiaca kefka Jiffy Jemná,
1× plastový stojan



Jiffy™ ORIGINAL

INTRAORÁLNE LEŠTIACE NÁSTROJE NA KOMPOZITY

Vynikajúci na úpravu a leštenie akéhokoľvek kompozitného materiálu

- Leštiace kalíšky s flexibilným tenkostenným dizajnom ideálne na leštenie v blízkosti d'asna.
- Bez latexu.
- Impregnované diamantovým práškom.
- 3 hrubosti (63µm-zelené, 45 µm-žlté, 4 µm-biele), 3 tvary (kalíšok, disk, špička).
- Na opakované použitie: znečistený povrch je možné niekoľkokrát „revitalizovať“ diamantovým vrtáčikom.
- Možno autoklavovať (odporúčame najskôr odstrániť debris ultrazvukom)

507010 – kit 18 ks sortiment:

6× kalíšok (po 2 od každej hrubosti),
3× disk (po 1 od každej hrubosti),
9× špička (po 3 od každej hrubosti).

71,00 €

Refill: 12 ks jedného typu a 1 hrubosti v balení

50,00 €



Jiffy HiShine
extrémne jemné pre vysoký lesk
– 10 ks v balení

71,00 €



**Zľava*
25%**

Jiffy™ Kefky a špičky

- NA KOMPOZITY S ČASTICAMI
KARBID KREMÍKA

Výborný na leštenie oklúzných plôch
a fisúr kompozitov či keramiky

Tip:

Použite s leštiacou pastou
Diamond Polish Mint 0,5 µm/1 µm
(Katalóg Ultradent 2023 str. 96)

500850 – Jiffy Regular Kefka 10 kusov

132,00 €* 176,00 €

501009 – Jiffy Špička Kefka 10 kusov

132,00 €* 176,00 €



NaviTip® Single SidePort 29ga®

Aplikačná kanyla na nanášanie UltraCal XS,
MTAFlow, MTAFlow White

- 1 otvor po strane bráni pretlačeniu materiálu cez apex
- dĺžky 17, 21, 25 alebo 27 mm

20× kanyla **65,60 €** ~~82,00 €~~

**Zľava
20%**



NaviTip® 29ga, 30ga

Aplikačná kanyla na endodontické ošetrenie
v dĺžkach 17, 21, 25 a 27 mm

29ga (0,33mm): pre EndoRez, UltraCal XS,
File-Eze a MTAFlow/ MTAFlow White

30ga (0,30mm): pre hypochlorid sodný,
roztok EDTA18%, Citric Acid 20%,
roztok chlórhexidínu, UltraEtch

20× kanyla **61,60 €** ~~77,00 €~~

50× kanyla **136,80 €** ~~171,00 €~~



NaviTip® Double SidePort 31ga®

Aplikačná ohybná kanyla 31ga(0,28mm)
pre hypochlorid sodný, roztok EDTA 18%,
Citric Acid 20%, roztok chlórhexidínu, UltraEtch

- 2 otvory po stranách bránia pretlačeniu kvapaliny cez apex
- dĺžky 21 mm alebo 27 mm

20× kanyla **69,60 €*** ~~87,00 €~~

50× kanyla **148,80 €*** ~~186,00 €~~



NaviTip FX 30ga®

Aplikačná kanyla pre Citric Acid

multifunkčná kanyla: čistí, oškrabuje
a vyplachuje pevná kanyla

- 30ga (0,30 mm)
- dĺžky 17 alebo 25 mm

20× kanyla 17 mm **71,20 €** ~~89,00 €~~

20× kanyla 25 mm **71,20 €** ~~89,00 €~~



SEKČNÝ MATRICOVÝ SYSTÉM

Halo™

Nitinolové krúžky

- Super-elastická zliatina niklu a titánu vydrží viac ako 1000 použití.
- Obrisy krúžkov s výstupkami bezpečne držia matricový pásik v prirodzenom anatomickom tvare.
- Prevedenie dovoľuje použitie pri výplniach MOD a iných dostavieb II. tr.

Matricové pásiky

- Anatomicky tvarované na dosiahnutie ideálneho bodu kontaktu.
- Zakrivenie okrajovej línie redukuje nutnosť dokončovacích operačných postupov.
- Hrúbka 0,038 mm originál a pevné 0,051 mm, nelepivé.

Klinky

- Stlačiteľný stred umožní anatomické prispôsobenie matrice.
- Jednoduché zavedenie klinku, v prípade potreby je možné použiť niekoľko klinkov naraz.
- Farebné značenie uľahčuje rozpoznanie veľkosti klinkov.

Karuselový zásobník:

- Prehľadný a šetrí čas.
- Ľahko sa dezinfikuje dezinfekciou na povrchy.

Balenie:

- **504831 HALO Originál Kit s nástrojmi:** 2x Universal krúžky, 5x 25 ks originál matrice: 3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6,6 mm; 7,7 mm; 3x 25 ks klinkov (veľké, stredné, malé), 1 – kliešte, 1 – pinzeta, 1x Halo otočný zásobník
- **504832 HALO Originál Kit bez nástrojov:** 2x – universal krúžky, 5x 25 ks originál matrice: 3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6,6 mm; 7,7 mm. 3x 25 ks klinkov (veľké, stredné, malé), 1x Halo otočný zásobník
- **504833 – HALO Firm nelepivý bez nástrojov:** 2x Univerzálné krúžky, 5x 20 ks pevných nelepivých matric 3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm a 7,5 mm; 3x 20 ks klinkov – malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník
- **Tip: 504835 – HALO Original Minikit bez nástrojov:** 2x Univerzálné krúžky, 4x 5 ks original matric 3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm a 7,5 mm; 3x 5 ks klinkov – malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník
- **HALO matrice refill:** 50 alebo 100 ks v balení

Originál Kit s nástrojmi obj. č. 504831	569,70 €**	633 €
Originál Kit bez nástrojov	426 € obj. č. 504832	230 €*
Firm nelepivý bez nástrojov	426 € obj. č. 504833	230 €*
Original Minikit bez nástrojov	274 € obj. č. 504835	169,90 €*
Halo kliešte obj. č. 505047	93,60 €**	104 €
Halo pinzeta obj. č. 505048	93,60 €**	104 €



ZĽAVA

Zľava **10%** platí na celý sortiment HALO (kity, refilly, krúžky, klinky, kliešte aj pinzety).

TIP

Viac informácií v katalógu Ultradent CZ 2025 str. 40-42, na www.hufa.sk alebo u vašich obchodných zástupcov.

Halo™ SYSTÉM SEKČNÝCH MATRÍC



JEDINÉ MTA, KTORÉ PRETEČE KANYLOU NAVITIP 29GA

Endo-Eze MTAFlow™ White

- Opravný mineral-trioxid- agregate cement pre endodontické ošetrenia **tiež nad klinickou líniou.**
- Nezafarbuje. Vhodný do estetickej zóny.
- Ultrajemný zrnitý prášok a proprietárne **gélové médium.**
- Hladká konzistencia pre každú procedúru.
- Odolný proti vymývaniu.
- Presné dávkovanie až k apexu pomocou kanyly **NaviTip 29ga Single port / NaviTip 29ga.**
- Bioaktívny, podporuje hojenie.
- Kit: na 8-10 aplikácií
- 1x MTAFlow White prášok (2g), 1x MTAFlow White gél (2ml), 1x odmerka s 2 odmernými koncami, 20x kanyla Black Micro, 10x striekačka Skini, 10x uzáver Luer Lock, 1x sprievodca technikou miešania, 1x návod.

White kit | **231 €** | obj. č. 505980

207,90 €



ZĽAVA

10%

TIP

Na procedúry apikálny uzáver, apexifikácia, resorpcia koreňového kanálika použite MTAFlow s kanylou **NaviTip 29ga/ NaviTip Single port 29ga** (nie je súčasťou balenia). Na procedúry prekrytia pulpy a pulpotómie použite MTAFlow s kanylou **Black Micro** (je súčasťou balenia).

PEAK UNIVERSAL ADHESIVE SYSTÉM

Peak™ Universal Bond / Peak SE Primer

- **Peak Universal Bond** - svetlom tuhnúce adhezívum s 0,2% chlórhexidínu.
- Pre všetky dentálne materiály (dentín, sklovina, kov, keramika, kompozit aj **zirkón**).
- Najvyššia pevnosť väzby k dentínu (71,3 MPa) a k sklovine (51,7 MPa).
- Pre techniku Total-Etch, aj Self-Etch.
- Nízky obsah plniva (7,5 %) a minimálna hrúbka filmu 2µm.
- Na priame aj nepriame rekonštrukcie, bondovanie koreňových čapov a endodontických ošetrení.
- Etylalkohol ako rozpúšťadlo.

- **Peak SE Primer** – v JetMix striekačke: vždy čerstvý, nedegraduje
- Primer s najnižším pH na trhu (**pH 1,2**) – **pevná väzba aj ku sklovine**.
- Čas použiteľnosti po zmiešaní: **120 dní**.
- Zaisťuje čerstvé, stabilné chemické zloženie.
- Jednoduchý postup s nanosením jednej vrstvy.
- Presná a pohodlná aplikácia.
- Nie je potrebné oplachovať.

ZĽAVA

10%

TIP

Odporúčanie: pri technike self –etch s Peak Universal Bondom použije **vždy** Peak SE Primer!



striekačky - 4x 1,2 ml 121 € obj. č. 504553	108,90 €
flaštička - 4 ml 90 € obj. č. 504543	81 €
Peak SE - 4x 1,2 ml 100 € obj. č. 505135	90 €

KOMPLETNÁ SADA NA OPRAVU KERAMIKY PRE INTRAORÁLNE AJ EXTRAORÁLNE POUŽITIE

Porcelain Repair kit

- **Porcelain Etch:** Pufrovaná 9% kyselina fluorovodíková.
- **Silane:** silan po leptaní keramiky.
- Na intraorálne aj extraorálne leptanie keramiky.
- Nesteká, nezafarbuje kompozity ani živcové cementy.
- 90 sekúnd leptanie, oplach, 60 sekúnd Ultradent® Silane.
- Vhodné aj na lítium-disilikátovú protektiku (IPS e.max®).



ZĽAVA

10%




Porcelain Repair Kit 257 € obj. č. 501108	231 €
Porcelain Etch + Silane - 2x 1,2 ml + 20 kanýl 66 € obj. č. 501019	59,40 €
Porcelain Etch refill - 2x 1,2 ml 47 € obj. č. 500406	42,30 €
Porcelain Etch Kit 125 € obj. č. 500405	112,50 €
Silane refill - 2x 1,2 ml 37 € obj. č. 500410	33,30 €

PROVIZORNÁ SVETLOM TUHNÚCA ŽIVICA

J-Temp™

- Rádiopákná, svetlom tuhnúca, zatekavá provizórna živica na metakrylátovej báze.

KLINICKÉ INDIKÁCIE: 4 V 1



Dočasné výplne (endodontické, inlay / onlaye, dostavba hrboľčiek, bielenie walking bleach).



Doplnenie zubnej štruktúry na upevnenie koferdamovej spony a ako bariéry proti endodontickým irigantom.



Dlahovanie medzi viacerými kaprami implantátu, pri odtlačoch na zamedzenie deformácií odtlačkovacieho materiálu.



Frontálne zhryzy a dočasné zhryzové valy počas ortodontickej liečby, dočasné oklúzne dostavby v ortodoncii.



kit 4x 1,2 ml + 20 kanýl | obj. č. 504897 | **47,70 €****

53 €

CHCETE PORADIŤ S PRODUKTMI ULTRADENT?

Kontaktujte našu produktovú špecialistku, Ing. Janu Smilkovú +420 777 779 705, jsmilkova@hufa.cz

ULTRADENT v HUFa ÚSMEVOCH VÝHODNEJŠIE!

****Vždy získate minimálne ZĽAVU 10% pri nákupe aspoň troch výrobkov**

HEMOSTATICKÝ VISKÓZNY GÉL S 25 % CHLORIDU HLINITÉHO
ViscoStat Clear™

- Transparentný gél **pre estetické zóny**.
- Na zastavenie slabšieho krvácania a sulkulárnych tekutín.
- Zostáva v sulku, nezanecháva rezíduá, nesteká.


Balenie:

- 506409 Kit: 4x1,2 ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub
- 506407 Indispense Kit: 1x30 ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub + 20x 1,2 ml prázdne striekačky
- 506408 Indispense: 1x30 ml ViscoStat Clear
- 506410 Econo Refill: 20x1,2 ml ViscoStat Clear

IndiSpense kit obj. č. 506407	90,90 €**	101 €
IndiSpense - 30 ml obj. č. 506408	63,90 €**	71 €
Kit obj. č. 506409K	33,30 €**	37 €
refill - 20x 1,2 ml obj. č. 506410	78,30 €**	87 €


VISKÓZNY HEMOSTATICKÝ KOAGULAČNÝ GÉL S 20 % SÍRANU ŽELEZNATÉHO
ViscoStat™

- Hĺbková aktívna hemostáza v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Bráni kontaminácii sulkulárnu tekutinou počas bondovania.
- Veľmi šetrný ku tkanivám.
- Na každodenné použitie pri operatívnych zákrokoch, periodontálnom ošetrovaní, gingivektómii.
- Vynikajúci ako fixátor pri pulpotómii – alternatíva formocresolu šetrnejšia k tkanivám.

Balenie:

- 500647 Indispense Kit: 1x30ml ViscoStat + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub + 20x1,2ml prázdne striekačky
- 500645 Indispense: 1x30ml ViscoStat
- 503093 Kit: 4x1, 2ml ViscoStat + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub

IndiSpense kit obj. č. 500647	87,30 €**	97 €
IndiSpense - 30 ml obj. č. 500645	61,20 €**	68 €
Intro kit - 4x 1,2 ml + 20 kanyl obj. č. 503093	32,40 €**	36 €


VOVNÝ HEMOSTATICKÝ ROZTOK S 12,7 % SÍRANU ŽELEZITÉHO
Astringent X™

- Najrýchlejšie a najsilnejšie hemostatikum Ultradent.
- Pre prípady, kedy môže byť dosiahnutie kvalitnej hemostázy náročnejšie (napr. Pri problematickom krvácaní, ktoré sa ťažko zastavuje).
- pH ~1,0.

Balenie:

- 500112 flaštička Astringent X
- 500690 Indispense: 1x30 ml Astringent X
- 505881 refill: 20x1, 2ml striekačky Astringent X



Indispense 30 ml obj. č. 500690	59,40 €**	66 €
Flaštička 30 ml obj. č. 500112	61,20 €**	68 €

VOVNÝ HEMOSTATICKÝ ROZTOK S 15,5 % SÍRANU ŽELEZITÉHO
Astringent™

- Klasický hemostatický prípravok na hlbokú hemostázu.
- Zastavuje krvácanie v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Na zastavenie povrchového krvácania pri rôznych dentálnych výkonoch a procedúrach stomatologickej chirurgie.
- pH ~1,0.



IndiSpense 30 ml obj. č. 500686	61,20 €**	68 €
Flaštička 30 ml obj. č. 500111	61,20 €**	68 €

Kanyla Metal Dento-Infusor™ Comfort Hub™ / Blue Mini™ Dento-Infusor™

- Hemostatické prípravky ViscoStat™ a Astringent používajte s kanylou Metal Dento-Infusor™ Comfort Hub.
- Plastovú kanylu Blue Mini™ Dento-Infusor™ použite iba na čerstvo zahojený epitel, je menej agresívny.


Balenie: 20 ks, 100 ks, 500 ks

Dento-Infusor 20 ks obj. č. 504954K	22,50 €**	25 €
Dento-Infusor 100 ks obj. č. 504955K	99 €**	110 €
Blue-mini kanyly 20 ks obj. č. 500128	28,80 €**	32 €
Blue-mini kanyly 100 ks obj. č. 501086	122,40 €**	136 €



Omni-Matrix segmentové matrice

- 4 odlišné tvary matric, 1 spona pre všetky tvary a veľkosti zubov.
- Kopíruje prirodzenú anatómiu zuba s početnými bodmi kontaktu = prirodzený vzhľad výplne.
- Mimoriadne tenké a pružné.
- Ľahko sa prispôsobí akémukoľvek povrchu.
- Nie sú potrebné žiadne špeciálne kliešte - zavedenie matrice možné akýmikoľvek kliešťami na kofferdam alebo kliešťami z iných matricových systémov.
- Spoločlivá fixácia oboch strán zubov v matrici súčasne.
- Náhradné matrice vo veľkostiach: M (04), XM (05), L (09) a XL (16).



Refill matrice M - 40 ks | obj. č. 500304 | **52,20 €**** **58 €**

Refill matrice XM - 40 ks | obj. č. 500305 | **52,20 €**** **58 €**

Refill matrice L - 40 ks | obj. č. 500309 | **56,70 €**** **63 €**

Refill matrice XL - 40 ks | obj. č. 500316 | **56,70 €**** **63 €**

SPLIETANÉ RETRAKČNÉ VLÁKNO

Ultrapak™

- Jednoduché zavedenie
- Vynikajúca absorpcia
- Bezkonkurenčná retrakcia

Balenie:

- Kit: Ultrapak vlákno 1 x 00,0,1,2 + stojan
- Refill: 1x Ultrapak vlákno 000 (čierna), 1x Ultrapak vlákno 00 (žltá), 1x Ultrapak vlákno 0 (fialová), 1x Ultrapak vlákno 1 (modrá), 1x Ultrapak vlákno 2 (zelená), 1x Ultrapak vlákno 3 (červená)



sada so stojanom, veľ. 00, 0, 1 a 2 | obj. č. 509330 | **77,40 €**** **86 €**

č.000 - čierna, pre frontálne zuby | obj. č. 509331 | **23,40 €**** **26 €**

č.00 - žltá, preparácia a cementovanie faziet | obj. č. 509332 | **20,70 €**** **23 €**

č. 0 - fialová, dolné frontálne zuby a i. | obj. č. 509333 | **18,90 €**** **21 €**

č. 1 - modrá, retrakcia tkanív pri preparácii na korunku | obj. č. 509334 | **18,90 €**** **21 €**

č. 2 - zelená, horné vlákno pri metóde dvoch vlákien | obj. č. 509335 | **18,90 €**** **21 €**

č. 3 - červená, pre miesta so silnou gingivou | obj. č. 509336 | **18,90 €**** **21 €**

ZAVÁDZAČ RETRAKČNÉHO VLÁKNA

Fischers Ultrapak™ Packer

- Špeciálne navrhnutý na zavádzanie spletených retrakčných vlákien Ultrapack.
- Tenké vrúbkované ostrie bráni zošmyknutiu vlákna.
- Menšia pravdepodobnosť poranenia mäkkých tkanív pri zavádzaní vlákna.
 - prevedenie 45° k rukoväti - najčastejšie používané
 - prevedenie 90° k rukoväti
- 2 veľkosti.

Balenie:

- Fischer´s Ultrapak Packer malý 45°
- Fischer´s Ultrapak Packer veľký 45°
- Fischer´s Ultrapak Packer malý 90°
- Fischer´s Ultrapak Packer veľký 90°



dve veľkosti
malý (vľavo)
stredný (vpravo)



1 ks | obj. č. 500171 | **75,60 €****

84 €

JEDNORAZOVÉ MATRICE

Omni-Matrix™

- Rýchle, bezpečné, hygienické.
- Jednoduché nasadenie, jednoduché zloženie.
- Lepšia viditeľnosť v mieste zákroku a väčšie pohodlie pacienta.
- Matrica s krídelkami - lepšia fixácia pozície.
- Matrica bez krídeliek - ľahké zavedenie klinku.
- Univerzálne, úzke s kovovým alebo mylarovým páskom.

- Kovové matrice s krídelkami/bez krídeliek: 48 ks v balení:

- oranžové - 6,5 x 0,025 mm

- zelené - 6,5 x 0,038 mm

- fialové - 5,2 x 0,038 mm

- Mylarové matrice s krídelkami/bez krídeliek: 48 ks v balení:

- červené - 6 x 0,064 mm



kovové - 48 ks | obj. č. 507701 | **125,10 €****

139 €

mylarové - 48 ks | obj. č. 507703 | **171,90 €****

191 €

CHEMICKO-ABRAZÍVNA PASTA PRE MINIMÁLNE-INVAZÍVNE OŠETRENIE ZUBOV S FLUORÓZOU
Opalustre™

- Obsahuje 6,6% kyseliny chlorovodíkovej a mikročastice karbidu kremíka.
- Trvalo odstráni biele a hnedé škvrny z povrchu skloviny do hl. 0,2mm.
- Max. 4 aplikácie, každá po dobu 1 min.
- Opalustre kit: 4 x striekačka 1,2 ml, 20x kanyla white mac, 10x kalíšok so štetinami opal cup, 10x leštiaci kalíšok opal cup.

Balenie:

- 505554 Kit: 2x1,2 ml Opalustre, 10x kanyla White Mac, 5x leštiaci kalíšok so štetinami Opal Cup, 5x leštiaci kalíšok Opal Cup
- 500555 Refill: 4x1,2ml Opalustre
- 505800 Kalíšok OpalCup so štetinami 20 ks
- 505799 Kalíšok OpalCup 20 ks

TIP

Ak sú škvrny na zuboch svetlé, skúste najskôr vybieliť. Na izoláciu mäkkých tkanív použite OpalDam – viď katalóg Ultradent 2025 str. 22.



kit obj. č. 500554	180,90 €**	201 €
mini kit 2x 1,2 ml + 20 kanýl obj. č. 505554	108,90 €**	121 €
refill - 4x 1,2 ml obj. č. 500555	129,60 €**	144 €
OpalCups štetinový 20 ks obj. č. 505800	82,80 €**	92 €
OpalCups dokončovaci 20 ks obj. č. 505799	29,70 €**	33 €

GÉL NA ZNÍŽENIE CITLIVOSTI ZUBOV
UltraEZ™

- Gél s 3% dusičnanu draselného a 0,25% fluoridu sodného s postupným uvoľňovaním, KNO₃, okamžite znižuje citlivosť zubov. Predplnené nosiče v ultratesnom nosiči, ktorý sa v ústach prispôbi individuálnemu zubnému oblúku pacienta.

Použite pri:

- Citlivosti a obnaženie zubných krčkov.
- Citlivosti na zmeny tepla a chladu.
- Pri odstraňovaní zubného kameňa.
- Pred bielením (aj ½ hodiny bezprostredne pred bielením), v priebehu a po bielení.

Balenie:

- Ultra EZ Combo Kit: 10x horný a 10x dolný nosič.
- MiniKit: 4x horný a 4x dolný nosič.
- Ultra EZ striekačka: 4x 1,2 ml, 20x 1,2 ml.



Combo kit H + D - 20 ks obj. č. 505721	79,20 €**	88 €
Mini kit H+D 8 ks obj. č. 505743	35,10 €**	39 €
striekačky - 4x 1,2 ml obj. č. 501008	36 €**	40 €


NA DLHODOBÉ ZNÍŽENIE CITLIVOSTI
Universal Dentin Sealant

- Blokátor dentínových tubulov.
- Vytvorí dočasnú bariéru proti baktériám, kyselinám, cementom, živiciam, a i.
- Rýchle použitie: naniesť a osušiť, NEPOLYMERIZUJE SA.
- Dlhodobý účinok (týždne až mesiace).

Ideálne na:

- pokrytie citlivých koreňov po root planingu
- obmedzenie postoperačnej citlivosti po výkone
- po paradontologickom ošetrení
- **pečatenie citlivých krčkov pred bielením**

- Balenie: kit 4x1,2ml striekačka + 20 kanýl
- Expiračná doba: 60 mesiacov.



Na obidva povrchy aplikovaná kyselina fosforečná na 20 sec.



Pred aplikáciou kyseliny fosforečnej bol povrch ošetrený Universal Dentin Sealantom.



refill - 4x 1,2 ml obj. č. 500266	81,90 €**	91 €
-------------------------------------	------------------	-------------

RETRAKTOR ÚST, PIER A JAZYKA
Umbrella™

- Dobre roztvorí pery pacienta, chráni jazyk.
- Umožní vám dobre vidieť aj v distálnom úseku chrupu.
- Spolahlivo drží, zvyšuje bezpečnosť ošetrenia.
- Pre pacienta je veľmi pohodlný, netlačí ani pri dlhšom ošetrení.

Ako zvoliť veľkosť Umbrelly?

- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 2-3, zvolte Umbrellu Medium.
- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 4-6, zvolte Umbrellu Large.
- Ak si nie ste veľkosťou istí, zvolte Umbrellu Large.



Skontrolujte, či jazyk pacienta pohodlne leží za chráničom, čo zaisťuje ľahký prístup.

Nedávajte chránič jazyka na hornú stranu jazyka pacienta.



Stredný roztvárač Umbrella, 40 ks obj. č. 505162	122,40 €**	136 €
Stredný roztvárač Umbrella, 5 kusov obj. č. 504870	18 €**	20 €
Stredný roztvárač Umbrella, 20 kusov obj. č. 504871	64,80 €**	72 €
Veľký roztvárač Umbrella, 5 kusov obj. č. 505256	18 €**	20 €
Veľký roztvárač Umbrella, 40 kusov obj. č. 505258	122,40 €**	136 €
Veľký roztvárač Umbrella, 20 kusov obj. č. 505257	64,80 €**	72 €

INDIKÁTORY KAZU A KALCIFIKOVANÝCH VSTUPOV DO KANÁLIKA

Sable™ Seek™ a Seek™

- Zeleno-čiernou farbou označí kariézny dentín a vstupy do koreňových kanálikov.
- Vhodný aj pre prácu blízko pulpy.

Balenie:

- 500233 Sable Seek Kit (zelený): 4x 1,2 ml Sable Seek, 20x kanyla Black Mini Brush
- 500234 Sable Seek Refill: 4x 1,2ml striekačka
- 501805 Sable Seek Econo Refill: 20x 1,2 ml striekačka
- 500210 Seek Refill (červený): 4x 1,2ml striekačka
- 501804 Seek Econo Refill: 20x 1,2ml striekačka

Sable Seek - intro kit- 4x 1,2 ml + 20 kanyl obj. č. 500233	99,90 €**	111 €
Seek/Sable Seek refill - 4x 1,2 ml obj. č. 500234	75,60 €**	84 €
Sable Seek econo refill - 20x 1,2 ml obj. č. 501805	278,10 €**	309 €



DENTÍNOVÝ LINER A BÁZA

Ultra-Blend™ Plus

- Svetlom aktivovaný, RTG kontrastný liner s hydroxidom vápenatým v urethan-dimetakrylátovej (UDMA) báze.
- Dokonalý materiál na prekrytie drene.
- Vynikajúce uvoľňovanie vápnika.
- Nerozpustí sa časom.
- Vysoko plnený.

kit obj. č. 500415	105,30 €**	117 €
mini kit obj. č. 501016	57,60 €**	64 €
refill - 4 x 1,2 ml obj. č. 500416	93,60 €**	104 €

TIP

Použite na prekrytie MTAFlow pri prekrytí pulpy pred zhotovením výplne.

Balenie:

- Kit 500415: 2x 1,2ml UltraBlend Plus Dentin, 2x 1,2ml UltraBlend Plus Opákná biela, 20x kanyla Black Micro, 20x kanyla Black Mini
- Minikit: 2x 1,2 ml Ultra-Blend dentín, opákný biely, 20 kanyl BlackMicro (501016).
- Refill: 4x 1,2 ml Ultra-Blend Plus.



NAJZATEKAVEJŠÍ FLOW KOMPOZIT NA TRHU

PermaFlo™

- Prvá vrstva pri zhotovení kompozitných výplní na dno kavity.
- Ideálny na **dostavby chrupu v pediatrii**.
- Na upevnenie transparentných inlejš, onlejšov a faziet, priame fazety a výplne I.- V. triedy.
- Svetlom tuhnúci, rádiopákný.
- Plnený zo 68 % nanočasticami o veľkosti 7 µm.

Balenie:

- Striekačky: 2x 1,2ml striekačky + 4x kanyly Micro 20 ga (dostupné v odtieňoch A1, A2, A3, B1, Dentin Opaquer)

Dentin Opaquer - 2x 1,2 ml + 4 kanyly obj. č. 501005	63 €**	70 €
A1, A2, A3, B1, - 2x 1,2ml + 4 kanyly obj. č. 500947	64,80 €**	72 €



Rýchlo sa šíriace kazy u 3-ročného dieťaťa.



O jeden rok neskôr:



PermaFlo Dentin Opaquer: zakryje kov a diskoloráciu, je zvlášť vhodný pri opravách keramických korúnok.



ŠOŠOVKY PRE VALO/ VALO GRAND

Zľava 10%** pri nákupe aspoň 2 výrobkov



Polymerizačné šošovky:

Bodové polymerizačné šošovky (priemer 2,5mm): bodová polymerizácia kompozitu/cementu cez translucenčnú protetiku (napr. zaistenie pozície faziet, korúnok, oklúzií a i.). 2 šošovky v balení.

504082 - VALO Grand Cordless/ káblová	116,00 €	104,40 €**
505934 - VALO Cordless/ káblová	32,00 €*	107,00 €**
505890 - VALO X	116,00 €	104,40 €**

ProxiBall šošovky:

vytvorí bod kontaktu pre matricu pri dostavbách II. tr. 2 šošovky v balení.

504081 - VALO Grand Cordless/ káblová	116,00 €	104,40 €**
505936 - VALO Cordless/ káblová	107,00 €	96,30 €**
505889 - VALO X	116,00 €	104,40 €**

Nepolymerizačné, diagnostické šošovky:

Interproximálne šošovky: Transformuje modré svetlo na 1mm bod bieleho svetla. Pomáha zviditeľniť medzizubné kazy. 2 šošovky v balení.

504658 - VALO Grand Cordless/ káblová	120,00 €	108,00 €**
504629 - VALO Cordless/ káblová	120,00 €	108,00 €**
505893 - VALO X		

Transiluminančné šošovky:

presvetľujú zuby a dentálnu protetiku. Transformujú modré svetlo na žlté/červené spektrum a pomáhajú zviditeľniť praskliny alebo defekty v zuboch alebo výplniach. 2 šošovky v balení.

504084 - VALO Grand Cordless/ káblová	116,00 €	104,40 €**
505937 - VALO Cordless/ káblová	107,00 €*	96,30 €**
505891 - VALO X	116,00 €	104,40 €**

Black Light šošovka (čierne svetlo):

Pomáha vizualizovať fluorescenčné materiály. 1 šošovka v balení.

504319 - VALO Grand Cordless/ káblová	94,00 €	84,60 €**
505939 - VALO Cordless/ káblová	89,00 €	80,10 €**

White Light šošovka (biele svetlo):

Pomáha určiť presný odtieň/farbu kompozita, funguje ako aj prirodzené svetlo. Transformuje modré svetlo na riadené biele svetlo 5000 K. Na výborné prispôsobenie farby kompozita k farbe zubov.

504628 - VALO Grand Cordless/ káblová	120,00 €	108,00 €**
---------------------------------------	----------	------------

*len do vypredania zásob

CHCETE PORADIŤ S PRODUKTMI
ULTRADENT?

Kontaktujte našu produktovú špecialistku,
Ing. Janu Smilkovú
+420 777 779 705, jsmilkova@hufa.cz

ULTRADENT v HUFa
ÚSMEVOCH VÝHODNEJŠIE!

**Vždy získate minimálne
ZĽAVU 10%
pri nákupe aspoň troch výrobkov

Speedex

- Povrchovo aktivovaný, veľmi dobre zateká a vykreslí aj jemné detaily.
- C-silikónová odtlačková hmota vhodná pre obe metódy odtlačku.
- Snap Set tuhnutia, možná regulácia rýchlosti tuhnutia.



ZADARMO

Pri kúpe balenia setu Speedex, získate zadarmo balenie Hanel artik. papierov 200my (červených/modrých) zadarmo.





Speedex set + Hanel 200my | **71,40 €** | obj. č. 5400340

65,90 €

CoForm matrice

- Transparentné rožkové matrice z tenkého celuloidového plastu.
- Ideálne na zhotovenie kompozitných výplní v okolí zložitých incisálnych okrajov a fraktúr.
- Ľahká identifikácia správnej matrice pre frontálne zuby a očné zuby vďaka prehľadnému zásobníku



ZĽAVA

20%

sada - 128 ks | **217 €** | obj. č. 580019

174 €

sada - 64 ks | **116,90 €** | obj. č. 580015

93,60 €

refill - 8 ks | **16,30 €** | obj. č. 580031M

13,20 €

Coltosol F

- Jednozložkový, provizórny výplňový cement tuhnúci vo vlhkom prostredí.
- Bez eugenolu, s obsahom fluoridov.



ZĽAVA

25 %

38 g | **16,40 €** | obj. č. 530060

12,20 €

3x 38 g | **45,70 €** | obj. č. 530064

34,30 €

Core-Flo DC / DC Lite

Core-Flo DC

- Duálne tuhnúci, rádioopákný materiál, obsahujúci fluorid, ideálny pre dostavby, cementáciu čapov a tiež ako výplňový materiál pre náhradu dentínu.
- Dostupný v dvoch estetických odtieňoch, Natural/A1, Opákný biely a v kontrastnom modrom odtieni.

Core-Flo DC Lite

- Má nižšiu viskozitu a je dodávaný v duálnych striekačkách - nie je potrebná aplikačná pištoľ.
- Dostupné v dvoch odtieňoch: Natural/A1 a opákný biely.



DC refill - 8 g + 15 kanýl | **77,30 €** | obj. č. 520307A

69,40 €

DC Lite refill - 8 g + 15 kanýl | **77,30 €** | obj. č. 520307LA1

69,40 €

Fast Splint (FIBER FORCE)

- Systém sklenených vlákien vopred impregnovaných živcou.
- Neobsahujú kov - biokompatibilné.
- Translucentné - takmer neviditeľné.
- Nevyžadujú zvláštne inštrumentárium.
- **Odtiene:** biely alebo ružový.
- **UD vlákno** - jednotlivé vlákna, umožňujú použiť ľubovoľný počet vlákien, ľahko sa tvarujú.

ZĽAVA

20%



Plochý spletaný pásik bielej farby (najobľúbenejší)



Jednotlivé UD vlákna (umožňujú použiť ľubovoľný počet vlákien a ľahko ich tvarovať)



Spletaný vrčkôčik s kruhovým profilom



pásik biely - 0,5 x 150 mm, 2 ks | | **93,80 €** | obj. č. 588015

75 €

spletaný vrčkôčik, biely - 2 ks | **93,80 €** | obj. č. 588003

75 €

UD vlákno biele, 2 ks | **93,80 €** | obj. č. 588013

75 €

JEDINÝ, skutočný a pôvodný ORIGINAL

- neuveriteľne flexibilný
- tkané pomocou patentovanej krížovej (zámok-steh) väzby
- super jednoduché použitie
- výnimočné výsledky

Ribbond je dlahovacia páska vyrobená z rovnakých, vysoko pevných polyetylénových vlákien používaných na výrobu nepriestrelných viest.

Čo všetko budete potrebovať na prácu s páskou Ribbond?

Inštrumentárium:

Výhodou Ribbondových vlákien je, že na rozdiel od krehkých sklenených vlákien je extrémne nepravdepodobné, že sa vlákna Ribbond počas klinického použitia rozbijú.

Nevýhodou je, že materiál je ťažko rezateľný a väčšina nožníc ho nerozstrihne.

Z tohto dôvodu budete potrebovať špeciálne Ribbond nožnice, ktoré sú súčasťou Mini a Starter kitu, jedná sa o jednorazovú investíciu.

Žiadne ďalšie špeciálne inštrumentárium nie je vyžadované.

Na manipuláciu s nezvlhčenou páskou využijete kovovú pinzetu, ktorú bežne vo svojej praxi používate.

Detailné informácie
o produkte:
bit.ly/RibbondS



Klinický prípad /Dr. A.R.Volker Periodontálne dlahovanie



Rtg snímky

Stav pred použitím Ribbond



Stav po použití Ribbond

Klinický prípad /Dr. E.T.Carlson Ribbond mostík počas jednej návštevy



Použitie Ribbond
na vytvorenie mostíka

Hotový Ribbond mostík

Materiály:

Aby pásy Ribbond fungovali a dostavili sa očakávané výsledky, je nutné použiť kompatibilné materiály, najmä zvlhčujúcu živicu na nasýtenie vlákien, naplnený kompozit na upevnenie vlákien k zubu a zatekavý flow kompozit pre finálnu hladkú vrstvu. Je pravdepodobné, že niektoré z nich používate bežne vo svojej praxi. Zoznam odporúčaných kompatibilných kompozitov a bondov nájdete na webovom odkaze alebo Vám ho rád oznámí Váš obchodný zástupca.

Ribbond THM

Hrúbka:

0,18 mm, dostupný v troch šírkach - 2 mm, 3 mm a 4 mm.

Starter kit obsahuje:

3 × 22 cm vlákien o šírkach 2, 3 a 4 mm, Ribbond nožnice a mäkkú cínovú fóliu na meranie v ústach (68 cm vystačí na cca. 20 dláh očný zub-očný zub).

Mini kit obsahuje:

1 × 22 cm vlákna šírky 3 mm, Ribbond nožnice a mäkkú cínovú fóliu na meranie v ústach.

Refill kit obsahuje:

3 × 22 cm vlákna v jednej šírke.

starter kit | Obj. kód: 588030 **288,40 €** 339,80 €

mini kit | Obj. kód: 588031 **156,30 €** 156,30 €

refill 3 × 22 cm
(šírky 2, 3 alebo 4 mm) **243,40 €** 270,00 €

**ZĽAVA
15%**



Najviac zrejмый rozdiel medzi Ribbond a inými vlákňovými výstužami je jeho ovládateľnosť. Ribbond nemá prakticky žiadnu pamäť a nestrápka sa, keď je prispôbovaný na zuby.

Tetric Plus Fill / Tetric Plus Flow

Tetric Plus Fill

- Zjednodušený univerzálny kompozit, ktorý spĺňa všetky požiadavky na kvalitný univerzálny kompozit a zároveň ponúka vyššiu efektívnosť a jednoduchosť.
- S kompozitom Tetric plus postačia 4 odtiene na pokrytie všetkých klasických odtieňov VITA a bielych odtieňov. Zjednodušený univerzálny kompozit ponúka estetiku vhodnú pre všetky triedy kavit.
- Tetric plus kombinuje hrúbku vrstvy až 4 mm s univerzálnym rozsahom použitia.
- Jednoduchá voľba odtieňa a konzistentná doba polymerizácie uľahčujú pracovný postup pri ošetrovaní.
- Odtiene: A2, A3, A3.5, Bleach Plus

Tetric Plus Fill A2, A3 – 3g | **74,60 €** | obj. č. 52151A3P **69,40 €**

Tetric Plus Fill A3.5, Bleach – 2g | **52,50 €** | obj. č. 52151A5P **48,80 €**

Tetric Plus Flow A2, A3 – 2g | obj. č. 52150A2P **49,80 €**

Tetric Plus Flow A3.5, Bleach Plus – 1,5g | obj. č. 52150A5P **39,70 €**



Tetric Plus Flow

- Univerzálna viskozita vďaka výnimočným tixotropným vlastnostiam.
- Presná aplikácia a vysoká stabilita.
- Dobrá tekutosť pre rýchlu náhradu strateného dentínu u veľkých kavit. Prispôsobuje sa stenám kavity a má samonivelačnú schopnosť, pri 4mm vrstvách nie je nutná žiadna ďalšia krycia vrstva – vďaka veľmi dobrým mechanickým vlastnostiam materiálu.

Tetric Prime

- **Tetric Prime** je kompozitný materiál s krémovou konzistenciou (možno ľahko tvarovať) pre výplne III. triedy, IV. triedy a V. triedy.
- Znížená lepiivosť **TetricPrime** uľahčuje vytváranie anatomických štruktúr.
- Má len **12 odtieňov** -
Univerzálne: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2.
Dentínové: A2D a A3.5D.
Translucentný T a Bielený BLL.



striekačka - 3 g, ostatné odtiene | **74,20 €** | obj. č. 52127A1 **69 €**

striekačka - 3 g, A2, A3 | **67,50 €** | obj. č. 52127A2 **62,70 €**

ZADARMO

K nákupu 4 ks Tetric Prime Refill získate

zadarmo

1x Tetric

EvoFlow

Refill 2g.

Odtieň podľa

vlastného výberu.

Tetric PowerFill

- Svetlom tuhnúci bulkfill kompozit pre priame výplne v distálnom úseku.
- Odtiene: IVA, IVB, IVW.



ZADARMO

Pri nákupe 4 ks Tetric PowerFill získate **zadarmo**

1x TetricPowerFlow Refill 2g.

Odtieň podľa vlastného výberu.

striekačka IVA - 3g | **69,70 €** | obj. č. 52128IVA **64,80 €**

striekačka IVB, IVW - 3 g | **74,20 €** | obj. č. 52128IVB **69 €**

Evetric Line kit

- Svetlom tuhnúce, röntgen kontrastné nanohybridné kompozitum pre výplňové ošetrovanie.
- **Evetric Line Kit obsahuje:** 6 g Evetric Bond, 2 g Evetric Flow A3, 2x 3,5 g Evetric (A2 a A3), 2 g Evetric Bulk Flow (IVA) a 3,5 g Evetric Bulk Fill (IVA).



Line kit | obj. č. 52850LK **158,20 €**

ZADARMO

K nákupu kitu získate

zadarmo 1x Evetric

Flow, 2g.

Odtieň podľa výberu.

ZADARMO

K nákupu získate

navyš 1x Evetric

Refill, 3,5 g.

Odtieň podľa výberu.

OptraGate 2

- Roztvárač pier a úst na uvoľnené a účinné ošetrovanie, na každodenné použitie
- Jednoduchý prístup do ústnej dutiny a lepšia viditeľnosť
- Evolučný vývoj OptraGate 2 zachováva všetky cenné vlastnosti pôvodného produktu a ešte viac zvyšuje komfort nosenia pre pacienta. Okrem toho testy užívateľov ukázali, že dizajn OptraGate 2 vedie k ľahšiemu nasadeniu v porovnaní so súčasnou verziou OptraGate.

Veľkosti:

stredný (M) a malý (S),
sada obsahuje
40 ks S a 40 ks M.



OptraGate 2, 80 ks | **183,40 €** | obj. č. 5940801 **169,90 €**

ZADARMO

K nákupu 4 balení OptraGate 2 (Assortment/Regular/Small) získate

zadarmo 1 x

OptraGate 2,

80ks.

Variolink Esthetic LC

- Variolink Esthetic je estetický, svetlom a duálne tuhnúci upevňovací kompozit
- ideálny na definitívne cementovanie sklokeramických, lítium disilikátových sklokeramických a kompozitných náhrad (inlejš, onlejš a faziet).

Odtiene: light, light+, warm, warm+, neutral.



refill - 1x 2g | obj. č. 5242ELCW **65,30 €**

ZADARMO

K nákupu 4 ks Variolink Esthetic LC Refill 2g

získate **zadarmo**

Variolink

Esthetic LC 2g.

Odtieň podľa vlastného výberu.

Skyce

- Kamienky z kryštálového skla, ktoré sa pribondujú na labiálne plochy horných frontálnych zubov bez predchádzajúcej preparácie. K dispozícii v čírej transparentnej farbe vo veľkostiach 1,8 mm alebo 2,5 mm.



Skyce 1,9 / 2,5 mm, 5 ks | obj. č. 5940361

104,10 €

G-Premio Bond

- Jednozložkový univerzálny bond, kompatibilný so všetkými režimami leptania.
- Určený na priamy bonding, na vykonávanie opráv a riešenie hypersenzitivity.



5 ml | **126,60 €** | obj. č. 5211462

89,90 €

3x 5 ml | **323,90 €** | obj. č. 5211464

224,90 €

everX Flow

- Zatekavý kompozit zosilnený krátkymi sklenenými vláknami určený pre náhradu dentínu.
- Pre všetky priame kompozitné výplne, vrátane veľkých posteriorných kavit, hlbokých kavit a endodonticky ošetrených zubov.
- Bulkový odtieň (hlbka polymerizácie 5.5 mm) je optimálny pre hlboké posteriorné kavity a rýchlu aplikáciu.
- Dentínový odtieň (hlbka polymerizácie 2.0 mm) je optimálny pre dosiahnutie estetickej výsledky.



bulk, 2 ml | **76,40 €** | obj. č. 52880B

57,40 €

dentín, 2 ml | **76,40 €** | obj. č. 52880D

57,40 €

FujiCEM Evolve

- GC FujiCEM® Evolve je rádioopakny skloionoméry cement vystužený živickou v striekačke s automix kanylami. Možno ho použiť na cementáciu rôznych materiálov a rôznych typov nepriamych náhrad.



Single Pack | **119,50 €** | obj. č. 5300437

90,70 €

Triple Pack Automix | **304,60 €** | obj. č. 5300439

191,80 €

Evolve kanyly Push and Click Regular, 15ks | **27,40 €** | obj. č. 5300435

23,30 €

GC EQUIA Forte HT

- Bulkfilový sklohybridný výplňový systém, ktorý kombinuje sklenené čiastočky s vysoko naplneným živicovým ochranným lakom.
- Najpevnější a úplne nelepivý materiál, vhodný aj pre zaťažované výplne II. triedy.
- Odtiene Fill: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4.
- Uvoľňuje fluoridy, má vysokú toleranciu voči vlhkosti.



Fill A2, A3 50 ks | **211,60 €** | obj. č. 5335221A2

138,40 €

Intro pack - 20 ks | **211,60 €** | obj. č. 533522A1

162,40 €

G-CEM ONE

- Samoadhezívny živicový fixačný cement.
- Starter Kit obsahuje** - 4,6 g G-Cem One, 8 kanýl, 2 endo špičky, 2 ml Adhesive Enhancing Primer. Dostupný v odtieňoch A2 a translucent.
- Refill obsahuje** - 4,6 g G-Cem One, 8 kanýl, 2 endo špičky.
- Twin refill obsahuje** - 2x 4,6 g G-Cem One, 15 kanýl, 5 endo špičiek.
- Refilly dostupné v odtieňoch: A2, A03, WO a translucent.



Starter kit | **96,30 €** | obj. č. 5211784SA2

74,30 €

Refill, 4,6 g | **83 €** | obj. č. 5211784A03

60,80 €

Twin Refill 2x 4,6 g | **158,30 €** | obj. č. 5211784KA2

116,60 €

GC G-aenial A'CHORD

- Univerzálny výplňový kompozit.
- Dostupné odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, A01, A02, A03, JE, AE, BW, BOW.



striekačka - 4 g | **74,30 €** | obj. č. 52761A2

55 €

G-aenial Universal Injectable

- Vysoko odolný výplňový kompozit s výnimočnou pevnosťou a odolnosťou proti opotrebovaniu vďaka kombinácii ultrajemného plniva s obsahom bária a GC vylepšenej technológii silanizácie častíc (FSC).
- Vhodný pre každú kavitu bez ohľadu na veľkosť, pevný, nie je potrebné prekryvať bežným kompozitom, hutná konzistencia, ideálna pre použitie v postrannom úseku chrupu, mimoriadny lesk po vyleštení, ľahká manipulácia vďaka novému dizajnu striekačky a koncovky, zvýšená rádioopacita, nižšie riziko diskolorácií.



G-aenial - 1 ml | **49,80 €** | obj. č. 52791A2

37,80 €

Prvý kompozit na svete
s termo-viskóznou technológiou

Najskôr
zatekavý
potom
tvarovateľný



... zahrejte



... naneste



... vytvarujte

ZJEDNOCUJE ZATEKAVOSŤ A TVAROVATEĽNOSŤ

- **Unikátny a inovatívny** – Ohriatím sa materiál stáva zatekavým pre pohodlné nanášanie a hneď potom tvarovateľným (termoviskózna technológia)
- **Vysoká kvalita nanášania** – Optimálne zateká k okrajom a do podbiehavých miest
- **Šetrí čas** – Nie sú nutné žiadne krycie vrstvy
- **Jednoduchá manipulácia** – Hrúbka vrstvy 4 mm a nanášanie bez bublín pomocou tenkej kanyly



VisCalor bulk



VOCO
THE DENTALISTS

GrandioSO Unlimited

- GrandioSO, univerzálny nano-hybridný výplňový materiál pre kavity všetkých tried, rekonštrukcie frontálnych zubov poškodených úrazom, imobilizáciu a dlahovanie uvoľnených zubov, úpravy tvaru a odtieňa z dôvodu zlepšenia estetiky, dostavby pahýľov a zhotovovania kompozitných inlejí. Vhodný pre bulkfill techniku, je možné polymerizovať do 4mm.
- 5 odtieňov, obsah plniva 91%.
- Dodáva sa v ľahko použiteľných otočných striekačkách aj v obzvlášť ekonomických kompúliach.



Set striekačky - 5x 4 g 469,- € obj. č. 52283S	375,20 €
Set kompule 75x 0,3g 469,- € obj. č. 52284S	375,20 €
Kompule trial pack 15x 0,3g 87,50,- € obj. č. 52284TP	69,30 €
Striekačka, 4 g obj. č. 5228A1	93,80 €

MTA vpt

- Moderný bioaktívny materiál. Rozsah klinických indikácií tohto materiálu zahŕňa procedúry priameho aj nepriameho krytia drene, zhotovovanie retrográdných výplní, ošetrovanie vitálnej drene, apexifikácia a ošetrovanie perforácií koreňa.



Prášok 10 g + tekutina 10 ml | obj. č. 522212 **173,30 €**

FuturaBond U

- Duálne tuhnúce univerzálne adhezívum v jednotlivých dávkach určené pre všetky techniky leptania, univerzálne pre všetky druhy kompozít.



50 ks obj. č. 530356U	124,80 €
200 ks 499,20,- € obj. č. 530355U	436 €

Admira Fusion

- Nanohybridný výplňový materiál na báze keramiky.
- Výborná estetika, jednoduché leštenie do vysokého lesku a vysoká povrchová tvrdosť.
- Kompatibilný so všetkými konvenčnými väzobnými prostriedkami.
- K dispozícii v odtieňoch: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3.5, BL, 2x Incizálna mixed, GA3.25 a GA5.
- **Sady obsahujú:** striekačky 5x 3 g alebo kompule 75x 0,2 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion X-tra Univerzálny odtieň), FuturaBond U SingelDose 20x a vzorkovník odtieňov.



AF sada striekačky - 5x 3 g obj. č. 52221S	367,90 €
AF sada kompule - 75x 0,2 g obj. č. 52222S	367,90 €
AF striekačka - 3 g obj. č. 52222A2	76,70 €
AF kompule 15x 0,2 g obj. č. 52222A1	76,70 €

VisCalor bulk

- Termoviskózny kompozitný materiál typu bulk-fill.
- **Sada VisCalor dávkovač:** 80x 0,25 g (16x univerzálna, 16x A1, 16x A2, 32x A3), VisCalor dávkovač
- **Sada nahrievačka kapsúl:** 80x 0,25 g (16 x univerzálna, 16x A1, 16x A2, 32x A3), nahrievačka kapsúl
- **Refilly v odtieňoch:** U, A1, A2 a A3 á 16x 0,25 g



VisCalor Bulk 16x 0,25 g | obj. č. 5241U **79,60 €**

Occlufast rock

- Thixotropný, rýchlo tuhnúci (60 sekúnd), vysoko presný (20 µm).
- A-silikón pre registráciu zhryzu.

ZADARMO

Pri nákupe balenia
Occlufast rock
získate Hydrogum 5
zadarmo.



2x 50 ml + 12 kanýl | **63,70 €** | obj. č. 540167

52,10 €



Zetaplus

- Osvedčený C-silikónový odtlačkový materiál s výbornou zatekavosťou a ľahkou manipulovateľnosťou.
- Perfektne prilne k povrchu a zachytí aj jemné detaily, po zatuhnutí dosahuje vysokú tvrdosť.
- **Zetaplus Intro kit obsahuje:** 1.53 kg putty, 140 ml Oranwash L, 60 ml indurent gél a miešaciu podložku.

ZADARMO

Pri nákupe 2x ZetaPlus L úvodného
balenia získate Indurent gél
zadarmo.




intro kit | **53,60 €** | obj. č. 540205

45,70 €



Elite HD+

- Má vynikajúcu objemovú stabilitu, pevnosť v tlaku a 3-ročnú záruku kvality.
- Žltá farba, 2 rýchlosti tuhnutia:
- Fast soft: rýchlo tuhnúci, pre dvoj krokovú metódu odtlačkovania.
- Normal soft: normálna rýchlosť tuhnutia, pre metódu dvojitého miešania.



ZADARMO

Pri zakúpení
putty soft normal
+ regular
krému získate
2x Hydrogum 5
zadarmo.



putty soft normal - 2x 250 ml | **85,60 €** | obj. č. 540268

81,30 €

regular krém - 2x 50 ml | **65 €** | obj. č. 540138

61,70 €

Hydrogum 5

- Bezprašný alginát s vysokou objemovou stálosťou 5 dní.
- Ovocná chuť, fialová farba, antidávivá zložka.

ZADARMO

Zetu 7 Spray získate **zadarmo**
pri nákupe minimálne 5 ks balenia
Hydrogum.



453 g | **18,90 €** | obj. č. 540169

13,80 €



Tropicalgin

- Alginátová odtlačková hmota s ovocnou príchuťou a farebným indikátorom tuhnutia.



ZĽAVA
24%

453 g | **16,70 €** | obj. č. 540168



11,50 €

Odtlačkové lyžice ozubené/ perforované ASA

- Perforované lyžice bez retenčného okraja z nerezovej ocele.
- **Horné - XXS, XS, S, M, L, XL**
- **Dolné - XXS, XS, S, M, L, XL**

ZĽAVA
12%



1 ks | **6,90 €** | obj. č. 2219DM

6,10 €

Neo Spectra ST

- Univerzálny výplňový materiál.
- Dostupné odtiene: **A1** (zodpovedá A1, B1, C1), **A2** (pre A2, B2, D2), **A3** (pre A3, C2, D3, D4), **A3.5** (pre A3.5, B3, B4, C3), **A4** (pre A4, C4), **BW** (pre bielené zuby), **D1** (opákný dentín), **D3** (opákný dentín) a **E1** (translucentná sklovina).

ZADARMO

3+1 odtieň
A2 zadarmo



LV / HV / Effects striekačka, 3 g | obj. č. 52406A1

42 €

LV / HV / Effects kompule, 16x 0,25 g | obj. č. 52403A1

56 €

Neo Spectra ST Flow

- Zatekavý výplňový materiál.
- Dostupné odtiene: **A1** (zodpovedá A1, B1, C1), **A2** (pre A2, B2, D2), **A3** (pre A3, C2, D3, D4), **A3.5** (pre A3.5, B3, B4, C3), **A4** (pre A4, C4), **BW** (pre bielené zuby), **D1** (opákný dentín), **D3** (opákný dentín) a **E1** (translucentná sklovina).

ZADARMO

3+1 odtieň
A2 zadarmo



ST Flow striekačky, 2x 1,8 g | obj. č. 52408A1

52 €

Neo Spectra ST Flow úvodné balenie - kompule | obj. č. 52409KK

131 €

SDR Plus

- Zatekavý materiál typu bulk-fil.
- Odtiene: Universal, A1, A2 a A3.

ZADARMO

3+1
Zadarmo odtieň
Universal



15x 0,25 g | obj. č. 527404A2

60 €

Aquasil Ultra+

- A-silikónový materiál s vynikajúcimi hydrofilnými vlastnosťami.
- Výborná rozmerová presnosť a stabilita s vysokou odolnosťou voči roztrhnutiu a trvalej deformácii.
- Vhodný pre všetky odtlačkové techniky a indikácie.
- K dispozícii vo forme tmelu pre ručné (Soft Putty/Putty) a strojové miešanie (Soft Putty).
- Krémy k dispozícii v dvoch viskozitách LV a XLV a v dvoch rýchlostiach tuhnutia (štandardné a rýchle).

ZADARMO

Pri nákupe 1
balenia získate
zadarmokrém



2x 250 ml Soft Putty + LV 50 ml | obj. č. 5200624

135 €

ProTaper Next Set

- Obdĺžnikový prierez pre väčšiu pevnosť.
- Rovnako ako ProTaper Universal sa aj rotačné nástroje ProTaper Next vyznačujú variabilným kónusom, ku ktorému sa ešte pridáva excentrický, obdĺžnikový prierez pre väčšiu pevnosť nástroja.

ZADARMO

Pri nákupe 3 ks
balení získate
sortiment X1-X3
(562450A)
zadarmo.



Set X1-X3, 25 mm, 3 ks | obj. č. 5624500

82,90 €

Refill, 3 ks | obj. č. 562450A

82,90 €

ProTaper Ultimate

- Najnovší systém koreňových nástrojov z rodiny ProTaper.
- Sekvencia strojových nástrojov - 21, 25 alebo 31 cm.

ZADARMO

Pri nákupe 3 ks balení ProTaper (6ks / 5ks) Ultimate získate 1 x balenie ProTaper Ultimate sekvencie (56212550) zadarmo.



ProTaper Ultimate sekvencie, 5 ks | 88,50 € | obj. č. 5621215

79,90 €

ProTaper Ultimate refill, 6 ks | obj. č. 56212550

106,20 €



Gluma Bond Universal

- GLUMA Bond Universal je účinná vďaka jednoduchej manipulácii a spoľahlivej pevnosti väzby.
- Vďaka exkluzívnemu kvapátku si môžete byť istí, že naniesiete práve toľko bondu, koľko potrebujete.
- S bondom GLUMA Bond Universal fixujete efektívne a hospodárne a máte istotu, že ste vytvorili potrebný predpoklad pre dlhotrvajúcu náhradu.
- Pre akúkoľvek techniku lepenia: totálne leptanie, selektívne leptanie a samoleptanie.
- Pre všetky dentálne materiály.


ZĽAVA
20%

 Gluma Bond Universal 4 ml | **73,40 €** | obj. č. 5210610

58,50 €

Charisma Bulk Flow ONE

- Jednoodtieňový bulk fill flow kompozit na každodenné použitie.
- Nízka kontrakcia, vysoká pevnosť v ohybe a odolnosť proti opotrebovaniu zaisťujú dlhú životnosť náhrad, ktoré vydržia záťaž v distálnom úseku.
- V balení ku každej striekačke dostanete 5 aplikačných kanýl.

ZĽAVA
25%

 2 g + 5 kanýl | **39,40 €** | obj. č. 528013

29,60 €

 10x 2 g kit + 1x 2g | **322,50 €** | obj. č. 528014

241,90 €

Charisma Classic

- Mikrohybridné kompozitum pre monochromatické rekonštrukcie.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.

ZĽAVA
29% na sety

ZĽAVA
26% na refill

 Classic - 4 g | **27 €** | obj. č. 5202A1

19,90 €

 Sada 4x 4g | **101,30 €** | obj. č. 520051

74,60 €*

 Combi Set 8x 4 g | **210 €** | obj. č. 520050

149,60 €*

Charisma Opal

- Sub-mikrohybridné univerzálne kompozitum pre výplne vo frontálnom aj laterálnom úseku nadväzuje na veľmi obľúbený materiál Charisma.
- Vylepšená opalescencia a translucencia na dosiahnutie dokonalého tzv. chameleón efektu.
- Jemnejšia štruktúra umožňuje príjemnejšie spracovanie a jednoduchšiu modeláciu.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.

ZADARMO

 Pri kúpe 8 balení
 Charisma Opal,
 získate **zadarmo**
balenie Gluma
2Bond.


Opal - 4 g | obj. č. 5267A1

41,30 €

Variotime Dynamix Putty / HT

- Umožňuje variabilný pracovný čas na prípravu materiálu (1 - 2,5 minúty) pri zachovaní vždy rovnako krátkej doby tuhnutia (2,5 minúty).


 Dynamix Putty - 2x 380 ml | **158,20 €** | obj. č. 540405

126,50 €

 Dynamix HT - 2x 380 ml | **158,20 €** | obj. č. 540407

126,50 €

Easy putty - 2x 300 ml | obj. č. 540401

70,30 €

Light flow - 2x 50 ml | obj. č. 540403

43,90 €

ZĽAVA

20% na nákup Dynamix
 Putty 2 x 380 ml.

ZADARMO

 Pri nákupe 2 balení Variotime Easy Putty
 600 ml získate k nákupu
Variotime Flow zadarmo.


MaxCem Elite

- Dvojzložkový, samoleptací, duálne tuhnúci kompozitný fixačný cement typu pasta-pasta v duálnej striekačke.
- Na fixáciu keramických, kompozitných a kovových náhrad.
- **Odtiene:** biely, opákný, číry a žltý.

ZĽAVA
25%

refill - 2x 5 g | **151,4 €** | obj. č. 53006B

113,30 €

OptiDisc

- Disky na tvarovanie, dokončovanie a leštenie kompozit, keramiky, živice, skloionomérov, amalgámu a kovov.
- **Priemery:** 9,6 mm, 12,6 mm a 15,9 mm.
- **Hrúbky:** hrubý (80 ks) a stredný, jemný, extra jemný (á 100 ks).

ZĽAVA
25%

refill - 80 / 100 ks | **46,70 €** | obj. č. 58017C

35 €

Vertise Flow

- Samoadhezívny flow kompozitný materiál pre malé výplne I. a II. triedy, liner, pečatenie fisúr a opravy keramiky.
- **Dostupné odtiene:** A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, U0, XL a T.

ZĽAVA
33%

refill - 2x 2 g | **110,90 €** | obj. č. 5261A1

74,30 €

OptiBond Gel Etchant

- 37.5% kyselina fosforečná určená na leptanie dentínu a skloviny.
- Jasná fialová farba, príjemná viskozita, ľahko sa oplachuje.
- Gél je úplne a ľahko bez námahy zmývateľný a ponúka pohodlnú aplikáciu striekačkou.

ZĽAVA
25%

Gél etchant 30 g + prísl. | **86,20 €** | obj. č. 584632

64,70 €

Cleanic

- Univerzálna pasta na profylaxiu s perlivou technológiou na účinné počiatkové leštenie aj leštenie do vysokého lesku v jednom kroku.
- Jej abrazívne častice sa počas práce premieňajú z hrubých na jemné.
- **Príchute:** Berry Burst, zelené jablko, mäta s fluoridom, mäta bez fluóru a light.


ZĽAVA
20%

100g - mäta bez fluoridu | **30,4 €** | obj. č. 583183

24,20 €

100 g - ostatné príchute | **29,90 €** | obj. č. 583181

24,20 €

OptiShade

- Kompozitný výplňový materiál.
- **Dostupné odtiene:**
- light - zodpovedá: A1, B1, B2, C1 a D2,
- medium - zodpovedá: A2, A3, C2, D3 a D4,
- dark - zodpovedá: A3.5, A4, B3, B4, C3 a C4,
- bleach white - pre bielené zuby,
- universal opaque.

ZĽAVA
25%

striekačka - 4 g | **72,10 €** | obj. č. 5263111

54,10 €

kompule - 10 ks | **57,60 €** | obj. č. 5263119

43,20 €

kompule - 20 ks | **86,50 €** | obj. č. 5263116

64,90 €

Filtek Easy Match Universal

- 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative je zjednodušený systém výberu odtieňov, ktorý je navrhnutý tak, aby od začiatku zefektívnil rekonštrukcie použitím jedného odtieňa a zároveň poskytol potrebnú flexibilitu, aby ste našli vhodný odtieň pre väčšinu pacientov.
- Jeho body opacita znamená, že pre estetické frontálne výplne nepotrebuje opáker a získava priehľadnosť podobnú sklovine tam, kde ju potrebujete: na fazete a na incízálnej hrane.
- Kapsule je možné zahrievať až na 70 °C po dobu až jednej hodiny, čím sa zníži nutná sila pri vytlačení bez toho, aby sa zmenili fyzikálne vlastnosti.
- Dostupné odtiene: Bright, Natural, Warm.



kompule 20x 0,2g | **86,80 €** | obj. č. 52864B

striekačka 4 g | **86,80 €** | obj. č. 52865B

ZĽAVA
26%
64,50 €*
64,50 €*

Clinpro Clear Fluoride lízanky L-Pop

- 3M™ Clinpro™ Clear Fluoride Treatment je čirý prípravok na vodnej báze bez obsahu rosinu (kalafuny), ktorý je pripravený na aplikáciu a poskytuje ochranu povrchu skloviny a dentínu.
- Toto riešenie vo forme lízaniek je pripravené na použitie a umožňuje efektívnu absorpciu fluoridu s minimálnou dobou kontaktu iba 15 minút, čo uľahčuje vašim pacientom rozhodnúť sa pre toto ošetrovanie.
- Príchute: mäta, vodný melón, bez príchute.

NEW


Clinpro Clear Fluoride lízanky L-Pop 50ks | **158 €** | obj. č. 5403818F

Clinpro Clear Fluoride lízanky L-Pop 100ks | **285,60 €** | obj. č. 5403818FF

ZĽAVA
26%
117,50 €*
212,40 €*

Filtek Supreme Flow / Filtek Bulk Fill Flowable

Filtek Supreme Flow

- Svetlom tuhnúci, RTG kontrastný zatekavý nanokompozit s nízkou viskozitou a výbornými estetickými vlastnosťami.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3 opáky, B1, B2, C2, D2, W - biely, XW - extra biely.

Filtek Bulk Fill Flowable

- Zatekavý výplňový materiál s jednoduchou a rýchlou aplikáciou.
- 4 mm hĺbka polymerizácie – redukuje potrebu vrstvenia.
- Zatekavá viskozita zaisťuje ľahkú adaptáciu - menej práce s nástrojmi.
- Až o 50 % vyššia pevnosť.
- Odtiene: A1, A2, A3, Univerzálny.



2x 2 g Filtek Supreme Flow | **76,30 €** | obj. č. 5283A1

15x 0,2 g Bulk Fill Flowable | **83,30 €** | obj. č. 5286A1

2x 2g Bulk Fill Flowable | **90,40 €** | obj. č. 5287A1S

ZĽAVA
25%
56,90 €*
66,80 €*
72,40 €*

RelyX™ Universal

- Duálne tuhnúci kompozitný cement.
- **Dostupné odtiene:** fluorescenčný, A1, A3 opáky, biely opáky.
- **Doplňkové balenie obsahuje:** 3,4 g materiálu vo zvolenom odtieni, 15 miešacích kanýl a 5 predlžovacích endo koncoviek.



Doplňkové balenie, 3,4 g + kanýly | **224,30 €** | obj. č. 530300RA1

ZĽAVA
26%
166,70 €*

Filtek Z550

- Univerzálny mikrohybridný svetlom tuhnúci kompozit pre všetky rekonštrukcie.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA2 a OA3.



4 g | **46 €** | obj. č. 5200A1

ZĽAVA
26%
33,90 €*

Scotchbond Universal Plus

- Röntgen kontrastné, univerzálne adhezívum pre všetky priame a nepriame indikácie lepenia.



5 ml | **144,90 €** | obj. č. 530300

ZĽAVA
26%
107,80 €*

Thera perfektne zladené riešenie

• hlboká kavita • exponovaná pulpa • pulpotómia



TheraBaseCa

Samoadhezívna báza/podložka uvoľňujúca vápnik

TheraBaseCa sa chemicky viaže na štruktúru zuba a uvoľňuje a dobíja ióny vápnika, čím podporuje vitalitu zubnej drene. Vďaka duálnemu tuhnutiu spoľahlivo polymerizuje aj v hlbokých kavitách, kam svetlo nedosiahne. Je pevnejší a odolnejší ako iné podložkové materiály, skloionoméry a živicu modifikované skloionoméry. Navyše je rádioopákný, čo umožňuje jednoduchú identifikáciu na röntgenových snímkach a poskytuje rýchlu a efektívnu diagnostiku.

530061 TheraBase CA 8 g + 15 kanýl

153,00 € 169,90 €

TheraCal LC®

Svetlom tuhnúci liner

Živicou modifikovaný liner na báze kremičitanu vápenatého na priame a nepriame prekrytie pulpy. Ideálna, unikátne stabilná a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomérov. TheraCal LC má výraznú schopnosť formovať hydroxyapatit. Vďaka tomu vytvára už po 28 dňoch tvrdý ochranný mostík sekundárneho dentínu. Vďaka svetelnému tuhnutiu umožňuje okamžité umiestnenie výplňového materiálu.

530188 TheraCal LC 4 x 1 g + 50 kanýl

135,00 € 150,80 €

530189 TheraCal LC 1 g + 15 kanýl

43,10 € 48,00 €

TheraCal PT®

Duálne tuhnúca živica modifikovaná kremičitanom vápenatým

Biokompatibilná, duálne tuhnúca živica, ktorá sa používa na ošetrovanie obnaženej pulpy a tiež pri čiastočnom alebo úplnom odstránení koronárnej pulpy. Udržiava vitalitu zubu tým, že funguje ako bariéra a ochrana pulpy. Schopnosť TheraCalu PT® uvoľňovať vápnik a schopnosť vytvárať alkalické pH umožňuje jeho použitie pri preparácii hlbokých kavit. Schopnosť duálneho tuhnutia umožňuje okamžité umiestnenie výplňového materiálu.

530065 TheraCal PT 4 g + 15 kanýl

100,10 € 111,00 €



Od priekopníka v nástrojovej ergonómii.
Kyrety na odstránenie hlbokého subgingiválneho zubného kameňa.
Ku konečným úpravám subgingiválneho povrchu koreňa. Nástroje Mini Gracey majú dlhší dolný driek a menšiu pracovnú koncovku ako štandardný model.
Dobre sa s nimi pracuje v hlbokých, úzkych chobotoch.

rukoväť ErgoMax 54,90 € 61,00 € rukoväť ErgoSense 63,90 € 71,00 €



Mini Gracey 1/2 ErgoMax: 59201MM ErgoSense: 59201MS

Gracey 5/6

ErgoMax: 59205M ErgoSense: 59205S



Mini Gracey 7/8

ErgoMax: 59207MM ErgoSense: 59207MS



Gracey 7/8

ErgoMax: 59207M ErgoSense: 59207S



Mini Gracey 11/12

ErgoMax: 59211MM ErgoSense: 59211MS



Gracey 11/12

ErgoMax: 59211M ErgoSense: 59211S



Mini Gracey 13/14

ErgoMax: 59213MM ErgoSense: 59213MS



Gracey 13/14

ErgoMax: 59213M ErgoSense: 59213S



Mikrosrpek

ErgoMax: 59301M ErgoSense: 59301S



Mini Srpek

ErgoMax: 59311M ErgoSense: 59311S



Scaler H6-H7

ErgoMax: 59146M ErgoSense: 59146S



Nevybrali ste si z najobľúbenejších nástrojov vyššie? Nevadí!

Prelistujte si katalóg v českom jazyku a zvolte si parodontologické nástroje, ktoré sa Vám hodia. Katalóg nájdete na webe: bit.ly/katalogLM

Cenník nájdete tu: bit.ly/CenikLM

Vyberajte tiež z katalógu v českom jazyku.

bit.ly/katalogLM



PREČO NÁSTROJE OD LM?

- perfektná ergonómia
- pohodlný úchop
- rôzne druhy rukovätí
- inovatívne tvary koncoviek
- minimum reklamácií

Využite zľavu 15%

Po celý október na všetky ručné nástroje, kazety Servo a ultrazvukové koncovky Pro Power. Neplatí pre rukoväte ErgoNorm, zľavu 15 % je možné uplatniť iba 1. – 31. 10. 2025.

Gracey 1/2

Na rezáky a premoláre.

ErgoSense: 59201S 71,00 € 63,90 €

ErgoMax: 59201M 61,00 € 54,90 €

Sharp Diamond: 59201SDS 93,00 € 79,00 €



Mikrosrpek

Frontálny/distálny scaler, jemná pracovná koncovka, predĺžený driek.

ErgoSense: 59301S 71,00 € 63,90 €

ErgoMax: 59301M 61,00 € 54,90 €

Sharp Diamond: 59301SDS 93,00 € 79,00 €



Minisrpek

Jemná, mierne zahnutá čepeľ, na všetky plošky zubov.

ErgoSense: 59311S 71,00 € 63,90 €

ErgoMax: 59311M 61,00 € 54,90 €

Sharp Diamond: 59311SDS 93,00 € 79,00 €



LM-Arte™ Eccesso

Na odstránenie zvyškov kompozitu a bondu.

ErgoSense: 59307S 75,00 € 63,80 €

ErgoMax: 59307M 67,00 € 56,95 €



LM-Arte™ Applicia Twist

Tenká a úzka lopatka so zahnutými uhlami na modelovanie v ťažko dostupných oblastiach.

ErgoSense: 59464S 75,00 € 63,80 €

ErgoMax: 59464M 67,00 € 56,95 €



LM-Arte™ Applicia

Veľmi tenká a flexibilná lopatka na prenos a modeláciu kompozit.

ErgoSense: 5946S 75,00 € 63,80 €

ErgoMax: 5946M 67,00 € 56,95 €



LM-Arte™ Fissura

Ostré hroty na modelovanie štruktúr okluzálnych plôšok.

ErgoSense: 59481S 75,00 € 63,80 €

ErgoMax: 59481M 67,00 € 56,95 €



LM-Arte™ Condensa

Dlhé a zaoblené cpátko najmä na modelovanie kompozit.

ErgoSense: 59488S 75,00 € 63,80 €

ErgoMax: 59488M 67,00 € 56,95 €



Biodentine / Biodentine XP

Biodentine je prvá biokompatibilná a bioaktívna náhrada dentínu v korunkovej aj koreňovej časti.

- Prináša množstvo klinických výhod:
 - zachovanie vitality pulpy,
 - ošetrovanie klinických chýb (via falsa, perforácia cavum pulpae),
 - definitívna náhrada dentínu.
- Balenie: 5 x 0,7 g a 15 x 0,7 g.

Biodentine XP obľúbený bulk-fillový biokompatibilný a bioaktívny materiál pre náhradu dentínu

- v korunkovej aj koreňovej časti zuba. V kapsuliach pre pohodlnú aplikáciu.
- Indikácia:
 - v koreni: prekrytie perforácií koreňa a pulpálnej dutiny, vnútorná/vonkajšia resorpcia zuba, apexifikácia,
 - v korunke: hlboké/rozsiahle kavity, trvalé dentínové výplne, priame prekrytie pulpy, pulpotómia, ošetrovanie klinických chýb: via falsa, perforácia cavum pulpae.
- BiodentineXP Starter pack obsahuje: 10 kapsúl veľkosť 200, 10 kapsúl veľkosť 500, kliešte a mixér na aktiváciu a miešanie kapsúl.

5x 0,7 g 138 € obj. č. 530395	99,60 €
15x 0,7 g 355,90 € obj. č. 530387	256,20 €
Biodentine XP 500, 10 ks 329,60 € obj. č. 5303872	269,70 €
Biodentine XP 200, 10 ks - exp. 30.12.2025 280,90 € obj. č. 5303871	168,40 €*
Biodentine XP Starter Pack 1 090,90 € obj. č. 5303875	979 €

AKCIA

Pri zakúpení XP Starter Packu získate
zadarmo Biodentine XP 500
v hodnote **329,70 €**.

ZADARMO

Pri zakúpení balenia
Biodentine XP 500 získate
balenie Septoprophyl strips
(5302705) **zadarmo**.



ZĽAVA
20%

BioRoot Flow

- NOVÝ biokeramický tmel na báze čistého tricalcium fosfátu na koreňové kanáliky v injekčnej striekačke, vďaka ktorému je obturácia jednoduchá a úspešná pri plnení za studena aj za tepla.
- Striekačka pripravená na použitie.
- Optimálna hrúbka a tekutosť.
- Studené a teplé techniky.
- Pracovný čas >60 min.
- Doba tuhnutia 5 - 6 hod.
- Antibakteriálny pH 11,5.
- Vysoké uvoľňovanie vápnika. 1718 mg/l

NEW



Striekačka 2 g | **180 €** | obj. č. 5303913

144,90 €

Endomethasone N

- RTG kontrastná koreňová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametazónu.
- Antiseptický, nedráždivý, nevstrebateľný koreňový výplňový materiál obsahujúci Hydrocortison acetát.
- Nerozpustný v koreňovom kanáliku.
- Rozpustný mimo koreňový kanálik.
- Zabraňuje vzniku bolestivých periapikálnych zápalov.



ZĽAVA
20%

set 139,10 € obj. č. 530236	99,90 €
prášok - 14 g 107,60 € obj. č. 530237	77,50 €
prášok - 42 g 202,10 € obj. č. 530235	145,50 €
tekutina - 10 ml 46,50 € obj. č. 530241	37,80 €

Alveogyl

- Pasta pre lokálnu liečbu "suchého lôžka" (alveolitis sicca) s antiseptickým a analgetickým účinkom.
- Ľahko sa zavádza, má dobrú priľnavosť počas celého procesu liečby.
- Prispieva k prirodzenej obnove alveolárneho tkaniva.

ZĽAVA
24%



10 g | **69,40 €** | obj. č. 530227

53 €

Endostar E3 Azure

- Ponúka efektívne a jednoduché použitie, rýchle a bezpečné opracovanie kanálika.
- Sú veľmi flexibilné - sledujú aj najkrivšiu cestu kanálikom a minimalizujú tým riziko perforácie alebo via falsa.

ZADARMO

Pri nákupe 1 balenia po 3ks / 6ks získate

zadarmo balenie gutaperčových alebo papierových čapov.



3 ks | obj. č. 59112100

43,10 €

6 ks | obj. č. 59112125

63,80 €

Endostar EP Easy Path

- Nástroje používané na vytvorenie kľúčnej cesty.
- Ako prvé prenikajú úzkymi, zakrivenými a často kalcifikovanými kanálíkmi.
- Tenké a pružné, ale tiež odolné proti zalomeniu vo vnútri kanálika **vďaka tepelnej postprodukčnej úprave.**
- Dve dĺžky nástrojov: 21 mm alebo 25 mm.

ZADARMO

Pri nákupe 1 balenia po 3ks / 6ks

získate **zadarmo** balenie gutaperčových alebo papierových čapov.



14/04 - 21 mm / 25 mm - 3 ks | obj. č. 59142114

43,10 €

14/04 - 21 mm / 25 mm - 6 ks | obj. č. 57141114

63,80 €

Endostar Revision

- Nový rotačný systém pre re-endo ošetrovanie metódou crown-down.
- Vyrobený z najkvalitnejšej zliatiny nikel-titánu s tepelnou úpravou Azure.
- Nástroje sú extrémne flexibilné, odolné proti zlomeniu, zároveň veľmi pevné a účinné.

ZĽAVA

25%

- **Balenie Revision Set obsahuje:** Endostar REvision nástroje 30/08, 25/06, 20/04 dĺžky 25 mm.



set, 3 ks | **43,10 €** | obj. č. 59142850

32,30 €*

Endostar EndoSTOPPER

- Žltý pomocník na sledovanie počtu použitých endodontických nástrojov.
- Balenie obsahuje 100 kusov.

NEW



EndoSTOPPER žltý, 100 ks | **17 €** | obj. č. 59118011

15,40 €

Calcipast

- Pasta s hydroxidom vápenatým.
- Výrobok CALCIPAST sa používa pri zubnom ošetrovaní ako materiál na dočasnú výplň koreňového kanálika.
- Navyše je možné CALCIPAST použiť ako dočasnú výplň hlbokých kavit pri priamom a nepriamom prekrytí pulpy.
- Má remineralizačné účinky na zubné tkanivá vďaka vysokému obsahu hydroxidu vápenatého. Zlepšuje obnovu poškodených periapikálnych tkanív.
- pH 12,5.



Calcipast 2,1g | **31,10 €** | obj. č. 5303996

19,90 €

Calcipast Megapack, 4x 2,1g | **94,90 €** | obj. č. 53039961

68,90 €

Adseal plus

- Inovovaný röntgenkontrastný materiál na plnenie koreňových kanálikov na báze epoxidovej živice vo veľmi praktickej striekačke pre jednoduché namiešanie v presnom pomere.
- Vysoká biokompatibilita, kvalitný hermetický uzáver.
- Nezafarbuje zub, nie je rozpustný.
- Balenie obsahuje: 13,5 g materiálu v duálnej striekačke, miešaciu podložku, špachtľu, dávkovacie špičky a viečko



13,5 g + príslušenstvo | **34,90 €** | obj. č. 530451

29,30 €

* Akcia platí do vypredania zásob.

EndoMatic

Bezdrôtový endomotor a apexlokátor v jednom pre ešte bezpečnejšie endodontické ošetrovanie.

- Poloha koreňového nástroja je zobrazovaná na displeji.
- Pri priblížení k apexu sa chod endomotora automaticky spomalí a pri dosiahnutí apexu endomotor automaticky zastaví nástroj alebo zapne opačný chod.
- Automatické spustenie pri zasunutí nástroja do kanálika a vypnutie pri jeho vytiahnutí.
- Vďaka širokému rozsahu krútiaceho momentu a voľby rýchlosti je kompatibilný s rôznymi systémami koreňových nástrojov dostupných na trhu.
- Pracuje ako v rotačnom režime, tak recipročnom.
- Automaticky prepína medzi týmito režimami s ohľadom na zaťaženie nástroja.
- Odolný povrch endomotora pre ľahkú údržbu, kolienko môže byť autoklávané.
- Krútiaci moment: 0,4 Ncm - 5,0 Ncm,
- Rýchlosť: 100 ot/min ~ 1 000 ot/min.

592614 EndoMatic motor **894,10 €** 4 016,10 €



Detailné informácie nájdete TU: bit.ly/EndomaticS



Endo Radar Plus

Bezdrôtový endo motor so základňou pre ľahké ovládanie a nabíjanie.

Bezuhlíkový, rýchlosť: 100 - 1 200 ot./min, krútiaci moment: 0,4-5,0 N.cm.
Super malé endokolienko 6:1 pre ľahký prístup v distálnom úseku.
Možnosť 11 užívateľsky definovaných režimov - naprogramujete si presne podľa požiadaviek výrobcu Vašich koreňových nástrojov. Prednastavených viac ako 30 najrozšírenejších systémov koreňových nástrojov. Dlhá výdrž batérie.

Vstavaný apexlokátor na bezpečné a rýchle endodontické ošetrovanie.
Zobrazuje polohu nástroja v kanáliku v reálnom čase. Automaticky nástroj zastaví alebo otočí späť, akonáhle nástroj dosiahne apexu, aby sa zabránilo perforácii. Poskytuje tiež funkciu automatického spustenia a zastavenia v prípade, že sa nástroj dostane do/z kanálika.

592611 Endo Radar Plus **853,50 €** 975,50 €



Detailné informácie nájdete TU: bit.ly/EndoradarS



Apexlokátor Dpex V

Multifrekvenčný apexlokátor s presnými výsledkami merania aj v znečistenom koreňovom kanáliku.

Jasný LCD displej pre zreteľný obraz a rôzne farby pre prehľadné vykreslenie polohy nástroja v koreňovom kanáliku.
Akustický signál ešte viac uľahčuje orientáciu v kanáliku.
Multifrekvenčná technológia prináša presné meranie za všetkých okolností.
Presné meranie aj v prípade prítomnosti krvi a iného znečistenia.
Meranie nie je ovplyvnené typom zuba.
Automatická kalibrácia.
Autoklávovateľný klip na nástroj, háčik na pery aj sonda.

592606 Woodpecker DTE Apexlokátor Dpex V **324,90 €** 365,60 €



Detailné informácie nájdete TU: bit.ly/DpexVS



RE-BONE®

BOVINNÁ KOSTNÁ NÁHRADA

- Jedná sa o granulát alebo blok z prírodného bovinného materiálu, spracovaný inovatívnou metódou Thermagen® pri nízkej teplote.
- Výsledkom je vysoko biokompatibilný a plne resorbovateľný materiál, ktorý podporuje množenie osteoblastov až o 35%.

Dodáva sa v čiastočkách 0,25 – 1 mm, 1 – 2 mm, alebo ako blokový implantát.



5361422	Granule pre kortikospongióznú kosť	0,5g	0,25-1 mm	84,30 €
5361423	Granule pre kortikospongióznú kosť	1g	0,25-1 mm	144,30 €
5361424	Granule pre spongióznú kosť	0,5g	0,25-1 mm	84,30 €
5361425	Granule pre spongióznú kosť	1g	0,25-1 mm	144,30 €
5361441	Blok pre spongióznú kosť	10×10×10 mm		166,80 €
5361442	Blok pre spongióznú kosť	10×10×20 mm		220,90 €

SHELTER®

PERIKARDIÁLNA MEMBRÁNA

- Disponuje dvoma verziami: Fast (rýchla resorpcia počas 4–6 týždňov) a Slow (3–6 mesiacov), vďaka unikátnemu cross-linkingu Pericross®.
- Poskytuje pevnú bariéru proti mäkkým tkanivám, podporuje angiogénu a je biologicky kompatibilná.

Ponúka rôzne rozmery (15×20 mm až 50×30 mm) a hrúbky (0,2 – 1 mm).



15×20	× 0,4 mm, 0,8 mm alebo 1,0 mm	F A S T	S L O W
30×25	× 0,4 mm, 0,8 mm alebo 1,0 mm	100,10 €	124,50 €
50×30	× 0,4 mm, 0,8 mm alebo 1,0 mm	123,00 €	147,30 €
		140,20 €	171,70 €

ACTI-BONE®

KYSELINA HYALURONOVÁ

- Je takmer čistý hyaluronát, vyvinutý na podporu hojenia tkanív v orálnej chirurgii. Tu je prehľad jeho kľúčových vlastností a použitia:
Aplikácia: Priamo na chirurgické lôžisko na podporu hojenia.
Môže sa kombinovať s RE-BONE®, vznikne tzv. „sticky bone“ (lepivá kostná hmota). Tiež sa dá použiť spolu s SHELTER® (Fast/Slow) pre chemotaktické zvýšenie efektu.
- Vysoko molekulárna kyselina hyaluronová (HA), bežne sa vyskytujúce v spojivových tkanivách, kľúčová pre hydratáciu a regeneráciu.
- HA vytvára vlhké, biologicky aktívne prostredie, podporuje bunkovú proliferáciu, angiogénu a všeobecne regeneráciu rán – preukázateľne efektívna v orálnej chirurgii.

Dodáva sa vo fľaštičke 5361421 5 ml **163,80 €**



Prvotná skúsenosť s BM RE-BONE

„Tieto granule sme použili po extrakcii zuba 15, ktorý mal fraktúru koreňa. Granule sme zmiešali s pacientovou krvou-vznikla mierne lepivá hmota, ktorá sa pomerne dobre nanášala do lôžka po extrahovanom zube. Po miernej kondenzácii nedochádzalo k vyplaveniu granúl.“

Cez granule sme adaptovali bovinnú membránu od f. UBGEN®, ktorú sme zmočili v ACT-Bone tekutine. Tú sme fixovali k MPL a defekt prešli. Po 2 dňoch pacient prichádza na kontrolu s miernym opuchom-aplikovaná ATB. Po ďalších 3 dňoch kontrola, pacient bez problémov, rana pokojná. S granulátom aj s membránou sa pracovalo pohodlne.“

– MUDr. J.Z., Praha

Kostné frézy

Kostná fréza C141AC.104.035

- Služi na šetrnú preparáciu štruktúry kosti.
- Balenie: 3 kusy.

Kostná fréza C254A.206.012 a kostná fréza C254A.205.012

- Používa sa na preparáciu kosti a zubnej štruktúry.
- Balenie: 3 kusy.



C254A.206.012



C141AC.104.035

C141AC.104.035 - 3 ks | **97,- €** | obj. č. 570C141AC5 **80,20 €**

C254A.205.012 - 3 ks | **96,60 €** | obj. č. 570C254A5 **78,60 €**

C254A.206.012 - 3 ks | **96,60 €** | obj. č. 570C254A6 **78,60 €**

Keramický skalpel

- Keramický rotačný nástroj do turbíny (300.000 - 500.000 ot. / min).

- Služi na chirurgiu mäkkých tkanív a je alternatívou klasického skalpela alebo elektrochirurgie.

561010



561014


kratší - 1 ks | **85,40 €** | obj. č. 561010 **72,80 €**

dlhší - 1 ks | **85,40 €** | obj. č. 561014 **72,80 €**

Skalpelové čepielky

- Sterilné, ostré skalpelové čepielky na nasadenie do držadla čepielok.
- Čepielky č. 10-15 sú určené pre držadlo č. 3, čepielka č. 21 je pre držadlo č. 4.

ZĽAVA

16%



10

11

12

15

15c

skalpelové čepielky - 100 ks | **21,20 €** | obj. č. 112910010 **17,80 €**

Suture+

- Čierny, nevstrebateľný hodváb s reznou ihlou tvar HS 22.
- Balenie obsahuje 12 ks á 45 cm.



Skvelá cena

12 ks | **48,30 €** | obj. č. 300261 **41,20 €**

Surgispon

- Sterilné hemostatické vstrebateľné želatínové hubky pre účinné a rýchle zastavenie krvácania.
- Surgispon je netoxický, hypoalergénny.
- Pri implantácii "in vivo" je bezo zvyšku absorbovaný počas 3-4 týždňov, bez zapuzdrenia.
- **Balenie obsahuje:** 4 blistre á 8 kociek (1x1x1 cm, jednotlivo sterilne zabalené) alebo 10 ks hubiek s rozmerom 7x5x1 cm (jednotlivo sterilne zabalené).


kocky - 32 ks á 1x1x1 cm | **15,- €** | obj. č. 3002171 **14,20 €**

Septanest / Septanest Forte

- Anestetikum na báze 4% articaínu dodávané v sklenených karpuliach.
- Koncentrácia 1:200 000 pre klasické zákroky s dĺžkou anestézie do 45 minút.
- Koncentrácia 1:100 000 pre hlbšiu anestéziu u náročnejších výkonov do 70 minút.


1:200 000 - 50x 1,7 ml | obj. č. 460003 **33 €**

1:100 000 - 50x 1,7 ml | obj. č. 460004 **33 €**

Scandonest 3%

- Anestetikum na báze 3% mepivacainu, bez vazokonstriktora pre špecifické lekárske situácie.
- Neobsahuje metylparabén - bráni alergickým reakciám u citlivých pacientov.


50x 1,7 ml | obj. č. 460012 **35 €**

Supracain 4%

- Injekčný roztok obsahuje dve liečivá: artikaín a adrenalin.
- Osvedčené a veľmi obľúbené lokálne anestetikum.
- Má rýchly účinok (1-3 min. po aplikácii) a silné analgetické pôsobenie.


10x 2 ml | obj. č. 460000 **14,40 €**



POMÔCKY

Fender Wedge

- Špeciálne plastové klinky s integrovaným oceľovým plieškom.
- Chráni priľahlý zub počas preparácie - takmer v 2/3 prípadov dochádza k poškodeniu pri preparácii kavit II. triedy!
- Dostupné v 4 veľkostiach klinkov: XS (fialové), S (oranžové), M (zelené) a L (žlté).
- **Sada obsahuje:** 36 ks z každej veľkosti.

ZĽAVA
25%

 refill - 36 ks | **51,80 €** | obj. č. 58122S **39,10 €**

 sada - 4x 36 ks | **176,20 €** | obj. č. 581220 **132,20 €**


FenderMate / FenderMate Primary

FenderMate:

- Špeciálne klinkové matrice na zaistenie dokonalého bodu kontaktu u výplní II. triedy.
- Jednoduché zavádzanie - rovnako ako klin.
- Pevná adaptácia cervikálnych okrajov - žiadne presahy výplne cez kavitu!
- Prirodzený bod kontaktu.
- Flexibilné krídeltá využívajú tlak na udržanie separácie a cervikálnu adaptáciu.
- K dispozícii v dvoch hrúbkach - stredné (R) a úzke (U), prevedenie ľavé (L) alebo pravé (P).

FenderMate Primary:

- Je plastový klin s oceľovou matricou pre detské zuby.
- Klin má tvar "lode" čo umožňuje vložiť matricu aj do zhusteného proximálneho priestoru (bez poškodenia, znižuje riziko krvácania).
- 2 veľkosti dlhé (Neon Green) a krátke (Neon Yellow).
- Balenie 2x 18ks.

 Mate sada - 4x 18 ks | **280,70 €** | obj. č. 58123SD **210,90 €**

 Primary sada - 2x 18 ks | **76 €** | obj. č. 581231 **57,10 €**

 Mate refill, 18 ks | **111,90 €** | obj. č. 58123LU **82,70 €**

 Primary refill, 18 ks | **43,90 €** | obj. č. 581231S **33 €**

ZĽAVA
25%

Nerezové tácky na nástroje ASA

- Nerezové tácky na odkladanie nástrojov.
- 2 veľkosti: 10 x 20 cm, 15 x 20 cm.

ZĽAVA
20%


15 x 20 cm

 10 x 20 cm | **15,80 €** | obj. č. 274741 **12,60 €**

 15 x 20 cm | **17,50 €** | obj. č. 274740 **13,80 €**

Pinzeta ASA


- Pinzety typ Londýn - College.

zalomená


 zalomená - 16 cm | **10,50 €** | obj. č. 270602 **8,90 €**

Zubné zrkadielka ASA

- Kvalitné, obľúbené nezväčšovacie zrkadielka od talianskeho výrobcu.
- Dodávané v dvoch veľkostiach - č. 4 a č. 5.


 veľ. 4 - 12 ks | **21,50 €** | obj. č. 2000014 **17,10 €**

 veľ. 5 - 12 ks | **21,50 €** | obj. č. 2000015 **17,10 €**

 veľ. 4 Rhodium - 12 ks | **40,20 €** | obj. č. 2000024 **36,10 €**

 veľ. 5 Rhodium - 12 ks | **40,20 €** | obj. č. 2000025 **36,10 €**
ZĽAVA
**od 10%
do 20%**

Black Snake ZK

- Od značky THIENELINO pre deti a dospievajúcich od 7 rokov.
- Pohodlný pogumovaný uchop, pružný krčok redukujúci tlak, atraktívny dizajn.
- V tyrkysovej farbe na bežné čistenie zubov.
- V červenej farbe pre pacientov ortodoncie, vhodné pre fixné aparátky.



Black Snake - tyrkysová, 1 ks | **1,30 €** | obj. č. 4507427

Black Snake - červený (ortho), 1 ks | **1,60 €** | obj. č. 4507428

1,20 €

1,50 €

Fluoride gel Clarben

- 60-sekundový fluoridačný gél pre ordinálne použitie.
- **Vstrebávanie fluoridu počas 1 minúty!**
- Tixotropný - nevyteká z lyžice.
- Príchute: jahoda, mäta a čerešňa.



ZĽAVA

15%

500 ml | **28,40 €** | obj. č. 530301

24,40 €

Xyntrus

- Antivírusová a antibakteriálna ústna voda proti prenosu respiračných ochorení.
- Redukuje až 99,99% vírusov a baktérií v ústach.
- Vyrobená z prírodných produktov.

ZADARMO

K nákupu 3 ks fliaš, získate **50 ks** objednávacích kartičiek pre pacientov **zadarmo**.



flaša 500 ml | **12,20 €** | obj. č. 4506621


10,90 €

6x fläša 500 ml | **73 €** | obj. č. 4506621x

60,80 €

Fluoridačné lyžice S,M,L

- Lyžičky z mäkkého plastu pre aplikáciu fluoridových gélov.
- Anatomicky tvarované s držadlom pre ľahkú manipuláciu.
- Lyžička je obojstranná pre hornú aj dolnú časť súčasnne.
- 3 veľkosti: S, M, a L.



50 ks | **15,80 €** | obj. č. 5303110

14,50 €

Prášok classic ABC FAST

- Profylaktický prášok na odstránenie zubného povlaku a zubného kameňa.
- **Fast** obsahuje hydrogénuhlíčitý sodný, hydrofóbný oxid kremičitý, sacharínát sodný.
- **Príchute broskyňa, citrón, jahoda.**



FAST - 300 g | **24,60 €** | obj. č. 59318S10

21,90 €

Prášok subgingival ABC GENTLE MINI

- Profylaxčný prášok, používa sa do Air Polisheru pre subgingiválne ošetrovanie na odstránenie biofilmu a zubného kameňa.
- Obsahuje: Glycín, amorfny oxid kremičitý.
- Šetrný glycerínový prášok nespôsobuje žiadne poškodenie mäkkých tkanív, jeho použitie je bezbolestné



Gentle Mini 25 µm - 120 g | **24,60 €** | obj. č. 59318S3B

21,90 €

Prášok supragingival GENTLE

- Profylaxčný prášok, používa sa do Air polisheru pre supragingiválne ošetrovanie na odstránenie biofilmu a zubného kameňa.
- Obsahuje: Glycín, amorfny oxid kremičitý.
- Balenie: 120g, 65 µm



Gentle 65 µm - 120 g | **24,60 €** | obj. č. 59318S3A

21,90 €

DIRECTA **Physics® Forceps**

Physics Forceps je atraumatický extrakčný systém, ktorý poskytuje jednoduchú, predvídateľnú a nekonvenčnú metódu extrakcie zubov bez ohľadu na doterajšie skúsenosti lekára z jeho praxe alebo stav zuba a súčasne poskytuje pozitívnu skúsenosť pre pacienta.



zľava 25 %

Funguje ako elevátor s využitím pákovej mechaniky, eliminuje nutnosť pevného uchopenia, krútenia, kývania a ťahania rukou. Na extrakciu stačí iba mierny pohyb zápästím.

Pomocou **Physics Forceps** vykonáte atraumatickú extrakciu a eliminujete zlomeniny koreňa. Zachováte bukálnu kosť aj kortikálnu platničku a môžete okamžite umiestniť implantát. Možno ich použiť na akýkoľvek zub v takmer akomkoľvek stave.

Kliešte Physics Forceps

- Špeciálne nástroje pre atraumatické extrakcie.
- Základný standard set obsahuje 4x kliešte: horné pravé, horné ľavé, štandard horné anterior, universal dolné, ochranné kapny zelené (48 ks) a inštruktážne DVD.

ZĽAVA
25%


Molárový set, 2 ks | obj. č. 57110MS

833,20 €

Standard set, 4 ks | **2 642,60 €** | obj. č. 57110S

1 983,90 €

Jednotlivé kliešte | **654,20 €** | obj. č. 57110UD

490,80 €

Rozrezávač koruniek ED H31

- Ideálne na rezanie kovových koruniek, mostíkov a konštrukcií.
- Balenie 5 ks, dĺžka do turbíny (FG), odporúčané otáčky: max. 160 000 ot/min.

570H31RPC10 / 12 - Ideálny na rezanie kovových koruniek, mostíkov a konštrukcií. Rozrezávač je veľmi aktívny a práca s ním rýchla. Super dlhá životnosť (Ø010 a Ø012).


H31RPC.314.010 - 5 ks | **22,10 €** | obj. č. 570H31RPC10

18,90 €

H31RPC.314.012 - 5 ks | **22,10 €** | obj. č. 570H31RPC12

18,90 €

Rozrezávač koruniek Edenta C4

- Ideálny pre všetky typy kovových zliatin, titán, nízkotavitelnú keramiku a kompozitné fazety.
- Balenie 5 ks, dĺžka do turbíny (FGL).
- Odporúčané otáčky: 120 000 - 160 000 ot/min.

570C4AKL2 - Ideálny pre všetky typy kovových zliatin, titán, nízkotavitelnú keramiku a kompozitné fazety (Ø012).


C4AKL - 6 ks | **32,30 €** | obj. č. 570C4AKL2

27,50 €

Occlusal Shaper

- Brúsok pre tvarovanie oklúzie, pre všetky výplňové materiály (vrátane zirkónu).
- Doporučené max. otáčky:
- C972 - 30.000 / optim. 8.000-15.000
- F972 - 40.000 / optim. 10.000-20.000



F972.315.020



C972.315.020

C972.315.020 - 5 ks - veľmi jemný | **19,10 €** | obj. č. 570972C20

16 €

F972.315.020 - 5 ks - jemný | **19,10 €** | obj. č. 570972F20

16 €

Senzor návleky

- Jemné napriek tomu odolné návleky.
- Zaisťujú dokonalú hygienu RVG senzorov.
- Mäkký materiál a ergonomické prevedenie zvýši pohodlie pacienta.
- veľkosť: 42 x 200 mm.

ZĽAVA
17%


42 x 200 mm - 500 ks | **13,10 €** | obj. č. 582054

10,90 €

DXP CLAVE

Výkonný a spoľahlivý autokláv triedy B s nerezovou komorou s kapacitou 24 l (5 tácek, náplň až 7 kg materiálu). Intuitívna obsluha a ovládanie pomocou dotykového displeja uľahčuje prácu. Rýchle vytváranie pary a zlepšený proces sušenia poskytuje najlepši výkon a najrýchlejšie pracovné cykly vo svojej kategórii. Zánam dát na USB alebo vstavnou tlačiarňou. Automatický update firmware len vložení USB. Kompletné ovládanie v češtine.

**ZÁRUKA
5 ROKOV!!**



kapacita 24 litrov

dotykový displej

vysoký výkon

rýchle cykly

NSK

593123 DXPClave **4 350 €** 4-875-€

593123T DXPClave s tlačiarňou **4 472 €** 5-022-€



Detailné informácie nájdete tu: bit.ly/DXPClave24S

BioStamp zväračka

Moderný a ľahko ovládateľný prístroj na pečenie sterilizačných rolí pre parné autoklávy.

- Splňa požiadavky a kvalitatívne štandardy najnáročnejších užívateľov.
- Zväračka je vybavená ohrevom zväracej kazety, pákou s pritlačacím mechanizmom a automatickou časovou kontrolou.
- Zaisťuje rovnomerný ohrev, účinné prilnutie a zabraňuje spáleniu papiera.

Obj. kód: 910381 **528,2 €** 548,5-€



bit.ly/4b2YWEJ

Destilátor Drink

Destilačný prístroj na výrobu destilovanej vody z bežnej kohútikovej vody.

- Nerezová komora s vysokou účinnosťou (96%).
- Tichý a spoľahlivý prístroj s jednoduchou obsluhou.
- Výkon: 1,2 l destilovanej vody za 1 hodinu.

Obj. kód: 592277 **284,2 €** 324,9-€



bit.ly/4b5nQU8

Jedinečná stomatologická 3D tlačiareň

 SprintRay

SprintRay Pro 2

od základov postavená ako **najproduktívnejšia 3D tlačiareň v zubnom lekárstve!**

Pro 2 prináša revolúciu v 3D tlači s patentovanou technológiou optických panelov a 385 nm UV-A svetelným motorom.

Táto kombinácia umožňuje Pro 2 zvládnuť zložitú geometriu a zložité návrhy, čo Vám umožní vyrábať zubné náhrady s výnimočnými detailmi a pevnosťou.

So SprintRay Pro 2 sa môžete s istotou pustiť do náročných projektov s vedomím, že technológia vždy prináša vynikajúce výsledky.



✓ Správna voľba pre vaše potreby

Nezáleží na tom, či potrebujete rýchlo vytlačiť zubnú korunku na počkanie, alebo chcete poskytnúť svojmu pacientovi nočný strojček pri jedinej návšteve – SprintRay Pro 2 dokonale pokryje riešenia pre vaše individuálne prípady.

✓ Pokročilá 3D tlač

Tieto zariadenia pozostávajú zo stavebnej platformy a nádrže na živicu špeciálne navrhnutú na rýchlu výrobu buď až 6 samostatných korúnok od intraorálneho skenovania po dodanie za menej ako 45 minút, alebo dokonca až dvoch úplných oblúkových náhrad, modelov, nočných strojčiek, protéz alebo chirurgických vodičok.

✓ Dizajn korunky poháňaný AI

Umelá inteligencia automatizuje dizajn a proces pre výrobu zubnej náhrady, ako aj ďalšie indikácie, a robí to úplne samostatne.

Presnosť 35 µm

Patentovaná technológia optického panela poskytuje Pro 2 dokonalé rozlíšenie.

Vysoká produktivita a rýchlosť tlače

Vytlačte až 6 zubných oblúkov v jednej pracovnej úlohe, alebo použite Arch Kit pre 2x vyššiu rýchlosť tlače.

Viac ako 15 pracovných postupov

Intuitívna tlač nočných strojčiek, korúnok, odnímateľných zubných protéz, chirurgických vodičok, zubných protéz, držiakov, a ďalšie.



Kvalitné produkty a spoľahlivý servis
pre zubné ambulancie

medima@medima-sk.sk | +421 910 237 472
www.medima-sk.sk



MEDIMA-SK

HYGOTIP XL BIO

- Široké savky Hygo Tip XL Bio s priemerom 16 mm ponúkajú vysoký sací výkon.
- Ich robustná konštrukcia funguje ako držiak jazyka a umožňuje odtiahnutie úst.
- Špeciálne navrhnuté ventilačné drážky na prípojke zabráňujú jej prichyteniu k mäkkým tkanivám (nespôsobujú pacientovi nepohodlie).
- **Hrot Hygo Tip XL Bio je čiastočne vyrobený z bezfosilného zeleného PE.**
- Sú určené na jedno použitie.


ZĽAVA
20%

 Hygotip XL BIO, 10 ks | **15,40 €** | obj. č. 400161

12,30 €

Hygosurge

- Zahnutá úzka savka, s pripojením s priemerom 11 mm.
- Chirurgická savka s priemerom koncovky 4,0 mm.
- Využijete pri všetkých situáciách, kedy sa stretávate s nedostatkom priestoru, pri zhotovovaní koreňových výplní, implantátoch atď.
- Autoklávovateľné v parnom sterilizátore.
- Dĺžka 165 mm.



Hygosurge

ZĽAVA
20%

 Hygosurge - 25 ks | **26,40 €** | obj. č. 400144

21,10 €

Hygosurge XL

- Zahnutá úzka savka, s pripojením s priemerom 11 mm.
- Pripojením koncovky Microtip ľahko získate mikrosavku s priemerom 1,7 mm.
- Dĺžka savky 165 mm, priemer koncovky 3,6 mm (bez Microtipu)
- Autoklávovateľné v parnom sterilizátore.



Hygosurge XL

 Hygosurge XL - 25 ks | **29 €** | obj. č. 400152

23,20 €

Headrest

- Krycie návleky (papier/PE-fólia) pre operadlá zubných súprav.
- Rozmer 27 x 28 cm, balené v rolke á 100 ks.
- **Široká škála farieb:** biela, zelená, tmavo modrá, svetlo modrá, biely, svetlo oranžová, tmavo oranžová, orgovánová, vínová, žltá, šedá a ružová.


 100 ks | **10,60 €** | obj. č. 3001831

9,60 €

Apron č.1

- Ochranné rúška pre pacienta vyrobené z umelej hmoty.
- Dodávané v rolke s perforáciou na odtrhnutie.
- S výrezom na krk a páskami na zaviazanie.
- Farby: modrá (1), biela (2), zelená (3), tmavo modrá (4), oranžová (6) a žltá (8).
- Rozmer: 80 x 54 cm.


 200 ks | **22 €** | obj. č. 3001172

19,90 €

Meditex obrúsky

- Obrúsky pre pacientov vyhotovené z vrstvy vysoko savého papiera a PE-fólie, zabráňujúce presiaknutiu.
- Rozmer: 45 x 32 cm, s výrezom pre krk.
- Balené v rolkách s perforáciou pre ľahké odtrhnutie.
- Farby: modrá, biela, zelená a žltá.


 250 ks | **15,90 €** | obj. č. 3000261

14,20 €

Aspirmatic

Aspirmatic

- Prípravok na každodenné hygienické ošetrovanie odsávacích zariadení a odlučovačov amalgámu.
- Rozpúšťa hlien, vhodný pre všetky druhy materiálov, biologicky odbúrateľný.
- Doba pôsobenia je 30 minút.

Aspirmatic Cleaner

- Špeciálny prípravok podporujúci účinok Aspirmaticu na použitie 1x týždenne.
- Odstraňuje anorganické usadeniny, ako je vodný kameň a pod.
- Doba pôsobenia je 1 - 2 hodiny.

ZĽAVA

15% zľava
na Aspirmatic



Aspirmatic, 2 l | **62,60 €** | obj. č. 410114

52,80 €

Aspirmatic Cleaner, 2 l | **54,10 €** | obj. č. 410112

48,80 €

Mikrozyd Universal Liquid

- Nízkoalkoholová, rýchla dezinfekcia citlivých povrchov, dermatologicky testovaný na okamžité použitie.
- Vhodný aj pre telefóny a tablety či obrazovky.
- Prípravok môže byť použitý bez rukavíc v závislosti od epidemiologickej situácie a bezpečnosti práce.
- Účinnosť: Baktericídny, obmedzene virucídny, levurocídny, tuberkulocídny

ZĽAVA

10%



1 liter s rozprašovačom | **14,60 €** | obj. č. 4100657

13,20 €

Perform PRO

- Dezinfekcia a čistenie lekárskeho prístrojov a lek. inventára na základe aktívneho kyslíka.

ZĽAVA

10%



900 g | **44,70 €** | obj. č. 450142

40,60 €

Mikrozyd AF obrúsky

- Alkoholová dezinfekcia - zdravotnícky prostriedok pre všetky oblasti so zvýšeným rizikom infekcie.
- Rýchly účinok, neotiera sa - iba zasychá, nezanecháva žiadne stopy, príjemne vonia.
- Účinnosť: baktérie (vr.Tb), mikroskopické huby, vírusy HBV, HIV, HCV, Adeno-vírusy, Rota-vírusy, Papova-vírusy, Polio-vírusy.
- **Obrúsky** - napustené dezinfekčným roztokom na okamžité použitie.
- **Rozmery obrúskov:**
Štandard 14 x 17,5 cm
a Jumbo 20 x 27 cm.



náhradné obrúsky - 150 ks | **14,50 €** | obj. č. 410040

13,10 €

dóza - 150 ks | **17,60 €** | obj. č. 410050

15,30 €

náhradné JUMBO - 270 ks | obj. č. 410051

16,70 €

Sekusept aktiv

- Na dezinfekciu a čistenie nástrojov, pomôcok z nerez, skla, gumy a plastu, dýchacích masiek a nástrojov.
- Účinná látka: peroxoboritan sodný, TAED (neobsahuje aldehydy).



1,5 kg | **51,20 €** | obj. č. 410135

48,80 €

6 kg | **189,50 €** | obj. č. 410096

182,90 €

ID 212

ID 212:

- Koncentrát bez obsahu aldehydov na dezinfekciu a čistenie bežného instrumentária vrátane rotačných nástrojov.
- Vhodný aj pre ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti.
- Pri 2% riedenia získate 125 l pracovného roztoku, pri 4% riedenia je expozícia len 30 min.

ID 212 Forte Plus:

- Bezaldehydový koncentrát na dezinfekciu a čistenie všeobecného i chirurgického instrumentária a rotačných nástrojov citlivých na alkálie alebo alkohol.
- Účinnou zložkou sú alkylnamíny a kvartérne amoniové zlúčeniny.
- Je vhodný pre ultrazvuk, s vysokou materiálovou znášanlivosťou, biologicky ľahko odbúrateľný.
- Spektrum účinnosti: baktericídne, fungicídne, tuberkulocídne, virucídne (opuzdrené vírusy, neopúzdrené adenovírusy, HBV, HIV).
- Z 2,5 l koncentráту sa pripraví 125 l účinného roztoku

ID 212 - 2,5 l | **91,10 €** | obj. č. 4101420

87 €

ID 212 Forte - 2,5 l | **95,10 €** | obj. č. 4101421

91,10 €

TIP

Stiahnite si
dezinfekčný
plán Dürr.



Green & Clean M2

Dvojzložkový aktívny antipenivý koncentrát na každodenné čistenie, dezinfekciu a deodoráciu odsávacích systémov a separátorov amalgámu

- dvojzložkový systém (červená / zelená)
- vynikajúci antipenivý účinok
- ľahká manipulácia vďaka praktickému dávkovači
- enzymatické zloženie s výbornou schopnosťou rozpúšťať bielkoviny
- ideálny pre všetky separátory amalgámu a vodovzdušné separácie
- zdravotnícky prostriedok triedy IIa, CE 0044

- Moderná kombinácia účinných látok
- Alkylamín, kvartérne amóniové zlúčeniny, enzýmy

AKCIA

Pri zakúpení balenia Green & Clean M2 2x 500ml získate ďalšie balenie Green & Clean M2 + praktický dávkovač (410373) zadarmo.



2x 500 ml | obj. č. 410100

159,80 €

500 ml | obj. č. 4101002

65 €

Green & Clean SK

- Dezinfekčná **pena pre povrchy citlivé na alkohol**.
- Vhodné na plochy a povrchy lekárskeho prístrojov, napr. kožené a koženkové potahy, rukavice stomatologických jednotiek.
- Remanentné účinky bránia okamžitému opakovaniu osídleniu vzduchom sa pohybujúcimi choroboplodnými zárodkami – zostáva aktívna ešte 30 minút od aplikácie a v tejto dobe ešte stále ničí baktérie, ktoré prídu do styku s ošetrovaným povrchom.
- Rýchla doba pôsobenia - iba 1 minútu.
- Spektrum účinnosti - HBV, HIV, HCV, baktericídne, fungicídne.
- Účinné látky: štvormocné zlúčeniny amoniaku.
- Bez obsahu aldehydov, fenolov a fostátov.

ZĽAVA

40% zľava
pri nákupe
2 balení 5l Green
& Clean SK

ZĽAVA

25% zľava
pri nákupe
1 balenia 5l Green
& Clean SK



750 ml + rozprašovač | **25 €** | obj. č. 4101090

24,40 €

5 l | **81,70 €** | obj. č. 4101091

61,40 €

2x 5 l | **163,40 €** | obj. č. 410109X

98 €

Rúška Euronda Protection 4

- Jednorazové zdravotnícke rúška odolné proti kvapalinám (21,3 kPa), ideálny pre ochranu pred aerosólmi a striekajúcimi kvapalinami. Zabraňujú prenosu mikroorganizmov vzduchom a zaručujú vynikajúcu priechodnosť (ΔP 44,3 Pa/cm²), čím prekračujú požiadavky normy EN 14683 ($\Delta P < 60$ Pa/cm²). Sú vybavené filtrom proti časticiam a antibakteriálnym filtrom (účinnosť filtrácie 99,7%). Mäkké ploché elastické pásiky prívarené na vonkajšej strane, predĺžený nosný klip a systém Perfect Fit.
- Viac farieb na výber: limetkové, oranžové, zelené a žlté.

ZĽAVA

50%



50 ks | **14,50 €** | obj. č. 301191

7,30 €*

Green & Clean MB

- Praktický čistič pľuvadlových nádob s integrovanou kefkou.
- Peniaci prípravok rozpúšťa zvyšky krvi, slín, odtlačkových hmôt, vodný kameň a zafarbenie na pľuvadlku a obmedzuje ich ďalšie usadzovanie.
- Šetrná kefka odstráni nečistoty, ale nepoškriabe pľuvadlo.

AKCIA

Pri zakúpení
2 balení
Green & Clean
MB 4x 500 ml
získate 4 kefy
zadarmo.



refill 4 x 500 ml | obj. č. 410108

87,40 €

náhr. kefy 4 ks | obj. č. 410108C

43,90 €

Nástroje

Zeta 1 Ultra

- Bezaldehydový a bezfenolový dezinfekčný a čistiaci roztok vo forme koncentráту na nástroje.
- Široké spektrum účinnosti - baktericídne, fungicídne, mykobaktericídne (vr. TBC) a virucídne (vr. HIV, HBV, HCV).
- **Ideálne pre chirurgické a rotačné nástroje**, vhodné aj pre jemné nástroje ako sú skalpely, kliešte, ihelce, vrtáčky, zrkadlá, sondy a pod.
- Pripravuje sa ako **2% širokospektrálny roztok** alebo ako **rýchla dezinfekcia 1%** roztoku s obmedzenou spektrálnou pôsobnosťou.
- Vhodné aj do ultrazvukovej čističky – pri 35°C počas 30 minút.



1 l | **36,20 €** | obj. č. 410287

32,50 €

Parná sterilizácia

Helix Test

- Testy prieniku pary (Bowie-Dick test) pre malé parné sterilizátory od firmy Medistock.
- Test je nutné vykonávať denne pred každou sterilizáciou.

ZĽAVA

15%



100 ks + nosič | **81,10 €** | obj. č. 593101

68,90 €

Tetric PowerFlow

- Zatekavý svetlom tuhnúci rentgenokontraštný kompozit pre priame výplne v distálnom úseku.

ZĽAVA
37%

IVA - 1x 2 g, exp. 10/2025 |
47,20 € | obj. č. 521295IVA

29,90 €*

LM Lopatka Ergomax

- Lopatka na miešanie cementov a pást používaných pri rôznych stomatologických výkonoch.


ZĽAVA
53%


450-460 XSi, 1 ks | 38 € | obj. č. 59450M

17,90 €*

LM Amdent koncovka

- Ultrazvuková koncovka: EN-2

ZĽAVA
50%


EN-2, 1 ks | 191,40 € | obj. č. 593202

95,90 €*

Navigator EVO

- Systém pre opracovanie koreňových kanálikov.
- Nástupca systému WIZARD Navigator.

ZĽAVA
44%


set - 6 ks, 25 mm | 79,90 € | obj. č. 144451215

44,90 €*

W2 - 6 ks, 31 mm | 79,90 € | obj. č. 144501795

44,90 €*

Hák Mini - Langenbeck

- Mini-Langenbeck hák jemný; 10x6 mm; 16,0 cm.

ZĽAVA
53%

jemný 10x6mm - 16cm, 1 ks | 34 € |
obj. č. 118910069

15,90 €*

Rukavice nitril - powder free

- Jednorazové nitrilové rukavice v modernom farebnom prevedení.


ZĽAVA
35%

zelené XS, 100 ks | 16,80 € | obj. č. 30044ZXS

10,90 €*

BIO-MIM

- Bezniklové biokompatibilné bukálne kanyly sú perfektným riešením pre všetkých vašich pacientov, najmä tých s alergiou na nikel.

ZĽAVA
49%

1. molar Roth 22 D-L, 1 ks |
3,70 € | obj. č. 43043DL

1,90 €*

1. molar Roth 22 D-P, 1 ks |
3,70 € | obj. č. 43043DP

1,90 €*

2. molar MBT 022 D-L, 1ks |
3,70 € | obj. č. 43046DL

1,90 €*

K-File ED ručný

- K-File dĺžky 25 mm na ručné opracovanie.


ZĽAVA
48%

080/25 mm, 6 ks | 11,40 € | obj. č. 5973180

5,90 €*

Podušky na čelo pre ochranný štít 710

- Štít na čelo netlačí vďaka výmennej poduške nespôsobujúcej alergiu.
- Ochranný štít na upevnenie na čelo.

ZĽAVA
59%


10 ks | 9,50 € | obj. č. 5907109

3,90 €*

Univet bočné krytky na rám ONE

- Odolné priehľadné flexibilné bočné štíty na ochranu očí.

ZĽAVA
39%


1 ks | 39 € | obj. č. 91029UBK

23,90 €*

Parodontologický nástroj Derby

- Nástroj pre parodontológiu.


ZĽAVA
66%

1 ks | 15,90 € | obj. č. 271503

5,40 €*

Ochranná čiapka

- Netkaná čiapka so sťahovacou gumičkou v modrej farbe.


ZĽAVA
19%


20 ks | 3,20 € | obj. č. 30043312

2,60 €*

SlimLine Analog Ball a Fix

- Analóg poskytuje repliku, ktorá ukazuje presnú polohu implantátu pacienta.



Type 17,3 - 1 ks | **21€** | obj. č. IANF2015

ZĽAVA
34%
13,90 €*

LM Modelovací nástroj

- Modelovací nástroj s nepriľnavým povlakom Dark Diamond na modeláciu kompozit.



708-709DDES - modelovací nástroj, 1 ks | **81€** | obj. č. 59708DDS

53,90 €*

707-708DDES - minimodelátor, 1 ks | **81€** | obj. č. 59707DDS

53,90 €*
ZĽAVA
33%

Bond-1 Primer / Adhesive

- Vysoká pevnosť väzby na dentín aj sklovinu.
- Jednoduchý, časovo úsporný a spoľahlivý.



4 ml - 1 ks, exp. 11/2026 | **46,20€** | obj. č. 100036

ZĽAVA
25%
34,60 €*

Neo Spectra ST flow

- Neo Spectra ST flow je zatekavý výplňový materiál.
- Tekutosť pod vašou kontrolou zaručí všestrannú manipuláciu.

ZĽAVA
20%


striekačka A4 - 2x 1,8 g, exp. 3/2026 | **52€** | obj. č. 52408A4

41,80 €*

Neo Spectra ST LV

- Neo Spectra ST je univerzálny výplňový materiál.


ZĽAVA
20%


striekačka A4 - 1x 3 g, exp. 3/2026 | **42€** | obj. č. 52402A4

33,70 €*

Build-It FR (Easy Core)

- Sklenými vláknami vystužený kompozitný dostavbový materiál.



A3 - 4 ml + 5 kanýl, exp. 3/2026 | **37€** | obj. č. 104313

ZĽAVA
27%
26,90 €*

Micro Tim

- Jemné aplikačné pelety na bond, balenie 100 kusov.



100 ks | **40,80€** | obj. č. 5302440

ZĽAVA
27%
29,90 €*

ProTaper - papierové čapy

- Papierové čapy vhodné k systému ProTaper Universal.




sada F4 - F5, 180 ks | **40,40€** | obj. č. 5620F4

ZĽAVA
26%
29,90 €*

Plastická karta na RTG

- Fólie z transparentnej plastickej hmoty pre uchovávanie 15-tich snímok 3 x 4 cm.




pre 15 snímok, 50 ks | **15,20€** | obj. č. 400015

ZĽAVA
22%
11,90 €*

FenderMate Temp

- Špeciálne plastové klinky s maticou - 2 v 1.
- Chráni príľahľý zub počas preparácie, aby nedošlo k jeho poškodeniu a zároveň slúži ako matrica.



fialové, 18 ks | **39,60€** | obj. č. 58123TS

ZĽAVA
37%
24,90 €*

Grandio SO

- Univerzálny nano-hybridný výplňový materiál pre kavity všetkých tried.



A3,5 - 1x 4 g, exp. 6/2026 | **93,80€** | obj. č. 5228A5

ZĽAVA
25%
69,90 €*

Panasil Putty

- Špičková A-silikónová základná odtlačková hmota (tmel).
- Flexibilná pre všetky odtlačkové techniky.




Putty - 900 ml, exp. 9/2026 | **143€** | obj. č. 540382

ZĽAVA
43%
82 €*

Euroform ocelové

- Klasické EUROFORM oblúky z nerezovej ocele.
- Okrúhle oblúky** v 5-tich priemeroch: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
- Obdĺžnikové oblúky** v 6-tich veľkostiach: .016 x.016 / .016 x.022 / .017 x.025 / .018 x.025 / .019x0.25 / .021 x.025.



okružle - 100 ks | **59,70 €** | obj. č. 43005D1

48,30 €

obdĺžnikové - 100 ks | **13,60 €** | obj. č. 43006D1

10,90 €

SI Brushes

- Interdentálne kefy na čistenie medzizubných priestorov a v okolí ortodontických zámkov a oblúkov.
- Balenie sortiment obsahuje:** 5 ks + kryt v sortimente všetkých veľkostí.
- Jednotlivé veľkosti: ružové 4 mm, oranžové 4,5 mm, červené 5 mm, modré 6 mm a žlté 7 mm.



sortiment 5 ks + kryt | **4,80 €** | obj. č. 4300940

4 €

jednotlivé veľkosti, 5 ks + kryt | **4,80 €** | obj. č. 4300941

4 €

Balíček pre domácu orto hygienu

- Kompletný systém pre dokonalú domácu hygienu pacientov s fixným aparátom.
- Obsahuje:** ortodontickú kefku s dvoma koncami, cestovnú kefku, 4 tablety pre odhalenie povlaku, vosk v krabičke, presýpacie hodiny na 3 minúty, zrkadlo a malú ústnu vodu Swirl.



ZĽAVA

25% zľava
pri kúpe 10
balíčkov

1 balíček | **13 €** | obj. č. 430050

11,80 €

10 balíčkov | **129,70 €** | obj. č. 430050x

97,20 €

Mouthguard boxes

- Kompaktné krabičky s hĺbkou 2,55 cm s ľahkým zatváraním.
- Každá krabička má štítok pre meno a adresu pacienta.
- Vzduchové diery na zlepšenie hygieny.
- Farby bežné: čierna (č.1), modrá (č.2), zelená (č.3), oranžová (č.4), ružová (č.5), fialová (č.6), červená (č.7) a žltá (č.8).
- Farby perleťové: neónová zelená (č.0), čierna (č.1), modrá (č.2), ružová (č.5), fialová (č.6) a červená (č.7).



Perleťové farby podľa výberu

Bežné farby podľa výberu

perleťové - 10 ks | **15,50 €** | obj. č. 4300111

13 €

bežné farby - 10 ks | **15,50 €** | obj. č. 4300135

13 €

OrthoSpace kefka

- Špeciálna kefka pre ortodontických pacientov kombinujúca klasickú kefku so štetinami v tvare V a jednozväzkovú kefku.



1 ks | **1,80 €** | obj. č. 430066

1,60 €

100 ks | **164,70 €** | obj. č. 430066X

141,90 €

Vosk pre pacientov v krabičke

- Vosk pre dočasné uvoľnenie od bolesti spôsobenej orto strojčkami.
- Každá krabička obsahuje 5 prúžkov, balenie obsahuje 100 krabičiek.



100 ks | **125,20 €** | obj. č. 430095

101 €

ULTRASEP KIT
RESIN MODEL SEPARATOR



MPF Ultrasep

Vysoko účinný izolačný prostriedok pre 3D tlačené modely (FDM, DLP, SLP a i.)

- Zaisťuje čisté oddelenie akrylátových materiálov od modelu už po jedinej aplikácii.
- Ideálne pri výrobe snímacích náhrad, odtlačkových lyžíc, registračných báz aj provizórnych náhrad.
- Vytvára ultratenkú, rovnomernú vrstvu – ľahko sa nanáša aj odstraňuje.
- Kompatibilný s väčšinou 3D tlačových živíc; nevhodný pre porézne materiály (sadra).
- Jedna striekačka s objemom 30 ml vystačí približne na 28–30 modelov.

976073	1 × 30 ml	22,40 €
976072	3 × 30 ml	64,30 €



Detailné informácie: bit.ly/4mnlnti



- Stabilný celokovový rám stola.
- Odolná pracovná doska.
- Nastaviteľná výška stola (82-90 cm).
- Prirodzené pracovné svetlo.
- Výkonné odsávanie s nízkou hlučnosťou.
- Ergonomicky navrhnuté prvky.
- Moderný nadčasový design.
- V rôznych farbách a prevedeniach.
- Plne vybavený komplet za skvelú cenu.

2 033 € 2 358,00 €

Ukážky realizácií



PlastVac P7

pre vákuové tvarovanie

Vákuový tvarovací prístroj Bio-Art s tradíciou od roku 1979. Vďaka výkonnému motoru (1 400 W), jednoduchému použitiu a modernému, nadčasovému designu sa stane aj Vaším každodenným pomocníkom.

- Pre všetky indikácie - chrániče zubov, dlahy, korunky a mostíky, nosiče na bielenie a fluoridáciu a i.
- Odolný prístroj s perfektným spracovaním a ľahkým ovládaním.
- Vhodný ako pre okrúhle, tak štvorcové fólie rôznej hrúbky.
- Umožňuje obojstranné nahrievanie.
- Stolík pre model s možnosťou tvarovania na rovnej ploche alebo ponorenie.
- Automaticky spúšťaná, vstavaná vákuová pumpa s motorom s výkonom 1 400 W.

910369 PlastVac **528,20 €** 565,20 €

Detailné informácie: bit.ly/PlastvacP7S





Cestovanie nevylieči všetky problémy sveta - ale spoľahlivo zabudnete, že nejaké máte. Je to spôsob, ako vymeniť preplnenú čakáreň za otvorenú savanu, ranné telefonáty pacientov za výstup na sopku a instantnú kávu za tú, čo vám uvarí usmievavá babička niekde v horách.

Pozývame Vás na safari do Kene, na Filipíny, kde aj kohúti spievajú karaoke, alebo na rímske námestíčko, kde sa espresso pije postojačky a víno v sede. V Tadžikistane vás čaká asfalt končiaci skôr ako signál, Nepál ponúkne výhľady, čo rozhovori aj introverta. A pokiaľ chcete fakt niečo extra, tak Čile, Patagónia a Velkonočný ostrov. Jo a plavba v Tichom oceáne? To je sen v priamom prenose. Na cestách vás povedie sprievodca, čo vie, kedy zrýchliť, kedy spomaliť, a kedy radšej mlčať a len sa pozerieť. Nevykladáme, ale zažívame. Nevodíme za ručičku, ale ukazujeme smer. Batoh, pas, topánky... a môžeme vyraziť.

Kompletnú ponuku zájazdov nájdete na našom webe www.hufa.cz/cestovani/



KEŇA

Safari a more

Termín: 23. novembra - 4. decembra 2025 (12 dní)
Ubytovanie: Ol Tukai Lodge, Ngulia Safari Lodge
 Baobab Beach Resort 5*, sea facing rooms, garden rooms All Inclusive
Nenechajte si ujsť: safari v národnom parku Amboseli a Tsavo West, odpočinok na pláži Diani Beach s all inclusive
Cena: 5 779 EUR (vrátane poplatkov)

Vyďte sa na 12-dňové dobrodružstvo do Kene, ktoré vo vás zanechá spomienky na celý život! Zažijete strhujúce safari v ikonických národných parkoch Amboseli a Tsavo West, kde sa priamo pred vašimi očami budú prechádzať levy, slony, žirafy i zebry - a to všetko s dych vyrážajúcim výhľadom na Kilimandžáro, najvyššiu horu Afriky. Potom na nás čaká tropický raj Diani Beach - miesto, kde čas plynie pomalšie a každý okamih vonia exotikou, vychutnáme si tu luxusné ubytovanie s all inclusive v jednom z najkrajších hotelov kenského pobrežia!



FILIPÍNY

Rajský svet koralov, ryžových terás a úsmevov

Termín: 1. - 15. marca 2026 (15 dní)
Doprava: letecky
Ubytovanie: starostlivo vybrané 5-4* hotely
Nenechajte si ujsť: malebný záliv Honda Bay, najdlhšiu podzemnú rieku (UNESCO), ostrovy a ostrovičky El Nido, Chocolate Hills
Cena: 5 229 EUR (vrátane poplatkov)

Predstavte si miesto, kde sa tyrkysové vody Tichého oceánu dotýkajú bielych pláží a kde sa rozprestiera viac ako 7 000 ostrovov plných života a farieb. Vitajte na Filipínach, v krajine, kde sa spája nekonečné dobrodružstvo s nevídanou pohostinnosťou. Každý z ostrovov skrýva jedinečné poklady - od starobylých ryžových terás, ktoré sa týčia k nebi, až po moderné pulzujúce mestá plné energie. Či už túžite po adrenalinovom potápaní v koralových útesoch, relaxácii na odľahlých plážach, alebo po stretnutí s fascinujúcimi miestnymi kultúrami, Filipíny vám ponúknu nezabudnuteľné zážitky.




RÍM

Večné mesto, ktoré nikdy neprestane ohromovať

Termín: 20. - 24. mája 2026 (5 dní)
Doprava: letecky
Ubytovanie: 4* hotel
Nenechajte si ujsť: Colosseum, tajomný Vatikán, Panteón, pravú taliansku kávu alebo zmrzlinu
Cena: 1 559 EUR (vrátane poplatkov)

Objavte čaro Ríma, mesta, ktoré vás ohromí svojou históriou, nádhernou architektúrou a nezabudnuteľnou atmosférou. Vydajte sa s nami na dobrodružstvo, ktoré vás zavedie k ikonickým pamiatkam – od majestátneho Kolosea po tajomný Vatikán, kde každý kút rozpráva príbeh storočí. Užite si romantické prechádzky po historických uličkách, ochutnajte vynikajúcu taliansku kuchyňu a načerpajte energiu z tejto živej metropoly. Tento zájazd je skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú kombináciu histórie, kultúry a nezabudnuteľných zážitkov. Pripojte sa k nám a nechajte sa očariť Rímom, aký si ho **predstavujete – plným mágie, elegancie a jedinečných momentov!**



ČILE, PATAGÓNIA A VEĽKONOČNÝ OSTROV

Tam, kde mlčia sochy a hrmia ľadovce

Termín: 14. - 30. apríla 2026 (17 dní)
Doprava: letecky ... s mnohými preletmi
Ubytovanie: kvalitné hotely s polpenziou
Nenechajte si ujsť: Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, Moon Valley, Geiser del Tatio, Lago Todos los Santos, Volcán Osorno, Torres del Paine National Park, Los Glaciares National Park, Isla Tierra del Fuego, mystický a izolovaný Veľkonočný ostrov
Cena: 10 799 EUR (vrátane poplatkov)

Čile je krajina gejzírov, ľadovcov, púští i sopiek – a my ju prejdeme od severu až na samý koniec pevniny. Začneme v Santiagu a zamierime do púšte Atacama – čaká nás Mesačné údolie, lagúny s plameniakmi a východ slnka u gejzírov El Tatio. Potom sa presunieme na juh – k tyrkysovému jazeru Todos los Santos k majestátnej sopke Osorno. V Patagónii nás ohromí divoká príroda národného parku Torres del Paine aj mohutný ľadovec Perito Moreno. A na záver? Výprava na Veľkonočný ostrov – miesto opradené záhadami, kde mlčiace sochy moai strážia dávne príbehy stratenej civilizácie. Ostrov, ktorý leží tisíce kilometrov od pevniny a stále kladie viac otázok ako odpovedí. Expedícia plná kontrastov, ktorá ponúkne to najlepšie z čilskej prírody aj mystiky.



CESTA TADŽIKISTÁNOM

Tajomný Pamír

Termín: 9. - 18. septembra 2026 (10 dní)
Doprava: letecky, miestne - buchanky/UAZy
Ubytovanie: starostlivo vybrané hotely ... mnohokrát najlepšie na celej trase
Nenechajte si ujsť: vysokohorské panorámy, dobrodružstvo na druhej najvyššej ceste sveta, Pamír
Cena: bude upresnená

Predstavte si cestu, kde sa mieša adrenalínové dobrodružstvo s úchvatnou krásou divokej prírody. Pamírska diaľnica, M41, je tou pravou výzvou pre každého cestovateľa s túžbou po neobyčajných zážitkoch. Táto legendárna trasa, druhá najvyššie položená cesta na svete, sa vinie srdcom majestátneho Pamíru, kde sa zasnežené vrcholky dotýkajú neba.





hebké vreckovky
3-vrstvové
nad 160 €
9999968



kreheké maslové sušienky
v plechovej dóze, 114 g
nad 160 €
99998695

praktická šnúra na
telefón cez rameno
nad 200 €
9999976

mobil
nie je
súčasťou



luxusný britský
krém na ruky
nad 280 €
9998689



pohodlná športová
čelenka Opalescence
nad 320 €
9999927



skladací dáždnik
do každej kabelky
nad 680 €
9999130

Produkty uvedené v tomto časopise sú zdravotníckymi prostriedkami. Čítajte starostlivo návod na použitie a informácie o bezpečnom používaní, vrátane úplného určeného účelu, ktoré nájdete na stránkach www.hufa.sk.

obchodní zástupcovia SR



Košický a Prešovský kraj

Mária Vilmošová
obchodný zástupca
mob.: 0907 / 976 246
e-mail: vilmosovamarika@gmail.com



Nitriansky a Trnavský kraj

Ivan Brunclik
obchodný zástupca
mob.: 0903 / 534 688
e-mail: ibrunclik@gmail.com



Trenčiansky kraj

Martina Maras
obchodný zástupca
mob.: 0903 / 557 282
e-mail: martinka.borovska@gmail.com



Prešovský a Košický kraj

PaedDr. Miroslav Čorej
obchodný zástupca
mob.: 0905 / 663 828
e-mail: miro.corej@gmail.com



Žilinský kraj

MVDr. Janka Jedináková
obchodný zástupca
mobil: 0907 / 966 311
e-mail: jedinakova.jana@gmail.com



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

Erika Čisecká
obchodný zástupca
mob.: 0910 / 959 741
e-mail: cisecka.e@atlas.sk



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

Peter Čisecký
obchodný zástupca
mob.: 0911 914 667
e-mail: cisecky.p@atlas.sk



Telemarketing Čadca

Miroslava Hargašová
e-mail: hargasova@hufa.sk
tel.: 041 / 432 61 50
mob.: 0903 / 514 814
mob.: 0904 / 999 432



Mária Prengelová
e-mail: prengelova@hufa.sk



Bratislavský kraj

Strungová Ľubica
obchodný zástupca
mob.: 0948/294 025
email: strungova@hufa.sk



Telemarketing Bratislavský kraj

Andrea Vojvodíková
obchodný zástupca
mob.: 0948 / 335 190
e-mail: vojvodikova@hufa.sk

ITA

Štýl, ktorý prekonáva módne trendy a nestarne. Mäkké línie nadväzujú na historické štýly a novo ich interpretujú pomocou moderných materiálov a drahých exkluzívnych úprav. Sofistikovaný dizajn teraz v nových farebných prevedeniach: zelená Vespa, moderná hnedá a polnočná modrá. Dostupné aj v exkluzívnom Black Edition prevedení.

**Galilejské teleskopy**

Prinášajú vylepšenú svetelnosť, špičkové optické vlastnosti a podporujú prirodzenú ergonómiu práce. Sklá umožňujú individuálnu úpravu dioptrií. Dostupné zväčšenia: 2,0× - 3,5×

Prizmatické teleskopy

Vylepšené optické vlastnosti ocenia všetci praktickí stomatológovia a obzvlášť špecialisti na endodonciu. Sklá umožňujú individuálnu úpravu dioptrií. Dostupné zväčšenia: 3,5× - 5,0×

Ergo Advanced

Ponúka dokonalý zážitok pri sledovaní najmenších detailov a uhol pohľadu, ktorý umožňuje čo najprirodzenejšie držanie tela. Lupové okuliare s vlastnosťami podobnými mikroskopom. Prizmatické ergonomické binokuláre so špeciálnou konštrukciou a ľahším plášťom. Sklá umožňujú individuálnu úpravu dioptrií. Dostupné vo zväčšeníach – 3,5X, 4,5X alebo 5,7X.



Navštívte nás pri stánku, č. 2B9 hala č. 2

Výhradný dovozca v ČR a SR

www.hufa.sk