

Zachráňte zub, zachráňte úsmev

s Biodentine™ XP

- ▶ Ošetrovanie hlbokého kazu
- ▶ Traumatizované zuby
- ▶ Pulpotómia





Teoreticko-praktický workshop zameraný na výber správnej techniky plnenia kavít a správne techniky diagnostiky.

Od diagnostiky po výber správnej techniky plnenia kavít- bočný úsek bez tajomstiev

piatok **21. 11. 2025**, 12:30-18:30 hod.
PÚCHOV, Hotel Sport Aqua, Nábrežie slobody 1926/4

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom
tohto odkazu na našom webe:
bit.ly/3K8RLBs



piatok **28. 11. 2025**, 12:30-18:30 hod.
PREŠOV, Hotel Bélér, Jarková 1



Prihlásiť sa môžete prostredníctvom
tohto odkazu na našom webe:
bit.ly/4gzc4Ev

Teoretická časť

- Diagnostika kavít v postrannom úseku
- Adhézia-súčasný protokoly a postupy
- Málo invazívna technika v postrannom úseku
- CIMM- technika kompozitných vložiek
- Anatómia prvého dolného molára

Praktická časť

- Rekonštrukcia prvého dolného molára pomocou techniky.
- CIMM- návod pre rýchlu rekonštrukciu oklúzálnych plochy.

Účastnícke poplatky za WS:

registrovaní zubní lekári (členovia SKZL) 110 €
registrovaní zubní lekári (nečlenovia SKZL) 165 €

Cena zahŕňa:

účasť na workshope
5 kreditov od SKZL
vybavenie na praktický kurz
občerstvenie



Prednášajúci
MUDr. Piotr Chrzanowski,
Chrzanowski Dental Care,
Bratislava

Diódové lasery: Otvorte dvere novým možnostiam liečby

Prakticky zameraná konferencia pre lekárov
aj študentov Vám predstaví laserovú terapiu
v zubnej ordinácii ako rutinné, každodenné oš-
treenie. Väčšinu prednášky tvorí kazuistika a videá
z praxe Dr. Velasqueza a jeho kolegov. V priebe-
hu budete mať možnosť si prácu s laserom vy-
skúšať a získať odpovede na všetky Vaše otázky.
Nechajte sa inšpirovať od svojho kolegu, pre
ktorého je laserová terapia skutočnou vášňou!

Prednášajúci:




Dr. Sergio A. Velasquez

prezenčné


Kedy: utorok 19. mája 2026
Kde: Bratislava




bit.ly/3VfwkRH




1. úľava od bolesti po extrakciu
tretieho moláru



2. podpora hojenia, úľava od bolesti
u vredov, áft, herpesov



3. prevencia a liečba zápalov
sliznice



PBM adaptéry



bit.ly/4ek1Arj

Kedy: streda 20. mája 2026
Kde: Praha 5



Stále pracujeme na ďalších prednáškach
a praktických kurzoch. Sledujte náš web: **www.hufa.sk/vzdelavanie**
a vyberte si z aktuálnej ponuky!

Vnútrné bielenie nevitálnych zubov a mikroabrázie fluorózy

Pozývame vás na veľmi praktický webi-
nár zameraný na dve kľúčové témy,
ktoré riešia každodenné estetické výzvy
v zachovnej stomatológii. Naučte sa
efektívne a bezpečne aplikovať techniky
vnútrného bielenia zubov, ktoré vám
umožnia dosiahnuť vynikajúcich výsled-
kov pri liečbe zafarbenia nevitálnych
zubov. Zameriame sa na podrobnosti
týkajúce sa výberu materiálov, postu-
pov a prevenciu možných komplikácií.
Ďalej si posvietime na mikroabrá-
ziu – účinný a minimálne invazívny
spôsob ošetrovania fluorózných škvrn
na sklovine. Naučíme sa, ako zlep-
šiť vzhľad zubov bez zbytočného
poškodenia štruktúry skloviny.

Prednášajúci:



Dr. Rafael S. Beolchi

webinár

Kedy: 20. októbra 2025, od 18:00
Kde: on-line



bit.ly/3RIB9a8

Aplikácia princípov oklúzie v digitálnej stomatológii

Druhý webinár zameraný na digitálnu
stomatológiu zodpovie otázky ako preniesť
klasické princípy oklúzie do digitálneho
pracovného postupu. Tento webinár ve-
dený prof. Arthúrom Cortesom ponúka
praktický pohľad na plánovanie a realizá-
ciu proteticky riadených rehabilitácií po-
mocou CAD-CAM technológií a nástrojov
využívajúcich umelú inteligenciu. Na zá-
klade reálnych klinických prípadov ukáže,
ako využiť digitálne nástroje pre presné
nastavenie oklúzie a ako tieto princípy
premietať do finálnych rekonštrukcií.
Webinár je určený zubným lekárom a
špecialistom, ktorí chcú prepojiť tradičné
znalosti o oklúzii s možnosťami modernej
digitálnej stomatológie. Je ideálny pre
užívateľov skenerov.

Prednášajúci:



Prof. Arthur R. G. Cortes, DDS

webinár

Kedy: 29. októbra 2025, od 18:00
Kde: on-line



bit.ly/3YWIZv0

Bioclear metóda & Adhezívne protokoly pod lupou

Dnešná zachovná stomatológia ponúka
celý rad možností, ako dosiahnuť nielen
estetických, ale aj dlhodobu stabilných
výsledkov. Tento dvojhodinový webinár
ponúkne praktický pohľad na dve kľúčové
témy: správne využitie univerzálnych
adhezív a efektívne riešenie čiernych
trojuholníkov pomocou Bioclear metó-
dy. Ukážeme si, ako môže starostlivo
zvolený adhezívny protokol ovplyvniť
trvanlivosť a funkciu priamych aj nepri-
amych rekonštrukcií. V druhej časti sa
zameriame na techniku, ktorá umožňuje
predvídateľné estetické výsledky tam,
kde klasické prístupy často zlyhávajú.

Prednášajúci:



MVDr. Michael Stiksa

webinár

Kedy: 24. novembra 2025, od 18:00
Kde: on-line



bit.ly/3YXvprj

sobota ON-LINE z pohodlia domova / 7 kreditov

Prednášajúci pre: **LEKÁROV**



Prof. Dr. Esra Uzer Celik
Turecko
špecialistka na estetickú záchovnú stomatológiu



Michal Ganowicz DDS PhD
Poľsko
špecialista na konzervatívnu stomatológiu a endodonciu



Jiří Sedláček
Brno
majiteľ súkromného zubného laboratória JS Lab



MDDr. Mgr. Kamila Zvolánková
Plzeň
zubná lekárka a majiteľka kliniky Ultime Clinic



Bartolomiej Karas DDS
Poľsko
generálny riaditeľ lekárskeho vzdelávacieho centra Karaš, podpredseda Endodontickej sekcie Poľskej stomatologickej asociácie

Program: **LEKÁRI**

08:00 – 09:00	Registrácia účastníkov, prihlásenie do aplikácie
09:00 – 11:00	Od žiarivých úsmevov po bezproblémové rekonštrukcie: Zjednodušené techniky kompozitných živíc a bielenia Prof. Dr. Esra Uzer Celik
11:00 – 11:15	Prestávka
11:15 – 12:45	Ekonomika terapie vitálnej pulpy Prečo sa liečba pulpy môže vyplatit' viac ako liečba koreňového kanálika. Dr. Michal Ganowicz DDS, PhD
12:45 – 13:00	Prestávka
13:00 – 14:00	Digitalizácia v stomatológii: nový smer pre snímateľné náhrady Jiří Sedláček
14:00 – 14:15	Prestávka
14:15 – 15:00	Estetická medicína v zubnej praxi MDDr. Mgr. Kamila Zvolánková

15:00 – 15:15	Prestávka
15:15 – 16:45	Ako vyzrieť na MB2 a ďalšie anatomické ťažkosti pri ošetrovaní koreňových kanálikov Bartolomiej Karas DDS
16:45	Záver konferencie, zberovanie zlosovateľnej vstupenky



lekári
bit.ly/DS2025SK

Ceny: **LEKÁRI**

člen SKZL 132 € / nečlen SKZL 198 €

Ceny: **ŠTUDENTI A ABSOLVENTI***

99 €

* k prihláške je nutné priložiť kópiu indexu alebo diplomu.

Prednášajúci pre: **SESTRY A DENTÁLNE HYGIENIČKY**



Mgr. Veronika Pelantová
Zábřeh
Súkromná ambulancia Fyziobalancia



MDDr. Adam Kovalčík
Olomouc
Asistent a detský zubný lekár na Klinike zubného lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Palackého a Fakultnej nemocnice Olomouc.



Kristýna Trávníčková, DiS.
Olomouc
Dentálna hygienička ART - MEDICA s.r.o.



Barbara Miroslava Turečková, DiS.
Kyjov
Prívatná ambulancia dentálnej hygieny



Ing. Vladimír Čepelka
Školiaci a prednášajúci o problematike dezinfekcie pre zdravotnícky personál. V súčasnej dobe pracuje pre firmu Schülke CZ

Program: **SESTRY A DENTÁLNE HYGIENIČKY**

08:00 – 09:00	Registrácia účastníkov, prihlásenie do aplikácie
09:00 – 10:00	Ergonómia sedenia a práce stomatologického tímu Mgr. Veronika Pelantová
10:00 – 10:15	Prestávka
10:15 – 11:15	Spolupráca lekára a sestry, asistencia pri stomatologických výkonoch MDDr. Adam Kovalčík
11:15 – 11:30	Prestávka
11:30 – 12:45	Nástroje pre parodontologického pacienta Kristýna Trávníčková
12:45 – 13:00	Prestávka

13:00 – 14:15	Individuálny liečebný plán a manažment ošetrovania Barbara Miroslava Turečková
14:15 – 14:30	Prestávka
14:30 – 16:00	Efektívne používanie dezinfekčných prípravkov v stomatológii, povinnosti vyplývajúce z legislatívy Ing. Vladimír Čepelka
16:00	Záver konferencie



sestry a dentálne hygieničky
bit.ly/DS2025ASK

Ceny:

SESTRY A DENTÁLNE HYGIENIČKY

členka 70 € / nečlenka 91 €

Opalescence



4 kroky k vybieleniu

1. Informujte vašich pacientov o bielení Opalescence Go®
2. Ukážte im, aká jednoduchá je aplikácia Opalescence Go®
3. Ponúknite im Opalescence Go® vo Vašej ordinácii
4. Nechajte ich vybieliť Opalescenciou Go®

20%
zľava

Opalescence GO 6 %

- univerzálny nosič s 6% peroxidu vodíka **okamžite na použitie**

„Bielenie za pochodu“ bez odtiečovania, bez laboratórnej práce, bez čakania na zhotovenie bieliacého nosiča.

- Nosiče na jedno použitie sú už naplnené bieliacim gélom.
- Nosiče sa po nasedení **prispôbia tvaru pacientovho chrupu tak, že gél zostáva v nosiči a nevyteká.**
- Profesionálne vybielenie zubov vo frontálnom aj distálnom úseku chrupu.
- Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (v priemere niekoľko rokov).

Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) znižujú citlivosť.

20% vody znižuje dehydratáciu v priebehu bielenia a relapsu k pôvodnému odtieňu.

Doba 1 aplikácie: 60-90 minút/ deň.

Doba biaceho cyklu: 5-10 aplikácií.

Vhodné aj na oživenie a predĺženie trvanlivosti odtieňa po predchádzajúcom ordináčnom bielení alebo po profesionálnom čistení zubov. Vhodné aj pre pacientov so strojčkami. Cenovo dostupné.



Pacient kit 72,80 € 94,00€
(10× dolný + 10× horný nosič
+ Opalescence zubná pasta 30 ml)
príchut': mäta, melón

Mini kit 35,20 € 44,00€
(4× dolný + 4× horný nosič)
príchut': mäta

Opalescence® PF

JEDNOTKA MEDZI BIELIACIMI GÉLMÍ

Opalescence®
tooth whitening systems

ULTRADENT
PROSODYA, INC.

- Bezpečné bielenie bez rizika poškodenia zubov: Opalescence má pH 6,9
- Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (až niekoľko rokov)
- Zaručený bieliaci výkon po celú dobu životnosti gélu = predvídateľná doba bielenia a výsledky u väčšiny pacientov
- 20% vody chráni pred dehydratáciou zubov a návratom k pôvodnému odtieňu
- Formula PF (fluorid sodný a dusičnan draselný) minimalizuje citlivosť pri a po bielení

Príchut: mäta, melón, bez príchute.
Doba bieliaceho cyklu: v priemere 5-10 aplikácií.
1/3-1/2 striekačky na 1 nosič.

Nočné bielenie Opalescence® PF 10%
10% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: 8-10 hodín/ noc

Denné bielenie Opalescence® PF 10%
10% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: 4-6 hodín/ deň

Vybielené zuby s úžasne dlhou výdržou odtieňa
(až niekoľko rokov) – nie je potrebné
prebievať každý mesiac!



30%*
špeciálna zľava
všet 1.10. - 31.10.
2023

Patient Kit
2x12 ml striekačka Opalescence® PF,
1x25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence, 1x krabička na nosiče,
1x kartička vzorkovník odtieňov

70,00 € 100,00 €

Doktor Kit
2x12 ml striekačka Opalescence® PF, 2x fólia Soft Tray,
1x12 ml LC Block-Out Resin, 1x25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence,
1x krabička na nosiče, 1x kartička vzorkovník odtieňov

76,30 € 109,00 €

Refill (40x1,2 ml striekačka Opalescence® PF)

245,00 € 360,00 €

Tip:

Bielenie dopĺňte Bieliacou zubnou pastou Opalescence Original alebo Opalescence Sensitivity Relief. Na výrobu bieliaceho nosiča používajte fólie s hrúbkou 0,9 mm, silnejšie fólie môžu byť príčinou citlivosti zubov pri bielení. Bieliaci nosič MUSÍ MAT rezervoár! Bez nich je významne znížený účinnosť bielenia a predlžuje sa celková doba bielenia.

Opalescence®
whitening toothpaste

ZUBNÁ PASTA Opalescence™
CHRÁNI ZUBY PRED KAZOM A PIGMENTÁCIOU.
SKVELO UDRŽÍ BIELY ODTIEŇ. SKVELO CHUTÍ.
CHLADIVÁ. ČERSTVÁ. ČISTÁ. COOL.

- Jedinečná zmes tri-oxidu kremičitého aktívne odstraňuje povrchové škvrny.
- Odstránením povrchových škvŕn zosvetlí zuby o dva odtiene len za jeden mesiac*.
- Bezpečná na každodenné, dlhodobé použitie, vhodná pre celú rodinu.
- Výnimočné vstrebávanie fluoridu sodného, pomáha lepšie chrániť pred kavitami a posilňuje sklovinu.
- Sladidlo Xylitol pomáha znižovať riziko zubného kazu.
- Nízkoabrazívne. 78 RDA zaisťuje maximálnu ochranu skloviny, dentínu a výplní*.
- Vhodná aj na nebielené zuby.
- Neobsahuje Triclosan ani oxid titaničitý.

Bieliaca zubná pasta Opalescence™ Original
4,8x väčšia absorpcia fluoridov sklovinou (spĺňa špecifikácie ADA)
500401 100 ml 8,80 € 11,00 €

Bieliaca zubná pasta Opalescence™ Sensitivity Relief
5% dusičnanu draselného na zníženie citlivosti
znižuje citlivosť zubov – napr. pri a po bielení
503470 100 ml 9,60 € 12,00 €

20%
zľava na bielenie
100 ml

Tip:

Chcete bieliť a máte citlivé zuby?
Začnite používať Bieliacu zubnú pastu
Opalescence™ už 14 dní pred bielením.
Pomôže vám znížiť alebo odstrániť citlivosť

f opalescence_czech_and_slovakia

* Registrovaná ochranná známka a/alebo obchodný znak (Bratislava): 1. Gatti J., Káň J., Scher W. Whitening effect of a new toothpaste (ADA abstract 2747). J Dent Res. 1998;77(suppl 2):875. 2. International, BR. Dental Fluoride (paste) (US-101). Všeobecná. 3. Telo a/alebo pasta receptívnej peroxid. 4. Doleželová, BR. Reduct. Dent. Aesthet. Techn. Des. 11-113. Všetok ostat.

Širokospektrálna LED polymerizačná lampa.

- Priemer šošovky 12,5 mm
- Výkonné špeciálne **LED diódy** (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo)
- Rozsah vlnových dĺžok 380-515 nm
- Na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov vrátane bulk - fill materiálov
- Dokonale kolimovaný, homogénny zväzok svetelných lúčov pre spoľahlivú, úplnú polymerizáciu aj v hĺbke (napr. dna bulkfilov)
- Horné a dolné podsvietené tlačidlo s farebnou indikáciou režimu
- Šľachtičšie telo z leteckého hliníka vysoko odolné proti poškodeniu
- Ergonomický dizajn s plochou hlavičkou s výborným dosahom do všetkých častí úst
- **Funkcia Akcelerometer** - prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia
- Akumulátory s výdržou až 120 polymerizácií na 1 nabitie
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra (je súčasťou balenia)

ZÁRUKA 5 ROKOV!!

10% zľava

Tip:

Prí polymerizácii používajte ochranné náleky VALO X/ VALO Grand - chránite šošovku polymerizačnej lampy pred znečistením. Znečistená alebo poškodená šošovka = nižší polymerizačný výkon.

2 POLYMERIZAČNÉ A 2 DIAGNOSTICKÉ REŽIMY

Polymerizačný režim:

Širokospektrálne LED diódy

- 2 polymerizačné výkony: štandard (1100 mW/cm², 10 sekúnd)
- Extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm², 5 sekúnd 3x pulz s oneskorením)

Diagnostické režimy:

- UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov (napr. pečatidlá, fisúr, výplne, indikátory plaku a i.)
- Biele svetlo pre presnejšie určenie farby zuba, výplni, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.
- Externé polymerizačné a diagnostické šošovky VALO X (sú súčasťou balenia - 5 ks celkom)

Kit 505973:

- 1x VALO X LED lampa
- 5x externá šošovka (polymerizačná bodová, polymerizačná ProxiBall, diagnostická interproximálna, diagnostická transklučná, diagnostické UV svetlo)
- 2x nabíjacia batéria
- 1x nabíjačka batérií
- 1x el. kábel pre napájanie nabíjačky alebo káblového adaptéra
- 1x káblový adaptér, držiak na lampu
- 1x oranžový ochranný štítok proti modrému svetlu
- 1x vzorkové balenie ochranných nálekov

2 330,00 € 2 599,00 €

VALO
GRAND

LED polymerizačné lampy

Širokospektrálne LED diódy s rozsahom vlnových dĺžok 385 – 515 nm

Na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov.
Kolimovaný zväzok svetelných lúčov.

3 polymerizačné režimy:

- štandard (1 000 mW/cm²)
- vysoký (1 600 mW/cm²)
- extra vysoký (3 200 mW/cm²)

Možnosť polymerizácie na 3 sekundy na vrstvu.
Odolné proti poškodeniu pádom a poškriabaniu.

10% zľava

Tip:

s VALO LED lampou ušetríte – spolymerizujete spoľahlivo za 3 sekundy!
Oberte na odporúčenia výrobcov kompozitných materiálov ohľadom množstva energie v J potrebných na polymerizáciu.

- Kit 505972: VALO Grand Cordless LED lampa čierna
- Kit 504865: VALO Grand Cordless LED lampa oranžová Red Rock
- Kit 504864: VALO Grand Cordless LED lampa zaľtovaná modrá
- Kit 505971: VALO Grand LED lampa káblová

1 860,00 € 2 070,00 €
1 860,00 € 2 070,00 €
1 860,00 € 2 070,00 €
1 737,00 € 1 999,00 €

505935: VALO oranžová krytka 18,30 € 55,09 € * do vyprodania



UltraEZ™

Desensitizing Gel

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

STOP citlivosti zubov: s úsmevom aj po ordinačnom bielení

Jedinečný gél pre rýchlu úľavu pri citlivosti zubov

Gél s 3% dusičnanu dreselného a 0,25% fluoridu sodného s postupným uvoľňovaním KNO₃. Okamžitý účinok.

Nosiče naplnené gélom sa v ústach prispôbia individuálnemu zubnému oblúku pacienta. Dostupný aj v striekačkách - pínenie do individuálnych nosičov.

Použite pri citlivosti a obnažení zubných krčkov:

- pri citlivosti na zmeny tepla a chladu
- pri odstraňovaní zubného kameňa
- pred bielením (aj ½ hodiny bezprostredne pred bielením), v priebehu a po bielení

UltraEZ™ Combo Kit 10× horný a 10× dolný nosič	70,40 €	88,00 €
UltraEZ™ Mini Kit 4× horný a 4× dolný nosič	31,20 €	39,00 €
UltraEZ™ striekačka: 4× 1,2 ml	31,20 €	39,00 €

Tip:
Použite ako záverečné ošetrovanie pri citlivosti po ordinačnom bielení.

20%
zľava



Opalescence™ BOOST 40%

Profesionálne ordinačné bielenie na liečbu medicínskych zmien odtieňov zubov*.

- bieliaci gél s **40% peroxidu vodíka**
- patentované zloženie PF (dusičnan dreselný + fluoridy)
- minimalizuje citlivosť pri a po bielení
- iba na **2×20 min** pri jednej návšteve
- **pH 6,9** po zmiešaní – šetrný ku sklovine
- **20% vody** - minimálna dehydratácia pri bielení
- na bielenie celého čelustného oblúka alebo iba jednotlivých zubov
- o použití Opalescence Boost rozhoduje **zubný lekár**

Určený pre prípady hlbokých diskolorácií prevažne anorganického pôvodu, ktoré sú ťažko bieliteľné domácim (tzv. kozmetickým) bielením.**

Zdravotnícky prostriedok tr. IIa, CE platný do r. 2028. Viac informácií o produkte u Vášho obchodného zástupcu. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

* pre-erupčivých alebo post-erupčivých endogénnych diskolorácií spôsobených ochorením, poranením alebo lokálnym ošetrovaním a pigmenty anorganického pôvodu reagujúce zvnútra zubu hlboko do dentínu. Nie je alternatíva kozmetického bielenia.

** Indicators and efficacy of tooth bleaching using high concentration of hydrogen peroxide: Prof. Dr. Olga Polyakova, University Medical Centre Freiburg, Germany, 2014.



504750 Intro Kit – pre 2 pacientov: **253,80 €** 282,00 €**
 4× 1,2 ml striekačka Boost 40%
 2× 1,2 ml OpalDam Green
 2× IsoBlock
 20× kanyla Black Mini
 2× Luer Vac
 2× kanyla SurgiTip

504751 Patient Kit – pre 1 pacienta: **138,60 €** 154,00 €**
 2× 1,2 ml striekačka Boost 40%
 1× 1,2 ml Opalam Green
 1× IsoBlock
 10× kanyla Black Mini

504754 Econo refill: **630,00 €** 700,00 €**
 20× 1,2 ml Boost 40%



VIAC AKO LEN VYNIKAJÚCA CHUŤ!

FLUORIDOVÝ LAK ENAMELAST = TOP PRODUKT NA TRHU

- Fluoridový lak s 5 % fluoridu sodného (2,26 % fluoridových iónov).
- Účinná ochrana proti demineralizácii skloviny a zubnému kazu, posilňuje sklovinu (podľa ADA¹).
- Vysoká miera uvoľňovania – množstvo fluoridu dosiahnuteľné pri každom ošetrení.
- Nadpriemerné vstrebávanie – účinnosť absorpcie fluoridových iónov.
- Nedávivé zloženie umožní ošetrovanie problematických pacientov.
- Xylitol ako sladidlo, dodatočná ochrana proti baktérii streptococcus mutans.
- Patentovaná adhézia – lepšia retencia, na zuboch zostáva až 48 hodín.
- Neobsahuje farbivá ani lepok.
- Jednoduchá a rýchla aplikácia počas minúty – kefkou alebo kanylkou.
- Jediný fluoridový prípravok určený aj pre deti mladšie ako 1 rok.

¹ American Academy of Pediatric Dentistry. Policy statement on the use of fluoride. Adopted 1987, reaffirmed 1977, Revised 2016. Frequently Asked Questions on Community Water Fluoridation. American Dental Association. Weyant RJ, Tracy SL, Asadian T, et al. Topical fluoride for caries prevention. J Am Dent Assoc. 2013;144(11):1279-1281.

VYNIKAJÚCE PRÍCHUTE:



Tip:

1. Vynikajúci fluoridový prostriedok pre pacientov, ktorí majú zuby ošetrované ortodontickými seklami, nasycuje seklanty, ktoré potom uvoľňujú fluoridy do zuba po dlhšiu dobu.
2. Vynikajúci doplnok prevencie zubného kazu na pečatene físur (UltraSeal XT Hydro, UltraSeal XT Plus).



VŠETKO, ČO OCENIA VAŠI PACIENTI:

- Rýchla, jednoduchá aplikácia: Osušiť zuby – naniesť Enamelast™, aktivovať slinou.
- Rýchla úľava od citlivosti: ošetrovanie zubov alebo zubných krčkov (napr. pri bieleňí).
- Ošetrovanie demineralizáciou v medzizubných priestoroch – prevencia zubných kazov.
- Doplnok ortodontickej liečby - predchádzanie alebo ošetrovanie demineralizácie.
- Na zuboch takmer neviditeľný.
- Vaši pacienti sa nebudú zdráhať odísť po ošetrení z ordinácie s lakom na zuboch.



Balenie:
striečkačky kit 2x 1,2ml + kanylky Soft Eze 12,90 € 15,00 €
Ekono kit 20x 1,2ml striečkačky bez kanyl 108,00 € 127,00 €
- iba v príchuť Walterberry

jednorazové blistre 50x 0,4ml 118,20 € 139,00 €
jednorazové blistre 200x 0,4ml 414,80 € 488,00 €
v príchuť Walterberry,
pomarančový krém, žuvačka,
chladivá mäta, karamel, bez príchuť

¹ & McQuinn H. Fluoride Uptake into Sound Enamel Substrate Provided by Fluoride Varnishes and Resultant Surface Microhardness Effects via a Combination of Micro-Flow Model & pH Cycling Test and Regard Study Number 24-542. Thermo Technologies, Inc. Dental Product Testing Device, 2025.

² & McQuinn H. Fluoride Uptake into Sound Enamel Substrate Provided by Fluoride Varnishes and Resultant Surface Microhardness Effects via a Combination of Micro-Flow Model & pH Cycling Test and Regard Study Number 24-542. Thermo Technologies, Inc. Dental Product Testing Device, 2024.



GEMINI EVO™

DIÓDOVÝ LASER 810+980



100
WATTS



GEMINI™ EVO – DIÓDOVÝ LASER 810+980 na mäkké tkanivá

- **superpulzný výkon v špičke 100 W** (peak)
- tri vlnové dĺžky 810 nm, 980 nm, duálny 810-980 nm pre optimálnu absorpciu melanínu a vody
- rýchlejší hladký rez, vysoká termálna relaxácia, tkanivo sa neškvrí
- Gemini špičky iniciované 5 mm (rezacie) a neiniciované 7 mm (dezinfekčné, dekontaminačné)
- silnejšie podsvietenie špičky - lepšia viditeľnosť v mieste zákroku
- bezdrôtový nožný pedál a prevádzka na nabíjaciu batériu

16 predvolených procedúr v 3 prehľadných kategóriách zákrokov:

- chirurgické – úprava a odstránenie orálnych tkanív
- nechirurgické – dezinfekčné, dekontaminačné (dekontaminácia parodontálnych chobotov, sulkov, koreňových kanálikov)
- úľava od bolesti / podpora hojenia s PBM adaptérm

3 fotobiomodulačné adaptéry PBM:

- 1 extraorálna (25 mm),
 - 2 intraorálne (3 mm, 7 mm)
- aktualizácia a vybrané technické podpory cez Wi-Fi pripojenie, Dashboard

Vhodný pre každodennú stomatológiu aj pre špecializácie (čelustnú chirurgiu, parodontológiu, ortodontiu, dentálnu hygienu a i.)

FOTOBIMODULAČNÉ INTRAORÁLNE A EXTRAORÁLNE ADAPTÉRY rozširujú využitie lasera v každodennej praxi o terapiu/ liečbu bolesti a podporu hojenia, napr.:

- Liečba paralýzy tvárových nervov (poklesnuté kútiky, porucha hybnosti mimických svalov)
- Zníženie hypersensitIVITY dentínu u rezákov, očných zubov, premolárov, molárov
- Úľava od bolesti po extrakcii tretieho molára
- Urýchlenie posunu zubov pri ortodontickej liečbe („speed orthodontics“)
- Myogénne aj artrogénne poruchy TMJ
- Prevencia a liečba zápalov sliznice
- Prevencia a liečba herpesov, podpora hojenia a úľava od bolesti pri vredoch, aft, herpesov

509121 Gemini EVO laser Kit:
1x napájací zdroj
1x nožný pedál + batéria + USB kábel
10x 5mm špička rezacia
3x ochranné okuliare
3x adaptéry PBM (25 mm, 7 mm, 3 mm)

**20%
zľava**

11 099,00 €** 13 680,00 €



Gemini špičky:

508993 iniciovaná špička 5 mm (rezacia) 25 ks 331,20 €* 368,00-€
508994 neiniciovaná špička 7 mm (dezinfekčná, nerezacia) 25 ks 331,20 €* 368,00-€

**10%
zľava**



508995 ochranné okuliare Gemini EVO 279,90 €* 311,00-€



Prečo by ste mali mať vo svojej ordinácii laser?
Čo sa s ním dá všetko robiť? Príďte na prednášku:
Diódové lasery: Otvorte dvere novým možnostiam liečby

utorok 19. mája 2026, Bratislava
streda 20. mája 2026, Praha



Prednášajúci:
Dr. Sergio A. Velasquez
Zubný lekár z univerzity v Manizales v Kolumbii



Príhlášky a viac informácií:
bit.ly/3VfwkRM



UltraSeal XT hydro™

UP
ULTRADENT
PRODUKTY, INC.

Jediné hydrofilné živcové pečatidlo fisúr a jamiek.

- tixotropné pečatidlo na báze živice Bis-GMA s ideálnou viskozitou a tekutosťou
- hydrofilný pred polymerizáciou - **nevadí vlhkosť na oklúzii**
- hydrofóbny po polymerizácii
- pokročilá adhezívna technológia-zvýšená retencia
- **fluorescenčné** - viditeľné pod UV svetlom pri každej kontrole
- pínenie 53% - odolné voči oteru
- uvoľňuje/ prepúšťa fluoridy
- rádiopákne



Pred aplikáciou

Po aplikácii

Fluorescenčné pod UV svetlom



**20%
zľava**

Kit:

- 1x 1,2 ml striekačka UltraSeal XT hydro™
- 1x 1,2 ml striekačka Ultra-Etch™
- 20x kanyla Blue Micro
- 20x kanyla Inspirai Brush
- Farba: natural, opákná biela

176,00 € 220,00 €

Refill: 4x 1,2 ml

124,00 € 155,00 €

baktérie spôsobujúce zubný kaz



ULTRA-ETCH™

Samo-limitujúce leptadlo pre minimalizáciu citlivosti

Leptadlo s 35% kyselinou fosforečnou

- samolimitujúca chémia leptá len do hl. 1,9µm
- penetruje do najmenších fisúr, ale nesteká na vertikálnych povrchoch
- neobsahuje polyméry, nezanecháva rezíduá
- tixotropné, ľahko pretečie kanylou
- expiračná doba **48 mesiacov**



**20%
zľava**

500685	Ultra-Etch Indispense	30 ml	81,60 €	102,00 €
500163	Ultra-Etch Intro Kit	4x 1,2 ml + 20x kanyl	48,80 €	61,00 €
500167	Ultra-Etch Econo kit	20x 1,2 ml + 40x kanyl	123,20 €	154,00 €
500164	Ultra-Etch Refill	4x 1,2 ml	41,60 €	52,00 €
500168	Ultra-Etch Refill	20x 1,2 ml	101,60 €	127,00 €



bit.ly/48ili4F

Hu-Fa Výhradný dovozca v ČR a SR



CHEMICKO-ABRAZÍVNA PASTA PRE MINIMÁLNE-INVÁZÍVNE OŠETRENIE ZUBOV S FLUORÓŽOU

Opalustre™

- Obsahuje 6,6% kyseliny chlorovodíkovej a mikročastice karbidu kremíka.
- Trvalo odstráni biele a hnedé škvrny z povrchu skloviny do hl. 0,2mm.
- Max. 4 aplikácie, každá po dobu 1 min.
- Opalustre kit: 4x striekačka 1,2 ml, 20x kanyla white mac, 10x kalíšok sa štetinami opal cup, 10x leštiaci kalíšok opal cup.

Balenie:

- 505554 Kit: 2x1,2 ml Opalustre, 10x kanyla White Mac, 5x leštiaci kalíšok s o štetinami Opal Cup, 5x leštiaci kalíšok Opal Cup



kit obj. č. 500554	180,90 €**	201 €
mini kit 2x 1,2ml + 20 kanyl obj. č. 505554	108,90 €**	121 €
refill - 4x 1,2 ml obj. č. 500555	129,60 €**	144 €
OpalCups štetinový 20 ks obj. č. 505800	82,80 €**	92 €
OpalCups dokončovací 20 ks obj. č. 505799	29,70 €**	33 €

TIP

Ak sú škvrny na zuboch svetlé, skúste najskôr vybieliť. Na izoláciu mäkkých tkanív použite OpalDam – viď katalóg Ultradent 2025 str. 22.

ZDRAVOTNÍCKE BIELENIE S KARBAMIDOM PEROXIDU DO ČAKARNE

Opalescence™ Quick PF 45 %

- Na účinnnejšie bielenie závažnejších diskolorácií zubov. Je nutné zhotoviť individuálny bieliaci nosič.
- 45% gél karbamid peroxidu
- obsahuje PF (dusičnan draselný a fluorid) ku zníženiu citlivosti pri a po bielení
- obsahuje 20% vody, bráni dehydratácii
- pH 6,9 nedemineralizuje sklovinu
- na intenzívne ošetrovanie vnútorných zmien sfarbenia
- aplikácia na 30 minút, výsledky už po 1. aplikácii



Pred bielením (nedostatočný vývoj dentínu).



Po 4 aplikáciách Opalescence Quick (bieliaci gél s 45% karbamidu peroxidu = cca 15% peroxidu vodíka).

- Iba na indikáciu zubného lekára.

- Certifikát CE platný do 2028.

4x 1,2 ml obj. č. 505346	62,10 €**	69 €
20x 1,2 ml obj. č. 505348	254,70 €**	283 €

ZDRAVOTNÍCKE BIELENIE NEVITÁLNYCH ZUBOV TECHNIKOU WALKING BLEACH

Opalescence™ Endo

- Viskózný lepkavý gél s 35% peroxidu vodíka so zaručenou koncentráciou, nesteká.
- Technika „walking bleach“ na 3 - 5 dní.
- Pohodlne aplikujete zo striekačky do dreňovej dutiny zuba, ľahko sa odstráni.
- Rýchle výsledky s väčšou trvanlivosťou vybieleného odtieňa.

- **Pozor: iba na bielenie nevitálnych zubov!**

- Certifikát CE platný do r. 2028

- Balenie: 501270 Opalescence Endo Kit: 2x striekačka 1,2 ml, 20x kanyla BlackMini

TIP

Na dočasné uzavretie kavity použite dočasný karboxylátový cement bez eugenolu UltraTemp Regular (kompatibilný s peroxidom vodíka) alebo provizórnu svetlom polymerizovateľnú živicu J-Temp. Sú kompatibilné s peroxidom vodíka



Pred bielením. Po bielení.

Endo kit obj. č. 501270	122,40 €**	136 €
Endo refill - 2x 1,2 ml obj. č. 501323	116,10 €**	129 €

SVETLOM TUHNÚCA ŽIVIČNÁ BARIÉRA

OpalDam™ Green

- Svetlom tuhnúca živica ochranná hmota na dokonalú izoláciu tkanív a zubov.
- Použite ako gingiválnu ochranu pred použitím abrazívnej pasty Opalustre alebo ordinárneho bielenia Opalescence Boost PF40%.
- Balenie kit: 4x striekačka 1,2 ml, 10x kanyla Micro 20ga, 10x kanyla Black Mini.



Spolymerizovanú živicu ľahko odstránite v jednom kuse.

TIP

Pred aplikáciou dobre osušte vzduchom mäkké tkanivá aj zuby. Tiež pred aplikáciou môžete použiť hemostatický gél ViscoStat Clear: zastaví tvorbu sulkárnych tekutín a udrží mäkké tkanivá suché. Použite ako gingiválnu ochranu pred použitím abrazívnej pasty Opalustre alebo ordinárneho bielenia Opalescence Boost PF 40%.



kit obj. č. 501824	105,30 €**	117 €
refill - 20x 1,2 ml obj. č. 501826	374,40 €**	416 €
refill - 4x 1,2 ml obj. č. 501825	92,70 €**	103 €

RETRAKTOR ÚST, PIER A JAZYKA

Umbrella™

- Dobro roztvorí pery pacienta, chráni jazyk.
- Umožní vám dobre vidieť aj v distálnom úseku chrupu.
- Spoločne drží, zvyšuje bezpečnosť ošetrovania.
- Pre pacienta je veľmi pohodlný, netlačí ani pri dlhšom ošetrovaní.

Ako zvoliť veľkosť Umbrelly?

- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 2-3, zvolte Umbrellu Medium.
- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 4-6, zvolte Umbrellu Large.
- Ak si nie ste veľkosťou istí, zvolte Umbrellu Large.



TIP

Bezpečný pri ordinárnom bielení, neskázava, neprekáža.

Stredný roztvárač Umbrella, 40 ks obj. č. 505162	122,40 €**	136 €
Stredný roztvárač Umbrella, 20 kusov obj. č. 504871	64,80 €**	72 €
Stredný roztvárač Umbrella, 5 kusov obj. č. 504870	18 €**	20 €
Veľký roztvárač Umbrella, 5 kusov obj. č. 505256	18 €**	20 €
Veľký roztvárač Umbrella, 20 kusov obj. č. 505257	64,80 €**	72 €
Veľký roztvárač Umbrella, 40 kusov obj. č. 505258	122,40 €**	136 €



Skontrolujte, či jazyk pacienta pohodlne leží za chráničom, čo zaisťuje ľahký prístup.



Nedávajte chránič jazyka na hornú stranu jazyka pacienta.

LEŠTIACE NÁSTROJE NA KOMPOZITA - NA POSLEDNOM KROKU ZÁLEŽI: SYSTÉM NA LEŠTENIE KOMPOZITOV
Jiffy™ Natural

- Na **intraorálne leštenie** akýchkoľvek kompozitov.
- Ohybné kotúče v tvare špirály sa ľahko prispôbia všetkým zubným povrchom.
- Leštiaca kefka skrúteného tvaru je ideálna pre oklúzne povrchy.
- Dosahujú vysoký lesk prirodzenej skloviny.
- K dispozícii s plastovým stojanom.

Balenie:

- 506384-1 – Jiffy™ Natural Kit na leštenie kompozitov: 1x špirálový leštiaci nástroj Jiffy Stredný, 1x špirálový leštiaci nástroj Jiffy Jemný, 1x skrútená leštiaca kefka Jiffy Stredná, 1x skrútená leštiaca kefka Jiffy Jemná, 1x plastový stojan
- Refill: 3x špirálový kotúč alebo 3x skrútená kefka na oklúzie (jemná alebo stredná)


 kit | obj. č. 506384 | **87,30 €****
97 €


 spiral, refill 3 ks | obj. č. 506089 | **72 €****
80 €
ZĽAVA
10%
INTRAORÁLNE LEŠTIACE NÁSTROJE NA KOMPOZITY
Jiffy™ Originál

- Vynikajúci na úpravu a leštenie akéhokoľvek kompozitného materiálu.
- Leštiace kalíšky s flexibilným tenkostenným dizajnom ideálne na leštenie v blízkosti ďasná.
- Bez latexu.
- Impregnované diamantovým práškom.
- 3 hrúbosti (63µm-zelené, 45µm-žlté, 4µm-biele), 3 tvary (kalíšok, disk, špička).
- Na opakované použitie: znečistený povrch je možné niekoľkokrát „revitalizovať“ diamantovým vrtáčikom.
- Možno autoklavovať (odporúčame najskôr odstrániť debris ultrazvukom).
- 507010 – kit 18 ks sortiment: 6x kalíšok (po 2 od každej hrúbosti), 3x disk (po 1 od každej hrúbosti), 9x špička (po 3 od každej hrúbosti).
- Refill: 12 ks jedného typu a 1 hrúbosti v balení.


 kit, 18 ks | obj. č. 507010 | **63,90 €****
71 €
Jiffy™ Spin

- Ultratenké disky potiahnuté oxidom hliníka ideálne na interproximálne dokončovanie a tvarovanie.
- Extra hrubé diamantové častice na rýchle tvarovanie a hrubý úber.
- Vhodné na použitie na kompozitné a keramické materiály.

- Viac: Katalóg Ultradent CZ 2025, str. 89.


 kit 10 mm | obj. č. 505570 | **171 €****
190 €

 kit 14 mm | obj. č. 505571 | **171 €****
190 €

 refill, 75 ks | obj. č. 505576 | **67,50 €****
75 €

 mandrely, 10 ks | obj. č. 505581 | **144,90 €****
161 €
Jiffy™ diamantové pásy

- Dokončovacie pásy sú pružné, trvanlivé, tenké a agresívnejšie ako pásy z oxidu hliníka. Perforovaná konštrukcia zvyšuje viditeľnosť na získanie presnejších obrysov.
- K dispozícii široké a úzke.

Balenie:
Sortiment 15 ks (5 stredných, 5 jemných, 5 obzvlášť jemných)

- 504670 – Jiffy Diamond Strips Perforované Úzke
- 504674 – Jiffy Diamond Strips Perforované Široké

Balenie 10 ks

- 504671 – Jiffy Diamond Strips Perforované Úzke stredné
- 504673 – Jiffy Diamond Strips Perforované Široké stredné


 15 ks sortiment, úzke | obj. č. 504670 | **135 €****
150 €

 15 ks sortiment, široké | obj. č. 504674 | **135 €****
150 €

 10 ks refill | obj. č. 504671 | **90 €****
100 €
Jiffy™ proximálna píłka

- Proximálna píłka Jiffy je veľmi tenký nerezový pásik so zubkovaním na jednej strane.
- Je možné sterilizovať v autokláve alebo suchým teplom.


 Proximálna píłka 10 ks | obj. č. 504680 | **35,10 €****
39 €
WELLNESS PRE ZUBY VAŠICH PACIENTOV
Ultradent™ Diamond Polish Mint

- Leštiaca pasta s mäťovou príchuťou na finálne leštenie kompozitných alebo porcelánových výplní.
- Obsahuje vysoko kvalitné, biele, mikrokryštalické diamantové častice.
- Dosiahnete bezkonkurenčný vysoký lesk.

HIT

 Refill 0,5 µm - 2x 1,2 ml | obj. č. 505540 | **59,40 €****
66 €

 Refill 1,0 µm - 2x 1,2 ml | obj. č. 505541 | **59,40 €****
66 €

SEKČNÝ MATRICOVÝ SYSTÉM

Halo™

Nitinolové krúžky

- Super-elastická zliatina niklu a titánu vydrží viac ako 1000 použití.
- Obrisy krúžkov s výstupkami bezpečne držia matricový pásik v prirodzenom anatomickom tvare.
- Prevedenie dovoľuje použitie pri výplniach MOD a iných dostavieb II. tr.

Matricové pásiky

- Anatomicky tvarované na dosiahnutie ideálneho bodu kontaktu.
- Zakrivenie okrajovej línie redukuje nutnosť dokončovacích operačných postupov.
- Hrúbka 0,038 mm originál a pevné 0,051 mm, nelepivé.

Klinky

- Stlačiteľný stred umožní anatomické prispôsobenie matrice.
- Jednoduché zavedenie klinku, v prípade potreby je možné použiť niekoľko klinkov naraz.
- Farebné značenie uľahčuje rozpoznanie veľkosti klinkov.

Karuselový zásobník:

- Prehľadný a šetrí čas.
- Ľahko sa dezinfikuje dezinfekciou na povrchy.

Originál Kit s nástrojmi obj. č. 504831 569,70 €**	633 €
Originál Kit bez nástrojov 426 € obj. č. 504832	230 €*
Firm kit, nelepivý bez nástrojov 426 € obj. č. 504833	230 €*
Original Minikit bez nástrojov 274 € obj. č. 504835	169,90 €*
Halo matrice original / firm, 50 ks obj. č. 505452 63 €**	70 €
Halo matrice nelepivé, 50 ks obj. č. 505049 73,80 €**	82 €
Halo kliešte obj. č. 505047 93,60 €**	104 €
Halo pinzeta obj. č. 505048 93,60 €**	104 €
Halo klinky, 100 ks obj. č. 505042 47,70 €**	53 €
Halo krúžok, 2 ks obj. č. 505009 239,40 €**	266 €

Halo™ SYSTÉM SEKČNÝCH MATRÍC



TIP

Viac informácií
v katalógu Ultradent CZ 2025
str. 40-42, na www.hufa.sk alebo
u vašich obchodných zástupcov.

ZĽAVA

od 38% do 46%
platí na vybrané kity.

UNIVERZÁLNY KOMPOZIT - LEN JEDEN ODTIEŇ STAČÍ - UNIVERZÁLNY KOMPOZIT VŽDY PRE KAŽDÝ VÝPLN.

Transcend

- Nanohybridný kompozit na báze Bis - GMA,
- Naplnený z 60-61% objemovo (71% váhovo).
- Unikátny Ultradent's RPM technológia-chameleón efekt s vynikajúcimi optickými a fyzikálnymi vlastnosťami.
- Odtieň **Universal Body** splynie s okolitým zubom/zubmi. Umožňuje použiť iba 1 odtieň. **Presne vyvážená translucencia a opacita. Výborný na rekonštrukciu bielych zubov.**
- Výborne leštiteľný s dlhodobou výdržou lesku.
- Fluorescencia blížiac sa prirodzenému zubu.
- Možnosť ďalších dentínových a sklovinných odtieňov (napr. pre výplne tr. III a tr. IV)



Prvý kompozit, ktorý sa po vybielení zubov nemusí nahradiť svetleším kompozitom. Splynie s odtieňom okolitých zubov. Ak pacient bude bieliť bieliacimi gémi Opalescence™, výplne sa prispôbia svetlejšiemu odtieňu.

striekačka 4 g - UB 87 € obj. č. 504733	78,30 €
kompule, 10x 0,2g 50 € obj. č. 504744	45 €
Transcend Intro Kit - striekačky 7x 4 g - exp. 28.02.2026 487 € obj. č. 504726	243,50 €*
Transcend Econo Kit (UB) - 4x 4 g 294 € obj. č. 504734	264,60 €
Intro Kit - kompule 70x 0,4g 293 € obj. č. 504814	263,70 €
Econo Kit (kompule) - 40x 0,2g 178 € obj. č. 504817	160 €

ZĽAVA

10%

TIP

Na zmäkčenie
a lepšiu
modelovateľnosť
akéhokoľvek
kompozitu použite
Composite
Wetting Resin.



* Akcia platí do vypredania zásob.

**CHCETE PORADIť S PRODUKTMI
ULTRADENT?**

Kontaktujte našu produktovú špecialistku,
Ing. Janu Smilkovú
+420 777 779 705, j.smilkova@hufa.cz

**ULTRADENT v HŮ-Fa
ÚSMEVOCH VÝHODNEJŠIE!**

**Vždy získate minimálne
ZĽAVU 10%
pri nákupe aspoň troch výrobkov **UF**

JEDINÉ MTA, KTORÉ PRETEČE KANYLOU NAVITIP 29GA
Endo-Eze MTAFlow™ White

- Opravný mineral-trioxid- agregate cement pre endodontické ošetrenia **tiež nad klinickou líniou.**
- Nezafarbuje. Vhodný do estetickej zóny.
- Ultrajemný zrnitý prášok a proprietárne **gélové médium.**
- Hladká konzistencia pre každú procedúru.
- Odolný proti vymývaniu.
- Presné dávkovanie až k apexu pomocou kanyly **NaviTip 29ga Single port/ NaviTip 29ga.**
- Bioaktívny, podporuje hojenie.
- Kit: na 8-10 aplikácií
- 1x MTAFlow White prášok (2g), 1x MTAFlow White gél (2ml), 1x odmerka s 2 odmernými koncami, 20x kanyla Black Micro, 10x striekačka Skini, 10x uzáver Luer Lock, 1x sprievodca technikou miešania, 1x návod.

 White kit | obj. č. 505980 | **207,90 €****
TIP

Na procedúry apikálny uzáver, apexifikácia, resorpcia koreňového kanálka použite

 MTAFlow s kanylou **NaviTip 29ga/ NaviTip Single port 29ga**

(nie je súčasťou balenia). Na procedúry prekrytia pulpy a pulpotómie použite MTAFlow s kanylou

Black Micro (je súčasťou balenia).

231 €
Polykarboxylátový cement bez eugenolu pre provizórne fixácie / výplne.
UltraTemp™

- Hydrofilný, skvelo tesný, nespôsobuje citlivosť.
- Možno ho ľahko odstrániť vodou pred stuhnutím.
- Pre 1–2 týždennú dočasnú fixáciu náhrad - výborne drží, výborne sa dáva dole, pahýle nie je potrebné dlho čistiť.
- Na uzavretie kavity **pri bielení nevitálnych zubov metódou walking bleach** (neobsahuje živice).

Balenie:

- 505916 – UltraTemp Regular Set Kit (čas tuhnutia 2 až 3 minúty).


 1x 5 ml + 20 kanyl | obj. č. 505916 | **92,70 €****
103 €
KOMPLETNÁ SADA NA OPRAVU KERAMIKY PRE INTRAORÁLNE AJ EXTRAORÁLNE POUŽITIE
Porcelain Repair kit

- **Porcelain Etch:** Pufrovaná 9% kyselina fluorovodíková.
- **Silane:** silan po leptaní keramiky.
- Na intraorálne aj extraorálne leptanie keramiky.
- Nesteká, nezafarbuje kompozity ani živicové cementy.
- 90 sekúnd leptanie, oplach, 60 sekúnd Ultradent® Silane.
- Vhodné aj na lítium-disilikátovú protetikú (IPS e.max®).

 Porcelain Repair Kit | obj. č. 501108 | **231,30 €****
257 €

 Porcelain Etch + Silane - 2x 1,2 ml + 20 kanyl | obj. č. 501019 | **59,40 €****
66 €

 Porcelain Etch refill - 2x 1,2 ml | obj. č. 500406 | **42,30 €****
47 €


 Silane refill - 2x 1,2 ml | obj. č. 500410 | **33,30 €****
37 €

 Porcelain Etch Kit | obj. č. 500405 | **112,50 €****
125 €
PEAK UNIVERSAL ADHESIVE SYSTÉM
Peak™ Universal Bond / Peak SE Primer

- **Peak Universal Bond** - svetlom tuhnúce adhesívum s 0,2% chlórhexidínom.
- Pre všetky dentálne materiály (dentín, sklovina, kov, keramika, kompozit aj **zirkón**).
- Najvyššia pevnosť väzby k dentínu (71,3 MPa) a k sklovine (51,7 MPa).
- Pre techniku Total-Etch, aj Self-Etch.
- Nízky obsah plniva (7,5 %) a minimálna hrúbka filmu 2µm.
- Na priame aj nepriame rekonštrukcie, bondovanie koreňových čapov a endodontických ošetrení.
- Etylalkohol ako rozpúšťadlo.

- **Peak SE Primer** – v JetMix striekačke: vždy čerstvý, nedegraduje
- Primer s najnižším pH na trhu (**pH 1,2**) - **pevná väzba aj ku sklovine.**

- Čas použiteľnosti po zmiešaní: **120 dní.**
- Zaisťuje čerstvé, stabilné chemické zloženie.
- Jednoduchý postup s nanosením jednej vrstvy.
- Presná a pohodlná aplikácia.
- Nie je potrebné oplachovať.


TIP


Odporúčanie: pri technike self-etch s Peak Universal Bondom použije **vždy Peak SE Primer!**

 striekačky - 4x 1,2 ml | obj. č. 504553 | **108,90 €****
121 €

 fľaštička - 4 ml | obj. č. 504543 | **81 €****
90 €

 Peak SE - 4x 1,2 ml | obj. č. 505135 | **90 €****
100 €
PROVIZORNÁ SVETLOM TUHNÚCA ŽIVICA
J-Temp™

- Rádiopáka, svetlom tuhnúca, zatekavá provizórna živica na metakrylátovej báze.

KLINICKÉ INDIKÁCIE: 4 V 1


Dočasné výplne (endodontické, inlaye / onlaye, dostavba hrboľčiek, bielenie walking a ako bariéry proti endodontickým irigantom.

Doplnenie zubnej štruktúry na upevnenie koferdamovej spony a ako bariéry proti endodontickým irigantom.

Dlahovanie medzi viacerými kapkami implantátu, pri odtlačoch na zamedzenie deformácií odtlačovacieho materiálu.

Frontálne zhryzy a dočasné zhryzové valy počas ortodontickej liečby, dočasné oklúzne dostavby v ortodoncii.

 kit 4x 1,2 ml + 20 kanyl
obj. č. 504897 | **47,70 €****
53 €

Porcelain Repair kit

- **Porcelain Etch:** Pufrovaná 9% kyselina fluorovodíková.
- **Silane:** silan po leptaní keramiky.
- Na intraorálne aj extraorálne leptanie keramiky.
- Nesteká, nezafarbuje kompozity ani živicové cementy.
- 90 sekúnd leptanie, oplach, 60 sekúnd Ultradent® Silane.
- Vhodné aj na lítium-disilikátovú protetikú (IPS e.max®).



Povrch keramiky pred leptaním



Po 90 sekundách leptania Porcelain Etch a 5 sekundách leptania - čistenie kyselinou fosforečnou

NAJZATEKAVEJŠÍ FLOW KOMPOZIT NA TRHU

PermaFlo™

- Prvá vrstva pri zhotovení kompozitných výplní na dno kavity.
- Ideálny na **dostavby chrupu v pediatrii** a ošetrovanie mikrokavít.
- Na upevnenie transparentných inlejší, onlejší a faziet, priame fazety a výplne I.- V. triedy.
- Svetlom tuhnutí, rádiopáky.
- Plnený zo 68 % nanočasticami o veľkosti 7 µm.



Dentin Opaquer - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 501005 | **63 €****

70 €

A1, A2, A3, B1, - 2x 1,2ml + 4 kanyly | obj. č. 500947 | **64,80 €****

72 €

KOMPOZIT NA ESTETICKÉ NÁHRADY ĎASIEŇ

PermaFlo™ Pink

- Vynikajúca alternatíva ku gingivoplastikám.
- Maskovací prípravok pri výplniach triedy V, kde je obnažená štruktúra koreňa.
- Maskovanie ústupu ďasná od korunky.
- Balenie 500963 – PermaFlo Pink Kit 2x 1,2 ml striekačky, 4x kanyly Micro 20 ga.



Rýchlo sa šíriace kazy u 3-ročného dieťaťa.



PermaFlo Pink: zamaskuje úbytok gingivy okolo cervikálnej výplne.



O jeden rok neskôr.



Pink - 2x 1,2 ml | obj. č. 500963 | **89,10 €****

99 €

KOMPOZIT NA UTESNENIE A ĽAHKÚ INDIKÁCIU VSTUPU DO ENDODONTICKY OŠETRENÝCH KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV

PermaFlo™ Purple

- Flow kompozit fialovej farby.
- Na zapečatenie a identifikáciu endodonticky ošetrovaných kanálikov alebo dna pulpy.
- Bráni mikropriesakom.
- **Nepresvitá cez výplne.**
- Balenie: 2x 1,2 ml striekačka, 20x kanyly micro 20ga.



1. Ošetrovaný zaplnený kanálik.



2. Aplikácia bondu.



3. Aplikácia PermaFlo Purple.



Purple - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 500962 | **88,20 €****

98 €

TIP

Na aplikáciu použite kanylu Micro 20ga (katalóg UD str. 125).

30 - 35% PASTA HYDROXIDU VÁPENATÉHO

UltraCal™ XS

- **Možno dávkovať kanylou NaviTip 29ga - odporúčané.**
- Vysoké pH 12,5.
- Lieči infikované kanáliky, podporuje hojenie kosti.
- Použite vždy, keď nemôžete kanálik vysušiť (mokvanie, krvácanie).

- **Balenie:**
- 501027: 4x1,2ml striekačka, 20x kanyla NaviTip – sortiment

kit | obj. č. 505144 | **99 €****

110 €

mini kit | obj. č. 501024 | **33,30 €****

37 €

refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 505145 | **54,90 €****

61 €

refill - 20x - 1,2 ml | obj. č. 505149 | **187,20 €****

208 €



TIP

Upchala sa Vám niekedy kanyla NaviTip 29ga UltraCalom XS? Pred použitím UltraCal XS prepláchnite kanylu roztokom hypochloridu sodného alebo chlórhexidínu. Problém týmto vyriešite.

ŠOŠOVKY PRE VALO/ VALO GRAND

Zľava 10% pri nákupe aspoň 2 výrobkov**



Polymeračné čočky:

Bodové polymeračné šošovky (priemer 2,5 mm): bodová polymerizácia kompozitu/cementu cez translucenčnú protetiku (napr. zaistenie pozície faziet, korúnok, oklúzií a i.). 2 šošovky v balení.

504082 – VALO Grand Cordless/ káblová

116,00 €

104,40 €**

505890 – VALO X

116,00 €

104,40 €**

ProxiBall šošovky:

Vytvorí bod kontaktu pre matricu pri dostavbách II. tr. 2 šošovky v balení.

504081 – VALO Grand Cordless/ káblová

116,00 €

104,40 €**

505936 – VALO Cordless / káblová

107,00 €

96,30 €**

505889 – VALO X

116,00 €

104,40 €**

Nepolymerizačné, diagnostické šošovky:

Interproximálne šošovky: Transformuje modré svetlo na 1mm bod bieleho svetla. Pomáha zviditeľniť medzizubné kazy. 2 šošovky v balení.

504658 – VALO Grand Cordless/ káblová

120,00 €

108,00 €**

504629 – VALO Cordless/ káblová

107,00 €

96,30 €**

505893 – VALO X

120,00 €

108,00 €**

Transiluminačné šošovky:

presvetľujú zuby a dentálnu protetiku. Transformujú modré svetlo na žlté/červené spektrum a pomáhajú zviditeľniť praskliny alebo defekty v zuboch alebo výplniach. 2 šošovky v balení.

504084 – VALO Grand Cordless/ káblová

116,00 €

104,40 €**

505937 – VALO Cordless/ káblová

38,90 €*

107,00 €

505891 – VALO X

116,00 €

104,40 €**

Black Light šošovka (čierne svetlo):

Pomáha vizualizovať fluorescenčné materiály. 1 šošovka v balení.

504319 – VALO Grand Cordless/ káblová

94,00 €

84,60 €**

505939 – VALO Cordless / káblová

89,00 €

80,10 €**

White Light šošovka (biele svetlo):

Pomáha určiť presný odtieň/farbu kompozita, funguje ako aj prirodzené svetlo. Transformuje modré svetlo na riadené biele svetlo 5000 K. Na výborné prispôsobenie farby kompozita k farbe zubov.

504628 – VALO Grand Cordless/ káblová

120,00 €

108,00 €**

*len do vypredania zásob



VIDITEĽNÁ PRE STOMATOLÓGA – NEVIDITEĽNÁ PRE PACIENTA

- **Fluorescentná pod UV-A svetlom:** Veľmi dobrá viditeľnosť prebytkov i pri okrajoch dostavby a aj hlboko subgingiválne
- **Výborná estetika:** Materiál v dentinovom odtieni pod prirodzeným svetlom
- **Duálne tuhnúca:** Dá sa tiež použiť v koreňovom kanáliku na upevnenie koreňového čapu (napr. Rebilda Post/GT)
- **Lahká manipulácia:** Opracováva sa ako dentin, perfektná adaptácia



Rebilda® DC fluorescent



Admira Fusion

- Nanohybridný výplňový materiál na báze keramiky.
- Výborná estetika, jednoduché leštenie do vysokého lesku a vysoká povrchová tvrdosť.
- Kompatibilný so všetkými konvenčnými väzobnými prostriedkami.
- K dispozícii v odtieňoch: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3.5, BL, 2x Incizálna mixed, GA3.25 a GA5.
- **Sady obsahujú:** striekačky 5x 3 g alebo kompule 75x 0,2 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion X-tra Univerzálny odtieň), Futurabond U SingleDose 20x a vzorkovník odtieňov.



AF sada striekačky - 5x 3 g 367,90 € obj. č. 52221S	257 €
AF sada kompule - 75x 0,2 g 367,90 € obj. č. 52222S	257 €
AF striekačka - 3 g obj. č. 52222A2	76,70 €
AF kompule 15x 0,2 g obj. č. 52222A1	76,70 €

Admira Fusion 5

- Univerzálny nanohybridný výplňový materiál (ormocer) so zjednodušeným systémom odtieňov.
- Inovatívny, čisto keramický výplňový materiál ORMOCER® Admira Fusion.
- Teraz je možné pokryť všetky klasické odtiene VITA® iba 5 odtieňmi Cluster Shades.

Balenie Trial pack obsahuje:

- 10x 0,2 g materiálu v kompuliach (2 ks od každého odtieňa - A1, A2, A3, A3.5, A4),
- 10x Futurabond U SingleDose a vzorkovník odtieňov a ďalšie príslušenstvo.

Balenie set v striekačkách obsahuje:

- 5x 3 g (A1, A2, A3, A3.5, A4) a vzorkovník odtieňov.

Balenie set v kompuliach obsahuje:

- 75x 0,2 g (15 ks od každého odtieňa - A1, A2, A3, A3.5, A4) a vzorkovník odtieňov.

set striekačky 5x 3 g obj. č. 52223KS	306,60 €
striekačka 3 g obj. č. 52223A1	76,70 €
set kompule 75x 0,2 g obj. č. 52223KK	306,60 €
kompule 15x 0,2 g obj. č. 52224A1	76,70 €



ZADARMO

Pri zakúpení striekačiek 5x 3 g alebo kompúl 75x 0,2 g získate

ZADARMO refill balenie striekačiek/kompuliek podľa vlastného výberu.

Rebilda DC

- Duálne tuhnúci zatekavý upevňovací systém korunkových dostavieb a čapov.
- Adhezívne dostavby vitálnych a nevitálnych zubov.
- Upevňovanie skleneným vláknom vystužených živicových čapov.
- **Dobre viditeľný pre zubného lekára, estetický pre pacienta.**
- Fluoreskuje a je tak viditeľný pod UVA svetlom, jasne rozpoznateľný prebytočný materiál a hranice nadstavby, a to aj v hlbokých subgingiválnych úrovniach.
- Výrazne uľahčuje zhotovenie nadstavby.



NEW

Cartridge 50 g - fluorescent / dentine / modrý obj. č. 5200254	200,70 €
QuickMix striekačka 10 g - fluorescent / dentine / modrý obj. č. 5200242	85,80 €

GrandioSO Unlimited

- GrandioSO, univerzálny nano-hybridný výplňový materiál pre kavity všetkých tried, rekonštrukcie frontálnych zubov poškodených úrazom, imobilizáciu a dlahovanie uvoľnených zubov, úpravy tvaru a odtieňa z dôvodu zlepšenia estetiky, dostavby pahýľov a zhotovovania kompozitných inlejí. Vhodný pre bulkfill techniku, je možné polymerizovať do 4mm.
- 5 odtieňov, obsah plniva 91%.
- Dodáva sa v ľahko použiteľných otočných striekačkách aj v obzvlášť ekonomických kompuliach.



Set striekačky - 5x 4 g 469 € obj. č. 52283S	375,20 €
Set kompule 75x 0,3g 469 € obj. č. 52284S	375,20 €
Kompule 15x 0,3 g obj. č. 52284A1	93,80 €
Striekačka, 4 g obj. č. 5228A1	93,80 €

FuturaBond U

- Duálne tuhnúce univerzálny adhezívum v jednotlivých dávkach určené pre všetky techniky leptania, univerzálne pre všetky druhy kompozít.



50 ks obj. č. 530356U	124,80 €
200 ks 499,20 € obj. č. 530355U	436 €



Lesk a flexibilita



Enhance® Flex

Dokončovací a leštiaci systém novej generácie

Objavte Enhance® Flex - flexibilné lamely, ktoré sa dokonale prispôbia každému zubnému povrchu, či už pracujete v prednom alebo zadnom úseku. Stačí vám jeden univerzálny tvar pre všetky kompozitné výplne. Jednoduchšie to už byť nemôže.

Dosiahnite brilantné leštiace výsledky s intuitívnym použitím, ktoré vám uľahčí každodennú prácu. Vďaka možnosti opakovaného použitia až 10x navyše šetríte nielen čas, ale aj náklady a životné prostredie.

Viac než

70%

zubných lekárov
potvrďuje, že práve
jednoduchosť je tým
najdôležitejším kritériom
pri výbere dokončo-
vacieho a leštiaceho
systému.¹



Flexibilita a žiarivý lesk

Enhance Flex

- Enhance® Flex spája jednoduchosť a prispôsobivosť.
- Vďaka jedinečnému univerzálnemu tvaru dosahuje vynikajúce leštiace výsledky na všetkých povrchoch – frontálnych aj distálnych – zakaždým.

Adaptívna lamelová konštrukcia

- Špeciálne zaoblené pružné lamely sa dokonale prispôbia prirodzenej morfológii akéhokolvek zubného povrchu bez toho, aby narušili jeho štruktúru. Pre všetky kompozitné výplne vám postačí jediný tvar.

Výnimočná životnosť

- Enhance® Flex je možné znovu použiť a sterilizovať až **10x**, čo prináša výrazné úspory nákladov a znižuje produkciu odpadu – bez kompromisov v kvalite práce.

Vynikajúce leštiace výsledky

- Zaisťuje prirodzene vyzerajúcu estetiku, ktorá zvyšuje spokojnosť pacienta. Intuitívne použitie zjednodušuje pracovný postup a prináša konzistentne špičkové výsledky.

Univerzálna kompatibilita

- Vhodné pre **všetky kompozitné materiály**. Konštrukcia je navrhnutá tak, aby zachovala integritu zubnej štruktúry a zároveň poskytla dlhotrvajúci, vysoko lesklý povrch.

Intro Kit 6ks | obj. č. 5650044

75 €

Finishing Kit 6ks | obj. č. 5650045

78,50 €

Polishing Kit 6ks | obj. č. 5650046

78,50 €



AKCIA

3 + 1

pre Intro kit

Neo Spectra ST

- Univerzálny výplňový materiál.
- Dostupné odtiene:
 - A1** (zodpovedá A1, B1, C1),
 - A2** (pre A2, B2, D2),
 - A3** (pre A3, C2, D3, D4),
 - A3.5** (pre A3.5, B3, B4, C3),
 - A4** (pre A4, C4),
 - BW** (pre bielené zuby),
 - D1** (opákný dentín),
 - D3** (opákný dentín)
- a **E1** (translucentná sklovina).



LV / HV / Effects striekačka, 3 g | obj. č. 52406A1

LV / HV / Effects kompule, 16x 0,25 g | obj. č. 52403A1

ZADARMO

3 + 1

odtieň **A2** zadarmo

42 €

56 €

Neo Spectra ST Flow

- Zatekavý výplňový materiál.
- Dostupné odtiene:
 - A1** (zodpovedá A1, B1, C1),
 - A2** (pre A2, B2, D2),
 - A3** (pre A3, C2, D3, D4),
 - A3.5** (pre A3.5, B3, B4, C3),
 - A4** (pre A4, C4),
 - BW** (pre bielené zuby),
 - D1** (opákný dentín),
 - D3** (opákný dentín) a **E1** (translucentná sklovina).

ZADARMO

3 + 1 odtieň
A2 zadarmo



ST Flow striekačky, 2x 1,8 g | obj. č. 52408A1

52 €

striekačka 2x 1,8 g, A3.5 - exp. 31.01.2026 | obj. č. 52408A5

52 €*

striekačka 2x 1,8 g, A4 - exp. 31.03.2026 | obj. č. 52408A4

52 €*

kompule 16x 0,25 g, A3 - exp. 30.04.2026 | obj. č. 52409A3

56 €*

SDR Plus

- Zatekavý materiál typu bulk-fil.
- Odtiene: Universal, A1, A2 a A3.



15x 0,25 g | obj. č. 527404A2

ZADARMO

3 + 1

Zadarmo odtieň
Universal

60 €

ProTaper Next Set

- Obdĺžnikový prierez pre väčšiu pevnosť.
- Rovnako ako ProTaper Universal sa aj rotačné nástroje ProTaper Next vyznačujú variabilným kónusom, ku ktorému sa ešte pridáva excentrický, obdĺžnikový prierez pre väčšiu pevnosť nástroja.

ZADARMO

Pri nákupe 3 ks balení získate
sortiment X1-X3 (562450A)

zadarmo.



Set X1-X3, 25 mm, 3 ks | obj. č. 5624500

82,90 €

ProTaper Ultimate

- Najnovší systém koreňových nástrojov z rodiny ProTaper.
- Sekvenca strojových nástrojov - 21, 25 alebo 31 cm.

ZADARMO

Pri nákupe 3 ks balení ProTaper (6ks / 5ks)
Ultimate získate 1 x balenie ProTaper Ultimate
sekvencia 25 mm (56212550) **zadarmo.**



ProTaper Ultimate sekvencia, 5 ks | obj. č. 5621215

88,50 €

ProTaper Ultimate refill, 6 ks | obj. č. 562121FX

106,20 €

SimpliShade™ BULK FILL & BULK FILL FLOW

JEDEN ODTIEŇ STAČÍ



Jednoduchosť odtieňa v kombinácii s vynikajúcou prispôsobivosťou

Krásne výplne sú jednoduchšie vďaka SimpliShade™ Bulk Fill a SimpliShade™ Bulk Fill Flow. Nie je potrebná žiadna krycia vrstva a všetky oblasti zubnej anatómie môžete vyplniť v jednom kroku – s výnimočnou odolnosťou a hĺbkou vytvrdzovania. S jedným odtieňom, ktorý pokrýva všetkých 16 odtieňov VITA®, so SimpliShade Bulk Fill a Bulk Fill Flow optimalizujete vaše zásoby a šetríte čas vašich pacientov.



Pre viac informácií naskenujte QR kód alebo navštívte:
www.kerrdental.com/cs-cz

Cleanic

- Univerzálna pasta na profylaxiu s perlivou technológiou na účinné počiatočné leštenie aj leštenie do vysokého lesku v jednom kroku.
- Jej abrazívne častice sa počas práce premieňajú z hrubých na jemné.
- **Príchute:** Berry Burst, zelené jablko, mäta s fluoridom, mäta bez fluóru a light.



100 g - mäta bez fluóru | **30,20 €** | obj. č. 583183

22,70 €

100 g - ostatné príchute | **30,20 €** | obj. č. 583181

22,70 €

ZĽAVA

25%

MaxCem Elite

- Dvojzložkový, samoleptací, duálne tuhnúci kompozitný fixačný cement typu pasta-pasta v duálnej striekačke.
- Na fixáciu keramických, kompozitných a kovových náhrad.
- **Odtiene:** biely, opákný, číry a žltý.



refill - 2x 5 g | **151 €** | obj. č. 53006B


ZĽAVA

25%

113,30 €

OptiDisc

- Disky na tvarovanie, dokončovanie a leštenie kompozit, keramiky, živice, skloionomérov, amalgámu a kovov.
- **Priemery:** 9,6 mm, 12,6 mm a 15,9 mm.
- **Hrúbky:** hrubý (80 ks) a stredný, jemný, extra jemný (á 100 ks).



refill - 80 / 100 ks | **46,70 €** | obj. č. 58017C

ZĽAVA

25%

35 €

OptiShade

- Kompozitný výplňový materiál.
- **Dostupné odtiene:**
 - light - zodpovedá: A1, B1, B2, C1 a D2,
 - medium - zodpovedá: A2, A3, C2, D3 a D4,
 - dark - zodpovedá: A3.5, A4, B3, B4, C3 a C4,
 - bleach white - pre bielené zuby,
 - universal opaque.



striekačka - 4 g | **72,10 €** | obj. č. 5263111

54,10 €

komple - 10 ks | **57,60 €** | obj. č. 5263119

43,20 €

komple - 20 ks | **86,50 €** | obj. č. 5263116

64,90 €

Vertise Flow

- Samoadhezívny flow kompozitný materiál pre malé výplne I. a II. triedy, liner, pečatenie fisúr a opravy keramiky.
- **Dostupné odtiene:** A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, U0, XL a T.



refill - 2x 2 g | **110,90 €** | obj. č. 5261A1

ZĽAVA

33%

74,30 €

Drevené klinky Hawe

- Optimálne anatomicky tvarované drevené klinky pre perfektnú adaptáciu matric k zubu.
- Farebné kódovanie uľahčuje identifikáciu veľkosti.
- Veľkosti: mini (č. 05), oranžové (č. 06), biele (č. 07), zelené (č. 08), žlté (č. 10), modré (č. 11), červené (č. 12), biele široké (č. 13) a sortiment (č. 14)

ZĽAVA

20%

100 ks | obj. č. 521014

15,50 €

1000 ks | **121,60 €** | obj. č. 521206

97,30 €



EQUIA Forte™ HT

Bulk filový sklohybridný výplňový systém

Inovatívny desing flaštičky

Presná aplikačná tryska a ergonomické flip-top viečko

Pokročilá sklohybridná technológia

Vysoká pevnosť, odolnosť a biokompatibilita



Ochranná výmena iónov

Bráni demineralizácii a podporuje remineralizáciu tvrdých zubných tkanív



Opotrebeniu odolný nanoplnený samoadhezívny lak

Zaistuje hladký povrch a ochranu počas fázy vytvrdzovania materiálu



Zmeny v prostredí stomatológie

Alternatívy amalgámu od GC

Používanie dentálneho amalgámu bude od roku 2025 postupne ukončené. Štyridsať ton ortuti sa každý rok použije na stomatologické ošetrovanie v EU! Z dôvodov ochrany životného prostredia, Európska rada a Európsky parlament odsúhlasili zákaz používania amalgámu pre všetky druhy zubných ošetrovaní vo svojich členských štátoch od 1. januára, 2025.* V krajinách EU, ktoré doteraz neupravili svoj úhradový systém na pokrytie alternatív, môže byť odložené postupné ukončenie až k 30. júnu 2026.

*Zdroj: European Parliament News
Ortuf: dohoda s Radou o postupnom ukončení používania zubného amalgámu | Aktuality | Európsky parlament (europa.eu)

Aké kritériá je potrebné vziať do úvahy pri výbere alternatívneho materiálu?

Využitie dentálneho amalgámu je celosvetovo na ústupe. Minamatský dohovor stanovil pravidlá pre postupné ukončenie jeho používania ako výplňového materiálu tak, aby sa zabránilo uvoľňovaniu ortuti do životného prostredia. Alternatívne priame zubné výplňové materiály sa postupom času zdokonalili, avšak stále majú určité obmedzenia. Adekvátna znalosť týchto obmedzení je rozhodujúca pre výber vhodného materiálu, a tým optimálnu starostlivosť o pacienta. Jednoduchosť a náklady na umiestnenie, zachovanie zubného tkaniva, odolnosť vo vysoko namáhaných oblastiach, stav rizika kazu, nežiaduce reakcie na materiál, a tiež význam uvoľňovanie iónov týmito materiálmi sú dôležitými otázkami, ktoré treba vziať do úvahy pri výbere z týchto alternatív k dentálnemu amalgámu.

Zdroj: FDI Statement,
<https://www.fdiworlddental.org/alternative-direct-restorative-materials-dental-amalgam>

Aké sú dostupné možnosti?

Nášťastie v dnešnej dobe máme dostatok vhodných alternatív bez ortuti. Pre lepšiu predstavu sme pre Vás pripravili zhrnutie vedecky podložených možností a vhodných indikácií pre každú alternatívu.

EQUIA Forte™ HT

Bulkfillový sklohybridný výplňový materiál.

Pevnejší a nelepivý materiál, vynikajúci pre bulkové výplne, aj pre zaťažované výplne II. triedy.



NAVYŠE
ku každému
100 kusovému baleniu
získáte
Intro Pack, 20 ks
ZADARMO*

Clinic Pack, 200 ks	527,00 €	698,30 €
Promo Pack, 100 ks	297,00 €	412,70 €
Fill A2 a A3, 50 ks	138,00 €	211,60 €
Fill ostatné odtiene, 50 ks	146,00 €	211,60 €
Intro Pack, 20 ks	89,00 €	119,20 €

G-ænial™ Universal Injectable

Vysoko odolný výplňový kompozit s výnimočnou pevnosťou, odolnosťou proti opotrebeniu.

Súprava obsahuje: 3 × 1 ml v odtieňoch A1, A2 a A3, 5 ml G-Premio Bond a 30 aplikačných špičiek.

Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, AO1, AO2, AO3, CV, JE, BW, XBW, AE.



striekačka, 1,7 g	37,00 €	49,80 €
akcia 8+2* - 1 striekačka = 880 Kč	296,00 €	498,00 €
akcia 8+2 × G-Premio Bond*	296,00 €	498,00 €

everX Flow™

Zatekavý kompozit zosilnený krátkymi sklenými vláknami určený pre náhradu dentínu.

Najsilnejšia náhrada dentínu pre spevnenie veľkých kavit. Dostupný v dvoch odtieňoch: Bulk (hĺbka polymerizácie 5.5 mm) a Dentin (hĺbka polymerizácie 2.0 mm).

Kontrolovaná zatekavosť pre jednoduchú aplikáciu do horných molárov bez stekania.



striekačka, 4 g	59,00 €	76,40 €
akcia 4+1* - 1 striekačka = 1 360 Kč	236,00 €	382,10 €

G-Premio Bond™

Jednozložkový univerzálny bond určený pre priamy bonding a na vykonávanie opráv.

Praktický flip-top uzáver - otvorte a zatvorte fľaštičku ľahko jednou rukou.



5 ml	79,90 €	126,60 €
3 × 5 ml	223,00 €	323,80 €

Spoločnite sa na Tetric® plus

Tetric® plus

Zjednodušený univerzálny
kompozit

- 5 tried výplní
- 4 odtiene
- 3 s polymerizácia
- 2 viskozity
- 1 univerzálny kompozit



NOVINKA

Tetric Plus

Tetric Plus Fill

- Zjednodušený univerzálny kompozit, ktorý spĺňa všetky požiadavky na kvalitný univerzálny kompozit a zároveň ponúka vyššiu efektivitu a jednoduchosť.
- S kompozitom Tetric plus postačia 4 odtiene na pokrytie všetkých klasických odtieňov VITA a bielených odtieňov. Zjednodušený univerzálny kompozit ponúka estetiku vhodnú pre všetky triedy kavit.
- Tetric plus kombinuje hrúbku vrstvy až 4 mm s univerzálnym rozsahom použitia. Jednoduchá voľba odtieňa a konzistentná doba polymerizácie uľahčujú pracovný postup pri ošetrovaní.
- Odtiene: A2, A3, A3.5, Bleach Plus

Tetric plus starter kit obsahuje: 2x OptraGate 2, 2 ml Adhese Universal VivaPen, 2x 2 g Tetric plus Flow v striekačke A2 a A3, 2x 3 g Tetric plus Fill v striekačke A2 a A3, OptraGloss Spiral Wheel HP a Tetric plus vzorkovník odtieňov.

Tetric plus starter kit mix obsahuje: 2x OptraGate 2, 2 ml Adhese Universal VivaPen, 2x 2 g Tetric plus Flow A2 a A3, 40x 0,2 g Tetric plus Fill v kompiach A2 a A3, OptraGloss Spiral Wheel HP a Tetric plus vzorkovník odtieňov.

UPOZORNENIE

Akcia platí iba 1ks
pre ordináciu.*



ZĽAVA

50% zľava
na kity*

Tetric Plus Starter Kit Mix | obj. č. 52151SKM

204,60 €*

Tetric Plus Starter Kit striekačky | 367,10 € | obj. č. 52151KSA

183,60 €*

Tetric EvoCeram

- Univerzálny kompozitný materiál, ktorý poskytuje dokonalú rovnováhu technológií kompozitných materiálov v modernom balení.
- Pre vysoký obsah keramického plniva je možné tento materiál označiť ako plastickú keramiku.
- Skvelý chameleon-efekt poskytuje prirodzené výplne, ktoré splynú s okolím.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, T, bleach I, L, M a XL, Dentín A2, A3.5, A4 a B2.

ZĽAVA

Pri zakúpení 4 ks
refillov, získate
TetricEvo Ceram Flo 2g
ZADARMO



striekačka - 3 g, A2, A3, A2D | 70,80 € | obj. č. 5211A2

65,90 €

striekačka - 3 g, ostatné odtiene | 77,20 € | obj. č. 5211A1

71,80 €

Tetric PowerFill

- Ľahko tvarovateľné nano-hybridné kompozitum vhodné pre techniku zhotovovania výplní po veľkých dávkach materiálu. Umožňuje novú mieru dosiahnuteľnej efektivity pri výplniach distálnych zubov: jedna výplň, jeden materiál, jedna vrstva.
- Odtiene: IVA, IVB, IVW.

ZADARMO

Pri nákupe 4 ks refillov Power

Fill získate **zadarmo 1x**

TetricPowerFlow Refill 2g.

Odtieň podľa vlastného výberu.



striekačka IVA - 3g | 69,70 € | obj. č. 52128IVA

64,80 €

striekačka IVB, IVW - 3 g | 74,20 € | obj. č. 52128IVB

69 €

OptraGate 2

- Roztvárač pier a úst pre uvoľnené a účinné ošetrovanie a na každodenné použitie.
- Jednoduchý prístup do dutiny ústnej a lepšiu viditeľnosť.
- Evolučný vývoj OptraGate 2 zachováva všetky cenné vlastnosti pôvodného produktu a ešte viac zvyšuje komfort nosenia pre pacienta.
- Okrem toho testy užívateľov ukázali, že dizajn OptraGate 2 vedie k ľahšiemu nasadeniu v porovnaní so súčasnou verziou OptraGate.

AKCIA

4 + 1



80 ks | 183,10 € | obj. č. 5940801M

169,90 €

Fixácia a dostavby

Variolink Esthetic DC

- Variolink Esthetic je estetický duálne tuhnúci upevňovací kompozit na definitívne cementovanie náročných keramických a kompozitných náhrad.
- Výborná stálosť odtieňa a vyvážený systém efektných odtieňov vytvárajúce prirodzenú fluorescenciu.
- Jednoduché, presné odstraňovanie prebytkov.
- Ideálny pre - definitívne cementovanie sklokeramických, lítium disilikátových sklokeramických a kompozitných náhrad (inlej, onlej, čiastočných korúnok, korúnok, mostíkov).
- Odtiene: Light+, Light, Neutral, Warm, Warm+.

AKCIA

4 + 1

striekačka - 5 g | 145,80 €
obj. č. 5244DCW



135,60 €

* Platí do vypredania.

PRECÍZNY VÝKON PRE STOMATOLÓGIU – IDEÁLNY PRE MÄKKÉ TKANIVÁ V OBLASTI ÚSTNA CHIRURGIA, PARODONTOLÓGIA ČI IMPLANTOLÓGIA.

Široké spektrum použitia - nepostrádateľný pomocník pre rôzne indikácie.

Kompaktné rozmery a jednoduchá obsluha – ľahké začlenenie do každej zubnej ordinácie.

Bezpečnosť a spoľahlivosť – automatická kontrola kontaktu pacientovej neutrálnej elektródy, indikátory porúch.

Multifunkčné režimy - rezanie (cut), koagulácia (coag), kombinovaný režim pre rôzne typy tkanív.

Nízke poškodenie okolitých tkanív - urýchljuje hojenie a komfort pacienta.

Výber z 10 rôznych typov elektród.

SURTRON 50D

Mechanické ovládanie výkonu pomocou otočných ovládačov
– jednoduché a rýchle nastavenie.

Tradičná konštrukcia bez dotykového displeja
– vhodný pre užívateľov preferujúcich klasické rozhranie.

Nižšia obstarávacia cena
– ideálny pomer cena/výkon pre bežnú prax.

Kompaktný a ľahký prístroj
– ľahko prenosný medzi ordináciami.

9910671 853,50 € 933,20 €



SURTRON TOUCH HP 50D

Moderný dotykový displej
– intuitívne a prehľadné ovládanie s vizuálnym prehľadom parametrov.

Možnosť uloženia prednastavených programov
– ideálny pre opakujúce sa zákroky.

Ergonomické a elegantné prevedenie
– reprezentatívny vzhľad pre modernú ordináciu.

Detailné zobrazenie režimov a nastavení
– lepšia kontrola nad výkonom a bezpečnosťou.

Možnosť jemnejšieho ladenia parametrov vďaka elektronickému riadeniu
– vhodné pre náročnejšie zákroky alebo citlivé tkanivá.

9910681 1 419,00 €





Charisma Smart

- Charisma Smart je svetlom vytvrdený, kontrastný submikrón-hybridný kompozitný materiál Microglass®. Je indikovaný pre estetickú, adhezívnu rekonštrukciu v prirodzených farbách predných a zadných zubov vrátane oklúzných plôch.
- Samostatná striekačka Charisma® Smart Syringe Refill 4 g je na výber v týchto odtieňoch: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 a Dentine.

Balenie Charisma Smart Syringe Combi Kit 8x 4 g + GLUMA 2Bond obsahuje:

- 2x4 g striekačka odtieňa A2; A3
- 1x4 g striekačka odtieňa A1; A3.5; B2; Dentín
- 1x4 ml fľaštička GLUMA 2Bond
- 2x2,5 ml striekačka GLUMA Etch 35 Gél

NEW

Balenie Charisma® Smart Syringe Assortment 6x4 g obsahuje:

- 2x4 g striekačka v odtieni A2; A3
- 1x4 g striekačka v odtieni A1; A3.5



Striekačka 4 g | obj. č. 5293A1

14,60 €

Charisma Smart Assortment 6x 4g | obj. č. 5293SA

80,60 €

Charisma Smart Combi Kit 8x 4g + Gluma 2Bond | obj. č. 5293SK

123,80 €

Charisma Classic

- Mikrohybridné kompozitum pre monochromatické rekonštrukcie.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.



**ZĽAVA
25%**



Classic - 4 g | **27 €** | obj. č. 5202A1

20,20 €

Assortment Syringe Set 4x 4g | **101,30 €** | obj. č. 520051

74,60 €*

Gluma 2Bond

- Gluma 2Bond obsahuje nanofilné plnivo, zaisťuje priming a bonding pri aplikácii jedinej vrstvy v jednom kroku po naleptaní skloviny a dentínu.
- Má desenzitizujúci účinok.



**ZĽAVA
20%**

4 ml | **71,30 €** | obj. č. 521041

57 €

Charisma Bulk Flow ONE

- Jednoodtieňový bulk fill flow kompozit na každodenné použitie.
- Nízka kontrakcia, vysoká pevnosť v ohybe a odolnosť proti opotrebovaniu zaisťujú dlhú životnosť náhrad, ktoré vydržia záťaž v distálnom úseku.
- V balení ku každej striekačke dostanete 5 aplikačných kanýl.

ZADARMO

Pri zakúpení Value kit získate
Gluma Bond Universal
zadarmo.



2 g + 5 kanýl | **39,40 €** | obj. č. 528013

29,60 €

10x 2 g kit + Gluma B. universal | **322,50 €** | obj. č. 528014

299,90 €

Charisma Diamond

- Nanohybridný fotokompozitný materiál.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, OL, OM, OD, BL, BXL, OB, CL, AM, CO, YO.
- Univerzálny odtieň ONE pre výplne pomocou jediného odtieňa, neviditeľne splynie s opravovaným zubom.

**ZĽAVA
20%**



Charisma Diamond - 4 g | **52,50 €** | obj. č. 5280A1

42 €

4 g - C3 - exp. 13.07.2026 | **52,50 €** | obj. č. 5280C3

31,90 €*

Starlight Pro

- Starlight Pro je vytvrdzovacie LED svetlo pre polymerizáciu dentálnych materiálov ako adhezív, alebo výplní, vytvrdzovaných svetlom.
- Primárny účel svetelnej polymerizácie so Starlight Pro je konzistentne vytvárať vysoko kvalitné a bezpečné opravy.

AKCIA

Jedinečná ponuka: Nakúpte ľubovoľné produkty Charisma alebo Gluma za cenu 1 180 € a polymerizačnú lampu Starlight PRO môžete zakúpiť vďaka tejto akcii za skvelú cenu 409 €.

Starlight Pro | **894,60 €** | obj. č. 593136

831,90 €



* Platí do vypredania.

DIRECTA TrollByte Kimera

TrollByte Kimera je zameriavací systém pre intraorálne röntgeny, ktorý umožňuje zaobstarať akýkoľvek typ snímky s využitím iba troch držiakov. Jednodielná konštrukcia nevyžaduje žiadnu montáž, čo uľahčuje manipuláciu, a je kompatibilný s väčšinou bežne používaných senzorov a zobrazovacích doštičiek dostupných na trhu.

- Vyrobené z biologicky obnoviteľných surovín
- Možno sterilizovať v autokláve
- Farebné odlišenie pre jednoduchú identifikáciu (žltá / modrá / červená)



Ďalšie informácie získate naskenovaním kódu QR pomocou mobilu.

Rameno

Pevné rameno zaisťuje ľahké a spoľahlivé upevnenie senzora v požadovanej polohe.

Držiak senzora

Veľkosť držiaka je navrhnutá tak, aby pasovala na väčšinu senzorov dostupných na trhu, s možnosťou drobného prispôbenia podľa potreby. Zaoblené hrany zaisťujú vyšší komfort pacienta.

Zameriavací krúžok

Je farebne odlišený tak, aby zodpovedal jednotlivým držiakom. Ponúka 5 rôznych polôh pre ľahké použitie. Pre všetky držiaky stačí jediný krúžok.

- 25 %

DIRECTA CONTACTEZ®

IPR Strip System

Systém pásov na úpravy interproximálnych priestorov

Riešenie pre každý prípad – so systémom ContacEZ a Plus Strips máte k dispozícii presné a ľahko použiteľné nástroje, ktoré vyhovujú potrebám každého pacienta v oblasti interproximálnych priestorov.

Dokonale tvarované body kontaktu – kvalitné pásky z nerezovej ocele sú flexibilné, aby zachovali a prispôbili sa prirodzeným kontúram zubov. Sú tiež dostatočne napnuté, aby sa bez námahy dostali aj do tesných priestorov.

Presné – v spojení s meradlovým kľúčom veľkostí interproximálnych priestorov zaisťuje ContacEZ systematickú a presnú separáciu bez poranenia pier, ďasien alebo úst.

IPR meradlový kľúč medzizubných priestorov

Meradlový kľúč medzizubných priestorov ContacEZ efektívne a presne zmeria a potvrdí mieru vykonaného medzizubného zaleštenia či redukciu tesného interproximálneho kontaktu v priebehu ortodontickej terapie.



- 25 %



Ďalšie informácie získate naskenovaním kódu QR pomocou mobilu.

TrollFoil

Oblíbené artikulačné fólie, ktoré sú napnuté vo vlastnom ráme.

Spôhlivé vo všetkých klinických situáciách - na mokrých aj na suchých zuboch, u pacientov s obmedzenou hybnosťou čeluste alebo v miestach s obmedzeným vestibulárnym priestorom, pri kompozitných, keramických i kovových náhradách.

Rozmer rámu: 76 × 19 mm.

Balenie obsahuje 100 ks alebo 500 ks.

TrollFoil červené alebo modré, 100 ks	30,30 €	40,40-€
TrollFoil červené alebo modré, 500 ks	138,80 €	184,90-€

**zľava
25 %**

Prečo sú švédske TrollFoil také dobré?

- Ultratenké, iba **8 µm** pre maximálne presné a konzistentné výsledky.
- Čistá a jednoduchá manipulácia.
- Vždy napnuté a rovné.
- Obojstranné.
- Použitie bez klieští.



TrollByte Kimera GC

Snímkovanie bez stresu a na prvý pokus.

Zabudnite na zdĺhavé nastavovanie a nepodarené snímky.

S TrollByte Kimera GC vytvoríte **dokonalú snímku na prvý pokus**

– rýchlo, bezpečne a s maximálnym komfortom pre pacienta.

- Sensory držia pevne, ale šetrne – žiadne pretrhnuté návieky.
- Vždy správna poloha vďaka farebnému značeniu.
- Univerzálna kompatibilita s väčšinou svetových značiek.
- Autoklavovateľné a pripravené na rutinné použitie.
- Endo verzia: ľahké snímkovanie aj s nástrojom a kofferdamem.

Výsledok: predvídateľné snímky, menej chýb, viac času pre pacienta.

TrollByte Kimera GC kit	182,90 €	243,60-€
TrollByte Kimera GC Endo kit	222,40 €	296,40-€

**zľava
25 %**



Viac informácií
a videá:
bit.ly/3WuHlyS

IPR Strip System

– precízna úprava kontaktných bodov bez kompromisov.

Interproximálne pásky ContacEZ a IPR Strips vám umožnia rýchlu, bezpečnú a kontrolovanú prácu aj v tesných priestoroch.

Výsledok? Presná separácia, hladké kontaktné body a zachovanie prirodzených kontúr zubov.

Prečo zvoliť IPR Strip System?

- Perfektne tvarované body kontaktu – žiadne ostré hrany ani zbytočná strata skloviny.
- Dostatočné napnutie pásov pre ľahký prístup aj do úzkych priestorov.
- Systematická a presná separácia bez rizika poranenia mäkkých tkanív.
- Farebne a číselne označené úchyty – okamžitá orientácia v hrúbke aj typu pásky (jednostranný/ obojstranný)

Combi set 0,07-0,3mm, 8 ks	84,20 €	112,20-€
Rainbow set 0.07 - 0.50mm, 24 ks	228,50 €	304,60-€
Refill, jednostranné, 32 ks	292,70 €	390,00-€
Refill, jednostranné, 8 ks	75,60 €	100,40-€
Refill, obojstranné, 8 ks	84,20 €	112,20-€

**zľava
25 %**



Viac informácií
a videá:
bit.ly/4i6HZM6



žltá - 0,07 mm
jemná - jednostranná
s pílkou



číra - 0,10 mm
stredne jemná - jednostranná
s pílkou



červená - 0,12 mm
stredná - obojstranná



azúrová - 0,15 mm
stredne hrubá - jednostranná



tmavo modrá - 0,15 mm
hrubá - obojstranná



zelená - 0,20 mm
hrubá - obojstranná



fialová - 0,25 mm
hrubá - obojstranná



hnedá - 0,30 mm
hrubá - obojstranná



mätová - 0,35 mm
hrubá - obojstranná



akvamarínová - 0,40 mm
hrubá - obojstranná



tyrkysová - 0,45 mm
hrubá - obojstranná



tyrkysová - 0,45 mm
hrubá - obojstranná

MPF COMPOSITE BRUSH

Dokonalý nástroj na precíznú modeláciu kompozitov

Objavte rozdiel, ktorý prináša štetce MPF Composite. Špeciálne vlákna s jemnou, ale pevnou štruktúrou umožňujú presnú a plynulú modeláciu bez zbytočného tlaku. Vďaka jedinečnému dizajnu rukoväte MPF Revolution získate ľahký, dokonale vyvážený a ergonomicky tvarovaný nástroj, s ktorým sa modelácia stane ľahšia a prirodzenejšia.

- Prispôsobí sa každej klinickej situácii – rovné, ploché koncovky v troch šírkach.
- Praktické riešenie – začnite s kompletnou sadou a dopĺňajte iba obľúbené koncovky.
- Dokonale vyvážená rukoväť – rokmi osvedčená a k dokonalosti vyladená, ergonomická a ľahká.
- Jednoduché čistenie a sterilizovateľná rukoväť – špičky je možné ľahko sňať, rukoväť sterilizovať a samotné špičky ošetriť metódou studenej sterilizácie.

Ušetríte čas,
pracujete presnejšie
a získajte väčšiu kontrolu
nad estetickým výsledkom.

Na štetce MPF Composite
sa pri práci s kompozitmi
môžete spoľahnúť.



961045	Kit 3 ks	132,60 €
9610454	rovný hrot č. 4, refill 10ks	91,50 €
9610456	rovný hrot č. 6, refill 10ks	111,40 €
9610457	rovný hrot č. 7, refill 10ks	115,10 €

FullForm

- Transparentné korunky na podporu a tvarovanie kompozitných korúnok.
- Vyrobené zo zosilneného laminovaného plastu.
- Odolné hydraulickým silám vyvolaným aplikáciou materiálu plniaceho korunku, menej lámavé

Akcia platí na tvary F:

- 116, 131, 134, 135, 231, 321,
- 333, 413, 432, 433.
- Tvary OP: L4, L15, L23, R3, R23.

ZĽAVA

52%

FullForm F refill, 5 ks | ~~10,10 €~~ | obj. č. 580F116

4,80 €

FullForm OP refill, 5 ks | ~~10,10 €~~ | obj. č. 58010P23

4,80 €

Coltosol F

- Jednozložkový, provizórny výplňový cement tuhnucci vo vlhkom prostredí.
- Bez eugenolu, s obsahom fluoridov.

ZĽAVA

25 %



38 g | ~~16,10 €~~ | obj. č. 530060

12,20 €

3x 38 g | ~~45,70 €~~ | obj. č. 530064

34,30 €

KOVONAX

Stolička Cline K

- Stolička do ordinácie alebo laboratória.
- Česká výroba - 5 rokov záruka.
- Nosnosť 150kg.
- Výška sedenia 500 – 630mm.
- Dostupná v mnohých farebných prevedeniach rôznych koženiek.



Cline
K-Dental



Cline FL



Cline F



Cline K

Stolička Cline K, rôzne farby | ~~418 €~~ | obj. č. 5931890

388,70 €

Stolička Cline F, rôzne farby | ~~372,50 €~~ | obj. č. 593215M1

346,40 €

Stolička Cline FL, rôzne farby | obj. č. 5931919F13

485,80 €

Cline K-Dental, rôzne farby | ~~619,70 €~~ | obj. č. 5931896DBA

576,60 €

ZĽAVA

7%

TIP

Vyžiadať si od
svojho obchodného
zástupcu
vzorkovník!



Dental Show 2025 15. novembra

sobota ON-LINE z pohodlia domova / 7 kreditov



Od žiarivých úsmevov po bezproblémové
rekonštrukcie: Zjednodušené techniky
kompozitných živíc a bielenia

Prof. Dr. Esra Uzer Celik, Turecko

bit.ly/DS2025SK




Pozývame Vás na inšpiratívnu prednášku zameranú na najnovšie trendy v estetike stomatológie. V prvej časti sa zoznámite so zjednodušenými technikami priamych rekonštrukcií, ktoré vďaka univerzálnym odtieňom a praktickým tipom umožňujú dosiahnuť výborné estetické výsledky s minimálnou zložitou. Ukážeme si ich využitie ako vo frontálnom, tak aj laterálnom úseku, a to formou praktických odporúčaní pre každodennú klinickú prax. Druhá časť sa bude venovať moderným metódam bielenia zubov – od domácich systémov cez bielenie nevitálnych zubov až po riešenie náročnejších prípadov, napríklad fluorózy. Účastníci získajú prehľad o výbere vhodného protokolu, dôkazoch, podložených postupoch a osvedčených možnostiach, ako naplniť individuálne potreby pacientov.



XYNTRUS®

JEDINÁ

antivírusová a antibakteriálna
ústna voda
S PREUKÁZANOU ÚČINNOSŤOU



AKCIA
5+1
ZADARMO



1. odmerajte 10 ml



2. požiadajte pacienta,
aby 30 s. prevažoval
Xyntrus v ústach



3. až potom začnite
s ošetrováním

Obj. kód: 4506621
mint, fľaša 500 ml
6 × 500 ml

12,20 €
60,80 € ~~73,00 €~~

- Redukuje až 99,99% vírusov a baktérií v ústach.
- Účinný proti chrípkovým vírusom vr. H1N1, SARS-CoV-2 a tiež proti Herpes Simplex typu 1.
- Praktické použitie, nízke náklady.
- Znižuje vírusovú nálož v ústach na dobu 3 až 5 hodín, má schopnosť viazať sa na rôzne miesta v ústach, pomaly sa uvoľňovať a udržiavať terapeutickú hladinu účinných látok.
- Vyrobené z prírodných produktov.
- Zvyšuje biologickú bezpečnosť populácie.
- Klinická účinnosť lepšia ako u väčšiny súčasných antibakteriálnych a antivírusových látok.
- Neobsahuje alkohol, peroxid vodíka ani chlórhexidín, jemná mäťová príchuť.



bit.ly/XynS



ZADARMO

Ku každým 3 fľašiam
získate 50 ks
objednávacích
kartičiek
pre pacientov

Enzymatická exkavácia infikovaného kariézneho dentínu

BRIX3000®



Obj. kód: 530383 3 ml 83,00 € ~~87,60 €~~

Enzymatická exkavácia infikovaného kariézneho dentínu s BRIX3000®

- navrhnutý špeciálne pre atraumatické a bezbolestné odstraňovanie zubného kazu z dentínu
- neinvazívny produkt na vodnej báze, ktorého hlavnou zložkou je enzým PAPAIN

Je to také ľahké!

Po aplikácii do kavity sa gél nechá pôsobiť 2 minúty, počas tejto doby sa spustí proteolýza na devitalizovanom dentíne, ktorá ho zmäkčí. Zmäknutý kariézny dentín sa odstráni jemným kyvadlovým pohybom neostrým exkavátorom.

Prečo používať enzymatický gél BRIX3000® vo vašej ordinácii?

- úspešne odstraňuje infikovaný dentín bez toho, aby zasiahol zdravý dentín v kariéznej lézii
- funguje úplne v súlade s modernou koncepciou minimálne invazívnej stomatológie
- bez bolesti, prehriatia, vibrácií, hluku pri vŕtaní a zároveň biologické a šetrné pôsobenie na zubnú dreň
- antibakteriálne vlastnosti gélu umožňujú prevenciu sekundárnych recidivujúcich a mnohopočetných kariéznych lézií

Viac sa dozviete v odbornom článku na tému Chemicko-mechanické odstránenie infikovaného dentínu pri liečbe zubného kazu, ktorý vyšiel v časopise Stomateam č. 1/2023, načítajte si QR kód.



bit.ly/BrixST2301

Woodpecker - DTE iLED

- Tužková polymerizačná LED lampa pre polymerizáciu všetkých fotocitlivých materiálov.
- Vytvrdnutie 2 mm živice za 1 sekundu.
- Otočná hlavica s LED 360°.
- Bezdrôtová prevádzka na batériu.
- **2 pracovné režimy:**
 - **P1 Turbo:** 2.300 - 2.500 mW/cm² na 1 alebo 3 sekundy;
 - **P2 Normal:** 1.000 - 1.200 mW/cm² na 5, 10, 15 alebo 20 s.
- Vysokokapacitné batérie až 500 polymerizačných cyklov pri plnom nabití.
- Konštantná intenzita svetla nezávislá na úrovni nabitia batérie.
- Vlnová dĺžka: 420 - 480 nm.
- Hmotnosť: 278 g.
- Farba: biela a fialová.



Woodpecker - DTE iLED | **243,60 €** | obj. č. 592618

202,90 €

Woodpecker DTE O-Light II lampa

Polymerizácia za 1 sekundu!

- 360° polymerizácia - dosiahnete do všetkých uhlov.
- Polymerizácia za 1 sekundu - 2 mm vrstva živice.
- Väčšia veľkosť šošovky - 10 mm veľká hlavička skvelo pokryje celú okružnú plošku distálnych zubov.

Vylepšený cieleň svetelný výkon

- Unikátna technológia Woodpecker - cieleň svetelný výkon znižuje uhol svietenia o 55,87%, čo umožňuje koncentrovanejšiu energiu a vyššiu účinnosť polymerizácie

Široké polymerizačné spektrum.

- Rozsah vlnovej dĺžky 385 – 515 nm.



Woodpecker DTE O-Light II lampa | **324,90 €** | obj. č. 592626

292,40 €

Diamantové pásky s pílkou / s perforáciou

- Diamantové pásky a separačná píłka v jednom pre anatomicú konturáciu aproximálnych oblastí.
- Opakovane použiteľné, je možné autoklávať.
- 2 hrúbosti: **jemné** (30 μm – červené – 57FXDS3) a **superjemné** (15 μm – žlté – 57CXDS3).
- S perforáciou: 3 hrúbosti: **super jemné** (15 μm – žlté – 57PCXDS2), **jemné** (30 μm – červené – 57PFXDS2) a **stredné** (45 μm – modré – 57PXD2).



10 ks - s pílkou | **68,70 €** | obj. č. 57FXDS3

58,60 €

10 ks - s perforáciou | **68,70 €** | obj. č. 57CXDS3

58,60 €

Flexi Snap

- Leštiace disky, s ktorými dosiahnete excelentný lesk bez zbytočne veľkého odobratia hmoty.
- Dostupné v dvoch priemeroch: 12 mm alebo 8 mm.
- **Hrúbky:** extra jemné (biele) pre leštenie do vysokého lesku, jemné (červené) pre predleštenie, stredné (modré) pre vyhladenie, hrubé (zelené) pre úpravu.



sada - 8x 20 ks + 2 mandrely | **64,50 €** | obj. č. 870129S0

54,90 €

refil - 50 ks | **19,30 €** | obj. č. 8701290

16,70 €

Thienelino detské zubné kefky

- Zubné kefky s prísavkou, ktoré si zamiluje každé dieťa!
- Anatomicky tvarovaná široká rukoväť na pohodlné protišmykové uchopenie.
- Tvarované štetiny kefky pre správne vyčistenie zadných zubkov.
- K dispozícii v modrej a ružovej farbe.


12 ks | **6,90 €** | obj. č. 4507421

6,40 €

Hu-Fa tetovačky pre deti

- Veselé tetovačky pre malých pacientov.
- 5 rôznych motívov určených ako malým deťom, tak tým odrastenejším.
- Veľkosť jedného hárku 75 x 50 mm.
- Na každom hárku minimálne 2 tetovačky.
- Balenie: 100 ks hárkov

NEW


100 ks | **11,80 €** | obj. č. 9999944

11 €

Krabičky na zúbky

- Odmeny pre deti – krabička na krk v tvare zúbku.
- Ideálne na uloženie extrahovaného zuba.
- Veľmi obľúbený darček!
- Dostupný vo farbách: modrá (0) alebo ružová (1).


ružové - 50 ks | **30,50 €** | obj. č. 5940531

26,40 €

modré - 50 ks | **30,50 €** | obj. č. 5940530

26,40 €

Hu-Fa Omalováanky

- 100 listov rôznych motívov pre Vašich malých pacientov.
- Trhací blok formátu A5 s opakujúcimi sa 10-timi rôznymi motívmi.

HIT



100 listov | obj. č. 598007

2,70 €

Miratoi ZOO

- Ručne maľované figúrky exotických zvierat sú obľúbenou odmenou pre Vašich detských pacientov.


ZOO - 100 ks | **38,20 €** | obj. č. 598004

32,50 €

Ochranné okuliare H&W detské

- Ergonomické ochranné okuliare určené špeciálne pre detských pacientov.
- Spoľahlivá ochrana očí pri stomatologickom ošetrovaní.
- Pohodlné nosenie a dizajn prispôsobený deťom.
- Ľahko sa prispôsobí aj užším tvarom hlavy.
- Ultra ľahké prevedenie (len 17 g).
- Okuliare zaisťujú bezpečnosť a komfort počas celého ošetrovania bez toho, aby deti zatažovali alebo rušili.


Ochranné okuliare detské, transparentné | **15,80 €** | obj. č. 590607

14,60 €

NOVÉ!

LM™ PREPARE AND BUILD-UP KIT

Objavte LM™ Prepare and Build-up kit – riešenie, ktoré zjednodušuje a spresňuje celý postup nepriamych rekonštrukcií. Prináša väčšiu istotu, menší stres v ordinácii a dlhodobé spoľahlivé výsledky. Tento jedinečný set bol vytvorený v spolupráci so stomatológom, výskumníkom a uznávaným medzinárodným lektorom Dr. Rui Falachom.

feel the difference

PREHRAJTE SI VIDEO

Pracovný postup s
LM™ Prepare and Build-up kit.



WEBINÁR S DR. RUI FALACHOM

STREDA 19. NOVEMBRA, 17:00–19:00

Nástroje novej generácie pre nepriame adhezívne výplne: klinické tipy pre efektívnejšiu prácu. Pripojte sa k praktickej prednáške a diskusii. Tlmočené z angličtiny do češtiny.

Detaily a
prihláška:



LM Dental™ LM-Instruments Oy | Norrbyns rantatie 8 | FI-21600 Parainen, Finland | info@lm-dental.com | www.lm-dental.com
LM™ Build-up Base 485-707DDES, LM™ Build-up Shaper 352-353DDES, LM™ Build-up Trimmer 130-131ES




LM™ Build-up Base

Spája precíznosť, jednoduchosť a predvídateľný výsledok pri dostavbách pre nepriame náhrady. Dve rozdielne koncovky poskytujú slobodu pri nanášaní aj tvarovaní väčších výplní, zatiaľ čo povrchová úprava **LM Dark Diamond™** zaisťuje presné a nepriľnavé umiestnenie materiálu.

- **Gulôčkový hrot (0,5 mm)**
– kontrolovaná aplikácia materiálu, rovnomerná hrúbka vrstvy a eliminácia bubliniek.
- **Zaoblený modelovací hrot**
– hladké prechody, ľahká kondenzácia a tvarovanie morfológie oklúzných plôch.

S LM™ Build-up Base máte v ruke nástroj, ktorý zrýchli vašu prácu a zvýši presnosť aj estetiku výsledku.

59485DDS **71,90 €*** 84,50 €


bit.ly/4obyiig

LM™ Build-up Shaper

Prelomový nástroj, ktorý prináša precízne a riadené vytváranie preparačných stien aj dokončovacích línií. Inovatívna konštrukcia umožňuje ľahké tvarovanie kompozitu, zaisťuje optimálne uhly a šetrí zdravú zubnú štruktúru. Povrchová úprava **LM Dark Diamond™** zvyšuje presnosť a eliminuje lepenie materiálu.

- **Hrot s vodiacim kolíkom**
– presné vedenie pozdĺž dokončovacej línie, rovnomerná hrúbka, hladký povrch bez nutnosti rozsiahlych úprav.
- **Hrot s uhlovou stenou (3°)**
– optimálna geometria preparácie, istota retencie a stability nepriamych náhrad.

LM™ Build-up Shaper zrýchľuje postupy, znižuje stres pri práci a zanecháva predvídateľný kvalitný výsledok.

59352DDS **71,90 €*** 84,50 €


bit.ly/4q8FBji

LM™ Build-up Trimmer

Vysoko presný nástroj navrhnutý na zdokonaľovanie a finálne úpravy dostavieb pahýľov pri nepriamych náhradách. Poskytuje výnimočnú kontrolu, zaisťuje hladké, jasne definované dokončovacie línie a pomáha zachovať prirodzenú štruktúru zuba.

- **Trimovacia a dokončovacia špička**
– presné nadviazanie na línie vytvorené Build-up Shaperom, ostrý brit pre odstránenie prebytkov bez poškodenia skloviny.
- **Bočné hrany – kontrolované orezávanie**
a vyhladzovanie stien pre konzistentnú geometriu aj v ťažko prístupných oblastiach.

S LM™ Build-up Trimmer získate nástroj, ktorý dáva preparácii istotu a esteticky dokonalý výsledok.

59130S **71,90 €*** 84,50 €


bit.ly/3KKYxxG

*Akčná zľava 15% platí len do 31. 10. 2025.

Vyberajte tiež z katalógu
v českom jazyku.

bit.ly/katalogLM



PREČO NÁSTROJE OD LM?

- perfektná ergonómia
- pohodlný úchop
- rôzne druhy rukovätí
- inovatívne tvary koncoviek
- minimum reklamácií

LM

feel the
difference

**Využite
zľavu 15%**

Po celý október
na všetky ručné nástroje,
kazety Servo a ultrazvukové
koncovky Pro Power.
Neplatí pre rukoväte ErgoNorm,
zľavu 15 % je možné uplatniť iba
1. – 31. 10. 2025.

Gracey 1/2

Na rezáky a premoláre.

ErgoSense:	59201S	65,00 €	76,40 €
ErgoMax:	59201M	56,10 €	
Sharp Diamond:	59201SDS	85,00 €	99,60 €



Mikrospek

Frontálny/distálny scaler, jemná pracovná
koncovka, predĺžený driek.

ErgoSense:	59301S	65,00 €	76,40 €
ErgoMax:	59301M	56,10 €	
Sharp Diamond:	59301SDS	85,00 €	99,60 €



Minispek

Jemná, mierne zahnutá čepeľ,
na všetky plošky zubov.

ErgoSense:	59311S	65,00 €	76,40 €
ErgoMax:	59311M	56,10 €	
Sharp Diamond:	59311SDS	85,00 €	99,60 €



LM-Arte™ Eccesso

Na odstránenie zvyškov kompozitu a bondu.

ErgoSense:	59307S	68,70 €	80,50 €
ErgoMax:	59307M	61,00 €	71,50 €



LM-Arte™ Applic Twist

Tenká a úzka lopatka so zahnutými uhlami
na modelovanie v ťažko dostupných oblastiach.

ErgoSense:	59464S	68,70 €	80,50 €
ErgoMax:	59464M	61,00 €	71,50 €



LM-Arte™ Applic

Veľmi tenká a flexibilná lopatka na prenos
a modeláciu kompozit.

ErgoSense:	5946S	68,70 €	80,50 €
ErgoMax:	5946M	61,00 €	71,50 €



LM-Arte™ Fissura

Ostré hroty na modelovanie štruktúr okluzálnych plôšok.

ErgoSense:	59481S	68,70 €	80,50 €
ErgoMax:	59481M	61,00 €	71,50 €



LM-Arte™ Condensa

Dlhé a zaoblené cpátka najmä na modelovanie
kompozit.

ErgoSense:	59488S	68,70 €	80,50 €
ErgoMax:	59488M	61,00 €	71,50 €



Diagnostika

Rukoväte zrkadiel | Pátradiá | Periodontálne sondy | Furkačné sondy
od priekopníka v nástrojovej ergonómii



Zvoľte si rukoväť ErgoMax

Rukoväť zrkadla **12,60 €** 44,60 €

● červené: 5925MC ● šedé: 5925MG ● modré: 5925MB



Zvoľte si rukoväť ErgoSense

Rukoväť zrkadla **14,60 €** 44,60 €

● červené: 5925SR ● šedé: 5925SG ● modré: 5925SB

Pátradlo s WHO sondou 23-550B

ErgoMax:	592355M	47,90 €	56,10 €
ErgoSense:	592355S	55,30 €	64,60 €



Pátradlo s periodontálnou sondou 23-52B

ErgoMax:	592352M	47,90 €	56,10 €
ErgoSense:	592352S	55,30 €	64,60 €



Pátradlo s periodontálnou sondou 23-530B

ErgoMax:	592353M	47,90 €	56,10 €
ErgoSense:	592353S	55,30 €	64,60 €



Pátradlo – Sonda WHO 8-550B

ErgoMax:	598M	47,90 €	56,10 €
ErgoSense:	598S	55,30 €	64,60 €



Flexibilné pátradlo Flexplorer

ErgoMax:	5911FM	25,20 €	29,70 €
ErgoSense:	5911FS	29,20 €	34,10 €




Williamsova sonda jednostranná

ErgoMax:	5951M	37,00 €	43,10 €
ErgoSense:	5951S	41,90 €	49,20 €



Sonda North Carolina jednostranná

ErgoMax:	5954BM	37,00 €	43,10 €
ErgoSense:	5954BS	41,90 €	49,20 €



Pátradlo 9 jednostranné

ErgoMax:	599M	16,60 €	19,50 €
ErgoSense:	599ES	19,10 €	22,30 €



Vyberte si diagnostické nástroje

so zľavou

15 %

platnosť akcie 1. - 30. novembra 2025

**Nevybrali ste si z najobľúbenejších
diagnostických nástrojov vyššie?**

Nevadí! Vyberajte z katalógu
v českom jazyku nástroje s rukoväťou
ErgoSense alebo **ErgoMax** v kapitole
diagnostika.

Listujete katalógom na webe: bit.ly/katalogLM

Cenník nájdete tu: bit.ly/CenikLM

Endostar E3 Azure

- Ponúka efektívne a jednoduché použitie, rýchle a bezpečné opracovanie kanálikov.
- Sú veľmi flexibilné - sledujú aj najkrivšiu cestu kanálikom a minimalizujú tým riziko perforácie alebo viazania.



3 ks | obj. č. 59112100

46,40 €

6 ks | obj. č. 59112125

68,30 €

ZADARMO

Pri nákupe 1 balenia po 3 ks / 6 ks
získate **zadarmo**
balenie gutaperčových alebo papierových
čapov (0.2).



Endostar EP Easy Path

- Nástroje používané na vytvorenie kľúčnej cesty.
- Ako prvé prenikajú úzkymi, zakrivenými a často kalcifikovanými kanálikmi.
- Tenké a pružné, ale tiež odolné proti zalomeniu vo vnútri kanáliku **vďaka tepelnej postprodukčnej úprave**.
- Dve dĺžky nástrojov: 21 mm alebo 25 mm.



14/04 - 21 mm / 25 mm - 3 ks | obj. č. 59142114

46,40 €

14/04 - 21 mm / 25 mm - 6 ks | obj. č. 57141114

68,30 €

ZADARMO

Pri nákupe 1 balenia po 3ks / 6ks
získate **zadarmo**
balenie gutaperčových alebo
papierových čapov (0.2).



Endostar Revision

- Nový rotačný systém pre re-endo ošetrovanie metódou crown-down.
- Vyrobený z najkvalitnejšej zliatiny nikel-titánu s tepelnou úpravou Azure.
- Nástroje sú extrémne flexibilné, odolné proti zlomeniu, zároveň veľmi pevné a účinné.

Balenie Revision Set obsahuje:

- Endostar REvision nástroje 30/08, 25/06, 20/04 dĺžky 25 mm.

set, 3 ks
obj. č. 59142850

46,40 €

ZADARMO

Pri nákupe 1 balenia po 3 ks / 6 ks
získate **zadarmo**
balenie gutaperčových alebo
papierových čapov (0.2).



Endostar gutaperčové čapy (2% 4% a 6%)

- Kalibrované gutaperčové čapy z kvalitnej gutaperči.
- Balenie: 120 ks (2 %) a 60 ks (4 %, 6 %).



Gutaperčové čapy 2%, 120 ks | obj. č. 57170214

8,80 €

Gutaperčové čapy 4 % / 6 %, 60 ks | obj. č. 57170414

11 €

Endostar papierové čapy (2%, 4% a 6%)

- Endostar kalibrované papierové čapy.
- Balenie: 200 ks (2 %) a 100 ks (4 %, 6 %).



papierové čapy 2%, 200 ks | obj. č. 59160220

7 €

papierové čapy 4% / 6%, 100 ks | obj. č. 59160400

7,90 €



Dental Show 2025 15. novembra

sobota *ON-LINE* z pohodlia domova / 7 kreditov



Ako vyzrieť na MB2 a ďalšie anatomicke
ťažkosti pri ošetrovaní koreňových kanálikov

Bartolomiej Karas DDS, Poľsko



bit.ly/DS2025SK

Počas tejto prednášky sa účastníci zoznámia s kľúčovými aspektmi tvarovania koreňových kanálikov pri endodontickom ošetrovaní. Dr. Karas sa zameria najmä na anatómiu druhého mesiobukálneho kanálika (MB2) a ďalších ťažko prístupných kanálikov, ktoré môžu zásadne ovplyvniť úspešnosť liečby. Bude vysvetlené, prečo je MB2 často problémový – od ťažkého nájdenia až po následné opracovanie – a ako tieto výzvy zvládnuť v každodennej praxi. Súčasťou budú tiež praktické tipy, prehľad moderných pomôcok a zariadení, ktoré uľahčujú lokalizáciu a zvyšujú kvalitu ošetrovania. Cieľom je poskytnúť stratégie, ktoré pomôžu dlhodobo zachovať zub a zvýšiť úspešnosť endodontických výkonov.

BioRoot RCS

- Bioaktívny sealer pre trvalé koreňové výplne.
- Vynikajúca priľnavosť k dentínu a gutaperčovým čapom.
- **Hydrofilný** - BioRoot RCS hermetický zapečatí aj v prítomnosti vlhkosti.
- Bioaktívna obturácia - stimuluje regeneráciu kosti a podporuje periapikálne hojenie.
- **Antimikrobiálny** - pH > 11, uvoľňuje hydroxid vápenatý.
- Čisté minerálne zloženie - nezafarbí zuby.
- Bez živice = nulové zmrštenie - vyrobený z čistého kremičitanu vápenatého.
- **Sivelná zatekavosť** - utesní aj všetky vedľajšie kanáliky.
- Výška rádiopacity 5 mm Al pre jasnú viditeľnosť na röntgenových snímkach.
- **Balenie obsahuje:** 15g prášku a 35 ks pipiet s tekutinou.


15 g + 35 pipiet | **314,60 €** | obj. č. 530392

226,80 €

Calasept Plus

- Hydroxid vápenatý v striekačke s vysokým obsahom kalcia > 41% (pH 12,4).
- Balenie obsahuje 4x 1,5 ml a 20 elastických plastových aplikátorov.

ZĽAVA
**od 15%
do 27%**

4x 1,5 ml + 20 aplikátorov | **73,10 €** | obj. č. 52109100

53,10 €

Flexibilné kanyly 100 ks | **127,40 €** | obj. č. 52109107

108,90 €

TheraCal LC

- Určený na použitie na priame a nepriame prekrytie pulpy, ako ochranný liner pod kompozitá, amalgámy, cementy a ďalšie výplňové materiály.
- Stabilná a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomérov.
- Zaisťuje viditeľné uvoľňovanie vápnika a jeho alkalické pH stimuluje tvorbu hydroxyapatitu, čím vytvára tvrdý ochranný mostík už po 28 dňoch.


striekačka 1 g + 15 kanýl | **48 €** | obj. č. 530189

43,10 €

set 4x 1 g + 50 kanýl | **150,80 €** | obj. č. 530188

135 €

HyFlex CM / HyFlex EDM

HyFlex CM

- Regeneračné NiTi koreňové nástroje pre vynikajúce kopírovanie tvaru kanálika.
- Mimoriadne pružné, prispôbia sa anatómii koreňového kanálika a znižujú riziko poškodenia alebo perforácie.
- Nástroj možno dopredu ohnúť, čo oceníte najmä pri koreňových kanálikoch s výrazným zakrivením.
- Vhodné pre všetky techniky opracovania.

- Doporučené nastavenie pri strojovom opracovaní: 500 ot/min, točiaci moment max. 2,5 N-cm (25mN-m).
- Dostupné dĺžky: 19, 21 a 25 mm, kónicity .04, .06 a .08 a ISO 015 - 060.

HyFlex EDM

- Piata generácia NiTi koreňových nástrojov, séria HyFlex™ EDM.
- Výrazne odolnejšie proti zalomeniu a cyklickej únave.

ZADARMO

4+2 zadarmo na Hyflex CM a EDM refilly*

CM blister - 6 ks | **116,80 €** | obj. č. 5301415

105,10 €

EDM refill - 3 ks | **76,80 €** | obj. č. 5302540

69,20 €

Cognoscin mäťový

- Sprej s vôňou mäty je zdravotnícky prostriedok pre endodontický diagnostický test citlivosti a vitality zubnej drene (pulpal dentis).


75 ml | **11,70 €** | obj. č. 100026

ZĽAVA
17%

Biodentine

- **Biodentine** je prvá biokompatibilná a bioaktívna náhrada dentínu v korunkovej aj koreňovej časti.
- Prináša množstvo klinických výhod:
 - zachovanie vitality pulpy,
 - ošetrovanie klinických chýb (via falsa, perforácia cavum pulpae),
 - definitívna náhrada dentínu.
- Balenie: 5 x 0,7 g a 15 x 0,7 g.

ZĽAVA
20%

pri zakúpení 5 ks balení


5x 0,7 g | **138 €** | obj. č. 530395

99,60 €

15x 0,7 g | **355,90 €** | obj. č. 530387

269,70 €

Diadent Dia-Root Bio Sealer

- Biokeramický sealer na báze MTA, nezmršťuje sa, vysoké pH 12 pre antibakteriálny účinok.
- Používa sa na definitívne zaplnenie koreňového kanálika a je vhodný pre všetky techniky s použitím gutaperčových čapov.


Striekačka, 2g | **56,30 €** | obj. č. 550225

53,60 €

Dental Show 2025 15. novembra
sobota ON-LINE z pohodlia domova / 7 kreditov


Ekonomika terapie vitálnej pulpy
Prečo sa liečba pulpy môže vyplatiť viac ako liečba koreňového kanálika.

Dr. Michal Ganowicz DDS, PhD, Poľsko

bit.ly/DS2025SK



Ako sa vyhnúť ošetrovaniu koreňových kanálikov a pritom zachovať vitálny zub? Na prednáške sa dozvieme, ako jednoduchými a klinicky overenými postupmi zvládnuť hlboký kaz s využitím regeneračného potenciálu pulpy a moderných biokeramických materiálov. Ukážeme si schémy pre selektívnu preparáciu dentínu, priame i nepriame prekrytie pulpy či pulpotómiu a spôsoby, ako rozpoznať, kedy je vitálna terapia ešte úspešná. Súčasťou budú aj praktické tipy, ekonomické prínosy a efektívne komunikačné stratégie, ktoré uľahčia rozhodovanie pacienta a zvýšia dôveru v biologickú liečbu.

RE-BONE®

BOVINNÁ KOSTNÁ NÁHRADA

- Jedná sa o granulát alebo blok z prírodného bovinného materiálu, spracovaný inovatívnou metódou Thermagen® pri nízkej teplote.
- Výsledkom je vysoko biokompatibilný a plne resorbovateľný materiál, ktorý podporuje množenie osteoblastov až o 35%.

Dodáva sa v čiastočkách 0,25 – 1 mm, 1 – 2 mm, alebo ako blokový implantát.



5361422	Granule pre kortikospongióznú kosť	0,5g	0,25-1 mm	84,30 €
5361423	Granule pre kortikospongióznú kosť	1g	0,25-1 mm	144,30 €
5361424	Granule pre spongióznú kosť	0,5g	0,25-1 mm	84,30 €
5361425	Granule pre spongióznú kosť	1g	0,25-1 mm	144,30 €
5361441	Blok pre spongióznú kosť	10×10×10 mm		166,80 €
5361442	Blok pre spongióznú kosť	10×10×20 mm		220,90 €

SHELTER®

PERIKARDIÁLNA MEMBRÁNA

- Disponuje dvoma verziami: Fast (rýchla resorpcia počas 4–6 týždňov) a Slow (3–6 mesiacov), vďaka unikátnemu cross-linkingu Pericross®.
- Poskytuje pevnú bariéru proti mäkkým tkanivám, podporuje angiogénu a je biologicky kompatibilná.

Ponúka rôzne rozmery (15×20 mm až 50×30 mm) a hrúbky (0,2 – 1 mm).



	F A S T	S L O W
15×20 × 0,4 mm, 0,8 mm alebo 1,0 mm	100,10 €	124,50 €
30×25 × 0,4 mm, 0,8 mm alebo 1,0 mm	123,00 €	147,30 €
50×30 × 0,4 mm, 0,8 mm alebo 1,0 mm	140,20 €	171,70 €

ACTI-BONE®

KYSELINA HYALURÓNOVÁ

- Je takmer čistý hyaluronát, vyvinutý na podporu hojenia tkanív v orálnej chirurgii. Tu je prehľad jeho kľúčových vlastností a použitia:
Aplikácia: Priamo na chirurgické lôžko na podporu hojenia.
Môže sa kombinovať s RE-BONE®, vznikne tzv. „sticky bone“ (lepivá kostná hmota). Tiež sa dá použiť spolu s SHELTER® (Fast/Slow) pre chemotaktické zvýšenie efektu.
- Vysoko molekulárna kyselina hyaluronová (HA), bežne sa vyskytujúce v spojivových tkanivách, kľúčová pre hydratáciu a regeneráciu.
- HA vytvára vlhké, biologicky aktívne prostredie, podporuje bunkovú proliferáciu, angiogénu a všeobecne regeneráciu rán – preukázateľne efektívna v orálnej chirurgii.

Dodáva sa vo fľaštičke 5361421 5 ml 163,80 €



Prvotná skúsenosť s BM RE-BONE

„Tieto granule sme použili po extrakcii zuba 15, ktorý mal fraktúru koreňa. Granule sme zmiešali s pacientovou krvou-vznikla mierne lepivá hmota, ktorá sa pomerne dobre nanášala do lôžka po extrahovanom zube. Po miernej kondenzácii nedochádzalo k vyplaveniu granúl.“

Cez granule sme adaptovali bovinnú membránu od f. UBGEN®, ktorú sme zmočili v ACT-Bone tekutine. Tú sme fixovali k MPL a defekt prešli.

Po 2 dňoch pacient prichádza na kontrolu s miernym opuchom-aplikovaná ATB. Po ďalších 3 dňoch kontrola, pacient bez problémov, rana pokojná.

S granulátom aj s membránou sa pracovalo pohodlne.“

Septanest / Septanest Forte

- Anestetikum na báze 4% articainu dodávané v sklenených karpuliach.
- Koncentrácia 1: 200 000 pre klasické zákroky s dĺžkou anestézie do 45 minút.
- Koncentrácia 1: 100 000 pre hlbšiu anestéziu u náročnejších výkonov do 70 minút.



1:200 000 - 50x 1,7 ml | obj. č. 460003

33 €

1:100 000 - 50x 1,7 ml | obj. č. 460004

33 €

ZADARMO

Pri nákupe 5 balení anestetík získate ihly Septoject Zadarmo.

Scandonest 3%

- Anestetikum na báze 3% mepivacainu, bez vazokonstriktora pre špecifické lekárske situácie.
- Neobsahuje metylparabén - bráni alergickým reakciám u citlivých pacientov.



50x 1,7 ml | obj. č. 460012

35 €

ZADARMO

Pri nákupe 5 balení anestetík získate ihly Septoject Zadarmo.

Septoject ihly XL

- Majú o 43,5% väčší lumen (priesvit), vďaka tomu anestetikum preniká do tkaniva pomalšie a pod menším tlakom.
- Rozmery: 27G – 21, 35 a 42 mm, 30G – 10, 12, 21 a 25 mm.



Septoject XL, 100 ks | **27,20 €** | obj. č. 300341

21,90 €


Septoject Evolution ihly

- Skosenie v tvare skalpela pre hladší prienik s menším posunom tkaniva pre väčší komfort pacienta.
- Lepšia kontrola a väčšia presnosť.
- Rozmery: 27G – 25 mm, 30G – 9, 16 a 25 mm.



100 ks | **27,20 €** | obj. č. 3002951

21,90 €



Intraligamentárne pero ASA

- Celokovová striekačka vo forme pera pre aplikáciu intraligamentárnej anestézie.



pero, 1 ks | **223,20 €** | obj. č. 274738

201,30 €

Aplikačná striekačka anestézie

- Celokovová aplikačná striekačka anestézie talianskeho výrobcu ASA Dental.
- Štýl harpúna pre dokonalú aspiráciu karpulí Septanest.



1 ks | **34,50 €** | obj. č. 274723

31,30 €

Stojan na ihly

- Ocelový stojan na ihly pre karpulové anestetiká.
- Použitelný tiež s injekčnými ihlami typu Luer.



stojan, 1 ks | **46,30 €** | obj. č. 274821

40,60 €



Dental Show 2025 15. novembra

sobota ON-LINE z pohodlia domova / 7 kreditov



Estetická medicína
v zubnej praxi

MDDr. Mgr. Kamila Zvolánková, Plzeň



bit.ly/DS2025SK

Prednáška je určená zubným lekárkam a lekárom, ktorí chcú objaviť možnosti bezpečnej integrácie estetickej medicíny do svojej praxe. Ponúkne prehľad zákrokov, ktoré je možné ľahko a efektívne začleniť do stomatologickej starostlivosti – od dermálnych výplní cez mezoterapiu až po biostimuláciu. Zvláštny dôraz sa bude klásť na aplikáciu botulotoxínu v dolnej tretine tváre a jeho estetické aj funkčné prínosy. Na reálnych klinických prípadoch uvidíte, ako môže vhodne zvolený zákrok pozitívne ovplyvniť kvalitu života pacienta, a zároveň si rozšíri povedomie o možnostiach bezpečnej a zmysluplnej integrácie týchto techník do každodennej stomatologickej praxe.

Speedex

- Povrchovo aktivovaný, veľmi dobre zateká a vykreslí aj jemné detaily.
- C-silikónová odtlačková hmota vhodná pre obe metódy odtlačku.
- Snap Set tuhnutia, možná regulácia rýchlosti tuhnutia.



ZADARMO

Pri kúpe balenia setu Speedex, získate balenie Hanel artikul. papierov 200my (červených 4000051 alebo modrých 4000052)

zadarmo.



Speedex set + Hanel 200my | **71,10 €** | obj. č. 5400340

57,20 €*

ImpressPLUS-5 Alginate

- **Vysoko presný alginát s päťdňovou rozmerovou stabilitou, ktorý umožňuje zakaždým zhotoviť rýchly a precízny odtlačok.**
- 120-hodinová rozmerová stabilita poskytuje užívateľovi maximálnu flexibilitu po zhotovení odtlačku.
- Mimoriadne rýchla doba tuhnutia 30 sekúnd v ústach je ideálna pre rýchle obstaranie odtlačku bez vzniku nepresností.
- Výnimočná presnosť až 20 mikrónov.
- Ľahko sa mieša a zachováva si vysokú elasticitu.

ZADARMO

Pri zakúpení 4 balení ImpressPLUS-5 získate Miratray sprej (5980291)

zadarmo.*



450 g | **15,90 €** | obj. č. 3002599

14 €



Pistoľ na kartuše

- Univerzálna aplikačná pistoľ pre všetky nové typy kartuší (okrúhle zakončenie).
- Pistoľ 1:1 je pre všetky typy A-silikónových odtlačkových a rebazovacích hmôt s pomerom bázy: katalyzátor 1:1

ZĽAVA

20%



Pistoľ na kartuše | **80,90 €** | obj. č. 540060

64,70 €

Variotime Dynamix Putty / HT

- Umožňuje variabilný pracovný čas na prípravu materiálu (1 - 2,5 minúty) pri zachovaní vždy rovnako krátkej doby tuhnutia (2,5 minúty).



Dynamix Putty - 2x 380 ml | **158,20 €** | obj. č. 540405

147,10 €

Dynamix HT - 2x 380 ml | **158,20 €** | obj. č. 540407

147,10 €

ZADARMO

Pri nákupe Variotime Dynamix (2x 380 ml) získate **Variotime Flow zadarmo.**

Hydrogum 5 / Tropicalgin

Hydrogum 5

- Bezprašný alginát s vysokou objemovou stálosťou 5 dní.
- Ovocná chuť, fialová farba, antitrávová zložka.

Tropicalgin

- Alginátová odtlačková hmota s ovocnou príchuťou a farebným indikátorom tuhnutia.



ZADARMO

Pri kúpe 5 balení Hydrogum 5 získate Zeta 7 Spray 750 ml (410355)

ZADARMO.

Hydrogum 5, 453 g | **18,90 €** | obj. č. 540169

14,60 €

Tropicalgin, 453 g | **16,70 €** | obj. č. 540168

10,90 €

Zetaplus

- Osvedčený C-silikónový odtlačkový materiál s výbornou zatekavosťou a ľahkou manipulovateľnosťou.
- Perfektne prilieha k povrchu a zachytí aj jemné detaily, po zatuhnutí dosahuje vysokú tvrdosť.
- **Zetaplus Intro kit obsahuje:** 1.53 kg putty, 140 ml Oranwash L, 60 ml indurent gél a miešaciu podložku.

ZADARMO

Pri nákupe ZetaPlus L úvodného balenia získate

Indurent gél **zadarmo** (540106).



intro kit | **53,60 €** | obj. č. 540205

48,10 €

Obrúsky Monoart BIB UP!

- Euronda Monoart rozširuje svoju radu jednorazových pomôcok o inováciu, ktorá zlepšuje a zefektívňuje ochranu pacientov: nové obrúsky Bib Up!
- Tieto obrúsky, ktoré sú novinkou, prinášajú dôležité inovácie, ako je jednoduchšie a presnejšie uchytenie na suchý zips a možnosť použitia tromi rôznymi spôsobmi vďaka použitiu nových prilnavých bodov na upevnenie.
- Oproti tradičným obrúskom/podbradníkom ponúkajú väčšie rozmery (50 x 61 cm) a pohodlný tvar na krku a ramenách.
- Dostupné v 12 farbách.

NEW



150 ks | 28,10 € | obj. č. 4000950

25,60 €

BIO poháriky

- Tieto nové dentálne poháriky od spoločnosti Orsing sú vyrobené z ekologických a netoxických bambusových vlákien.
- Vyrobené z bambusu s PE povrstvením v prírodnej farbe.
- Objem: 210 ml, rozmery: 74 x 49 x 80 mm.
- Balenie: 1000 ks.



Poháriky BIO - 1000 ks | 174 € | obj. č. 400160

139,50 €

ZĽAVA

20%

Apron č. 3

- Pacientské prehozy vyrobené z polyetylénu a savej mäkkej celulózy.
- Farby: biela, zelená, tmavo modrá, svetlo modrá, biely, svetlo oranžová, tmavo oranžová, orgovánová, vínová, žltá a ružová.
- Rozmery: 60x54 cm – 80 ks a 80x54 cm – 60 ks.



60 x 54 cm - 80 ks | 13 € | obj. č. 3000242

11,80 €

80 x 54 - 60 ks | 13 € | obj. č. 3001181

11,80 €

Obrúsky Monoart Towel-Up

- Kvalitné ochranné obrúsky pre pacienta z čistej celulózy so spodnou nepriepustnou polyetylénovou vrstvou.
- V praktickom hygienickom balení s opakovane uzatvárateľným systémom.
- Rozmery: 33 x 45 cm.
- Farby: oranžová, ružová, žltá, modrá, zelená, fialová, limetka, čierna, sv. modrá a biela.


10x 50 ks farebné
27,70 € | obj. č. 4000891 25,20 €

Poháriky Monoart Graffiti

- Jednorazové výplachové poháriky farebne korešpondujúce s ostatným materiálom zn. Monoart.
- Poháriky s objemom 200 ml sú balené po 1 000 ks od jednej farby.
- Farby: limetka (L), modré (TM), ružové (R) a fialové (F).

ZADARMO

Pri zakúpení 3 balení plastových pohárikov získate 2 balenia masiek Graffiti v rovnakej farbe

zadarmo.



Poháriky Monoart Graffiti plastové, 1000 ks | obj. č. 4000890Gx

47,60 €

Euronda Headrest

- Univerzálny poťah na podhlavník kresla s vnútornou nepriepustnou vrstvou.
- Rozmer: 33 x 34 cm.
- Farby: biele, modré.
- Balenie: 250 ks



33 x 34 cm biely, 250 ks | 26,80 € | obj. č. 3001903

24 €

BIO savky špirálové

- Tvarovateľná špirálová savka s držiakom jazyka.
- Použitím PE na biologickej báze, vyrobeného z cukrovej trstiny.

ZĽAVA

25%



100 ks | 18 € | obj. č. 400157

13,60 €



Prophytex

- Trojvrstvé rúška pre ochranu pacienta pri čistení zubov AirFlow technikou.
- Farby: biela, svetlomodrá, sivobiela
- Rozmer: 60 x 54 cm.


40 ks, rôzne farby | 16,70 €
obj. č. 3000300

15 €

Latexové náprstníky nesterilné

- Jemne púdrované náprstníky z čistého latexu.
- Jednorazové nesterilné pre ochranu prsta, sondy alebo senzora pri rôznych lekárskech vyšetreniach.
- Balenie obsahuje 100 ks náprstníka od jednej veľkosti.



NEW

veľ. 3 (M) 100ks | obj. č. 5980213

3,10 €

veľ. 4 (L) 100ks | obj. č. 5980214

3,10 €

veľ. 5 (XL) 100ks | obj. č. 5980215

3,10 €

Masky Medistock

- Jednorazová chirurgická maska s tromi skladmi a okrúhlymi gumičkami.
- Bez obsahu latexu.
- Filtračná schopnosť 99,8 % pre častice s veľkosťou 2,7 mikrónov.
- Vyrobené najmodernejšími postupmi, ktoré zaisťujú maximálnu ochranu, pohodlie pri dýchaní a jemnosť na dotyk.
- Vysoká schopnosť filtrácie.
- Dlhá nosová spona.
- Priedušné pre minimalizáciu potenia.
- Hypoalergénne
- Farby: biela, modrá, ružová, zelená.

AKCIA

4 + 1



NEW

5x 50 ks | obj. č. 300175x

30,60 €

50 ks | 6,60 € | obj. č. 300175x

6,10 €

Polishing cups 144 ks

- Leštiace kalíšky vyrobené z gumy, montované na mandrelu.
- Opatrené vnútornými lamelami, ktoré držia depuralizačnú pastu vo vnútri kalíška, bránia rozstrekovaniu.
- Biela farba.
- Balenie obsahuje 144 ks.

NEW



Polishing cups 144 ks | 48,30 € | obj. č. 565021

39,10 €

Skalpelové čepielky Medistock

- Sterilné, ostré skalpelové čepielky na nasadenie do rukoväte čepielok.
- Čepielky č. 10-15 sú určené pre rukoväť č. 3, čepielka č. 21 je pre rukoväť č. 4.




Skalpelová čepielka - 100 ks | 15,40 € | obj. č. 591111x

13,10 €

Jednorazové skalpely Medistock

- Jednorazové skalpely vyrobené z prvotriednej európskej ocele v továrni, ktorá využíva najmodernejšie technológie a inovácie.
- Každá čepeľ je po výrobe kontrolovaná laserom.
- Chirurgický skalpel s čepeľou z nerezovej ocele a ochranným krytom.
- Jednotlivo balené v odnímateľnom obale.
- Sterilizované gama žiarením.
- Balenie obsahuje 10 ks skalpelov od zvoleného typu.



č. 10

č. 15

č. 11

č. 12

NEW

10 ks | 10,10 € | obj. č. 5911120

8,40 €

Odsávacie kanyly Medistock

- Tiché
- S vynikajúcou sacou schopnosťou.
- Matná povrchová úprava proti odleskom, príjemné na dotyk.
- Ergonomický tvar so zaoblenými hranami bráni poraneniu pacienta.
- Sterilizovateľné až do 134 stupňov.



Zvoľte si prevedenie:

- pre dospelých, dĺžka 13,7 cm a priemer 11 mm
- pre dospelých, dĺžka 13,7 cm a priemer 16 mm
- pre deti a seniorov, dĺžka 10,5 cm a priemer 16 mm

NEW

10 ks | 12,70 € | obj. č. 59111201

10,90 €

Kefky nylonové jednorazové

- Nylonový leštiaca kefka montovaná na mandrelu.
- Ideálne na leštenie a profesionálne čistenie zubov.
- Balenie obsahuje 100 ks.



NEW

Kefky nylonové 100 ks | 48,30 € | obj. č. 5651121

39,10 €

Mikrocid PAA+ obrúsky Jumbo dóza

Maximálna účinnosť

- Obsahujú kyselinu peroctovú (PAA) – jeden z najúčinnnejších dezinfekčných prostriedkov.
- Vďaka kyseline peroctovej sa používa na dezinfekciu koncoviek (kolienok a turbínok). Široké spektrum účinku: baktericídne, virucídne (vrátane obalených aj neobalených vírusov), fungicídne, ako jediné sporicídne!!
- Vhodné aj pre prostredie s vysokými nárokmi na hygienu (operačné sály, ordinácie, laboratória, stomatologické prevádzky).

Rýchlosť pôsobenia

- Krátke expozičné časy – rýchla dezinfekcia povrchov bez nutnosti dlhého čakania.
- Ideálne tam, kde je nutná okamžitá a spoľahlivá hygienická istota.

Šetrnosť k materiálom

- Napriek vysokej účinnosti sú vhodné pre širokú škálu povrchov vrátane nerezovej ocele, plastov a zdravotníckych pomôcok.
- Nezanášajú stopy.

Mikrocid PAA+ obrúsky Jumbo dóza, 50 ks | **24,40 €** | obj. č. 4100659

20,70 €



ZĽAVA

15%

NEW

Perform PRO

- Dezinfekcia a čistenie lekárskeho prístrojov a lek. inventára na základe aktívneho kyslíka.
- Produkt Perform® PRO sa používa na dezinfekciu a čistenie plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov.
- Je vhodný na všetky umývateľné plochy a povrchy.
- Vďaka úprave a vylepšeniu receptúry veľmi dobre zavedeného produktu so širokým spektrom účinku a vysokou materiálovou kompatibilitou je možné Perform® PRO použiť vo všetkých nemocničných priestoroch.

NEW

ZĽAVA

10%



900 g | **44,70 €** | obj. č. 450142

40,60 €

Mikrocid Universal Premium obrúsky

- Dezinfekčné obrúsky, s nízkym obsahom alkoholu, určené na dezinfekciu malých plôch a povrchov. Vysoká kompatibilita s materiálmi.
- Účinný podľa EN 16615 za 1 minútu.

ZĽAVA

10%



100 ks | **14,50 €** | obj. č. 4100658

13,10 €

Mikrocid AF Liquid

- Prípravok na dezinfekciu postrekom na plochy a predmety.
- Účinný proti baktériám, mykobaktériám, mikroskopickým kvasinkovitým aj vláknitým hubám a širokému spektru vírusov.
- Bez formaldehydu, ako účinné látky obsahuje alkoholy, glutaraldehyd a kvartérne amónne soli.
- Rýchly účinok, neotiera sa - iba zasychá, nezanecháva žiadne stopy, príjemne vonia.

ZĽAVA

10%

NEW



750ml s rozprašovačom | **11 €** | obj. č. 410393

10 €

Mikrocid Sensitive

- Rýchla dezinfekcia povrchu - expozícia 1 min.
- Neobsahuje alkohol ani aldehydy.
- Vhodné pre všetky typy povrchov, predovšetkým povrchy citlivé na alkohol.
- Hotový roztok - priame použitie.
- Mikrobiologická účinnosť: baktérie, mikroskopické huby, lipofilné vírusy (vr. HBV, HIV, HCV, BVDV, rotavírusy, vaccinia vírusy).

ZĽAVA

10%

NEW



750ml s rozprašovačom | **11,40 €** | obj. č. 4100654

10,40 €

VÝPREDAJ

Ochranná čiapka

- Netkaná čiapka so sťahovacou gumičkou v modrej farbe.

20 ks | **3,20 €** | obj. č. 30043312**ZĽAVA****19%****VacuSoft koncovky**

- Vymeniteľné super mäkké koncovky modrej farby na kanylu VacuSoft.

sensitive modré - 50 ks | **60 €** | obj. č. 4000643**ZĽAVA****48%****31,50 €*****Dyract Flow**

- Dyract Flow:** Kompomerný dostavbový materiál s nízkou viskozitou pre minimálne invazívne zákroky.

refill A3 - 2x 1,8 g, exp. 3/2026 | **96 €**
obj. č. 5214A3**ZĽAVA****27%****69,90 €*****Evicrol**

- Dvojzložkový chemicky tuhnúci kompozit pre výplne III., IV. a V. triedy, na fixáciu dláh, pre koreňové nadstavby.

1 bal. - exp. 1/2026 | **28,30 €** | obj. č. 100069**ZĽAVA****26%****20,90 €*****Neo Spectra ST flow**

- Neo Spectra ST flow je zatekavý výplňový materiál. Tekutosť pod vašou kontrolou zaručí všestrannú manipuláciu.

striekačka 2x 1,8 g, exp. 1/2026 | **52 €**
obj. č. 52408D3**ZĽAVA****31%****35,90 €*****Admira Fusion**

- Nanohybridný výplňový materiál typu ORMOCER®.
- Celosvetovo prvý výplňový materiál čisto na báze keramiky.

striekačka A3 - 3 g, exp. 2/2026 | **76,70 €**
obj. č. 52222A3**ZĽAVA****22%****59,90 €*****Bifix SE**

- Duálne tuhnúci samo-adhezívny upevňovací systém na báze kompozit

striekačka 5 g - universal, exp. 2/2026
85,30 € | obj. č. 520436**ZĽAVA****27%****61,90 €*****Build-It FR (Easy Core)**

- Sklenými vláknami vystužený kompozitný dostavbový materiál.

refill A3 - 4 ml + 5 kanylí, exp. 2/2026 | **37 €**
obj. č. 104313**ZĽAVA****38%****22,90 €*****Tetric PowerFlow**

- Zatekavý svetlom tuhnúci röntgenkontrastný kompozit pre priame výplne v distálnom úseku vo vrstvách až 4 mm s dobou polymerizácie od 3 s.

refill IVB - 2 g, exp. 3/2026 | **49,50 €**
obj. č. 521295IVB**ZĽAVA****35%****32 €*****G-aenial Flo X**

- Flow fotokompozit s vysokým obsahom plniva a homogénnym zložením.
- Vhodný na menšie kavity, ako podložka, pečatidlo fisúr a pod.

striekačka A3 - 1x 3,6 g, exp. 4/2026 | **92,30 €**
obj. č. 5284A3**ZĽAVA****56%****40,90 €*****Admira Fusion Flow**

- Univerzálny zatekavý svetlom tuhnúci nano-hybridný výplňový materiál na báze organickej keramiky. Najnižšie zmrštenie medzi zatekavými kompozitmi len 2,75%.

striekačka DA2 - 2x 2 g, exp. 5/2026 | **87,80 €**
obj. č. 522FOA2**ZĽAVA****25%****65,90 €*****ProTaper - papierové čapy**

- Papierové čapy vhodné k systému Protaper Universal.

sada F4 - F5, 180 ks, exp. 4/2028 | **40,40 €**
obj. č. 5620F4**ZĽAVA****26%****29,90 €***

* Ponuka platí do vypredania zásob.

Tryska Renfert IT

- Tryska k pieskovacím laboratórnym prístrojom. Vysoko rezistentný materiál.

ZĽAVA
17%

1 ks - 0,65 mm | **73,90 €** | obj. č. 930005

59 €*

1 ks - 2,00 mm | **55,70 €** | obj. č. 930011

46,50 €*

Reamer stojanček mini

- Stojanček na koreňové nástroje.

ZĽAVA
79%

52x50x24 mm - 1 ks | **65,10 €** | obj. č. 222053

13,90 €*

VDW DT Illusion XRO

- Výborné translucentné termálne aktívne sklenené čapy.

ZĽAVA
30%

1 bal. - č.2 | **85 €** | obj. č. 5620272

59,50 €*

Valec odmerný vysoký

- Odmerný valec vysoký 50 ml

ZĽAVA
54%

1ks - 50 ml | **5 €** | obj. č. 420009

2,30 €*

Páka Derby DD372-2

- Kovová extrakčná páka z ušľachtilej ocele.


ZĽAVA
58%

1 ks | **37,90 €** | obj. č. 272301

16 €*

Plastická karta na RTG

- Fólie z transparentnej plastickej hmoty pre uchovávanie 15-tich snímok 3 x 4 cm.

ZĽAVA
22%

pre 15 snímok, 50 ks | **15,20 €** | obj. č. 400015

11,90 €*

LABORATÓRIUM

FlexiFast

- Liaca živica na výrobu flexibilných snímacích náhrad.
- Skvelá estetika – hotová protéza je prirodzene transparentná a skvele ladí s mäkkými tkanivami.
- Žiadny kov – žiadne neestetické spony poškodzujúce sklovinu.
- Odtiene: transparentné, priesvitná ružová, intenzívna ružová, etnická hnedá, transp. číra.


ø 25 mm, S | **13,70 €** | obj. č. 8830304

12,50 €

ø 25 mm, M | **14,60 €** | obj. č. 8830311

13,20 €

ø 25 mm, L | **17,30 €** | obj. č. 8830322

15,60 €

ø 25 mm, XL | **20,50 €** | obj. č. 8830334

18,40 €

LUKACHrom FH

- Nedrahokovová zliatina pre čiastočné náhrady chróm-kobaltových báz.
- Vynikajúci pomer cena/výkon v porovnaní s inými produktmi
- Zloženie: Co 62,5%, Cr 30%, Mo 5% a Si 1%.


Skvelá cena

1 000 g | **276,70 €** | obj. č. 963520

232,80 €

Zetalabor

- Špeciálna, veľmi obľúbená C-silikónová hmota so širokým použitím.
- Vhodná pre čiastočné aj totálne zubné náhrady, na vykrytie podbiehavých miest, opravy protéz, pre odlievaciu techniku.
- Má veľmi vysokú počiatočnú tekutosť, ale vynikajúcu konečnú pevnosť.


10 kg | **207 €** | obj. č. 883004

182,60 €

5 kg | **129,70 €** | obj. č. 883001

116,70 €

2,6 kg | **71,10 €** | obj. č. 883005

63,80 €

900 g | **26,80 €** | obj. č. 883005S

24 €

SuperPeg II

- Žiaruvzdorná keramická pasta na stabilizáciu náhrady počas pálenia.
- Žiadne vyškrabávanie, pieskovanie po vypálení, čistení či schnutí.
- Jednoducho vytiahnete náhradu na stôl a očistíte parou.


HIT

4x 12 ml | **83,40 €** | obj. č. 968510

77,20 €

12 ml | **26 €** | obj. č. 968505

24,40 €

Fujirock EP Classic / Premium Line

- Classic Line** - prvotriedna sadra IV. triedy s vynikajúcimi fyzikálnymi vlastnosťami a predĺženou dobou spracovania.
- Premium Line** - Sadra IV. triedy pre veľmi náročných a citlivé technológie, ako sú rozsiahle práce s implantátmi a komplexné celokeramické práce.


Classic - 5 kg - zlatohnedá | **70,20 €** | obj. č. 850013

56,90 €

Classic - 12 kg - zlatohnedá | **134,80 €**
obj. č. 8500160

91,50 €

Premium - 11 kg - iba pastelovo žltá | **137,60 €**
obj. č. 8500161

111,80 €

Premium - 4 kg - polárna biela | **63,20 €**
obj. č. 8500162

50,80 €

Programat P310 G2 + ZADARMO

Vákuová pumpa VP3 Easy

Programat P310 G2

- Pec je vybavená niekoľkými programami Ivoclar Vivadent, ktoré sú zladené s materiálmi ako je IPS e.max, IPS d.SIGN, IPS InLine a IPS Empress.

Vákuová pumpa VP3 Easy

- Vhodná na vytváranie podtlaku v komorách keramických pecí Ivoclar.

K nákupu pece získate vákuovú pumpu VP3 Easy (920124)



Programat P310 G2 + Vákuová pumpa VP3 Easy | obj. č. 920122

6 871,30 €

**ZÁRUKA
5 ROKOV!!**

kapacita 24 litrov

dotykový displej

vysoký výkon

rýchle cykly

593123 DXPClave
4 350,00 € 4 875,30 €

593123T DXPClave s tlačiarňou
4 470,00 € 5 024,70 €

Výkonný a spoľahlivý autokláv triedy B s nerezovou komorou s kapacitou 24 l (5 tácek, náplň až 7 kg materiálu). Intuitívna obsluha a ovládanie pomocou dotykového displeja uľahčuje prácu. Rýchle vytváranie pary a zlepšený proces sušenia poskytuje najlepší výkon a najrýchlejšie pracovné cykly vo svojej kategórii. Záznam dát na USB alebo vstavanou tlačiarňou. Automatický update firmware len vložením USB. Kompletne ovládanie v češtine.



Detailné informácie nájdete tu:
bit.ly/DXPClave24S

BioStamp zväračka

Moderný a ľahko ovládateľný prístroj na pečenie sterilizačných rolí pre parné autoklávy.

- Spĺňa požiadavky a kvalitatívne štandardy najnáročnejších užívateľov.
- Zväračka je vybavená ohrevom zväracej kazety, pákou s pritlačacím mechanizmom a automatickou časovou kontrolou.
- Zaisťuje rovnomerný ohrev, účinné prilnutie a zabraňuje spáleniu papiera.

Obj. kód: 910381 **528,20 €** 548,50 €



bit.ly/4b2YWEJ



Destilátor Drink

Destilačný prístroj na výrobu destilovanej vody z bežnej vodovodnej vody.

- Nerezová komora s vysokou účinnosťou (96%).
- Tichý a spoľahlivý prístroj s jednoduchou obsluhou.
- Výkon: 1,2 l destilovanej vody za 1 hodinu.

Obj. kód: 592277 **276,10 €** 324,90 €



bit.ly/4b5nQU8



Helix Test

Testy prieniku pary (Bowie-Dick test) pre malé parné sterilizátory od firmy Medistock.

- Test je nutné vykonávať denne pred každou sterilizáciou.

Obj. kód: 593101 - 100 ks + nosič **64,70 €** 73,00 €



EURO Bowie-Dick test

Testy prieniku pary Bowie-Dick pre malé parné sterilizátory do 60 l.

- Test sa vykonáva spoločne pri každej vsádzke dutých nástrojov.

Obj. kód: 593115 - 1 ks **4,40 €** 5,30 €



Revolúcia vo výrobe zubných náhrad

 SprintRay

SprintRay MIDAS

Vytvorenie zubných náhrad na počkanie
nebolo nikdy také **jednoduché**

MIDAS je dokonalým a inovatívnym riešením pre výrobu zubných náhrad. Používa patentovanú stereolitografiu digitálnej tlače (DPS) na výrobu zubných náhrad z viskózných materiálov.

Navyše, vytvárať zubné náhrady s Midas môže naozaj každý, pretože príprava je extrémne jednoduchá. AI dizajnérske štúdio MIDAS generuje modely zubných náhrad takmer okamžite na základe dát poskytnutých z intraorálneho skenera.

Tlačí zubné náhrady na počkanie - len za pár minút, nevyžaduje žiadnu údržbu a je neuveriteľne kompaktný.

Vytlačte naraz až



3

korunky



alebo

6

čiasťoch
koruniek



alebo

9

faziet

✓ Správna voľba pre vaše potreby

Esteticky dokonalé a presné korunky s kvalitnými mechanickými vlastnosťami vďaka extrémne vysokému obsahu plniva. Dostupný dizajn AI.

✓ Pokročilá 3D tlač

Tlač komplexných tvarov s dokonalou presnosťou. Vyrobite až 2 výplne na v jednej MIDAS kapsule.

✓ Dizajn korunky poháňaný AI

Vytlačte až 3 neuveriteľne tenké, silné a presné fazety v jednej MIDAS kapsule pre minimálne invazívnu kozmetiku.



Tlačová kapsula MIDAS



Kvalitné produkty a spoľahlivý servis
pre zubné ambulancie

medima@medima-sk.sk | +421 910 237 472
www.medima-sk.sk



MEDIMA-SK

Fuji Ortho LC

- Svetlom tuhnúci skloionomérny cement pre fixáciu ortodontických krúžkov a brekiet.
- **Balenie 1-1 obsahuje:** 15 g prášku, 7 g tekutiny a príslušenstvo.



set 1-1 | **177,90 €** | obj. č. 530073

kapsule 50 ks | **238,20 €** | obj. č. 530079

ZĽAVA

21%

139,50 €

188,30 €

Euroform Nikel-Titan

- Kvalitné nikel-titánové oblúky na ortodontické použitie.
- Vynikajúca flexibilita a ľahké vkladanie.
- Majú vysoko leštený povrch pre zníženie trenia a optimálne klzavé schopnosti.
- **Okrúhle oblúky v 5-tich priemeroch:** .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
- **Obdĺžnikové oblúky v 5-tich veľkostiach:** .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .019x.025 / .020x.020.

okružle oblúky - 10 ks | **14,50 €**
obj. č. 43001D1

obdĺžnikové oblúky - 10 ks | **22,80 €**
obj. č. 43002D1

12,30 €

19,30 €

Eurotherm Nikel-Titan

- Špeciálne oblúky, ktoré možno schladením (kryosprejom) akokoľvek vytvarovať a zohriatím sa vrátia do pôvodného oblúkového tvaru.
- Väčší pracovný rozsah ako super-elastické oblúky.
- Ideálny počiatkový drôt pre zarovnanie zámok, zasiahnutie očné zuby a zníženie horných očných zubov.

okružle, 10 ks | **17,50 €**
obj. č. 43003D4

obdĺžnikové, 10 ks | obj. č. 43003H4

14,90 €

21,90 €

Ceramchem Blue / Yellow

- Oblúbený chemicky tuhnúci skloionomérny cement pre fixáciu ortodontických krúžkov.
- Mieša sa s destilovanou vodou, rýchlo tuhne a ľahko sa odstraňuje.
- Uvoľňuje fluoridy - predchádza vzniku dekalifikácie.
- Verzia BLUE navyše vďaka modrej farbe uľahčuje prácu pri odstraňovaní a má vanilkovú príchuť príjemnú pre pacientov.
- **Balenie obsahuje:** prášok 30 g, dávkovač na vodu, miešaciu podložku a lopatku na cement.

 Skvelá cena



blue / yellow set 30 g | **75,70 €** | obj. č. 4300491


set blue / yellow - 200 g | **356,20 €** | obj. č. 4300763

60,70 €

285 €

Elast-O-Loop

- Extrémne elastické a pevné gumičky, priemer 0,3 mm.
- Balenie: 1008 ks.



1 008 ks | **42,60 €** | obj. č. 4300550

35,10 €

Function appliance boxes

- Výnimočne pevné a odolné krabičky pre funkčné náhrady s hĺbkou 3,82 cm.
- **Farby bežné:** čierna, modrá, zelená, oranžová, červená, žltá, fialová a ružová.
- **Farby perleťové:** čierna, modrá, červená, fialová a ružová.



bežné farby - 1 ks | **2,40 €**
obj. č. 4300430

perleťové - 1 ks | **2,40 €** | obj. č. 4300427

2 €

2 €



Cestovanie nevyrieši všetky problémy sveta - ale spoľahlivo zabudnete, že nejaké máte. Je to spôsob, ako vymeniť preplnenú čakáreň za otvorenú savanu, ranné telefonáty pacientov za výstup na sopku a instantnú kávu za tú, čo vám uvarí usmievavá babička niekde v horách.

Pozývame Vás na safari do Kene, na Filipíny, kde aj kohúti spievajú karaoke, alebo na rímske námestíčko, kde sa espresso pije po-
stojačky a víno v sede. V Tadžikistane vás čaká asfalt končiaci skôr ako signál, Nepál ponúkne výhľady, čo rozhovorí aj introverta.
A pokiaľ chcete fakt niečo extra, tak Čile, Patagónia a Veľkonočný ostrov. Čo tak plavba v Tichom oceáne? To je sen v priamom
prenose.

Na cestách vás povedie sprievodca, čo vie, kedy zrýchliť, kedy spomaliť, a kedy radšej mlčať a len nechať pozerieť. Nevykladáme, ale
zažívame. Nevodíme za ručičku, ale ukazujeme smer.

Batoň, pás, topánky... a môžeme vyraziť.



FILIPÍNY

Rajský svet koralov, ryžových terás a úsmevov

Termín: 1. - 15. marca 2026 (15 dní)
Doprava: letecky
Ubytovanie: starostlivo vybrané 5-4* hotely
Nenechajte si ujsť: malebný záliv Honda Bay, najdlhšiu podzemnú rieku (UNESCO), ostrovy a ostrovčeky El Nido, Chocolate Hills

Cena: 5 229 € (vrátane poplatkov)

Predstavte si miesto, kde sa tyrkysové vody Tichého oceánu dotýkajú bielych pláží a kde sa rozprestiera viac ako 7 000 ostrovov plných života a farieb. Vitajte na Filipínach, krajine, kde sa spája nekonečné dobrodružstvo s nevídanou pohostinnosťou. Každý z ostrovov skrýva jedinečné poklady – od starobylých ryžových terás, ktoré sa týčia k nebi, až po moderné pulzujúce mestá plná energie. Či už túžite po adrenalínovom potápaní v koralových útesoch, relaxácii na odlahlých plážach, alebo po stretnutí s fascinujúcimi miestnymi kultúrami, Filipíny vám ponúknu nezabudnuteľné zážitky.



ČILE, PATAGÓNIA A VEĽKONOČNÝ OSTROV

Tam, kde mlčia sochy a hrmia ľadovce

Termín: 14. - 30. apríla 2026 (17 dní)
Doprava: letecky ... s mnohými preletmi
Ubytovanie: kvalitné hotely s polpenziou
Nenechajte si ujsť: Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, Moon Valley, Geiser del Tatio, Lago Todos los Santos, Volcán Osorno, Torres del Paine National Park, Los Glaciares National Park, Isla Tierra del Fuego, mystický a izolovaný Veľkonočný ostrov

Cena: 10 799 € (vrátane poplatkov)

Čile je krajina gejzírov, ľadovcov, púští i sopiek – a my ju prejdeme od severu až na samý koniec pevniny. Začneme v Santiagu a zamierime do púšte Atacama – čaká nás Mesačné údolie, lagúny s plameniakmi a východ slnka u gejzírov El Tatio. Potom sa presunieme na juh – k tyrkysovému jazeru Todos los Santos a k majestátnej sopke Osorno. V Patagónii nás ohromí divoká príroda národného parku Torres del Paine aj mohutný ľadovec Perito Moreno. A na záver? Výprava na Veľkonočný ostrov – miesto opradené záhadami, kde mlčiace sochy moai strážia dávne príbehy stratenej civilizácie. Ostrov, ktorý leží tisíce kilometrov od pevniny a stále kladie viac otázok ako odpovedí.



CESTA TADŽIKISTÁNOM

Tajomný Pamír

Termín: 9. - 18. septembra 2026 (10 dní)
Doprava: letecky, miestne - buchanky/UAŽY
Ubytovanie: starostlivo vybrané hotely ... mnohokrát najlepšie na celej trase

Nenechajte si ujsť: vysokohorské panorámy, dobrodružstvo na druhej najvyššej ceste sveta, Pamír

Cena: bude upresnená



Predstavte si cestu, kde sa mieša adrenalínové dobrodružstvo s úchvatnou krásou divokej prírody. Pamírska diaľnica, M41, je tou pravou výzvou pre každého cestovateľa s túžbou po neobyčajných zážitkoch. Táto legandárna trasa, druhá najvyššie položená cesta na svete, sa vinie srdcom majestátneho Pamíru, kde sa zasnežené vrcholky dotýkajú neba.


NEPÁL

Himalájske kráľovstvo a jeho divoká krása

Termín: 10. - 23. októbra 2026 (14 dní)
Doprava: letecky
Ubytovanie: 4-5* hotely & lodge s polpenziou/plnou penziou
Nenechajte si ujsť: nezabudnuteľné scenérie lemujúce celú trasu zájazdu

Cena: bude upresnená

Nechajte sa uniesť do zeme, kde sa sny stávajú skutočnosťou. Nepál, to sú zasnežené vrcholky Himalájí, tajomná atmosféra budhistických kláštorov a srdečnosť miestnych ľudí. Vydajte sa s nami na cestu, ktorá pohladí vašu dušu a zanechá vo vás hlboký dojem. Prejdite sa po trhoch s korením a ručne vyrábanými suvenírmi, ochutnajte tradičné nepálske špeciality a nechajte sa očariť krásou himalájskej prírody.



PLAVBA TICHÝM OCEÁNOM

Tichý oceán – nekonečný svet ostrovov, kultúr a príbehov

Termín: 6. - 23. februára 2027 (18 dní)
Doprava: letecky, loďou
Ubytovanie: Singapur - M Hotel 4*, Norwegian Jade
Nenechajte si ujsť: Thajsko (Ko Samui + Bangkok), Vietnam (Ho Chi Minh City), Brunej (Muara), Borneo (Kota Kinabalu), Filipíny (Puerto Princesa + Coron), Hong Kong

Cena: bude upresnená

Jedna cesta, nespočet tvárí Ázie - a váš hotel vás nikdy neopustí. Vyplávame zo živého Singapuru, kde sa budúcnosť stretáva s tropickou exotikou. A potom? Každý deň iná krajina, iná vôňa, iný príbeh, žiadne presuny, žiadne balenie kufrov. Na Ko Samui sa vrhnete do tyrkysového mora, vychutnáte si kokosovú vodu pod palmami a pocítite, čo znamená pravý tropický raj. V Bangkoku sa ponoríte do ruchu mesta, kde sa zlaté chrámy striedajú s uličkami plnými života. Ho Chi Minh City vás zavedie do srdca Vietnamu - kaviarne, história a nezabudnuteľná atmosféra. Krajina zlatých mešít - Brunej - Muara - vám ukáže svoju kráľovskú tvár, zatiaľ čo na Borneu - Kota Kinabalu ochutnáte divokú prírodu a dych vyrážajúce západy slnka nad oceánom. Potom už len raj Filipín, krištáľovo čisté lagúny Puerto Princesa a Coron, kde svet spomalí a vy zostanete len vy, príroda a nekonečný pokoj. Na záver vás pohltí pulzujúca Hongkong, mesto, ktoré nikdy nespí a ponúka tisíce zážitkov na dosah ruky. Jedna plavba, tisíc dobrodružstiev - a luxusná loď, ktorá vás sprevádza celú cestu.





hebké vreckovky
3-vrstvové
nad 160 €
9999968



prijemne priedušné
3-vrstvové ochranné masky 50 ks
nad 160 €
300175x



krhké maslové sušienky
v plechovej dóze, 114 g
nad 160 €
9998695



lahodné pyramídové čaje
mix druhov a príchuťí
nad 320 €
9999978

* dostupné od novembra



balíček sprchových gélov
Aróma Moment
nad 320 €
9998504 alebo 9998549



Baylis & Harding exkluzív
sprchový gél a mydlo
nad 560 €
9998503



voňavá kozmetická sada
vo vianočnej kazete
nad 600 €
9999977

Darčeky sú dostupné do vyčerpania zásob.

obchodní zástupcovia SR



Košický a Prešovský kraj

Mária Vilmošová
obchodný zástupca
mob.: 0907 / 976 246
e-mail: vilmosovamaria@gmail.com



Nitriansky a Trnavský kraj

Ivan Brundlík
obchodný zástupca
mob.: 0903 / 534 688
e-mail: ibrundlik@gmail.com



Trenčiansky kraj

Martina Maras
obchodný zástupca
mob.: 0903 / 557 282
e-mail: martinka.borovska@gmail.com



Prešovský a Košický kraj

PaedDr. Miroslav Čorej
obchodný zástupca
mob.: 0905 / 663 828
e-mail: miro.corej@gmail.com



Žilinský kraj

MVDr. Janka Jedináková
obchodný zástupca
mobil: 0907 / 966 311
e-mail: jedinkova.jana@gmail.com



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

Erika Čísecká
obchodný zástupca
mob.: 0910 / 959 741
e-mail: cisecka.e@atlas.sk



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

Peter Čísecký
obchodný zástupca
mob.: 0911 914 667
e-mail: cisecky.p@atlas.sk




Telemarketing Čadca

Miroslava Hargašová
e-mail: hargasova@hufa.sk
tel.: 041 / 432 61 50
mob.: 0903 / 514 814
mob.: 0904 / 999 432



Mária Prengelová
e-mail: prengelova@hufa.sk



Bratislavský kraj

Strungová Ľubica
obchodný zástupca
mob: 0948/294 025
email: strungova@hufa.sk



Telemarketing Bratislavský kraj

Andrea Vojvodíková
obchodný zástupca
mob.: 0948 / 335 190
e-mail: vojvodikova@hufa.sk

ONE

UNIVET

Návrat k pravej podstate dizajnu – čisté, elegantné línie, ktoré nikdy nestrácajú na svojej kráse a pravidelne sa vracajú do popredia vďaka dokonalkej talianskej precíznosti. Spojenie ľahkých, pevných materiálov a nadčasových neutrálnych farieb vytvára harmóniu, ktorá podčiarkuje klasický štýl a zároveň pôsobí sviežo a moderne. Každý detail odráža zmysel pre estetiku a vášeň, s ktorou vzniká pravý taliansky dizajn.

Ergo Advanced

Ponúka dokonalý zážitok pri sledovaní najmenších detailov a uhol pohľadu, ktorý umožňuje čo najprírodzenejšie držanie tela. Lupové okuliare s vlastnosťami podobnými mikroskopom. Prizmatické ergonomické binokuláre so špeciálnou konštrukciou a ľahším plášťom.

Sklá umožňujú individuálnu úpravu dioptrií.

Dostupné vo zväčšeniach – 3,5×, 4,5× alebo 5,7×.



bit.ly/4qcTWVi

Galilejský systém

Prináša vylepšenú svetelnosť, špičkové optické vlastnosti a podporujú prirodzenú ergonómiu práce.

Sklá umožňujú individuálnu úpravu dioptrií.

Dostupné zväčšenia: 2,0×, 2,5×, 3,0× a 3,5×.



bit.ly/4h7XbJe

LYNX PRO

Bezkonkurenčná presnosť s najostrejším svetlom.

- V súlade s modrým svetlom.
- Farebná teplota: 5700 K
- Jas: 50 000 luxov
- Životnosť batérie: 40 hodín / až 9 hodín pri plnom výkone.
- Hmotnosť svetlometu: 15 g



bit.ly/4o9NigG



Výhradný dovozca v ČR a SR

Pre výber lupových okuliarov a vhodného zväčšenia s osvetlením presne pre vás, kontaktujte nášho obchodného zástupcu.