

ČISTÁ VODA

Kup GREEN&CLEAN WK

2 x 750 ml lahev

... pouze za 1.519 Kč / 61,80 €
a získej 1x dávkovací zátku zdarma!

Objednací kód: 4101074



DÁVKOVAČ ZDARMA
(hodnota 549 Kč / 22 €)



Kup METASAN® P

6 x 1000 ml lahev

... pouze za 4.199 Kč / 168 €!

Doporučené pro Dentsply Sirona
soupravy.

Objednací kód: 4101078


PRO ZUBNÍ ORDINACE

Ať už vaše souprava používá systém s použitím lahví nebo má automatizované napojení na vodu, společnost METASYS nabízí komplexní řešení pro dezinfekci vody.

Proč je bezpečnost vody tak důležitá?

Upravovaná voda neslouží pouze k napájení vašich nástrojů - přichází také do přímého kontaktu s pacientem. Znečištěná voda proto může představovat riziko jak pro pacienty, tak pro personál. Kromě toho mohou mikroorganismy a minerální usazeniny narušovat správné fungování vaší zubní soupravy.

To je důvod, proč METASYS nabízí následující řešení:



Dekontaminace vody pro lahvové systémy

GREEN&CLEAN WK

- > 2% roztok na bázi peroxidu vodíku pro dekontaminaci
- > Účinná ochrana proti legionelám
- > Účinná ochrana proti usazování vodního kamene v místech cirkulace vody
- > Zdravotnický prostředek třídy IIa, CE 0044

Dekontaminace vody pro stomatologické soupravy

METASAN® P

- > 1,41% roztok na bázi peroxidu vodíku pro dezinfekci užitkové vody soupravy
- > Vhodný pro stomatologické soupravy Dentsply Sirona
- > Podporuje hygienickou kvalitu vody při každodenním provozu ordinace
- > Zdravotnický prostředek třídy IIa, CE 0044

