

AKCIA platná od **1. 10. - 20. 12. 2025**

3M™ Singlebond Universal



Zľava
20%

Univerzálne adhezívum pre všetky adhezívne techniky a pre všetky povrchy.

530203 5 ml 123,9€ **99,40 €**

3M™ Protemp™ 4



Zľava
25%

Bis-akrylátové kompozitum na výrobu presných provizórnych inlejí, korúnok a mostíkov.

Odtiene: A1, A2, A3, A3,5 a B3.

50 ml + 16 kanýľ 135,6€ **102 €**

3M™ RelyX™ Veneer



Zľava
20%

Svetlom tuhnúci kompozitný cement na upevňovanie faziet s vynikajúcou farebnou stabilitou a skvelou adhéziou k dentínu aj sklovine.

Odtiene: A1 - svetlo žltá, opákná biela, transparentná a B0.5 biela.

3 g v tube 78,80€ **63,40 €**

3M™ Ketac™ Cem Plus



Zľava
20%

Živicou modifikovaný fixačný skloionomér uvoľňujúci fluoridové ióny s vysokou pevnosťou väzby a absenciou postoperačnej citlivosti. Ideálne pre cementovanie inlejí, onlejí, korúnok, mostíkov, endodontických čapov a ortodontických zámkov.

5210781 11 g 128,90€ **103,20 €**
521078B 2× 11 g 237,20€ **189,80 €**

AKCIA platná od **1. 10. - 20. 12. 2025**

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative



Zľava
25%

Svetlom tuhnúci, röntgenokontrastný zatekavý nanokompozit s nízkou viskozitou.

Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3 opákne, B1, B2, C2, D2, W - biely, XW - extra biely.

2 g v striekačke

~~76,30 €~~ **57,40 €**

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative



Zľava
25%

Zatekavý výplňový materiál s aplikáciou do hĺbky až 4 mm, bez nutnosti vrstvenia.

Odtiene: A1, A2, A3, Univerzálny

2g v striekačke

~~90,40 €~~ **67,50 €**

3M™ Filtek™ Ultimate Universal Restorative



Zľava
20%

Univerzálny výplňový nanokompozit s výbornou spracovateľnosťou.

Dostupné v body/dentín/enamel odtieňoch:
A1-B/D/E, A2-B/D/E, A3-B/D/E, A3.5-B, A4-B/D, A6-B, B1-B/E, B2-B/E, B3-B/D, B5-B, C1-B, C2-B, C3-B, C4-D, D2-B/E, D3-B, W-B/D/E, XW-E/B, A-T, B-T a C-T.

4 g

~~70,40 €~~ **56,30 €**

3M™ Clinpro Sealant



Zľava
20%

Svetlom tuhnúce, nízko viskózne, fluoridy uvoľňujúce pečatidlo fisúr.

5403812 1,2 ml

~~24,70 €~~ **19,90 €**

AKCIA platná od **1. 10. - 20. 12. 2025**

Pentamix 3



Zľava
25%

Automatický miešací prístroj kompatibilný aj s konkurenčnými odťahovými materiálmi.

Všetky súčiastky vo vnútri prístroja sú kovové a zaisťujú dlhú životnosť prístroja.

540155

1 570 € 2 014 €

Pentamix Lite



Zľava
25%

Automatický miešací prístroj, ktorý je ľahko prenosný medzi ordináciami vďaka svojej ľahkosti a integrovanému madlu.

Spracujete na ňom iba 3M odťahovacie hmoty. Niektoré súčiastky vo vnútri prístroja sú plastové, preto je ľahší a určený na prenášanie.

540152

940 € 1 205 €

Elipar Deep Cure S

Zľava
25%



Polymeračná lampa v nerezovom prevedení. Magnetické uchytenie svetlovodu pre rýchle a ľahké odstránenie pre dezinfekciu.

Nabíjacia základňa so vstavaným expozimetrom indikuje prevádzkový stav a intenzitu svetla. Vlnová dĺžka je 430-480 nm. Intenzita svetla dosahuje 1470 mW/cm². Lampa sa obsluhuje pomocou dvoch tlačidiel - tlačidlo START/STOP a tlačidlo nastavenia času. Svetlovod má čiernu povrchovú úpravu a je sterilizovateľný v autokláve.

5930441

1 919 € 2 461 €

Elipar Deep Cure L

Zľava
25%



Polymeračná lampa v plastovom prevedení. Konštrukcia z kvalitného plastu.

Napájanie batérie pomocou nabíjacieho konektora. Vlnová dĺžka je 430-480 nm. Intenzita svetla dosahuje 1470 mW/cm². Lampa sa obsluhuje pomocou dvoch tlačidiel - tlačidlo START/STOP a tlačidlo nastavenia času. Svetlovod má čiernu povrchovú úpravu a je sterilizovateľný v autokláve.

593044

1005 € 1 289 €

3M™ Ketac™ Universal Applicap



**Zľava
20%**

Samoadhézny, chemicky tuhnúci, rádioopákny skloionomérny cement, ktorý uvoľňuje fluoridy po dobu 24 mesiacov.

Odtiene: biely, A1, A2, A3, A3,5, A4 a sortiment.

50 kapslí

153,40 €

191,50 €

Campix



**Zľava
25%**

Univerzální míchací přístroj pro kapslové materiály. Uživatelsky jednoduchý a snadno čistitelný touchpad. Přednastavené časy (10 a 15 sekund), programovatelné časy (1–39 sekund). Tichý provoz.

593144

787 €

1010 €

Bioclear metóda & Adhezívne protokoly pod lupou

Kedy a kde

vo Vašom počítači, smartfóne alebo tablete

pondelok 24. novembra 2025, 18:00 - 20:00 hod.



● **MVDr. Michael Stiksa**

webinár

Dnešná zachovná stomatológia ponúka celý rad možností, ako dosiahnuť nielen estetických, ale aj dlhodobu stabilných výsledkov. Tento dvojhodinový webinár ponúkne praktický pohľad na dve kľúčové témy: správne využitie univerzálnych adhezív a efektívne riešenie čiernych trojuholníkov pomocou Bioclear metódy. Ukážeme si, ako môže starostlivo zvolený adhezívny protokol ovplyvniť trvanlivosť a funkciu priamych aj nepriamych rekonštrukcií. V druhej časti sa zameriame na techniku, ktorá umožňuje predvídateľné estetické výsledky tam, kde klasické prístupy často zlyhávajú.

Diskutované témy

- Estetické a funkčné dôsledky čiernych trojuholníkov v prednom úseku chrupu
- Príčiny a prevencia zafarbenia okrajov kompozitných rekonštrukcií
- Riziká fraktúr kompozitného materiálu a marginálnych oblastí
- Bioclear metóda – prehľad piatich kľúčových krokov postupu
- Vytváranie prirodzeného tvaru zuba a kontaktu s mäkkým tkanivom

Prednášajúci

MVDr. Michael Stiksa

Pôsobí ako klinický poradca v spoločnosti Solventum, kde sa zameriava na vzdelávanie a školenie v oblasti dentálnych materiálov a postupov. Do svojej role prináša skúsenosti a vášň pre zlepšovanie zubnej starostlivosti a snaží sa pomáhať pri hľadaní riešení v rámci každodenných výziev zubných ordinácií.

Program

- 17:55 – 18:00 Registrácia účastníkov
- 18:00 – 18:50 Prvá časť prednášky - Adhezívne protokoly pod lupou
- 18:50 – 19:00 Priestor pre otázky, diskusie
- 19:00 – 19:50 Druhá časť prednášky - Bioclear metóda - Riešenie čiernych trojuholníkov
- 19:50 – 20:00 Priestor pre otázky, diskusie

Ceny

Lekár: 40 € (VIP 34 €)

Študent alebo absolvent: (30 €)*

* k prihláške je nutné priložiť kópiu indexu alebo diplomu.

Prihlasovací formulár
a podrobné informácie o webinári
nájdete TU: bit.ly/3YXvpri

