

myQuickmat Prime

novinka
plameňák
mezi holuby

 polydentia
swiss manufacture 

polydentia.ch   

Kupte si KIT
a ušetřete

15%

oproti nákupu
jednotlivých
komponentů.

myQuickmat Prime rozlučte se s klínkem

myQuickmat Prime je systém sekčních matric navržený tak, aby zjednodušil celkový postup výplně II. třídy a zkrátil čas pacienta na křesle. Absence použití klínku jako součásti výplňového protokolu činí systém jednodušším, rychlejším a chytřejším než tradiční systémy sekčních matric, aniž by byla ohrožena kvalita.

VÝHODY

- Základní pomůcky pro výplně: jeden kroužek, jeden pár koncovek kroužku s integrovanými klínky a jedna anatomická matrice (není nutný samostatný klínek).
- Koncovky s integrovanými klínky: přirozeně vedou během zavádění a zajišťují efektivní oboustrannou separaci sousedních zubů s optimální adaptací matrice a krčkovým utěsněním.
- stabilita kroužku: zabraňuje jeho vyklouznutí.
- matrice tvarovaná od cervikálního okraje k okluzální hraně umožňuje anatomicky přesné umístění kontaktního bodu.




myQuickmat Prime kit

obj. kód: 5213181 **11.890 Kč | 479 €**

2 ks myRing Prime
10 párů myTines Prime
100 ks Quickmat Prime matric



Doplňková balení

	myRing Prime 2 ks myRing Prime, 4 páry myTines Prime	5213182	7.690 Kč 309 €
	myTines Prime 6 párů myTines Prime	5213183	2.950 Kč 129 €
	Quickmat Prime 100 ks sekčních, anatomických matric	5213184	2.390 Kč 104 €




*flamingo
shaped*


OBOUSTRANNĚ
INTEGROVANÉ
KLÍNKY



Quickmat Prime
- přirozeně zakřivená
anatomie
- kontaktní bod blízko
"rovničku"



Tradiční sekční matrice
- "málo zakřivená" anat-
omie
- vysoko posazený bod
kontaktu



S laskavým svolením
Dr. Javiera Tapia, Španělsko



pusťte si
video

Veškeré uvedené ceny jsou s DPH. Akční nabídka je platná do 17. 5. 2026



QuickmatFIT

- Vylepšená přirozená křivka: 3D anatomicky tvarované matrice zajišťují anatomicky přesné rekonstrukce.
- Zvláště doporučeno v případech širokých aproximálních prostor a rozsáhlých kavit.
- Snadná manipulace – křídélka umožňují jednodušší a rychlejší zavedení a odstranění matrice.

QuickmatFIT – anatomická sekční matrice určená pro případy širokých aproximálních prostor a rozsáhlých kavit



LumiContrast – sekční matrice bez odlesků určená pro standardní aproximální prostory a kavity



QuickmatFIT – anatomická sekční matrice určená pro případy širokých aproximálních prostor a rozsáhlých kavit



více informací

	5213441 premolar, 0,04 mm, 100 ks	2.039 Kč 2.390,- 89 € 104 €
	5213442 molar, 0,04 mm, 100 ks	2.039 Kč 2.390,- 89 € 104 €
	5213443 molar hluboký, 0,04 mm, 50 ks	1.389 Kč 1.630,- 61 € 71 €



QuickmatFLEX

- Ultratenké – 0,03 mm.
- Vynikající odolnost a tvarová (elastická) paměť. Matrice odolávají deformaci díky své elastické paměti.
- Časově úsporné řešení. Anatomické tvary výplni vyžadují méně kroků při dokončování a leštění.

Vynikající elasticita a tvarová paměť



pusťte si video

	5213431 premolár, 0,03 x 5 mm, 100 ks	2.039 Kč 2.390,- 89 € 104 €
	5213432 molar, 0,03 x 6,4 mm, 100 ks	2.039 Kč 2.390,- 89 € 104 €
	5213433 s krčkovým prodloužením, 0,03 x 6,4 mm, 50 ks	1.389 Kč 1.630,- 61 € 71 €



Sekční matrice Quickmat (0.025mm – 0.04mm)

- Pevné, snadno umístitelné matrice.
- Měkká nerezová ocel, snadno se dotvarovává.
- 2 tloušťky.
- Různé velikosti.

Snadná manipulace, zavedení i odstranění

Sekční matrice Quickmat lze snadno zavádět i odstraňovat, jsou dobře tvarovatelné, což umožňuje vytvořit správné kontaktní body a anatomicky věrné výplně s minimem převisů a přetoků kompozita.



více informací

	521335 premolar, 0,025 x 5 mm, 100 ks	1.949 Kč 2.290,- 85 € 100 €
	521325 premolar, 0,04 x 5 mm, 100 ks	1.949 Kč 2.290,- 85 € 100 €
	521336 molar, 0,025 x 6,4 mm, 100 ks	1.949 Kč 2.290,- 85 € 100 €
	521326 molar, 0,04 x 6,4 mm, 100 ks	1.949 Kč 2.290,- 85 € 100 €
	521338 s krčkovým prodloužením, 0,025 x 6,4 mm, 50 ks	1.329 Kč 1.560,- 58 € 68 €
	521337 s krčkovým prodloužením, 0,04 x 6,4 mm, 50 ks	1.329 Kč 1.560,- 58 € 68 €