

AKCIE platné od **1. 6. - 7. 8. 2026** alebo do vypredania zásob

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive

Univerzálne adhezívum pre priame aj nepriame indikácie, ktoré ako prvé ponúkajú röntgenovú kontrastnosť – a v kombinácii so systémom RelyX™ Universal umožňuje prácu bez nutnosti svetelnej polymerizácie adhezíva.



Zľava
25%

- Univerzálne použitie bez kompromisov: pre všetky priame aj nepriame indikácie lepenia, všetky leptacie protokoly i rôzne spôsoby polymerizácie.
- Systémové riešenie k RelyX™ Universal: ideálny partner pre adhezívny režim – adhezívum je vytvrdené cementom (bez osvetlenia).
- Röntgen kontrastné adhezívum: rádioopacita porovnateľná s dentínom pre lepšiu kontrolu na RTG.
- Bez Bis-GMA: moderné zloženie pre každodennú klinickú prax.
- Spoľahlivé pre priame výkony: bonding kompozitov/kompomérov (svetlom, duálne aj samotuhnúcich), desenzibilizácia krčkov, pečatenie fisúr, opravy a ochranný lak pre skloionoméry.
- Istota pri nepriamych prácach: bonding a lepenie nepriamych náhrad s RelyX™ Universal (a ďalšími cementmi), fazety s RelyX™ Veneer Cement, intraorálne opravy kompozitných aj celokeramických náhrad bez primeru, uzavretie kavít a preparáciou pred dočasným upevnením.

530300 5 ml 147,40 € **109,90 €**

3M™ Filtek™ Universal



Zľava
30%

Vysoko estetický bulkfillový materiál pre väčšinu klinických situácií vďaka zvýšenej opacite.

Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3, XW a PO.

4 g v striekačke 89,80 € **63,00 €**
20x 2 g v kompuliach 89,80 € **63,00 €**

3M™ Filtek™ Z550



Zľava
25%

Univerzálny mikrohybridný svetlom tuhnúci kompozit, pevný, trvanlivý, estetický.

Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA2 a OA3.

4g v striekačke 47,60 € **36,00 €**



AKCIE platné od **1. 6. - 7. 8. 2026** alebo do vypredania zásob

3M™ RelyX™ Universal



Zľava
25%

Duálne tuhnúci kompozitný cement v unikátnej mikromix striekačke.

Odtiene: fluorescenčný, A1, A3 opákný a biely opákný.

doplňkové balenie, 3,4 g ~~232,00 €~~ **174,40 €**

3M™ RelyX™ Veneer



Zľava
20%

Svetlom tuhnúci kompozitný cement na upevňovanie faziet s vynikajúcou farebnou stabilitou a skvelou adhéziou k dentínu aj sklovine.

Odtiene: A1 - svetlo žltý, opákný biely, transparentný a B0.5 biely.

3 g v tube ~~81,60 €~~ **65,30 €**

3M™ RelyX™ Unicem



Zľava
20%

Samoadhezívny, univerzálny živcový cement pre definitívne cementovanie korúnok, mostíkov, inlejí a onlejí vyrobených z keramiky, kovov alebo kompozit.

Balenie: 20 kapsúl - A1 a O (opákné), 50 kapsúl - A2, A3 a T (translucentné).

20 ks ~~187,50 €~~ **150,00 €**
50 ks ~~426,50 €~~ **341,30 €**

3M™ Ketac™ Cem Plus



Zľava
20%

Živicou modifikovaný fixačný skloionómér uvoľňujúci fluoridové ióny s vysokou pevnosťou väzby a absenciou postoperačnej citlivosti.

Ideálny pre cementovanie inlejí, onlejí, korúnok, mostíkov, endodontických čapov a ortodontických zámkov.

5210781 11 g ~~147,30 €~~ **118,10 €**
521078B 2× 11 g ~~245,40 €~~ **196,80 €**



AKCIE platné od **1. 6. - 7. 8. 2026** alebo do vypredania zásob

3M™ Protemp™ 4



Zľava
20%

Bis-akrylátové kompozitum na výrobu presných provizórnych inlejí, korúnok a mostíkov.

Odtiene: A1, A2, A3, A3,5 a B3.

50 ml + 16 kanjál 140,30 € **112,50 €**

3M™ Ketac™ Universal Aplicap



Zľava
20%

Samoadhezívny, chemicky tuhúci, rádioopákný skloionomérený cement, ktorý uvoľňuje fluoridy po dobu 24 mesiacov.

Odtiene: biely, A1, A2, A3, A3,5, A4 a sortiment.

50 kapsúl 198,20 € **158,60 €**

3M™ Aplicap kliešte



Zľava
20%

Špeciálne kliešte 3M / Solventum na aktiváciu kapsule pred miešaním a následnému vytlačeniu namiešaných materiálov z kapsule.

521083K aktivačné kliešte 99,00 € **79,30 €**
521083P aktivačné kliešte 140,80 € **112,60 €**

3M™ Campix



Zľava
25%

Univerzálny miešací prístroj pre kapsulové materiály. Uživateľsky jednoduchý a ľahko čistiteľný touchpad. Prednastavené časy (10 a 15 sekúnd), programovateľné časy (1-39 sekúnd). Tichá prevádzka.

593144 1086,80 € **815,30 €**

AKCIE platné od **1. 6. - 7. 8. 2026** alebo do vypredania zásob

Pentamix 3



Zľava
25%

Automatický miešací prístroj kompatibilný aj s konkurenčnými odťahovými materiálmi.

Všetky súčiastky vo vnútri prístroja sú kovové a zaisťujú dlhú životnosť prístroja.

540155 2 251,50 € **1 688,70 €**

Solventum™ Filtek™ Composite Warmer



Zľava
25%

Kompaktná prenosná nahrievačka kompozit Filtek™ pre rýchly ohrev, lepšiu zatekavosť kompozitu, lepšiu adaptáciu k stenám kavity a menšiu silu nutnú na vytlačenie.

5921499
Nahrievačka kompozit 766,30 € **574,90 €**

Elipar Deep Cure S



Zľava
25%

Polymerizačná lampa v nerezovom prevedení. Magnetické uchytanie svetlovodu pre rýchle a ľahké odstránenie pre dezinfekciu.

Nabíjacia základňa so vstavaným expozimetrom indikuje prevádzkový stav a intenzitu svetla. Vlnová dĺžka je 430-480 nm. Intenzita svetla dosahuje 1470 mW/cm².

Lampa sa obsluhuje pomocou dvoch tlačidiel - tlačidlo START/STOP a tlačidlo nastavenia času. Svetlovod má čiernu povrchovú úpravu a je sterilizovateľný v autokláve.

5930441 2 648,80 € **1 986,70 €**

Elipar Deep Cure L



Zľava
25%

Polymerizačná lampa v plastovom prevedení. Konštrukcia z kvalitného plastu.

Napájanie batérie pomocou nabíjacieho konektora. Vlnová dĺžka je 430-480 nm. Intenzita svetla dosahuje 1470 mW/cm². Lampa sa obsluhuje pomocou dvoch tlačidiel - tlačidlo START/STOP a tlačidlo nastavenia času. Svetlovod má čiernu povrchovú úpravu a je sterilizovateľný v autokláve.

593044 1 387,50 € **1 040,90 €**