

# Ultradent ŠPECIÁL



## Q3/2026

1. 7. do 30. 9. 2026



## Opalescence® Original Opalescence® Sensitivity Relief

### Bieliace zubné pasty

- Jedinečná zmes oxidu kremičitého aktívne odstraňuje povrchové škvrny.
- Bezpečná na každodenné a dlhodobé používanie, vhodná pre celú rodinu.
- Odstránením povrchových škvŕn zosvetľuje zuby až o dva odtiene už za jeden mesiac.
- Vynikajúca absorpcia fluoridu sodného<sup>2</sup> pomáha účinnejšie chrániť pred vznikom zubného kazu a posilňuje zubnú sklovinu.
- Sladidlo xylitol pomáha znižovať riziko vzniku zubného kazu.
- Hodnota RDA 78 zabezpečuje maximálnu ochranu zubnej skloviny, dentínu a zubných výplní.
- Vhodná aj pre nebielené zuby.
- Neobsahuje triclosan.
- Neobsahuje oxid titaničitý.

20%\*  
ZĽAVA

|        |                                             |        |         |
|--------|---------------------------------------------|--------|---------|
| 500401 | Bieliaca pasta Opalescence 100 ml           | 8,80 € | 11,00 € |
| 503470 | Bieliaca pasta Opalescence Sensitive 100 ml | 9,60 € | 12,00 € |



Opalescence™  
whitening toothpaste

## Opalescence® PF 10% denné bielenie Opalescence® PF 16% nočné bielenie

- 20 % vody chráni pred dehydratáciou zubov a návratom k pôvodnému odtieňu.
- Formula PF chráni pred citlivosťou zubov počas bielenia aj po ňom.
- Jediný viskózný príľnavý gél s postupným uvoľňovaním peroxidu vodíka na dosiahnutie trvalého bieliaceho účinku.
- Príchut': mäta, melón, bez príchute.
- Dĺžka bieliaceho cyklu: 5 – 10 aplikácií.
- 1/3 až 1/2 striekačky na 1 nosič.



25%\*  
ZĽAVA

|                    |                                  |          |          |
|--------------------|----------------------------------|----------|----------|
| Opalescence PF 10% | pac. kit mäta, melón, regular    | 76,50 €  | 102,00 € |
| Opalescence PF 16% | pac. kit mäta, melón, regular    | 76,50 €  | 102,00 € |
| Opalescence PF 10% | Dr. kit mäta, melón, regular     | 83,30 €  | 111,00 € |
| Opalescence PF 16% | Dr. kit mäta, melón, regular     | 83,30 €  | 111,00 € |
| Opalescence PF 10% | 40 × 1,2 ml mäta, melón, regular | 267,80 € | 357,00 € |
| Opalescence PF 16% | 40 × 1,2 ml mäta, melón, regular | 267,80 € | 357,00 € |



Opalescence™  
tooth whitening systems

## GEMINI EVO™

### Diódový laser

- Superpulzný výkon v špičke 100 W (peak).
- Tri vlnové dĺžky: 810 nm, 980 nm a duálna 810 – 980 nm pre optimálnu absorpciu melanínu a vody.
- Rýchlejší hladký rez a vysoká tepelná relaxácia.
- Gemini špičky iniciované 5 mm (rezacie) a neiniciované 7 mm (dezinfekčné), kompatibilné s predchádzajúcim laserom Gemini.
- Podsvietenie špičky pre lepšiu viditeľnosť v mieste zákroku.
- Bezdrôtový nožný pedál a prevádzka na batériu.
- 16 predvolených procedúr v 3 kategóriách zákrokov.
- 3 fotobiomodulačné PBM adaptéry.
- Bezdrôtové aktualizácie a vyhradená technická podpora prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
- Mobilná aplikácia a Gemini EVO Dashboard.

20%\*  
ZĽAVA

|        |                                               |             |             |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 509121 | Gemini EVO laser kit                          | 11 104,00 € | 13 880,00 € |
| 508995 | Gemini laser ochranné okuliare                | 248,80 €    | 311,00 €    |
| 508993 | Gemini laser špičky iniciované 5 mm - 25 ks   | 294,40 €    | 368,00 €    |
| 508994 | Gemini laser špičky neiniciované 7 mm - 25 ks | 294,40 €    | 368,00 €    |



## HALO™

Sekčné matrice original

### Nitinolové krúžky

- Superelastická zliatina niklu a titánu udržiava prítlak počas ošetrovania a znižuje cyklické namáhanie.
- Krúžky vydržia viac ako 1 000 použití.
- Nylonové hroty plnené sklom sa len ťažko zlomia a počas preparácie sa nedeformujú.
- Tvar krúžka spoľahlivo drží matricový pásik v prirodzenom anatomickom tvare.
- Konštrukcia umožňuje použitie pri výplniach MOD a ďalších dostavbách II. triedy.
- Umožňujú ideálnu separáciu pri susediacich dostavbách.

### Matricové pásiky

- Anatomicky tvarované na dosiahnutie ideálneho kontaktného bodu.
- Zakrivenie okrajovej línie znižuje potrebu dokončovacích úprav.
- Jednoduché nasadenie, umiestnenie a odstránenie pri zachovaní dobrej prehľadnosti pracovného poľa.

### Klíčky

- Stlačiteľný stred umožňuje anatomické prispôbenie matrice.
- Pevný klínok zabezpečuje lepšiu separáciu pri menšom traumatickom podráždení papily.
- Jednoduché zavedenie klínka vďaka dutému dizajnu; v prípade potreby je možné použiť viac klínkov naraz.
- Farebné označenie uľahčuje rozlíšenie veľkostí klínkov.

### Karuzelový zásobník

- Prehľadné usporiadanie šetrí čas.
- Jednoducho sa dezinfikuje dezinfekciou na prvrchy

# HALO™

SECTIONAL MATRIX SYSTEM



|        |                                                |          |         |
|--------|------------------------------------------------|----------|---------|
| 505049 | Halo matrice firm non-stick 3,5mm 50 ks        | 67,20 €  | 84,00€  |
| 505051 | Halo matrice firm non-stick 4,5mm 50 ks        | 67,20 €  | 84,00€  |
| 505052 | Halo matrice firm non-stick 4,5mm 100 ks       | 127,20 € | 159,00€ |
| 505053 | Halo matrice firm non-stick 5,5mm 50 ks        | 67,20 €  | 84,00€  |
| 505054 | Halo matrice firm non-stick 5,5mm 100 ks       | 127,20 € | 159,00€ |
| 505055 | Halo matrice firm non-stick 6,5mm 50 ks        | 67,20 €  | 84,00€  |
| 505056 | Halo matrice firm non-stick 6,5mm 100 ks       | 127,20 € | 159,00€ |
| 505057 | Halo matrice firm non-stick 7,5mm 50 ks        | 67,20 €  | 84,00€  |
| 505059 | Halo matrice firm 3,5mm 50 ks                  | 57,60 €  | 72,00€  |
| 505062 | Halo matrice firm 4,5mm 50 ks                  | 57,60 €  | 72,00€  |
| 505063 | Halo matrice firm 4,5mm 100 ks                 | 108,00 € | 135,00€ |
| 505064 | Halo matrice firm 5,5mm 50 ks                  | 57,60 €  | 72,00€  |
| 505065 | Halo matrice firm 5,5mm 100 ks                 | 108,00 € | 135,00€ |
| 505066 | Halo matrice firm 6,5mm 50 ks                  | 57,60 €  | 72,00€  |
| 505067 | Halo matrice firm 6,5mm 100 ks                 | 108,00 € | 135,00€ |
| 505068 | Halo matrice firm 7,5mm 50 ks                  | 57,60 €  | 72,00€  |
| 505448 | Halo matrice originál 3,5mm 50 ks              | 57,60 €  | 72,00€  |
| 505449 | Halo matrice originál 3,5mm 100 ks             | 108,00 € | 135,00€ |
| 505450 | Halo matrice originál 4,5mm 50 ks              | 57,60 €  | 72,00€  |
| 505451 | Halo matrice originál 4,5mm 100 ks             | 108,00 € | 135,00€ |
| 505452 | Halo matrice originál 5,5mm 50 ks              | 57,60 €  | 72,00€  |
| 505453 | Halo matrice originál 5,5mm 100 ks             | 108,00 € | 135,00€ |
| 505454 | Halo matrice originál 6,5mm 50 ks              | 57,60 €  | 72,00€  |
| 505455 | Halo matrice originál 6,5mm 100 ks             | 108,00 € | 135,00€ |
| 505456 | Halo matrice originál 7,5mm 50 ks              | 57,60 €  | 72,00€  |
| 505457 | Halo matrice originál 7,5mm 100 ks             | 108,00 € | 135,00€ |
| 505882 | Halo kratší molar krúžok 1 ks                  | 121,60 € | 152,00€ |
| 505883 | Halo kratší molar krúžok 2 ks                  | 219,20 € | 274,00€ |
| 505884 | Halo klíčky extra malé 100 ks                  | 43,20 €  | 54,00€  |
| 509932 | Halo sekčné matrice originál set bez nástrojov | 351,20 € | 439,00€ |
| 509935 | Halo sekčné matrice originál mini kit          | 226,40 € | 283,00€ |
| 509936 | Halo sekčné matrice firm set bez nástrojov     | 351,20 € | 439,00€ |

Váš dodávateľ