

AKCIE platné od **1. 1. 2026 - 28. 2. 2026** alebo do vypredania zásob

3M™ Clinpro™ Clear Fluoride Treatment

MODERNÁ FLUORIDOVÁ OCHRANA BEZ KOMPROMISOV

Clinpro™ Clear Fluoride Treatment je číry vodný prípravok bez rosinu (kaľafóny) v praktickej jednorazovej dávke L-Pop. Poskytuje účinnú ochranu skloviny a dentínu s minimálnou dobou kontaktu iba 15 minút - rýchlo, príjemne a bez typických nevýhod tradičných lakov. V klinických štúdiách preukázal rovnakú alebo vyššiu absorpciu fluoridu ako 5% lak, a to pri nižšej koncentrácii fluoridu.

Prečo Clinpro Clear funguje inak:

- Absorpcia fluoridu ako u 5% laku, napriek tomu iba 2,1% NaF
- Vodná báza bez rosinu – bez typickej chuti, vône a lepkavého pocitu
- 15 minút kontaktu namiesto hodinového obmedzenia po aplikácii
- Číre zloženie – esteticky neviditeľné na zuboch
- Technológia stabilizovaného Ca-fosfátu pre podporu remineralizácie
- L-Pop lízatko – rýchla a jednoduchá aplikácia, pozitívna skúsenosť pacienta
- Neutrálne pH, bez bežných alergénov, šetrné pre odsávací systém
- Tri príchute: mäta, melón, alebo bez príchuti

Uľahčíte pacientom rozhodnutie

Vďaka výrazne pohodlnejšej aplikácii a oveľa príjemnejšiemu zážitku sa pacienti ľahšie rozhodujú pre fluoridové ošetrenie – bez lepkavého povlaku, bez obmedzenia po zákroku a s profesionálnym výsledkom. Vyskúšajte ochranu, ktorá kombinuje modernú formuláciu, rýchly postup a preukázateľný efekt.

Príchute: bez príchuti, melón, mäta

5403818x 50 ks 126,40 € 158,00€



Akciová ponuka

Objednajte si 2x 50 ks balenie
a **ZADARMO ZÍSKATE** edukatívnu maňušku

AKCIE platné od **1. 1. 2026 - 28. 2. 2026** alebo do vypredania zásob

3M™ RelyX™ Universal Resin Cement Refills

Duálne tuhnúci živcový kompozitný cement v unikátnej mikromix striekačke pre spoľahlivú cementáciu fixných náhrad aj koreňových čapov – v samoadhezívnom aj adhezívnom režime.



Zľava
25%

- Široké použitie: takmer všetky adhezívne aj samoadhezívne indikácie vrátane cementácie čapov, inlejí/onlejí, koruniek, mostíkov aj na implantátové abutmenty.
- Mikromix striekačka = čistá a hygienická práca: samouzavierateľný hygienický dizajn, kontrolovaný výdaj a minimum zvyškov.
- Menej odpadu: vo vnútri kanyly zostáva až o 80 % menej materiálu ako u tradičných duálnych kanýl.
- Jednoduché odstránenie prebytkov: prebytky odstránite v gélovej fáze po krátkom predpolymerizovaní.
- Silná a dlhodobá väzba: vynikajúca adhézia pri každodennej cementácii.
- Estetika bez kompromisov: fluorescenčný efekt podobný živému zubu a vylepšená rádioopacita pre lepšiu kontrolu na RTG.

Odtiene: fluorescenčný, A1, A3 opákný a biely opákný.

530300Rx doplnkové balenie, 3,4 g ~~246€~~ **168,20 €**

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive

Univerzálne adhezívum pre priame aj nepriame indikácie, ktoré ako prvé ponúkajú röntgenovú kontrastnosť – a v kombinácii so systémom RelyX™ Universal umožňuje prácu bez nutnosti svetelnej polymerizácie adhezíva.



Zľava
25%

- Univerzálne použitie bez kompromisov: pre všetky priame aj nepriame indikácie lepenia, všetky leptacie protokoly i rôzne spôsoby polymerizácie.
- Systémové riešenie k RelyX™ Universal: ideálny partner pre adhezívny režim – adhezívum je vytvrdené cementom (bez osvietenia).
- Röntgen kontrastné adhezívum: rádioopacita porovnateľná s dentínom pre lepšiu kontrolu na RTG.
- Bez Bis-GMA: moderné zloženie pre každodennú klinickú prax.
- Spoľahlivé pre priame výkony: bonding kompozitov/kompomérov (svetlom, duálne aj samotuhnúcich), desenzibilizácia krčkov, pečatenie fisúr, opravy a ochranný lak pre skloionoméry.
- Istota pri nepriamych prácach: bonding a lepenie nepriamych náhrad s RelyX™ Universal (a ďalšími cementmi), fazety s RelyX™ Veneer Cement, intraorálne opravy kompozitných aj celokeramických náhrad bez primeru, uzavretie kavit a preparáciou pred dočasným upevnením.

530300 5 ml ~~139,00€~~ **112,10 €**

AKCIE platné od **1. 1. 2026 - 28. 2. 2026** alebo do vypredania zásob

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative

novinka

Zjednodušený výber odtieňa pre frontálne aj distálne jednoodtieňové výplne.

- Iba tri odtiene (svetlý BRIGHT, prirodzený NATURAL a teplý WARM), ktoré zodpovedajú klasickému VITA vzorkovníku.
- Prirodzene prispôbená krycia schopnosť vykazuje priehľadnosť podobnú sklovine tam, kde je to potrebné, na fazete a incízálnej hrane.
- Na maskovanie tmavosti ústnej dutiny pri frontálnych výplniach nie je potrebný žiadny opáker.
- Vynikajúca leštiteľnosť a zhoda odtieňa.
- Vynikajúca odolnosť proti opotrebovaniu a pevnosť.
- Prijemná manipulácia.
- Obsahuje rovnakú nanotechnológiu, ktorá stojí za našimi špičkovými dentálnymi materiálmi 3M™ Filtek™.



52865x striekačka 4 g Bright / Natural / Warm 83€ **65,30 €**

**Zľava
25%**

3M™ Protemp™ 4

Bis-akrylátové kompozitum na výrobu presných provizórnych inlejí, korúnok a mostíkov.

- Prináša veľkú úsporu času - už žiadny lak ani kondicionér - stačí zotrieť alkoholom!
- Vynikajúca pevnosť a odolnosť, dlhá životnosť aj pre dlhodobé provizória.
- Vysoká estetika, hladký povrch bráni vzniku povlaku, farebná stálosť a fluorescencia.
- Jednoduchá manipulácia vďaka menšej inhibičnej vrstve.

Odtiene: A1, A2, A3, A3,5.



53045x 50 ml + 16 kanýl 130,00€ **102 €**

**Zľava
25%**

AKCIE platné od **1. 1. 2026 - 28. 2. 2026** alebo do vypredania zásob

3M™ Singlebond Universal



Zľava
20%

Univerzálne adhezívum pre všetky adhezívne techniky a pre všetky povrchy.

530203 5 ml 117,00-€ **99,30 €**

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative



Zľava
25%

Svetlom tuhnúci, röntgenokontrastný zatekavý nanokompozit s nízkou viskozitou.

Odtiene: A2, A3, A3.5, A4, A3 opákný.

5283x 2x 2 g v striekačke 73,00-€ **57,30 €**

3M™ Filtek™ Ultimate Universal Restorative



Zľava
20%

Univerzálny výplňový nanokompozit s výbornou spracovateľnosťou.

Dostupné v body/dentin/enamel odtieňoch:
A1-B/D/E, A2-B/D, A3-B/D/E, A3.5-B, A4-B, B1-B, B3-B, C2-B.

521x 4 g 68,00-€ **56,20 €**

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative



Zľava
25%

Zatekavý výplňový materiál s aplikáciou do hĺbky až 4 mm, bez nutnosti vrstvenia.

Odtiene: A1, A2, A3.

5287x 2x 2 g v striekačke 87,00-€ **67,50 €**