


.....





IDD – celosvětově uznávaný novozélandský institut digitální stomatologie udělil za rok 2024 značce SHINING 3D tituly:



Nejinovativnější společnost roku

SHINING 3D je jedinou společností, která nabízí **kompletní spektrum** špičkových produktů **pro digitální stomatologii** a ukazuje směr, kterým se digitální stomatologie bude dále ubírat.



Intraorální skener roku & nejlepší design

Ocenění pro **Aoralscan Elite** za design, celkové zpracování, inovaci v podobě photogrametrie (IPG), která přináší až 5x vyšší přesnost pro práce velkého rozsahu.



3D tiskárna s nelepším poměrem cena / výkon

3D tiskárna **AccuFab-L4D** poskytuje nejlepší kombinaci funkcí a výkonu za danou cenu.

SHINING 3D
DENTAL



Světový leader 3D skenování a 3D tisku

20 let na trhu, 14 let zastoupení v ČR a SK

Aoralscan L	Aoralscan W	Aoralscan 3	Aoralscan 3 wireless	Aoralscan Elite	Parametry intraorálních skenerů
1 rok	1 rok	2 roky	2 roky	1 rok	Záruka.
✗	✗	✓	✓	✓	Aktualizace softwaru.
Angličtina	Angličtina	✓	✓	✓	Čeština.
✓	✓	✓	✓	✓	Neomezené cloudové úložiště.
✓	✓	✓	✓	✓	Neomezený počet spolupracujících laboratoří.
✓	✓	✓	✓	✓	Otevřená data (STL, OBJ, PLY).
✓	✓	✓	✓	✓	Bez dalších poplatků.
240 g	330 g	240 g	330 g	124 g	Váha.
					Funkce pro skenování
✓	✓	✓	✓	✓	AI - inteligentní skenování (automatické odstranění přebytečných fragmentů).
✓	✓	✓	✓	✓	Skenování měkkých tkání.
✓	✓	✓	✓	✓	Skenování lesklých ploch.
✓	✓	✓	✓	✓	HD skenování ve vysokém rozlišení.
✓	✓	✓	✓	✓	Vhodné pro schůdkové i bezschůdkové preparace (dohledová vzdálenost 22 mm).
✗	✗	✓	✓	✓	Skenování pro snímatelné protézy (definování výšky skusu dle staré protézy či skusové šablony).
✓	✓	✓	✓	✓	Možnost zaznamenat více poloh skusu.
✗	✗	✓	✓	✓	Dynamický skus (artikulační pohyby).
✓	✓	✓	✓	✓	Implantáty skenované pomocí skenovacích tělísek dodaných od implantačního systému.
✗	✗	✗	✗	✓	IPG pro Multi-Unit Abutments (MUA) - 5x přesnější skenování implantátů pro práce velkého rozsahu.
					Kontrola skenů
✓	✓	✓	✓	✓	Vizuální kontrola ve fotorealistickém i černobílém zobrazení.
✓	✓	✓	✓	✓	Kontrola podsekřivin.
✓	✓	✓	✓	✓	Měření prostoru do skusu.
✓	✓	✓	✓	✓	Kontrola mezičelistních vztahů pohledem v řezu.
✓	✓	✓	✓	✓	Zakreslení krčkového uzávěru.
					Moduly:
✗	✗	✓	✓	✓	AccuDesign - tisk modelu.
✗	✗	✓	✓	✓	CreTemp - modelace korunky.
✗	✗	✓	✓	✓	MetronTrack - detailní měření s možností porovnávání skenů v čase.
✗	✗	✓	✓	✓	CreIBT - návrh šablon pro lepení zámečků v ortodoncii.
✗	✗	✓	✓	✓	CreSplint - návrh dlah.
✗	✗	✓	✓	✓	ConsulReport - návrh léčebného plánu.

Drátový a bezdrátový skener za atraktivní ceny

Řešíte aktuálně ekonomiku a potřebujete řešení na 2-3 roky?

Znamená to, že pak přestane skener fungovat?

Ne, to to rozhodně neznamená, ale vývoj pro skenovacího softwaru se neustále zlepšuje a za 2-3 roky bude tolik novinek, že si je budete chtít pořídit. A pokud ne, skener vám bude samozřejmě sloužit dále.

Proč jsou tyto modely v nabídce SHINING 3D?

Výrobce doplnil do nabídky tyto modely po klienty, kterým vyhovuje obchodní politika dalších značek, která je založena na vylepšování funkčnosti dle modelových řad. Ať je to Medit 500 -> 600 -> 700, či 3Shape 3 -> 4 -> 5, a další...



Aoralscan L
Drátový

Cena: 9 990 €



Aoralscan W
Bezdrátový

Cena: 10 790 €

Aoralscan 3

Drátový



Běžná cena: ~~17 490 €~~

Zvýhodněná cena: 16 090 €

Akční sestavy

1




Aoralscan 3

2



MetiSmile

3



AccuFab-L4D



FabCure 2



AoStation

1

Aoralscan 3 + AoStation

Skener + stojan s počítačem

- Aoralscan 3 – 16 090 €
- AoStation – 5 900 €

Celkem: 21 990 €

Sleva: -2 200 €

Akční cena: 19 790 €

2

Aoralscan 3 + AoStation + MetiSmile

Skener + stojan s počítačem + obličejový skener

- Aoralscan 3 – 16 090 €
- AoStation – 5 900 €
- MetiSmile – 6 900 €

Celkem: 28 940 €

Sleva: -3 950 €

Akční cena: 24 990 €

3

Aoralscan 3 + AoStation + MetiSmile + AccuFab-L4D + FabCure 2

Skener + stojan s počítačem + obličejový skener + 3D tiskárna + vytvrzovačka

- Aoralscan 3 – 16 090 €
- AoStation – 5 900 €
- MetiSmile – 6 900 €
- AccuFab-L4D – 6 090 €
- FabCure 2 – 3 990 €

Celkem: 37 020 €

Sleva: -4 630 €

Akční cena: 32 390 €

Aoralscan 3 wireless

Bezdrátový



Běžná cena: ~~18 890 €~~

Zvýhodněná cena: 17 490 €

Akční sestavy

1




Aoralscan 3 wireless

2



MetiSmile

3



AccuFab-L4D



FabCure 2



AoStation

1

Aoralscan 3 wireless + AoStation

Skener + stojan s počítačem

- Aoralscan 3 wireless – 17 490 €
- AoStation – 5 900 €

Celkem: 23 390 €

Sleva: -2 200 €

Akční cena: 21 190 €

2

Aoralscan 3 wireless + MetiSmile

Skener + stojan s počítačem + obličejový skener

- Aoralscan 3 wireless – 17 490 €
- AoStation – 5 900 €
- MetiSmile – 6 900 €

Celkem: 30 340 €

Sleva: -3 950 €

Akční cena: 26 390 €

3

Aoralscan 3 wireless + AoStation + MetiSmile + AccuFab-L4D + FabCure 2

Skener + stojan s počítačem + obličejový skener
+ 3D tiskárna + vytvrzovačka

- Aoralscan 3 wireless – 17 490 €
- AoStation – 5 900 €
- MetiSmile – 6 900 €
- AccuFab-L4D – 6 090 €
- FabCure 2 – 3 990 €

Celkem: 38 420 €

Sleva: -4 630 €

Akční cena: 33 790 €

Aoralscan Elite


Drátový skener



Cena: 21 390 €

IPG - Intraoral photogrammetry

pro Multi-Unit Abutments (MUA)



Až 5× vyšší přesnost skenování v rozsahu celého oblouku pro MUA implantáty

Díky unikátním kódovaným vzorům skenovacích tělísek nabízí technologie IPG násobně vyšší přesnost pro práce velkého rozsahu, kde záleží na maximální přesnosti v pasivním dosedu.

Speciální IPG skenovací tělíska pro Multi-Unit Abutments.

IPG implant kit: 2 090 €



AoStation

Počítač v pojízdném
stojanu s baterií.

CPU	i7 - 12700
RAM	32 GB
Disk	2 TB SSD
GPU	NVIDIA RTX A2000 GDD R6 12 GB
Monitor	Dotykový, 23,8" (1920×1080)
Baterie	Lithium, nabíjení 8–10 hod. na 1 hodinu provozu

Lithium baterie

Provoz u křesla až 1 hod.
bez připojení k proudu.



Varianty pro skenery

- ✓ Aoralscan 3
- ✓ Aoralscan 3 wireless

Cena: 5 900 €



Stojany pro notebook

Aoralscan 3



Cena: 600 €



Cena: 800 €

Přenosný box pro notebook

Aoralscan 3 wireless



Cena: 600 €



Zavřený box



Otevřený box

MetiSmile

Obličejový skener




Běžná cena: 7 950 €

Cena pro majitele skenerů SHINING 3D: 6 950 €



AccuFab-L4D


Velkoformátová 3D tiskárna
speciálně pro stomatologii



Cena: 6 090 €

Efektivita

Velikost tisku **192×120 mm a rozlišení 4K** uspokojí požadavky
i nejnáročnějších uživatelů na efektivitu práce.



FabCure 2

Vytvrzovací box



Cena: 1 990 €

FabWash

Čisticí box



Cena: 3 990 €

Chirurgické dlahy

Cena:
272 €



Gingiva

Cena:
202 €



Tištěné modely

Cena:
150 €




Funkční lžičky

Cena:
202 €



Orto dlahy

Cena:
150 €



Slévateľný vosk

Cena:
202 €





Největší zubní laboratoř v ČR a SK

30 let na trhu

Instalaci zařízení, zaškolení obsluhy a odborné poradenství
zajišťují technici zubní laboratoře JS Lab.

